Http://www.solarbio.com

植物蔗糖含量检测试剂盒说明书

微量法

货号: BC2465 **规格:** 100T/96S

产品组成:使用前请认真核对试剂体积与瓶内体积是否一致,有疑问请及时联系索莱宝工作人员。

试剂名称	规格	保存条件
提取液	液体 100 mL×1 瓶	4℃保存
试剂一	粉剂 10mg×1 支	4℃保存
试剂二	液体 2mL×1 瓶	4℃保存
试剂三	液体 20 mL×1 瓶	4℃保存
试剂四	液体 5 mL×1 瓶	4℃保存
试剂五	粉剂 0.5g×1 瓶	常温保存

溶液的配制:

试剂一: 临用前加1mL蒸馏水溶解,用水稀释10倍,备用,即1mg/mL。

产品说明:

蔗糖是植物光合作用的主要产物,也是糖分运输和储藏的主要形式。因此,测定蔗糖含量对于植物糖代谢具有重要意义。此外,蔗糖含量是饮料、蜂蜜、果脯、糖果和乳制品等产品质量控制的重要指标之一。先用碱与样本共热,破坏其中的还原糖。然后在酸性条件下将蔗糖水解生成葡萄糖和果糖,果糖进一步与间苯二酚反应,生成有色物质,在480nm 下有特征吸收峰。

技术指标:

最低检出限: 0.0316 mg/mL 线性范围: 0.039-12 mg/mL

注意:实验之前建议选择 2-3 个预期差异大的样本做预实验。如果样本吸光值不在测量范围内建议稀释或者增加样本量进行检测。

需自备的仪器和用品:

可见分光光度计/酶标仪、水浴锅、可调式移液器、微量玻璃比色皿/96 孔板、研钵/匀浆器、蒸馏水。

操作步骤:

一、样本处理(可适当调整待测样本量,具体比例可以参考文献)

称取0.1g 样本,常温研碎,加入0.5mL 提取液,适当研磨后快速转移到离心管中,置于80℃水浴锅中10min,振荡 $3\sim5$ 次,冷却后,4000g,25℃离心10min,取上清,加入2mg试剂五,80℃脱色30min,再加入0.5mL 提取液,4000g,25℃离心10min,取上清液测定。

二、测定步骤

- 1、可见分光光度/酶标仪计预热30min 以上,调节波长至480nm,蒸馏水调零。
- 2、 样本测定(在1.5mL EP管中依次加入下列试剂):

试剂(μL)	空白管	标准管	测定管	
样本			25	
试剂一		25		
蒸馏水	25			
试剂二	15	15	15	
混匀,100℃煮沸5min左右(盖紧,防止水分散失)				
试剂三	175	175	175	
试剂四	50	50	50	

混匀,沸水浴 10min 左右,冷却后取 200μL 至微量玻璃比色皿或 96 孔板中测定 480nm 处的吸光值,空白管、标准管和测定管分别记为 A1、A2 和 A3。

三、蔗糖含量计算

1、按照样本蛋白浓度计算

蔗糖含量(mg/mg prot)= (C 标准管×V1)×(A3-A1)÷(A2-A1)÷(V1×Cpr)= (A3-A1)÷(A2-A1) ÷Cpr 此法需要自行测定蛋白浓度。

2、按照样本质量计算

蔗糖含量(mg/g 质量)=(C标准管×V1)×(A3-A1)÷(A2-A1)÷(W×V1÷V2)=(A3-A1)÷(A2-A1)÷W

C 标准管:标准管浓度, 1mg/mL; V1: 加入样本体积, 0.025mL; V2: 加入提取液体积, 1mL; Cpr: 样本蛋白质浓度, mg/mL; W: 样本质量, g。

注意事项:

当样本吸光值大于1.4时,建议将样本用提取液稀释后进行测定。

参考文献:

[1] Fils-Lycaon B, Julianus P, Chillet M, et al. Acid invertase as a serious candidate to control the balance sucrose versus (glucose+ fructose) of banana fruit during ripening[J]. Scientia horticulturae, 2011, 129(2): 197-206.

相关系列产品:

BC0580/BC0585 蔗糖合成酶(SS)活性检测试剂盒

BC0600/BC0605 蔗糖磷酸合成酶 (SPS) 活性检测试剂盒