


型號2004-血壓計說明書

各主要部件的說明



- 1.收縮壓 (SYS)
- 2.舒張壓 (DIA)
- 3.脈搏數
- 4.MEMORY (翻查記憶)
- 5.START (電源開關)
- 6.LCD顯示屏
- 7.臂帶連接處
- 8.氣管
- 9.臂帶
- 10.打氣球
- 11.排氣閥



電池的安裝與替換

當您測量時有電池更換符號或者沒有任何內容顯示在顯示器上的時候，您須更換新的電池。

- 1.將電池蓋順着箭頭所示方向推開。
- 2.安裝或更換4個“AA”型的5號電池，請依極性 (+/-) 標示。正確安裝，確保電池的“+”(正極)和“-”(負極)的方向與置放電池部位的極性方向相吻合
- 3.將電池蓋合好關緊。
- 4.在室溫22°C的環境下，每天使用一次(打氣到約160~200mmHg)及使用電池的狀況下，電池約可測量250次。但隨機所附的電池只作為檢測之用，不保證可達如此多次。
- 5.當電池更換符號出現時或在測量中打氣加壓中顯示低電符號“”，將無法再進行血壓的測量，請更換所有四節同型號的電池，並避免新舊電池並用。
- 6.如長時間不使用，請將本機內之電池取下，避免電池液外洩，腐蝕本機。



臂帶的使用方法

- 1.將臂帶的尾部穿過鐵框，尼龍粘貼處向上(如圖所1示)。




圖1

- 2.將手伸直，在離手肘約2至3cm 的地方套上臂帶，若您穿的衣服太厚，先將衣服脫去，然後將端部和底部拉緊，但不必太松或太緊讓手感到舒服就行。(如圖2所示)

- 3.如圖3所示，將臂帶上的氣管對向手臂彎曲處的中央。




圖2




圖3




圖4


測量前的注意事項

- 1.測量前請仔細閱讀說明書。
- 2.在測量前的30分鐘避免飲食，吸煙和運動。在測量之前同時休息15分鐘。
- 3.在測量時，避免處於緊張狀態。
- 4.測量時建議測量左手(因左手離心臟比較近)。但在右手測量亦可，唯測量結果會有差異，要多次測量比較時，建議要用同一手臂測量做比較。
- 5.測量時請不要說話，應保持平靜，全身放鬆，坐着測量時坐姿要正確，躺着測量時，一定要仰臥。


測量方法

- 1.臂帶的使用請參閱之前的臂帶使用方法。(注意：測量前請在關機狀態下按住排氣閥4秒，使其測量壓力為零點。)

- 2.按“START”鍵，所有的圖案會顯示在液晶顯示器上，約2秒顯示為“0”或上次測量值，當看到加壓符號為“▲”時，即可開始加壓測量。
- 3.反復的擠壓打氣球將氣壓值升到150~200毫升(可看到加壓“▲”箭頭變為洩氣箭頭“▼”)，即停止打氣。
- 4.等待氣壓緩慢自動降低，並在液晶顯示器上看到一閃一閃的心跳符號“♥”，表示在測量中。(請勿交談說話或移動手臂)
- 5.測試完之後，屏幕將顯示收縮壓，舒張壓及脈搏數，同時會將數據自動保存在記憶裡。
注意：有時候，如果測量顯示錯誤的結果(如E1、E4...)，請完全釋放臂帶中的氣壓，關機再啟動，並且由步驟2開始新的測量。
- 6.按壓“排氣閥”(位於打氣球上方)使完全釋放臂帶中的氣壓。
- 7.按“START”鍵關閉本機。(即使忘了關機，本機將會在2.5分鐘之內自動關機)。
注意：打氣時請加壓到高於您一般的收縮壓(SYS)值30mmHg，則可順利得到可靠的測量結果。例如您一般收縮值為140mmHg，請打氣到170mmHg以上即可。



- * 測量時，請使臂帶位置於心臟的水平線同等高度，若位置高於心臟水平線測試值將過低，若低於心臟的水平線，測試值將過高。
- * 本機可以保存128次測量值，如果多於128，最早的記錄將被刪除，僅保留最後的128組記錄。
- * 如果開機超過1分鐘未打氣測量，本機會自動顯示錯誤E1，請先關機後再重新開機測量。



查看記錄結果

有以下兩種檢查方法：

- 一、在測試完成之後，屏幕中將顯示測試結果。如果想查看以前的測試結果，請按“MEMORY”鍵即可。
- 二、在關機狀態，同時按“START”和“MEMORY”鍵，先放掉“START”鍵，繼續按住“MEMORY”鍵5秒，即可進入查詢模式，再按“MEMORY”鍵即可查詢以前的記憶。

611-200402-000
VER 1.0, 10/2005

愛奧樂醫療器械有限公司

台北市長安東路二段80號九樓之四
Tel: (02) 2507 7679 (代表號)
Fax: (02) 2507 7603