# WATERS 600

# 高效液相色谱仪使用说明书

## (用 前 必 读)

# 青岛科技大学化工测试中心

2009-07-17

## 安全指南

遵守安全指南可以防止对系统或设备造成损害。



小心:为避免化学或电气危险,在操作系统时,请务必遵守实验室的安全规定。

第一章 WATERS 600 简介1
第二章 基本操作要领2
2.1 操作规程2
2.2 运行分析样品2
第三章 数据的处理15
3.1 创建方法组定量分析15
外标法: 单点校正15
未知样结果计算
外标法: 多点校正
内标法校正
3.2 定性结果
3.3 打印报告
第四章 文件管理46
第五章 Millennium 32 4.02 版本(中文版)安装要点及有关事项47

### 第一章 WATERS 600 简介

该高效液相色谱系统是由 Waters600 高压泵及控制器、氦气脱气系统、Waters 2996 二极管阵列检测器和 Millennium32 4.02 版本(中文版)工作站构成。该系统所有的控制 指令和数据处理都可以通过计算计完成。该系统是分析实验室不可缺少的仪器设备,是 有机物定量分析的最佳手段之一,另外的突出优点是可以对色谱峰的纯度进行判断。建 立色谱库后可以实现定性分析。

#### 第二章 基本操作要领

#### 2.1 操作规程

2.1.1 制备标样和样品: 配置合适浓度的标样; 制备的样品进样前要过滤。

2.1.2 使用 HPLC 级流动相,必要时自行制备;水为实验室 2 级水。用前均需过 0.45μm 滤膜。

2.1.3 流动相脱气:打开氦气(99.999%)钢瓶,调节减压阀输出压力 0.3~0.6MPa。确认流动相管线和相对应的脱气管线。开始洗脱前,以 100mL/min 的速率脱气至少 15min,然 后以 30~50mL/min 速率维持脱气,直至分析工作完成。

2.1.4 开机:顺序接通 WATERS 2996、600。打开计算机电源,进入 WIN2000,双击启动 Millennium 32 工作站。登录,输入用户名或密码。如检测器启动后 STATUS 灯闪烁,可在系统运行平稳后重新启动检测器。

2.1.5 排出泵室气泡。当正常工作流速时显示无压力或压力很低,此时一般要排气。方法是打开排气阀,设置流速 9.99mL/min,待排液正常后恢复原有设置。

2.1.6 双击配置系统,建立分析项目。双击运行样品,创建方法组。根据实际分析的样品和要求,设置 600 泵和检测器的工作参数。顺序点击设置、进样按钮,准备开始分析。 2.1.7 进样 将六通阀手柄置于 LOAD 状态。注意排除气泡,用微量进样器准确装样(此时安装的定量管体积要大于进样体积);用注射器装样,注入 5 倍于定量管体积的待测溶液;装样后将手柄顺时针置于 INJECT 状态开始进样,同时会听到蜂鸣声及屏幕提示,这时工作站开始记录。待进样后 2~3min,将手柄转回 LOAD 位置,这时才能取下进样器,吸样开始下次分析。注意必须使用专用进样器,避免损坏阀片,造成漏液。

2.1.8 关机 测试完毕,先用 100%水冲洗至压力平衡,持续 10min,改为 90%甲醇水溶液 洗脱至柱压平衡,持续 5min。将流速设置为 0 ml/min 后顺序关闭 WATERS600、2996 电源 开关。关闭氦气钢瓶气阀。处理数据打印报告后,关闭计算机和总电源开关。

2.1.9 注意事项: 遵守实验室安全操作规程。更换色谱柱和流动相时必须停泵。

2.1.10 仪器维护与保养: 检查各组件连接处有无泄漏; 检查废液及时处理; 定期检查 氦气气路, 保证气路密闭并畅通; 停机超过 2 周, 需开机运行保养。

#### 2.2 运行分析样品

#### 2.2.1 创建项目

分析工作开始首先要创建项目。项目是方法、结果、自定义字段、视图筛选器和原 始数据的集合,由用户定义。该集合驻留在数据库中并在"浏览项目"中显示。自定义 字段、方法和结果存储在硬盘上,位于数据库内的表空间保留区域中。缺省情况下,项 目原始数据直接存储在硬盘上。

双击工作站主界面的配置系统,选择项目按确定。加载后,按鼠标右键,新建项目。 项目所占硬盘空间可设置为10~50M。按照提示输入项目名称确认完成。

关闭窗口,回到主界面,选择创建的项目。





<mark></mark>	/管理员 - 配置管 编辑(E) 视图(\	理器 /) 帮助(H)									<u>_ 8 ×</u>
1		XXD	3	<b>N?</b>		÷.	筛选条件: 缺省		-	编辑视图(W)更新	iw
🖃 🐣 Mi			6		8字	所有者	1 创建日期	全面审计追踪	已锁定	注释	表空间限额
- <u>-</u>	項目		1	Defau	ults	syster	n 2003-10-9 18:31:14			缺省项目	
	)木朱康労奋 1 系统		2	мвт		Syster	n 2003-11-4 10:07:11	V		投孢药物中间体	
<u>⊕</u>	库		3	wate	'S	Syster	n 2003-10-9 19:38:48			20031009	
5	用户组		4	除草	制利谷隆	Syster	n 2003-10-14 17:02:1	7			
	用户类型		5	利谷	翅	fanzx	2003-12-25 11:17:3	9 🔽		残留分析,硕士生论文。	
	》样品板类型		6	辛硫	橉	Syster	n 2003-11-11 13:57:1	4 🔽		杀虫剂	
	)永统甲叶垣际 【离线系统审计选	踪	7	杨丰	8	Syster	n 2003-11-7 9:27:49			硅化合物	
Ĭ	,		L								
			F								
			F								
			F	<u> </u>							
			F	<u> </u>							
			H	<u> </u>							
			H	<u> </u>							
			F								
			H								
			F								
			F								
			F								
			F								
		-	Ŀ								F
]][中 관 ]	°, 🎁 🧱 🐯 🔜	8									NUM
<b>過</b> 开始	] 🏉 🤤 🙆  ]	Millennium32			<b>1</b>	)WATE	RS高效液相色谱	┣╋fanzx/管理】	3 - 配置會	ŝ 🕅 🌌 🛙	11:18
我的文統 我的电射 资源 网上邻病 回收站 Internet Explored Millennium 登录 Windows 资 管理器	当 注接到 Internet Microsoft Word 電 電 Acrobat Reader 5.0	) 文 和	(Mi C件 数 J	llennin (E) を 軽 に 近 行	JIN32 見图 (V) Local 部示 (L) 利谷隆 样品 数据		<ul> <li>) 帮助(H)</li> <li>用户: fanzx</li> <li>注销</li> <li>浏览项目</li> <li>查看数据</li> </ul>	<ul> <li>□</li> <li>○</li> <li>○</li></ul>			
<b>●●</b> 开始	<i>@</i> 👘 🕅	Millennium32			fwit	WATE	RS高效液相色谱。			No. 1	H 11:24
COM 21 2H	11 🗠 🗠 🖂 []	Transfer and the second				J				TAT &	11127

#### 2.2.2 创建仪器方法

仪器方法指软件如何控制色谱仪器。本方法包含流量、溶剂组成、脱气等参数,以 及检测器设置(如波长和数据速率)。"仪器方法编辑器"用于创建和编辑仪器方法, 它含有多个选项卡,可用来为所选仪器组织参数设置。

2.2.2.1 单一进样(与样品组进样方式不同是每一次进样不需要按运行样品界面的进样

按钮) 双击运行样品,加载后出现运行样品程序界面。填写样品名、创建方法组,编

辑仪器方法(在下拉式菜单出选择创建的项目名)。按编辑进入分析方法编辑器。通用

选项卡一般不设置;脱气速率:在流量为0时设置100ml/min,15min。15min中后改为20ml/min,进入正常分析工作。将要脱气的贮液器选上。通道一般不设置。设置后可观测到压力、温度等参数的变化。流量根据实际分析情况设置。要注意和脱气的贮气瓶相对应。事件的设置是为了完成工作站和进样阀的联动。检测器通常按缺省状态不需要特殊处理。所有参数设置后,保存,关闭回到运行样品界面。点击设置,启动仪器。点击

监视器,可观察基线。基线平稳后,可进样分析。每次分析前,提前按动进样按钮, 否则数据不被记录。

在运行样品分析的实时界面,可观测 PDA 光谱图; 自定义分析标尺。要注意想保 留这种记录状态,需要到文件处下拉式菜单中点击保存参数。

** Waters600_2996 項目利谷隆用户 fanzx/管理	- 広行祥晶	_ 8 ×
文件(E) 编辑(E) 视图(V) 进祥(I) 操作(A) 定	(別)(C) 珍断(D) 帮助(D)	
<u> </u>		-
	-	
功能: 讲样	-	
方法组:	-	
世紀 10.0 二 11.0 二 11.0 11.0 11.0 11.0 11.0		
◀▶◣单→ፈ祥品ፈ祥品!・!		
温度 (℃) 流量 (毫升/分) 流量 0.00	<u>压力 (psi)</u> (公器方法: 压力 0.0	
%A 100.0 A	上限 3500.0 (低限 0.0)	
**C 0.0 *** **D 0.0	编辑 监视器 设置	
		10.18
第开始 《 \$\$ 10 Millennium32	┃ 📾 WATERS高效液相 ┃ 😭 Waters600_2996 项 🗐 处理服务器监视器 ┃ 🕅 🖛	11:31

登 Waters600_2996 項目利谷隆 用户 fanzx/管理员 - 运行样晶     文件(E) 编辑(E) 视图(Y) 进样(I) 操作(A) 定制(C) 诊断(D) 帮助(H)	. <u>8 ×</u>
	•
样品名:       利谷隆         功能:       进标准样         方法组:       利谷隆         样品瓶:       1         建样体积:       10.0         送行时间:       10.00         近       近项	
(C) <u>協量 (毫升/分)</u> 派量 0.00 XA 100.0 XC 0.0 XD 0.	0.18
[調开始] ) ② □ 1 Millennium32 図 WATERS高效…   ③ Waters600_2… 国 处理服务器… ] □ 利谷隆 项目 … ] [ ] ② [ ] 3	13:38 . [윤] ×]
文件 (E) 编辑 (E) 视图 (Y) 帮助 (H) □ ② □ ③ × № w600 w2996	
通用 脱气 通道 流量 事件 溶剂 温度 系参数 系类型 ①: 100 ▼ 头体积 ④: 100 ▼ □ 后用 SIIK ② 图形输出 ②: %A ▼	×

■ 利谷隆 項目 利谷隆 用户 fanzx/管理员 - 仪器方法编辑器 文件 (ε) 编辑 (ε) 如取 (ν) 那時 (ч)	<u>_ 8 ×</u>
通用 脱气 通道 流量 事件 溶剂 温度 系参数 系类型 ①: 2008 ▼ 头体积 (Δ): 100 ▼ □ 后用 SILK ② 图形输出 ②: %A ▼	
★ 新田 · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	CH 13:45
■ <mark>- 利谷隆 項目 利谷隆 用户 fanzx/管理员 - 仪器方法编辑器</mark> 文件 (F) 编辑 (E) 视图 (V) 帮助 (I)	<u>_ 8 ×</u>
通用     脱气     通道     流量     事件     溶剂     温度       喷射     喷射到容器:     ▼ ▲     ▼ ▲     「 ■       速率(E):     100	<u> </u>

■ 利谷隆 項目 利谷隆 用户 fanzx/管理员 - 仪器, 文件(E) 編号(E) 如因(W) 報助(H)	方法编辑器	_ & ×
通用     脱气     通道     流量     事件     溶       压力界限     高限     ①1:     1000     (低)       设定的流量     泵模式     ①1:     等度       流量     (①1:     %上:     %上:       [0.80]     [70.0]     [30.0]	S剂 温度 〕   限 (L): □     NC:   ND:   0.0	<u>*</u>
准备就绪 [] 【 开始 ] ] 《 💭 🍏 ] Millennium32 ] 🗐	]WATERS高效   🔛 Waters600_2   🗐 处理服务器   📭 利谷隆 项目	<b>))(CT</b> 13:58
▲利谷隆項目利谷隆用户 fanzx/管理员 - 仪器: 文件(E) 编辑(E) 视图(Y) 帮助(H)           □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □	方法编辑器	<u>_6×</u>
通用     脱气     通道     流量     事件     溶       初始事件状态     I     I     I     I     I     I     I       设定的事件     I     I     I     I     I     I     I     I       1     0.00     I     I     I     I     I     I     I	<ul> <li>済剂 温度 ↓</li> <li>关 3 □ 开关 4</li> <li>功能 值</li> </ul>	<u> </u>
准备就绪		 ▼

■ 利谷隆 項目 利谷隆 用户 fanzx/管理员 - 仪器方法编辑器 文件 (F) 编辑 (F) 视图 (V) 帮助 (H)	<u>_ 8 ×</u>
通用   脱气   通道   流量   事件   溶剂 温度 柱温控制 温度设定 (S): 25.0 温度高限 (L): 40.0	<u>*</u>
   中ッ・,简 <b>闘</b> 袋昆』	<b>_</b>
() 新开始 () 愛 (2) () Millennium32 () WATERS高效 () Waters600_2 () 型 处理服务器 () 和谷隆 项目 () ア () 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	14:00
文件(E) 编辑(E) 视图(Y) 帮助(H)	
文件(E) 編辑(E) 视图(Y) 帮助(H)         □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □	
文件(F) 編辑(E) 视图(Y) 帮助(H) □ ☞ ■ 資 × W w600 w2996 通用 事件 通道 1 通道 2	
文件(F) 編輯(E) 视图(Y) 帮助(H)         ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●	
文件 (E) 編辑 (E) 视图 (Y) 帮助 (H) □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □	<u> </u>
文件(E) 編輯(E) 视图(Y) 帮助(H)         □ ご □ ご N         □ ご □ ご N         W600         W2996         適用         事件       通道 1         通道 1       通道 2         C 2D 数据采集         开始波长 (S):       210.0         结束波长 (Y):       400.0         采祥速率 (A):       1.0         ● 分辨率 (B):       1.2	
文件(E) 編輯(E) 视图(Y) 帮助(H)         □ ご □ ご N         □ ご □ ご N         W600         W2996         適用 事件 通道 1 通道 2         C 2D 数据采集         ① ① 数据采集         野始波长 (S):         210.0         结束波长 (Y):         400.0         采祥速率 (A):         1.0         分辨率 (B):         1.2         丁数据延迟 (D)         数据传输速率是 37.92 KB/分钟 或 2.28 MB/小时	
文件(E) 編輯(E) 视图(Y) 帮助(H)         □ ご □ ② × №         □ ご □ ③ × №         □ び □ ③ × №         □ び □ ③ × №         □ び □ ③ × №         □ ○ □ 数据采集         ① ○ □ 数据采集         ① ○ □ 数据采集         ① ○ □ 数据采集         ○ □ ○ ○ ○ ○ □ 数据采集         ① ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	
文件(E) 編辑(E) 视图(Y) 帮助(H)         □ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●	<u> </u>
文件(E) 編辑(E) 初图(W) 帮助(H)         □ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●	<u> </u>
文件(E) 編輯(E) 初思(W) 帮助(H)         ●       ●       ●	
文件(E) 編唱(E) 視图(W) 帮助(H)         □       □       □       □       □       □       w2996         通用       事件       通道 1 [通道 2]       □       □       w2996         第       (C) 20 数据采集       (D)       (C) 30 数据采集       (C)         数据采集       (C)       (C)       (C)       (C)          (D)       (C)       (C)       (C)          (C)       (C)       (C)       (C)	
文件(E) 編唱(E) 視胆(Y) 帮助(E)         ●       ●       ●	
文件(C) 編載(C) 視勘(Y) 報助(Y)         ●       ●	

● 利谷間 文件(E)	監項目利谷陸月 编辑(E) 视图	目户 fanzx/管理员 - 仪器 (∀) 帮助(H)	器方法编辑器			<u>_ 문 ×</u>
		2 w600 w299	6			
通用	事件 通道	首 1│通道 2│				<u> </u>
<b>□ □</b>	「编程事件	<b>本供生产</b> 早	( 本件 )			
	1 0.00		脉动			
						_
   由 .ハ	•. 简 === 梁 ==	<u>.</u>				<b>_</b>
<u>」」</u>	,    <u>C</u> (; ]	K 💷 🛛 Millennium 32	]]WATERS高效  😁 Water	s600_2 🗐 🗐 处理服务器	8 1 1 利谷隆	项目 🕅 🎢 🙀 14:01
🐮 Water	rs600_2996 項目	目利谷隆 用户 fanzx/管	理员 - 运行样晶			_ 8 ×
	編辑(E) 视图	(V) 进祥(I) 操作(A)	定制(⊆) 诊断(D) 帮助(E			
	样品名: 利谷階	t 152	0.15			W2996 在254.00
	功能:   进标准 方法组:   利谷際	圭祥  &	⊋ 0.10			
	样品瓶: 1		0.05			
进				0 2.00 3.00 4.00	5.00 6.00	7.00 8.00 9.00 10.00
运	行时间: 10.00	选项…			分钟 	Þ
			L 0.00			
			-0.20			
			₹ -0.40			
			-0.60			
			220.00	240.00 260.00 280.00	300.00 320.00 波长	340.00 360.00 380.00 400.00
	单→ ↓ 祥品 ↓ 祥					
<u>温度 (*</u> 色谱柱 )	<u>2)</u> 25.0	流量 (毫升/分) 流量 0.80	<u>压力 (psi)</u> 仪器方法 压力 1314.0	:		
		%A 70.0 %B 30.0 %C 0.0	上限 4000.0 低限 0.0	Usanin		
	. // mm 20 ==	xo o.o <u>~</u> *	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		<u>K</u> <u></u>	
三十 2	,  II) 🛲 🐯 🗈				₽	<b>≪</b> # (∂1.38



#### 2.2.2.2 样品组进样

在运行样品界面,用鼠标点击样品选项卡,编写样品组方法。存盘,起名。点击运行 按钮运行。

<b>登</b> 文	Waters (件 (E)	。 600_299 编辑 ( <u>E</u> )	5項目≉ 视图(⊻)	利谷隆 进样	用户 fanzx/管理员 - 返 (I) 操作 (A) 定制 (C)	5.行样晶 诊断 (D) 帮助 (H)			
l	b   %				666	X 🖻 🛍 🕺	) 测试并报告		村继续
								1.00	
-	样品瓶	样品名称	进样 体积 (微升)	进样 数	功能	方法组 / 报告方法	运行 : 时间 (分钟)	0.80	W2996 Æ254.00
1	1	利谷隆	20.0	1	进标准样	利谷隆	6.00	0.40	
2	2	利谷隆	20.0	2	进样	利谷隆	6.00	0.20	
3	3	利谷隆	20.0	1	进标准样	利谷隆	6.00	▲ 0.00	
								0.00 2.00	) 4.00 6.00 8.00 10.00 分钟
								•	
								▲ <sup>1.00</sup>	VV2996
								0.80-	
								0.60	
									中
H								0.20	<u>୬</u>
H								⊡ <sub>0.00</sub> ∔	
H								250.0	00 300.00 简 00 400.00
∎	▶∐	一)样晶	(样品	組入正	<u>在运行 / _   ・ </u>				ਙੵ∟
温	腹(CC)	)	流	<u>■ (毫)</u>	1/分) 📑 歴力(	psi) 仪器方法:			
e	2) 谙柱 24	4.0	流: ※A	<b>赴</b>	0.00	- 0.0   000.0   利谷隆		-	
			%B		30.0 (低限)	0.0			
			×D		0.0 🌱		监视器 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	<u>設置</u>	
帮	助 F1					系统空闲	利谷降	<b>0</b> #4	<b>√</b> <sub>µ</sub> 1 (→6.22
	日田市	l 🙉 🟫	<b>M</b>	M Mille	ennium32 【同利谷隣	用户 國WATERS高效	Waters600_2	□ 小理服冬器…	17:56
482	Wataw	-500 200	- 16 B 3	日公開				Green	
t T	) waters '件 (F)	。 编辑 (E)	□-只曰 4 视图(V)	山田国	/H)/- Tall2X/ 皆建员 - 2 (1) 操作(A) 定制(C)	2111年回 诊断(D) 帮助(H)			
6	<u>ь</u>				8 D6 🖉 🔳			▼ 出错	
_			<u> </u>		<u> </u>		<u> </u>	,	
h			进样		11 HH2122 124-1151	1	Lee L		W2996 在254.00
65	样品瓶	样品名称	体积	进任数	运行样晶組		?		
H		-Ful 4 A RM	(歳井)		、 该样品组名 :	和谷曜			
1	1	利谷隆	20.0	1				0.40	
2	2	利谷隆	20.0	2	↓ 样品组方法名 :				
3	3					利谷隆		0.20	
		TUTTRE	20.0	1		利谷隆		0.20	
		TUTTRE	20.0	1		利谷隆		0.20	) 4.00 6.00 8.00 10.00 分钟
			20.0	1	<u>i</u> 该祥品组的设定— 	利谷隆 		0.20	) 4.00 6.00 8.00 10.00 分钟
			20.0	1	<u>i</u> - 该样品组的设定 	利谷隆 「 等候用户 式 :] 测试并报告			0 4.00 6.00 8.00 10.00 \$}₩ 
			20.0	1	<u>i</u> - 该样品组的设定 - - - - 运行模 - 适应性模式	N谷隆 □ 等候用户 III : [测试并报告 III : □ 出错时继续	<b>.</b>		0 4.00 6.00 8.00 10.00
		1970 HE	20.0	1	i 	<ul> <li>利谷隆</li> <li>□ 等候用户</li> <li>試: 」测试并报告</li> <li>:: 」出错时继续</li> </ul>	•	0.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.80 0.60	→ 4.00 6.00 8.00 10.00 分钟
		1970 HE	20.0	1	i 该样品组的设定 - - - - - - - - - - - - - -	利谷隆 □ 等候用户 式 : [测试并报告 : ] 田错时继续 erJet 1000	<ul> <li>▲</li> <li>选择打印机</li> </ul>	0.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.80 0.80 0.60	0 4.00 6.00 8.00 10.00 分钟 ↓ ₩2995 ♥
			20.0	1	i 该样品组的设定 - 运行模 适应性模式 打印机 hp Las	利谷隆 □ 等候用户 試:[测试并报告 :: 】出错时继续 erJet 1000	<ul> <li>▼</li> <li>选择打印机</li> </ul>	0.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.80 0.60 0.60 0.40 0.20	0 4.00 6.00 8.00 10.00 分钟 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・
			20.0		i 该样品組的设定 - 运行模 适应性模式 打印机 hp Lass	利谷隆 □ 等候用户 試 :[测试并报告 :   田错时继续 erJet 1000	<ul> <li>▼</li> <li>选择打印机</li> </ul>	0.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.80 0.60 0.60 0.40 0.20 0.00 0.00	0 4.00 6.00 8.00 10.00 分钟 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・
			20.0		i 该样品组的设定 - □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □	利谷隆 □ 等候用户 I式 : [测试并报告 : : [出错时继续 	<ul> <li>▼</li> <li>选择打印机</li> </ul>	0.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.80 0.80 0.60 0.40 0.20 0.00 0.20 0.00	0 4.00 6.00 8.00 10.00 分钟
					i 该样品组的设定 - 运行模 □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □	利谷隆 □ 等候用户 試 : [測试并报告 : [出错时继续 erJet 1000	<ul> <li>▼</li> <li>选择打印机</li> <li>▼</li> <li>Q指 報助</li> </ul>	0.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.80 0.80 0.60 0.40 0.20 0.00 250.0	0 4.00 6.00 8.00 10.00 分钟
			20.0		i 该样品组的设定 - 运行模 适应性模式 打印机 [hp Las 关机方法 : - - 	利谷隆 「 等候用户 試 : [测试并报告 : [出错时继续 erJet 1000 [ 运行 图] 耳	<ul> <li>▼</li> <li>选择打印机</li> <li>▼</li> <li>R消 帮助</li> </ul>	0.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.80 0.60 0.40 0.20 0.00 250.0	0 4.00 6.00 8.00 10.00 分钟
	[▶ [ <u>)</u> 单 ]〕 [〕 单 ]] 遵 ( <sup>°</sup> C 2) 谱柱 2/	<u>→ 入祥品</u> )	20.0		i 该样品组的设定 - 运行模 适应性模式 打印机 hp Las 关机方法 : - - - - - - - - - - - - - - - - - - -	利谷隆       「 等候用户       試:[测试并报告       ::]出错时继续       ::]       [出错时继续]       ::]       [」       [」       [] <t< td=""><td><ul> <li>▼</li> <li>选择打印机</li> <li>▼</li> <li>又消 帮助</li> </ul></td><td>0.20 0.00 2.00 0.00 2.00 1.00 0.80 0.60 0.40 0.20 0.00 250.0 0.00</td><td>0 4.00 6.00 8.00 10.00 分钟</td></t<>	<ul> <li>▼</li> <li>选择打印机</li> <li>▼</li> <li>又消 帮助</li> </ul>	0.20 0.00 2.00 0.00 2.00 1.00 0.80 0.60 0.40 0.20 0.00 250.0 0.00	0 4.00 6.00 8.00 10.00 分钟
	]▶【\单 註度(CC 3.诸柱 2	<u>→ 入祥品</u> ) 4.0	20.0	1 组 <i>(</i> 正 重 重	i 该样品组的设定 - 运行模 适应性模式 打印机 № Las 关机方法: - - - - - - - - - - - - - - - - - - -	利谷隆       □ 等候用户       試:[测试并报告       ::]出错时继续       erJet 1000	<ul> <li>▼</li> <li>选择打印机</li> <li>▼</li> <li>双消 帮助</li> </ul>	0.20 0.00 2.00 0.00 2.00 1.00 0.60 0.60 0.40 0.20 0.00 250.0 •	0 4.00 6.00 8.00 10.00 分钟
	1▶1 <u>)</u> 单 設度(°C 3谱柱 2	<u>→ 入祥品</u> ) 4.0	20.0	1 组 <u>(</u> 正 里 至	i 该样品组的设定 - 运行模 适应性模式 打印机 № Las 关机方法 : - - - - - - - - - - - - - - - - - - -		<ul> <li>▼</li> <li>选择打印机</li> <li>▼</li> <li>双消 帮助</li> <li></li> <li></li> <li></li> <li>※</li> </ul>	0.20 0.00 2.00 0.00 2.00 0.80 0.80 0.40 0.20 0.20 0.20 0.00 250.0	0 4.00 6.00 8.00 10.00 分钟
· · · · · · · · · · · · · ·	▶ <u> </u> 僅 證度 (°C 2.谱柱 2:	<u>→ 入祥品</u>	20.0 (	1  组 <u>(</u> 定) 里	i 该样品组的设定 - 运行構 适应性模式 打印机 hp Las 关机方法 : 	利谷隆 □ 等候用户 転 : [測试并报告 :   田错时继续 erJet 1000 <u>运行 ®</u> ) <u>耳</u> <u>psi</u> 0.0 000.0 0.0 (利谷隆 0.0 編辑	<ul> <li>▼</li> <li>选择打印机</li> <li>▼</li> <li>Q消 帮助</li> <li>送视器 受</li> </ul>	0.20 0.00 2.00 0.00 2.00 0.80 0.80 0.40 0.20 0.20 0.00 250.0	0 4.00 6.00 8.00 10.00 分钟
	↓ 1 1 1 1 1 1 1 単 1 2 道度 (°C 2) 道程 2 · · · · · · · · · · · · ·	<u>→ 入祥品</u> ) 4.0	20.0 20.0 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5	1 组 <u>人</u> 正 量 量	i 该样品组的设定 - 运行模 适应性模式 打印机 № Las 关机方法 : - - - - - - - - - - - - - - - - - - -	利谷隆 □ 等候用户 転 : [测试并报告 : [出错时继续 erJet 1000 <u>运行 @</u> ] <u>耳</u> <u>0.0</u> <u>仪器方法:</u> 0.0 0.0 (利谷隆 0.0 <u>编辑</u> 系统空闲	<ul> <li>▼</li> <li>选择打印机</li> <li>▼</li> <li>又消 帮助</li> <li>监视器 </li> <li></li> <li>利谷陸</li> </ul>	0.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.80 0.60 0.40 0.20 0.00 250.0 0.00 250.0 0.0	0 4.00 6.00 8.00 10.00 分钟

f	Wate	s600_299	5項目和	利谷隆。	用户 fanzx	/管理)	员-运	行样晶							_ 8 ×
Ţ,	(件(E)	编辑(E)	视图 (⊻)	进样	(I) 操作(¿	り定制	削(⊆)	诊断 ([	2) 帮助(H)						
	<b>)</b> @  🤊	6 🔒		) 🛛	6 <b>I</b> .			X	B B	<b>N</b> ?	只测试		• 出错时	继续	•
		活动	时相组	:利谷隧	ŧ			0.02	01					14/2006	# 248.00
5	样品瓶	样品名称	进样 体积 (微升)	进样 数	것	能		0.01 	5-			Ą		¥¥2330	12 240.00
1	1	利谷隆	20.0	1	进标准样			ब्							
2	2	利谷隆	20.0	2	进样			0.00	5-						
3	3	利谷隆	20.0	1	进标准样		∟	0.00	•	<u> </u>					
L									0.00 0.50	1.00 1.	50 2.00 2.	50 3.00 3.50 分钟	4.00 4.3	50 5.00	5.50 6.00
L									•						F
┡	<u> </u>							0.04	٤.						
								0.01 3 0.00 0.00	0- 5-	$\wedge$					VV2996
F									220.00 2	40.00 26	0.00 280.00	300.00 320.00	340.00 3	360.00 380	0.00 400 00
L				Ļ			248.	.9985 <i>i</i> ø	t€, 0.01222 A ◀	40		22(5			中
	<b>⊳  <u>λ</u>⊒</b>	在运行 /		•	I	<u> </u>									~ 신신
	<u>温度 (で</u> 色谱柱	<u>;)</u> 24.0	流 流 %A %B %C %D	<u>量(毫升</u> 量	+/分) 0.80 70.0 30.0 0.0 0.0		<u>力(p</u> 力 11) 限 40	<u>si)</u> 52.0 00.0 0.0	仪器方法: 利谷隆 <b>编辑</b>		监视器	▼			•, 简 题
帮	助 F1							ŧ	羊品组 - 进样	正在运行	利谷隆	<mark>0</mark> #2		<b>€</b> #1	🕞 ع. ع
	日开始	] 🥭 🗊	<b>1</b>	Mille	nnium32	<mark>ि</mark> ∎≉	谷隆月	护…	WATER:	5高效	🛞 Waters600	_2 圖 处理	服务器	MZ	18:14

#### 第三章 数据的处理

## 3.1 创建方法组定量分析

3.1.1 创建处理方法

处理方法用于定义软件对未处理数据进行处理的方式。它包含在方法组中,指示软件进行以下操作:

- 积分数据
- 校正标准样
- 定量未知样

注: 要创建处理方法,必须要有数据。采集数据,完成指南中的操作和采集数据。按照该指南,应在方法组中定义处理和报告方法前采集数据。 3.1.1.1 定量分析步骤

后处理方式(先采集数据,然后定量计算)

#### 外标法:单点校正

从工作站的主界面选择相应的"项目"后,双击"浏览项目",选择要浏览的项目, 确定后开始加载。在项目界面下的通道选项卡上,选择标准品文件,双击进入主窗口(或 者从"窗口"下拉式菜单中进入"主窗口"),点击提取色谱快捷键,显示色谱图。点击 处理方法指南 → 新建处理方法 →PDA → 下一步 →下一步 → 用鼠标拖放 选择积分范围 → 下一步 → 可选择最小面积或高度(鼠标变手形后单击色谱峰变红色。注意最小峰面积或峰高不能 选择太大,否则可能对未知样峰面积在阈值以下,无法完成定量分析) →下一步 → 下一步 → 输入色谱峰名称 →下一步 → 外部标准校正 → 下一步 →选择

基线→下一步→下一步→ 输入方法名如:利谷隆→ 完成。返回主窗口界 面。

	<u></u>				<mark>∭Millennium32</mark> 文件(E) 视图(V	11 11		1
我	泊文档 1	连接到 internet			文川() Dilla() 数据库: Local	/	田户·Svstam	-
		7777			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	(L)	//// . System	
-44		24			16日· 16日2			
扱	的电脑 「	Ncrosoft Word						
					这行样品		刘览项目 配置系统	
	1	内				5		
[	回收站	Acrobat	204		<u></u> 处理数据		查看数据 打印数据	
	R	ader 5.0	<u>30</u>	<b>觉</b> 项目				<u>? ×</u>
1	$\bigcirc$		15 M	更用 ′浏览项目 illennium32 ]	'来打开 项目窗口。	5	浏览的项目	
I	nternet		h	人显示的清单中	选择项目.	į	BT Stars	
E	xplorer		征	5田,1页日, <del>空</del>	۲□≖·		余草剂利谷隆 辛硫磷	-
	<b>I</b>		-	6历 项目 8 新建采集,操 和报告方法			<b>汤</b> 丰科	
Mill	ennium32		-	在项目间复制 成者复制方法	」 方法和数据 和数据到ARA动器 Fr	× ۲¢		
	<u></u>		作	"实电"。 "夹中"。 ·查看数据				
			1	预览数据 采集数据				
Wing	iows 资源							
1	官埋器					· · · · ·		<b>h</b> 1
						<u> </u>		
_	<u>III.</u>	<b>a</b> a lu						
	开始  ] 🌔 [	5 🖸 🛛	<mark>]M</mark> ⊮	1illennium32	MA.	TERS高效	[液相色谱	MCH 10:51
<b>.</b>	除草剂利谷圈	用户 Sys	stem/	管理员 - 項目				
<mark>②</mark> 文作	除草剂利谷属 牛(E) 编辑(E	用户 5ys ) 视图( <u>\</u>	stem/ り工。	<b>管理员 - 項目</b> 具 ( <u>T</u> ) 数据库	(D) 帮助(H)			_ B ×
<mark>)</mark> 文作 	除草剂利谷層 #(E) 编辑(E    霊   圓   圓	用户 Sys ) 视图 ( <u>)</u> [	stem/ り エ. Mg   6	管理员 - 項目 具 (I) 数据库	<ul><li>(D) 帮助(H)</li><li>(D) 帮助(H)</li></ul>	<b>.</b>	誌条件: ┃缺省	
ت الا الا	除草剂利谷間 牛(E) 編辑(E   ■ ■ ■ ■   祥品組   进	用户 Sys ) 视图 (\ 	stem/ () 工。 )) 【 )) 方法 [)	管理员 - 項目 具 (T) 数据库 ○ ● ● ●	<ul> <li>(D) 帮助(U)</li> <li>(D) 帮助(</li></ul>		誌条件: ┃ 秋省 义字段 ┃	_ 문 × _ 編輯视图 (1
文fr 一 一 〇 〇	除草剂利谷間 ‡(E) 編輯(E ■ ■ ■ ■ ■ 祥品组   进 祥品名称	田户 Sys ) 视图 () 過 副 样 道道 样品瓶	stem/ () 工. )() () () () () () () () () () () () ()	<b>管理员 - 項目</b> 具 (T) 数据库 (T) 数据库	<ul> <li>(D) 帮助(H)</li> <li>(D) 帮助(H)</li> <li>(D) 報助(H)</li> <li>(D) 報助(H)</li> <li>(D) 報助(H)</li> <li>(D) 報助(H)</li> <li>(D) 報助(H)</li> <li>(D) 報助(H)</li> <li>(D) 和助(H)</li> <li>(D) 和m(H)</li> <li>(D) 和m(H)</li> <li>(D) 和m(H)</li> <li>(D) 和m(H)</li> <li>(D) 和m(H)</li> <li>(D) 和m(H)</li> <li>(D) 和m(</li></ul>	田 前 田 1 田 田 1 田 田<	誌条件: ┃ 缺省 〕 通道描述	
文作 全作 一 1	<ul> <li>除草剤利谷暦</li> <li>牛(E) 編辑(E)</li> <li>一副 回 回</li> <li>祥品组 )进</li> <li>祥品名称</li> <li>利谷隆</li> </ul>	<ul> <li>用户 Sys</li> <li>视图()</li> <li>過 (副)</li> <li>(詳) (通道)</li> <li>(詳) (描)</li> <li>(詳) (描)</li> <li>(詳) (描)</li> <li>(計) (記)</li> <li>(記) (記)</li> <li>(L) (L) (L) (L)</li> <li>(L) (L) (L)</li> <!--</th--><th>stem/ () 工. ) 方法[ 进祥 1</th><th>管理员 - 項目 具(1)数据库 ) (1)数据库 (1)数据库 (1)数据库 (1)数据库 (1)数据库 (1)数据库 (1)数据库 (1)数据库 (1)数据库 (1)数据库 (1)数据库 (1)数据库 (1)数据库 (1)数据库 (1)数据库 (1)数据库 (1)数据库 (1)数据库 (1)数据库</th><th><ul> <li>(D) 帮助(出)</li> <li>(E) (P) (D) (E) (E) (E) (E) (E) (E) (E) (E) (E) (E</li></ul></th><th><ul> <li>通道</li> <li>W2996</li> </ul></th><th>読法条件:</th><th> </th></ul>	stem/ () 工. ) 方法[ 进祥 1	管理员 - 項目 具(1)数据库 ) (1)数据库 (1)数据库 (1)数据库 (1)数据库 (1)数据库 (1)数据库 (1)数据库 (1)数据库 (1)数据库 (1)数据库 (1)数据库 (1)数据库 (1)数据库 (1)数据库 (1)数据库 (1)数据库 (1)数据库 (1)数据库 (1)数据库	<ul> <li>(D) 帮助(出)</li> <li>(E) (P) (D) (E) (E) (E) (E) (E) (E) (E) (E) (E) (E</li></ul>	<ul> <li>通道</li> <li>W2996</li> </ul>	読法条件:	 
文作 ■ ■ 1 2 2	除草剤利谷暦 +(P) 編辑(E) =(P) 編辑(E) =(P) 編辑(E) =(P) (P) =(P) (P) (P) (P) =(P) (P) (P) (P) =(P) (P) (P) (P) =(P) (P) (P) (P) (P) =(P) (P) (P) (P) (P) (P) =(P) (P) (P) (P) (P) (P) (P) (P) =(P) (P) (P) (P) (P) (P) (P) (P) (P) (P)	<ul> <li>用户 Sys</li> <li>① 视图 ()</li> <li>② 翻</li> <li>样 通道</li> <li>样品瓶</li> <li>3</li> <li>2</li> </ul>	stem/ () 工。 方法 () // () // () // () // () // () // () // () // () // () // () // () // () // () // () // () // () // ()	管理员 - 項目 具(1) 数据库 ) (1) 数据库 ) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1	<ul> <li>(D) 帮助(出)</li> <li>(E) ??</li> <li>(E) ??<th><ul> <li>新</li> <li>日定</li> <li>通道</li> <li>W2996</li> <li>W2996</li> <li>W2996</li> </ul></th><th><ul> <li>読条件:</li></ul></th><th></th></li></ul>	<ul> <li>新</li> <li>日定</li> <li>通道</li> <li>W2996</li> <li>W2996</li> <li>W2996</li> </ul>	<ul> <li>読条件:</li></ul>	
文作 王 1 2 3 4	<ul> <li>余草剤利谷園</li> <li>牛(F) 編輯(E)</li> <li>二 編載(E)</li> <li>二 祥品组)进</li> <li>祥品名称</li> <li>利谷隆</li> <li>利谷隆</li> <li>利谷隆</li> <li>利谷隆</li> <li>利谷隆</li> <li>利谷隆</li> <li>利谷隆</li> </ul>	用户 Sys 初图 () 湯 副 詳 詳品版 3 2 1	stem/ ) 工。 方法 [ 进祥 1 1 3	<b>管理员 - 項目</b> 具(I) 数据库 ) <u></u>	<ul> <li>(D) 帮助(出)</li> <li>(E) 税別 (出)</li> <li>(E) 税別 (加)</li> <li>(E) 税別 (1)</li> <li>(E) 税別 (1)</li></ul>	<ul> <li>新自定</li> <li>通道</li> <li>W2996</li> <li>W2996</li> <li>W2996</li> <li>W2996</li> <li>W2996</li> </ul>	該选条件: 缺省 义字段 通道描述 PDA 210.0 到 400.0 纳米 (在 1.2 纳米) PDA 210.0 到 400.0 纳米 (在 1.2 纳米) PDA 210.0 到 400.0 纳米 (在 1.2 纳米) PDA 210.0 到 400.0 纳米 (在 1.2 纳米)	 
文作 文作 1 2 3 4 5	<ul> <li>余草利利谷暦</li> <li>牛(E) 編辑(E)</li> <li>二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二</li></ul>	用户 Sys 测图(小) ● 视图(小) ● 副 样 1 (1) 1	stem/ ) 工. 方法 [ 进样 1 1 3 2	管理员 - 項目 目(I) 数据库 ● ● ● ● ● 結果組 结果 祥品类型 未知 未知 未知 未知 未知 未知	<ul> <li>(D) 帮助(出)</li> <li>(E) 採用(加)</li> <li>(E) 採用(加)</li> <li>(E) 採用(加)</li> <li>(E) 2003-12-8</li> <li>(E) 2003-12-8</li></ul>	<ul> <li>通道</li> <li>W2996</li> <li>W2996</li> <li>W2996</li> <li>W2996</li> <li>W2996</li> <li>W2996</li> <li>W2996</li> </ul>	<ul> <li>誌条件: 缺省</li> <li><u>义字段</u></li> <li><u>週道描述</u></li> <li>PDA 210.0 到 400.0 纳米 (在 1.2 纳米)</li> </ul>	_ 문 × _ 編揖祝图 (1
<ul> <li>文作</li> <li>1</li> <li>2</li> <li>3</li> <li>4</li> <li>5</li> <li>6</li> </ul>	余草剂利谷醬 牛(E) 編辑(E) 単 品組(进) 样品组(进) 样品组(进) 样品名称 利谷隆 利谷隆 利谷隆 利谷隆 利谷隆 利谷隆 利谷隆 利谷隆	用户 Sys 初图(公 ) 初图(公 ) 初目(3) 詳述語句 1	stem/ ) 工: 方法[ 进样 1 1 3 2 1	管理员 - 項目 目(1) 数据库 (1) 数据库 (1) 数据库 (1)	<ul> <li>(D) 帮助(出)</li> <li>(E) 税() (辺)()</li> <li>(E) 税() (辺)()</li> <li>(E) 税() (辺)()</li> <li>(E) 税() (辺)()</li> <li>(E) 税()</li> <li>(E) ()</li> <li>(E</li></ul>	<ul> <li>新</li> <li>日定</li> <li>通道</li> <li>W2996</li> <li>W2996</li> <li>W2996</li> <li>W2996</li> <li>W2996</li> <li>W2996</li> <li>W2996</li> <li>W2996</li> </ul>	<ul> <li>誌条件:   缺省</li> <li>文字段  </li> <li>通道描述</li> <li>PDA 210.0 到 400.0 纳米 (在 1.2 纳米)</li> </ul>	
文作 文作 ■ 1 2 3 4 5 6 7	<ul> <li>余草剤利谷園</li> <li>朱草剤利谷園</li> <li>朱草湯(m)</li> <li>(m)</li> <li< th=""><th>用户 5ys       ) 视图 (\       () 视图 (\)       () 视图 (\)       () 描述       () 描述</th><th>stem/ ) 工。 方法 選祥 1 1 1 3 2 1 9</th><th>管理员 - 項目       [1] 数据库       [2] 10 数据库       [3] 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10</th><th>(D) 帮助(比) ■ (D) 帮助(比) ■ (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D)</th><th>第         自定           通道         1           W2996         W2996           W2996         W2996           W2996         W2996           W2996         W2996           W2996         W2996           W2996         W2996</th><th><ul> <li>融条件: 缺省</li> <li>文字段 通道描述         PDA 210.0 到 400.0 纳米 (在 1.2 纳米)     </li> <li>PDA 210.0 到 400.0 纳米 (在 1.2 纳米)</li> </ul></th><th>_ 문 × _ 编辑视图 (1</th></li<></ul>	用户 5ys       ) 视图 (\       () 视图 (\)       () 视图 (\)       () 描述	stem/ ) 工。 方法 選祥 1 1 1 3 2 1 9	管理员 - 項目       [1] 数据库       [2] 10 数据库       [3] 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	(D) 帮助(比) ■ (D) 帮助(比) ■ (D)	第         自定           通道         1           W2996         W2996           W2996         W2996           W2996         W2996           W2996         W2996           W2996         W2996           W2996         W2996	<ul> <li>融条件: 缺省</li> <li>文字段 通道描述         PDA 210.0 到 400.0 纳米 (在 1.2 纳米)     </li> <li>PDA 210.0 到 400.0 纳米 (在 1.2 纳米)</li> </ul>	_ 문 × _ 编辑视图 (1
<ul> <li>文作</li> <li>↓     <li>↓     <li>↓</li> <li>↓<th>余草剤利谷暦 年(E) 編辑(E) 二、一部(E) 二、一、 二、一、 二、 二、 二、 二、 二、 二、 二、 二、 二、 二、 二、 二、 二、</th><th>用户 Sys 3 视图 (小 ) 视图 (小 ) 一 (小 ) 一 (小 ) 一 ) 一 ) 一 ) 一 ) 一 ) 一 ) 一 ) 一 ) 一 ) 一</th><th>stem// ) 工。 方法</th><th>管理员 - 項目 目(I) 数据库 法果组 结果 样品类型 未知 未知 未知 未知 未知 未知 未知 未知 未知 未知 未知 未知 未知</th><th><ul> <li>(D) 帮助(出)</li> <li>(E) 採! 「」</li> <li>(E) 採! 「」</li> <li>(E) (1) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2</li></ul></th><th>所         所           33         自定           33         1           34         1           35         1           36         1           37         1           38         1           37         1</th><th><ul> <li>誌条件:</li></ul></th><th>_ 문 × _ 編輯视图 (f)</th></li></li></li></ul>	余草剤利谷暦 年(E) 編辑(E) 二、一部(E) 二、一、 二、一、 二、 二、 二、 二、 二、 二、 二、 二、 二、 二、 二、 二、 二、	用户 Sys 3 视图 (小 ) 视图 (小 ) 一 (小 ) 一 (小 ) 一 ) 一 ) 一 ) 一 ) 一 ) 一 ) 一 ) 一 ) 一 ) 一	stem// ) 工。 方法	管理员 - 項目 目(I) 数据库 法果组 结果 样品类型 未知 未知 未知 未知 未知 未知 未知 未知 未知 未知 未知 未知 未知	<ul> <li>(D) 帮助(出)</li> <li>(E) 採! 「」</li> <li>(E) 採! 「」</li> <li>(E) (1) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2</li></ul>	所         所           33         自定           33         1           34         1           35         1           36         1           37         1           38         1           37         1	<ul> <li>誌条件:</li></ul>	_ 문 × _ 編輯视图 (f)
<ul> <li>文作</li> <li>↓     <li>↓     <li>↓</li> <li>↓<th>余草剤利谷園 年(E) 編辑(E) (F) 編辑(E) (F) 編辑(E) (F) 編辑(E) (F) 編書(E) (F)</th><th>用户 Sys 別 视图 (公 ● 一 単 一 単 一 単 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一</th><th>stem/ ) 工・ 方法 単样 1 1 1 3 2 2 1 9 8 8 7 7</th><th>管理员 - 項目       具(1) 数据库       動 動       結果組       結果組       特品类型       未知       未知</th><th>(D) 帮助 (L)     (D) 報助 (L)     (D) 初切 (M)     (D) (M)     (M)</th><th>通道           第         自定           通道         W2996           W2996         W2996</th><th><ul> <li></li></ul></th><th></th></li></li></li></ul>	余草剤利谷園 年(E) 編辑(E) (F) 編辑(E) (F) 編辑(E) (F) 編辑(E) (F) 編書(E) (F)	用户 Sys 別 视图 (公 ● 一 単 一 単 一 単 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一	stem/ ) 工・ 方法 単样 1 1 1 3 2 2 1 9 8 8 7 7	管理员 - 項目       具(1) 数据库       動 動       結果組       結果組       特品类型       未知	(D) 帮助 (L)     (D) 報助 (L)     (D) 初切 (M)     (D) (M)     (M)	通道           第         自定           通道         W2996           W2996         W2996	<ul> <li></li></ul>	
文 文 で 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11	<ul> <li>案草剂利谷國</li> <li>案草剂利谷國</li> <li>年二、編編(1)</li> <li>(三) (三) (三)</li> <li>(三) (三)</li></ul>	用户 Sys ) 视图 (小 ) 视图 (小 ) 一 (本 ) 一 (本 ) ) ) ) (本 ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) )	stem/ ) 工 () () () () () () () () () ()	管理员 - 項目       [1] 数据库       [4] [1] 数据库       [5] [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1	(D) 帮助(出)     (日本)	通道           第         自定           通道         W2996           W2996         W2996	<ul> <li></li></ul>	 
文 文 で 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 3 4 5 6 7 8 9 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	(注)利利谷隆 年(E) 編辑(E) 第一〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇	用户 Sys 別 视图 (小 一) 视图 (小 一) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一	stem/ ) 工 方法	管理员 - 項目       【」】数据库       ▲       #4.8       未知	(D) 帮助 (L)	所         所           38         自定           1通道         102996           102996         102996           102996         102996           102996         102996           102996         102996           102996         102996           102996         102996           102996         102996           102996         102996           102996         102996           102996         102996	読法条件:       缺省         义字段       通道描述         PDA 210.0 到 400.0 纳米 (在 1.2 纳米)	 
文 文 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13	<ul> <li>第</li> <li>1</li> <li>1</li></ul>	用户 Sys 初图(公 一) 初图(公 一) 初图(公 一) 初日(公 一) 一	stem/ ) I. 方法 道样 1 1 1 3 2 2 1 9 9 8 8 7 7 6 6 5 4 3	管理员 - 項目       【1) 数据库       法果组 结果       * 样品类型       未知	(D) 帮助 (L)     (D) 初期 (L)     (D) 动用 (L)     (D)      (D)      (D)      (D)      (D)      (D)      (D)	通道           第         日定           通道         W2996           W2996         W2996	融条件:         缺省           2字段         通道描述           PDA 210.0 到 400.0 纳米 (在 1.2 纳米)         PDA 210.0 到 400.0 纳米 (在 1.2 纳米)           PDA 210.0 到 400.0 纳米 (在 1.2 纳米)         PDA 210.0 到 400.0 纳米 (在 1.2 纳米)           PDA 210.0 到 400.0 纳米 (在 1.2 纳米)         PDA 210.0 到 400.0 纳米 (在 1.2 纳米)           PDA 210.0 到 400.0 纳米 (在 1.2 纳米)         PDA 210.0 到 400.0 纳米 (在 1.2 纳米)           PDA 210.0 到 400.0 纳米 (在 1.2 纳米)         PDA 210.0 到 400.0 纳米 (在 1.2 纳米)           PDA 210.0 到 400.0 纳米 (在 1.2 纳米)         PDA 210.0 到 400.0 纳米 (在 1.2 纳米)           PDA 210.0 到 400.0 纳米 (在 1.2 纳米)         PDA 210.0 到 400.0 纳米 (在 1.2 纳米)           PDA 210.0 到 400.0 纳米 (在 1.2 纳米)         PDA 210.0 到 400.0 纳米 (在 1.2 纳米)           PDA 210.0 到 400.0 纳米 (在 1.2 纳米)         PDA 210.0 到 400.0 纳米 (在 1.2 纳米)           PDA 210.0 到 400.0 纳米 (在 1.2 纳米)         PDA 210.0 到 400.0 纳米 (在 1.2 纳米)           PDA 210.0 到 400.0 纳米 (在 1.2 纳米)         PDA 210.0 到 400.0 纳米 (在 1.2 纳米)	
文作 文作 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14	<ul> <li>案草剤利谷園</li> <li>案草剤利谷園</li> <li>案草剤</li> <li>編編(</li> <li>第二(</li> <li>第二</li></ul>	田戸 Sys	stem// 方法   注样 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 8 8 7 6 5 4 3 2 2	管理员 - 項目         (1) 数据库         法果组         法果组         结果组         大知         未知	(D) 帮助 (L)     (D) 帮助 (L)     (D) 初切 (L)     (D) (L) (L) (L) (L) (L) (L) (L) (L) (L) (L	通道           通道           W2996	調道描述           型字段           通道描述           PDA 210.0 到 400.0 纳米 (在 1.2 纳米)	
文作           1           2           3           4           5           6           7           8           9           10           11           12           3           4           5           6           7           8           9           10           11           12           13           14	除草剤利谷層 #(E) 編辑(E) # 品組) # 样品组) # 样品名称 利谷隆 利谷隆 利谷隆 利谷隆 利谷隆 石 席 乙庸 利谷隆标p100 利谷隆标p100 利谷隆标p0.0 利谷隆标p0.0	用户 Sys 別 视图 (小 一) 视图 (小 一) 一 「 「 「 「 」 」 」 」 」 」 」 」 」 」 」 」 」	stem/ ) 工 方法 送祥 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	管理员 - 項目         【1) 数据 minimum         法果组 结果         样品类型         未未知         未知	(D) 帮助 (H)	通道           通道           W2996	誠金条件:       缺省         义字段       通道描述         PDA 210.0 到 400.0 纳米 (在 1.2 纳米)	
文作           1           2           3           4           5           6           7           8           9           10           11           12           13           14	余草剂利谷醬 朱草剂利谷醬 牛(2) 编辑(1) 「第二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十	用户 Sys 別 (1) 別 (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)	stem/ ) I. 方法   / / / / / / / / / / / / /	管理员 - 項目         【1) 数据库         法果组 结果         * 样品类型         未知	(D) 帮助 (L)     (D) 初期 (L)     (D) 动用 (L)     (D)  (D) 动用 (L)     (D)  (D) 动用 (L)     (D)	通道           週道           102996	調道描述         2字段         通道描述         PDA 210.0 到 400.0 纳米 (在 1.2 纳米)	
文代 文代 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14	除草剂利谷園 第草剂利谷園 第二、二、二、二、二、二、二、二、二、二、二、二、二、二、二、二、二、二、二、	田戸 Sys () 视图(公) () () () () () () () () () () () () () (	stem// 方法   注样 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 8 7 6 5 4 3 2 2 1 1 9 8 7 6 5 4 3 2 2 1 1 9 8 8 7 8 7 8 8 7 8 8 7 8 8 8 7 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8	管理员 - 項目         [1]       数据库         法果组       法果         才品       法果         未       未知         本       未知         本       本知         本       本知	(D) 帮助 (H)	通道           通道           W2996	誠法条件:       缺省         週道描述          PDA 210.0 到 400.0 纳米 (在 1.2 纳米)	
文代           1         2         3         4         5         6         7         8         9         10         11         12         13         14	余草剂利谷醬 = 1(2) 編辑(1) 詳品組) 祥品名称 1/ 祥品名称 利谷隆 利谷隆 利谷隆 利谷隆 利谷隆 利谷隆 大川谷隆 大川谷隆 大川谷隆 大川谷隆 大川谷隆 大川谷隆 大川の 大川谷隆 大川の 大川谷隆 大川の 大川谷隆 大川の 大川谷隆 大川の 大川の 大川谷隆 大川の 大川の 大川谷隆 大川の	用户 Sys 別 视图 (公 学 通道) 様 通道 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	stem/ ① 工. ⑦ 【 注祥 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	管理员 - 項目         【1) 数据庫         法果组 结果         採知         未知         本知         本         本         本         日         日         日         日         日         日         日         日         日         日         日 <th>(D) 帮助 (L)     (L)</th> <th>通道           通道           W2996           W297</th> <th>誠金条件:       缺省         义字段       通道描述         PDA 210.0 到 400.0 纳米 (在 1.2 纳米)         PDA 210.0 到 400.0 纳米 (在 1.2 纳米)</th> <th></th>	(D) 帮助 (L)	通道           通道           W2996           W297	誠金条件:       缺省         义字段       通道描述         PDA 210.0 到 400.0 纳米 (在 1.2 纳米)	
文代           1           2           3           4           5           6           7           8           9           10           11           12           13           14	余草剂利谷園 年(E) 編辑(E) 第一〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇	用户 Sys 別 (1) 別 (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)	stem/ ) I. 方法   / / / / / / / / / / / / /	管理员 - 項目         【1) 数据库         法果组 结果         * 样品类型         未未知         未知         本知         本         本         中国         日         日         日         日         日         日         日         日         日         日         日         日	(D) 帮助 (L)	通道           週道           102996           102997           102986           102997           102986           102997           102986           102986           102986           102986           102986           102986           102986 <th>調道描述         2字段         通道描述         PDA 210.0 到 400.0 纳米 (在 1.2 纳米)         PDA 210.0 到 400.0 纳米 (在 1.2 纳米)</th> <th></th>	調道描述         2字段         通道描述         PDA 210.0 到 400.0 纳米 (在 1.2 纳米)	
文化           1         2         3         4         5         6         7         8         9         10         11         12         13         14         14         13         14	除草剂利谷園 第草剂利谷園 第二, 編載(1) 1, 福祉(1) <th>用户 Sys 別 限 (公 ) 現 図 (公 ) 現 図 (公 ) 現 図 (公 ) 現 図 (公 ) 見 図 (2) ) 目 図 (2) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1</th> <th>stem// ) 工. 方法   注样 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1</th> <th>管理员 - 項目         【1) 数据库         法果组 法报         法果组 法提型         未知         二      <tr< th=""><th>(D) 帮助 (H)     (H)</th><th>第         自定           第         自定           1000         1000           1000</th><th>誠法条件:       缺省          通道描述         PDA 210.0 到 400.0 纳米 (在 1.2 纳米)         PDA 210.0 到 400.0 纳米 (在 1.2 纳米)</th><th></th></tr<></th>	用户 Sys 別 限 (公 ) 現 図 (公 ) 現 図 (公 ) 現 図 (公 ) 現 図 (公 ) 見 図 (2) ) 目 図 (2) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	stem// ) 工. 方法   注样 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	管理员 - 項目         【1) 数据库         法果组 法报         法果组 法提型         未知         二 <tr< th=""><th>(D) 帮助 (H)     (H)</th><th>第         自定           第         自定           1000         1000           1000</th><th>誠法条件:       缺省          通道描述         PDA 210.0 到 400.0 纳米 (在 1.2 纳米)         PDA 210.0 到 400.0 纳米 (在 1.2 纳米)</th><th></th></tr<>	(D) 帮助 (H)	第         自定           第         自定           1000         1000           1000	誠法条件:       缺省          通道描述         PDA 210.0 到 400.0 纳米 (在 1.2 纳米)	
文化     1     2     3     4     5     6     7     8     9     10     11     12     13     14       1     1     1     1     11     11     11     14       1     1     1     1     14     14     14	第草利利谷園 年(E) 編辑(E) 第一〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇	田戸 Sys ) 视图(公 ぼ) (公) (公) (公) (公) (公) (公) (公) (公) (公) (公	stem/ ) I. 方法 送样 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 2 1 9 8 8 7 6 5 4 3 2 1 9 8 7 6 5 4 3 2 1 1 9 8 8 7 7 6 5 1 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	管理员 - 項目         【1) 数据库         法果组 结果         准品类型         未知         小田         小田 <td< th=""><th>(D) 帮助 (L)     (L)</th><th>通道           通道           V2996           V297           V298           V298           V298           V298           V298     <th>融条件:       缺省         2字段       通道描述         PDA 210.0 到 400.0 纳米 (在 1.2 纳米)         PDA 210.0 到 400.0 纳米 (在 1.2 纳米)</th><th> ▲ 編輯视图 () 14 选中</th></th></td<>	(D) 帮助 (L)	通道           通道           V2996           V297           V298           V298           V298           V298           V298 <th>融条件:       缺省         2字段       通道描述         PDA 210.0 到 400.0 纳米 (在 1.2 纳米)         PDA 210.0 到 400.0 纳米 (在 1.2 纳米)</th> <th> ▲ 編輯视图 () 14 选中</th>	融条件:       缺省         2字段       通道描述         PDA 210.0 到 400.0 纳米 (在 1.2 纳米)	 ▲ 編輯视图 () 14 选中

	除草剂和 文件 (F)	<b> 谷隆</b>   编報	<b>租户 5y</b> (E) 视	stem/ 图 (V)	管理员 绘图(F	- <b>查看</b> ))	-[校正 罪(R) 說	曲线窗口 刘览 (N)	<b>]]</b> 洗项 (0)	窗口 (W)	• 帮助(H)						_ 8 ×
		101	s 49	 \n   €			R.N?			筛选条件	· 缺省					•	
नि	▶ 祥鼎	8 ) (# #¥	· 通法:	 	<u> </u> 注里組		 ▶ ■	加肉篩	""	定♡字段	<u>,</u>						
-				1		<u>μα πα</u>	т ј шажа ст.				_ _   _   _   _   _   _	ŧ		]			
1	<b>商</b> 无专	(語 - ブ	, i法组组	诸器			_	-				· ·		4	_ [0		
2		校正由	銭窗口	1	***		2003-07	60 IU DD	1.2.000299	6 IPO4 20	нн <u>ан</u> анн тэм		× n/NJ	编	a		
3	利谷陸	目结	果窗口							-							
5	利谷隣		1	2	未知		2003-14	2-8 10:16:	25 W299	6 PDA 210	).0 到 400.0 納	米(在1	···· (.2 纳米)	-			
6	利谷隆		1	1	未知		2003-12	0 <b>69</b> 0:06:	32 W299	6 PDA 210	).0到400.0納	*(在1	.2 纳米)	1			
7	乙腈		1	9	未知		正福加	載 査看   40-	·			E 1	.2 纳米)				
8	乙腈		1	8	未知			:	初始化	, 查看		E1	.2 纳米)	-			
9	利谷隣相	p1000	1	7	未知			0.20-				- [1	.2 纳米)	-			
10	利谷隆朝  子の短  新公認#	p1	1	6	未知		2002.45	: 9-99-1-1-1-	04-1502-00A	e 1050 - 541		<u>1</u>	.2 纲米) (2 纳米)	-			
12	利谷際都	p0.5 50.05	1	ے <sub>ا</sub>	未知		2003-12	-^ d.bd 2-7 10:54:	0.20 <sup>77</sup> 0.4 59 1/299	3  5560 4 6 ≊	047 €01 400 0 813; 80 €0 1.00	木 (1生) 					
49	年17公開開発 01 € 725時	0.0042	10.0 0.1	0.1	未知	0.23	2003-12	2-7 10:37:	43 W299	6 PDA 201	.0到 400.0 納	<del>。。。</del> 米(在1	.2 纳米)	1.75 O.8	0 0.85	0.90	0.95 1.00
14	510 开码, 利谷隆板	p0.05	40 <u></u>  1	2	未知		2003-12	2-7 10:18:	21 1/299	6 PDA 210	).0 到 400.0 纳	米(在1	.2 纳米)	1			
														]			
														-			
<u> </u>	<u></u>			<u> </u>										-			
۵.á	0.50	0.60	0.70	10.80	0.90	00.1				+				1			
														]			
帮助	hF1	<i></i>		1			l e				RA ++ ++ J-FU ZA RA	-					14 选中
	井喧  ]	(C) L	: 🖸	] <u>[М</u> м	illennium	32			85 高效液		除阜孙利谷隆	用	== 除.	草剂利谷陶	肇用	M	11:05
	利谷隆杨 立(生/E)	īp0.05 编辑	項目版 (E) 初	(草剤和 図 (v)	制谷隆」 绘图 (1	电户 5; 2)   かず	vstem/¶ ₽/p) %	管理员 - 刘鉴 (N)	查看 - [] 选项 (0)	主衛口] 毎ロ (w)		3 库(	1) 郵田	L(H)			
	NH (U	s=+≠+ ≪   ∧	(L) 106 M M	⊡() ≱	2) 120 224 12 20 12	us lo	±(⊾)↓ ≥UJaola	പെല	.eu.ash	<u></u> ) ലല വിലിലം		o Æ(		പെച	3 10		
브		<u> </u>				N N	<u>K Kr</u> i	<u> </u>				시역			9 <b>*</b> :		
Ľ				-	9												
K		Ann A	144		254.0	) 🔽				30.00	✓ ▲ 50.0			D		0	
┛	▶轮廓	光谱	指数				提取	巴省				_  _	0.00	212.1			
	380.0	0-222		***		onites			مطر وترو وفاقد	enternaire	Sec.		0.00	08-1 24	8.5		
	<del>米</del> 튨		Å.	-									0.00				371.9 370.7
⊡	220.0	io-		751	- 0						248.5	5	0.00			318.4	302.3
			2.00	4	.00	6.00		D 10	.00 1	2.00 1	4.00		₹			332.	7
		◄					27.94				F		0.00	213.2	273.33 	01.8   a. 8882.0	zUX
	0.	.066		3.207							_		0.00	2521 245		MALANA MULANA	XA MI
			h										-0.00	02		ιΥ	
	U.UU 	1U- 05-											-0.00	104-			1 1
	₹ 0.00	00	Mm	$\sim$		فوالعادي ومرساده								250	0.00 30	0.00 35	0.00
⊡	-0.00	05		V	<u> </u>									•	5	<del>н</del> ж 	F
9.6	760 4-9+	0.004.39	2.0 1 AU	D	4.00	6.0	10 43	8.00 194	10.00	12.00	14.00						
0.0	), er,	1									F	5	图形 选择	峰 时间 (分钟)	信息	吸收率	基线   -   修正   - 4
	安全 保留	御间	纯度1	纯度(	I PDA	匹配1	PDA 2	<b>工配1</b> P	DA 匹配1	PDA 匹	記1 面积	╗┟┤		0.066	提取的	(au) 0.00053	一无
	3 3	}钟)	角度	阈值	光	谱名	角	芟	阈值	库名	(微伏*秒)	2		3.207	提取的	0.00107	□ 无
												╢┣╴					
<b>T</b>	▶ <u> \ 3D j</u>	前道(	2D 通道	) 崔/	· ·		•					<u>i</u> li		し、光谱			
提其	< <p>2.2 2.2 2.2 2.2 3.2<!--</td--><td>18 10</td><td></td><td>  <u>}.</u></td><td>iller – i</td><td>22</td><td>1 4</td><td>ສາມາກາ</td><td>万法组</td><td>!: 九标题 □□</td><td>心甘丸山心心</td><td>æ</td><td> 处理方注</td><td>≾:</td><td>2</td><td></td><td>PDA</td></p>	18 10		<u>}.</u>	iller – i	22	1 4	ສາມາກາ	万法组	!: 九标题 □□	心甘丸山心心	æ	处理方注	≾:	2		PDA
197	77%百	V 💭	u 🛄	] <b>[3</b> 14	mennium	52				ra 🚨	15年1月1日推	<i>н</i> ы	」□□□□和	古隆尔p0.0	15 坝		11:09











点击方法组,选择采集分析数据时用的仪器方法,点击文件保存到方法组,如利谷隆。关闭返回主窗口界面。接着点击修改样品快捷键,将样品类型由未知改为标准样。 点击量快捷键,输入量值和单位。将鼠标点击组分处,选择点击从方法组复制快捷键,如:利谷隆,打开,确定。退出存盘。点击视图更新。原来未知样处变为标准样。此时,校正曲线建立完毕。双击标准样文件,文件打开方法组,如:利谷隆,按校正曲线快捷键即可显示校正曲线。



<mark>る</mark> 文作	除草剂和 牛(E) 參	利谷隆」    辑(E)	围户 5ys 视图 (\	stem/ り エリ	管理 具(T)	员 - 項目 数据库	[ [(D) ]	帮助(	H)							_ 8 ×
<b>N</b>				- Na   6				?		<b>.</b> ĵ	<b>新选条件</b> :	缺省			•	编辑视图(6
	社品	el jæt	通送	修改	[样品	目結果		 £#≷Ì≵0	國篩洗	 哭   白兌	20字段】	<u> </u>				
6	<u>」 </u> 样品:	<u>- 1/21</u> 名称		进样	祥	品类型	<u>1 5</u>	≈ 采集E	期	<u>····································</u>		jĮ	11111111111111111111111111111111111111		1	
1	利谷隆		3	1	未知	]	2003-	12-81	11:07:21	W2996	PDA 210	.0到40	 )0.0 纳米 (	在1.2 纳米)		
2	利谷隆		2	1	未知	1	2003-	12-81	10:56:12	W2996	PDA 210	.0 到 40	0.0 纳米(	在1.2 纳米)		
3	利谷隆		1	1	未知	1	2003-	12-81	10:45:34	W2996	PDA 210	.0到40	)0.0 纳米(	在1.2 纳米)		
4	利谷隆		1	3	未知	1	2003-	12-81	10:32:41	W2996	PDA 210	.0到40	)0.0 纳米 (	在1.2 纳米)		
5	利谷隆		1	2	未知	1	2003-	12-81	10:16:25	VV2996	PDA 210	.0到40	)0.0 纳米 (	在1.2 纳米)		
6	利谷隆		1	1	未知	1	2003-	12-81	10:06:32	VV2996	PDA 210	.0到40	)0.0 纳米(	在1.2 纳米)		
7	乙腈		1	9	未知	1	2003-	12-71	12:19:56	W2996	PDA 210	.0到40	0.0 纳米 (	在1.2 纳米)		
8	乙腈	<del>.</del>	1	8	未知	1	2003-	12-71	12:01:33	W2996	PDA 210	1.0 到 40	)0.0 納米 (	在1.2 纳米)		
9 10	利谷隆朝	πp1000 ≓⊶1	1		木丸	1	2003-	12-71	11:44:05	W2996	PDA 210	.U ∰ ] 40 	U.U 乳竹木( )○ ○ 6世斗4 (	(住1.2 納木) (左する)(抽来)		
10	利公際#	aπρι Ξ=ρΩ 5	1	5	국지	4 1	2003-	12-7	11.27.55	W2996	PDA 210	.0 到 40 .0 至1 40	0.0≰n3∧\( 0.0 ≰n3/\\(	(生 1.2 約小) (左 1 0 纳米)		
12	利谷隣相	⊼ະະ0.05	1	4	未知	1	2003-	12-7 1	10:54:59	W2996	PDA 210	.0到40 .0到40	0.0 納米( 0.0 納米(	在1.2 纳米) 在1.2 纳米)		
13	利谷隆根	ົສ¤0.05	1	3	未知	]	2003-	12-7 1	10:37:43	W2996	PDA 210	.0 到 40	0.0 纳米 (	在1.2 纳米)		
14	利谷隆枝	 茒p0.05	1	2	未知	1	2003-	12-7 1	10:18:21	W2996	PDA 210	.0到40	)0.0 纳米 (	在1.2 纳米)		
<b>山</b> 开が	修改样。	8													]	14 诜中
1	开始	 	a 🚮 🛙	Мм	lillenni	ium32		1	<b>ด</b> ้าพคา	FERS高效	液相色谱	I <b>r</b>	<b>。</b> 除甘剂	利谷隣 田户	Syst 🕅	CH 11:16
<u>∿</u> 6	存品坝 件(Ε) ≨	.日 除阜 编号(E)	1 御利谷 初图(	隆用) W 報	ピ 57 部1/14	stem/'≊ 0	理页 -	聞歌	杆晶					<u>- 0 ×</u>		
				<u>م</u> الح <sup>و</sup>		V Bal	RIM	21							<b></b>	编辑视图()
				<u></u>	<u></u>	00 -=										
6	样品瓶	标签	样品	类型		样品	3称			方法组 报告方:	[/ 法		级别	样品重量		
1	1		就進样		•	利谷隆根	<del>,</del> р0.05	利谷	 隆				1	1.00000		
Π																
Ц																
Ц																
Н																
Н																
Н																
Н																
Н																
Ħ																
一帮助	助 F1															
Ē	ייבאיסיעיא	who:oo	1	L Z		4	2003-	12-7	10.10.21	1992330	FUR ZIC	.0 <del>3</del> 0] 40	) אנ <b>ו</b> צ ט.טי	עאינוע ביי ביי		
					-										-	
帮助	) F1															14 选中
	开始	<i>C</i> 🗳	3 🕜 🛛	М	lillenni	ium32			💌 ) WAT	TERS高效	液相色谱	i  [	2 除草剂	利谷隆 用户	Syst	CH 11:16

<mark>入</mark> 文	<b>样</b> (	品項 E)	〔目 除 编辑 (	草剂利谷 E) 视图	麈 用户 (⊻) 帮助	Sysi J (H)	tem/管理	员 - 帕	⑬ 祥晶					_□			_ 8 ×
	*	P		3** 🔿	°a [*	1	x 🖻 🖬	<b>N</b> ?								•	编辑视图(1
	样語	瓶	标签		 量 品类型		样品名称	Б	1	方法组 报告方:	 [/ 法		级别	样品重量	Į⊢		
1	1			标准样		<b>▼</b> ₹	利谷隆标pl	0.05 利	  谷隆				1	1.0000	0		
E																	
┝						_		_							-11		
F																	
┝						_		_							$\parallel$		
F																	
F																	
ŀ																	
い打	∟ 开组	[份编	歸器														
F	শত	orkæ'	wpo.o	<u> </u>		N AH	2	000-12	-7 10.10.21	1002330	TFDR 210	.0 <del>3</del> 0] 40	י אינ <b>ו</b> צ ט.ט	(11 ) - 2 SIJ	TT.		
					+										_		
┝	$\vdash$														_		
山郡	 1/F1																14 选中
1	<b>Ⅰ</b> 开∮	哈[]]	6	\$ 🗹	Mille	enniur	m32		wA"	TERS高效	液相色谱	i [	除草剂	利谷隆 用	户 Sysl	 M	H 11:17
Ne	挕	一刻	enone. E (E)	時間 編号 (F)	<b>迦图</b> (v)	郡	<b>助</b> (4)								1		_ 8 ×
Ż	件-	ð	134	anatza (E)			». • <b>r</b> N	2   祥	品组类型:	仅	标准			-	īĿ	 	(白碧河) (四) (4)
	* 		前瓶杯	¥	山口山 山	复制					ALC 17.1					<b>•</b>	3####17%123 (1
6	样	17	「: 1	·			\$K <del>\</del> + ∶ 1				尖型	你住什					
	1	<u>組</u>	份 ▶	dovide (#	品版计										н.		
E			细份	<u>值</u>		備料	É										
╞	_	1 7	利谷隣	(初示)進行	≢) 00 ma/ka												
H	-																
L																	
┝	_	$\mathbb{H}$		_	_		-										
H	-																
E																	
F	=	H			_		-										
い報	山助																
F	F		× 11 ×		<b>2011年日</b> (										Ŕ		
┢	Η		▶ <u>IL =</u> 一步	e	<b>211 前 /</b> 下一步	00					確	定		取消 」	H		
	Ľ!		F1									Γ					
	-		-		+ +	_								, /,	~		
₽P	╽																14 进中
191	。 1 王 1	高田		<u>-</u>	Mille	enniur	m32		I ∰]WA	TERS高效	液相色谱	i   [	<b>。</b> 除草剂	利谷隆 用	户 Sysl	 M	H 11:17

	利谷隆标p0 文件(F) 练	.05 項目 除草剂 辑 (E) 视图 (V)	利谷隆 用户 System 	)/管理员 - 查看 - 浏览(N) 选项((	[校正曲线窗口 5) 窗口(W) 君	] 習助 (H)			-	
	新建 (N) 打开 (O). 保存 (S).	• • •	▲ 1 Accel 191 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00	<u> </u>	명말말	\$ <u>}</u> ````````````````````````````````````		D <b>- R</b>		
	<ul> <li>另存为(// 重置(R)</li> <li>打印(P),</li> <li>打印预览</li> <li>页面设定</li> </ul>	) → 容服 ,,, 600 ((⊻) ((⊥) x	2996	朝/时   通道   时间(	₩vln Chi 3.230	1				<u> </u>
	保存参数 删除参数 退出(X)	:(E) 选择(D) F	1.000000 RSD 0.000	标准差 000	「 0.000000 е+ 加权	000				
	8000.0									Ð
	▲ 4000.0- 2000.0-									
•			0060.0080.0100.0120.0	140.0160.0180.0200	).0220.0240.0260 含屋	.0280.0300.0320	.0340.0360.038	0.0400.0420.0440	).0460.0480.	050
•	▶\校正/									
55	级别	X值	响应	计算值	% 背离	手调点	忽略	结果ID	通道 ID	
1	1	0.050000	8113.111701	0.050000	-0.000			1795	1	405
	<u>魚个卑/</u> ]∢	<u>《半均点 /</u>			[▲ 组: 利谷隆			利谷隆		PDA
9	▋开始┃ ] 🥭	🖏 🗹 🛛 <u>M</u>	Millennium32	WATERS高效消	夜相 🚺 🔂 除草	草剂利谷隆 用	一副利谷階	ŧ标p0.05 项	Мсн и	1:19

点击文件保存校正,供分析计算时调用。注意:在分析未知样品时必须将建立校正曲 线的文件选上(共同涂黑)。

## 未知样结果计算

将校正曲线文件和待定量的未知样品文件选上,右键查看,调入文件, 打开方法组,如:利谷隆,可以显示校正曲线图。按结果快捷键,按下一个 3D 通道,即可依次显示出未知样品的计算结果。

百分含量计算结果操作如下:在项目通道中选中标准样品文件,点击上方修改样品 快捷键,在表单中填入标准样品的称样量,在量的快捷键表上值里填上标准样品的百分 含量值(如99%填写99)。在未知样品表单中也同样填入。最后一起涂黑计算。

<mark>े</mark> रूक	除草剂利谷隆。 また) 编辑(F)	用户 Sys 初图 (A	stem/	管理员 - 項目 目 (T)  数据库	(口) 覇	3 <b>冊</b> (山)							_ 8 ×
	+(C) \$###(C)	0180() Alt <b>B</b>	یت و ماد	al ∎al Bal				新先条件·	快省			-	编辑视图(4
			₩0 C		100 1 mb 44			near i	100.8				
	<u> </u> 件前组  进件   	「「「「」」「「」」「「」」「」」「「」」「」」「」」「」」「」」「」」「」」	カ法   3     进程	结禾爼   结禾                 		5 17211219月22 進日期		义子校					
1	利谷隣	З	1	未知	2003-1	2-8 11:07:21	W2996	PDA 210	.0 到 400.0 纳米	(在1.2 納米)			
2	利谷隆	2	1	未知	2003-1	2-8 10:56:12	W2996	PDA 210	.0 到 400.0 纳米	(在1.2納米)			
3	利谷隆	1	1	未知	200:	新建方法(	N) 🕨	DA 210	.0 到 400.0 纳米	; (在1.2 纳米)			
4	利谷隆	1	3	未知	200:	查看(R)		DA 210	.0 到 400.0 纳米	(在1.2 纳米)			
5	利谷隆	1	2	未知	200:	比较 (⊆)		DA 210	.0 到 400.0 纳米	(在1.2 纳米)			
6	利谷隆	1	1	未知	200:	预覧/出版 か理(p)	(⊻)	DA 210	.0 到 400.0 纳米	(在1.2 纳米)			
7	乙腈	1	9	未知	200:	元至(①… 打印(∐…		DA 210	.0 到 400.0 纳米	(在1.2 纳米)			
8	乙腈	1	8	未知	200:	导出 (E)		DA 210	.0 到 400.0 纳米	(在1.2纳米)			
9 10	利谷隆标p1000 利公際結 <sub>201</sub>	1		土如	200:	- 欧愛杆品( - 运行样品(	ව) U)	DA 210	.0 美) 400.0 ≱内木 ○ 奈) 400 0 4内米	、(住1.2 納木) ・(在1.2 納米)			
10	利倍隆桥n0.5	1	5	未知	200.	信制到而日	= 1 (т)	- DA 210	.0 美) 400.0 ≱ŋ木 ∩ 至  400 ∩ 幼米	(在12纳米)			
12	利谷醛标p0.05	1	4	「 <sup>木</sup> 小」 「标准祥	200.	夏前到视日	а (Ш.)	DA 210	の到 400.0 約水 の到 400 0 纳米	(在12納米)			
13	利谷隆标p0.05	1	3	未知	200:	- 钡定通道( - 诵诸解锁 (	L) L)	DA 210	.0 到 400.0 纳米	(在1.2纳米)			
14	利谷隆标p0.05	1	2	未知	200:	本手の		DA 210	.0 到 400.0 纳米	(在1.2納米)			
					<u> </u>								
						删除行 ( <u>D</u> )		-					
						复制(C) *EFFE (D)							
								<u> </u>					
					-	隐雨列(凹) 显示所有列	II (S)	<u> </u>					
						打印事(N)	- (2)						
∟ 帮助	ካ F1				<u> </u>	主席冊(の)		-					14 选中
	-  开始 📙 🏉 🗳	a 🚮 🗍	М	illennium32		表庸性(E) 列属性(M)		相色谱	🕞 除草?	約利谷隆 用户:	ōyst	M	H 11:29
낦	利谷隆标p0.05	項目除	草剂和	利谷隆 用户 5	ystem/	管理员 - 道	[看 - [校]	正曲线窗	<b>[</b> []]				_ 8 ×
Ø	文件(F) 编辑	(E) 视	§(⊻)	绘图(P) 处理	哩( <u>R</u> ) :	浏览(N) 送	ἑ项(0)	窗口 ( <u>W</u> )	帮助(H)				_ 8 ×
e	新建 (N) 打开 (O)		.a.  b⊾	と「加速」「「「」 理方法(D)	윖成	<u>B</u> 6 6	1 7품 5품	15	🗿 🖆 🖸	19 3 3	🛅 🧉 💦		
4	保存(5)	•	方	法组(5)									
Ē	另存为 ( <u>A</u> )	• •	Ē										
	重査( <u>R</u> )	•	-		日期	/时							
	打印(P)				i	通道	. —						
	页面设定(U	)			•	时间							
	保存参数 (F	)											
	删除参数选	, 怿 (D)	R		_	杤	御差 🗌						
	退出 (X)		-	RSD	_		, 加机	<u>م</u>					
	代码			,									=1
	1.00-												<u> </u>
	_												
	₹ 0.50												
⊡	0.00			····			40 0.45				75 0.00 0.05		
0.46	0.00 0. 645 分钟, 1.0000	AU 0.10	0.1.	J 0.20 0.2.	0.50	0.55 0.	40 0.45	0.50 分钟	0.55 0.00 (	0.00 0.70 0	.75 0.00 0.05	0.30	0.33 1.00
													<u> </u>
	▶ [ <b>\ 13:1E /</b> (水型)	∨店		面成	21	竹店 「	I. ∞. ≓≌1	*	主调占	ঠ্যচহ	(注里の		
557	彩动力	- 71旦		u <u>a)/w</u>	LT LT	対旧	70 Bin	±1	于响品	755448	結末し		
$\vdash$													
$\vdash$													
$\square$			$\neg \uparrow$										
1	▶∖单个点↓	平均点/	· · ·					•					•
					1	-	方法组: :	七标题		处理方法 	:: 无标题 2		PDA
1	开始    🍋 🖺	i 🕜 🗌	M 🚺	illennium32		WATERS]	高效液相.	🚺	除草剂利谷隆 月	1    📇 利裕	漋标p0.05 项		H 11:29

| <u>画</u> 和<br>[ <b>※</b> ] 3   | 谷隆<br>(f  | <b>茠p0.0</b><br>E) 编辑   
  | 5 項目除〕<br><sup>最(E)</sup> 视图   
   
   | <b>を利利谷</b><br>] (∀) 絵[  | <b>隆 用户 5y</b><br>图(P) 处理   | stem/f   
   | き理员<br>創筑 (N)   | - 查看 ·<br>选项(   | - [校正曲约<br>(0) 窗口(  | 【窗口】<br>W) 帮助  | 助(H)  |   |  
  |   |  
  |  | <u> </u>  | l ×<br>l ×                            |
|--|---
--
--
--
--|--|---
--|---|---|---|--|---|---
---
---|---|--|---|---------------------------------------|
| P  | đ   | ×.  
  | Ann An L   
   
   | <u></u><br>2 × 3   | 7   |  
   | 3. P  | <b>6</b> ° 2  | 물 또 올   | -<br>  |   |   | = 🗾  
  | 6 6   | N?   
  |  |   |                                       |
| 2  | Ø   | 3   
  |  
   
   | • 🥖  |   |  
   |   |   |   |  |   |   |  
  |   |  
  |  |   |                                       |
|  | 方<br>系<br>组<br>R <sup>*</sup> 2<br>RSS<br>代<br>研  | ★ 月谷 第 ¥ = 2 1. 5 0.  
  | 利<br>Waters<br>隆<br>1.62e+005<br>000000<br>000000e+0   
   
   | 谷隆<br>600_2996<br>X<br>R 「<br>00 :   | 1.000000<br>RSD C   | 日期/<br>通<br>   
   | 时   | 寸间 (<br>标准急   | ₩vln Chi<br>3.2:<br>2 0.000<br>加权   | 30<br>000e+000<br>无  | 0   |   |  
  |   |  
  |  |   |                                       |
|  | Ķ 500   | 0.0   
  |  
   
   |  |   |  
   |   |   |   |  |   |   |  
  |   |  
  |  | 8   |                                       |
|  | ▼ 0.01  |   
  |  
   
   |  |   |  
   |   |   |   |  |   |   |  
  |   |  
  |  |   |                                       |
|  |   |   
  |  
   
   |  |   |  
   |   |   |   |  |   |   |  
  |   |  
  |  |   |                                       |
| <b>∢</b>   ▶   | ▲         ▶         枚正/         ▲ |   
  |  
   
   |  |   |  
   |   |   |   |  |   |   |  
  |   |  
  |  |   |                                       |
| 1 1  |   |   
  | 0.05   
   
   | 0000   | 8113.11   | 11701  
   |   | 0.05000   | 0   | -0.000   |   |   |  
  |   | 18   
  | :01  | 1   | 405                                   |
| -  |   |   
  |  
   
   |  |   |  
   |   |   |   |  |   |   |  
  |   |  
  |  |   |                                       |
|  | ı<br>۱۰ ж.  | <u>~</u> = /  
  | - 巫柄占 /  
   
   |  |   |  
   |   |   |   |  |   |   |  
  |   |  
  |  |   |                                       |
| 【◀┃▶<br>帮助।  | F1  | <u>T R A</u>  
  |  
   
   |  |   |  
   |   | 方法  | [_•<br><組:利谷隣   | 1  |   |   | 处理方法:  
  | 利谷隆   |  
  |  | P   | DA D                                  |
| <b>ж</b> Э   | F始  | ] 🥭 (   
  | <b>\$ 🗹</b> 🛛  
   
   | 🔀 Millenr  | nium32  | <u>R</u>   
   | ) WAT   | ERS高效   | 液相 [  | ■除草芥   | 利利谷   | 漋用  | 日本   
  | 隆标p0.05   | 5项   
  | M  | CH 11:3   | 30                                    |
| 1 - Tel  |   | #==0.0  
  | 口面日 睑炎   
   
   | AN INCOMENT  |   |  
   |   |   |   |  |   |   |  
  |   |  
  |  |   |                                       |
| 量利   | 1台隆<br>2件(I   | 1954-po.o<br>F) 编辑  
  | 3 - 現日 時日<br>最(E) 视隊   
   
   | ₹別刊谷<br>](V) 绘   | 隆 用 尸 Sy:<br>氡 (P)  | stem/គ្រ<br>!(R) រ៉ា   
   | 管理员<br>(1版 (N)  | - <b>宣</b> 看 ·<br>  | -[结果窗口<br>(0) 窗口(   | 1]<br>W) 帮助  | th (н)  |   |  
  |   |  
  |  | <u>- 8</u>  |                                       |
|  | 文件 (f   | ssport<br>E)编辑  
  | 3 - 映日 (株)<br>母(E) 视图  
   
   | 231和谷<br>](V) 绘[<br><u>3</u> 】 <b>※</b> [ ◎  | 隆用尸 Sy<br>图(P) 处理<br>阿   泉  ぷ   | stem/管<br>程(R) 说<br>【 <u>成</u> 】 [6  
   | S理員<br>創覧(N)<br>込↓♪   | - 金看<br>选项(<br>。) 碑   | - [结果窗口<br>(0) 窗口(<br>副昭  2   | U<br>W) 朝<br>일 역   | り<br>し<br>い<br>合  | _ 4   |  
  | 6 6   | <b>N</b> ?   
  |  | _ 8<br>_ 8  | X                                     |
|  | 文件 (f<br>c)<br>c)   | E) 编辑   
  | 5-94日 陈<br>鼻(E) 视图<br><sup>Am</sup> <sup>An</sup>  
   
   | 2 33 AUYA<br>] (V) 绘[<br>▲ <i>\$</i>   \$<br>▼ <i>Ø</i>  | 隆用尸 Sy<br>图(P) 处理<br>71 <u>况</u> [2]  | stem/f   
   | 5理员<br>4党(N)<br>入   | - 查看<br>选项(<br>。 <sup>64</sup> 碑  | -[结果窗口<br>( <u>0)</u> 窗口(<br>副4日) 3   | 1]<br>W) 帮助<br>E 公式  | ₩(H)<br>  ▲   |   | E  🗾<br> <br>結果  
  | 8 6   | <b>₩</b> ?   
  |  | <u> </u>  |                                       |
|  |   |   
  | 5-块日除!<br>昂(E) 视图<br>《》 《》 []  
   
   | ⊉ /µ म  台<br>] (V) 绘[<br><u>武</u> / / 9<br>▼   | 隆用户 Sy<br>图(P) 处理<br>71 <u>况 </u><br>1  | stem/f   
   | 5 理员<br>机宽 (N)<br>③ ♪   | - <u></u> 查看<br>选项(<br>  <u>。</u> 61 ] ]  | -[结果窗口<br>(Q) 窗口(<br>引(昭  2   | 1]<br>W) 帮助<br>ピ 銘   | b(H)<br>↓   |   | E  図<br> <br>結果  
  | 8   | <u></u>  
  |  | <u>8</u><br>8   |                                       |
|  |   | E) 编辑   
  |  
   
   | 2 所和谷<br>] (Y) 绘[<br>』 》 ◎<br>▼<br>  | 隆 用 / Sy<br>图 (P) 处理<br>图 <u>2 3 3</u>  | 1 PDA  
   |   | ●看<br>选项(<br>了<br>PDA [<br>阚  | - [结果窗口 (<br>②) 窗口 (<br>副 <u>昭</u> ] [2]<br>四配1 [PD,<br>值 [PD,  | 4]<br>W) 帮助<br>E 黛   |   | ┃ <u>_   </u><br>   | ()<br>(結果)<br>()<br>()<br>()<br>()<br>()<br>()<br>()<br>()<br>()<br>()<br>()<br>()<br>()   
  | 图   | ▶? ▲ 含量  
  |  | <br><br>立峰类   |                                       |
|  |   | E) 編辑   
  | 5 · (E) 初題<br>(E) 初題<br>(M) (デ   1)<br>(M) (デ   1)<br>(M) (売   1)<br>(M) (⊕ (≘ (≘ (≘ (≘ (≘ (≘ (≘ (≘ (≡ (≡ (≡ (≡ (≡ (≡ (≡ (≡ (≡ (≡ (≡ (≡ (≡   
   
  | ····································   | 隆 用 P Sy<br>图 (P) 处理<br>列 <u>凤</u> <u></u><br>印<br>PDA 匹配<br>光谱名  | stem/背<br>(R) 谈<br>【 <u>R</u> [   
  | 「王<br>気」<br>(N)<br>(N)<br>(N)<br>(N)<br>(N)<br>(N)<br>(N)<br>(N)<br>(N)<br>(N)  | - <u>全</u> 君 ·<br>选项(<br> <br>の<br> <br>の<br> <br>の<br> <br>の<br> <br>の<br> <br>の<br> <br>の<br> <br>の<br> <br>の<br> | - [结果窗口<br>② 窗口 (<br>] <u>宿   2</u><br>匹配1   PD,<br>值   | 1]<br>(1) 帮助<br>(1) 帮助<br>(1) 帮助<br>(1) 帮助<br>(1) 帮助<br>(1) 予<br>(1) 予   |   | <u>」</u> □<br>課<br><sup>(大+</sup> 秒) % 面<br>8113 100  | <ul> <li>三</li> <li>結果</li> <li>結果</li> <li>(微伏</li> <li>(0)</li> <li>102</li> </ul>  
   | <ul> <li>图 </li> <li>(限分类)     <li>5 66     </li> </li></ul>  | ▶   | ₫ (单位<br>0 mg/k  | <br><br>立 峰类<br>kg 找到  
  |                                       |
|  |   | E) 編辑   
  | 5 · 文日 第3<br>最(E) 视極<br>(E) 视極<br>「(D) (加度)<br>「(D) (加度)<br>(D) (加度)<br>(D) (加度)<br>(D) (加度)<br>(D) (加度)<br>(D) (加度)<br>(D) (加度)<br>(D) (加度)<br>(D) (加度)<br>(D) (15,179)<br>(D) (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D)  
   | ● 4 min of the second sec   
  | 隆 用 P Sy<br>图 (P) 处理<br>列 <u>泉</u> 第<br>PDA 匹配<br>光谱名   | stem/1<br>2(R)<br>2(R)<br>2(R)<br>2(R)<br>2(R)<br>2(R)<br>2(R)<br>2(R)<br>2(R)<br>2(R)<br>2(R)<br>2(R)<br>2(R)<br>2(R)<br>2(R)<br>2(R)<br>2(R)<br>2(R)<br>2(R)<br>2(R)<br>2(R)<br>2(R)<br>2(R)<br>2(R)<br>2(R)<br>2(R)<br>2(R)<br>2(R)<br>2(R)<br>2(R)<br>2(R)<br>2(R)<br>2(R)<br>2(R)<br>2(R)<br>2(R)<br>2(R)<br>2(R)<br>2(R)<br>2(R)<br>2(R)<br>2(R)<br>2(R)<br>2(R)<br>2(R)<br>2(R)<br>2(R)<br>2(R)<br>2(R)<br>2(R)<br>2(R)<br>2(R)<br>2(R)<br>2(R)<br>2(R)<br>2(R)<br>2(R)<br>2(R)<br>2(R)<br>2(R)<br>2(R)<br>2(R)<br>2(R)<br>2(R)<br>2(R)<br>2(R)<br>2(R)<br>2(R)<br>2(R)<br>2(R)<br>2(R)<br>2(R)<br>2(R)<br>2(R)<br>2(R)<br>2(R)<br>2(R)<br>2(R)<br>2(R)<br>2(R)<br>2(R)<br>2(R)<br>2(R)<br>2(R)<br>2(R)<br>2(R)<br>2(R)<br>2(R)<br>2(R)<br>2(R)<br>2(R)<br>2(R)<br>2(R)<br>2(R)<br>2(R)<br>2(R)<br>2(R)<br>2(R)<br>2(R)<br>2(R)<br>2(R)<br>2(R)<br>2(R)<br>2(R)<br>2(R)<br>2(R)<br>2(R)<br>2(R)<br>2(R)<br>2(R)<br>2(R)<br>2(R)<br>2(R)<br>2(R)<br>2(R)<br>2(R)<br>2(R)<br>2(R)<br>2(R)<br>2(R)<br>2(R)<br>2(R)<br>2(R)<br>2(R)<br>2(R)<br>2(R)<br>2(R)<br>2(R)<br>2(R)<br>2(R)<br>2(R)<br>2(R)<br>2(R)<br>2(R)<br>2(R)<br>2(R)<br>2(R)<br>2(R)<br>2(R)<br>2(R)<br>2(R)<br>2(R)<br>2(R)<br>2(R)<br>2(R)<br>2(R)<br>2(R)<br>2(R)<br>2(R)<br>2(R)<br>2(R)<br>2(R)<br>2(R)<br>2(R)<br>2(R)<br>2(R)<br>2(R)<br>2(R)<br>2(R)<br>2(R)<br>2(R)<br>2(R)<br>2(R)<br>2(R)<br>2(R)<br>2(R)<br>2(R)<br>2(R)<br>2(R)<br>2(R)<br>2(R)<br>2(R)<br>2(R)<br>2(R)<br>2(R)<br>2(R)<br>2(R)<br>2(R)<br>2(R)<br>2(R)<br>2(R)<br>2(R)<br>2(R)<br>2(R)<br>2(R)<br>2(R)<br>2(R)<br>2(R)<br>2(R)<br>2(R)<br>2(R)<br>2(R)<br>2(R)<br>2(R)<br>2(R)<br>2(R)<br>2(R)<br>2(R)<br>2(R)<br>2(R)<br>2(R)<br>2(R)<br>2(R)<br>2(R)<br>2(R)<br>2(R)<br>2(R)<br>2(R)<br>2(R)<br>2(R)<br>2(R)<br>2(R)<br>2(R)<br>2(R)<br>2(R)<br>2(R)<br>2(R)<br>2(R)<br>2(R)<br>2(R)<br>2(R)<br>2(R)<br>2(R)<br>2(R)<br>2(R)<br>2(R)<br>2(R)<br>2(R)<br>2(R)<br>2(R)<br>2(R)<br>2(R)<br>2(R)<br>2(R)<br>2(R)<br>2(R)<br>2(R)<br>2(R)<br>2(R)<br>2(R)<br>2(R)<br>2(R)<br>2(R)<br>2(R)<br>2(R)<br>2(R)<br>2(R)<br>2(R)<br>2(R)<br>2(R)<br>2(R)<br>2(R)<br>2(R)<br>2(R)<br>2(R)<br>2(R)<br>2(R)<br>2(R)<br>2(R)<br>2(R)<br>2(R)<br>2(R)<br>2(R)<br>2(R)<br>2(R)<br>2(R)<br>2(R)<br>2(R)<br>2(R)<br>2(R)<br>2(R)<br>2(R)<br>2(R)<br>2(R)<br>2(R)<br>2(R)<br>2(R)<br>2(R)<br>2(R)<br>2(R)<br>2(R)<br>2(R)<br>2(R)<br>2(R)<br>2(R)<br>2(R)<br>2(R)<br>2(R)<br>2(R)<br>2(R)<br>2(R)<br>2(R)<br>2(R)<br>2(R)<br>2(R)<br>2(R)<br>2(R)<br>2(R)<br>2(R)<br>2(R)<br>2(R)<br>2(R)<br>2(R)<br>2(R)<br>2(R)<br>2(R)<br>2(R)<br>2(R)<br>2(R)<br>2(R)<br>2(R)<br>2(R)<br>2(R)<br>2(R)<br>2(R)<br>2(R)<br>2(R)<br>2(R)<br>2(R)<br>2(R)<br>2(R)<br>2(R)<br>2(R)<br>2(R)<br>2(R)<br>2(R)<br>2(R)<br>2(R)<br>2(R)<br>2(R)<br>2(R)<br>2(R)<br>2(R)<br>2(R)<br>2(R)<br>2(R)<br>2(R)<br>2(R)<br>2(R)<br>2(R) | 5 理员<br>1览 (№)<br>30 (№)<br>(№)<br>(№)<br>(№)<br>(№)  | - <u></u> 查看 ·<br>选项(<br> <br>                | - [结果窗口<br>② 窗口 (<br>3] 3] 2]<br>匹配1 PD,<br>值   | 4]<br>W) 帮助<br>ピ  公<br>本<br>匹配1<br>库名   
  | サ (田)   | )<br>一<br>一<br>100<br>8113 100  | <ul> <li>この</li> <li>に</li> <li>に<td>图</td><td>관         含量           0.05</td><td>且<br/>● 単位</td><td>_ D<br/>_ D<br/>_ D</td><td></td></li></ul>  
   | 图   | 관         含量           0.05   | 且<br>● 単位  | _ D<br>_ D<br>_ D   |                                       |
|  |   | E) 编辑  | 5-次日保:       母(E)     视極       八小     八小       「回」     小       「回」     ・       「回」     ・       (1) <td< td=""><td>2.0.11谷 3.(火) 绘目 3.(火) 総目 3.(火) 総目 4.(火) 総目 4.(火) 総目 5.(火) 総目 5.(火) 総目 6.(火) 総目<!--</td--><td>隆用 / Sy<br/>图 (P)处理<br/>7 2 2 5<br/>7 5<br/>7 5<br/>7 5<br/>7 5<br/>7 5<br/>7 5<br/>7 5<br/>7 5<br/>7 5<br/>7</td><td>stem/f</td><td>「王員<br/>小览 (N)</td><td>- 查看 ·<br/>选项 (<br/>  ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )</td><td>- [结果窗口 (<br/>② 窗口 (<br/>副 昭 至)<br/>四配1 PD,<br/>值 PD,<br/>色谱结果</td><td>1]<br/>W) 帮助<br/>() 新<br/>() 新<br/>(</td><td>助(出)</td><td>液<br/>液<br/>大型)% 面<br/>8113 100</td><td><ul> <li>(満)</li> <li>(満)</li> <li>(二)</li> <li>(二)</li></ul></td><td>圖 ●</td><td>보     송료       0.05</td><td>主 单位<br/>0 mg/k</td><td>_ 日<br/>_ 日<br/>位 峰类<br/>版 <b>拨</b>到</td><td>×××</td></td></td<>  | 2.0.11谷 3.(火) 绘目 3.(火) 総目 3.(火) 総目 4.(火) 総目 4.(火) 総目 5.(火) 総目 5.(火) 総目 6.(火) 総目 </td <td>隆用 / Sy<br/>图 (P)处理<br/>7 2 2 5<br/>7 5<br/>7 5<br/>7 5<br/>7 5<br/>7 5<br/>7 5<br/>7 5<br/>7 5<br/>7 5<br/>7</td> <td>stem/f</td> <td>「王員<br/>小览 (N)</td> <td>- 查看 ·<br/>选项 (<br/>  ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )</td> <td>- [结果窗口 (<br/>② 窗口 (<br/>副 昭 至)<br/>四配1 PD,<br/>值 PD,<br/>色谱结果</td> <td>1]<br/>W) 帮助<br/>() 新<br/>() 新<br/>(</td> <td>助(出)</td> <td>液<br/>液<br/>大型)% 面<br/>8113 100</td> <td><ul> <li>(満)</li> <li>(満)</li> <li>(二)</li> <li>(二)</li></ul></td> <td>圖 ●</td> <td>보     송료       0.05</td> <td>主 单位<br/>0 mg/k</td> <td>_ 日<br/>_ 日<br/>位 峰类<br/>版 <b>拨</b>到</td> <td>×××</td> | 隆用 / Sy<br>图 (P)处理<br>7 2 2 5<br>7 | stem/f   | 「王員<br>小览 (N)   | - 查看 ·<br>选项 (<br>  ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )   | - [结果窗口 (<br>② 窗口 (<br>副 昭 至)<br>四配1 PD,<br>值 PD,<br>色谱结果   | 1]<br>W) 帮助<br>() 新<br>() 新<br>( | 助(出)  | 液<br>液<br>大型)% 面<br>8113 100  | <ul> <li>(満)</li> <li>(満)</li> <li>(二)</li> <li>(二)</li></ul>   | 圖 ●   | 보     송료       0.05   | 主 单位<br>0 mg/k   | _ 日<br>_ 日<br>位 峰类<br>版 <b>拨</b> 到  | ×××                                   |
|  | (1)<br>(1)<br>(1)<br>(1)<br>(1)<br>(1)<br>(1)<br>(1)  | E) 编辑<br>《 ]<br>《 ]<br>《 ]<br>《 ]<br>《 ]<br>《 ]<br>《 ]<br>《 ]   
  | 5.人日保       最(E)       八二       小二   
   
   | ●加利谷       (火) 会目       (火) 会目       (火) 会目       (火) の       (火) の<   | 隆用 <b>P</b> Sy<br>图 (P) 处理<br>图 <u>况</u> <u>况</u><br>PDA 匹配<br>光谱名  | stem/f<br>2 (R)  |   
       | - 查看<br>选项(<br>) 选项(<br>)<br>PDA (<br>)<br>阀  | - [结果窗口 (<br>② 窗口 (<br>副 3 2 2 )<br>四配1 2 )<br>「<br>位<br>一<br>色<br>谱<br>结果<br>电<br>単<br>場<br>単<br>男<br>の<br>の<br>の<br>の<br>の<br>の<br>の<br>の<br>の<br>の<br>の<br>の<br>の<br>の<br>の<br>の<br>の<br>の   | 1]<br>W) 帮助<br>C   | 助(H)  | (次) (型) (次) (型) (次) (型) (型) (型) (型) (型) (型) (型) (型) (型) (型  | <ul> <li>(注) (注)</li> <li>(結果)</li> <li>(読)</li> <li>(読)</li> <li>(102)</li> <li>(加)</li> <li>(102)</li> <li>(102)<td>①      ①     ①     ①     ①      ①      ①     ①      ①     ①      ①     ①     ①     ①     ①     ①      ①     ①     ①     ①     ①      ①</td><td>▲<br/>20.05<br/>0.05</td><td><ul> <li>単位</li> <li>の mg永</li> <li>方法</li> </ul></td><td>_   但<br/>_   但</td><td>××××</td></li></ul>   
   | ①      ①     ①     ①     ①      ①      ①     ①      ①     ①      ①     ①     ①     ①     ①     ①      ①     ①     ①     ①     ① | ▲<br>20.05<br>0.05  | <ul> <li>単位</li> <li>の mg永</li> <li>方法</li> </ul>  | _   但<br>_   但   
  | ××××                                  |
| ■ 1<br>= 3<br>= 3<br>= 3<br>= 3<br>= 3<br>= 3<br>= 4<br>= 4<br>= 4<br>= 4<br>= 4<br>= 1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1 |   | <ul> <li>(余)(4,4)</li> <li>(余)(4,4)</li> <li>(分)(4,4)</li> <li>((3,4)</li> <li></li></ul>   
  | 5-次日 保<br>最(E) 视極<br>(E) 视極<br>(M) (M) (E)<br>(D) (規度1<br>角度<br>280 15:179<br>(匹配 人 纯<br>样品名称<br>利谷隆标pc  
   | ● 和 和 谷   
  | 隆用 <b>户</b> Sy<br>图 (P) 处理<br><b>河</b> <u>入</u> <u>入</u><br><b>小</b><br>光谱名<br>配<br>名   | stem/f<br>2 (R) 改<br>1 PDA<br>f<br>5果代码  |   | - 查看 ·<br>选项 (<br>)<br>PDA [<br>関<br>]  | - [结果窗口 (<br>②) 窗口 (<br>③] 3 [2] [2]<br>四配1 [2]<br>中D,<br>一<br>一<br>色谱结果<br>集日期<br>2-7 10:54:59   
   | 1]<br>W) 帮助<br>G<br>M<br>和<br>で<br>和<br>の<br>の<br>の<br>の<br>の<br>の<br>の<br>の<br>の<br>の<br>の<br>の<br>の  | 助(H)<br>(二)<br>(一)<br>(一)<br>(一)<br>(一)<br>(一)<br>(一)<br>(一)<br>(一  | (○) (○) (○) (○) (○) (○) (○) (○) (○)   | E 2003-12-2  
  | 圖 ● A(分类) 5 68 2日期 24 11:30:1   | ■型<br>②<br>②<br>②<br>②<br>②<br>③<br>③<br>③<br>③<br>③<br>③<br>③<br>③<br>③<br>③<br>③<br>③<br>③   
  | ま<br>単位<br>の mgA<br>方法<br>隆 枚  | _   但<br>_   但<br>_   但<br>_ 」<br>  | ××××××××××××××××××××××××××××××××××××× |
|  |   | <ul> <li>(大田市)</li> <li>(大田)</li> <li>(大田)</li></ul>  
   | 1     1       日     1       日     1       1<  
  | 2.0.1067<br>2.(v) 绘目<br>3.(v) 绘目<br>3.(v) 绘目<br>3.(v) 绘目<br>4.(v) 条目<br>4.(v) 修<br>4.(v) 修<br>5.(v) 标准<br>4.(v) 标件<br>5.(v) 析<br>5.(v) + 5.(v)   
   | 隆用 <b>P</b> Sy<br>图 (P) 处理<br>了 <u>次</u> 。<br>PDA 匹配<br>光谱名<br>配 <b>/</b><br>品类型 结<br>样   | stem/f<br>?(B) 谈<br>?(D) [2]<br>1 PDA<br>月   |   | - 查看<br>选项(<br>)<br>/<br>/<br>/<br>/<br>/<br>/<br>/<br>/<br>/<br>/<br>/<br>/<br>/                                   | - [结果窗口 (<br>②) 窗口 (<br>副 / 記 ⊇)<br>四配1 PD,<br>值<br>全谱结果<br>集日期<br>2-7 10:54:59   | 1]<br>W) 帮助<br>ST<br>A<br>匹配1<br>年名<br>利谷隆<br>人<br>利谷隆   
   | 助(H)<br>)<br>(微<br>(微<br>(微<br>(微<br>(微<br>(<br>法<br>組  | (次) ○ □ (次) ○ □ 8113 100 世祥体釈 (微升) 20.00  | <ul> <li>注)</li> <li>送果</li> <li>(微伏</li> <li>(二〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇</li></ul>  
   | <ul> <li>         ) 积分类     </li> <li>         5 BB     </li> <li>         2日期     </li> <li>         24 11:30:11     </li> </ul>   | 型<br>2005<br>0.05<br>0.05<br>0.05   | 計<br>計<br>単<br>位<br>mgA<br>方法<br>本<br>4  | _   但<br>_   但<br>_   但<br>_   但<br>_   U<br>_   U | ××××                                  |
|  | 日本<br>文件 (I)<br>ご<br>ジ<br>ご<br>ご<br>、<br>学<br>る 盛<br>品 瓶  | <ul> <li>(株) 印</li> <li>(株) 印</li> <li>(株) 印</li> <li>(水) 印</li> <l< td=""><td>5.次日保       景(E)     视極       八小     八小       「同」     ・       「同」     ・       第二     ・       第二</td><td>2.1.11台 3.1.11台 3.1.11台 4.1.11台 4.1.11台 4.1.11台 4.1.11台 4.1.11台 5.1.11台 5.1.11台 5.1.11台 6.1.11台 6</td><td>隆用<b>P</b> Sy<br/>图 (P) 处理<br/>了 <u>凤</u> <u></u><br/>PDA 匹配<br/>光谱名<br/>品类型 结<br/>样</td><td>stem/f<br/>?(R) 谈<br/>?(R) 谈<br/>?(R) 谈<br/>?(R) ??<br/>??<br/>??<br/>??<br/>??<br/>??<br/>??<br/>??<br/>??<br/>??<br/>??<br/>??<br/>??</td><td></td><td>- 查看<br/>选项(<br/>) 选项(<br/>]<br/>PDA [<br/>]<br/>関<br/>2003-12</td><td>- [结果窗口 (<br/>②) 窗口 (<br/>副 / 記 ⊇<br/>「<br/>「<br/>「<br/>色谱结果<br/>集日期<br/>2-7 10:54:59</td><td>1]<br/>W) 帮助<br/>G</td><td>助 (H)<br/>(田)<br/>(微<br/>(微<br/>た<br/>紅<br/>二<br/>二<br/>二<br/>二<br/>二<br/>二<br/>二<br/>二<br/>二<br/>二<br/>二<br/>二<br/>二</td><td><ul> <li>液积<br/>大水砂)%</li> <li>8113</li> <li>100</li> <li>世祥体积<br/>(微升)</li> <li>20.00</li> </ul></td><td><ul> <li>(注) (記)</li> <li>(法代)</li> <li>(次代)</li> <li>(次代)</li></ul></td><td><ul> <li>              积分类      </li> <li>             和分类         </li> <li>             日期         </li> <li>             24 11:30:1         </li> </ul></td><td>型<br/>3<br/>3<br/>4<br/>3<br/>3<br/>4<br/>3<br/>4<br/>3<br/>4<br/>3<br/>4<br/>3<br/>4<br/>3<br/>4<br/>3<br/>4<br/>3</td><td><ul> <li>単位</li> <li>の mg/k</li> <li>方法</li> <li>水</li> <li>ボーン</li> </ul></td><td>_   但<br/>_   但<br/>_   但<br/>_   但<br/>_   U<br/>_   U _   U</td><td>×××××××××××××××××××××××××××××××××××××</td></l<></ul>  
   | 5.次日保       景(E)     视極       八小     八小       「同」     ・       「同」     ・       第二  
   | 2.1.11台 3.1.11台 3.1.11台 4.1.11台 4.1.11台 4.1.11台 4.1.11台 4.1.11台 5.1.11台 5.1.11台 5.1.11台 6.1.11台 6   
  | 隆用 <b>P</b> Sy<br>图 (P) 处理<br>了 <u>凤</u> <u></u><br>PDA 匹配<br>光谱名<br>品类型 结<br>样   | stem/f<br>?(R) 谈<br>?(R) 谈<br>?(R) 谈<br>?(R) ??<br>??<br>??<br>??<br>??<br>??<br>??<br>??<br>??<br>??<br>??<br>??<br>??  |   | - 查看<br>选项(<br>) 选项(<br>]<br>PDA [<br>]<br>関<br>2003-12   | - [结果窗口 (<br>②) 窗口 (<br>副 / 記 ⊇<br>「<br>「<br>「<br>色谱结果<br>集日期<br>2-7 10:54:59   | 1]<br>W) 帮助<br>G   | 助 (H)<br>(田)<br>(微<br>(微<br>た<br>紅<br>二<br>二<br>二<br>二<br>二<br>二<br>二<br>二<br>二<br>二<br>二<br>二<br>二             | <ul> <li>液积<br/>大水砂)%</li> <li>8113</li> <li>100</li> <li>世祥体积<br/>(微升)</li> <li>20.00</li> </ul>   | <ul> <li>(注) (記)</li>
<li>(法代)</li> <li>(次代)</li> <li>(次代)</li></ul>  | <ul> <li>              积分类      </li> <li>             和分类         </li> <li>             日期         </li> <li>             24 11:30:1         </li> </ul>   
  | 型<br>3<br>3<br>4<br>3<br>3<br>4<br>3<br>4<br>3<br>4<br>3<br>4<br>3<br>4<br>3<br>4<br>3<br>4<br>3  | <ul> <li>単位</li> <li>の mg/k</li> <li>方法</li> <li>水</li> <li>ボーン</li> </ul>   | _   但<br>_   但<br>_   但<br>_   但<br>_   U<br>_   U | ××××××××××××××××××××××××××××××××××××× |
|  |   | <ul> <li>(4)</li> <li>(4)</li> <li>(5)</li> <li>(6)</li> <li>(7)</li> <li>(7)</li></ul>   
  | 5-24日 編<br>最(E) 视歴<br>(M) (M) (M)<br>(M) (M) (M) (M)<br>(M) (M) (M) (M)<br>(M) (M) (M) (M) (M)<br>(M) (M) (M) (M) (M)<br>(M) (M) (M) (M) (M) (M) (M) (M) (M) (M)   
  | 24.146<br>3 (火) 绘目<br>(火) 絵目<br>(東) (東) (東)<br>(東) (東)<br>(東) (東) (東)<br>(東) (東)<br>(東)<br>(東) (東)<br>(東)<br>(東)<br>(東)<br>(東)<br>(東)<br>(東)<br>(東)<br>(東)<br>(東)  
  | 隆用 <b>户</b> Sy<br>图 (P) 处理<br>2 (P) 处理<br>2 (PDA 匹配<br>光谱名<br>配 /   | stem/f<br>?(R) 谈<br>?(R) 谈<br>?(R) 谈<br>?(R) (R) (R)<br>??(R) (R) (R)<br>??(R) (R) (R) (R) (R) (R) (R) (R) (R) (R)   |   | - 查看<br>选项(<br>)<br>近项(<br>]<br>》<br>で<br>問   | 【结果窗口(<br>②)窗口(<br>③) 窗口(<br>〕<br>「「「」」<br>(<br>①)<br>「「」」<br>(<br>一)<br>(<br>一)<br>(<br>一)<br>(<br>一)<br>(<br>一)<br>(<br>一)<br>(<br>一)<br>(  | 1]<br>W) 帮助<br>CE 劉<br>本 匹配1<br>库名<br>利谷隆   
  | 助 (H)<br>(間<br>(微<br>(微<br>(微<br>(微<br>(微<br>(<br>)<br>)<br>)<br>)<br>)<br>)<br>)<br>)<br>)<br>)<br>)<br>)<br>) | 派     派     《     元     『     』     《     元     《     元     》     《     元     》     《     元     》     《     元     》     《     元     》     《     元     》     《     元     》 | <ul> <li>(注) (注)</li> <li>(結果)</li> <li>(微(<br/>(微(<br/>000))</li> <li>(102)</li> <li>(次)</li> <li>(2003-12-2)</li> <li>(2003-12-2)</li> </ul>   
  | <ul> <li>              积分类      </li> <li>             和分类         </li> <li>             日期         </li> <li>             和11:30:11         </li> </ul>   | ■型<br>②<br>②<br>②<br>③<br>③<br>③<br>③<br>③<br>③<br>③<br>③<br>③<br>③<br>③<br>③<br>③  | ■ 単位<br>0 mg/k<br>「<br>方法<br>長<br>一<br>二   | _   但<br>_   但<br>_   但<br>  但  
   | ×××                                   |
|  |   | <ul> <li>(公) (公) (公) (公) (公) (公) (公) (公) (公) (公)</li></ul>  
  | S-又自保       景(E)     视極       (m)     (m)  
   
   | 2.0.1067<br>2.0.1067<br>2.0.107<br>2.0.107<br>2.0.107<br>2.0.107<br>2.0.107<br>2.0.107<br>2.0.107<br>4.007<br>7.7<br>4.007<br>7.7<br>4.007<br>7.7<br>4.007<br>7.7<br>4.007<br>7.7<br>4.007<br>7.7<br>4.007<br>7.7<br>7.7<br>7.7<br>7.7<br>7.7<br>7.7<br>7.7<br>7.7<br>7.7  | 隆 用 P Sy<br>图 (P) 处理<br>기 2 3<br>PDA 匹配<br>光谱名<br>配 /<br>品类型 结<br>样   | stem/f<br>?(B) 谈<br>?(D) 谈<br>?(D) (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D)   
   |   | - 查看<br>选项(<br>) 选项(<br>) 2003-12<br>2003-12  | 【结果窗口(<br>②)窗口(<br>窗口(<br>目) / 窗口(<br>三) / 窗口(<br>三) / 〇) / 〇) / 〇) / 〇) / 〇) / 〇) / 〇) /   | 1]<br>W) 帮助<br>留 劉<br>本 匹配1<br>年名<br>和谷隆<br>一<br>校正-   | 助(田) ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲  | (○) ○) ○       次代)     % 面       8113     100       20.00   曲线类型  | (三) ア<br>(結果)<br>(微伏)<br>(微伏)<br>(二)<br>(一)<br>(一)<br>(一)<br>(一)<br>(一)<br>(一)<br>(一)<br>(一)<br>(一)<br>(一  
  | 面 →   | ▲ 含量<br>0.05<br>1 利谷P  
  | ま<br>単位<br>の mgA<br>う<br>方法<br>板<br>-<br>-<br>-<br>-<br>-<br>-<br>-<br>-<br>-<br>-<br>-<br>-<br>-  | _<br>_<br>_<br>_<br>_<br>_<br>_<br>_<br>_<br>_  | ×××                                   |
| ■ 2<br>2<br>3<br>3<br>3<br>3<br>3<br>3<br>3<br>3<br>3<br>3<br>3<br>3<br>3<br>3<br>3<br>3<br>3<br>3                         |   | <ul> <li>(4) 印約</li> <li>(5) 編</li> <li>(5) 編</li> <li>(7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7)</li></ul>  
  | 3.24日保       景(E)     视歴       (E)     视歴       (D)     (用度)       (回)     (日度)  
   
   | 2.1.100<br>2.1.10000000       (Ψ)     (Ψ)       (Ψ)     (Ψ) <tr< td=""><td>隆用<b>P</b> Sy<br/>图 (P) 处理<br/>了 <u>次</u> 3<br/>PDA 匹配<br/>光谱名<br/>配 <b>/</b><br/>品类型 结<br/>样</td><td>stem/f<br/>?(B) 谈<br/>?(D) 谈<br/>?(D) ?<br/>?<br/>?<br/>?<br/>?<br/>?<br/>?<br/>?<br/>?<br/>?<br/>?<br/>?<br/>?<br/>?<br/>?<br/>?<br/>?<br/>?<br/>?</td><td>「空間」<br/>「空間」<br/>「空間」<br/>「空間」<br/>「日度」<br/>「日度」<br/>「日度」<br/>「日度」<br/>「日本」<br/>「日本」<br/>「日本」<br/>「日本」<br/>「日本」<br/>「日本」<br/>「日本」<br/>「日本</td><td>- 查看<br/>选项(<br/>) 选项(<br/>) 2003-12<br/>2003-12</td><td>【结果窗口(<br/>②) 窗口(<br/>③) / 窗口(<br/>④) / 窗口(<br/>④) / ⑤<br/>/ ○<br/>/ ○<br/>色谱结果<br/>集日期<br/>2-7 10:54:59</td><td>1]<br/>W) 帮助<br/>CE<br/>CE<br/>CE<br/>CE<br/>CE<br/>CE<br/>CE<br/>CE<br/>CE<br/>CE</td><td></td><td>次一 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●</td><td><ul> <li>注)</li> <li>注果</li> <li>法果</li> <li>(微て)</li> <li>102</li> <li>102</li> <li>2003-12-2</li> <li>2003-12-2</li> <li>2003-12-2</li> <li>4</li> <li>次項</li> <li>2003-12-2</li> <li>4</li> <li>次項</li> <li>2003-12-2</li> <li>4</li> <li>次項</li> <li>2003-12-2</li> <li>4</li> <li>次項</li> <li>2003-12-2</li> <li>4</li> <li>2003-12-2</li> <li>4</li> <li>2003-12-2</li> <li>4</li> <li>2003-12-2</li> <li>4</li> <li>4</li> <li>4</li> <li>4</li> <li>4</li> <li>4</li> <li>4</li> <li>5</li> <li>4</li> </ul></td><td>面     一       和分类       5     BB       2     日期       2     11:30:1       2     4       11:30:1</td><td>■型<br/>合量<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0</td><td>■<br/>●<br/>章<br/>章<br/>章<br/>章<br/>ま<br/>を<br/>様<br/>本<br/>を<br/>様<br/>本<br/>を<br/>し<br/>・<br/>・<br/>・<br/>・<br/>・<br/>・<br/>・<br/>・<br/>・<br/>・<br/>・<br/>・<br/>・</td><td>_   日<br/>_   日<br/>_ 日<br/>_ 日<br/>_ 日<br/>_ 日<br/>_ 日<br/>_ 日<br/>_ 日<br/>_ 日<br/>_ 日<br/>_</td><td></td></tr<>   | 隆用 <b>P</b> Sy<br>图 (P) 处理<br>了 <u>次</u> 3<br>PDA 匹配<br>光谱名<br>配 <b>/</b><br>品类型 结<br>样   | stem/f<br>?(B) 谈<br>?(D) 谈<br>?(D) ?<br>?<br>?<br>?<br>?<br>?<br>?<br>?<br>?<br>?<br>?<br>?<br>?<br>?<br>?<br>?<br>?<br>?<br>?   | 「空間」<br>「空間」<br>「空間」<br>「空間」<br>「日度」<br>「日度」<br>「日度」<br>「日度」<br>「日本」<br>「日本」<br>「日本」<br>「日本」<br>「日本」<br>「日本」<br>「日本」<br>「日本 | - 查看<br>选项(<br>) 选项(<br>) 2003-12<br>2003-12  | 【结果窗口(<br>②) 窗口(<br>③) / 窗口(<br>④) /
窗口(<br>④) / ⑤<br>/ ○<br>/ ○<br>色谱结果<br>集日期<br>2-7 10:54:59   | 1]<br>W) 帮助<br>CE<br>CE<br>CE<br>CE<br>CE<br>CE<br>CE<br>CE<br>CE<br>CE  |   | 次一 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●  | <ul> <li>注)</li> <li>注果</li> <li>法果</li> <li>(微て)</li> <li>102</li> <li>102</li> <li>2003-12-2</li> <li>2003-12-2</li> <li>2003-12-2</li> <li>4</li> <li>次項</li> <li>2003-12-2</li> <li>4</li> <li>次項</li> <li>2003-12-2</li> <li>4</li> <li>次項</li> <li>2003-12-2</li> <li>4</li> <li>次項</li> <li>2003-12-2</li> <li>4</li> <li>2003-12-2</li> <li>4</li> <li>2003-12-2</li> <li>4</li> <li>2003-12-2</li> <li>4</li> <li>4</li> <li>4</li> <li>4</li> <li>4</li> <li>4</li> <li>4</li> <li>5</li> <li>4</li> </ul>   
  | 面     一       和分类       5     BB       2     日期       2     11:30:1       2     4       11:30:1   |
■型<br>合量<br>0.05<br>0.05<br>0.05<br>0.05<br>0.05<br>0.05<br>0.05<br>0.05<br>0.05<br>0.05<br>0.05<br>0.05<br>0.05<br>0.05<br>0.05<br>0.05<br>0.05<br>0.05<br>0.05<br>0.05<br>0.05<br>0.05<br>0.05<br>0.05<br>0.05<br>0.05<br>0.05<br>0.05<br>0.05<br>0.05<br>0.05<br>0.05<br>0.05<br>0.05<br>0.05<br>0.05<br>0.05<br>0.05<br>0.05<br>0.05<br>0.05<br>0.05<br>0.05<br>0.05<br>0.05<br>0.05<br>0.05<br>0.05<br>0.05<br>0.05<br>0.05<br>0.05<br>0.05<br>0.05<br>0.05<br>0.05<br>0.05<br>0.05<br>0.05<br>0.05<br>0.05<br>0.05<br>0.05<br>0.05<br>0.05<br>0.05<br>0.05<br>0.05<br>0.05<br>0.05<br>0.05<br>0.05<br>0.05<br>0.05<br>0.05<br>0.05<br>0.05<br>0.05<br>0.05<br>0.05<br>0.05<br>0.05<br>0.05<br>0.05<br>0.05<br>0.05<br>0.05<br>0.05<br>0.05<br>0.05<br>0.05<br>0.05<br>0.05<br>0.05<br>0.05<br>0.05<br>0.05<br>0.05<br>0.05<br>0.05<br>0.05<br>0.05<br>0.05<br>0.05<br>0.05<br>0.05<br>0.05<br>0.05<br>0.05<br>0.05<br>0.05<br>0.05<br>0.05<br>0.05<br>0.05<br>0.05<br>0.05<br>0.05<br>0.05<br>0.05<br>0.05<br>0.05<br>0.05<br>0.05<br>0.05<br>0.05<br>0.05<br>0.05<br>0.05<br>0.05<br>0.05<br>0.05<br>0.05<br>0.05<br>0.05<br>0.05<br>0.05<br>0.05<br>0.05<br>0.05<br>0.05<br>0.05<br>0.05<br>0.05<br>0.05<br>0.05<br>0.05<br>0.05<br>0.05<br>0.05<br>0.05<br>0.05<br>0.05<br>0.05<br>0.05<br>0.05<br>0.05<br>0.05<br>0.05<br>0.05<br>0.05<br>0.05<br>0.05<br>0.05<br>0.05<br>0.05<br>0.05<br>0.05<br>0.05<br>0.05<br>0.05<br>0.05<br>0.05<br>0.05<br>0.05<br>0.05<br>0.05<br>0.05<br>0.05<br>0.05<br>0.05<br>0.05<br>0.05<br>0.05<br>0.05<br>0.05<br>0.05<br>0.05<br>0.05<br>0.05<br>0.05<br>0.05<br>0.05<br>0.05<br>0.05<br>0.05<br>0.05<br>0.05<br>0.05<br>0.05<br>0.05<br>0.05<br>0.05<br>0.05<br>0.05<br>0.05<br>0.05<br>0.05<br>0.05<br>0.05<br>0.05<br>0.05<br>0.05<br>0.05<br>0.05<br>0.05<br>0.05<br>0.05<br>0.05<br>0.05<br>0.05<br>0.05<br>0.05<br>0.05<br>0.05<br>0.05<br>0.05<br>0.05<br>0.05<br>0.05<br>0.05<br>0.05<br>0.05<br>0.05<br>0.05<br>0.05<br>0.05<br>0.05<br>0.05<br>0.05<br>0.05<br>0.05<br>0.05<br>0.05<br>0.05<br>0.05<br>0.05<br>0.05<br>0.05<br>0.05<br>0.05<br>0.05<br>0.05<br>0.05<br>0.05<br>0.05<br>0.05<br>0.05<br>0.05<br>0.05<br>0.05<br>0.05<br>0.05<br>0.05<br>0.05<br>0.05<br>0.05<br>0.05<br>0.05<br>0.05<br>0.05<br>0.05<br>0.05<br>0.05<br>0.05<br>0.05<br>0.05<br>0.05<br>0.05<br>0.05<br>0.05<br>0.05<br>0.05<br>0.05<br>0.05<br>0.05<br>0.05<br>0.05<br>0.05<br>0.05<br>0.05<br>0.05<br>0.05<br>0.05<br>0.05<br>0.05<br>0.05<br>0.05<br>0.05<br>0.05<br>0.05<br>0.05<br>0.05<br>0.05<br>0.05<br>0.05<br>0.05<br>0.05<br>0.05<br>0.05<br>0.05<br>0.05<br>0.05<br>0.05<br>0.05<br>0.05<br>0.05<br>0.05<br>0.05<br>0.05<br>0.05<br>0.05<br>0.05<br>0.05<br>0.05<br>0.05<br>0.05<br>0.05<br>0.05<br>0.05<br>0.05<br>0.05<br>0.05<br>0.05<br>0.05<br>0.05<br>0.05<br>0.05<br>0.05<br>0 | ■<br>●<br>章<br>章<br>章<br>章<br>ま<br>を<br>様<br>本<br>を<br>様<br>本<br>を<br>し<br>・<br>・<br>・<br>・<br>・<br>・<br>・<br>・<br>・<br>・<br>・<br>・<br>・ | _   日<br>_   日<br>_ 日<br>_ 日<br>_ 日<br>_ 日<br>_ 日<br>_ 日<br>_ 日<br>_ 日<br>_ 日<br>_  |                                       |
|  |   | <ul> <li>(公) 印刷</li> <li>(公) 御刷</li> <li>(公) 御用</li> <li>(公) 御用</li></ul>   
  | S-次日保書       景(E)     视歴       次パーズ     」       辺     一       辺     一       川間     ・       第四     ・       10     ・       第四     ・       15,179       15,179       15,179       第四       15,179       第四       15,179       第四       15,179       第四       15,179       第四       1000000       1,000000   
   | 3.(1)(3) (火) (2) ( <sub>1</sub> ) ( <sub>1</sub>  
  | 隆用 <b>P</b> Sy<br>图 (P) 处理<br>2   | stem/f<br>?(R) 议<br>?(R) 议<br>?(R) 议<br>?(R) 议<br>?(R) 议<br>?(R) 议<br>?(R) 议<br>?(R) 议<br>?(R) (R) (R) (R) (R) (R) (R) (R) (R) (R)   | 調覧 (W)<br>派 (W)<br>派 (W)<br>派 (W)<br>平町<br>市町<br>市町<br>市町<br>市町<br>市町<br>市町<br>市町<br>市町<br>市町<br>市                          | - 查看<br>选项(<br>) 选项(<br>]<br>PDA [<br>]<br>阀<br>  | - [结果窗口 (<br>②) 窗口 (<br>③) 5倍 至)<br>「5倍 至)<br>中間<br>中間<br>中間<br>中間<br>中間<br>中間<br>中間<br>中間<br>中間<br>中間<br>中間<br>中間<br>中間  | 1]<br>W) 帮助<br>CE<br>CE<br>CE<br>CE<br>CE<br>CE<br>CE<br>CE<br>CE<br>CE   
  |   | アレン (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)   | <ul> <li>(法果)</li> <li>(法保)</li> <li>(微伏</li> <li>000</li> <li>102</li> <li>2003-12-2</li> <li>2003-12-2<!--</td--><td><ul> <li>●</li> <li>●</li></ul></td><td>型<br/>3<br/>3<br/>3<br/>4<br/>3<br/>4<br/>4<br/>4<br/>4<br/>5<br/>5<br/>5<br/>5<br/>5<br/>5<br/>5<br/>5<br/>5<br/>5<br/>5<br/>5<br/>5</td><td>■<br/>●<br/>位<br/>10 mg/k<br/>5<br/>方法<br/>本<br/>長<br/>4<br/>5<br/>1<br/>1<br/>1<br/>1<br/>1<br/>1<br/>1<br/>1<br/>1<br/>1<br/>1<br/>1<br/>1</td><td>_ @<br/>_ @<br/>_ @<br/>_ @<br/>_ @<br/>_ @<br/>_ @<br/>_ @<br/>_ @<br/>_ @</td><td></td></li></ul>  
   | <ul> <li>●</li> <li>●</li></ul>   | 型<br>3<br>3<br>3<br>4<br>3<br>4<br>4<br>4<br>4<br>5<br>5<br>5<br>5<br>5<br>5<br>5<br>5<br>5<br>5<br>5<br>5<br>5   | ■<br>●<br>位<br>10 mg/k<br>5<br>方法<br>本<br>長<br>4<br>5<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1                   | _ @<br>_ @<br>_ @<br>_ @<br>_ @<br>_ @<br>_ @<br>_ @<br>_ @<br>_ @  |                                       |
|  |   | <ul> <li>(公) 印</li> <l< td=""><td>S-只自保.       景(E)     视图       小小小」     」       「问」     纯度1       小小小」     」       「问」     纯度1       第四日     4度       230     15.179       「匹配」     【       「匹配」     【       採品名称     利谷陸标向0       日     1.000000       日     1.000000</td><td>2.0.1067<br/>2.0.1067<br/>3.0.1067<br/>3.0.107<br/>3.0.107<br/>3.0.107<br/>3.0.107<br/>3.0.107<br/>3.0.107<br/>3.0.107<br/>3.0.107<br/>3.0.107<br/>4.0.107<br/>4.0.107<br/>4.0.107<br/>4.0.107<br/>4.0.107<br/>4.0.107<br/>4.0.107<br/>4.0.107<br/>4.0.107<br/>4.0.107<br/>4.0.107<br/>4.0.107<br/>4.0.107<br/>4.0.107<br/>4.0.107<br/>4.0.107<br/>4.0.107<br/>4.0.107<br/>4.0.107<br/>4.0.107<br/>4.0.107<br/>4.0.107<br/>4.0.107<br/>4.0.107<br/>4.0.107<br/>4.0.107<br/>4.0.107<br/>4.0.107<br/>4.0.107<br/>4.0.107<br/>4.0.107<br/>4.0.107<br/>4.0.107<br/>4.0.107<br/>4.0.107<br/>4.0.107<br/>4.0.107<br/>4.0.107<br/>4.0.107<br/>4.0.107<br/>4.0.107<br/>4.0.107<br/>4.0.107<br/>4.0.107<br/>4.0.107<br/>4.0.107<br/>4.0.107<br/>4.0.107<br/>4.0.107<br/>4.0.107<br/>4.0.107<br/>4.0.107<br/>4.0.107<br/>4.0.107<br/>4.0.107<br/>4.0.107<br/>4.0.107<br/>4.0.107<br/>4.0.107<br/>4.0.107<br/>4.0.107<br/>4.0.107<br/>4.0.107<br/>4.0.107<br/>4.0.107<br/>4.0.107<br/>4.0.107<br/>4.0.107<br/>4.0.107<br/>4.0.107<br/>4.0.107<br/>4.0.107<br/>4.0.107<br/>4.0.107<br/>4.0.107<br/>4.0.107<br/>4.0.107<br/>4.0.107<br/>4.0.107<br/>4.0.107<br/>4.0.107<br/>4.0.107<br/>4.0.107<br/>4.0.107<br/>4.0.107<br/>4.0.107<br/>4.0.107<br/>4.0.107<br/>4.0.107<br/>4.0.107<br/>4.0.107<br/>4.0.107<br/>4.0.107<br/>4.0.107<br/>4.0.107<br/>4.0.107<br/>4.0.107<br/>4.0.107<br/>4.0.107<br/>4.0.107<br/>4.0.107<br/>4.0.107<br/>4.0.107<br/>4.0.107<br/>4.0.107<br/>4.0.107<br/>4.0.107<br/>4.0.107<br/>4.0.107<br/>4.0.107<br/>4.0.107<br/>4.0.107<br/>4.0.107<br/>4.0.107<br/>4.0.107<br/>4.0.107<br/>4.0.107<br/>4.0.107<br/>4.0.107<br/>4.0.107<br/>4.0.107<br/>4.0.107<br/>4.0.107<br/>4.0.107<br/>4.0.107<br/>4.0.107<br/>4.0.107<br/>4.0.107<br/>4.0.107<br/>4.0.107<br/>4.0.107<br/>4.0.107<br/>4.0.107<br/>4.0.107<br/>4.0.107<br/>4.0.107<br/>4.0.107<br/>4.0.107<br/>4.0.107<br/>4.0.107<br/>4.0.107<br/>4.0.107<br/>4.0.107<br/>4.0.107<br/>4.0.107<br/>4.0.107<br/>4.0.107<br/>4.0.107<br/>4.0.107<br/>4.0.107<br/>4.0.107<br/>4.0.107<br/>4.0.107<br/>4.0.107<br/>4.0.107<br/>4.0.107<br/>4.0.107<br/>4.0.107<br/>4.0.107<br/>4.0.107<br/>4.0.107<br/>4.0.107<br/>4.0.107<br/>4.0.107<br/>4.0.107<br/>4.0.107<br/>4.0.107<br/>4.0.107<br/>4.0.107<br/>4.0.107<br/>4.0.107<br/>4.0.107<br/>4.0.107<br/>4.0.107<br/>4.0.107<br/>4.0.107<br/>4.0.107<br/>4.0.107<br/>4.0.107<br/>4.0.107<br/>4.0.107<br/>4.0.107<br/>4.0.107<br/>4.0.107<br/>4.0.107<br/>4.0.107<br/>4.0.107<br/>4.0.107<br/>4.0.107<br/>4.0.107<br/>4.0.107<br/>4.0.107<br/>4.0.107<br/>4.0.107<br/>4.0.107<br/>4.0.107<br/>4.0.107<br/>4.0.107<br/>4.0.107<br/>4.0.107<br/>4.0.107<br/>4.0.107<br/>4.0.107<br/>4.0.107<br/>4.0.107<br/>4.0.107<br/>4.0.107<br/>4.0.107<br/>4.0.107<br/>4.0.107<br/>4.0.107<br/>4.0.107<br/>4.0.107<br/>4.0.107<br/>4.0.107<br/>4.0.107<br/>4.0.107<br/>4.0.107<br/>4.0.107<br/>4.0.107<br/>4.0.107<br/>4.0.107<br/>4.0.107<br/>4.0.107<br/>4.0.107<br/>4.0.107<br/>4.0.107<br/>4.0.107<br/>4.0.107<br/>4.0.107<br/>4.0.107<br/>4.0.107<br/>4.0.107<br/>4.0.107<br/>4.0.107<br/>4.0.107<br/>4.0.107<br/>4.0.107<br/>4.0.107<br/>4.0.107<br/>4.0.107<br/>4.0.107<br/>4.0.10</td><td>隆 用 P Sy<br/>图 (P) 处理<br/>기 2 3<br/>PDA 匹配<br/>光谱名<br/>配 7<br/>品类型 结<br/>样</td><td>stem/f<br/>?(R)<br/>》<br/>?(R)<br/>》<br/>?(R)<br/>?(R)<br/>?(R)<br/>?(R)<br/>?(R)<br/>?(R)<br/>?(R)<br/>?(R)<br/>?(R)<br/>?(R)<br/>?(R)<br/>?(R)<br/>?(R)<br/>?(R)<br/>?(R)<br/>?(R)<br/>?(R)<br/>?(R)<br/>?(R)<br/>?(R)<br/>?(R)<br/>?(R)<br/>?(R)<br/>?(R)<br/>?(R)<br/>?(R)<br/>?(R)<br/>?(R)<br/>?(R)<br/>?(R)<br/>?(R)<br/>?(R)<br/>?(R)<br/>?(R)<br/>?(R)<br/>?(R)<br/>?(R)<br/>?(R)<br/>?(R)<br/>?(R)<br/>?(R)<br/>?(R)<br/>?(R)<br/>?(R)<br/>?(R)<br/>?(R)<br/>?(R)<br/>?(R)<br/>?(R)<br/>?(R)<br/>?(R)<br/>?(R)<br/>?(R)<br/>?(R)<br/>?(R)<br/>?(R)<br/>?(R)<br/>?(R)<br/>?(R)<br/>?(R)<br/>?(R)<br/>?(R)<br/>?(R)<br/>?(R)<br/>?(R)<br/>?(R)<br/>?(R)<br/>?(R)<br/>?(R)<br/>?(R)<br/>?(R)<br/>?(R)<br/>?(R)<br/>?(R)<br/>?(R)<br/>?(R)<br/>?(R)<br/>?(R)<br/>?(R)<br/>?(R)<br/>?(R)<br/>?(R)<br/>?(R)<br/>?(R)<br/>?(R)<br/>?(R)<br/>?(R)<br/>?(R)<br/>?(R)<br/>?(R)<br/>?(R)<br/>?(R)<br/>?(R)<br/>?(R)<br/>?(R)<br/>?(R)<br/>?(R)<br/>?(R)<br/>?(R)<br/>?(R)<br/>?(R)<br/>?(R)<br/>?(R)<br/>?(R)<br/>?(R)<br/>?(R)<br/>?(R)<br/>?(R)<br/>?(R)<br/>?(R)<br/>?(R)<br/>?(R)<br/>?(R)<br/>?(R)<br/>?(R)<br/>?(R)<br/>?(R)<br/>?(R)<br/>?(R)<br/>?(R)<br/>?(R)<br/>?(R)<br/>?(R)<br/>?(R)<br/>?(R)<br/>?(R)<br/>?(R)<br/>?(R)<br/>?(R)<br/>?(R)<br/>?(R)<br/>?(R)<br/>?(R)<br/>?(R)<br/>?(R)<br/>?(R)<br/>?(R)<br/>?(R)<br/>?(R)<br/>?(R)<br/>?(R)<br/>?(R)<br/>?(R)<br/>?(R)<br/>?(R)<br/>?(R)<br/>?(R)<br/>?(R)<br/>?(R)<br/>?(R)<br/>?(R)<br/>?(R)<br/>?(R)<br/>?(R)<br/>?(R)<br/>?(R)<br/>?(R)<br/>?(R)<br/>?(R)<br/>?(R)<br/>?(R)<br/>?(R)<br/>?(R)<br/>?(R)<br/>?(R)<br/>?(R)<br/>?(R)<br/>?(R)<br/>?(R)<br/>?(R)<br/>?(R)<br/>?(R)<br/>?(R)<br/>?(R)<br/>?(R)<br/>?(R)<br/>?(R)<br/>?(R)<br/>?(R)<br/>?(R)<br/>?(R)<br/>?(R)<br/>?(R)<br/>?(R)<br/>?(R)<br/>?(R)<br/>?(R)<br/>?(R)<br/>?(R)<br/>?(R)<br/>?(R)<br/>?(R)<br/>?(R)<br/>?(R)<br/>?(R)<br/>?(R)<br/>?(R)<br/>?(R)<br/>?(R)<br/>?(R)<br/>?(R)<br/>?(R)<br/>?(R)<br/>?(R)<br/>?(R)<br/>?(R)<br/>?(R)<br/>?(R)<br/>?(R)<br/>?(R)<br/>?(R)<br/>?(R)<br/>?(R)<br/>?(R)<br/>?(R)<br/>?(R)<br/>?(R)<br/>?(R)<br/>?(R)<br/>?(R)<br/>?(R)<br/>?(R)<br/>?(R)<br/>?(R)<br/>?(R)<br/>?(R)<br/>?(R)<br/>?(R)<br/>?(R)<br/>?(R)<br/>?(R)<br/>?(R)<br/>?(R)<br/>?(R)<br/>?(R)<br/>?(R)<br/>?(R)<br/>?(R)<br/>?(R)<br/>?(R)<br/>?(R)<br/>?(R)<br/>?(R)<br/>?(R)<br/>?(R)<br/>?(R)<br/>?(R)<br/>?(R)<br/>?(R)<br/>?(R)<br/>?(R)<br/>?(R) ?(R)<br/>?(R) ?(R) ?(R) ?(R) ?(R) ?(R) ?(R) ?(R)</td><td>部理员<br/>11覧(W)<br/>2010年11<br/>11時<br/>11時<br/>11日<br/>11日<br/>11日<br/>11日<br/>11日<br/>1</td><td>- 查看<br/>选项 (<br/>) 选项 (<br/>) 2003-12<br/>2003-12</td><td>- [结果窗口<br/>(②) 窗口 (<br/>) 窗口 (<br/>) 6<br/>) 6<br/>) 6<br/>) 6<br/>) 6<br/>) 6<br/>) 6<br/>) 6<br/>) 6<br/>) 6</td><td>1]<br/>W) 帮助<br/>留<br/>本<br/>正配1<br/>年名</td><td>助(田) ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲</td><td>訳<br/>大・秒)<br/>後<br/>113 100<br/>進祥体釈<br/>(微升)<br/>20.00<br/>曲线类型<br/>LC</td><td><ul> <li>(副)</li> <li>(副)</li> <li>(副)</li> <li>(日)</li> <li>(日)<td>B     A     C     A     C     A     C     A     C     A     C    
C</td><td>■型<br/>合量<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0</td><td>ま<br/>単位<br/>の mgA<br/>う<br/>方法<br/>板<br/>-<br/>-<br/>-<br/>-<br/>-<br/>-<br/>-<br/>-<br/>-<br/>-<br/>-<br/>-<br/>-</td><td>_   但<br/>_   但<br/>_   但<br/>_   但<br/>_   但<br/>_   U<br/>_   U _   U</td><td></td></li></ul></td></l<></ul> | S-只自保.       景(E)     视图       小小小」     」       「问」     纯度1       小小小」     」       「问」     纯度1       第四日     4度       230     15.179       「匹配」     【       「匹配」     【       採品名称     利谷陸标向0       日     1.000000       日     1.000000   
   | 2.0.1067<br>2.0.1067<br>3.0.1067<br>3.0.107<br>3.0.107<br>3.0.107<br>3.0.107<br>3.0.107<br>3.0.107<br>3.0.107<br>3.0.107<br>3.0.107<br>4.0.107<br>4.0.107<br>4.0.107<br>4.0.107<br>4.0.107<br>4.0.107<br>4.0.107<br>4.0.107<br>4.0.107<br>4.0.107<br>4.0.107<br>4.0.107<br>4.0.107<br>4.0.107<br>4.0.107<br>4.0.107<br>4.0.107<br>4.0.107<br>4.0.107<br>4.0.107<br>4.0.107<br>4.0.107<br>4.0.107<br>4.0.107<br>4.0.107<br>4.0.107<br>4.0.107<br>4.0.107<br>4.0.107<br>4.0.107<br>4.0.107<br>4.0.107<br>4.0.107<br>4.0.107<br>4.0.107<br>4.0.107<br>4.0.107<br>4.0.107<br>4.0.107<br>4.0.107<br>4.0.107<br>4.0.107<br>4.0.107<br>4.0.107<br>4.0.107<br>4.0.107<br>4.0.107<br>4.0.107<br>4.0.107<br>4.0.107<br>4.0.107<br>4.0.107<br>4.0.107<br>4.0.107<br>4.0.107<br>4.0.107<br>4.0.107<br>4.0.107<br>4.0.107<br>4.0.107<br>4.0.107<br>4.0.107<br>4.0.107<br>4.0.107<br>4.0.107<br>4.0.107<br>4.0.107<br>4.0.107<br>4.0.107<br>4.0.107<br>4.0.107<br>4.0.107<br>4.0.107<br>4.0.107<br>4.0.107<br>4.0.107<br>4.0.107<br>4.0.107<br>4.0.107<br>4.0.107<br>4.0.107<br>4.0.107<br>4.0.107<br>4.0.107<br>4.0.107<br>4.0.107<br>4.0.107<br>4.0.107<br>4.0.107<br>4.0.107<br>4.0.107<br>4.0.107<br>4.0.107<br>4.0.107<br>4.0.107<br>4.0.107<br>4.0.107<br>4.0.107<br>4.0.107<br>4.0.107<br>4.0.107<br>4.0.107<br>4.0.107<br>4.0.107<br>4.0.107<br>4.0.107<br>4.0.107<br>4.0.107<br>4.0.107<br>4.0.107<br>4.0.107<br>4.0.107<br>4.0.107<br>4.0.107<br>4.0.107<br>4.0.107<br>4.0.107<br>4.0.107<br>4.0.107<br>4.0.107<br>4.0.107<br>4.0.107<br>4.0.107<br>4.0.107<br>4.0.107<br>4.0.107<br>4.0.107<br>4.0.107<br>4.0.107<br>4.0.107<br>4.0.107<br>4.0.107<br>4.0.107<br>4.0.107<br>4.0.107<br>4.0.107<br>4.0.107<br>4.0.107<br>4.0.107<br>4.0.107<br>4.0.107<br>4.0.107<br>4.0.107<br>4.0.107<br>4.0.107<br>4.0.107<br>4.0.107<br>4.0.107<br>4.0.107<br>4.0.107<br>4.0.107<br>4.0.107<br>4.0.107<br>4.0.107<br>4.0.107<br>4.0.107<br>4.0.107<br>4.0.107<br>4.0.107<br>4.0.107<br>4.0.107<br>4.0.107<br>4.0.107<br>4.0.107<br>4.0.107<br>4.0.107<br>4.0.107<br>4.0.107<br>4.0.107<br>4.0.107<br>4.0.107<br>4.0.107<br>4.0.107<br>4.0.107<br>4.0.107<br>4.0.107<br>4.0.107<br>4.0.107<br>4.0.107<br>4.0.107<br>4.0.107<br>4.0.107<br>4.0.107<br>4.0.107<br>4.0.107<br>4.0.107<br>4.0.107<br>4.0.107<br>4.0.107<br>4.0.107<br>4.0.107<br>4.0.107<br>4.0.107<br>4.0.107<br>4.0.107<br>4.0.107<br>4.0.107<br>4.0.107<br>4.0.107<br>4.0.107<br>4.0.107<br>4.0.107<br>4.0.107<br>4.0.107<br>4.0.107<br>4.0.107<br>4.0.107<br>4.0.107<br>4.0.107<br>4.0.107<br>4.0.107<br>4.0.107<br>4.0.107<br>4.0.107<br>4.0.107<br>4.0.107<br>4.0.107<br>4.0.107<br>4.0.107<br>4.0.107<br>4.0.107<br>4.0.107<br>4.0.107<br>4.0.107<br>4.0.107<br>4.0.107<br>4.0.107<br>4.0.107<br>4.0.107<br>4.0.107<br>4.0.107<br>4.0.107<br>4.0.107<br>4.0.107<br>4.0.107<br>4.0.107<br>4.0.107<br>4.0.107<br>4.0.107<br>4.0.107<br>4.0.107<br>4.0.107<br>4.0.10   
  | 隆 用 P Sy<br>图 (P) 处理<br>기 2 3<br>PDA 匹配<br>光谱名<br>配 7<br>品类型 结<br>样   | stem/f<br>?(R)<br>》<br>?(R)<br>》<br>?(R)<br>?(R)<br>?(R)<br>?(R)<br>?(R)<br>?(R)<br>?(R)<br>?(R)<br>?(R)<br>?(R)<br>?(R)<br>?(R)<br>?(R)<br>?(R)<br>?(R)<br>?(R)<br>?(R)<br>?(R)<br>?(R)<br>?(R)<br>?(R)<br>?(R)<br>?(R)<br>?(R)<br>?(R)<br>?(R)<br>?(R)<br>?(R)<br>?(R)<br>?(R)<br>?(R)<br>?(R)<br>?(R)<br>?(R)<br>?(R)<br>?(R)<br>?(R)<br>?(R)<br>?(R)<br>?(R)<br>?(R)<br>?(R)<br>?(R)<br>?(R)<br>?(R)<br>?(R)<br>?(R)<br>?(R)<br>?(R)<br>?(R)<br>?(R)<br>?(R)<br>?(R)<br>?(R)<br>?(R)<br>?(R)<br>?(R)<br>?(R)<br>?(R)<br>?(R)<br>?(R)<br>?(R)<br>?(R)<br>?(R)<br>?(R)<br>?(R)<br>?(R)<br>?(R)<br>?(R)<br>?(R)<br>?(R)<br>?(R)<br>?(R)<br>?(R)<br>?(R)<br>?(R)<br>?(R)<br>?(R)<br>?(R)<br>?(R)<br>?(R)<br>?(R)<br>?(R)<br>?(R)<br>?(R)<br>?(R)<br>?(R)<br>?(R)<br>?(R)<br>?(R)<br>?(R)<br>?(R)<br>?(R)<br>?(R)<br>?(R)<br>?(R)<br>?(R)<br>?(R)<br>?(R)<br>?(R)<br>?(R)<br>?(R)<br>?(R)<br>?(R)<br>?(R)<br>?(R)<br>?(R)<br>?(R)<br>?(R)<br>?(R)<br>?(R)<br>?(R)<br>?(R)<br>?(R)<br>?(R)<br>?(R)<br>?(R)<br>?(R)<br>?(R)<br>?(R)<br>?(R)<br>?(R)<br>?(R)<br>?(R)<br>?(R)<br>?(R)<br>?(R)<br>?(R)<br>?(R)<br>?(R)<br>?(R)<br>?(R)<br>?(R)<br>?(R)<br>?(R)<br>?(R)<br>?(R)<br>?(R)<br>?(R)<br>?(R)<br>?(R)<br>?(R)<br>?(R)<br>?(R)<br>?(R)<br>?(R)<br>?(R)<br>?(R)<br>?(R)<br>?(R)<br>?(R)<br>?(R)<br>?(R)<br>?(R)<br>?(R)<br>?(R)<br>?(R)<br>?(R)<br>?(R)<br>?(R)<br>?(R)<br>?(R)<br>?(R)<br>?(R)<br>?(R)<br>?(R)<br>?(R)<br>?(R)<br>?(R)<br>?(R)<br>?(R)<br>?(R)<br>?(R)<br>?(R)<br>?(R)<br>?(R)<br>?(R)<br>?(R)<br>?(R)<br>?(R)<br>?(R)<br>?(R)<br>?(R)<br>?(R)<br>?(R)<br>?(R)<br>?(R)<br>?(R)<br>?(R)<br>?(R)<br>?(R)<br>?(R)<br>?(R)<br>?(R)<br>?(R)<br>?(R)<br>?(R)<br>?(R)<br>?(R)<br>?(R)<br>?(R)<br>?(R)<br>?(R)<br>?(R)<br>?(R)<br>?(R)<br>?(R)<br>?(R)<br>?(R)<br>?(R)<br>?(R)<br>?(R)<br>?(R)<br>?(R)<br>?(R)<br>?(R)<br>?(R)<br>?(R)<br>?(R)<br>?(R)<br>?(R)<br>?(R)<br>?(R)<br>?(R)<br>?(R)<br>?(R)<br>?(R)<br>?(R)<br>?(R)<br>?(R)<br>?(R)<br>?(R)<br>?(R)<br>?(R)<br>?(R)<br>?(R)<br>?(R)<br>?(R)<br>?(R)<br>?(R)<br>?(R)<br>?(R)<br>?(R)<br>?(R)<br>?(R)<br>?(R)<br>?(R)<br>?(R)<br>?(R)<br>?(R)<br>?(R)<br>?(R) ?(R)<br>?(R) ?(R) ?(R) ?(R) ?(R) ?(R) ?(R) ?(R)   | 部理员<br>11覧(W)<br>2010年11<br>11時<br>11時<br>11日<br>11日<br>11日<br>11日<br>11日<br>1  | - 查看<br>选项 (<br>) 选项 (<br>) 2003-12<br>2003-12  | - [结果窗口<br>(②) 窗口 (<br>) 窗口 (<br>) 6<br>) 6<br>) 6<br>) 6<br>) 6<br>) 6<br>) 6<br>) 6<br>) 6<br>) 6   | 1]<br>W) 帮助<br>留<br>本<br>正配1<br>年名  
  | 助(田) ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲  | 訳<br>大・秒)<br>後<br>113 100<br>進祥体釈<br>(微升)<br>20.00<br>曲线类型<br>LC  | <ul> <li>(副)</li> <li>(副)</li> <li>(副)</li> <li>(日)</li> <li>(日)<td>B     A     C     A     C     A     C     A     C     A     C</td><td>■型<br/>合量<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0</td><td>ま<br/>単位<br/>の mgA<br/>う<br/>方法<br/>板<br/>-<br/>-<br/>-<br/>-<br/>-<br/>-<br/>-<br/>-<br/>-<br/>-<br/>-<br/>-<br/>-</td><td>_   但<br/>_   但<br/>_   但<br/>_   但<br/>_   但<br/>_   U<br/>_   U _   U</td><td></td></li></ul> |
B     A     C     A     C     A     C     A     C     A     C   | ■型<br>合量<br>0.05<br>0.05<br>0.05<br>0.05<br>0.05<br>0.05<br>0.05<br>0.05<br>0.05<br>0.05<br>0.05<br>0.05<br>0.05<br>0.05<br>0.05<br>0.05<br>0.05<br>0.05<br>0.05<br>0.05<br>0.05<br>0.05<br>0.05<br>0.05<br>0.05<br>0.05<br>0.05<br>0.05<br>0.05<br>0.05<br>0.05<br>0.05<br>0.05<br>0.05<br>0.05<br>0.05<br>0.05<br>0.05<br>0.05<br>0.05<br>0.05<br>0.05<br>0.05<br>0.05<br>0.05<br>0.05<br>0.05<br>0.05<br>0.05<br>0.05<br>0.05<br>0.05<br>0.05<br>0.05<br>0.05<br>0.05<br>0.05<br>0.05<br>0.05<br>0.05<br>0.05<br>0.05<br>0.05<br>0.05<br>0.05<br>0.05<br>0.05<br>0.05<br>0.05<br>0.05<br>0.05<br>0.05<br>0.05<br>0.05<br>0.05<br>0.05<br>0.05<br>0.05<br>0.05<br>0.05<br>0.05<br>0.05<br>0.05<br>0.05<br>0.05<br>0.05<br>0.05<br>0.05<br>0.05<br>0.05<br>0.05<br>0.05<br>0.05<br>0.05<br>0.05<br>0.05<br>0.05<br>0.05<br>0.05<br>0.05<br>0.05<br>0.05<br>0.05<br>0.05<br>0.05<br>0.05<br>0.05<br>0.05<br>0.05<br>0.05<br>0.05<br>0.05<br>0.05<br>0.05<br>0.05<br>0.05<br>0.05<br>0.05<br>0.05<br>0.05<br>0.05<br>0.05<br>0.05<br>0.05<br>0.05<br>0.05<br>0.05<br>0.05<br>0.05<br>0.05<br>0.05<br>0.05<br>0.05<br>0.05<br>0.05<br>0.05<br>0.05<br>0.05<br>0.05<br>0.05<br>0.05<br>0.05<br>0.05<br>0.05<br>0.05<br>0.05<br>0.05<br>0.05<br>0.05<br>0.05<br>0.05<br>0.05<br>0.05<br>0.05<br>0.05<br>0.05<br>0.05<br>0.05<br>0.05<br>0.05<br>0.05<br>0.05<br>0.05<br>0.05<br>0.05<br>0.05<br>0.05<br>0.05<br>0.05<br>0.05<br>0.05<br>0.05<br>0.05<br>0.05<br>0.05<br>0.05<br>0.05<br>0.05<br>0.05<br>0.05<br>0.05<br>0.05<br>0.05<br>0.05<br>0.05<br>0.05<br>0.05<br>0.05<br>0.05<br>0.05<br>0.05<br>0.05<br>0.05<br>0.05<br>0.05<br>0.05<br>0.05<br>0.05<br>0.05<br>0.05<br>0.05<br>0.05<br>0.05<br>0.05<br>0.05<br>0.05<br>0.05<br>0.05<br>0.05<br>0.05<br>0.05<br>0.05<br>0.05<br>0.05<br>0.05<br>0.05<br>0.05<br>0.05<br>0.05<br>0.05<br>0.05<br>0.05<br>0.05<br>0.05<br>0.05<br>0.05<br>0.05<br>0.05<br>0.05<br>0.05<br>0.05<br>0.05<br>0.05<br>0.05<br>0.05<br>0.05<br>0.05<br>0.05<br>0.05<br>0.05<br>0.05<br>0.05<br>0.05<br>0.05<br>0.05<br>0.05<br>0.05<br>0.05<br>0.05<br>0.05<br>0.05<br>0.05<br>0.05<br>0.05<br>0.05<br>0.05<br>0.05<br>0.05<br>0.05<br>0.05<br>0.05<br>0.05<br>0.05<br>0.05<br>0.05<br>0.05<br>0.05<br>0.05<br>0.05<br>0.05<br>0.05<br>0.05<br>0.05<br>0.05<br>0.05<br>0.05<br>0.05<br>0.05<br>0.05<br>0.05<br>0.05<br>0.05<br>0.05<br>0.05<br>0.05<br>0.05<br>0.05<br>0.05<br>0.05<br>0.05<br>0.05<br>0.05<br>0.05<br>0.05<br>0.05<br>0.05<br>0.05<br>0.05<br>0.05<br>0.05<br>0.05<br>0.05<br>0.05<br>0.05<br>0.05<br>0.05<br>0.05<br>0.05<br>0.05<br>0.05<br>0.05<br>0.05<br>0.05<br>0.05<br>0.05<br>0.05<br>0.05<br>0.05<br>0.05<br>0.05<br>0.05<br>0.05<br>0.05<br>0.05<br>0.05<br>0.05<br>0.05<br>0.05<br>0.05<br>0.05<br>0.05<br>0.05<br>0.05<br>0.05<br>0.05<br>0.05<br>0.05<br>0.05<br>0.05<br>0 | ま<br>単位<br>の mgA<br>う<br>方法<br>板<br>-<br>-<br>-<br>-<br>-<br>-<br>-<br>-<br>-<br>-<br>-<br>-<br>-  | _   但<br>_   但<br>_   但<br>_   但<br>_   但<br>_   U<br>_   U |                                       |
| ■  |   | <ul> <li>(A) UK</li> <li>(A) UK</li> <li>(A) (A) (A)</li> <li>(A) (A)</li></ul>   
   | 3.24日保       景(E)     视歴       小(二)     山       「同)     4規度1       (1)     角度       (230)     15.179       「四配】     人       「花配】     人       「花配】     人       「日     4規度1       (1)     15.179       「二     日       「日     4規度       「日     1.0000000       「日     1.0000000       「日     1.0000000       「日     1.0000000       「日     1.0000000 <td>2.0.10で<br/>3.(ツ) 絵(<br/>3.(ツ) 絵(<br/>3.(ツ) 絵(<br/>3.(ツ) 絵(<br/>3.(ワ) 絵(<br/>4.(ワ) (1.(ワ))<br/>5.(マ)
(1.(ワ))<br/>7.(ワ)<br/>7.(ワ)<br/>7.(ワ)<br/>7.(ワ)<br/>7.(ワ)<br/>7.(ワ)<br/>7.(ワ)<br/>7.(ワ)<br/>7.(ワ)<br/>7.(ワ)<br/>7.(ワ)<br/>7.(ワ)<br/>7.(ワ)<br/>7.(ワ)<br/>7.(ワ)<br/>7.(ワ)<br/>7.(ワ)<br/>7.(ワ)<br/>7.(ワ)<br/>7.(ワ)<br/>7.(ワ)<br/>7.(ワ)<br/>7.(ワ)<br/>7.(ワ)<br/>7.(ワ)<br/>7.(ワ)<br/>7.(ワ)<br/>7.(ワ)<br/>7.(ワ)<br/>7.(ワ)<br/>7.(ワ)<br/>7.(ワ)<br/>7.(ワ)<br/>7.(ワ)<br/>7.(ワ)<br/>7.(ワ)<br/>7.(ワ)<br/>7.(ワ)<br/>7.(ワ)<br/>7.(ワ)<br/>7.(ワ)<br/>7.(ワ)<br/>7.(ワ)<br/>7.(ワ)<br/>7.(ワ)<br/>7.(ワ)<br/>7.(ワ)<br/>7.(ワ)<br/>7.(ワ)<br/>7.(ワ)<br/>7.(ワ)<br/>7.(ワ)<br/>7.(ワ)<br/>7.(ワ)<br/>7.(ワ)<br/>7.(ワ)<br/>7.(ワ)<br/>7.(ワ)<br/>7.(ワ)<br/>7.(ワ)<br/>7.(ワ)<br/>7.(ワ)<br/>7.(ワ)<br/>7.(ワ)<br/>7.(ワ)<br/>7.(ワ)<br/>7.(ワ)<br/>7.(ワ)<br/>7.(ワ)<br/>7.(ワ)<br/>7.(ワ)<br/>7.(ワ)<br/>7.(ワ)<br/>7.(ワ)<br/>7.(ワ)<br/>7.(ワ)<br/>7.(ワ)<br/>7.(ワ)<br/>7.(ワ)<br/>7.(ワ)<br/>7.(ワ)<br/>7.(ワ)<br/>7.(ワ)<br/>7.(ワ)<br/>7.(ワ)<br/>7.(ワ)<br/>7.(ワ)<br/>7.(ワ)<br/>7.(ワ)<br/>7.(ワ)<br/>7.(ワ)<br/>7.(ワ)<br/>7.(ワ)<br/>7.(ワ)<br/>7.(ワ)<br/>7.(ワ)<br/>7.(ワ)<br/>7.(ワ)<br/>7.(ワ)<br/>7.(ワ)<br/>7.(ワ)<br/>7.(ワ)<br/>7.(ワ)<br/>7.(ワ)<br/>7.(ワ)<br/>7.(ワ)<br/>7.(ワ)<br/>7.(ワ)<br/>7.(ワ)<br/>7.(ワ)<br/>7.(ワ)<br/>7.(ワ)<br/>7.(ワ)<br/>7.(ワ)<br/>7.(ワ)<br/>7.(ワ)<br/>7.(ワ)<br/>7.(ワ)<br/>7.(ワ)<br/>7.(ワ)<br/>7.(ワ)<br/>7.(ワ)<br/>7.(ワ)<br/>7.(ワ)<br/>7.(ワ)<br/>7.(ワ)<br/>7.(ワ)<br/>7.(ワ)<br/>7.(ワ)<br/>7.(ワ)<br/>7.(ワ)<br/>7.(ワ)<br/>7.(ワ)<br/>7.(ワ)<br/>7.(ワ)<br/>7.(ワ)<br/>7.(ワ)<br/>7.(ワ)<br/>7.(ワ)<br/>7.(ワ)<br/>7.(ワ)<br/>7.(ワ)<br/>7.(ワ)<br/>7.(ワ)<br/>7.(ワ)<br/>7.(ワ)<br/>7.(ワ)<br/>7.(ワ)<br/>7.(ワ)<br/>7.(ワ)<br/>7.(ワ)<br/>7.(ワ)<br/>7.(ワ)<br/>7.(ワ)<br/>7.(ワ)<br/>7.(ワ)<br/>7.(ワ)<br/>7.(ワ)<br/>7.(ワ)<br/>7.(ワ)<br/>7.(ワ)<br/>7.(ワ)<br/>7.(ワ)<br/>7.(ワ)<br/>7.(ワ)<br/>7.(ワ)<br/>7.(ワ)<br/>7.(ワ)<br/>7.(ワ)<br/>7.(ワ)<br/>7.(ワ)<br/>7.(ワ)<br/>7.(ワ)<br/>7.(ワ)<br/>7.(ワ)<br/>7.(ワ)<br/>7.(ワ)<br/>7.(ワ)<br/>7.(ワ)<br/>7.(ワ)<br/>7.(ワ)<br/>7.(ワ)<br/>7.(ワ)<br/>7.(ワ)<br/>7.(ワ)<br/>7.(ワ)<br/>7.(ワ)<br/>7.(ワ)<br/>7.(ワ)<br/>7.(ワ)<br/>7.(ワ)<br/>7.(ワ)<br/>7.(ワ)<br/>7.(ワ)<br/>7.(ワ)<br/>7.(ワ)<br/>7.(ワ)<br/>7.(ワ)<br/>7.(ワ)<br/>7.(ワ)<br/>7.(ワ)<br/>7.(ワ)<br/>7.(ワ)<br/>7.(ワ)<br/>7.(ワ)<br/>7.(ワ)<br/>7.(ワ)<br/>7.(ワ)<br/>7.(ワ)<br/>7.(ワ)<br/>7.(ワ)<br/>7.(ワ)<br/>7.(ワ)<br/>7.(ワ)<br/>7.(ワ)<br/>7.(ワ)<br/>7.(ワ)<br/>7.(ワ)<br/>7.(ワ)<br/>7.(ワ)<br/>7.(ワ)<br/>7.(ワ)<br/>7.(ワ)<br/>7.(ワ)<br/>7.(ワ)<br/>7.(ワ)<br/>7.(ワ)<br/>7.(D)<br/>7.(D)<br/>7.(D)<br/>7.(D)<br/>7.(D)<br/>7.(D)<br/>7.(D)<br/>7.(D)<br/>7.(D)<br/>7.(D)<br/>7.(D)<br/>7.(D)<br/>7.(D)<br/>7.(D)<br/>7.(D)<br/>7.(D)<br/>7.(D)<br/>7.(D)<br/>7.(D)<br/>7.(D)<br/>7.(D)<br/>7.(D)<br/>7.(D)<br/>7.(D)<br/>7.(D)<br/>7.(D)<br/>7.(D)<br/>7.(D)<br/>7.(D)<br/>7.(D)<br/>7.(D)<br/>7.(D)<br/>7.(D)<br/>7.(D)<br/>7.(D)<br/>7.(D)<br/>7.(D)<br/>7.(D)<br/>7.(D)<br/>7.(D)<br/>7.(D)<br/>7.(D)<br/>7.(D)<br/>7.(D)<br/>7.(D)<br/>7.(D)<br/>7.(D)<br/>7.(D)<br/>7.(D)<br/>7.(D)<br/>7.(D)<br/>7.(D)<br/>7.(D)<br/>7.(D)<br/>7.(D)<br/>7.(D)<br/>7.(D)<br/>7.(D)<br/>7.(D)<br/>7.(D)<br/>7.(D)<br/>7.(D)<br/>7.(D)<br/>7.(D)<br/>7.(D)<br/>7.(D)<br/>7.(D)<br/>7.(D)<br/>7.(D)<br/>7.(D)<br/>7.(D)<br/>7.(D)<br/>7.(D)<br/>7.(D)<br/>7.(D)<br/>7.(D)<br/>7.(D)<br/>7.(D)<br/>7.(D)<br/>7.(D)<br/>7.(D)<br/>7.(D)<br/>7.(D)<br/>7.(D)<br/>7.(D)<br/>7.(D)<br/>7.(D)<br/>7.(D)<br/>7.(D)<br/>7.(D)<br/>7.(D)<br/>7.(D)<br/>7.(D)<br/>7.(D)<br/>7.(D)<br/>7.(D)<br/>7.(D)<br/>7.(D)<br/>7.(D)<br/>7.(</td> <td>隆用<b>P</b> Sy<br/>图 (P) 处理<br/>了 <u></u> 2 3<br/>PDA 匹配<br/>光谱名<br/>晶类型 结<br/>样<br/>日<br/>、<br/>0.000000e-<br/>0.000000e-</td> <td>stem/f<br/>?(B)<br/>》<br/>?(D)<br/>?<br/>?<br/>?<br/>?<br/>?<br/>?<br/>?<br/>?<br/>?<br/>?<br/>?<br/>?<br/>?<br/>?<br/>?<br/>?<br/>?<br/>?<br/>?</td> <td></td> <td>- 查看<br/>选项(<br/>) 选项(<br/>) 2003-12<br/>2003-12<br/>2003-12</td> <td><ul> <li>【结果窗口(</li> <li>③ 窗口(</li> <li>③ 窗口(</li> <li>● 回(</li> <li>● 回(&lt;</li></ul></td> <td>1]<br/>W) 帮助<br/>CE<br/>CE<br/>CE<br/>CE<br/>CE<br/>CE<br/>CE<br/>CE<br/>CE<br/>CE</td> <td>● (田)</td> <td>次・型・学校では、 「「「「」」」 「「」」」 「「」」 「「」」 「「」」 「」」 「「」」 「」」 「」 「</td> <td><ul> <li>(読)</li> <li>(読)</li> <li>(読)</li> <li>(読)</li> <li>(次)</li> <li>(%)</li> <li>(%)</li></ul></td> <td><ul> <li>▶</li> <li>●</li> <li>●</li></ul></td> <td>■型<br/>合量<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0.05<br/>0</td> <td>■<br/>単位<br/>0 mg/k<br/>万法<br/>単位<br/>1<br/>1<br/>1<br/>1<br/>1<br/>1<br/>1<br/>1<br/>1<br/>1<br/>1<br/>1<br/>1</td> <td>_<br/>_<br/>_<br/>_<br/>_<br/>_<br/>_<br/>_<br/>_<br/>_</td> <td>××××</td> | 2.0.10で<br>3.(ツ) 絵(<br>3.(ツ) 絵(<br>3.(ツ) 絵(<br>3.(ツ) 絵(<br>3.(ワ) 絵(<br>4.(ワ) (1.(ワ))<br>5.(マ)
(1.(ワ))<br>7.(ワ)<br>7.(ワ)<br>7.(ワ)<br>7.(ワ)<br>7.(ワ)<br>7.(ワ)<br>7.(ワ)<br>7.(ワ)<br>7.(ワ)<br>7.(ワ)<br>7.(ワ)<br>7.(ワ)<br>7.(ワ)<br>7.(ワ)<br>7.(ワ)<br>7.(ワ)<br>7.(ワ)<br>7.(ワ)<br>7.(ワ)<br>7.(ワ)<br>7.(ワ)<br>7.(ワ)<br>7.(ワ)<br>7.(ワ)<br>7.(ワ)<br>7.(ワ)<br>7.(ワ)<br>7.(ワ)<br>7.(ワ)<br>7.(ワ)<br>7.(ワ)<br>7.(ワ)<br>7.(ワ)<br>7.(ワ)<br>7.(ワ)<br>7.(ワ)<br>7.(ワ)<br>7.(ワ)<br>7.(ワ)<br>7.(ワ)<br>7.(ワ)<br>7.(ワ)<br>7.(ワ)<br>7.(ワ)<br>7.(ワ)<br>7.(ワ)<br>7.(ワ)<br>7.(ワ)<br>7.(ワ)<br>7.(ワ)<br>7.(ワ)<br>7.(ワ)<br>7.(ワ)<br>7.(ワ)<br>7.(ワ)<br>7.(ワ)<br>7.(ワ)<br>7.(ワ)<br>7.(ワ)<br>7.(ワ)<br>7.(ワ)<br>7.(ワ)<br>7.(ワ)<br>7.(ワ)<br>7.(ワ)<br>7.(ワ)<br>7.(ワ)<br>7.(ワ)<br>7.(ワ)<br>7.(ワ)<br>7.(ワ)<br>7.(ワ)<br>7.(ワ)<br>7.(ワ)<br>7.(ワ)<br>7.(ワ)<br>7.(ワ)<br>7.(ワ)<br>7.(ワ)<br>7.(ワ)<br>7.(ワ)<br>7.(ワ)<br>7.(ワ)<br>7.(ワ)<br>7.(ワ)<br>7.(ワ)<br>7.(ワ)<br>7.(ワ)<br>7.(ワ)<br>7.(ワ)<br>7.(ワ)<br>7.(ワ)<br>7.(ワ)<br>7.(ワ)<br>7.(ワ)<br>7.(ワ)<br>7.(ワ)<br>7.(ワ)<br>7.(ワ)<br>7.(ワ)<br>7.(ワ)<br>7.(ワ)<br>7.(ワ)<br>7.(ワ)<br>7.(ワ)<br>7.(ワ)<br>7.(ワ)<br>7.(ワ)<br>7.(ワ)<br>7.(ワ)<br>7.(ワ)<br>7.(ワ)<br>7.(ワ)<br>7.(ワ)<br>7.(ワ)<br>7.(ワ)<br>7.(ワ)<br>7.(ワ)<br>7.(ワ)<br>7.(ワ)<br>7.(ワ)<br>7.(ワ)<br>7.(ワ)<br>7.(ワ)<br>7.(ワ)<br>7.(ワ)<br>7.(ワ)<br>7.(ワ)<br>7.(ワ)<br>7.(ワ)<br>7.(ワ)<br>7.(ワ)<br>7.(ワ)<br>7.(ワ)<br>7.(ワ)<br>7.(ワ)<br>7.(ワ)<br>7.(ワ)<br>7.(ワ)<br>7.(ワ)<br>7.(ワ)<br>7.(ワ)<br>7.(ワ)<br>7.(ワ)<br>7.(ワ)<br>7.(ワ)<br>7.(ワ)<br>7.(ワ)<br>7.(ワ)<br>7.(ワ)<br>7.(ワ)<br>7.(ワ)<br>7.(ワ)<br>7.(ワ)<br>7.(ワ)<br>7.(ワ)<br>7.(ワ)<br>7.(ワ)<br>7.(ワ)<br>7.(ワ)<br>7.(ワ)<br>7.(ワ)<br>7.(ワ)<br>7.(ワ)<br>7.(ワ)<br>7.(ワ)<br>7.(ワ)<br>7.(ワ)<br>7.(ワ)<br>7.(ワ)<br>7.(ワ)<br>7.(ワ)<br>7.(ワ)<br>7.(ワ)<br>7.(ワ)<br>7.(ワ)<br>7.(ワ)<br>7.(ワ)<br>7.(ワ)<br>7.(ワ)<br>7.(ワ)<br>7.(ワ)<br>7.(ワ)<br>7.(ワ)<br>7.(ワ)<br>7.(ワ)<br>7.(ワ)<br>7.(ワ)<br>7.(ワ)<br>7.(ワ)<br>7.(ワ)<br>7.(ワ)<br>7.(ワ)<br>7.(ワ)<br>7.(ワ)<br>7.(ワ)<br>7.(ワ)<br>7.(ワ)<br>7.(ワ)<br>7.(ワ)<br>7.(ワ)<br>7.(ワ)<br>7.(ワ)<br>7.(ワ)<br>7.(ワ)<br>7.(ワ)<br>7.(ワ)<br>7.(ワ)<br>7.(ワ)<br>7.(ワ)<br>7.(ワ)<br>7.(ワ)<br>7.(ワ)<br>7.(ワ)<br>7.(ワ)<br>7.(ワ)<br>7.(ワ)<br>7.(ワ)<br>7.(ワ)<br>7.(ワ)<br>7.(ワ)<br>7.(ワ)<br>7.(ワ)<br>7.(ワ)<br>7.(ワ)<br>7.(ワ)<br>7.(ワ)<br>7.(D)<br>7.(D)<br>7.(D)<br>7.(D)<br>7.(D)<br>7.(D)<br>7.(D)<br>7.(D)<br>7.(D)<br>7.(D)<br>7.(D)<br>7.(D)<br>7.(D)<br>7.(D)<br>7.(D)<br>7.(D)<br>7.(D)<br>7.(D)<br>7.(D)<br>7.(D)<br>7.(D)<br>7.(D)<br>7.(D)<br>7.(D)<br>7.(D)<br>7.(D)<br>7.(D)<br>7.(D)<br>7.(D)<br>7.(D)<br>7.(D)<br>7.(D)<br>7.(D)<br>7.(D)<br>7.(D)<br>7.(D)<br>7.(D)<br>7.(D)<br>7.(D)<br>7.(D)<br>7.(D)<br>7.(D)<br>7.(D)<br>7.(D)<br>7.(D)<br>7.(D)<br>7.(D)<br>7.(D)<br>7.(D)<br>7.(D)<br>7.(D)<br>7.(D)<br>7.(D)<br>7.(D)<br>7.(D)<br>7.(D)<br>7.(D)<br>7.(D)<br>7.(D)<br>7.(D)<br>7.(D)<br>7.(D)<br>7.(D)<br>7.(D)<br>7.(D)<br>7.(D)<br>7.(D)<br>7.(D)<br>7.(D)<br>7.(D)<br>7.(D)<br>7.(D)<br>7.(D)<br>7.(D)<br>7.(D)<br>7.(D)<br>7.(D)<br>7.(D)<br>7.(D)<br>7.(D)<br>7.(D)<br>7.(D)<br>7.(D)<br>7.(D)<br>7.(D)<br>7.(D)<br>7.(D)<br>7.(D)<br>7.(D)<br>7.(D)<br>7.(D)<br>7.(D)<br>7.(D)<br>7.(D)<br>7.(D)<br>7.(D)<br>7.(D)<br>7.(D)<br>7.(D)<br>7.(   | 隆用 <b>P</b> Sy<br>图 (P) 处理<br>了 <u></u> 2 3<br>PDA 匹配<br>光谱名<br>晶类型 结<br>样<br>日<br>、<br>0.000000e-<br>0.000000e-  | stem/f<br>?(B)<br>》<br>?(D)<br>?<br>?<br>?<br>?<br>?<br>?<br>?<br>?<br>?<br>?<br>?<br>?<br>?<br>?<br>?<br>?<br>?<br>?<br>?   |   | - 查看<br>选项(<br>) 选项(<br>) 2003-12<br>2003-12<br>2003-12   |
<ul> <li>【结果窗口(</li> <li>③ 窗口(</li> <li>③ 窗口(</li> <li>● 回(</li> <li>● 回(&lt;</li></ul> | 1]<br>W) 帮助<br>CE<br>CE<br>CE<br>CE<br>CE<br>CE<br>CE<br>CE<br>CE<br>CE  | ● (田)   | 次・型・学校では、 「「「「」」」 「「」」」 「「」」 「「」」 「「」」 「」」 「「」」 「」」 「」 「  | <ul> <li>(読)</li> <li>(読)</li> <li>(読)</li> <li>(読)</li> <li>(次)</li> <li>(%)</li> <li>(%)</li></ul>  
  | <ul> <li>▶</li> <li>●</li> <li>●</li></ul>   | ■型<br>合量<br>0.05<br>0.05<br>0.05<br>0.05<br>0.05<br>0.05<br>0.05<br>0.05<br>0.05<br>0.05<br>0.05<br>0.05<br>0.05<br>0.05<br>0.05<br>0.05<br>0.05<br>0.05<br>0.05<br>0.05<br>0.05<br>0.05<br>0.05<br>0.05<br>0.05<br>0.05<br>0.05<br>0.05<br>0.05<br>0.05<br>0.05<br>0.05<br>0.05<br>0.05<br>0.05<br>0.05<br>0.05<br>0.05<br>0.05<br>0.05<br>0.05<br>0.05<br>0.05<br>0.05<br>0.05<br>0.05<br>0.05<br>0.05<br>0.05<br>0.05<br>0.05<br>0.05<br>0.05<br>0.05<br>0.05<br>0.05<br>0.05<br>0.05<br>0.05<br>0.05<br>0.05<br>0.05<br>0.05<br>0.05<br>0.05<br>0.05<br>0.05<br>0.05<br>0.05<br>0.05<br>0.05<br>0.05<br>0.05<br>0.05<br>0.05<br>0.05<br>0.05<br>0.05<br>0.05<br>0.05<br>0.05<br>0.05<br>0.05<br>0.05<br>0.05<br>0.05<br>0.05<br>0.05<br>0.05<br>0.05<br>0.05<br>0.05<br>0.05<br>0.05<br>0.05<br>0.05<br>0.05<br>0.05<br>0.05<br>0.05<br>0.05<br>0.05<br>0.05<br>0.05<br>0.05<br>0.05<br>0.05<br>0.05<br>0.05<br>0.05<br>0.05<br>0.05<br>0.05<br>0.05<br>0.05<br>0.05<br>0.05<br>0.05<br>0.05<br>0.05<br>0.05<br>0.05<br>0.05<br>0.05<br>0.05<br>0.05<br>0.05<br>0.05<br>0.05<br>0.05<br>0.05<br>0.05<br>0.05<br>0.05<br>0.05<br>0.05<br>0.05<br>0.05<br>0.05<br>0.05<br>0.05<br>0.05<br>0.05<br>0.05<br>0.05<br>0.05<br>0.05<br>0.05<br>0.05<br>0.05<br>0.05<br>0.05<br>0.05<br>0.05<br>0.05<br>0.05<br>0.05<br>0.05<br>0.05<br>0.05<br>0.05<br>0.05<br>0.05<br>0.05<br>0.05<br>0.05<br>0.05<br>0.05<br>0.05<br>0.05<br>0.05<br>0.05<br>0.05<br>0.05<br>0.05<br>0.05<br>0.05<br>0.05<br>0.05<br>0.05<br>0.05<br>0.05<br>0.05<br>0.05<br>0.05<br>0.05<br>0.05<br>0.05<br>0.05<br>0.05<br>0.05<br>0.05<br>0.05<br>0.05<br>0.05<br>0.05<br>0.05<br>0.05<br>0.05<br>0.05<br>0.05<br>0.05<br>0.05<br>0.05<br>0.05<br>0.05<br>0.05<br>0.05<br>0.05<br>0.05<br>0.05<br>0.05<br>0.05<br>0.05<br>0.05<br>0.05<br>0.05<br>0.05<br>0.05<br>0.05<br>0.05<br>0.05<br>0.05<br>0.05<br>0.05<br>0.05<br>0.05<br>0.05<br>0.05<br>0.05<br>0.05<br>0.05<br>0.05<br>0.05<br>0.05<br>0.05<br>0.05<br>0.05<br>0.05<br>0.05<br>0.05<br>0.05<br>0.05<br>0.05<br>0.05<br>0.05<br>0.05<br>0.05<br>0.05<br>0.05<br>0.05<br>0.05<br>0.05<br>0.05<br>0.05<br>0.05<br>0.05<br>0.05<br>0.05<br>0.05<br>0.05<br>0.05<br>0.05<br>0.05<br>0.05<br>0.05<br>0.05<br>0.05<br>0.05<br>0.05<br>0.05<br>0.05<br>0.05<br>0.05<br>0.05<br>0.05<br>0.05<br>0.05<br>0.05<br>0.05<br>0.05<br>0.05<br>0.05<br>0.05<br>0.05<br>0.05<br>0.05<br>0.05<br>0.05<br>0.05<br>0.05<br>0.05<br>0.05<br>0.05<br>0.05<br>0.05<br>0.05<br>0.05<br>0.05<br>0.05<br>0.05<br>0.05<br>0.05<br>0.05<br>0.05<br>0.05<br>0.05<br>0.05<br>0.05<br>0.05<br>0.05<br>0.05<br>0.05<br>0.05<br>0.05<br>0.05<br>0.05<br>0.05<br>0.05<br>0.05<br>0.05<br>0.05<br>0.05<br>0.05<br>0.05<br>0.05<br>0.05<br>0.05<br>0.05<br>0.05<br>0.05<br>0.05<br>0.05<br>0.05<br>0.05<br>0.05<br>0.05<br>0.05<br>0.05<br>0 | ■<br>単位<br>0 mg/k<br>万法<br>単位<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1   | _<br>_<br>_<br>_<br>_<br>_<br>_<br>_<br>_<br>_  | ××××                                  |

<mark>ال</mark>	利谷隆	<b>标</b> p0.	5 項目 除草	和利谷間	≧用户 Sys	item,	/管理员	- 查看 -	[结果1	[口]									<u>- 8 ×</u>
	] 文件 (f	) 编	辑(E) 视图	3(⊻) 绘图	图(P) 处理	<b>∄</b> ( <u>R</u> )	浏览 (N	) 选项	(0) 窗	f□ ( <u>W</u> )	帮助	) (H)							<u>- 8 ×</u>
6	f e	×	Ann An A <sup>M</sup> A <sup>M</sup>	<u>ar</u> # 🖗	7 22	別成	2 🖾 🎸	5 <b>°</b> 6	B SB	<u>91</u>	<u>\$</u>	¥				5	▶?		
6	3 🖉	ß		- /															
	2 2 1	<u>۲</u>																	
6	名字	保留8 (分報	1间 纯度1 中) 角度	纯度1 阈值	PDA 匹配 光谱名	;1 F	PDA 匹配1 角度	I PDA 資	匹配1 3值	PDA [ 库	匹配1 名	面 (微t	訳 たわ) %	面积	高度 (微伏)	积分类	뛒 含量	单位	峰类型
1	1 利谷隆 3.188 2.386 6.398 78476 100.00 9620 BB 0.484 mg/kg 找到																		
F																			
E	▲ ▶ \\ 峰 〈 色谱匹配 〈 纯度 〈 库匹配 /																		
	▲   ▶  \. 峰 <u>1</u> 色谱匹配 <u>1</u> (▲)         ▲           ▲ 浩结里         ▲																		
5	样品瓶	进样	样品名称	:   样品	类型 结:	果代码	码出错	采卸	し しちょうしん しんしん しんしん しんしん しんしん しんしん しんしん しんしん	采	集方法	组応	#1714/57 (微升)		处理日	期	处理方法	志 <u> </u> 处 <sup>3</sup>	里作 处理
1	1	5	利谷隆标p(	0.5 未知	Q4	19		2003-12	-7 11:11	:01 利	谷隆	Т	20.00	2003	3-12-24 1	11:35:12	利谷隆	未知	Sys
F												$\top$							
F																			
Ľ									はなってす	Hote									
H		nt)a	-				-		יי≇1≳⊥E8 Г	田筑		-							
6	名字	时间 (分钟	R	R^2	标准差	Ē	相	等	拟合:	类型	校正f	代码	曲线类	型	×轴	∀轴	单位		
1	利谷隆	3.23	0 1.000000	1.000000	0.000000e	+000	Y = 1.62	e+005 X	线性				LC		含量	面积	mg/kg		
Γ																			
	入法	里石	新茶匹配 (	·	元四2版1(	二田	图(结果		4										
下	一个 3D )	通道			CHULL A			ゴゴ	 法组: 利	谷隆				处理	[方法: 末	利谷隆			PDA
	开始	6	😘 🕜 🛙	Millenr	nium32		WAT	TERS高效	城祖	1 💿	除草剂	刷谷	漋用		利谷隆	标p0.5]	项目	Мсн	11:35

## 外标法: 多点校正

在单点校正曲线建立的基础上,一起选上要用于建立校准曲线的数据文件。修改样品,填写级别,相应的浓度和单位。点击进入主窗口,先出现单点校正曲线,点击下一个3D通道,出现第二点、第三点.....,存盘完成多点校正曲线的建立。未知样结果分析同单点校正。

<mark>き</mark> 文	<b>除草</b> 养 件 (E)	利谷  編辑(	輩 用 E)	<mark>] 户 5ys</mark> 视图 (⊻	stem/ ) エ!	管理 具(T)	员 - 巧 数拒	[目 ]库([	<u>)</u> ,帮	]助(	<u>-1</u> )									_ 8	×
E			16	3	No 6			b f	a N?			• ) ŷ	<b>新选</b> 条件:	缺省					•	编辑视图	§ ()
◀	▶ 祥品	品組 しき	İ样	通道	<u>、、、</u> 1) 修改社		目结	果│峰	計曲約	制初	图筛选	器 自定	[义字段]								
6		品名称		样品瓶	进样	祥	品类型	1	- - 采	集日	期	通道		j	<b>恿</b> 道描述						
1	利谷陽	Ě		3	1	未知		2	2003-1	2-8 1	1:07:21	W2996	PDA 210	.0 到 4	00.0 纳米	(在1.2 纳利	K)				
2	利谷隆	Ě		2	1	未知		2	2003-1	2-8 1	0:56:12	W2996	PDA 210	.0 到 4	00.0 纳米	(在1.2 纳)	<del>K</del> )				
3	利谷隆	Ě		1	1	未知		2	2003-1	2-8 1	0:45:34	W2996	PDA 210	.0 到 4	00.0 纳米	(在1.2纳)	<del>K</del> )				
4	利谷隆	Ě		1	3	未知		2	2003-1	2-8 1	0:32:41	W2996	PDA 210	.0 到 4	00.0 納米	(在1.2納)	K)				
5	利谷陽	ž		1	2	未知		2	2003-1	2-8 1	0:16:25	W2996	PDA 210	.0 到 4	00.0 納米	(在1.2 納米	K)				
6	利谷陽	Ě		1	1	未知		2	2003-1	2-8 1	0:06:32	W2996	PDA 210	.0到4	00.0 纳米	(在1.2納)	<del>K</del> )				
7	乙腈			1	9	未知		2	2003-1	2-7 1	2:19:56	W2996	PDA 210	.0到4	00.0 纳米	(在1.2納)	<del>K</del> )				
8	乙腈			1	8	未知		2	2003-1	2-7 1	2:01:33	VV2996	PDA 210	.0到4	00.0 納米	(在1.2纳)	<del>K</del> )				
9	利谷陽	慬标p10	00	1	7	未知		2	2003-1	2-7 1	1:44:05	W2996	PDA 210	.0到4	00.0 纳米	(在1.2納)	€)				
10	利谷隆	雚标p1		1	6	标准	样	2	2003-1	2-7 1	1:27:53	VV2996	PDA 210	.0 到 4	00.0 纳米	(在1.2纳)	K)				
11	利谷隆	堇标pO.	5	1	5	标准	样	2	2003-1	2-7 1	1:11:01	VV2996	PDA 210	.0 到 4	00.0 纳米	(在1.2納)	<del>K</del> )				
12	利谷降	堇标pO.	05	1	4	标准	样	2	2003-1	2-7 1	0:54:59	W2996	PDA 210	.0到4	00.0 纳米	(在1.2纳)	K)				
13	利谷陶	肇标pO.	05	1	3	未知		2	2003-1	2-7 1	0:37:43	W2996	PDA 210	.0 到 4	00.0 纳米	(在1.2納)	<u>*)</u>				
14	利谷修	肇标pO.	05	1	2	未知		2	2003-1	2-7 1	0:18:21	W2996	PDA 210	1.0 釗 4	00.0 納米	(在1.2納)	*)				
	-							_									_				
	-							_									_				
	-							+									_				
	-		_					_									_				
	-		_					-									_				
	-							-									_				
_ 开刘	, 台修改相	羊品															_			14 选中	1
	开始	1 7	Ċ,	<b>1</b>	М	illennii	Jm32			- [[	10000000	「利利谷	隆用户 Sy	/st	🕲 ) WATEF	25高效液相	色谱		M	CH 13:4	<b>1</b> 3
Ne	样品」	可日降	苜蓿	利利谷間	装 用 戶	<sup>3</sup> 5vs	tem/	管理	员 - 作	¥79	样品			<u>,</u>	_				,==		x
文	件(E)	编辑(	E)	视图 (⊻	)郡	助(出)	,														
1-2			2+0		• •		X Be	R	<b>  \?</b>												
Ē							<i>70</i>		<u> </u>						<u> </u>			进栏			
65	样品瓶	标签		样品	类型		样品	名称				方法组 报告方演	/ 去		级别	样品重量	稀释倍数	体积(微升)	已修改	水浴池	2
1	1		标	佳祥		7	同谷隣	标p1	Ŧ	小谷隊					3	1.00000	1.00000	20.0			
2	1		标	佳样		7	利谷曜	标p0	1.5 禾	山谷陵	t. E				2	1.00000	1.00000	20.0			
3	1		标	隹样		7	利谷曜	标p0	1.05 秉	小谷陵	t. E				1	1.00000	1.00000	20.0	<b>v</b>		
																					П
																					Π
																					Π
																					Π
																					Щ
		<b> </b>																			Щ
		-																<u> </u>			$\parallel$
																					$\parallel$
		-																			++
						-+															++
H						-+															++
H						-+															++
H		$\vdash$																			+
•		<u> </u>																	·I		►
帮	力 F1																				
	开始	0	4		М	illenni	Jm32				🚺 除草	「剂利谷	產用户 Sy	/st	WATER	RS高效液相	色谱		M	CH 13:4	14

<u>\</u>	_ <b>样品</b> 項 〔件 (E)	【目除 编辑(	草剂利谷醛 用户 E) 视图 (Y) 帮助	System/管理员· 切(出)	·修改 样晶	-						_	<u>a x</u>
					?								
5	样品瓶	标签	样品类型		 方法組 报告方	 [/ 法	级别	样品重量	稀释倍数	进样 体积 (微升)	已修改	水浴油	<u>1</u> 2
1	1		标准样	利谷隆标p1	利谷陸		3	1.00000	1.00000	20.0	•		
2	1		标准样	利谷隆标p0.5	利谷隆		2	1.00000	1.00000	20.0	V		
3	1		标准样	利谷隆标p0.05	利谷隆		1	1.00000	1.00000	20.0			
L		一组	1份编辑器		I		1						-++
┡	<u> </u>	文件	·(E) 编辑(E) 初	.图(V) 帮助(H)									-++
┝		Ċ			? 样品组类型:	仅标准			<b>-</b>				-++
⊢			前瓶祥———		<u> </u>	, 							-++
F		行	: 1	1 水平:3	3	类型  根	家進样						-++
F		组	份 🗋										
F			值 dn/dc (样品	瓶)									
Γ			组份 值	值值									
				F) (弥催祥) (弥催									
L			引谷隆 1.000-JU		JUU mg/kg								
L													
L													
┡													-++
⊢	<u> </u>												-++
⊢													-++
Ī												1	Þ
帮	助 F1												
8	日开始	6	🖏 🗹 🛛 <u>М</u> мі	lennium32	13 除草剂利谷	隆用户 Syst	WATER 🕅	15高效液相	色谱		N	CH 13	8:45
<u>ک</u>	利谷隆	<b>柡</b> p1	項目 除草剂利谷	隆 用户 System/f	管理员 - 查看 - [校正	曲线窗口]						_	a ×
	] 文件 ()	E) 编	辑(E) 视图(∀)	绘图(P) 处理(R)	浏览(N)选项(O)	窗口(₩) 帮助	) (H)					_	<u> 뫼</u> ×
E	Pe	*	1	<u>'97</u> <u>222</u>	2026-2016-16-16-16-16-16-16-16-16-16-16-16-16-1	집 등 등 🐯		P	x B	<b>e N?</b>			
6	3 🖉			9									
Ē	<u> </u>				#8 (P+ 0000 10	04 10:07:40	_						
	刀裙	な   た	不り行行性 Wetews600 2	006	(現)/的 2003-12 3番2★ ●	-24 13:27:40	_						
	がわ	nt   N En 12	natersouu_2	990		2 020							
	3日12	い   利P   マー	3 59≈+005 V = 1	2.01.+002	#310J ( ]	3.230							
	相等	€  ' <sup>-</sup>	1.3507003 A - 2	0107002									
	R^2	2 0	). 999933 R	0.999967	标准差	8.727748e+002	2						
	RSS	s 🦵	7.617359e+005	RSD 92.20	16586 加	咽 无							<b>_</b>
Ē	1						_						
	L 												
	」廃 100	1000-				<del>8</del>							
	•	0											
[-	_	H	0.00 0.05 0.10	0.15 0.20 0.25	0.30 0.35 0.40 0	).45 0.50 0.55	0.60 0.	65 0.70	0.75 0.80	0.85	0.90	0.95 1.0	 00
						含量							
	▶\妆	ΞĹ											
5	级别	1	Х值	响应	计算值	% 背离	手调点	i ŝ	starka 🗌	结果	D	通道	D
1	1		0.050000	8113.111	701 0.052361	4.722	Γ				1821		1405
2	2		0.500000	78476.2994	404 0.495514	-0.897	Γ				1822		1408
3	3		1.000000	158915.283	224 1.002125	0.212					1829		1411
Ĺ													
	▶\\单	个点	(平均点)			4							_ <b>)</b>
帮	助 F1		مر الله م		方法组  	利谷隆		处理2	5法:利谷阳	肇 			PDA
111	「井鴉」	Ce .	🗔 🖸 🚺 🚺	iennium32	🔹  除阜孙利谷隆 用	I   🗰  WATER	い局双液札	<b>1</b>	N谷降标DI	山垣目	. 🛛 🚺	13	3:46

## 内标法校正

每一组数据不少于2个色谱峰。在方法指南中选择单一内标样,在下框内选择内标物峰。指定的内标物峰浓度为1。余同外标法校正。



#### Log-log 线性校正: 至少需要2点校正

使用蒸发光散射检测器时,如果浓度范围较大,响应值缺乏线性,则需要取双对数 来进行校正。即取进样质量的对数值与峰面积对数值进行回归计算,得到线性方程 lg A  $= a + b \lg m_{\circ}$ 工作站计算: 在项目界面下的通道选项卡上,选择标准品文件,双击进入主窗口,显示 色谱图。点击处理方法指南 新建处理方法 确定 处理类型:LC 确定 用鼠标拖放选择积分范围 下一步 下一步 下一步 可以用最小面积或 下一步 曲线类型: Log-log 线性 下一步 最小高度限定几分区域 输入色谱 外标校正 下一步 下一步 下一步 峰名称 输入方法名如:三乙膦

#### 酸铝 完成。关闭主窗口界面。











在通道中,分别选中标样或样品右键"改变样品",输入各自的称样量和含量。方法同 PDA。同时选择两个标样和要计算的样品,右键"处理",使用指定的处理方法,在下拉菜单中找到上面建立的处理方法,确定即可。在结果中,点击可以查看计算结果。

Co fe	setv12420 田户 hn1c/化学家	- 項目								
文件	(17) 编辑 (17) 视图 (17) 工具 (17)	一 次日 数据库	መነ	帮助 新	圭方法 〔8〕 ▶					
	o me o ne o le c De energia de la c	⇒l⇔l¥	2	查 查	昏 ( <u>R</u> )	-				
			<u>.</u>	比事	φ.C)					
筛选组	条件: 缺省		•	编辑 预算	览/出版 (V)					
• •	样品組   进祥   回   方法   结果组   结:	果 峰 签	署 由	戦初打ち	<u>ደ (ሆ)</u> በ (ጥ)					
6	样品名称	样品瓶 ;	进样	样振 导t	出(四)	通道	通道说	说明	]	^
29	亚磷酸根-丙酸	1	119	未知 改3	<b>変样品 (S</b> )	2420 LS 单位	2420 LS 单位			
30	6#-丙酸	1	118	未知 运行	」 「样品 (Ü)	2420 LS 单位	2420 LS 单位		-	
31	6#-内酸	1	117	未知 复制	制到项目 (I)	2420 LS 単位	2420 LS 单位		-	
32	6#-内酸	1	116	未知 查礼	看(V) ▶	2420 LS 単位	2420 LS 単位		-	
34	は影響之田影	1	115	木丸 <u></u> 皿IR		2420 LS 単位 2420 LS 単位	2420 LS 単位 2420 LS 単位		-	
35	消重子,甲酸	1	113	未知	#1J @/	242013 单位	242013 单位		-	
36	亚硝酸离子-甲酸	1	112	<u>またれ</u> 复催 未知 ****	制 (C) 15 (m)	2420 LS 单位	2420 LS 单位			
37		1	111	未知	(G (E)	2420 LS 单位	2420 LS 单位		1	
38	氯离子-甲酸	1	110	未知	電列 (H)	2420 LS 单位	2420 LS 单位		1	
39	硫酸根-甲酸	1	109	未知	579778991 (2)	2420 LS 单位	2420 LS 单位		]	
40	磷酸根-甲酸	1	108	未知 打印	印表 (11)	2420 LS 单位	2420 LS 单位			
41	亚磷酸根-甲酸	1	107	未知表版	禹性 (B)	2420 LS 单位	2420 LS 单位			
42	7#-甲酸	1	106	标准 列版	禹性 (M)	2420 LS 单位	2420 LS 单位			
43	en 田政		105	未知	2009-7-14-10:21:59	2420LS 単位 2420LS 単位	2420 LS 甲位 2420 LS 单位		9	
45	or	1	104	未知	2003-7-14 10.00:57	242013 半位	242013 半区		1	
46		1	102	标准样	2009-7-14 9:42:04	2420 LS 单位	1-1-0 LS 单位 2420 LS 单位			
47	8#-甲酸	1	101	未知	2009-7-14 9:30:48	2420 LS 单位	2420 LS 单位		1	
48	8#-甲酸	1	100	未知	2009-7-14 9:19:16	2420 LS 单位	2420 LS 单位			
49	8#-甲酸	1	99	未知	2009-7-14 9:07:46	2420 LS 单位	2420 LS 单位		1	
50	7#-甲酸	1	98	标准样	2009-7-14 8:56:31	2420 LS 单位	2420 LS 单位			
51	7#-甲酸	1	97	未知	2009-7-14 8:38:28	2420 LS 单位	2420 LS 单位			
52	7#-甲酸	1	96	未知	2009-7-14 8:27:37	2420 LS 单位	2420 LS 单位		-	
53	/#-甲酸	1	95	木知	2009-7-14 7:55:38	2420 LS 単位 2420 LS 単位	2420 LS 単位 2420 LS 単位		-	
55	7#-甲酸	1	94	未知	2009-7-14 7:29:46	242013 单位	242013 单位		-	
56	6#-甲酸	1	90	未知	2009-7-14 1:02:13	2420 LS 单位	2420 LS 单位			
那曲	71	+ +				-			1	1029 洗巾
- 44	开始 🙆 🙆 🍋 📑 Empor	ware Prea	1	CD Common		The second se	100 2009-07-WAT	14		
~		wer 110		o rosety12	2420 🛛 🎑 2420		º웹 2003 01 IIXI	₩ 10 - <b>m</b>		K E V 8:35
	fosetvl2420 用户 hplc/化学家	ver IIO 又一项目		IOSETY1	2420 2420		2009 OF 11X1	<b>₩</b> 10 - ⊞I		
<b>一</b> 文:	fosety12420 用户 hplc/化学病 # (7) 编辑 (8) 视图 (V) 工具 (7)	*** 110 ネ - 項目 ) 数据库	(D)	·新助 00	2420 2420		· 2008 01 INL	y 10 - m		
	fosety12420 用户 hp1c/化学家 + ① 编辑 ① 视图 ① 工具 ①	x - 项目 )数据库 ■   案   】	1	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	2420 2420		2005 OF 11X1	y 10 - wi		<ul> <li>• • • • • • • • • • • • • • • • • • •</li></ul>
で 立 立 二 二 二 二 二 二 二 二 二 二 二 二 二	fosety12420 用户 hp1c/化学表 + ① 編指 ② 視图 ③ 工具 ①  副 圖 [] 墨 [] 〇 [] 〇 []	ス - 攻日 )数据库 <u>国 記</u>	(D)	帮助 (H)	2420			y 10 - wi		• • • • • • • • • • • • • • • • • • •
に 立 立 二 二 二 二 二 二 二 二 二 二 二 二 二	Eosety12420 用户 hp1c/化学系 + ① 編巻 ② 視田 ① 工具 ①   副 図 図 書 開 � 〇 <u>●</u>	<b>家 - 项</b> 目 )数据库 <b>国 起  </b>		帮助 (J) 「 」 2 (編輯视图(J)	2420 <b>2</b> 420			9 10 - wi		- PX
Colored Color	Eosety12420 用户 hp1c/化学系 手 ① 編巻 ② 視田 ① 工具 ① 二日 回 回 書 日 ゆ 回 1 基条件: 「秋谷 】 祥品組   进祥 」 万法   結果組   緒	A - 项目 数据库 <u>国 起</u> 吉果 峰 釜	 ① (2) (2) (3) (3) (3) (3) (3) (3) (3) (3) (3) (3	帮助 (t) 「 間 [2] [编辑视图(ty 曲线] 视图筛键	2420 (4220 (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)			¥ 10 - w		
ت انک ش ک	Eosety12420 用户 hp1c/化学系 手 ① 編巻 ② 視田 ① 工具 ① 論 圖 回 書 論 ⓑ ● 基条件: 脉省 算 件品組 選择 万法  結果組 領 样品名称	★ - 项目 )数据库	 ② [ ] [ ] [ ] ] [ ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ]	帮助 @) 「 圖 ] 編輯视图 (W 由线] 视图筛波 tyl2420 -	24220 ■ 24220 り 更新(U) 調 自定义字段 后台处理及生成計					• • • ×
□ 文 「 二 二 二 二 二 二 二 二 二 二 二 二 二	fosety12420 用户 hp1c/化学系 + ① 編結 ② 視田 ① 工具 ① 二 図 ③ ● 編 ◎ ● ● ● む条件: 詠省 2 祥品組 进祥 万法  結果組 組 祥品名称 亚磷酸根.丙酸	<b>○</b> 项目 ② 数据库 ● 記 目 記 目 目 目 目 目 目 日 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 5 3 3 3 5 3 5 3	I ② ♀ □ 選署]E Fose	帮助 @) 「 個 ]] 編辑视图 @ 曲线 ] 视图筛选 ty12420 -	2420 ■ 2420 <u> 2420</u> ■ 2420 <u> 東新(U)</u> <u> 東新(U)</u> <u> 東新(U)</u> <u> 長合处理及生成</u>	R 任		?×		
で 文 が 一 二 の 30 30	Cosety12420 用户 hp1c/化学等	★ - 项目 → 项目 → 数据库 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●	[ ① 梁 [ [ 3 署 [ [ で 3 3 3 3 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5	帮助 (8) 「 <b>備 1</b> 」 編輯视图 (4) 曲线 1 和图滿述 ty12420 - 王女理 处理	2420 ■ 2420 <u> 図 更新 (U)</u> <u> 時間 自定义字段</u> <u> 后台处理及生成</u> 持	R告		2 10 -		
「 二 二 二 二 二 二 二 二 二 二 二 二 二	Cosety12420 用户 hp1c/化学系	▲ 110 家 - 项目 ) 数据库 ■ ■ ■ ■ はまま、 ■ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●	[ ①) [2] [2] [3] [3] [3] [3] [3] [3] [3] [3] [3] [3	帮助 (g) 「 圖 ] (编辑视图(y) 曲线] 视图筛键 ty12420 - 在处理 文理 (使用采集方	2420 ■ 2420 <u> い</u> <u> 更新(U)</u> <u> 広合处理及生成</u> 法組(即: 从用于来3	<b>又告</b> 表生	÷)	2 10 -		
は 文 「 一 二 二 二 二 二 二 二 二 二 二 二 二 二	Cosety12420 用户 hp1c/化学务         年 ① 編唱 ① 視田 ① 工具 ①         二 回 回 二 二 四         二 回 回 二 二 二 万法[结果组 经         本品組 逆祥       万法[结果组 经         算 祥品名称         亚磷酸根-丙酸         64-丙酸         64-丙酸         64-丙酸         64-丙酸	は1110 家 - 项目 ) 数据库 () 110 () 10	【 ① 【?】 【 ② 【 ③ 】 【 ③ 】 【 】 】 】 】 【 ③ 】 】 】 】 】 】 】	帮助 (8) 「 」 编辑视图(公) 曲线 ] 视图筛波 tyl2420 - 도处理 处理 使用采集方 使用指定的	2420 ● 2420 ● 更新(U) ● 更新(U) 「 「 后台处理及生成相 一 法組(即:从用于采 5 広法組 []	<b>又告</b> 「「数据的样品組 「	Þ)			
「 「 「 一 「 二 「 二 の の 31 32 33 34	Cosety12420 用户 hp1c/化学系 # ① 編指 ② 視田 ② 工具 ① ■ ■ 回 ● 細 ◎ ● ● 基条件: 缺省 # 詳品名称 亚磷酸根-丙酸 64-丙酸 64-丙酸 64-丙酸 64-丙酸 148-11 158-11		【 ② 【 ② 【 ③ 【 ③ 】 】 ③ 】 ③ 】 ③ 【 ③ 】 ③ 】 ③ 【 ③ 】 ③ 】	<ul> <li>帮助 (0)</li> <li>「 備 通 通</li> <li>「 備 通 通</li> <li>「 備 通 通</li> <li>「 備 報 個</li> <li>「 備 和</li> <li>「 使用 采集方</li> <li>● 使用 采集方</li> <li>● 使用 指定的</li> <li>● 使用 指定的</li> </ul>	(420 ■ 2420     (420 ■ 24200     (420 ■ 24200     (420 ■ 2420     (420 ■ 2420     (420	反告 ↓数据的样品组●	+)			
○ 次」 第前 第前 29 300 311 322 333 344 355	fosety12420 用户 hp1c/化学务     # ① 編輯 ② 視目 ① 工具 ①     # ② 編輯 ② 視目 ② 工具 ①     # # @ ③ ④ ● ● ●     ## # # # # # # # # # # # # #	x - 项目	1 ①) 【 ? 】 【 び ジ ( ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )	<ul> <li>帮助 (0)</li> <li>「 (1) (2) (2)</li> <li>「 (1) (2) (2)</li> <li>(1) (2) (2)</li> <li>(2) (2)&lt;</li></ul>	2420 ▲ 2420 <u>更新(U)</u> <u>更新(U)</u> <u>「后分好理及生成</u> 法组(即:从用于采到 」 方法組 」 位理方法	反告       反告       反告       反告        反流取得定確确度标        反        反        反        反        反	₽)			
② 文化 第一 第一 第一 第一 第一 第一 第一 第一 第一 第一 第一 第一 第一	fosety12420 用户 hp1c/化学务     # ① 編唱 ② 視图 ② 工具 ①     # ② 編唱 ③ 通 ● 神殿 ◎ ● ●     # 品名称     亚端酸根-丙酸     # 品名     # 品名     # 正端酸 - 丁法 结果组 組     # 品名称     亚端酸根-丙酸     6#-丙酸     6#-丙酸     6#-丙酸     6#-丙酸     6#-开酸     ·································	<ul> <li>★ - 項目</li> <li>▶ 数据库</li> <li>● ● ● ●</li> <li>★ 体 </li> <li>★ <!--</td--><td>0) ♥ ↓ ♥ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓</td><td><ul> <li>帮助 (0)</li> <li>「 (1) (2) (2)</li> <li>「 (1) (2) (2)</li> <li>(2) (2)&lt;</li></ul></td><td>(420 ■ 2420     (10)     (10</td><td>S 告     S 告     S 告     S の の     S の の     S の の     S で     S で     S の     S で     S の     S の     S で     S の     S の     S の     S の     S の     S の     S の     S の     S の     S の     S の       S の       S の       S の       S の       S の       S の        S の        S の</td><td>₽)</td><td></td><td></td><td></td></li></ul>	0) ♥ ↓ ♥ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓	<ul> <li>帮助 (0)</li> <li>「 (1) (2) (2)</li> <li>「 (1) (2) (2)</li> <li>(2) (2)&lt;</li></ul>	(420 ■ 2420     (10)     (10	S 告     S 告     S 告     S の の     S の の     S の の     S で     S で     S の     S で     S の     S の     S で     S の     S の     S の     S の     S の     S の     S の     S の     S の     S の     S の       S の       S の       S の       S の       S の       S の        S の        S の	₽)			
② 文付 第二 第二 第二 300 311 322 333 344 355 366 377	fosety12420 用户 hp1c/化学资 # ① 编卷 ② 視图 ① 工具 ① 副 圖 圖 圖 圖 圖 細 №	★ - 项目 ) 数据库 配 配	【 ②】 【 ②】 【 ②】 【 ③ 】 【 ③ 】 ③ 】 【 ③ 】 【 ③ 】 【 ③ 】 【 ③ 】 【 ③ 】 【 ③ 】 【 ③ 】 【 ③ 】 【 ③ 】 【 ③ 】 【 ③ 】 【 ③ 】 【 ③ 】 【 ③ 】 [ 〕 ( 〕 〕 ( 〕 〕 ( 〕 ) 〕 ( 〕 〕 ( 〕 ) 〕 ( 〕 ) 〕 ( 〕 ) 〕 ( 〕 ) 〕 ( 〕 ) 〕 ( 〕 ) 〕 ( 〕 ) 〕 ( 〕 ) 〕 ( 〕 ) 〕 ( 〕 ) 〕 ( 〕 ) 〕 ( 〕 ) 〕 ( 〕 ) 〕 ( 〕 ) 〕 ( 〕 ) ( 〕 ) 〕 ( 〕 ) ( ) (	<ul> <li>初時(1)</li> <li>一個(1)</li> <li>編編初回(4)</li> <li>編編初回(4)</li> <li>(初日前近)</li> <li>(封日前近)</li> <li>(封日前近)</li> <li>(使用指定的)</li> <li>(使用指定的)</li> <li>(清除校正)</li> <li>(計算行印)</li> </ul>	(420 ■ 2420     (10) 更新(U)     (10) 更新(U)     (10) 更新(U)     (10) 更新(U)     (10) 見     (10) 从用于来     (10) 人用于来	<ul> <li></li></ul>	₽)			
29 300 313 322 333 344 355 366 377 388	fosety12420 用户 hp1c/化学资	★ - 项目 ) 数据库 配 配	● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●	<ul> <li>期時(1)</li> <li>編輯視图(小)</li> <li>編輯視图(小)</li> <li>編輯視图(小)</li> <li>(中田 指定的</li> <li>使用指定的</li> <li>使用指定的</li> <li>清除校正</li> <li>昔打印</li> <li>6</li> <li>使用采集方</li> </ul>	2420 ▲ 2420 (少) 更新 (少) 時間 自定义字段 后台处理及生成 方台处理及生成 方法组 (如:从用于采録 (如:从用于采録 (如:从用于采録 (如:从用于采録	只告     ●     ○     □     ○     □	₽ 2000 01 0X ₽) 4 ₽)			
アンド           第二	fosety12420 用户 hp1c/化学系 非 ① 编错 ② 找图 ① 工具 ① 示 図 ③ ③ ⑤ (冊 ) ③ ④ ⑤ 也条件: 缺省 2 样品组 进程 ⑦ 方法 结果组 组 2 样品组 过程 ⑦ 方法 结果组 组 2 样品短 6 4 丙酸 6 4 丙酸 6 4 丙酸 6 4 丙酸 5 5 7 甲酸 3 萬子 甲酸 3 篇載, 甲酸 3 篇載, 甲酸	★ F 110 ★ 1 10 ★ 10	① ② 【 】 【 】 】 】 】 】 】 】 】 】 】 】 】 】 】 】 】	<ul> <li>期時 (0)</li> <li>「 (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)</li></ul>	(2420 ■ 2420     (2420 ■ 2420 ■ 2420     (2420 ■ 2420 ■ 2420     (2420 ■ 2420 ■ 2420     (2420 ■ 2420     (2420 ■ 2420 ■ 2420 ■ 2420     (2420 ■ 2420 ■ 2420 ■ 2420     (2420 ■ 2420 ■ 2420 ■ 2420     (2420 ■ 2420 ■ 2420 ■ 2420 ■ 2420 ■ 2420     (2420 ■ 2420	只告   長告   ● <	*)			
29 30 31 322 33 34 35 36 37 38 39 40 401 41	fosety12420 用户 hp1c/化学系         # ① 编播 ② 視日 ① 工具 ①         >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>	★ F 110 ★ 5 1 1 ★ F 1 1 ★ 1 1 <	【 ②) 【 ② 【 ② 【 ③ 】 【 ③ 】 【 ③ 】 【 ③ 】 【 ③ 】 【 ③ 】 【 ③ 】 【 》 】 【 ③ 】 【 》 】 】 【 》 】 】 】 【 ③ 】 】 】 】 】 】 】 】 】 】 】 】 】 】 】	<ul> <li>帮助 (0)</li> <li>「 個 通 通</li> <li>「 個 通 通</li> <li>「 編編視图(心</li> <li>「 個 開 通</li> <li>「 個 開 報</li> <li>「 他 明 采集方</li> <li>「 使 明 采集方</li> </ul>	(U)     (U)	民告     長数据的样品组(         )         公職毀得准确度标         /         乙購毀得准确度标         /         乙購毀得         /         /         /	₽ 2000 01 IX.			
299 300 311 322 333 340 355 366 377 378 388 399 400 411 422	Cosety12420 用户 hp1c/化学等         年 ① 编辑 ② 視日 ① 工具 ①         二 □ □ □ ● 神母 ○ □ ●         本条件: 缺省         2 样品组 进择 □ 方法 /结果组 组         2 样品组 进择 □ 方法 /结果组 组         5 样品名称         亚硝酸根-丙酸         64-丙酸         64-丙酸         64-丙酸         64-丙酸         64-丙酸         5 平略数         項离子-甲酸         項處子-甲酸         運動酸离子-甲酸         運動酸、一甲酸         運動酸         第二 甲酸         三 軍 一酸         三 軍 一酸         三 軍 一酸         三 軍 一般         - 甲酸         三 軍 一般         - 甲酸         三 軍 一般         - 甲酸         - 甲酸         甲酸         甲酸         甲酸         甲酸         甲酸	K - 项目 数据単 ● 数据単 ● こ ● 日本 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	【 ②】 【 ②】 【 ③】 【 ③】 【 ③】 【 ③】 【 ③】 【 ③】	<ul> <li>帮助 (0)</li> <li>「 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●</li></ul>		State     State	P)			
29 300 311 322 333 344 355 366 377 388 399 400 411 422 433	Cosety12420 用户 hp1c/化学等         年 ② 编辑 ② 視日 ① 工具 ①         二 □ □ □ ● 冊 ● ● ●         本 件: 脉省         2 样品组 进择         方法 [结果组 ]         2 样品组 [进择         方法 [结果组 ]         9 样品名称         亚硝酸根-丙酸         64-丙酸         7-甲酸         減富子-甲酸         減高子-甲酸         減高子-甲酸         減高子-甲酸         減高子-甲酸         減高子-甲酸         減高子-甲酸         減高子-甲酸         減高子-甲酸         減高子-甲酸         54-甲酸         64-丙酸         64-丙酸	<b>X - 项目</b> 数据库 2 数据库 2 数据库 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	■ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●	<ul> <li>帮助 (0)</li> <li>「 (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)</li></ul>		<b>又告</b> 東数据的样品組 0 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5	+)			
299 300 31 322 333 344 355 366 377 388 399 400 411 422 433 444	Cosety12420 用户 hp1c/化学系	★ 一 項目 数 委 定 数 委 定 を ま果 単 ・ ・ 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、	【 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●	<ul> <li>帮助 00</li> <li>「 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●</li></ul>		长告     《     长告     《     《     长告     《     《     《     《     《     》     》     》     》     》     》     《     》     《     》     《     》     《     》     《     》     《     》     《     》     》     》     》     》     《     》     》     》     》     》     《     》     《     》     《     》     《     》     》     》     》     》     《     》     《     》     《     》	P)			
2 292 300 311 322 333 344 355 366 377 388 393 340 401 411 422 433 444 455	Cosety12420 用户 hp1c/化学系	X     - 项目       X     - 项目       X     - 项目       X     - 项目       X     - ブ目       X     - ブー       X	□ ② 【 ③ ③ 【 ③ 【 ③ 【 【 ③ 【 ③ 【 ③ 【 ③ 【 ③ 【 ③ 【 ③ 【 ③ 【 ③ 【 ③ 【 ③ 【 ③ 【 ③ 【 ③ 【 ③ 【 ⑤ ⑤ ⑤ ⑤ ⑤ ⑤ ⑤ ⑤ ⑤ ⑤ ⑤ ⑤ ⑤	<ul> <li>         帮助 00         「 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●</li></ul>		♥告 ○	P) 4 P) P)			
2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3	Cosety12420 用户 hp1c/化学务         # (2) 编辑 (2) 視田 (2) 工具 (2)         # (2) 编辑 (2) 視田 (2) 工具 (2)         > # (2) 编辑 (2) 視田 (2) 工具 (2)         > # (2) 编辑 (2) 視田 (2) 工具 (2)         > # (2) 编辑 (2) 視田 (2) 工具 (2)         > # (2) 编辑 (2) 視田 (2) 工具 (2)         > # (2) 编辑 (2) 視田 (2)         > # (2) 編書 (2)         * (3) 編書 (2)         * (4) 細田 (2)         * (5) 一 (2)         * (4) 細田 (2)         * (5) 一 (2)         * (6) 田 (2)     <	X     - 项目       X     - 项目       X     - 项目       X     - 项目       X     - ブ目       X     - ブー       X	□ □ ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( (	<ul> <li>         帮助 00         「 ● ● ●         <ul> <li></li></ul></li></ul>		S告     S	+) 4 +) +) +)			
2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3	fosety12420       用户 hp1c/化学务         # (2)       網番 (2)       視田 (2)       工 (2)         > #       (2)       網番 (2)       視田 (2)       工 (2)         > #       (2)       (4)       (2)       (2)         > #       (2)       (4)       (2)       (2)         > #       (2)       (4)       (2)       (2)         > #       (4)       (2)       (4)       (2)         > #       (4)       (2)       (4)       (2)         > #       (4)       (2)       (4)       (2)         > #       (4)       (4)       (4)       (4)         > #       (4)       (4)       (4)       (4)         > #       (4)       (4)       (4)       (4)         > #       (4)       (4)       (4)       (4)         > #       (4)       (4)       (4)       (4)         > #       (4)       (4)       (4)       (4)         #       (4)       (4)       (4)       (4)         #       (4)       (4)       (4)       (4)         #       (4)       (4)       (4)       (4)         #	X     - 项目       X     - 项目       X     - 项目       X     - 项目       X     - ブ目       X	● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●	<ul> <li>         帮助 (0)         「 (1))</li></ul>	(山)         更新(山)           (山)         更新(山)           (山)         原新(山)           (山)         原新(山)           (山)         原子(小)           (古)         原子(小)           (古)         (山)           (山)         (山)           (古)         (山)           (山)         (山)	S 告     S 告     S 告     S 表 S S S S S S S S S S S S S S S S	+) 4 +)			
2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3	fosety12420 用户 hp1c/化学系 # ① 编错 ② 找图 ① 工具 ① 示 ③ ③ ① ● 所用 ◎ ● ● ● * # 品組 进程 ⑦ 方法 结果组 组 # #品組 进程 ⑦ 方法 结果组 组 # #品名称 亚磷酸根-丙酸 6#-丙酸 6#-丙酸 6#-丙酸 6#-丙酸 0#-甲酸 5#-甲酸 0#-甲酸 0#-甲酸 0#-甲酸 0#-甲酸 0#-甲酸 0#-甲酸 0#-甲酸 0#-甲酸 0#-甲酸 0#-甲酸 0#-甲酸 0#-甲酸	★ - 项目 数 数 定 数 数 定 単 単 単 単 単 単 ・ 、 単 ・ 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、	● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●	帮助 (1)       帮助 (1)       「」 編编视图(小)       」 編编视图(小)       」 編编视图(小)       」 編编视图(小)       」 編编视图(小)       」 (1)	(山)         更新(山)           (山)         更新(山)           (山)         原新(山)           (山)         原子(山)           (古)         原子(山)           (古)         原子(山)           (古)         (山)           (山)         (山)	S 告     S 告     S 告     S 表 数据的样品组(     G    m 酸相性確确度标     S    不開除相     S    不開除相     S    不開除相     S    不開除相     S    和助定标     S    和助定标     S    和助定标     S    和助的样品组(     S    和助的样品组)     E 数据的样品组(     E    数据的样品组)     E    数据的样品组(     S    和助的样品组)	+) +) +) +) +)			
2 300 311 322 333 344 411 422 433 366 377 378 388 399 400 411 422 433 444 455 650	fosety12420       用户hp1c/化学系         # ① 鋼機 ② 浅图 ⑨ 工具 ①         >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>	水         一 项目           水         一 项目           次         一 项目           20         次           21         23           21         24           1         1           1           1         1	【 ②】 【 ○ 2 2 3 3 8 8 8 8 8 7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	<ul> <li>帮助 (2)</li> <li>「 個 通 通</li> <li>「 個 通 通</li> <li>「 個 通 通</li> <li>「 個 個 通 個</li> <li>「 個 明 個</li> <li>「 他 明 采集方</li> <li>「 他 明 希定的</li> <li>○ 他 明 希定的</li> <li>○ 他 明 指定的</li> </ul>	(山)         更新(山)           (山)         更新(山)           (山)         (山)           (山)<	民告     長数据的样品组(     回     □    □	中)			
2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3	Cosety12420 用户 hp1c/化学系         # ① 编播 ② 視日 ① 工具 ①         >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>	K         一 项目           X         - 项目           X         - 项目           X         - 项目           X         - ブロ目           X         - ブロー           X	【 ②】 【 ○ 28 【 ○ 28 【 ○ 2 ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) (	帮助 (1)       帮助 (2)       「 個 通 」       (編編祖四()       (現田)       (日)	2420     「更新(U)     更新(U)     更新(U)     「方法組     同定义字段     「方法組     」     「     」     」     」     」     」     「方法組     「     」     」     」     」     」     「法組(即:从用于采      」     」     」     」     」     」     」     」     」     「     」      』     』     』     』     』     』     』     』     』     」     」     」     」     」     」     」      』	民告     長数据的样品组     回     面酸根准確确度标     二乙膦酸指     样品测定标     工工     探教指     的样品组     和      和       和       和        和	中)	○ 10 - ○		
2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3	Cosety12420 用户 hp1c/化学等         年 ① 编辑 ② 視日 ① 工具 ①         二 通 回 回 二 年日         二 准品组 进祥         方法 [结果组 ]         2 样品组 ]         3 市         5 市<	X     一 页目       X     一 页目       X     ※ ※ ※       W     ※ ※       X     ※ ※       Y     ※       Y <t< td=""><td>● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●</td><td>帮助 (1)       帮助 (2)       「 個 23       編編視图(他)       編編視图(他)       編編視图(他)       (使用第編集)       (使用指指定的)       (使用指指定的)       (使用指指定的)       (使用指定的)       (使用指定的)</td><td>2420         ■ 2420</td><td>State              0</td><td>中) 中) 中) 型 記述 が (水)、</td><td></td><td></td><td></td></t<>	● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●	帮助 (1)       帮助 (2)       「 個 23       編編視图(他)       編編視图(他)       編編視图(他)       (使用第編集)       (使用指指定的)       (使用指指定的)       (使用指指定的)       (使用指定的)	2420         ■ 2420	State              0	中) 中) 中) 型 記述 が (水)、			
Image: System         Image: S	Cosety12420 用户 hp1c/化学弱         年 ② 编辑 ② 視日 ② 工具 ①         二 □ □ □ ○ ○ □ ○ □ ○ □ ○ □         本 件: 脉省         2 样品组 进择       方法 1结果组 组         2 样品组 通择       方法 1结果组 组         2 样品组 通择       方法 1结果组 组         2 样品名称       亚磷酸根-丙酸         64-丙酸       64-丙酸         64-甲酸       74-甲酸         74-甲酸       74-甲酸	X     一項目       X     一項目       X     数据库       W     公式库       Y     1       1     1       1     1       1     1       1     1       1     1       1     1       1     1       1     1       1     1       1     1       1     1       1     1       1     1       1     1       1     1       1     1       1     1       1     1       1     1	● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●	<ul> <li>帮助 (0)</li> <li>「 (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)</li></ul>	2420         ■ 2420                ・         更新(U)                ・              ・                ・              ・                が)         更新(U)                ・              ・                が)              ・                方合             ・              ・                が)              ・              ・                が)              ・              ・                方法組             ・              の:              ・                のp LaserJet 1000               ・              ・                が法組             (即:             从用             ・              ・              ・                が法組             (即:             从用             ・              の             ・              ・                ・              ・              ・              の             ・                ・              ・              ・              ・                ・              ・              ・              ・                の            ・              の             ・ <td>S告           0</td> <td><ul> <li>中)</li> <li>中)</li> <li>中)</li> <li>中)</li> <li>型 2005 01 0 (1)</li> <li>中)</li> <li>中)</li> <li>単)</li> </ul></td> <td></td> <td></td> <td></td>	S告           0	<ul> <li>中)</li> <li>中)</li> <li>中)</li> <li>中)</li> <li>型 2005 01 0 (1)</li> <li>中)</li> <li>中)</li> <li>単)</li> </ul>			
Image: 2000 control with the second control withe second control withe second control with the second c	Cosety12420 用户 hp1c/化学系	X     一页目       X     一页目       X     3       水目     1       1     1	● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●	<ul> <li>帮助 00</li> <li>「 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●</li></ul>		又告           ●	<ul> <li>中)</li> <li>中)</li> <li>中)</li> <li>中)</li> <li>中)</li> <li>2420 LS 単位</li> <li>2420 LS 単位</li> <li>2420 LS 単位</li> <li>2420 LS 単位</li> </ul>	? ×		
2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3	Cosety12420 用户 hp1c/化学弱         年 ② 编指 ② 視日 ② 工具 ①         二 □ □ ○       法目 ② 工具 ①         二 □ □ ○       法目 ② 工具 ①         二 □ □ ○       法目 ② 工具 ①         本 件:       缺省         2 样品组 [ 注梓       方法 [ 结果组 ] 经         2 样品名称       亚磷酸根-丙酸         64-丙酸       64-丙酸         64-丙酸       9         東高子-甲酸       東高子-甲酸         東高子-甲酸       東高子-甲酸         成酸根-甲酸       亚磷酸根-甲酸         亚磷酸根-甲酸	X     一页目       X     一页目       X     3       X     5 <t< td=""><td>● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●</td><td><ul> <li>帮助 00</li> <li>「 個 100</li> <li>「 他 用 報告定的</li> <li>[ ● ● 出</li> <li>[ ● 他 用 報告定的</li> <li>[ ● 他 用 報告の</li> <li>[ ● ● 他 用 報告の</li></ul></td><td>2420         ■ 2420                ・               ・              ・              ・              ・                     ・              ・              ・</td><td>↓ 数据的样品组 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○</td><td><ul> <li>中)</li> <li>中)</li> <li>中)</li> <li>中)</li> <li>中)</li> <li>2420LS単位</li> <li>2420LS単位</li> <li>2420LS単位</li> <li>2420LS単位</li> <li>2420LS単位</li> </ul></td><td>? ×</td><td></td><td></td></t<>	● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●	<ul> <li>帮助 00</li> <li>「 個 100</li> <li>「 他 用 報告定的</li> <li>[ ● ● 出</li> <li>[ ● 他 用 報告定的</li> <li>[ ● 他 用 報告の</li> <li>[ ● ● 他 用 報告の</li></ul>	2420         ■ 2420                ・               ・              ・              ・              ・                     ・              ・              ・	↓ 数据的样品组 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	<ul> <li>中)</li> <li>中)</li> <li>中)</li> <li>中)</li> <li>中)</li> <li>2420LS単位</li> <li>2420LS単位</li> <li>2420LS単位</li> <li>2420LS単位</li> <li>2420LS単位</li> </ul>	? ×		
2 % % % % % % % % % % % % %	Cosety12420 用户 hp1c/化学系	X     - 项目       X     - 项目       X     - 项目       X     - 项目       X     - ブ目       1     1       1     1       1     1       1     1       1     1       1     1       1     1       1     1       1     1       1     1       1     1       1     1       1     1	【 ② 【 ② 【 ③ 【 ③ 【 ③ 】 【 ③ 】 ③ 【 ③ 】 ③ 【 ③ 】 ③ 【 ③ 】 ③ 】	<ul> <li>帮助 (0)</li> <li>「 個 (1)</li> <li>(4)</li> <li>(4</li></ul>	2420              ・             「	♥告 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●	<ul> <li>中)</li> <li< td=""><td>? ×</td><td></td><td></td></li<></ul>	? ×		
マンパート         マンパート           第二         第二         第二	fosety12420 用户 hp1c/化学等 f ① 编辑 ② 我图 ① 工具 ① 示 詞 図 ① ● (計) ① 工具 ① 示 詞 図 ① ● (計) ② ● (1) ③ ***(+) 餘省 ***(+) 餘省 ***(- 前能) 6#- 7) 酸 6#- 7) 酸 6#- 7) 酸 6#- 7) 酸 6#- 7) 酸 7#- 7) 酸 7#- 7) 酸 7#- 7) 酸 7#- 7) 酸 7#- 7) 酸 7#- 7) % 7#- 70 %	X     - 项目       X     - 项目       X     - 项目       X     - 项目       X     - ブ目       X	【 ② 【 梁 【 章 【 》 【 》 】 【 】 】 】 】 】 】 】 】 】 】 】 】 】 】	<ul> <li>帮助 (1)</li> <li>編編 (1)</li> <li>編編 (1)</li> <li>編編 (1)</li> <li>編編 (1)</li> <li>(1)</li> <li>(2)</li> <li>(3)</li> <li>(4)</li> /ul>	2420              ・             ・	聚告           0           國家國家主要的样品组           0           國家國家主要的样品组           1           三國軍任           三國軍任           三國軍任           三國軍任           三國軍任           三國軍任           三國軍任           三國軍任           三國軍任           2420 LS 单位	中)         中)         中)         型         取消         2420 LS 单位			

**手动计算:**取Log-log线性拟合曲线方程为: lgA = a + b lg m(其中A为峰面积, m为进样 质量),下面以两点校正为例说明计算方法。公式变形后 $A = a^* m^b$  ( $a^* = 10^a$ ),如果两

个标样的峰面积和进样质量分别为 $A_3$ 、 $m_3$ 、 $A_4$ 、 $m_4$ ,代入变形后的公式:  $A_3 = a^* m_3^b$  $A_4 = a^* m_4^b$ 

两式相除消去 a\*, 可得:

$$b = \frac{\lg(A_3 / A_4)}{\lg(m_3 / m_4)}$$

$$x = \frac{\sqrt[b]{A_2}m_1p}{\sqrt[b]{A_1}m_2}$$

样品含量为:

A<sub>1</sub>—标样的峰面积 m<sub>1</sub>—标样称样量 p—标样百分含量 A<sub>2</sub>—样品的峰面积 m<sub>2</sub>—样品称样量

### 3.2 定性结果

3.2.1 手动方法 调出要分析的文件,在查看主窗口界面,提取色谱图后,提取光谱图。 移动时间标尺,观察停在色谱峰不同位置时,紫外吸收光谱曲线的变化。如果变化不大, 可认为色谱峰纯度较高。

3.2.2 自动方法 按照外标法单点校正的方法进行峰纯度自动计算。当纯度角度值小于 纯度阈值时,表明峰纯度高。最大不纯度值表明从那个时间起峰就不纯了。





## 3.3 打印报告

将定量结果保存后,返回项目窗口。点击结果选项卡,右键,打印,选择使用指 定的报告方法,<u>青岛科大化工学院分析测试中心</u>。上述报告格式可满足一般分析要求。 如需要特殊格式,可以自定义报告格式。也可以预览报告格式。

4	利谷隆月	日户 fan:	zx/管	俚员 - 項目								J	_ 8 ×
Ŕ	(件(E) 編	辑 (E)	视图(	⊻) 工具(I)	数据库(D) 帮助	(H)							
	a   🖪   🗷		3 #P	<u>No 😂 🐚</u>	₽₽₩								
Γ													
笷	誌条件: [	缺省				•	扁辑视图 (\)	更新(	D				
•	▶ 样品組	1 进祥	通道	方法 结果组	結果 峰 曲线 神	见图筛选	器 自定义:	字段   审计)	追踪				
55	样品名称	样品瓶	进样	样品类型	处理的通道说明	采	集日期	处理E	期	处理方法			
1	利谷隆	2	1	未知	PDA 254.0 纳米	2003-12	-25 14:46:30	2003-12-26	9:08:15	利谷隆			
2	利谷隆	3	2	标准样	PDA 254.0 纳米	2003-12	-25 15:06:28	2003-12-26	9:08:03	利谷隆			
3	利谷隆	2	1	未知	PDA 254.0 纳米	2003-12	-25 14:46:30	2003-12-26	8:31:38	利谷隆			
4	利谷隆	3	2	标准样	PDA 254.0 纳米	2003-12	-25 15:06:28	2003-12-26	8:31:32	利谷隆			
帮	助 F1											4)	选中
i	日子生	<i>(</i> 🔅		Millennium	132	和利	验 開户 fan	zx/管理	💌 WAT	ERS高效液	相色谱	Мсн	9:48

i d	<b>利谷隆月</b> "件(F) 编	目户 fan: 誤録 (F)	zx/管: 视图/	理员 - 項目 V) 「丁且 (T)	数据库 (D) 帮助	1 <i>(</i> H)							[	_ <u>8 ×</u>
		ini <i>e</i>	3.8.											
			≇/ ⊡=⊺											
1		2 k=-%				_	] 编辑视图 (W)	一百刻	e on t					
уп —		秋1    - 1 いいい	1	(	(									
	▶ 样品组	目进样	通道	方法  结果组     苯 日 巻 刑	」結果 隆 曲线	视图	「筛选器   自定义部	字段   軍	新追踪   第日期	从田子社				
1	任前名称 到公際	17∓ áá#N	进件	牛苗突型		201	木朱口知	SC:	理口朔   06.00045	虹理力法				
2	利谷隣	3	2	标准样	PDA 254.0 新水	20	新建力法 ( <u>N</u> )	· ·	-26 9:08:03	利谷隣				
3	利谷隆	2	1	未知	PDA 254.0 纳米	20	查看 (R) 比较 (C)		-26 8:31:38	利谷隆				
4	利谷隆	3	2	标准样	PDA 254.0 纳米	201	预览/出版 (V)		-26 8:31:32	利谷隆				
							处理 (P)							
						$\square$	运行样品(U)							
						+		)						
H						+	锁定通道 (L)							
H						+	通道解锁(U)							
H						+	查看 (⊻)	•						
						$\top$	删除行(D)							
							复制(C)							
							粘贴 (P)							
						$\perp$	隐藏列(日)							
H						+	显示所有列 (S	0						
_ ≢B			-			-	打印表 ( <u>N</u> )						43	*
Ŧ15.	助F1 ▶ エ☆	<i>6</i> 6 🗠	<b>7</b> /1	Milloppiur	~??	IE	表属性 (R)			rene喜淋漓。	旧舟 )益	1	4 <u>)</u>	五甲
		10 faor			1132		2018日(四)…					·		
<b>立</b>	(F) 編	u)— Tan. 辑 (E)	28/日· 视图(	座员-現日 ⊻) 工具(T)	数据库(D) 帮助	) (H)							_	
P	=   <b>=</b>   <b>=</b>		s #	N 8 D										
			=>   11			ļ								
ゲ		出し					┛ 编辑视图 (₩)	更新	F W					
	) IN IX B 4	e jarte	[):雷;关]	方法   法里朝	(生甲)國(西級)	加肉		」 宋段主定						
5	样品名称	样品瓶	进建	样品类型	」		采集日期	小	理日期					
1	利谷隆	2	1	未知	PDA 254.0 纳米	200	)3-12-25 14:46:30	2003-12	2-26 9:08:15	利谷隆				
2	利谷隆	3	利	谷隆 - 后台如	理及生成报告					?				
3	利谷隆	2		- 处理										
4	利谷隆	3		□ 处理										
			+	<ul> <li>使用未:</li> <li>① 使用指:</li> </ul>	来刀法狙  调二 定的方法组	мн.	丁木朱釵佑的件。	iá独中)			-			
			+	○ 使用指:	定的处理方法					-				
H			+	┏ 清除校	正 口使	用现	, 有积分 如何	[处理:]	校正并定量	-				
Н			╞╴└	40.44							-			
H				- 报告	hp LaserJet	1000					<b>न</b>			
F				○ 使用采	, 集方法组 (即:	从用	目于采集数据的样	品組中)			-			
				○ 使用指	定的方法组						-			
			ΓI	⊙ 使用指	定的报告方法		<b>吉岛科大化工</b>	学院分析	所测试中心		-			
			+	导出										
H			+	□ 告田										
H			+	⊙ 使用采	集方法组 (即:	从用	目于采集数据的样	品組中)						
F			+	○ 使用指	定的方法组									
∟ 帮	b) 助 F1	1	±	○ 使用指	定的导出方法								4 ì	先中
1	开始	<i>(</i> 🔅	3	Millenniur	m32		]利谷隆 用户 fan:	zx/管理.	💌 WA1	TERS高效液	相色谱		Мсн	9:51

<mark>ं</mark> रु	■ 利谷隆 用户 fanzx/管理员 - 項目												
 ?#	法多姓 [	4.1.2 <sup>2</sup>					编辑视图(W)	■新 00	1				
yii)		w天1日 + 〔144.4×1	( <b>1</b> 201			ڪ محتق مد آين			1				
	<u>【 住品組</u> 样品名称	1   进件     样品瓶	<u>通</u> 迫 讲样	力は 結果組     样品类型	」────────────────────────────────────	宽 视图师 2明	迎語   日定义子 采集日期	段   申け垣踪 外理日期	<u> </u>     小理方注				
1	利谷隆	2	1	未知	PDA 254.0 纳	***  米 2003-	新建方法 (N	) <b>}</b> 9:0	3:15 利谷隆				
2	利谷隆	3	2	标准样	PDA 254.0 約	₩ 2003-		5 9:0	3:03 利谷隆				
3	利谷隆	2	1	未知	PDA 254.0 約	₩ 2003-	□□1a(10) 比较(⊆)	8:3	1:38 利谷隆				
4	利谷隆	3	2	标准样	PDA 254.0 約	* 2003-	- 预览/出版 ( <u>v</u> か理 (n)	) 8:3	1:32 利谷隆				
										_			
H							- 导出 (E)			-			
H								/		-			
								(D					
							<ul> <li>- 锁定通道 (L)</li> <li>- 通道解锁 (U)</li> </ul>	, 🗀					
										_			
$\vdash$										-			
H										-			
							隐藏列 (H)						
							显示所有列	(S)		_			
	u						打印表 (N)						* -
#5 F	ŋF1 N∓té∭	<u>a</u> 🗠	<b>72</b>	Milleopiur	n22		表属性(R)		WATEDS喜种	波相 <u>奇</u> ) 一	1	4) • •	选中 
MATERS   1 Marting (Materson ) Materson (Mater												_ 8 ×	
 文件(E) 编辑(E) 视图(Y) 布局(L) 帮助(H)													
÷.		正曲线											
	2 LC 校   2 LC 校	:正点表 :正平均	占表										
<u>+</u> ,	●● 女理	万法 方法		打开报告方法 ? 🗙									
÷.	🚽 合出	方法		请选择报告方法来预览选中的数据:									
<ul> <li>□ 即 方法组</li> <li>□ 10 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11</li></ul>													
÷.	■ <b>系统信息</b> ● 使用报告方法 (属于采集方法组 利谷隆) (1).												
÷.													
E.													
Ē													
	□□ 字段 	白定义:	字段										
●□湿合組					确定	J			帮助				
⊞ ☆ 分贝   ⊞ ☆ <b>谷</b> 采集日志													
中心 PDA/MS 組				在这里放置报告组									
🗉 📈 系统适应性组			Ħ										
□(2) 结构组   □ 八 色谱匹配组													
÷.	🚺 溶出	度組											
						•							► ►
帮	助 F1						项目:利谷陵	ŧ	单个				
1	开始	<i>(</i> 🔅		Millenniur	n32	🔁 利谷隊	輩用户 fanzx/	WATERS 高	滧液相	📩 利谷隆 用户 f	anzx/	👌 СН	9:56



## 第四章 文件管理

**4.1 删除数据文件**:进入工作站主界面,双击浏览项目,选择要浏览的项目,按确定。选择要删除的数据文件行,点击右键,点击<u>删除行</u>就将该数据文件删除掉。

#### 第五章 Millennium 32 4.02 版本(中文版)安装要点及有关事项

- 5.1 操作系统用 WINDOWES 2000 SP2 以上版本 , 另外 需要安装 IE5.5 以上。
- 5.2 本机用 ISA bus 选项。
- 5.3 注意 ZQ 选项不要选上。
- 5.4 安装序列号在 PDA KEY DISK 磁盘上, W1ENCE045M。在安装过程中有 CRC 错误 提示。安装后解压的时间很长, 要耐心等待。
- 5.5 工作站安装后,在系统中能找到"Buslace"硬件的存在,占有资源:中断请求 12。