E.coli Competent Cells HST08 Premium

使用说明书

Takara Code: D9128

包装量

E. coli HST08 Premium Competent Cells 100 μ l × 10 支 Control DNA(pUC19,0.1 ng/μ l) 10 μ l × 1 支

保 存:-80℃

制品说明

感受态细胞(Competent Cells)是一种具有摄入外源DNA能力的受容菌,它可以摄取外源的质粒DNA等。在进行基因重组实验时,使用感受态细胞的转化实验应用十分广泛。在制作基因文库、重组质粒体以及进行亚克隆实验时,特别是在目的基因含量十分低的情况时,使用高效的感受态细胞显得十分重要。

Takara公司在Hanahan方法的基础上进行了改良,制备出了高效的感受态细胞(都为EK1系列的宿主大肠杆菌)。

Genotype

F-, endA1, supE44, thi-1, recA1, relA1, gyrA96, phoA, Φ80d/acZΔM15, Δ(lacZYA-argF) U169, Δ(mrr-hsdRMS-mcrBC), Δ mcrA λ-

细胞种类

高效常用宿主 E. coli HST08 Premium

HST08 Premium是*mrr, hsdRMS, mcrBC, mcrA*缺失的菌株,具有很高的转化效率,可用于甲基化质粒的制备,克隆效率比较高。10 kbp以上长片段的连接转化时,可与TaKaRa DNA Ligation Kit LONG (Takara Code: D6024) 一起使用,效果很好。pUC系列质粒、BAC文库等转化都可以使用。可通过β-半乳糖苷酶的α-互补性,添加X-gal进行蓝白筛选,以挑选阳性克隆。

细胞浓度:1~2×109 Bacteria/ml

质量标准

- 1. 使用 1 ng 的质粒 DNA 进行转化时:
 - 100 μl *E. coli* HST08 Premium Competent Cells/ng pUC19 Plasmid进行转化时产生的菌落数 > 1×10⁸ transformants/μg pUC19 Plasmid。
- 2. β-半乳糖苷酶的α-互补性确认:
 - 对 *E. coli* HST08 Premium Competent Cells 使用 pUC19 DNA 进行转化后 在含有 100 μg/ml 的 Ampicillin、40 μg/ml 的 X-Gal 的 L-琼脂平板培养基上,产生蓝色菌落。
- 100 μl 的 E. coli HST08 Premium Competent Cells 在含有 100 μg/ml Ampicillin 的 L-琼脂平板培养基上过夜培养 40 hr 不产生 菌落。

使用方法

质粒 DNA 的转化方法

- 1. 把感受态细胞置于冰中融化。
- 2. 把 100 µI 的感受态细胞移至灭菌处理的试管内。
- 3. 加入用于转化的 DNA(10 ng 以下)。
- 4. 冰中放置 30 分钟。
- 5. 42℃放置 45~60 秒。

- 6. 冰中放置 2~3 分钟。
- 7. 加入 37℃预温好的 SOC 培养基,使终体积为 1 ml。
- 8. 37℃振荡培养 1 小时(160~225 rpm)。
- 9. 取适量涂布琼脂平板培养基。
- 10.37℃过夜培养。

注意事项

- 1. 一定要用干冰运输。
- 不立即使用的感受态细胞请在-80℃下保存(融化后的感受态细胞不能再冻结保存)。
- 转化时请使用传热性能较好的试管。一般的 1.5 ml 微型离心管 也可使用,但转化效率会有所下降(此时请在使用方法 5.的 42℃ 下放置 60 秒)。
- 4. 对 100 μl 的感受态细胞 用于转化的质粒 DNA 量请控制在 10 ng 以下,并保证 DNA 溶液的体积在 20 μl 以下。否则会影响转化 效率
- 使用 SOC 培养基的地方也可使用 LB 培养基,但此时转化效率 会有所下降。
- 6. 包装中附有 0.1 ng/µl 的 pUC19 DNA,供作对照实验使用。

备 注

SOC 培养基的组成

2%	Bacto tryptone
0.5%	Bacto yeast extract
10 mM	NaCl
2.5 mM	KCl
10 mM	MgSO4
10 mM	MgCl2
20 mM	Glucose
ZU MIVI	Glucose