

# 用户使用手册

---

## User's Manual

*Model MG25+*

*Document Version 3.20*

杭州朗基科学仪器有限公司  
Hangzhou LongGene Scientific Instruments Co., Ltd.

## 第一章 介 绍

- 本系统提供了一个用户选择编程的变温样品台。它既可恒定在某个温度设定点上，也可按一定模式在多个温度设定点之间快速升降温。
- 本系统根据用户需要，在样品台上配有两种规格的样品井，即用户在本仪器上既可使用普通 0.2ml 反应管，又可使用 0.5ml 反应管。如需获得最佳反应结果，请选用我们推荐的 PCR 管。
- 由于采用获得专利技术的“Peltier 效应”电子热泵，作为加热冷却元件，本产品不仅具有升降温速度快、体积小、重量轻、噪声低等优良性能，而且可靠耐用，寿命长。样品台温度范围宽，可低于室温使用。
- 软件设计上，20×4 字符式蓝色液晶显示器可以提供完整的实时信息提示。
- 键盘设计简捷、方便。本系统摒弃扩增仪传统编程方法中的程序链接（英文 Link）方式，采用了易学易用的自然编程法。
- 本系统安装有热盖，无需加油。
- 本系统具有运行状态断电处理的功能，使操作者无需担心仪器的运行过程被中断等问题，恢复供电后程序将自动从断电时状态继续运行。
- 本系统仅供科学研究用。

**本仪器为“即插即用”型仪器，因此无需安装调试。请阁下在使用前仔细阅读本说明书。**

## 第二章 开箱和安装

- 小心拆箱，按照装箱单清点主机与附件。保存好包装材料，以备下次运输之用。
- 仔细审视仪器与附件外部，如有运输致损情况，立即通知供货商和运输商。
- 选择高度适中的台面安装仪器，轻松操作。
- 仪器两侧面留取一定空间，间隔 15 厘米以上，用于通风和散热。
- 供电线路提供良好接地，可进一步提高电气安全性和系统可靠性。
- 环境温度在 15°C-30°C，相对湿度在 20%-80%时，仪器取得最佳性能。
- 环境清洁少尘，避免阳光直射。
- 远离热源，水源，强烈的电磁干扰源。
- 将仪器电源线连接上电源，按下位于仪器背后的电源开关，液晶将显示主菜单。
- 本仪器热盖采用微调旋钮，可调整热盖高度。按下热盖前端的蓝色半月型按钮即可打开热盖。插好反应管后，合上热盖，请务必轻微转动热盖上方的蓝色旋钮来调节热盖高度，以适应不同型号的样品管。

[提示]电源线插口和电源开关皆在仪器背面。

**提示：**由于本仪器配有热盖装置，因此严禁在样品井中加入任何石蜡油。由此引起的仪器损坏，恕不在保修范围内，

**提示：**热盖高度可使用微调旋钮。当旋钮调整到一定紧度即可。切勿旋转过度，以免压破反应管。

**提示：**请务必保存好原包装纸箱，以备日后因需维修而寄送仪器所用。对于因未用原包装并在运输途中造成仪器损坏，本公司恕不负责。

## 第三章 操作详解

### 面板功能说明

[0]~[9][ <b>-</b> ]	数字键	用于输入参数值。
[ <b>Stop</b> ]	中止键	退出当前的操作或运行状态。
[ <b>Pause</b> ]	暂停键	运行温度程序状态下，第一次按下该键，系统暂停当前的运行，并对暂停计时；第二次按下该键，系统恢复原先的运行。
[ <b>Cancel</b> ]	清除键	清除当前的数据。
[ <b>Enter</b> ]	确认键	确认当前数据输入有效或选择当前操作。
[ <b>▼</b> ][ <b>▲</b> ]	翻页键	在编辑状态下，它用作翻页键，向前或向后翻页。
[ <b>▶</b> ][ <b>◀</b> ]	光标键	可按此键向左或右移动光标。
[ <b>#</b> ]	#字键	文件命名结束键。

### 开 机

**提示：运行中请勿用手触摸样品台或热盖金属面，以免烫伤。**

开机后，将听到仪器内部冷却风扇的运转，仪器进入自检程序。液晶显示器显示内容：

LONGGENE MG25+  
Version 3.20  
Self Testing.....


制造商：朗基公司  
机型：MG 25+  
软件版本号：3.20  
自检状态.....

若自检正常，液晶显示器显示主菜单内容：

MAIN:	MG25+
<u>R</u> UN	enter
list	edit
file	lid

主菜单	MG25+型
<u>运</u> 行	新建
查看	修改
文件	热盖

此时，可以开始键盘操作。下面是一个标准的 PCR 实验的实例。



## 主菜单 [Main]

我们从主菜单开始。仪器自检结束后，显示以下主菜单，或者在其它状态下，按[Stop]键将回到主菜单。

MAIN:	MG25+	主菜单	MG25+型
RUN	enter	运行	新建
list	edit	查看	修改
file	lid	文件	热盖

主菜单下有六种功能，即运行 (**Run**)，新建 (**Enter**)，查看 (**List**)，修改 (**Edit**)，文件 (**File**) 和热盖 (**Lid**)。按[▶]、[◀]、[▲]或[▼]键移动光标到相应操作下，按[Enter]键确认进入该操作。

## 运行 [Run]

在主菜单下，选择运行 **Run** 操作，屏幕将显示所有储存的程序。按[▼][▲]翻页键快速翻页，或移动光标键顺次查找您所要运行的程序，并按[Enter]键确认。

RUN:	
A1	a2
a3	a4
a5	a6

这时屏幕会提示您：

RUN:	a1	运行：程序名	a1
Use heated lid?		是否开启热盖？	
YES	no	是	否

如果选择“是”，那么在运行的过程中，热盖将会工作（保持在 105°C），防止样品管顶部冷凝现象，您就不需要在样品管内加石蜡油。**注意任何时候都不要**在样品台井内加入石蜡油。

如果选择“否”，那么您务必在样品管内加入石蜡油！以防止顶部冷凝。

如果您所选择的程序是 Sim-Tube（模拟管）温控方式，这时，屏幕继续提示您：

RUN:	a1	运行：	程序名	a1
Vessel:	0.2 TUBE	管型：	0.2ml PCR管	
0.5 tube	plate	0.5ml PCR 管	96 孔 PCR 板	

选择您使用的管型后，屏幕会显示：

RUN:	a1	运行：	程序名	a1
Volumn (ul):	___	反应体积 (ul):	___	

输入您样品的反应体积后，仪器会正式进入运行阶段。若您选择了“热盖开启”功能，那么热盖会先进入升温预热阶段。当热盖升温至 100°C 时，仪器正式进入运行状态。这时热盖仍在继续升温，直至 105°C。

在等待热盖升温期间，用户亦可按[Stop]键终止运行，返回主菜单。

程序正常结束或异常结束，热盖都将自动关闭加热功能。您还可以在主菜单下进入 **LID** 项下来选择热盖自动关闭的温度。（详见第 11 页）

RUN:	a1	运行：	程序名	a1
Lid temperature :	20°C	当前热盖温度为	20°C	

如果您选择的是“热盖关闭”，那么再次提醒您务必在样品管中加入石蜡油，以免样品蒸发，影响实验。在这种情况下，热盖不加热即进入运行阶段。

在运行过程中，可按[▼]键查看其他的运行状态显示页，完毕后按[▼]键恢复原来的运行状态。这时，液晶显示：

```
RUN:          a1
Est remain:  1h01m20s
Step # 1    Tot  Cyc 35
0h18m20s   Segment # 2
```

运行： 程序名 a1  
 预计剩余运行时间： 1 小时 1 分 20 秒  
 目前循环至第一温度点 本区段为 35 次循环  
 已运行 0 时 18 分 20 秒 现位于第 2 区段

若运行正常结束则显示：

```
RUN:
Running      finishes at
1h10m0s     Press Key
```

程序已正常完成  
 按[Cancel]键回到主菜单

## 暂停 [Pause]

运行中任何时候，若需要暂停，可按[Pause]键。对于要求中途加酶的情况下需要此功能。

```
<<Pause>> 94.0
Timer //// 0h19m40s
```

已暂停，当前温度 94°C  
 暂停时间 0 时 19 分 40 秒

再按[Pause]键，将退出暂停状态。您将发现，处在升温或降温阶段时按暂停键，将不影响继续升温或降温，暂停功能将在到达下个温度点保温状态下发挥作用。

## 中止 [Stop]

运行中任何时候，用户可中断运行，按[Stop]键显示：

```
Press <Stop> to Abort
or <Enter> to Continue
```

再按[Stop]键中止运行  
 或按[Enter]键继续运行

提醒您，是否确认要中止程序运行或者仅仅是一次误操作，若为后者，可以按[Enter]键继续运行。

突然关机并不会中止程序的运行，仪器会默认为中途断电，等重新开机后，仪器会继续运行关机前的程序。

## 断电保护 [Auto Restart]

仪器正常运行中若遇到断电，本系统的电脑记忆电路会自动记住程序断点，一旦恢复供电，系统将从断点开始继续完成后续之程序。同时显示器显示断电提示信息：

```
History: Power Lost!
```

历史信息报告：系统曾经断电！

按[Cancel]键可以清除断电提示信息。

**提示：**本仪器应在屏幕显示主菜单时才能关机。

**警告：**在潮湿环境中，请尽量避免使用 4°C 长久保温；否则会因为样品台过多积水而损坏系统。此种情况损坏，厂家不予保修。建议使用 10°C 以上的温度进行保温。

**重要提示：**在实验中及实验后均应在样品台的对角样品井中插入四个样品管（空管亦可），以保证热盖效果。

## 新建 [Enter]

在主菜单项下，选择 **Enter** 可进入新建状态，屏幕会显示：

```
Enter:  a_b_c_d_e_f_g_h_i#
        J_k_l_m_n_o_p_q_r#
Name:   #s_t_u_v_w_x_y_z#
        . , - + / ( ) := #
```

移动光标至所需英文字母，按[Enter]键，该字母会自动跳到文件名 **Name** 项下，阿拉伯数字[0]至[9]以及[-]可直接按面板上的相应键输入。满 8 个字符，自动生成程序名；不满 8 个字符选择“#”字符或直接按面板上的[#]号键结束，程序名即生成。8 个字符含数字及字母。

如果您误输入了字母或数字，按[Cancel]键清除即可。

如果您输入的程序名已存在，屏幕会提醒您：

<pre>Enter:  a_b_c_d_e_f_g_h_i#         J_k_l_m_n_o_p_q_r# Name:   #s_t_u_v_w_x_y_z# In Use! . , - + / ( ) := #</pre>	<pre>新建:   a_b_c_d_e_f_g_h_i#         J_k_l_m_n_o_p_q_r# 程序名 #s_t_u_v_w_x_y_z# 已存在! . , - + / ( ) := #</pre>
---	--

这时，按[Enter]键可重新开始输入程序名。程序名建立完毕后，屏幕会显示：

<pre>Enter:  a1 Control Method: BLOCK   Sim-Tube</pre>	<pre>新建:   程序名 a1 温控方式: 样品台方式 模拟管方式</pre>
--	---

样品台 (**Block**) 方式下，屏幕显示的温度仅为样品台温度，模拟管 (**Sim-Tube**) 方式下，屏幕显示的温度为样品管内反应液的温度。

**重要提示：**在样品台温控方式下，建议保温时间至少为 1 分钟。  
在模拟管温控方式下，最佳保温时间为 30 秒。

**提示：**在样品台温控方式下，屏幕显示为 BLK= 94C。  
在模拟管温控方式下，屏幕显示为 SMP= 94C。

确认温控方式后，屏幕会显示以下内容：

```
Enter:    a1
Segment #1
Hold Cycle END
```

新建： 程序名 a1  
第 1 阶段  
保温 循环 结束

↓ 若选择保温，将光标移动至 **Hold** 名下，按 [Enter] 键确认

```
Enter:    a1
Hold at 0.0 C
Hold for 0m 0s
```

↓ 若选择 94°C 保温 5 分钟。先按 [Cancel] 键清零，再输入数字 [9][4][0]，按 [Enter] 确认。这时光标会自动移至 “m” 前，先按 [Cancel] 键清零后，再按 [5] 和 [Enter] 键。这时光标会自动移至 “s” 前，按 [Cancel] 键清零。

```
Enter:    a1
Hold at 94.0C
Hold for 5m 0s
```

↓ 确认，按 [Enter] 键后会出现以下菜单

```
Enter:    a1
Segment #2
hold cycle END
```

新建： 程序名 a1  
第 2 阶段  
保温 循环 结束

**提示：任何参数需更改时，请先按 [Cancel] 键清零。更改后，必须按 [Enter] 键确认。否则，任何更新无效。**

**提示： 温度值有效范围：0°C~99.9°C  
时间分有效范围：0min~99min  
时间秒有效范围：0sec~59sec**

**提示：本系统规定，时间分钟（min）若设置为 99，表示保温时间无限长。**

若选择循环（Cycle），则将光标移至 **Cycle** 项下

```
Enter:    a1
Segment #2
hold CYCLE end
```

**提示：循环设定温度点有效范围 1~7。**

↓ 确认按 [Enter] 键


```
0 step PCR
```

↓ 若选择 3 阶温度循环，按数字键 [3]

```
3 step PCR
```

↓ 确认，按 [Enter] 键

```
Step #1
0.0C Hold 0m 0s
```



Step # 1  
Option? no YES

↓ 这时，选择 **No**，可进入第二步温度点。

Step # 2  
0.0C Hold 0m0s

同理，按第一步方法，可完成第二步温度点和第三步温度点的编辑。在所设温度点全部设定后，会出现以下显示：

Total Cycle = 0

↓ 若需循环 35 次，  
按数字键 [3][5]，  
确认按 [Enter] 键

Total Cycle = 35

↓ 确认，按 [Enter] 键

Segment # 3  
hold cycle END

↓ 若选择保温 72°C 保温 10 分钟，将光标移至 **Hold** 项下  
按 [Enter] 键确认

Hold at 0.0 C  
Hold for 0m 0s

↓ 清零后输入 [7][2][0]，按 [Enter] 键  
清零后输入 [1][0]，按 [Enter] 键

Hold at 72.0C  
Hold for 10m 0s

↓ 确认按 [Enter] 键，这时会出现以下显示：

Segment # 4  
hold cycle END

↓ 如果选择 4°C 长期保温，将光标移至 **Hold** 下，确认按 [Enter] 键

Hold at 0.0 C  
Hold for 0m 0s

↓ 输入 [4][0] 及 [Enter] 键，再输入数字 [9][9]

Hold at 4.0 C  
Hold for 99m 0s

↓ 确认按 [Enter] 键

**提示：** 在编辑状态下，确认当前页内容无误的情况，可按 [▼] 键快速向后翻页 {PageDown}；或按 [▲] 键快速向前翻页 {PageUp} 功能。

```
Segment # 5
hold cycle END
```

**提示：在编辑程序至最后一步，必须选择 [End] 作为结束阶段。**

如果选择结束，将光标移至 **End** 下，按 [Enter] 键确认。这时屏幕会出现：

```
Enter: a1
Estimated Run Time:
      99h 99m99s
Save?   YES no
```

```
新建: a1
预计运行时间: 99 小时 99 分钟 99 秒
保存当前程序吗? 是 否
```

如果选择 **是**，那么您刚才编辑的程序就被储存。  
如果选择 **否**，那么您刚才编辑的程序将被丢失。  
结束等待数秒后，屏幕会自动回到主菜单。

```
MAIN:   MG25+
RUN    enter
list    edit
file    lid
```

至此，编辑全部完成。您也可以再次进入查看 **List** 或修改 **Edit** 项下进行检查和修改。

**提示：在编辑过程中，如果误按 [Stop] 键，屏幕会跳至“是否保存”一页，按 [▲] 或 [▼] 翻页键可回到原来状态。**

## 查看 [List]

若您希望将浏览已储存的程序，可使用查看 **List** 功能。在主菜单下选择此功能，屏幕会显示：

```
LIST:
A1      a2
a3      a4
a5      a6
```

将光标移至所要查看的程序名下，按 [Enter] 键确认，这时您就可以查看该程序的内容。但在该功能下，您无法做任何修改和文件。如果您需要修改程序，请在主菜单项下选择 **Edit** 功能；如果您需要文件程序，请在主菜单项下选择 **File** 功能。浏览至最后一页，屏幕会显示：

```
LIST:      a1
Estimated run time:
99h99m99s
Save? yes  NO
```

这时，您只能选择 [No]，按 [Enter] 键回到菜单。

## 修改 [Edit]

若您希望将修改已储存的程序，可使用修改 **Edit** 功能。在主菜单下选择此功能，屏幕会显示：

```
EDIT:
A1      a2
a3      a4
a5      a6
```

```
修改
A1      A2
a3      a4
a5      a6
```

选择您想要修改的程序，按[Enter]键确认。这时，屏幕出现的就是您所要修改的程序。

```
EDIT:      a1
Control Method:
BLOCK      sim-tube
```

修改：程序名 a1  
 温控方式：  
 样品台方式 模拟管方式

这时，您可以一页一页的进行修改，修改处必须按[Enter]键确认。如果此页正确无误，可按[▼]键快速向下翻页。如果需要修改参数，请先按[Cancel]键清零，输入正确参数后，请务必按[Enter]键确认，否则输入无效。修改完毕后，屏幕会出现：

```
Edit:      a1
Estimated Run Time:
          1h 08m07s
Save?      YES  no
```

修改： a1  
 （新的）运行时间：  
 1小时8分钟7秒  
 是否保存？ 是 否

如果选择是，等待数秒钟后，原来的程序就被新的程序所覆盖。屏幕又回到了主菜单。

如果选择否，修改好的程序将会丢失，原程序照旧。屏幕回到主菜单。

## 文件 [File]

若您希望删除已保存的某个程序，可在主菜单下选择 **File** 功能，这时屏幕会显示：

```
Files:
DELETE
```

文件：  
 删除



按[Enter]键确认。这时屏幕会显示所有已储存的程序。

```
DELETE:
A1      a2
a3      a4
a5      a6
```

删除：  
 A1 a2  
 a3 a4  
 a5 a6



选择想要删除的程序，按[Enter]键确认。屏幕显示

```
DELETE: a1
Delete program?
        YES  no
```

文件： a1  
 删除该程序？ 是 否

选择 **是**，该程序就被删除了。

选择 **否**，您放弃删除该程序。屏幕会自动回到主菜单。

## 热盖 [Lid]

在主菜单下，选择此功能，可设置热盖自动关闭的温度。即运行中样品台或样品的温度如果不高于该温度点，则热盖会自动关闭；若温度高于该温度点，热盖将恢复工作。

```
LID:
Turn off heated
Lid below:  0C
```

热盖：  
 当温度低于 0 C时  
 热盖自动关闭

如果您希望在 4°C 保温时，热盖不工作。那么，在空格处输入[4]，确认即可。该参数一经设置后会一直按此方式工作，除非再次更改。

## 第四章 维 护

### 样品台清洁

定期用棉签清洁样品台和样品井中残留物。

### 表面清洁

选用中性清洁剂清除仪器外表面，包括面板、翻盖等的油污渍。只要将其喷上表面，再用软质干布轻轻擦拭，即光洁如初。

## 第五章 特殊信息

仪器运行的任何时候，若液晶显示器显示以下内容，可以按照说明了解其含义并采取相应的措施。

History : Power Lost!

历史信息报告：系统曾经断电！

运行中若出现断电现象，一旦恢复供电，显示器显示该页信息，按任意键清除该信息。

ATTN: Sensor error!  
Call service...

注意：传感器错误！  
请求维修！

温度传感器故障，切断电源，请求维修。

## 第六章 故障排除

以下内容将有助于您判断仪器是否处于故障状态，以及可以尝试的解决办法。对于所列解决办法无效的情况或者未列其中，而您认为应属故障的时候，请查阅封底我们的地址，并及时与我们联系，我们将为您提供最好的技术支持和售后服务。

现象	可能原因	解决办法
合上电源开关却无任何动静	<ul style="list-style-type: none"> <li>※ 停电</li> <li>※ 电源线未可靠地插入插座中</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>※ 关机等待来电再工作</li> <li>※ 插紧电源线</li> </ul>
振动噪声异常	<ul style="list-style-type: none"> <li>※ 工作台不够坚实</li> <li>※ 底脚摆放不平</li> <li>※ 外壳螺丝松</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>※ 更换坚实的工作台</li> <li>※ 重新放平仪器</li> <li>※ 拧紧螺丝</li> </ul>
液晶显示正常但不能升降温	<ul style="list-style-type: none"> <li>※ 热泵损坏</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>※ 切断电源，请求维修</li> </ul>
电源接通后，风扇转，但无显示	<ul style="list-style-type: none"> <li>※ 液晶显示器或其信号接线故障</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>※ 切断电源，请求维修</li> </ul>
液晶显示： History : Power Lost!	<ul style="list-style-type: none"> <li>※ 运行过程中曾经停电</li> <li>※ 运行过程中未曾停电：                             <ul style="list-style-type: none"> <li>a. 电源线未可靠插入机箱后插座</li> <li>b. 电源插座接触有问题</li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>※ 仪器正常，按任意键清除                             <ul style="list-style-type: none"> <li>a. 插紧电源线入机箱后的插座，避免松动摇晃</li> <li>b. 换一处可靠的电源插座</li> </ul> </li> </ul>
液晶显示： Sensor Error!	<ul style="list-style-type: none"> <li>※ 传感器失效！</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>※ 主电路故障，按任意键返回主菜单，然后切断电源，请求维修。</li> </ul>
液晶显示： Ambient too hot!	<ul style="list-style-type: none"> <li>※ 仪器自我保护！</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>※ 环境温度降下来，仪器将正常工作</li> </ul>
升温至一定温度，无法继续升温	<ul style="list-style-type: none"> <li>※ 潮湿条件下，4℃ 长期保温，样品台内部积水</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>※ 关闭热盖功能，打开翻盖，让仪器在 93℃ 左右运行半个小时即可</li> <li>※ 将保温条件提高至 10℃</li> </ul>
液晶显示： Demo Expired! Please Return...	<ul style="list-style-type: none"> <li>※ 试用期已满！</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>※ 请与供应商联系</li> </ul>
液晶显示： Sink too hot!	<ul style="list-style-type: none"> <li>※ 冷却风扇故障！</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>※ 请求维修</li> </ul>

## 附录一： 系统指标参数表

样品台容量	25 孔× 0.2ml + 16 孔× 0.5ml
<b>温 度</b>	
温度范围	0℃ ~ 99.9℃, 不低于室温 30℃
最大升温速度	3℃/秒
最大降温速度	2℃/秒
温度均匀性	≤ ± 0.2℃
温度准确性	≤ ± 0.2℃
变温速度可调	0.3℃ ~ 3℃
温控方式	模拟管温控方式 和 样品台温控方式
<b>编 程</b>	
可存储程序数目	125
最大循环数	99
时间递增/递减	1 ~ 60s
温度递增/递减	0.1 ~ 10.0℃
断电保护功能	有
4℃ 长期保存	有
暂停/停止功能	有
按键数目	20
可编程暂停功能	有
<b>热 盖</b>	
热盖温度	保持 105℃
程序结束自动关闭功能	有
宽电压范围	170 ~ 270VAC 50Hz 150W
<b>尺 寸</b>	
外形尺寸 (L×W×H)	265mm×220mm×250mm
净重	5.8 公斤

[注]为了进一步改进产品，仪器外观及技术指标若有改进，恕不另行通知。

## 附录二： 装箱清单

- 1、MG25+型基因扩增仪一台
- 2、电源线一根
- 3、《用户使用手册》一本（内附《质量保证书》）
- 4、《合格证》一份

附录三

中英文单词对照表

• <b>A</b>			
abort	放弃		
auto	自动		
at end	结束		
• <b>B</b>			
below	低于		
Blk=block	样品台		
block	样品台		
• <b>C</b>			
cancel	清除		
C=centigrade	摄氏度		
calculator	计算器		
call	寻求		
Col=column	列		
continue	继续		
control	控制		
cycle	循环		
• <b>D</b>			
delete	删除		
delta	增减量		
down	降温		
• <b>E</b>			
edit	修改		
end	结束		
enter	新建		
error	错误		
estimated	预计		
ext=extension	时间递增/递减		
• <b>F</b>			
finish	结束		
forever	永久		
files	文件功能		
• <b>G</b>			
Grad=gradient	梯度		
gradient	梯度		
• <b>H</b>			
h=hour	小时		
history	历史状态		
hold	保温		
heated lid	热盖		
• <b>I</b>			
Inc=increment	温度递增/递减		
• <b>K</b>			
key	任意键		
• <b>L</b>			
left	左边		
lid	热盖		
list	查看		
• <b>M</b>			
method	方式		
m=minute	分钟		
main	主菜单		
		• <b>N</b>	
		name	命名, 文件名称
		no	否
		• <b>O</b>	
		off	关闭
		option	先进功能
		or	或者
		• <b>P</b>	
		pause	暂停
		plate	96 孔板
		power lost	断电
		press	按
		preview	预览
		profile	程序
		program	程序
		• <b>R</b>	
		ramp	变温
		ramp rate	变温速度
		reach	达到
		right	右边
		run	运行
		running time	运行时间
		• <b>S</b>	
		s=second	秒
		save	保存
		segment	阶段
		self testing	自检
		sensor	传感器
		service	帮助
		sim-tube	模拟管
		Smp=sample	样品
		step	步骤
		stop	停止
		• <b>T</b>	
		temp=temperature	温度
		time	时间
		turn off	关闭
		total	共, 合计
		• <b>U</b>	
		up	升温
		• <b>V</b>	
		vessel	管型
		volume	反应体积
		• <b>W</b>	
		waiting	等待
		• <b>Y</b>	
		yes	是