

△ 送站修理

請務必填妥購買日期並蓋店章以確保權益有權益

- 除另有契約規定外，服務區域限中華民國管轄區內
- 轴承刀片及其它配件等之耗材不在保證範圍內

※服務保證範圍
• 天線、磁針、磁頭、攝像管、鏡頭、充電電池、印表頭、熱感頭、燈光燈管、燈泡、

原存聯請妥善保存，並於本公司之工程師前往服務時主動提示保證書以享受權益。

為維護您的權益應即詳實填寫購買日期並蓋店章，於一週內上網<http://www.sampo.com.tw>登錄或與公司聯絡（小家電免寄回），始享有本公司自購買日起一年之免費服務，客戶

△ 請注意事項

- 本家電產品使用於營利商業時，其保證期限按保證書所載日期減半保證
- 保證書內容購買日期未填寫或經塗改或與物不符者，則失去保證效力
- 本產品售後服務委託：禮聯國際企業有限公司 服務專線：(02) 2996-0865

※如有下列情形之一者，雖在保證期間內不予免費優待

- 由於天災地變或人為引起之故障或損壞
- 因使用之過失或使用錯誤，以致商品故障或損壞
- 擅自改裝商品或經外人維修所引起之故障或損壞
- 安裝位置之遷移或搬運所引起之故障或損壞

△ 請注意事項

姓名	_____	出生日期	年	月	日	電話	_____
地址	_____						
購買日期	年	月	日	經銷商	_____	店址	_____
電話	_____	電子信箱	_____				

3D浮動型電動牙刷 TB-B701L 機號

聲寶產品保證書



TB-B701L

3D浮動型電動牙刷 使用說明書

保證書印製於說明書最後頁，購買時請要求經銷商填寫妥購買日期及蓋店章，以確保您的權益

User Manual

電源	三號電池x2	功率	3V	轉速	5200轉/分鐘
----	--------	----	----	----	----------

外型尺寸	240 (高) x 68 (長) x 47 (寬)	機體淨重	69.2g
------	---------------------------	------	-------

各部名稱

- ① 刷頭 ② 刷身 ③ 機蕊 ④ 底蓋 ⑤ 電池位置

使用安全注意事項

- 爲了您的健康，請每三個月更換一次刷頭
- 本產品具備防水功能，但請勿將牙刷長時間浸泡於水中
- 當產品轉速變慢時，請更換新電池
- 請勿自行拆修，避免發生危險



使用說明

主要功能說明：

- 3D浮動刷頭全方面呵護牙齒及牙齦，有效減少摩擦損傷，90度迴旋刷牙徹底清潔零死角。
- 超強扭力同時配備進口杜邦軟毛刷頭，柔軟舒適。
- 高速轉動產生的振動波可以按摩牙齦，促進血液循環，預防口腔疾病的產生。

電氣規格：

- 產品尺寸：高208mm，長22mm，寬25mm
- 技術參數：功率：3V 電源：3號電池X2 轉速：5200轉/分鐘

使用壽命規格：

- 電池：每天使用2次，每次使用2分鐘，可持續使用40天
- 刷頭：正常使用壽命爲三個月
- 牙刷體：正常使用壽命1年

性能或特性規格：

- 刷頭左右轉動，轉速爲5200轉/分

附屬品：

- 本產品附贈一個替換刷頭

注意：本產品不附贈電池，電池需自行購買