

TJD-900 种子净度工作台

说明书

在使用产品前请仔细阅读使用说明书

TJD-900 种子净度工作台

说明书

一、简介

种子净度工作台根据光学透射、反射及放大原理，结合电子技术、人体工程学原理设计制作。用于清选种子和种子净度检测及米质判定。

本公司推出的新型种子净度工作台（种子净度观察台），在引进和参照美国同类仪器的基础上研制而成，由透射光源系统、操作台、反射光源和放大装置三部分一体化构成，设计上更专注于细节，更加人性化。

种子净度工作台台面白光柔和、反射均匀，整体轻巧，放置于桌面上使用，可放大观察被测物体，在种子清选、净度检测方面表现出它优越的性能，主要应用在农业院校和各级种子管理站，种子公司，粮食部门等。

二、使用方法

使用时，需将净度台平放桌子上，所要观察的种子放在台面上，插好电源，打开开关，台面上亮度柔和，放大镜灯从上面照明和放大，可以更清楚的观察种子情况。配有两块板，可根据不同需要更换。工作台下方设有抽屉，使用时将观测好的种子直接拨到抽屉里。如将要取出种子的话可将抽屉内塞子拨开，将器皿在孔下方接住，用刷子刷出即可。

三、注意事项

1. 净度台擦拭时，请用干布擦拭，防止水流进内部镇流器造成内部短路。
2. 不得用尖锐的工具划净度台表面。
3. 内部的日光灯可以更换，更换时，拿开台面观察板，将原有日光灯管旋转 90 度取出即可更换。

四、技术参数

1. 放大倍率：0-7 倍
2. 功率：30W
3. 观察台台面尺寸：360×330MM
4. 工作台底座尺寸：940×330MM
5. 发光板尺寸：300×270MM
6. 电源：220V 50HZ

五、联系方式

上海比朗仪器有限公司

地址：上海市闵行区景谷东路 99 号

电话：021-34202609 34202608

传真：021-34203866

网站：www.sh-bilon.com