


USER GUIDE

MODELS: VS1100
VS1150

VS
VSCULPT®

A Healthier You, Inside and Out™



EMERGO EUROPE
Prinsessegracht 20
2514 AP The Hague
The Netherlands

Australian Sponsor
EMERGO AUSTRALIA
Level 20, Tower II
Darling Park 201 Sussex Street Sydney
NSW 2000 Australia

Register your product
at www.vsculpt.com

To learn more about vSculpt treatments, accessories,
pelvic floor health, and precautions, visit vsculpt.com.

TABLE OF CONTENTS

1 WELCOME TO vSCULPT

- Registering Your Device

2 PRECAUTIONS

4 SAY HELLO TO vSCULPT

5 ACCESSORIES

- vSculpt Photonic Gel™

6 MEET vSCULPT

- What to Expect
- Achieving Best Results

7 FEATURES

- Modes & Settings

8 PREPARATION FOR USE

- Consulting Your Physician
- Charging

9 GETTING STARTED

- Using vSculpt

11 TREATMENT PLANS

- Therapy Plan
- Maintenance Plan

12 IMPORTANT INFORMATION

- Care, Cleaning, and Storage

13 SUPPORT

- Warranty
- Troubleshooting Guide
- Contact Information
- WEEE Waste Disposal Guidelines
- RoHS Compliant
- Technical Specifications
- Glossary of Symbols

BOX CONTENTS

- vSculpt Therapeutic Device
- USB Charging Cable
- Storage Sachet
- User Guide

WELCOME TO VSCULPT

Congratulations on your purchase!

vSculpt is a handheld medical device intended for the purpose of toning, tightening and restoring weak pelvic floor muscles and vaginal tissues for the treatment of stress, mixed and mild to moderate urge incontinence in women. It is also indicated to improve sexual satisfaction in women who experience sexual dysfunction symptoms due to lack of lubrication and vaginal tissue laxity. For the treatment of pelvic muscle pain and increased healing and blood circulation.

vSculpt offers two models, vSculpt and vSculpt PRO. vSculpt PRO is for sale exclusively through our professional partners. Both models are represented in this user guide.

To accelerate the healing properties of vSculpt, we recommend use with our Photonic Gel™ (sold separately).

It is important that you read and understand the instructions, warnings, precautions, and safety information in this booklet before using your vSculpt for the first time.

***Please charge your vSculpt 24 hours prior to first use to ensure proper operation and battery life.**

Register Your vSculpt

Register your vSculpt today at **www.vSculpt.com** to receive your one year warranty and to gain access to exclusive vSculpt information, accessories, and product news.

PRECAUTIONS

Please read the following safeguards before using. Please use caution and good judgment when using vSculpt.



This Warning Symbol appears next to information about possible safety risks. Be sure to read and follow all the warnings and safety information.

- Use this product only for its intended use as described in these directions.
- This device is not intended for use by anyone under the age of 18, and close adult supervision is necessary if children under the age of 18 are near the device.

 **This device is not waterproof and should not be submerged. It can be cleaned with a damp cloth.**

 Only connect vSculpt with the USB cable provided and to USB power adapters certified in compliance with IEC 60950-1 or IEC 60601-1 based national standards.

 No modification of this equipment is permitted.

 Do not disassemble this equipment.

 Do not attempt to charge device while using the device.

 Mobile RF communications equipment can affect medical electrical equipment.

- vSculpt is designed for individual use only. Please do not share.
- After each use, the device should be thoroughly cleaned.
- The device should not be used in the presence of an active sexually transmitted infection, as an active infection may have symptoms that are aggravated by use of the device.
- Do not use the device if you are using cancer-fighting drugs, medications, or topical creams that increase photosensitivity. These may cause an adverse reaction.
- This device is intended for vaginal insertion only.
- **Do not use silicone-based lubricants with the device.**
- Do not stare directly into the device lights.
- Do not use if you are pregnant or believe you may be pregnant.

- If you are experiencing abdominal pain, or have other medical issues or health concerns, please consult your physician before using this device.
- If you experience numbness, skin irritation, dizziness, or feel pain, stop using this device immediately and consult your physician.
- Exercise caution when using near body piercings.
- If you are experiencing prolonged redness or sensitivity in the treatment area, discontinue use and consult your physician. In addition to speaking with your physician, please contact Joylux Customer Care at customercare@vSculpt.com.
- If any part of the device is cracked, broken, or damaged, or if there are signs of moisture or condensation on the inside of the device, discontinue use immediately.
- Do not use the device if the lights have been damaged in any way.
- If the device begins to overheat, turn off immediately.
- Do not use the device if you think the device has been immersed in water.
- Do not use or store the device near water, or where it can be dropped or pulled into water.

- Keep the USB charging cord away from children, as it poses a strangulation risk.
- Keep the charging cord away from heated surfaces.
- Do not operate the device or charging cord if either component has been damaged, dropped, or immersed in water, or if the cord is frayed or damaged.
- Do not disassemble. If the device is malfunctioning, contact Joylux Customer Care at customercare@vSculpt.com.

POTENTIAL RISKS

Please use vSculpt with caution. Inserting anything into the vagina (including vSculpt) without proper care could result in the following:

- Cramping
- Vaginal discharge
- Vaginal infection
- Vaginal irritation
- Vaginal sensitivity

SAY HELLO TO VSCULPT

3 or 4 light treatment modes*

Customize your treatments

USB-rechargeable

Charging is easy and convenient

Gentle heat

Helps build collagen and increase circulation

Medical-grade materials


Highest grade for safety and comfort
No latex, phthalates, or BPA

Therapeutic vibration

Improves muscle tone 6 or 10 modes for customization*

Therapeutic lights

9 red and infrared LEDs to restore vaginal tissue and stimulate collagen production



* Available features depend on your specific model. See page seven for additional information.

ACCESSORIES



We have designed complementary products to accelerate your results.

vSculpt Photonic Gel™

vSculpt Photonic Gel is specially formulated with hyaluronic acid and aloe. This premium water-based, ultra-concentrated gel provides lubrication.

DIRECTIONS

Apply desired amount of Photonic Gel to the tip of vSculpt or to the external genital area prior to use.

INGREDIENTS

Water/Aqua/Eau, Propylene Glycol, Hydroxyethylcellulose, PEG-45M, Sodium Hyaluronate, Aloe Barbadensis (Aloe Vera) Leaf Juice, Polyquaternium-5, Gluconolactone, Sodium Benzoate, Potassium Sorbate, Citric Acid

MEET VSCULPT

What to Expect

vSculpt offers a noninvasive method to help restore the muscle and tissue of your pelvic floor, improving your quality of life. To help you ease into using vSculpt, we recommend gradually increasing the treatment modes over the course of 3 weeks—start with the beginning treatment mode (6 minutes) during the first week, the intermediate treatment mode (8 minutes) during the second week, and then the advanced treatment modes of either 10 or 12 minutes beginning in the third week.*

vSculpt provides maximum therapeutic benefits through 9 high-powered LEDs (red and infrared) to restore tissue and stimulate collagen.

*12 minute treatment option only available on vSculpt PRO

Results

For full results, we recommend you use your vSculpt every other day for 45 to 60 days or until you achieve your desired results. Upon completion of your initial therapy, use vSculpt once per week to maintain your results.


FEATURES

Legend

1. On/off button
2. Light therapy mode button
3. Sonic vibration mode button
4. Indicator lights
5. Infrared treatment lights
6. Red treatment lights
7. USB charger connection

At any point during therapy, vibration can be adjusted or turned off.

At any point during therapy, treatment lights can be turned off.



Sonic Vibration Modes & Settings

vSCULPT

SONIC VIBRATION MODES

1. Constant on- low intensity
2. Constant on- high intensity
3. Slow Wave- low intensity
4. Slow Wave- high intensity
5. Fast Wave- low intensity
6. Fast Wave- high intensity

LIGHT THERAPY MODES

1. Beginning Treatment (6 minutes)
2. Intermediate Treatment (8 minutes)
3. Advanced Treatment (10 or 12 minutes)*

*12 Minute treatment option only available on vSculpt PRO

vSCULPT PRO

SONIC VIBRATION MODES

1. Constant on- low intensity
2. Constant on- high intensity
3. Slow Wave- low intensity
4. Slow Wave- high intensity
5. Fast Wave- low intensity
6. Fast Wave- high intensity
7. Pulse- low intensity
8. Pulse- high intensity
9. Fast Pulse- low intensity
10. Fast Pulse- high intensity

PREPARATION FOR USE

Consulting Your Physician

If you are under a doctor's care for any pelvic floor related conditions, please consult your physician before using vSculpt.


Do not use if you are pregnant or believe you may be pregnant.

Do not use if you are using cancer-fighting drugs, medications, or topical creams that increase photosensitivity.

Charging

Charge your vSculpt 24 hours before first use and subsequently after each use ensuring the battery is fully charged.

- Attach the provided USB charging cable to the vSculpt handle, plug into any universal USB-certified power source, and then plug into an electrical outlet.
- vSculpt will detect power and signal the motor to vibrate 2 times.
- The center red indicator light will illuminate, signifying that vSculpt is charging.
- Once the battery is fully charged, the red indicator light will turn to solid green, indicating the battery is fully charged.




GETTING STARTED

1. Apply desired amount of Photonic Gel to the tip of the device or externally prior to insertion.
2. Turn on vSculpt by pressing the power button.
3. Choose your therapy mode of either 6, 8, 10, or 12 minutes*.
4. Press the light therapy mode button to begin treatment.
5. Lie back and relax – knowing you are improving your pelvic floor health.

*12 Minute treatment option only available on vSculpt PRO

LIGHT THERAPY MODES



- Once a treatment mode has been selected, press and hold the light therapy mode button to activate the therapeutic treatment lights.

Using vSculpt

1. The therapeutic treatment lights will illuminate to solid red and the treatment timer is activated (the treatment program now cannot be changed).
2. Vibration will come on by default with constant low-intensity vibration, together with therapeutic lights. Sonic vibration mode is independent of the light treatment; you can change the vibration pattern and intensity at any time.
3. Insert vSculpt 4 inches into the vaginal canal.
4. vSculpt's internal timer is immediately activated and treatment time begins.
5. Once the treatment is completed, the therapeutic lights and vibration will automatically turn off.

USING vSculpt (CONTINUED)

6. Sonic vibration modes are able to operate independently after light therapy treatment.
7. Temperature sensors monitor heat before, during, and after light treatment to ensure safety.
8. Though light treatments have default vibration, if you use a new sonic vibration mode for more than 1 minute, the next light treatment will adjust accordingly to include your preferred vibration mode.
9. After treatment time elapses, the treatment lights automatically turn off and are disabled for 2 hours 30 minutes to ensure your safety and treatment compliance.
10. You may continue to use vSculpt in vibration mode only while treatment lights are disabled.

DID YOU KNOW?

Infrared light is not visible to the naked eye. vSculpt has 6 red and 3 infrared LED-emitters. When activated, only the 6 red LED-emitters will be visible, but all 9 LED-emitters are activated.

Using vSculpt in sonic vibration mode only

vSculpt has 6 sonic vibration modes:

1. Constant on- low intensity
2. Constant on- high intensity
3. Slow Wave- low intensity
4. Slow Wave- high intensity
5. Fast Wave- low intensity
6. Fast Wave- high intensity

vSculpt PRO has 10 sonic vibration modes:

1. Constant on- low intensity
2. Constant on- high intensity
3. Slow Wave- low intensity
4. Slow Wave- high intensity
5. Fast Wave- low intensity
6. Fast Wave- high intensity
7. Pulse- low intensity
8. Pulse- high intensity
9. Fast Pulse- low intensity
10. Fast Pulse- high intensity

- Scroll through the sonic vibration modes until desired vibration is reached. To turn off vibration, simply press and hold the sonic vibration mode button.
- Preferred sonic vibration mode: If your selected sonic vibration mode was used for more than 1 minute, vSculpt will store this mode in memory. The next time vSculpt is turned on, your preferred sonic vibration mode will be initiated.

TREATMENT PLANS

Your therapeutic regimen requires use of vSculpt every other day for 45 to 60 days or until you achieve desired results.

We recommend a gradual introduction of vSculpt therapy by increasing your treatment duration over two weeks. This allows you time to become familiar and comfortable with vSculpt and its many modes and settings.

WEEK 1

Beginning Treatment (6 minutes), 3 times weekly with 1 day between treatments.

WEEK 2

Intermediate Treatment (8 minutes), 3 times weekly with 1 day between treatments.

WEEKS 3-8

Advanced Treatment (10 or 12 minutes), 3-4 times weekly with 1 day between treatments.*

Each of us is unique. Take the time you need to adjust to the higher treatment times. Your ramp up time may be slower or faster - both of which are ok.

*12 Minute treatment option only available on vSculpt PRO

Maintenance Plan

After you have completed your treatment plan, we recommend using your vSculpt 1-2 times weekly for 10-12 minutes.* This will help maintain your results.

vSculpt with Kegel Exercises

Kegel exercises are one way to help strengthen your pelvic floor muscles. While vSculpt helps more than just pelvic floor muscles, when combined with Kegels, it can amplify your results. Please see the step-by-step guide below.

1. Begin using vSculpt as directed.
2. When vSculpt is inserted into the vagina, identify the muscles you use to stop urinating.
3. While holding the vSculpt, squeeze these muscles for up to 10 seconds, then relax for up to 10 seconds. Your stomach and thigh muscles should not tighten when you do this.
4. Repeat as often as you can during the vSculpt light treatment. Ideally, you should be able to do this Kegel exercise 10 to 15 times.

IMPORTANT INFORMATION

Care, Cleaning, & Storage

vSculpt is made with body-safe, medical-grade silicone and is easy to clean. We recommend that you gently clean vSculpt with water and antibacterial soap prior to first use and after each subsequent use to kill bacteria and ensure freshness.

- Make sure vSculpt is turned off.
- Do not immerse vSculpt into water, run under water, or place in a dishwasher, sterilizer, or autoclave.
- Use a soft nonabrasive cloth and gentle antibacterial soap to wipe clean.
- Soaps may cause irritation, and any residue should be wiped off.
- Be careful to avoid the electronic controls and charging port.
- After you clean vSculpt, let it air dry.
- Store vSculpt in a cool, dry location, protected from dirt, dust, and impurities.
- Use of other cleaning solutions and appliances may damage vSculpt and its electronics.
- With proper care, the vSculpt device will perform for a minimum of two years.

SUPPORT

Warranty and Product Registration

One-year warranty against manufacturer defect-related problems resulting from normal use of the product. Register your vSculpt today at www.vSculpt.com. Sign up for vSculpt email and gain exclusive access to vSculpt treatments, accessories, pelvic floor health and wellness information, and new product introductions.

Warranty Exclusions

Not covered under the one-year warranty: damage caused by misuse, abuse, neglect, alterations, or unauthorized repair; normal wear and tear, including chips, scratches, abrasions, discoloration, or fading.

Troubleshooting Guide

PROBLEM: vSculpt won't turn on. Try one or more of the following:

- Make sure your vSculpt is charged. See "Charging" section of user guide.
- Make sure you are pressing and holding the On/Off button.
- If it still doesn't turn on, contact customer care at Joylux Customer Care at customercare@vSculpt.com.

PROBLEM: The treatment lights won't turn on. Try one or more of the following:

- Make sure your vSculpt is charged. See "Charging."
- Make sure your vSculpt is on. See above or "Get Started."
- Make sure a treatment program has been selected. See "Get Started."
- Press the Light Therapy Mode Button.
- If the lights still do not turn on, contact Joylux Customer Care.

SUPPORT (CONTINUED)

PROBLEM: The vibration won't turn on. Try one or more of the following:

- Make sure your vSculpt is charged. See "Charging."
- Make sure your vSculpt is ON. See above or "Get Started."
- If using in Light Therapy Mode, make sure a treatment program has been selected. See "Get Started."
- If using in Sonic Vibration Mode only, press and hold the Sonic Vibration Mode Button.
- If the vibration does not turn on, contact Joylux Customer Care.

If you continue to experience problems, please contact customer care at customercare@vSculpt.com.

Do not attempt to disassemble vSculpt as this may cause damage, malfunction, electrical shock, fire, or personal injury. There are no user-serviceable parts inside the unit. If vSculpt is malfunctioning, contact customer care.

Never operate vSculpt if the USB charging cable is damaged. If vSculpt is not working properly, or if it has been dropped, damaged, or submerged in water, contact customer care.

Contact Information

customercare@vSculpt.com
www.vSculpt.com
Seattle, WA 98122
USA

About Joylux, Inc.

Joylux, Inc. is a global health technology company creating innovative products to transform women's pelvic floor health and empower women to live their best lives. For more information, please visit us at www.vSculpt.com or www.joyluxinc.com.

Waste Electrical and Electronic Equipment Directive (WEEE)

Joylux, Inc complies with Directive 2012/19/EU OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 27 January 2003 on waste electrical and electronic equipment (WEEE).

vSculpt contains a lithium-ion battery. This product has required the extraction and use of natural resources for its production. It may contain hazardous substances that could impact health and the environment if not properly disposed of. In order to avoid the dissemination of those substances in our environment and to diminish the pressure on natural resources, we encourage you to use the appropriate take-back systems for product disposal. Those systems will reuse or recycle in a sound way most of the materials of the product you are disposing of.

The crossed-out wheeled bin symbol informs you that the product should not be disposed of along with municipal waste and invites you to use the appropriate separate take-back systems for product disposal.

If you need more information on the collection, reuse, and recycling systems, please contact your local or regional waste administration.

You may also contact your retail store, supplier, or local government for more information on the environmental performances of this product.

For instructions on how to dispose of this device, please visit www.vSculpt.com.

RoHS Compliant

The European Union has established requirements for Restriction of Hazardous Substances (RoHS) in all Electrical and Electronics Equipment (EEE). Please see Directive 2011/65/EU that entered into force 21 July 2011 becoming effective 2 January 2013.

CE Mark

vSculpt is approved in Europe as a medical device and has received the CE mark indicating compliance with all appropriate regulations.

Federal Communications Commission Power Input (FCC)

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

ELECTROMAGNETIC CAUTIONS

Guidance and manufacturer's declaration – electromagnetic emissions.

The vSculpt is intended for use in the electromagnetic environment specified below.
The customer or the user of the vSculpt should assure that it is used in such environment.

Emissions Test	Compliance	Electromagnetic environment - guidance
RF emissions (CSFPR 11)	Group 1, Class [B]	The vSculpt uses RF energy only for its internal function. Therefore, its RF emissions are very low and are not likely to cause any interference in nearby electronic equipment. The vSculpt is suitable for use in all establishments, including domestic establishments and those directly connected to the public low-voltage power supply network that supplies buildings used for domestic purposes.
Harmonic emissions (IEC 61000-3-2)	Complies (1)	
Voltage fluctuations/flicker emissions (IEC 61000-3-3)	Complies (2)	
Notes:	(1) The EUT utilizes less than 75W. No limits are specified for equipment with less than 75 W input rating. (2) The EUT is unlikely to produce significant voltage fluctuations or flicker. No testing required.	

Guidance and manufacturer's declaration-electromagnetic immunity- For all ME equipment and ME systems

The vSculpt is intended for use in the electromagnetic environment specified below.

The customer or the user of the vSculpt should assure that it is used in such an environment

Immunity Test	Test level	Compliance level	Electromagnetic environment - guidance
Electrostatic discharge (ESD) (IEC 61000-4-2)	± 6kV contact ± 8 kV air	± 6kV contact ± 8 kV air	Floors should be wood, concrete or ceramic tile. If floors are covered with synthetic material, the relative humidity should be at least 30%.
Electrostatic fast transient/burst (IEC 61000-4-4)	± 2 kV power supply lines ± 1 kV for input/output lines	± 2 kV power supply lines N/A	Mains power quality should be that of a typical commercial or hospital environment.
Surge (IEC 61000-4-5)	± 1 kV differential mode ± 2 kV common mode	N/A ± 2 kV common mode	Mains power quality should be that of a typical commercial or hospital environment.
Voltage dips, short interruptions and voltage variations on power supply input lines (IEC 61000-4-11)	<5% UT (>95% dip in UT) for 0,5 cycle <40% UT (>60% dip in UT) for 5 cycles <70% UT (>30% dip in UT) for 25 cycles <5% UT (>95% dip in UT) for 5 sec	<5% UT (>95% dip in UT) for 0,5 cycle <40% UT (>60% dip in UT) for 5 cycles <70% UT (>30% dip in UT) for 25 cycles <5% UT (>95% dip in UT) for 5 sec	Mains power quality should be that of a typical commercial or hospital environment. If the user of the vSculpt requires continued operation during power mains interruptions, it is recommended that the vSculpt be powered from an uninterruptible power supply or a battery. NOTE: UT is the a.c. mains voltage prior to application of the test level.
Power frequency (50/60 Hz) magnetic field (IEC 61000-4-8)	3 A/m	30 A/m	Power frequency magnetic fields should be at levels characteristic of atypical location in a typical commercial or hospital environment.

Guidance and manufacturer's declaration – electromagnetic immunity – for ME equipment and ME systems that are not Life-Supporting

The vSculpt is intended for use in the electromagnetic environment specified below.

The customer or the user of the vSculpt should assure that it is used in such an environment.

Immunity Test	Test level	Compliance level	Electromagnetic environment - guidance
			Portable and mobile RF communications equipment should be used no closer to any part of the vSculpt including cables, than the recommended separation distance calculated from the equation applicable to the frequency of the transmitter. Recommended separation distance
Conducted RF (IEC 61000-4-6)	3 Vrms 150 kHz to 80 MHz outside ISM bands	6 V 150 kHz to 80 MHz	$d = \left[\frac{3.5}{V_1} \right] \sqrt{P}$
Radiated RF (IEC 61000-4-3)	3 V/m 80 MHz to 2.5 GHz	10 V/m 80 MHz to 2.7 GHz	$d = \left[\frac{3.5}{E_1} \right] \sqrt{P} \text{ 80 MHz to 800 MHz}$ $d = \left[\frac{7}{E_1} \right] \sqrt{P} \text{ 800 MHz to 2.5 GHz}$

where P is the maximum output power rating of the transmitter in watts (W) according to the transmitter manufacturer and d is the recommended separation distance in metres (m)^(b)

Field strengths from fixed RF transmitters, as determined by an electromagnetic site survey^(c) should be less than the compliance level in each frequency range^(d)

Interference may occur in the vicinity of equipment marked with the following symbol:



(See notes on following page)

Notes: NOTE 1 At 80 MHz and 800 MHz, the higher frequency range applies.

NOTE 2 These guidelines may not apply in all situations. Electromagnetic propagation is affected by absorption and reflection from structures, objects and people.

^(a) Field strengths from fixed transmitters, such as base stations for radio (cellular/cordless) telephones and land mobile radios, amateur radio, AM and FM radio broadcast and TV broadcast cannot be predicted theoretically with accuracy. To assess the electromagnetic environment due to fixed RF transmitters, an electromagnetic site survey should be considered. If the measured field strength in the location in which the vSculpt is used exceeds the applicable RF compliance level above, the vSculpt should be observed to verify normal operation. If abnormal performance is observed, additional measures may be necessary, such as reorienting or relocating the vSculpt.

^(b) Over the frequency range 150 kHz to 80 MHz, field strengths should be less than 10 V/m.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Models: VS1100 and VS1150

Main Power: Lithium-ion rechargeable battery, 2,200 mAh capacity

Electrical Class: Internally Powered

Electrical Type: TYPE BF - silicone

LED Type: Diode

Wavelengths: 662 nm, 855 nm

Light Energy (Fluence):

6 minutes = 13.0 J/cm² +/- 20%

8 minutes = 17.4 J/cm² +/- 20%

10 minutes = 21.7 J/cm² +/- 20%

12 minutes = 26.7 J/cm² +/- 20%

Operational Frequencies: 32 MHz; 83 kHz; 50 MHz.

USB Input Power: 5VDC, 450mA

Treatment Cycle: 6, 8, 10, 12 minutes

Operating Modes: Three modes: light only, vibration only, light and vibration

Ingress Protection: IP34

Protected from solid foreign objects greater than 2.5 mm diameter. Protected from water splashing against the enclosure from any direction shall have not harmful effect.

Cooling: Passive

Weight: 0.35 kg +/- 0.03kg (0.77 lbs +/- 0.07 lbs)

Dimensions: Length 24 cm (9.4 in), Width 3.7 cm (1.5 in), Depth 3.7 cm (1.5 in)

Power Requirement: Internally powered 5VDC

Temperature:

Operating: 5°C (41°F) - 40°C (104°F)

Storage: -25°C (-13°F) - 70°C (158°F)

Atmospheric Pressure Range: 700 hPa to 1,060 hPa.

Relative Humidity:

Operating: 15% to 93%, Non-Condensing

Storage: 15% to 93%, Non-Condensing

Light Source Risk Group: Exempt

Safety Certifications:


UL/IEC/EN 60601-1; IEC/EN 60601-1-2;
IEC/EN 60601-1-11; IEC 60825-1; IEC EN 62471;
EN 60601-2-57 CAN/CSA-C22.2 No. 601.1-M90

Average Service Life: 2 years – may vary depending upon usage patterns

GLOSSARY OF SYMBOLS



Accompanying User Guide



EMERGO EUROPE
Prinsessegracht 20
2514 AP The Hague
The Netherlands

Australian Sponsor
EMERGO AUSTRALIA
Level 20, Tower II
Darling Park 201 Sussex Street Sydney
NSW 2000 Australia

Authorized Representative



CE Mark with Notified
Body Number



Device Model Number,
Catalog Number



General Warning Symbol



Humidity Limits



Keep Dry



Light Therapy Mode Button



Manufactured by Joylux Inc. Seattle, WA



ON/OFF (Push Button)



Restriction of Hazardous Substances



Serial Number



Sonic Vibration Mode Button



Temperature Limits



Type BF Applied Parts



Waste Electrical and Electronic Equipment
(WEEE) compliant

Designed and engineered in USA, manufactured in China

vSculpt® is a registered trademark of Joylux, Inc.

All designs, images, and text copyright ©Joylux, Inc. 2017 All rights reserved.

CAN Patents Pending: 30411-27796/CA • 30411-29410/

CA US and International Patents Issued and Pending.

For a complete list, please visit [vsculpt.com/patents](https://www.vsculpt.com/patents).

GUIDE D'UTILISATION

MODÈLES : VS1100
VS1150VS
VSCULPT®*A Healthier You, Inside and Out™*

EC

REP

EMERGO EUROPE
Prinsessegracht 20
2514 AP The Hague
The NetherlandsAustralian Sponsor
EMERGO AUSTRALIA
Level 20, Tower II
Darling Park 201 Sussex Street Sydney
NSW 2000 AustraliaEnregistrez votre produit à
l'adresse www.vsculpt.comPour en savoir plus sur les traitements et les accessoires vSculpt, l'état du
plancher pelvien et les précautions à respecter, rendez-vous sur vsculpt.com.

TABLE DES MATIÈRES

25 BIENVENUE SUR vSCULPT

- Enregistrement de votre appareil

26 PRÉCAUTIONS

28 PRÉSENTATION DE vSCULPT

29 ACCESSOIRES

- vSculpt Photonic Gel™

30 À LA DÉCOUVERTE DE vSCULPT

- Ce que l'on peut attendre
- Pour obtenir les meilleurs résultats

31 CARACTÉRISTIQUES

- Modes et réglages

32 PRÉPARATION À L'UTILISATION

- Consultation de votre médecin
- Recharge

33 POUR COMMENCER

- Utilisation de vSculpt

35 PLANS DE TRAITEMENT

- Plan thérapeutique
- Plan de maintenance

36 INFORMATIONS IMPORTANTES

- Soin, nettoyage et stockage

37 ASSISTANCE

- Garantie
- Guide de résolution des problèmes

- Informations de contact
- Directives DEEE (déchets d'équipements électriques et électroniques) en matière d'élimination des déchets
- Conformité à la norme RoHS
- Spécifications techniques
- Glossaire des symboles

CONTENU DU COFFRET

- Appareil thérapeutique vSculpt
- Câble de recharge USB
- Sachet de rangement
- Guide d'utilisation

BIENVENUE SUR vSCULPT

Félicitations pour votre achat !

vSculpt est un appareil médical portable conçu pour tonifier, renforcer et rétablir les muscles affaiblis du plancher pelvien et les tissus vaginaux pour le traitement de l'incontinence à l'effort, mixte et par impériosité bénigne à modérée chez les femmes. Il est également indiqué pour améliorer la satisfaction sexuelle des femmes souffrant de symptômes de dysfonction sexuelle, dus au manque de lubrification et de relâchement des tissus vaginaux. Pour le traitement des douleurs musculaires pelviennes ainsi qu'une augmentation de l'irrigation sanguine et du processus de rétablissement.

vSculpt propose deux modèles, vSculpt et vSculpt PRO. vSculpt PRO est vendu exclusivement par le biais de nos partenaires professionnels. Les deux modèles sont représentés dans ce guide d'utilisation.

Pour accélérer les propriétés thérapeutiques de vSculpt, nous vous conseillons d'utiliser notre Photonic Gel™ (vendu séparément).

Il est important de lire et comprendre les instructions, les mises en garde, les précautions et les informations de sécurité contenues dans ce livret avant d'utiliser votre vSculpt pour la première fois.

***Veuillez recharger votre appareil vSculpt 24 heures avant la première utilisation, afin d'assurer un bon fonctionnement et une longue durée de vie.**

Enregistrez votre vSculpt

Enregistrez votre vSculpt aujourd'hui sur **www.vSculpt.com** afin de bénéficier d'un an de garantie et pour accéder aux informations, accessoires et actualités produit exclusives de vSculpt.

PRÉCAUTIONS

Veuillez lire les mises en garde ci-après avant utilisation. Veuillez faire preuve de prudence et de discernement lors de l'utilisation de vSculpt.



Le symbole de mise en garde apparaît en regard des informations à propos des risques de sécurité potentiels. Assurez-vous de lire et de respecter les informations de mise en garde et de sécurité.

- Utilisez ce produit uniquement dans le cadre de son utilisation prévue, telle que décrite dans ces instructions.
- Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par une personne mineure, et une supervision étroite par un adulte est nécessaire si des enfants de moins de 18 ans se trouvent à proximité de l'appareil.

 **Cet appareil n'est pas étanche et ne doit pas être immergé. Il peut être nettoyé à l'aide d'un chiffon humide.**

 Connectez uniquement vSculpt avec le câble USB fourni et avec les adaptateurs électriques USB certifiés conformes aux normes nationales basées sur IEC 60950-1 ou IEC 60601-1.

 Aucune modification de cet équipement n'est autorisée.

 Ne démontez pas cet équipement.

 N'essayez pas de recharger l'appareil en cours d'utilisation.



Les équipements de communications RF mobiles peuvent avoir une incidence sur les équipements électriques médicaux.

- vSculpt est conçu pour une utilisation individuelle uniquement. Veuillez ne pas le partager.
- Après chaque utilisation, l'appareil doit être soigneusement nettoyé.
- L'appareil ne doit pas être utilisé en présence d'une infection sexuellement transmissible active, car une telle infection peut être associée à des symptômes susceptibles d'être exacerbés par l'utilisation de l'appareil.
- N'utilisez pas l'appareil si vous utilisez des médicaments anticancéreux ou des crèmes topiques qui augmentent la photosensibilité. Ceux-ci sont susceptibles d'entraîner des effets indésirables.
- Cet appareil est prévu pour une insertion vaginale uniquement.
- **N'utilisez pas de lubrifiants à base de silicone avec l'appareil.**
- Ne regardez pas fixement directement dans les lumières de l'appareil.
- N'utilisez pas l'appareil si vous êtes enceinte ou si vous pensez l'être. Si vous ressentez une douleur abdominale ou que vous avez d'autres problèmes médicaux ou de santé, veuillez consulter votre médecin avant d'utiliser cet appareil.

- Si vous ressentez un engourdissement, une irritation cutanée, des vertiges ou une douleur, arrêtez immédiatement d'utiliser cet appareil et consultez votre médecin.
- Faites preuve de prudence lorsque vous utilisez l'appareil à proximité de piercings corporels.
- Si vous constatez des rougeurs ou une sensibilité d'une durée prolongée dans la zone de traitement, interrompez l'utilisation et consultez votre médecin. En plus de consulter votre médecin, veuillez contacter le service clients de Joylux à l'adresse customercare@vSculpt.com.
- Si quelque partie que ce soit de l'équipement est fissurée, cassée ou endommagée, ou si celui-ci présente des signes d'humidité ou de condensation à l'intérieur, interrompez immédiatement son utilisation.
- N'utilisez pas l'appareil si les lumières ont été endommagées de quelque manière que ce soit.
- Si l'appareil commence à surchauffer, éteignez-le immédiatement.
- N'utilisez pas l'appareil si vous pensez que celui-ci a été plongé dans l'eau.
- Veuillez ne pas utiliser ni ranger l'appareil à proximité d'un point d'eau, ni à un endroit où il risque de tomber ou d'être entraîné dans l'eau.

- Tenez le câble de recharge USB à l'écart des enfants, car il représente un risque d'étranglement.
- Tenez le câble de recharge à l'écart des surfaces chaudes.
- Veuillez ne pas faire fonctionner l'appareil ni le câble de recharge si l'un ou l'autre a été endommagé, immergé dans l'eau ou est tombé, ou si le câble est effiloché ou endommagé.
- Ne pas démonter. Si l'appareil fonctionne mal, contactez le service clients de Joylux à l'adresse customercare@vSculpt.com.

RISQUES POTENTIELS

Veuillez utiliser vSculpt avec prudence. L'insertion de quoi que ce soit (y compris vSculpt) dans le vagin sans prendre les précautions appropriées est susceptible d'entraîner les effets suivants :

- Des crampes
- Des pertes vaginales
- Une infection vaginale
- Une irritation vaginale
- Une sensibilité vaginale

PRÉSENTATION DE vSCULPT

3 ou 4 modes de traitement lumineux*

Personnalisez vos traitements

Rechargeable par connexion USB

Recharge facile et pratique

Chaleur douce

Favorise la production de collagène et l'augmentation de la circulation

Matériaux de qualité médicale

Spécifications les plus élevées en termes de qualité pour assurer sécurité et confort
Absence de latex, phthalates, ou BPA

Vibration thérapeutique

Améliore le tonus musculaire 6 ou 10 modes de personnalisation*

Lumières thérapeutiques

9 LED rouges et infrarouges pour rétablir le tissu vaginal et stimuler la production de collagène

* Les caractéristiques disponibles varient en fonction de votre modèle.
Reportez-vous à la page 31 pour obtenir des informations complémentaires.

ACCESSOIRES



Nous avons mis au point des produits complémentaires pour vous permettre d'obtenir des résultats plus rapidement.

vSculpt Photonic Gel™

vSculpt Photonic Gel est spécialement formulé à base d'acide hyaluronique et d'aloès. Ce gel ultra-concentré haut de gamme à base d'eau apporte une lubrification.

INSTRUCTIONS

Appliquez la quantité de gel photonique souhaitée à l'extrémité de vSculpt ou sur la zone génitale externe avant utilisation.

INGRÉDIENTS

Eau, propylène glycol, hydroxyéthylcellulose, PEG-45M, hyaluronate de sodium, jus de feuilles d'aloë barbadensis (aloe vera), polyquaternium-5, polyquaternium-5, benzoate de sodium, sorbate de potassium, acide citrique

À LA DÉCOUVERTE DE vSculpt

Ce que l'on peut attendre

vSculpt propose une méthode non-invasive pour aider à rétablir les muscles et les tissus de votre plancher pelvien, et contribue ainsi à améliorer votre qualité de vie. Pour vous familiariser à l'utilisation de vSculpt, nous vous conseillons d'augmenter progressivement des modes de traitement sur une période de 3 semaines. Commencez avec le mode de traitement de démarrage (d'une durée de 6 minutes) lors de la première semaine, passez ensuite à un mode de traitement intermédiaire la deuxième semaine (8 minutes), puis terminez avec les modes de traitement avancé de 10 ou 12 minutes à partir de la troisième semaine de traitement.*

vSculpt procure un maximum de bienfaits thérapeutiques par le biais de 9 LED (rouge et infrarouge) haute puissance pour rétablir les tissus et stimuler la production de collagène.

*L'option de traitement de 12 minutes n'est disponible que sur l'appareil vSculpt PRO


Résultats

Pour obtenir des résultats optimaux, nous recommandons l'utilisation de votre vSculpt un jour sur deux pendant 45 à 60 jours, ou jusqu'à l'obtention des résultats désirés. Une fois la thérapie initiale terminée, utilisez vSculpt une fois par semaine pour maintenir vos résultats.

CARACTÉRISTIQUES

Légende

1. Bouton marche/arrêt
2. Bouton mode thérapie lumineuse
3. Bouton mode de vibration sonore
4. Indicateurs lumineux
5. Lumières de traitement infrarouge
6. Lumières de traitement rouges
7. Prise de recharge USB



À tout moment lors de la thérapie, la vibration peut être ajustée ou désactivée.

À tout moment lors de la thérapie, les lumières de traitement peuvent être désactivées.

Modes et réglages de vibration sonore

vSCULPT

MODES DE VIBRATION SONIQUE

1. Continue à faible intensité
2. Continue à forte intensité
3. Onde lente à faible intensité
4. Onde lente à forte intensité
5. Onde rapide à faible intensité
6. Onde rapide à forte intensité

MODES DE THÉRAPIE LUMINEUSE

1. Démarrage du traitement (6 minutes)
2. Traitement intermédiaire (8 minutes)
3. Traitement avancé (10 ou 12 minutes)*

*L'option de traitement de 12 minutes n'est disponible que sur l'appareil vSculpt PRO

vSCULPT PRO

MODES DE VIBRATION SONIQUE

1. Continue à faible intensité
2. Continue à forte intensité
3. Onde lente à faible intensité
4. Onde lente à forte intensité
5. Onde rapide à faible intensité
6. Onde rapide à forte intensité
7. Pulsation à faible intensité
8. Pulsation à forte intensité
9. Pulsation rapide à faible intensité
10. Pulsation rapide à forte intensité

PRÉPARATION À L'UTILISATION

Consultation de votre médecin

Si vous êtes suivie par un médecin pour toute affection liée au plancher pelvien, veuillez le consulter avant d'utiliser vSculpt.


N'utilisez pas l'appareil si vous êtes enceinte ou si vous pensez l'être.

N'utilisez pas l'appareil si vous utilisez des médicaments anticancéreux ou des crèmes topiques qui augmentent la photosensibilité.

Recharge

Rechargez votre vSculpt 24 heures avant la première utilisation, puis après chaque utilisation, en vérifiant que la batterie est entièrement rechargée.

- Branchez le câble de recharge USB fourni au manche de vSculpt, connectez-le à n'importe quelle source de courant universelle certifiée USB, puis branchez le tout à une prise de courant.
- vSculpt détecte le courant et commande au moteur de vibrer 2 fois.
- L'indicateur lumineux central s'allume pour faire apparaître une lumière rouge, signifiant que vSculpt est en cours de recharge.
- Une fois la batterie entièrement rechargée, l'indicateur lumineux rouge passe au vert continu, indiquant que la batterie est entièrement rechargée.





POUR COMMENCER

1. Appliquez la quantité de gel photonique souhaitée à l'extrémité de l'appareil ou à l'extérieur de la zone génitale avant insertion.
2. Allumez vSculpt en appuyant sur le bouton d'alimentation.
3. Choisissez votre mode thérapeutique de soit 6, 8, 10 ou 12 minutes*.
4. Appuyez sur le bouton mode thérapie lumineuse pour commencer le traitement.
5. Installez-vous confortablement et détendez-vous, en vous disant que vous êtes en train d'améliorer l'état de votre plancher pelvien.

*L'option de traitement de 12 minutes n'est disponible que sur l'appareil vSculpt PRO

MODES DE THÉRAPIE LUMINEUSE



- Dès lors qu'un mode de traitement a été sélectionné, appuyez sur le bouton mode thérapie lumineuse pour activer les lumières de traitement thérapeutiques.

Utilisation de vSculpt

1. Les lumières de traitement thérapeutique s'allument en rouge continu et le minuteur de traitement est activé (le programme de traitement ne peut désormais pas être modifié).
2. Une vibration est émise par défaut avec une vibration à faible intensité constante, conjointement avec les lumières thérapeutiques. Le mode de vibration sonore est indépendant du traitement lumineux, vous pouvez modifier le modèle et l'intensité de vibration à tout moment.
3. Insérez vSculpt sur une profondeur allant 10 cm dans le canal vaginal.
4. Le minuteur interne de vSculpt est immédiatement activé et le temps de traitement commence à être décompté.
5. Une fois le traitement terminé, les lumières et la vibration thérapeutiques s'éteignent automatiquement.

UTILISATION DE vSculpt (SUITE)

6. Les modes de vibration sonore sont capables de fonctionner indépendamment après le traitement de thérapie lumineuse.
7. Les capteurs de température surveillent la chaleur avant, pendant et après le traitement lumineux afin de garantir la sécurité.
8. Malgré le fait que les traitements lumineux émettent une vibration par défaut, si vous utilisez un nouveau mode de vibration sonore pendant plus d'1 minute, le traitement lumineux suivant s'ajustera en conséquence pour inclure votre mode de vibration préféré.
9. Après écoulement du temps de traitement, les lumières de traitement s'éteignent automatiquement et sont désactivées pendant 2 heures et 30 minutes pour garantir votre sécurité et le bon déroulement du traitement.
10. Vous pouvez continuer à utiliser vSculpt en mode vibration, uniquement pendant que les lumières de traitement sont désactivées.

LE SAVIEZ-VOUS ?

La lumière infrarouge n'est pas visible à l'œil nu. vSculpt possède 6 émetteurs à LED rouge et 3 émetteurs à LED infrarouge. Lorsqu'ils sont activés, seuls les 6 émetteurs à LED rouge seront visibles, même si les 9 émetteurs à LED sont activés.

Utilisation de vSculpt en mode de vibration sonore uniquement

vSculpt possède 6 modes de vibration sonore :

1. Continue à faible intensité
2. Continue à forte intensité
3. Onde lente à faible intensité
4. Onde lente à forte intensité
5. Onde rapide à faible intensité
6. Onde rapide à forte intensité

vSculpt possède 10 modes de vibration sonore :

1. Continue à faible intensité
2. Continue à forte intensité
3. Onde lente à faible intensité
4. Onde lente à forte intensité
5. Onde rapide à faible intensité
6. Onde rapide à forte intensité
7. Pulsation à faible intensité
8. Pulsation à forte intensité
9. Pulsation rapide à faible intensité
10. Pulsation rapide à forte intensité

- Faites défiler les modes de vibration sonore jusqu'à ce que vous atteigniez la vibration désirée. Pour désactiver la vibration, il suffit d'appuyer sur le bouton mode de vibration sonore et de le maintenir enfoncé.
- Mode de vibration sonore préféré : Si le mode de vibration sonore que vous avez sélectionné a été utilisé pendant plus d'1 minute, vSculpt conserve ce mode en mémoire. La prochaine fois que vSculpt est allumé, votre mode de vibration sonore préféré est initié.

PLANS DE TRAITEMENT

Votre régime thérapeutique nécessite l'utilisation de vSculpt un jour sur deux pendant 45 à 60 jours, ou jusqu'à l'obtention des résultats désirés.

Nous recommandons un démarrage progressif de la thérapie vSculpt en augmentant la durée de votre traitement sur deux semaines. Ceci vous donne le temps de vous familiariser et de vous sentir à l'aise avec vSculpt et ses nombreux modes et réglages.

SEMAINE 1

Démarrage du traitement (6 minutes), 3 fois par semaine, en laissant passer 1 jour entre deux traitements.

SEMAINE 2

Traitement intermédiaire (8 minutes), 3 fois par semaine, en laissant passer 1 jour entre deux traitements.

SEMAINES 3 À 8

Traitement avancé (10 à 12 minutes), 3-4 fois par semaine, en laissant passer 1 jour entre deux traitements.

Chacune d'entre nous est unique. Prenez le temps dont vous avez besoin pour vous habituer aux temps de traitement plus longs. Votre temps de montée en régime peut être plutôt lent ou plutôt rapide, peu importe.

*L'option de traitement de 12 minutes n'est disponible que sur l'appareil vSculpt PRO

Plan de maintenance

À l'issue de votre plan de traitement, nous vous conseillons d'utiliser votre vSculpt 1 à 2 fois par semaine pendant 10 à 12 minutes.* Ceci vous permettra de maintenir vos résultats.

vSculpt combiné aux exercices de Kegel

Les exercices de Kegel sont un moyen permettant de renforcer les muscles du plancher pelvien. Alors que l'appareil vSculpt ne fait pas que renforcer les muscles du plancher pelvien, lorsqu'il est associé aux exercices de Kegel, cela peut amplifier les résultats obtenus. Veuillez consulter le guide étape par étape ci-dessous.

1. Commencez à utiliser vSculpt comme indiqué.
2. Lorsque vSculpt est inséré dans le vagin, identifiez les muscles que vous utilisez lorsque vous cessez d'uriner.
3. Tout en tenant le vSculpt, contractez ces muscles pendant un temps allant jusqu'à 10 secondes, puis décontractez-les pendant un temps allant jusqu'à 10 secondes. Les muscles de votre estomac et de vos cuisses ne doivent pas se contracter lorsque vous faites cela.
4. Répétez l'opération aussi souvent que possible au cours du traitement lumineux vSculpt. Idéalement, vous devriez pouvoir faire cet exercice de Kegel de 10 à 15 fois.

INFORMATIONS IMPORTANTES

Soin, nettoyage et stockage

vSculpt est fabriqué à base de silicone de qualité médicale, sans danger pour le corps, et est facile à nettoyer. Nous vous conseillons de nettoyer délicatement vSculpt avec de l'eau et du savon antibactérien avant la première utilisation et après chaque utilisation, afin de tuer les bactéries et de garantir la fraîcheur de l'appareil.

- Vérifiez que vSculpt est bien éteint.
- Veuillez ne pas immerger l'appareil vSculpt dans l'eau, ni faire couler d'eau dessus, ni le mettre au lave-vaisselle, dans un stérilisateur ou un autoclave.
- Utilisez une étoffe non-abrasive et un savon antibactérien doux pour le nettoyer.

- Les savons peuvent entraîner une irritation, et tout résidu doit être soigneusement essuyé.
- Veillez à éviter les commandes électroniques et le port de recharge.
- Après avoir nettoyé vSculpt, laissez-le sécher à l'air libre.
- Rangez vSculpt dans un endroit frais et sec, éloigné des saletés, poussières et impuretés.
- L'utilisation d'autres solutions et appareils de nettoyage risque d'endommager vSculpt et ses circuits électroniques.
- S'il est entretenu correctement, l'appareil vSculpt fonctionnera pendant un minimum de deux ans.

ASSISTANCE

Garantie et enregistrement du produit

Garantie d'un an contre les problèmes liés aux défauts fabricant résultant d'une utilisation normale du produit. Enregistrez votre vSculpt aujourd'hui à l'adresse www.vSculpt.com Inscrivez-vous aux notifications par e-mail et bénéficiez d'un accès exclusif aux informations sur les traitements et les accessoires vSculpt, l'état du plancher pelvien et le bien-être, ainsi que les présentations de nouveaux produits.

Exclusions de garantie

Ne sont pas couverts par la garantie d'un an : les dommages causés par une mauvaise utilisation, une négligence, des modifications ou des réparation non autorisées ; les marques d'usure dues à un usage normal, comme les rayures, les abrasions ou les décolorations.

Guide de résolution des problèmes

PROBLÈME : vSculpt ne s'allume pas. Essayez l'une des méthodes suivantes :

- Assurez-vous que votre vSculpt soit rechargé. Reportez-vous à la section « Recharge » du guide d'utilisation.
- Assurez-vous de bien appuyer sur le bouton Marche/Arrêt et de le maintenir enfoncé.
- Si l'appareil ne s'allume toujours pas, veuillez contacter le service clients de Joylux à l'adresse customercare@vSculpt.com.

PROBLÈME : Les lumières de traitement ne s'allument pas. Essayez l'une des méthodes suivantes :

- Assurez-vous que votre vSculpt est rechargé. Reportez-vous à la section « Recharge ».
- Assurez-vous que votre vSculpt est allumé. Reportez-vous à la section ci-dessous ou « Pour commencer ».
- Assurez-vous qu'un programme de traitement a été sélectionné. Reportez-vous à la section « Pour commencer ».
- Appuyez sur le bouton de mode thérapie lumineuse.
- Si les lumières ne s'allument toujours pas, veuillez contacter le service clients de Joylux.

ASSISTANCE (SUITE)

PROBLÈME : Aucune vibration n'est émise. Essayez l'une des méthodes suivantes :

- Assurez-vous que votre vSculpt est chargé. Reportez-vous à la section « Recharge ».
- Assurez-vous que votre vSculpt est en MARCHE. Reportez-vous à la section ci-dessous ou « Pour commencer ».
- Si vous utilisez le mode thérapie lumineuse, assurez-vous qu'un programme de traitement a été sélectionné. Reportez-vous à la section « Pour commencer ».
- Si vous utilisez le mode de vibration sonore uniquement, appuyez sur le bouton mode de vibration sonore et maintenez-le enfoncé.
- Si aucune vibration n'est émise, contactez le service clients de Joylux.

Si vous continuez à rencontrer des problèmes, veuillez contacter le service clients à l'adresse customercare@vSculpt.com.

N'essayez pas de démonter vSculpt car cela pourrait entraîner un dommage, un dysfonctionnement, une électrocution, un incendie ou des blessures corporelles. Il n'y a pas de pièces réparables par l'utilisateur au sein de l'unité. Si vSculpt fonctionne mal, contactez le service clients.

Ne faites jamais fonctionner vSculpt si le câble de recharge USB est endommagé. Si vSculpt ne fonctionne pas correctement, ou s'il a subi une chute, s'il a été endommagé ou submergé dans l'eau, contactez le service clients.

Informations de contact

service_clients@vSculpt.com
www.vSculpt.com
Seattle, WA 98122
États-Unis

À propos de Joylux, Inc.

Joylux, Inc. est une entreprise des technologies de la santé, qui conçoit des produits innovants destinés à améliorer l'état du plancher pelvien des femmes et les encourager à vivre leur vie pleinement. Pour plus d'informations, rendez-nous visite sur www.vSculpt.com ou www.joyluxinc.com.

Déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE)

Joylux, Inc est en conformité avec la directive 2012/19/UE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 27 janvier 2003 sur les déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE).

vSculpt contient une batterie lithium-ion. Ce produit a nécessité l'extraction et l'utilisation de ressources naturelles pour sa production. Il est susceptible de contenir des substances dangereuses pouvant avoir un impact sur la santé et l'environnement si elles ne sont pas éliminées correctement. Afin d'éviter la dissémination de ces substances dans notre environnement et de diminuer la pression sur les ressources naturelles, nous vous encourageons à recourir aux systèmes de reprise adaptés pour l'élimination du produit. Ces systèmes réutilisent ou recyclent de façon écologique la plupart des matériaux du produit que vous éliminez.

Le symbole de la poubelle barrée d'une croix vous informe que le produit ne doit pas être jeté avec les ordures municipales, et vous invite à recourir aux systèmes de reprise séparés adaptés pour l'élimination du produit.

Si vous avez besoin de plus d'informations sur les systèmes de collecte, de réutilisation et de recyclage, veuillez contacter votre instance d'administration des déchets locale ou régionale.

Vous pouvez également contacter le point de vente, le fournisseur ou l'autorité locale pour plus d'informations sur les performances environnementales de ce produit.

Pour obtenir des instructions sur le mode d'élimination de cet appareil, veuillez nous rendre visite sur www.vSculpt.com.

Conformité à la norme RoHS

L'Union européenne a établi des exigences pour la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses (RoHS - Restriction of Hazardous Substances) dans tous les équipements électriques et électroniques (EEE). Nous vous invitons à consulter la Directive 2011/65/UE qui est entrée en vigueur le 21 juillet 2011, pour prendre effet le 2 janvier 2013.

Marquage CE

vSculpt est approuvé en Europe comme appareil médical et a reçu le marquage CE attestant la conformité à toutes les réglementations appropriées.

Alimentation électrique selon la FCC (Federal Communications Commission)

Cet appareil est conforme à la partie 15 des règles de la FCC. Le fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : (1) Cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences nuisibles, et (2) cet appareil doit accepter toute interférence reçue, notamment les interférences susceptibles d'occasionner un fonctionnement indésirable.

AVERTISSEMENTS ÉLECTROMAGNÉTIQUES

Guide et déclaration du fabricant - émissions électromagnétiques.

Le vSculpt est prévu pour une utilisation dans l'environnement électromagnétique décrit ci-dessous.

Le client ou l'utilisateur de vSculpt doit d'assurer que l'appareil est bien utilisé dans un environnement de ce type.

Essai de contrôle des émissions	Conformité	Environnement électromagnétique - guide
Émissions RF (CSFPR 11)	Groupe 1, Classe [B]	Le vSculpt utilise de l'énergie RF uniquement pour son fonctionnement interne. Par conséquent, ses émissions RF sont très faibles et ne devraient pas causer d'interférences avec l'équipement électronique environnant. L'appareil peut être utilisé dans tous les établissements, y compris les établissements domestiques et ceux directement raccordés au réseau public de distribution à basse tension qui fournit de l'électricité aux bâtiments utilisés à des fins domestiques.
Rayonnements harmoniques (CEI 61000-3-2)	Conforme (1)	
Émissions dues aux fluctuations de tension/ au papillotement (CEI 61000-3-3)	Conforme (2)	
Remarques :	(1) Les équipements sous essais utilise moins de 75 W. Aucune limite n'est précisée pour les équipements présentant une puissance nominale inférieure à 75 W. (2) Il est peu probable que les équipements sous essais produisent produise des fluctuations ou un papillotement de la tension. Aucun essai n'est requis.	

Guide et déclaration du fabricant - immunité électromagnétique - Pour tous les équipements et systèmes électromagnétiques

Le vSculpt est prévu pour une utilisation dans l'environnement électromagnétique décrit ci-dessous.

Le client ou l'utilisateur de vSculpt doit s'assurer que l'appareil est bien utilisé dans un environnement de ce type.

Essai de contrôle de l'immunité	Niveau d'essai	Niveau de conformité	Environnement électromagnétique - guide
Décharge électrostatique (DES) (CEI 61000-4-2)	Contact ± 6 kV Air ± 8 kV	Contact ± 6 kV Air ± 8 kV	Les sols doivent être en bois, en ciment ou carrelés. Si le revêtement des sols est synthétique, l'humidité relative doit être d'au moins 30 %.
Décharges électrostatiques et transitoires rapides (CEI 61000-4-4)	± 2 kV pour les lignes d'alimentation électrique ± 1 kV pour les lignes d'alimentation/de signalisation	± 2 kV pour les lignes d'alimentation électrique N/A	La qualité de l'alimentation secteur doit être de type commercial ou hospitalier.
Surtension (CEI 61000-4-5)	± 1 kV en mode différentiel ± 2 kV en mode commun	N/A ± 2 kV en mode commun	La qualité de l'alimentation secteur doit être de type commercial ou hospitalier.
Creux de tension, coupures brèves et variations de tension de l'alimentation électrique (CEI 61000-4-11)	<5 % UT (> 95 % de baisse en UT) pour 0,5 cycle <40 % UT (> 60 % de baisse en UT) pour 5 cycles <70 % UT (> 30 % de baisse en UT) pour 25 cycles <5 % UT (> 95 % de baisse en UT) pour 5 sec	<5 % UT (> 95 % de baisse en UT) pour 0,5 cycle <40 % UT (> 60 % de baisse en UT) pour 5 cycles <70 % UT (> 30 % de baisse en UT) pour 25 cycles <5 % UT (> 95 % de baisse en UT) pour 5 sec	La qualité de l'alimentation secteur doit être celle d'un environnement commercial ou médical standard. Si l'utilisateur de l'appareil ne peut pas tolérer l'interruption de son fonctionnement en cas de coupure de courant, il est recommandé d'utiliser vSculpt avec une source d'alimentation ininterrompible ou une batterie. REMARQUE : UT est la tension CA du réseau électrique avant l'application du niveau d'essai.
Champ magnétique de la fréquence d'alimentation (50/60 Hz) (CEI 61000-4-8)	3 A/m	30 A/m	Les champs magnétiques de la fréquence d'alimentation doivent correspondre à ceux des lieux atypiques d'un environnement commercial ou médical standard.

Guide et déclaration du fabricant - immunité électromagnétique- Pour tous les équipements et systèmes électromagnétiques non-vitaux

Le vSculpt est prévu pour une utilisation dans l'environnement électromagnétique décrit ci-dessous.

Le client ou l'utilisateur de vSculpt doit s'assurer que l'appareil est bien utilisé dans un environnement de ce type.

Essai de contrôle de l'immunité	Niveau d'essai	Niveau de conformité	Environnement électromagnétique - guide
			Les équipements de communication radiofréquence (RF) mobiles et portables ne doivent pas être utilisés plus près du vSculpt ni de ses câbles que la distance à respecter, calculée à partir de l'équation applicable à la fréquence de l'émetteur. Distance de séparation recommandée
RF conduites (CEI 61000-4-6)	3 Vrms 150 kHz à 80 MHz en dehors des bandes ISM	6 V 150 kHz à 80 MHz	$d = \left[\frac{3,5}{V_1} \right] \sqrt{P}$
RF émises (CEI 61000-4-3)	3 V/m 80 MHz à 2,5 GHz	10 V/m 80 MHz à 2,7 GHz	$d = \left[\frac{3,5}{E_1} \right] \sqrt{P} \text{ 80 MHz to 800 MHz}$ $d = \left[\frac{7}{E_1} \right] \sqrt{P} \text{ 800 MHz to 2,5 GHz}$

où P est la puissance de sortie nominale maximale de l'émetteur-récepteur en watts (W) selon les indications du fabricant du transmetteur et d est la distance de séparation recommandée en mètres (m)^(b)

Les intensités de champ issues des émetteur-récepteurs RF fixes, telles qu'elles sont déterminées par relevé électromagnétique du site^(c) doivent être inférieures au niveau de conformité dans chaque plage de fréquence^(d)

(Reportez-vous aux remarques à la page suivante)

Des interférences peuvent survenir à proximité d'un équipement comportant le symbole suivant : 

Remarques : REMARQUE 1 À 80 MHz et 800 MHz, la gamme de fréquence la plus élevée s'applique.
REMARQUE 2 Ces indications peuvent ne pas s'appliquer dans toutes les situations. L'absorption et la réflexion des structures, des objets et des individus influent sur la propagation électromagnétique.

^(a) Les intensités des champs des émetteurs fixes, comme les stations de base pour téléphones radio (cellulaire/sans fil), les radios mobiles terrestres, les radios amateurs, les radiodiffusions AM et FM et les diffusions TV ne peuvent pas être prédites théoriquement avec certitude. Afin d'évaluer l'environnement électromagnétique avec les transmetteurs RF fixes, un relevé électromagnétique du site doit être établi. Si l'intensité de champ mesurée à l'emplacement dans lequel le vSculpt est utilisé dépasse le niveau de conformité RF applicable indiqué ci-dessus, le vSculpt doit être surveillé afin d'en vérifier le bon fonctionnement. Si des anomalies sont observées, des mesures supplémentaires peuvent s'avérer nécessaires, telles que la réorientation ou le déplacement de l'appareil.

^(b) Dans la bande de fréquence de 150 kHz à 80 MHz, les forces de champ doivent être inférieures à 10 V/m.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Modèles : VS1100 et VS1150

Alimentation principale : batterie lithium-ion rechargeable, capacité de 2 200 mAh

Classe électrique : alimentation interne

Type électrique : TYPE BF - silicone

Type de LED : diode

Longueurs d'ondes : 662 nm, 855 nm

Énergie lumineuse (Fluence) :

6 minutes = 13,0 J/cm² +/- 20 %

8 minutes = 17,4 J/cm² +/- 20 %

10 minutes = 21,7 J/cm² +/- 20 %

12 minutes = 26,7 J/cm² +/- 20 %

Fréquences opérationnelles : 32 MHz ; 83 kHz ; 50 MHz.

Puissance d'entrée USB : 5 VCC, 450 mA

Cycles de traitement : 6, 8, 10, 12 minutes

Modes de fonctionnement : Trois modes : lumière uniquement, vibration uniquement, lumière et vibration

Indice de protection : IP34

Protégé contre les objets étrangers d'un diamètre supérieur à 2,5 mm. Protégé des éclaboussures d'eau projetées de toutes les directions contre le matériel ne causera pas d'effets nuisibles.

Refroidissement : passif

Poids : 0,35 kg +/- 0,03 kg (0,77 lbs +/- 0,07 lbs)

Dimensions : Longueur 24 cm (9.4 in), largeur 3,7 cm (1,5 in), profondeur 3,7 cm (1,5 in)

Puissance nécessaire : alimentation interne 5 VCC

Température :

De fonctionnement : 5 °C (41 °F) - 40 °C (104 °F)

De stockage : -25 °C (-13 °F) - 70 °C (158 °F)

Plage de pression atmosphérique : 700 hPa à 1 060 hPa.

Humidité relative :

De fonctionnement : 15 % à 93 % sans condensation

De stockage : 15 % à 93 % sans condensation

Groupe de risque de source lumineuse : exempt

Certifications de sécurité :

UL/IEC/EN 60601-1; IEC/EN 60601-1-2;

IEC/EN 60601-1-11; IEC 60825-1; IEC EN 62471;


EN 60601-2-57 CAN/CSA-C22.2 No. 601.1-M90

Durée de vie moyenne : 2 ans - peut varier selon les habitudes d'utilisation

GLOSSAIRE DES SYMBOLES



Guide d'utilisation associé



EMERGO EUROPE
Prinsessegracht 20
2514 AP The Hague
The Netherlands

Australian Sponsor
EMERGO AUSTRALIA
Level 20, Tower II
Darling Park 201 Sussex Street
NSW 2000 Australia

Représentant autorisé



Marquage CE avec numéro d'organisme notifié



Numéro de modèle de l'appareil,
Numéro de catalogue



Symbole de mise en garde générale



Limites d'humidité



Garder au sec



Bouton mode thérapie lumineuse



Fabriqué par Joylux Inc. à Seattle, WA



MARCHE/ARRÊT (Bouton poussoir)



Limitation des substances dangereuses



Numéro de série



Bouton mode de vibration sonore



Limites de température



Pièces appliquées de type BF



Conforme à la directive sur les déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE)

Conçu aux États-Unis, fabriqué en Chine
vSculpt® est une marque déposée de Joylux, Inc.

Tous les plans, les images et les textes sont protégés par droit d'auteur ©Joylux, Inc. 2017 Tous droits réservés.

Brevets CAN déposés : 30411-27796/CA • 30411-29410/CA US et brevets internationaux émis et en attente.

Pour obtenir une liste complète, veuillez consulter la section [vsculpt.com/patents](https://www.vsculpt.com/patents).

GUÍA PARA LA USUARIA

MODELOS: VS1100
VS1150

VS
VSCULPT®

A Healthier You, Inside and Out™



EC

REP

EMERGO EUROPE
Prinsessegracht 20
2514 AP The Hague
The Netherlands

Australian Sponsor
EMERGO AUSTRALIA
Level 20, Tower II
Darling Park 201 Sussex Street Sydney
NSW 2000 Australia

Registre su producto
en www.vsculpt.com

Si desea obtener más información sobre los tratamientos con vSculpt, los accesorios, la salud del suelo pélvico y las precauciones, visite vsculpt.com.

TABLA DE CONTENIDO

49 BIENVENIDA A vSCULPT

- Registro de su dispositivo

50 PRECAUCIONES

52 PRESENTACIÓN DE vSCULPT

53 ACCESORIOS

- vSculpt Photonic Gel™

54 CONOZCA vSCULPT

- Qué esperar
- Obtención de los mejores resultados

55 CARACTERÍSTICAS

- Modos y configuración

56 PREPARACIÓN PARA EL USO

- Consulta a su médico
- Carga

57 INSTRUCCIONES INICIALES

- Uso de vSculpt

59 PLANES DE TRATAMIENTO

- Plan de tratamiento
- Plan de mantenimiento

60 INFORMACIÓN IMPORTANTE

- Cuidados, limpieza y conservación

61 ASISTENCIA

- Garantía
- Guía de solución de problemas
- Información de contacto
- Directrices para la eliminación de residuos (RAEE)
- Cumplimiento de la directiva sobre restricciones a la utilización de determinadas sustancias peligrosas (AEE)
- Especificaciones técnicas
- Glosario de símbolos

CONTENIDO DE LA CAJA

- Dispositivo terapéutico vSculpt
- Cable de carga USB
- Bolsa protectora
- Guía para la usuaria

BIENVENIDA A vSCULPT

Enhorabuena por su compra.

vSculpt es un producto sanitario portátil diseñado especialmente para tonificar, contraer y reparar los músculos del suelo de la pelvis y los tejidos vaginales debilitados para el tratamiento de la incontinencia urinaria de esfuerzo o mixta y la urgencia miccional de leve a moderada en mujeres. Además, está indicado para aumentar la satisfacción sexual de las mujeres con síntomas de disfunción sexual debido a la falta de lubricación y la laxitud del tejido vaginal. Se puede usar también para el tratamiento del dolor muscular pélvico y favorecer la recuperación y la circulación sanguínea.

vSculpt se presenta en dos modelos: vSculpt y vSculpt PRO. vSculpt PRO se vende en exclusiva mediante nuestra red de asociados profesionales. Ambos modelos se presentan en esta guía para la usuaria.

Para maximizar las propiedades reparadoras de vSculpt, se recomienda el uso de nuestro producto Photonic Gel™ (a la venta por separado).

Es importante que lea y comprenda las instrucciones, las advertencias, las precauciones y la información de seguridad de este folleto antes de usar vSculpt por primera vez.

*** Cargue el dispositivo vSculpt 24 horas antes del primer uso para garantizar el funcionamiento correcto y la duración de la batería.**

Registro de vSculpt

Registre su dispositivo vSculpt hoy mismo en **www.vSculpt.com** para obtener una garantía de un año y acceso a información exclusiva sobre vSculpt, accesorios y noticias de productos.

PRECAUCIONES

Lea las siguientes medidas preventivas antes del uso. Use vSculpt con precaución y buen criterio.



Este símbolo de advertencia se muestra junto a la información sobre los riesgos de seguridad. Asegúrese de leer y tener en consideración todas las advertencias e información de seguridad.

- Use este producto solo para su uso previsto según se describe en estas instrucciones.
- No está previsto el uso de este dispositivo por parte de menores de 18 años de edad y es necesaria la supervisión atenta de un adulto en caso de haber menores de 18 años cerca del dispositivo.



Este dispositivo no es resistente al agua y no se debe sumergir. Se puede limpiar con un paño húmedo.



El dispositivo vSculpt solo se puede conectar con el cable USB suministrado y con adaptadores de potencia USB certificados de conformidad con la normativa local basada en las normas IEC 60950-1 o IEC 60601-1.



No se permite ninguna modificación de este equipo.



No desmonte este equipo.



No intente cargar el dispositivo mientras está en uso.



Los equipos móviles de comunicación por radiofrecuencia (RF) pueden afectar al funcionamiento de los equipos electromédicos.

- vSculpt se ha diseñado exclusivamente para su uso individual. No se debe compartir.
- Después de cada uso, es necesario limpiar a fondo el dispositivo.
- Este dispositivo no se debe usar en el caso de una infección de transmisión sexual activa, ya que la infección activa puede cursar con síntomas que se pueden agravar con el uso del dispositivo.
- No use el dispositivo si está recibiendo un tratamiento con antineoplásicos, medicamentos o cremas de uso tópico que aumenten la fotosensibilidad. Esto podría provocar una reacción adversa.
- Este dispositivo se ha diseñado exclusivamente para su introducción en la vagina.
- **No use lubricantes a base de silicona con el dispositivo.**
- No mire fijamente a las luces del dispositivo.
- No use el dispositivo si está embarazada o cree que pudiera estarlo.

- Si padece dolor abdominal o cualquier otra afección o problema médico, consulte a su médico antes de usar este dispositivo.
- Si presenta entumecimiento, irritación cutánea, mareo o dolor, deje de usar este dispositivo de inmediato y consulte a su médico.
- Tenga cuidado cuando use el dispositivo cerca de piercings corporales.
- Si presenta eritema o hipersensibilidad en el área de tratamiento durante períodos prolongados, deje de usar el dispositivo y consulte a su médico. Además de consultar a su médico, puede ponerse en contacto con el servicio de asistencia de Joylux en customercare@vSculpt.com.
- Si alguna parte del dispositivo está agrietada, rota o dañada, o si se observan signos de humedad o condensación en el interior del dispositivo, deje de usarlo de inmediato.
- No use el dispositivo si observa algún defecto en las luces.
- Si el dispositivo se empieza a sobrecalentar, apáguelo de inmediato.
- No use el dispositivo si existe la posibilidad de que haya estado sumergido en agua.
- No use ni guarde el dispositivo cerca del agua o en lugares en los que se pueda caer o tirar al agua.

- Mantenga el cable de carga USB fuera del alcance de los niños, ya que existe el riesgo de estrangulamiento.
- Mantenga el cable de carga alejado de superficies calientes.
- No use el dispositivo ni el cable de carga si alguno de estos componentes se ha dañado, caído o sumergido en agua, o si el cable está desgastado o deteriorado.
- No desmonte el dispositivo. Si el dispositivo no funciona correctamente, póngase en contacto con el servicio de asistencia de Joylux en customercare@vSculpt.com.

RIESGOS

Use vSculpt con precaución. La introducción de cualquier producto en la vagina (incluido el dispositivo vSculpt) sin el cuidado debido puede provocar lo siguiente:

- Dolor de tipo cólico
- Secreción vaginal
- Infección vaginal
- Irritación vaginal
- Hipersensibilidad vaginal

PRESENTACIÓN DE vSCULPT

3 o 4 modos de fototerapia*

Personalice sus tratamientos.

Recargable con USB

Proceso de carga fácil y cómodo.

Calor suave

Estimula la producción de colágeno y mejora la circulación.

Materiales aptos para uso médico


Calidad máxima para garantizar la seguridad y comodidad. No contiene látex, ftalatos ni bisfenol A.

Luces terapéuticas

9 LED (diodos electroluminiscentes) de rayos rojos e infrarrojos para restablecer el tejido vaginal y estimular la producción de colágeno.

Vibración terapéutica

Mejora el tono muscular con 6 o 10 modos para la personalización.*



* Funciones disponibles según el modelo específico. Consulte la página 55 para obtener más información.

ACCESORIOS



Hemos diseñado productos complementarios para acelerar los resultados.

vSculpt Photonic Gel™

vSculpt Photonic Gel es una formulación especial con ácido hialurónico y aloe. Este gel ultraconcentrado a base de agua de máxima calidad facilita la lubricación.

INSTRUCCIONES

Aplique la cantidad deseada de Photonic Gel en la punta del dispositivo vSculpt o en la zona genital externa antes del uso.

INGREDIENTES

Agua, propilenglicol, hidroxietilcelulosa, PEG-45M, hialuronato sódico, savia de hoja de Aloe Barbadensis (aloe vera), policuaternio-5, gluconolactona, benzoato sódico, sorbato potásico, ácido cítrico

CONOZCA vSCULPT

Qué esperar

vSculpt permite aplicar un método no invasivo para favorecer la reparación de los músculos y el tejido del suelo pélvico, lo que mejora la calidad de vida. Para facilitar el uso de vSculpt, se recomienda aumentar gradualmente los modos de tratamiento en el transcurso de 3 semanas. Empiece por el modo de tratamiento inicial (6 minutos) durante la primera semana, continúe con el modo de tratamiento intermedio (8 minutos) durante la segunda semana y cambie a los modos de tratamiento avanzado de 10 o 12 minutos a partir de la tercera semana.*

vSculpt ofrece el máximo beneficio terapéutico mediante 9 LED de alta energía (rayos rojos e infrarrojos) para restablecer el tejido y estimular la producción de colágeno.

* La opción de tratamiento de 12 minutos solo está disponible en vSculpt PRO.

Resultados

Para obtener los mejores resultados, se recomienda usar vSculpt en días alternos durante un período de 45 a 60 días o hasta lograr los resultados deseados. Al finalizar el tratamiento inicial, use vSculpt una vez a la semana para mantener los resultados.


CARACTERÍSTICAS

Leyenda

1. Botón de encendido/apagado
2. Botón de modo de fototerapia
3. Botón de modo de vibración sónica
4. Luces indicadoras
5. Luces de tratamiento con rayos infrarrojos
6. Luces de tratamiento con rayos rojos
7. Conexión del cargador USB

La vibración se puede ajustar o desactivar en cualquier momento durante el tratamiento.

Las luces de tratamiento se pueden apagar en cualquier momento durante el tratamiento.



Modos de vibración sónica y configuración

vSCULPT

MODOS DE VIBRACIÓN SÓNICA

1. Encendido constante - intensidad baja
2. Encendido constante - intensidad alta
3. Onda lenta - intensidad baja
4. Onda lenta - intensidad alta
5. Onda rápida - intensidad baja
6. Onda rápida - intensidad alta

MODOS DE FOTOTERAPIA

1. Tratamiento inicial (6 minutos)
2. Tratamiento intermedio (8 minutos)
3. Tratamiento avanzado (10 o 12 minutos)*

* La opción de tratamiento de 12 minutos solo está disponible en vSculpt PRO.

vSCULPT PRO

MODOS DE VIBRACIÓN SÓNICA

1. Encendido constante - intensidad baja
2. Encendido constante - intensidad alta
3. Onda lenta - intensidad baja
4. Onda lenta - intensidad alta
5. Onda rápida - intensidad baja
6. Onda rápida - intensidad alta
7. Impulso - intensidad baja
8. Impulso - intensidad alta
9. Impulso rápido - intensidad baja
10. Impulso rápido - intensidad alta

PREPARACIÓN PARA EL USO

Consulta a su médico

Si le atiende un médico por problemas relacionados con el suelo pélvico, consulte a su médico antes de usar vSculpt.


No use el dispositivo si está embarazada o cree que pudiera estarlo.

No use el dispositivo si está recibiendo un tratamiento con antineoplásicos, medicamentos o cremas de uso tópico que aumenten la fotosensibilidad.

Cargando

Cargue el dispositivo vSculpt 24 horas antes del primer uso y posteriormente después de cada uso para asegurarse de que la batería está totalmente cargada.

- Acople el cable de carga USB suministrado al mango del dispositivo vSculpt, conéctelo a una fuente de alimentación USB certificada y, a continuación, conéctelo a una toma eléctrica.
- vSculpt detecta la potencia y activa la vibración del motor 2 veces.
- La luz indicadora roja central se enciende, lo que indica que vSculpt se está cargando.
- Una vez que la batería está cargada por completo, la luz indicadora roja cambia a verde de forma continua, lo que indica que la batería está totalmente cargada.





INSTRUCCIONES INICIALES

1. Aplique la cantidad deseada de Photonic Gel en la punta del dispositivo o externamente antes de la introducción.
2. Para encender el dispositivo vSculpt, pulse el botón de encendido.
3. Elija el modo de tratamiento de 6, 8, 10 o 12 minutos*.
4. Pulse el botón de modo de fototerapia para iniciar el tratamiento.
5. Túmbese y relájese con la tranquilidad de saber que va a mejorar la salud de su suelo pélvico.

* La opción de tratamiento de 12 minutos solo está disponible en vSculpt PRO.

MODOS DE FOTOTERAPIA



- Una vez seleccionado un modo de tratamiento, mantenga pulsado el botón de modo de fototerapia para activar las luces terapéuticas.

Uso de vSculpt

1. Las luces terapéuticas se encienden en rojo de forma continua y el cronómetro de tratamiento se activa (en este momento, el programa de tratamiento no se puede cambiar).
2. La vibración se activa de forma predeterminada como una vibración constante de baja intensidad junto con las luces terapéuticas. El modo de vibración sónica es independiente de la fototerapia. Puede cambiar el patrón y la intensidad de la vibración en cualquier momento.
3. Introduzca el dispositivo vSculpt 10 cm (4 pulgadas) en la cavidad vaginal.
4. El cronómetro interno de vSculpt se activa de inmediato y se inicia la sesión de tratamiento.
5. Una vez finalizado el tratamiento, las luces terapéuticas y la vibración se desactivan automáticamente.

USO DE vSculpt (CONTINUACIÓN)

6. Los modos de vibración sónica pueden funcionar de forma independiente después de una sesión de fototerapia.
7. Los sensores de temperatura controlan el calor generado antes, durante y después de la fototerapia para garantizar la seguridad.
8. Aunque las sesiones de fototerapia incluyen la vibración de forma predeterminada, si usa un nuevo modo de vibración sónica durante más de 1 minuto, la siguiente sesión de fototerapia se ajusta para incluir su modo de vibración preferido.
9. Una vez transcurrido el período de tratamiento, las luces terapéuticas se apagan y se desactivan durante 2 horas y 30 minutos para garantizar su seguridad y cumplimiento terapéutico.
10. Puede seguir usando vSculpt en el modo de vibración mientras las luces terapéuticas están desactivadas.

¿SABÍA QUE...?

La luz infrarroja no es visible a simple vista. vSculpt incluye 6 emisores LED de rayos rojos y 3 emisores LED de rayos infrarrojos. Cuando se activan, solo son visibles los 6 emisores LED de rayos rojos, pero están activados los 9 emisores LED.

Uso de vSculpt solo en el modo de vibración sónica

vSculpt incluye 6 modos de vibración sónica:

1. Encendido constante - intensidad baja
2. Encendido constante - intensidad alta
3. Onda lenta - intensidad baja
4. Onda lenta - intensidad alta
5. Onda rápida - intensidad baja
6. Onda rápida - intensidad alta

vSculpt PRO incluye 10 modos de vibración sónica:

1. Encendido constante - intensidad baja
2. Encendido constante - intensidad alta
3. Onda lenta - intensidad baja
4. Onda lenta - intensidad alta
5. Onda rápida - intensidad baja
6. Onda rápida - intensidad alta
7. Impulso - intensidad baja
8. Impulso - intensidad alta
9. Impulso rápido - intensidad baja
10. Impulso rápido - intensidad alta

- Desplácese por los modos de vibración sónica hasta alcanzar el nivel de vibración deseado. Para desactivar la vibración, solo tiene que mantener pulsado el botón de modo de vibración sónica.
- Modo de vibración sónica preferido. Si el modo de vibración sónica seleccionado se usa durante más de 1 minuto, vSculpt almacena este modo en la memoria. La próxima vez que encienda el dispositivo vSculpt, se iniciará su modo de vibración sónica preferido.

PLANES DE TRATAMIENTO

Su tratamiento requiere el uso de vSculpt en días alternos durante un período de 45 a 60 días o hasta lograr los resultados deseados.

Se recomienda la aplicación gradual del tratamiento con vSculpt mediante el aumento de la duración del tratamiento hasta más de dos semanas. De este modo, dispone de tiempo para familiarizarse y sentirse cómoda con vSculpt y sus distintos modos y configuraciones.

SEMANA 1

Tratamiento inicial (6 minutos), 3 veces por semana con 1 día entre las sesiones de tratamiento.

SEMANA 2

Tratamiento intermedio (8 minutos), 3 veces por semana con 1 día entre las sesiones de tratamiento.

SEMANAS 3-8

Tratamiento avanzado (10 o 12 minutos), 3-4 veces por semana con 1 día entre las sesiones de tratamiento.*

Cada una de nosotras es única. Dedique el tiempo necesario a adaptarse a períodos de tratamiento más prolongados. El tiempo de adaptación puede ser más lento o más rápido y en ambos casos el procedimiento es correcto.

* La opción de tratamiento de 12 minutos solo está disponible en vSculpt PRO.

Plan de mantenimiento

Una vez completado su plan de tratamiento, se recomienda usar el dispositivo vSculpt 1-2 veces por semana durante 10-12 minutos.* Esto contribuye al mantenimiento de los resultados obtenidos.

vSculpt y ejercicios de Kegel

Los ejercicios de Kegel son una forma de fortalecer los músculos del suelo de la pelvis. Aunque vSculpt ofrece más beneficios que el fortalecimiento de los músculos del suelo pélvico, en combinación con los ejercicios de Kegel, se pueden maximizar los resultados. Consulte la guía paso a paso a continuación.

1. Empiece a usar vSculpt según las instrucciones.
2. Al introducir vSculpt en la vagina, identifique los músculos usados para detener la micción.
3. Mientras sujeta vSculpt, contraiga estos músculos durante 10 segundos y relájese durante otros 10 segundos. Los músculos del abdomen y los muslos no se deben contraer durante este ejercicio.
4. Repita este ejercicio con la mayor frecuencia posible durante la fototerapia con vSculpt. Lo ideal es hacer los ejercicios de Kegel de 10 a 15 veces.

INFORMACIÓN IMPORTANTE

Cuidados, limpieza y conservación

vSculpt se fabrica con silicona de calidad para uso médico segura para el organismo y fácil de limpiar. Se recomienda limpiar con cuidado el dispositivo vSculpt con agua y jabón antibacteriano antes del primer uso y después de cada uso posterior para eliminar las bacterias y garantizar la higiene.

- Asegúrese de que el dispositivo vSculpt está apagado.
- No sumerja el dispositivo vSculpt en agua, no lo lave con agua ni lo limpie en un lavaplatos, esterilizador o autoclave.
- Use un paño suave no abrasivo y un jabón antibacteriano suave para limpiar el dispositivo.
- Dado que los jabones pueden provocar irritación, se deben eliminar los residuos.
- Evite los controles electrónicos y el puerto de carga.
- Después de limpiar el dispositivo vSculpt, deje que se seque al aire.
- Conserve el dispositivo vSculpt en un lugar fresco, seco y protegido de la suciedad, el polvo y las impurezas.
- El uso de otras soluciones o aparatos de limpieza puede dañar el dispositivo vSculpt y sus componentes electrónicos.
- Con los cuidados adecuados, el dispositivo vSculpt debe funcionar correctamente durante un período de dos años como mínimo.

ASISTENCIA

Garantía y registro del producto

Se aplica una garantía de un año de duración en caso de problemas relacionados con defectos de fabricación producidos durante el uso normal del producto. Registre su dispositivo vSculpt hoy mismo en www.vSculpt.com. Regístrese para recibir correo de vSculpt y tener acceso exclusivo a tratamientos con vSculpt, accesorios, información sobre la salud y el buen estado del suelo pélvico y presentaciones de nuevos productos.

Exclusiones de la garantía

La garantía de un año de duración no cubre los daños provocados por uso indebido, uso incorrecto, negligencia, alteraciones, reparación no autorizada o desgaste normal, como muescas, arañazos, abrasión o decoloración.

Guía de solución de problemas

PROBLEMA: vSculpt no se enciende. Pruebe una o varias de estas opciones:

- Asegúrese de que el dispositivo vSculpt está cargado. Consulte la sección “Carga” de la guía para la usuaria.
- Asegúrese de mantener pulsado el botón de encendido/apagado.
- Si el dispositivo no se enciende, póngase en contacto con el servicio de asistencia de Joylux en customercare@vSculpt.com.

PROBLEMA: Las luces de tratamiento no se encienden. Pruebe una o varias de estas opciones:

- Asegúrese de que el dispositivo vSculpt está cargado. Consulte la sección “Carga”.
- Asegúrese de que el dispositivo vSculpt está encendido. Consulte la sección anterior o la sección “Instrucciones iniciales”.
- Asegúrese de que se ha seleccionado un programa de tratamiento. Consulte la sección “Instrucciones iniciales”.
- Pulse el botón de modo de fototerapia.
- Si las luces no se encienden, póngase en contacto con el servicio de asistencia de Joylux.

ASISTENCIA (CONTINUACIÓN)

PROBLEMA: La vibración no se activa. Pruebe una o varias de estas opciones:

- Asegúrese de que el dispositivo vSculpt está cargado. Consulte la sección “Carga”.
- Asegúrese de que el dispositivo vSculpt está encendido. Consulte la sección anterior o la sección “Instrucciones iniciales”.
- Si va a usar el modo de fototerapia, asegúrese de que se ha seleccionado un programa de tratamiento. Consulte la sección “Instrucciones iniciales”.
- Si va a usar solamente el modo de vibración sónica, mantenga pulsado el botón de modo de vibración sónica.
- Si la vibración no se activa, póngase en contacto con el servicio de asistencia de Joylux.

Si sigue teniendo problemas, póngase en contacto con el servicio de asistencia de Joylux en customercare@vSculpt.com.

No intente desmontar el dispositivo vSculpt, ya que esto puede provocar daños, averías, descargas eléctricas, incendios o lesiones. No hay ninguna pieza reparable por el usuario en el interior del dispositivo. Si el dispositivo vSculpt no funciona correctamente, póngase en contacto con el servicio de asistencia.

No use en ningún caso el dispositivo vSculpt si el cable de carga USB está dañado. Si el dispositivo vSculpt no funciona correctamente o si se ha caído, dañado o sumergido en agua, póngase en contacto con el servicio de asistencia.

Información de contacto

customercare@vSculpt.com
www.vSculpt.com
Seattle, WA 98122
EE. UU.

Acerca de Joylux, Inc.

Joylux, Inc. es una compañía de tecnología sanitaria global dedicada a crear productos innovadores para transformar la salud del suelo pélvico de las mujeres y empoderarlas para disfrutar de su vida al máximo. Si desea obtener más información, visítenos en www.vSculpt.com o www.joyluxinc.com.

Directiva sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE)

Joylux, Inc. cumple lo establecido en la Directiva 2012/19/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO, de 27 de enero de 2003, sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE).

vSculpt contiene una batería de iones de litio. Este producto ha requerido la extracción y el uso de recursos naturales para su producción. Puede contener sustancias peligrosas que podrían afectar a la salud y el medio ambiente si no se desechan correctamente. Para evitar la diseminación de estas sustancias en el medio ambiente y reducir la explotación de los recursos naturales, le animamos a usar los sistemas de reciclaje apropiados para la eliminación de productos. Estos sistemas permiten reutilizar o reciclar de forma responsable la mayoría de los materiales de los productos que desecha.

El símbolo del contenedor con ruedas tachado indica que el producto no se debe desechar con los residuos domésticos y recomienda el uso de los sistemas de reciclaje apropiados para desechar los productos.

Si necesita obtener más información sobre los sistemas de recogida, reutilización y reciclaje, póngase en contacto con el servicio de control de residuos de su región. Además, puede ponerse en contacto con el establecimiento, el proveedor o el

organismo gubernamental local correspondiente para obtener información sobre el impacto medioambiental de este producto.

Para obtener instrucciones para desechar este dispositivo, visite www.vSculpt.com.

Cumplimiento de la directiva sobre restricciones a la utilización de determinadas sustancias peligrosas (AEE)

La Unión Europea ha establecido una serie de restricciones a la utilización de determinadas sustancias peligrosas en aparatos eléctricos y electrónicos (AEE). Consulte la Directiva 2011/65/UE, que entró en vigor el 21 de julio de 2011 y sus disposiciones son aplicables desde el 2 de enero de 2013.

Marca CE

vSculpt se ha autorizado en Europa como un producto sanitario y ha recibido la marca CE, lo que indica el cumplimiento de toda la normativa aplicable.

Potencia de entrada (Federal Communications Commission [FCC])

Este dispositivo cumple lo establecido en la sección 15 de la normativa de FCC. El funcionamiento debe cumplir las dos condiciones siguientes: (1) Este dispositivo no puede provocar interferencias perjudiciales y (2) este dispositivo debe admitir las interferencias recibidas, incluidas aquellas interferencias que pueden ocasionar un funcionamiento no deseado.

PRECAUCIONES EN RELACIÓN CON LAS EMISIONES ELECTROMAGNÉTICAS

Directrices y declaración del fabricante sobre las emisiones electromagnéticas.

El dispositivo vSculpt se ha diseñado para su uso en el entorno electromagnético especificado a continuación.

El cliente o la usuaria de vSculpt deben asegurarse de que el dispositivo se usa en este entorno.

Prueba de emisiones	Cumplimiento	Entorno electromagnético (directrices)
Emisiones de RF (CSFPR 11)	Grupo 1, clase [B]	El dispositivo vSculpt usa energía de RF solo para su funcionamiento interno. Por lo tanto, su nivel de emisiones de RF es muy bajo y no es probable que provoque interferencias con equipos electrónicos próximos. El dispositivo vSculpt es apto para su uso en cualquier instalación, incluidas las instalaciones domésticas y aquellas conectadas directamente a la red de pública de suministro de baja tensión para edificios de uso doméstico.
Emisiones de armónicos (IEC 61000-3-2)	Cumplimiento (1)	
Fluctuaciones de tensión/emisiones de parpadeo (IEC 61000-3-3)	Cumplimiento (2)	
Notas:	(1) En equipo probado consume menos de 75 W. No hay ningún límite especificado para equipos con una potencia de entrada nominal inferior a 75 W. (2) No es probable que el equipo probado produzca fluctuaciones de tensión o parpadeo considerables. No se requiere ninguna prueba.	

Directrices y declaración del fabricante sobre la inmunidad electromagnética de todos los equipos y sistemas electromédicos

El dispositivo vSculpt se ha diseñado para su uso en el entorno electromagnético especificado a continuación.

El cliente o la usuaria de vSculpt deben asegurarse de que el dispositivo se usa en este entorno.

Prueba de inmunidad	Nivel de prueba	Nivel de cumplimiento	Entorno electromagnético (directrices)
Descarga electrostática (IEC 61000-4-2)	± 6 kV por contacto ± 8 kV por aire	± 6 kV por contacto ± 8 kV por aire	Los suelos deben ser de madera, hormigón o baldosas de cerámica. En caso de cubrir los suelos con material sintético, la humedad relativa debe ser del 30 % como mínimo.
Transitorios rápidos/ráfagas electrostáticas (IEC 61000-4-4)	± 2 kV para líneas de suministro de alimentación ± 1 kV para líneas de entrada/salida	± 2 kV para líneas de suministro de alimentación N/A	La calidad de la red principal de suministro eléctrico debe ser la de un entorno comercial u hospitalario típico.
Sobretensión (IEC 61000-4-5)	± 1 kV en modo diferencial ± 2 kV en modo común	N/A ± 2 kV en modo común	La calidad de la red principal de suministro eléctrico debe ser la de un entorno comercial u hospitalario típico.
Caídas de tensión, interrupciones breves y variaciones de tensión en líneas de entrada de alimentación (IEC 61000-4-11)	<5 % UT (>95 % de caída en UT) durante 0,5 ciclos <40 % UT (>60 % de caída en UT) durante 5 ciclos <70 % UT (>30 % de caída en UT) durante 25 ciclos <5 % UT (>95 % de caída en UT) durante 5 segundos	<5 % UT (>95 % de caída en UT) durante 0,5 ciclos <40 % UT (>60 % de caída en UT) durante 5 ciclos <70 % UT (>30 % de caída en UT) durante 25 ciclos <5 % UT (>95 % de caída en UT) durante 5 segundos	La calidad de la red principal de suministro eléctrico debe ser la de un entorno comercial u hospitalario típico. Si la usuaria del dispositivo vSculpt necesita usarlo de forma continua durante las interrupciones del suministro eléctrico, se recomienda usar vSculpt con una fuente de alimentación ininterrumpida o una batería. NOTA: UT es la tensión de la fuente de corriente alterna antes de la aplicación del nivel de prueba.
Campo magnético de frecuencia (50/60 Hz) de la red eléctrica (IEC 61000-4-8)	3 A/m	30 A/m	Los campos magnéticos de frecuencia de la red eléctrica se deben corresponder con los niveles característicos de una ubicación atípica de un entorno comercial u hospitalario típicos.

Directrices y declaración del fabricante sobre la inmunidad electromagnética de equipos y sistemas electromédicos no destinados a la reanimación cardiopulmonar

El dispositivo vSculpt se ha diseñado para su uso en el entorno electromagnético especificado a continuación.
El cliente o la usuaria de vSculpt deben asegurarse de que el dispositivo se usa en este entorno.

Prueba de inmunidad	Nivel de prueba	Nivel de cumplimiento	Entorno electromagnético (directrices)
			La distancia entre los equipos portátiles y móviles de comunicación por radiofrecuencia (RF) y las piezas del dispositivo vSculpt no debe ser inferior a la distancia de separación recomendada, la cual se calcula a partir de la ecuación aplicable a la frecuencia del transmisor. Distancia de separación recomendada
RF conducida (IEC 61000-4-6)	3 Vrms De 150 kHz a 80 MHz fuera de las bandas ISM (industria, ciencia y medicina)	6 V De 150 kHz a 80 MHz	$d = \left[\frac{3.5}{V_1} \right] \sqrt{P}$
RF radiada (IEC 61000-4-3)	3 V/m De 80 MHz a 2,5 GHz	10 V/m De 80 MHz a 2,7 GHz	$d = \left[\frac{3.5}{E_1} \right] \sqrt{P} \text{ 80 MHz to 800 MHz}$ $d = \left[\frac{7}{E_1} \right] \sqrt{P} \text{ 800 MHz to 2.5 GHz}$

(Consulte las notas de la siguiente página).

Donde P es la potencia nominal de salida máxima del transmisor en vatios (W) según el fabricante del transmisor y d es la distancia de separación recomendada en metros (m)^(b). Las intensidades de campo de los transmisores de RF fijos, según lo determinado mediante el estudio del entorno electromagnético^(c) deben ser inferiores al nivel de cumplimiento en cada intervalo de frecuencias^(d).
Se pueden producir interferencias cerca de equipos marcados con el siguiente símbolo: 

Notas: NOTA 1 A 80 MHz y 800 MHz, se aplica el intervalo de frecuencias superior.

NOTA 2 Estas directrices pueden ser no aplicables en todas las situaciones. La absorción y reflexión de estructuras, objetos y personas afecta a la propagación electromagnética.

^(a) Las intensidades de campo de los transmisores fijos, como las estaciones de radiotelefonía (teléfonos móviles/inalámbricos), los equipos de radio terrestres móviles, los equipos de radioaficionados, las emisiones de radio en AM y FM, y las emisiones de TV no se pueden predecir teóricamente con precisión. Para evaluar el entorno electromagnético en el caso de los transmisores de RF fijos, se debe considerar la posibilidad de una inspección del entorno electromagnético. Si la intensidad de campo medida en la ubicación en la que se usa el dispositivo vSculpt es superior al nivel de cumplimiento de los requisitos de RF especificados anteriormente, se debe observar el dispositivo vSculpt para confirmar que funciona normalmente. Si se observa un funcionamiento anormal, puede ser necesario tomar medidas adicionales, como cambiar la orientación o ubicación del dispositivo vSculpt.

^(b) En el caso de un valor superior al intervalo de frecuencias de 150 kHz a 80 MHz, las intensidades de campo deben ser inferiores a 10 V/m.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Modelos: VS1100 y VS1150

Fuente de alimentación principal: Batería de iones de litio recargable, capacidad de 2200 mAh

Clase eléctrica: Funcionamiento interno

Tipo eléctrico: TIPO BF, silicona

Tipo de LED: Diodo

Longitudes de onda: 662 nm, 855 nm

Fotoenergía (fluencia):

6 minutos = 13,0 J/cm² +/- 20 %

8 minutos = 17,4 J/cm² +/- 20 %

10 minutos = 21,7 J/cm² +/- 20 %

12 minutos = 26,7 J/cm² +/- 20 %

Frecuencias operativas: 32 MHz, 83 kHz, 50 MHz

Potencia de entrada USB: 5 V CC, 450 mA

Ciclo de tratamiento: 6, 8, 10, 12 minutos

Tres modos de funcionamiento: solo luz, solo vibración o luz y vibración

Protección frente a la entrada de agua: IP34

Protección frente a cuerpos extraños sólidos con un diámetro superior a 2,5 mm. Protección frente a salpicaduras de agua en la carcasa desde cualquier dirección para evitar daños.

Refrigeración: Pasiva

Peso: 0,35 kg +/- 0,03kg (0,77 lbs +/- 0,07 lbs)

Dimensiones: Longitud de 24 cm (9,4 in), anchura de 3,7 cm (1,5 in), profundidad de 3,7 cm (1,5 in)

Requisitos de potencia: Suministro interno a 5 V CC

Temperatura:

En funcionamiento: 5 °C (41 °F) - 40 °C (104 °F)

Conservación: -25 °C (-13 °F) - 70 °C (158 °F)

Intervalo de presión atmosférica: De 700 hPa a 1060 hPa

Humedad relativa:

En funcionamiento: Del 15 % al 93 %, sin condensación

Conservación: Del 15 % al 93 %, sin condensación

Grupo de riesgo por fuente luminosa: Exento

Certificaciones de seguridad:


UL/IEC/EN 60601-1, IEC/EN 60601-1-2, IEC/EN 60601-1-11, IEC 60825-1, IEC EN 62471, EN 60601-2-57 CAN/CSA-C22.2 No. 601.1-M90

Vida útil media: 2 años (varía en función de los patrones de uso)

GLOSARIO DE SÍMBOLOS



Guía para la usuaria incluida



EMERGO EUROPE
Pruissengracht 20
2514 AP The Hague
The Netherlands

Australian Sponsor
EMERGO AUSTRALIA
Level 20, Tower II
Darling Park 201 Sussex Street Sydney
NSW 2000 Australia

Representante autorizado



Marca CE con número de organismo notificado



Número de modelo de dispositivo,
número de catálogo



Símbolo de advertencia general



Límites de humedad



Mantener seco



Botón de modo de fototerapia



Fabricado por Joylux Inc. Seattle, WA



Botón de encendido/apagado (pulsador)



Restricción del uso de sustancias peligrosas



Número de serie



Botón de modo de vibración sónica



Límites de temperatura



Piezas aplicadas de tipo BF



Cumplimiento de la directiva sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE)

Diseñado y desarrollado en EE. UU., fabricado en China

vSculpt® es una marca comercial registrada de Joylux, Inc.

Copyright de todos los diseños, imágenes y texto de ©Joylux, Inc. 2017 Todos los derechos reservados.

Patentes pendientes (CAN): 30411-27796/CA • 30411-29410/CA.

Patentes aprobadas y pendientes en EE. UU. e internacionales.

Para consultar la lista completa, visite [vsculpt.com/patents](https://www.vsculpt.com/patents).

GUIDA PER L'USO

MODELLI: VS1100
VS1150

VS
VSCULPT®

A Healthier You, Inside and Out™



EC

REP

EMERGO EUROPE
Prinsessegracht 20
2514 AP The Hague
The Netherlands

Australian Sponsor
EMERGO AUSTRALIA
Level 20, Tower II
Darling Park 201 Sussex Street Sydney
NSW 2000 Australia

Registra il tuo prodotto
su www.vsculpt.com

Per maggiori informazioni su trattamenti vSculpt, accessori, salute
del pavimento pelvico e precauzioni, visita il sito vsculpt.com.

INDICE

73 BENVENUTA IN vSCULPT

- Registra il tuo dispositivo

74 PRECAUZIONI

76 CARATTERISTICHE DI vSCULPT

77 ACCESSORI

- vSculpt Photonic Gel™

78 CONOSCI vSCULPT

- Cosa aspettarsi
- Per ottenere i migliori risultati

79 FUNZIONI

- Modalità e impostazioni

80 PREPARAZIONE PER L'USO

- Consulta il tuo medico
- Ricarica

81 PER INIZIARE

- Uso di vSculpt

83 PIANI DI TRATTAMENTO

- Piano terapeutico
- Piano di mantenimento

84 INFORMAZIONI IMPORTANTI

- Cura, pulizia e conservazione

85 ASSISTENZA

- Garanzia
- Guida alla risoluzione dei problemi
- Informazioni di contatto
- Linee guida per lo smaltimento dei rifiuti RAEE
- Conformità RoHS
- Specifiche tecniche
- Glossario dei simboli

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

- Dispositivo terapeutico vSculpt
- Cavo di ricarica USB
- Bustina
- Guida per l'uso

BENVENUTA IN vSCULPT

Complimenti per il tuo acquisto!

vSculpt è un dispositivo medico manuale studiato per tonificare, rafforzare e risanare la muscolatura indebolita del pavimento pelvico e i tessuti vaginali, ai fini del trattamento dell'incontinenza urinaria da stress, mista e da urgenza (da lieve a moderata) nelle donne. Il dispositivo è indicato anche per migliorare la soddisfazione sessuale nelle donne con sintomi di disfunzione dovuti a mancanza di lubrificazione e rilassamento dei tessuti vaginali. Per il trattamento del dolore pelvico e per aumentare la rigenerazione e la circolazione sanguigna.

vSculpt offre due modelli: vSculpt e vSculpt PRO. vSculpt PRO è destinato alla vendita solo attraverso i nostri partner professionali. Entrambi i modelli sono rappresentati in questa guida per l'uso.

Per accelerare le proprietà curative di vSculpt, ne consigliamo l'uso con il nostro Photonic Gel™ (venduto separatamente).

È importante leggere e comprendere le istruzioni, le avvertenze, le precauzioni e le informazioni di sicurezza contenute in questo opuscolo, prima di usare vSculpt per la prima volta.

***Ricarica il tuo vSculpt per 24 ore prima di utilizzarlo per la prima volta, in modo da garantire un funzionamento e una durata della batteria adeguati.**

Registra il tuo vSculpt

Registra subito il tuo vSculpt all'indirizzo **www.vSculpt.com** per ricevere un anno di garanzia e accedere a informazioni, accessori e prodotti vSculpt esclusivi.

PRECAUZIONI

Leggi i seguenti consigli di sicurezza prima dell'uso. Fai attenzione e segui il buon senso quando utilizzi vSculpt.



Questo simbolo di avvertenza appare accanto alle informazioni relative a possibili rischi per la sicurezza. Assicurati di leggere e seguire tutte le avvertenze e le informazioni sulla sicurezza.

- Utilizza questo prodotto solo per l'uso a cui è destinato come descritto in queste istruzioni.
- Questo dispositivo non è destinato all'uso da parte di minori di 18 anni e, in caso di prossimità di un minore di 18 anni al dispositivo, è necessaria un'attenta supervisione da parte di un adulto.

⚠ Questo dispositivo non è impermeabile e non deve essere immerso. Può essere pulito con un panno umido.

⚠ Collega vSculpt solo con il cavo USB in dotazione e a trasformatori certificati in conformità alle norme nazionali basate sullo standard IEC 60950-1 o IEC 60601-1.

⚠ È vietata qualsiasi modifica di questa apparecchiatura.

⚠ Non smontare questa apparecchiatura.

⚠ Non caricare il dispositivo mentre è in uso.

⚠ Le apparecchiature di comunicazione mobili a RF possono interferire con le apparecchiature elettriche medicali.

- vSculpt è studiato solo per l'uso individuale. Non condividerne l'uso.
- Il dispositivo deve essere accuratamente pulito dopo ogni utilizzo.
- Il dispositivo non deve essere utilizzato in presenza di un'infezione a trasmissione sessuale in corso, in quanto l'uso potrebbe aggravarne i sintomi.
- Non utilizzare il dispositivo se stai assumendo farmaci antitumorali, stai facendo medicazioni o stai utilizzando creme topiche che aumentano la fotosensibilità. L'uso del dispositivo in presenza di queste condizioni potrebbe causare reazioni avverse.
- Questo dispositivo è solo per l'inserimento vaginale.
- **Non usare lubrificanti a base di silicone con il dispositivo.**
- Non fissare lo sguardo direttamente sulle luci del dispositivo.
- Non usare in caso di gravidanza in corso o sospetta.

- In caso di dolori addominali, altri problemi di natura medica o preoccupazioni per la tua salute, consulta un medico prima di utilizzare questo dispositivo.
- In caso di intorpidimento, irritazione cutanea, vertigini o dolore, interrompi immediatamente l'uso di questo dispositivo e consulta il tuo medico.
- Fai attenzione in caso di utilizzo in prossimità di piercing.
- In caso di arrossamento prolungato o sensibilità dell'area di trattamento, interrompi l'uso e consulta il tuo medico. Oltre a parlare con il tuo medico, consulta il Servizio clienti Joylux all'indirizzo customercare@vSculpt.com.
- Se il dispositivo presenta incrinature, rotture o danni, oppure se ci sono segni di umidità o condensa al suo interno, interrompine immediatamente l'uso.
- Non utilizzare il dispositivo se le luci hanno subito un qualsiasi danno.
- Spegni immediatamente il dispositivo se inizia a surriscaldarsi.
- Non utilizzare il dispositivo se sospetti che sia stato immerso in acqua.
- Non utilizzare o conservare il dispositivo vicino all'acqua o dove c'è il rischio che sia trascinato o cada nell'acqua.

- Conserva il cavo di ricarica USB lontano dai bambini, poiché costituisce un rischio di strangolamento.
- Tieni il cavo lontano da superfici riscaldate.
- Non utilizzare il dispositivo o il cavo di ricarica se ha subito danni, è caduto o è stato immerso in acqua, oppure se il cavo è logoro o danneggiato.
- Non smontare il dispositivo. In caso di malfunzionamento, contatta il Servizio clienti Joylux all'indirizzo customercare@vSculpt.com.

RISCHI POTENZIALI

Utilizza vSculpt con attenzione. L'inserimento di qualsiasi oggetto in vagina (incluso quello di vSculpt) senza le dovute attenzioni può provocare:

- Crampi
- Perdite vaginali
- Infezione vaginale
- Irritazione vaginale
- Sensibilizzazione vaginale

CARATTERISTICHE DI vSCULPT

3 o 4 modalità di trattamento con la luce*

Personalizza i tuoi trattamenti

Ricaricabile via USB

La ricarica è facile e comoda

Calore delicato

Aiuta la creazione di
collagene e aumenta
la circolazione

Materiali di grado medicale

Il massimo livello di comfort e sicurezza.
Niente lattice, ftalati o BPA

Vibrazione terapeutica

Migliora il tono muscolare 6 o 10
modalità di personalizzazione*

Luci terapeutiche

9 LED rossi e a infrarossi per risanare
i tessuti vaginali e stimolare la
produzione di collagene

* Le funzioni disponibili dipendono dal modello specifico. Vedere pagina 79 per ulteriori informazioni.

ACCESSORI



Abbiamo studiato una serie di prodotti complementari per accelerare l'ottenimento dei risultati.

vSculpt Photonic Gel™

vSculpt Photonic Gel è specificamente formulato con acido ialuronico e aloe. Questo gel a base acquosa, ultra concentrato e di alta qualità, lubrifica.

ISTRUZIONI

Applicare la quantità desiderata di Photonic Gel sulla punta di vSculpt o sull'area genitale esterna prima dell'uso.

INGREDIENTI

Acqua, glicole propilenico, idrossietilcellulosa, PEG-45M sodio ialuronato, succo di foglie di Aloe Barbadensis (Aloe Vera), polyquaternium-5, gluconolattone, sodio benzoato, sorbato di potassio, acido citrico

CONOSCI vSculpt

Cosa aspettarsi

vSculpt offre un metodo non invasivo per aiutare a risanare i muscoli e i tessuti del pavimento pelvico, migliorando la qualità della tua vita. Per aiutarti a sentirti a tuo agio nell'uso di vSculpt, consigliamo di aumentare le modalità di trattamento gradualmente nel corso di 3 settimane, partendo con la modalità di trattamento iniziale (6 minuti) durante la prima settimana, passando alla modalità di trattamento intermedia (8 minuti) durante la seconda settimana e poi alle modalità di trattamento avanzate di 10 o 12 minuti a partire dalla terza settimana.*

vSculpt fornisce i massimi benefici terapeutici attraverso 9 LED ad alta potenza (rossi e a infrarossi), per risanare i tessuti e stimolare la produzione di collagene.

*L'opzione di trattamento da 12 minuti è disponibile solo su vSculpt PRO

Risultati

Per ottenere risultati completi, consigliamo l'uso di vSculpt ogni giorno per un periodo da 45 a 60 giorni o fino all'ottenimento dei risultati desiderati. Una volta completata la terapia iniziale, utilizza vSculpt una volta alla settimana per mantenere i risultati ottenuti.


FUNZIONI

Legenda

1. Pulsante on/off
2. Pulsante della modalità terapeutica con la luce
3. Pulsante della modalità terapeutica con la vibrazione sonora
4. Spie
5. Luci di trattamento a infrarossi
6. Luci di trattamento rosse
7. Connessione del caricatore USB

La vibrazione può essere regolata o disattivata in qualsiasi momento durante la terapia.

Le luci di trattamento possono essere disattivate in qualsiasi momento durante la terapia.



Modalità di vibrazione sonora e impostazioni

vSCULPT

MODALITÀ DI VIBRAZIONE SONICA

1. Costante - bassa intensità
2. Costante - alta intensità
3. Vibrazione lenta - bassa intensità
4. Vibrazione lenta - alta intensità
5. Vibrazione veloce - bassa intensità
6. Vibrazione veloce - alta intensità

MODALITÀ TERAPEUTICHE CON LA LUCE

1. Trattamento iniziale (6 minuti)
2. Trattamento intermedio (8 minuti)
3. Trattamento avanzato (10 o 12 minuti)*

*L'opzione di trattamento da 12 minuti è disponibile solo su vSculpt PRO

vSCULPT PRO

MODALITÀ DI VIBRAZIONE SONICA

1. Costante - bassa intensità
2. Costante - alta intensità
3. Vibrazione lenta - bassa intensità
4. Vibrazione lenta - alta intensità
5. Vibrazione veloce - bassa intensità
6. Vibrazione veloce - alta intensità
7. A impulsi - bassa intensità
8. A impulsi - alta intensità
9. Impulsi veloci - bassa intensità
10. Impulsi veloci - alta intensità

PREPARAZIONE PER L'USO

Consulta il tuo medico

Se sei un cura per disturbi relativi al pavimento pelvico, consulta il tuo medico prima di utilizzare vSculpt.


Non usare in caso di gravidanza in corso o sospetta.

Non utilizzare se stai assumendo farmaci antitumorali, stai facendo medicazioni o stai utilizzando creme topiche che aumentano la fotosensibilità.

Ricarica

Ricarica il tuo vSculpt per 24 ore prima di utilizzarlo per la prima volta e poi dopo ogni utilizzo, assicurandoti che la batteria sia completamente carica.

- Attacca il cavo di ricarica USB sull'impugnatura di vSculpt, inseriscilo in un trasformatore universale certificato USB e collegalo a una presa elettrica.
- vSculpt rileverà l'alimentazione e segnerà al motore di vibrare 2 volte.
- La spia rossa centrale si illuminerà, a indicare che vSculpt è in carica.
- Quando la batteria sarà completamente carica, la spia rossa diventerà verde fisso, a indicare il completamento della ricarica.




PER INIZIARE

1. Applica la quantità desiderata di Photonic Gel sulla punta del dispositivo o esternamente prima dell'uso.
2. Accendi vSculpt premendo il pulsante di alimentazione.
3. Scegli la modalità terapeutica di 6, 8, 10 o 12 minuti*.
4. Premi il pulsante della modalità terapeutica con la luce per iniziare il trattamento.
5. Distenditi e rilassati, sapendo che stai migliorando la salute del tuo pavimento pelvico.

*L'opzione di trattamento da 12 minuti è disponibile solo su vSculpt PRO

MODALITÀ TERAPEUTICHE CON LA LUCE



- Dopo avere selezionato la modalità di trattamento, tieni premuto il pulsante della modalità terapeutica con la luce per attivare le luci di trattamento terapeutico.

Uso di vSculpt

1. Le luci di trattamento terapeutico si illumineranno di rosso fisso e il timer del trattamento si attiverà (a questo punto il programma di trattamento non può essere cambiato).
2. La vibrazione sarà attiva per impostazione predefinita con un'intensità bassa e costante insieme alle luci terapeutiche. La modalità di vibrazione sonora è indipendente dal trattamento luminoso; lo schema e l'intensità della vibrazione possono essere modificati in qualsiasi momento.
3. Inserisci vSculpt 10 cm all'interno del canale vaginale.
4. Il timer interno di vSculpt si attiva immediatamente e inizia il trattamento.
5. Una volta completato il trattamento, le luci terapeutiche e la vibrazione si spengono automaticamente.

USO DI vSculpt (CONTINUA)

6. Le modalità di vibrazione sonora sono in grado di operare indipendentemente dopo il trattamento terapeutico con la luce.
7. I sensori della temperatura monitorano il riscaldamento prima, durante e dopo il trattamento luminoso, per garantire la sicurezza.
8. Anche se i trattamenti luminosi hanno una vibrazione predefinita, se usi una nuova modalità di vibrazione sonora per più di 1 minuto, il trattamento luminoso successivo si regolerà di conseguenza per includere la modalità di vibrazione preferita.
9. Alla fine del tempo di trattamento, le relative luci si spengono automaticamente e restano disabilite per 2 ore e 30 minuti al fine di garantire la tua sicurezza e la conformità al trattamento.
10. Puoi continuare a usare vSculpt in modalità vibrazione solo mentre le luci di trattamento sono disabilite.

LO SAPEVI?

La luce a infrarossi non è visibile a occhio nudo. vSculpt ha 6 emettitori a LED rossi e 3 a infrarossi. Quando attivati, sono visibili solo i 6 emettitori LED rossi, ma di fatto tutti i 9 emettitori LED sono in funzione.

Uso di vSculpt solo in modalità di vibrazione sonora

vSculpt ha 6 modalità di vibrazione sonora:

1. Costante - bassa intensità
2. Costante - alta intensità
3. Vibrazione lenta - bassa intensità
4. Vibrazione lenta - alta intensità
5. Vibrazione veloce - bassa intensità
6. Vibrazione veloce - alta intensità

vSculpt PRO ha 10 modalità di vibrazione sonora:

1. Costante - bassa intensità
2. Costante - alta intensità
3. Vibrazione lenta - bassa intensità
4. Vibrazione lenta - alta intensità
5. Vibrazione veloce - bassa intensità
6. Vibrazione veloce - alta intensità
7. A impulsi - bassa intensità
8. A impulsi - alta intensità
9. Impulsi veloci - bassa intensità
10. Impulsi veloci - alta intensità

- Scorri le modalità di vibrazione sonora fino alla vibrazione desiderata. Per disattivare la vibrazione, è sufficiente tenere premuto il pulsante della modalità di vibrazione sonora.
- Modalità di vibrazione sonora preferita: Se la modalità di vibrazione sonora selezionata è stata usata per più di 1 minuto, vSculpt memorizzerà tale modalità. Alla successiva accensione, vSculpt avvierà la modalità di vibrazione sonora preferita.

PIANI DI TRATTAMENTO

Il tuo regime terapeutico richiede l'uso di vSculpt ogni giorno per un periodo da 45 a 60 giorni o fino all'ottenimento dei risultati desiderati.

Consigliamo un'introduzione graduale della terapia vSculpt aumentando la durata del trattamento nell'arco di due settimane. Ciò consente di avere il tempo per familiarizzare e sentirsi a proprio agio con vSculpt e le sue modalità e impostazioni.

SETTIMANA 1

Trattamento iniziale (6 minuti), 3 volte a settimana con 1 giorno di pausa fra i trattamenti.

SETTIMANA 2

Trattamento intermedio (8 minuti), 3 volte a settimana con 1 giorno di pausa fra i trattamenti.

SETTIMANE 3-8

Trattamento avanzato (10 o 12 minuti), 3-4 volte a settimana con 1 giorno di pausa fra i trattamenti.*

Ognuno di noi è unico. Prenditi il tempo che ti serve per regolare il dispositivo sui tempi di trattamento più lunghi. I tuoi tempi di incremento possono essere più lunghi o più corti, ma vanno bene in ogni caso.

*L'opzione di trattamento da 12 minuti è disponibile solo su vSculpt PRO

Piano di mantenimento

Dopo avere completato il piano di trattamento, consigliamo l'uso di vSculpt 1-2 volte a settimana per 10-12 minuti.* In questo modo aiuterai il mantenimento dei risultati.

vSculpt con gli esercizi di Kegel

Gli esercizi di Kegel sono un modo per aiutare a rinforzare i muscoli del pavimento pelvico. Anche se vSculpt non si limita ad aiutare solo i muscoli del pavimento pelvico, usato in associazione agli esercizi di Kegel permette di ottenere risultati ancora maggiori. Vedi la guida passo-passo di seguito.

1. Inizia a utilizzare vSculpt come indicato.
2. Quando vSculpt è inserito in vagina, identifica i muscoli utilizzati per interrompere il flusso di urina.
3. Tenendo vSculpt, contrai questi muscoli per un massimo di 10 secondi, poi rilassali per un massimo di altri 10. Non contrarre i muscoli addominali e delle cosce mentre esegui questo esercizio.
4. Ripeti il più spesso possibile durante il trattamento luminoso con vSculpt. L'ideale sarebbe eseguire questo esercizio di Kegel da 10 a 15 volte.

INFORMAZIONI IMPORTANTI

Cura, pulizia e conservazione

vSculpt è in silicone di grado medicale sicuro per il contatto con il corpo e facile da pulire. Consigliamo di pulire delicatamente vSculpt con acqua e sapone antibatterico prima di utilizzarlo per la prima volta e dopo ogni uso successivo, per eliminare i batteri e garantirne la freschezza.

- Assicurati che vSculpt sia spento.
- Non immergere vSculpt nell'acqua, metterlo sotto l'acqua corrente o in lavastoviglie, sterilizzatore o autoclave.
- Per la pulizia utilizza un panno morbido non abrasivo e un sapone antibatterico delicato.

- I saponi possono provocare irritazioni e gli eventuali residui devono essere rimossi.
- Fai attenzione a evitare i comandi elettronici e la porta per la ricarica.
- Dopo la pulizia di vSculpt, lascialo asciugare all'aria.
- Conserva vSculpt in un luogo fresco e asciutto, al riparo da sporco, polvere e impurità.
- L'uso di altri dispositivi e soluzioni di pulizia possono danneggiare vSculpt e le sue parti elettroniche.
- Con le dovute attenzioni, il dispositivo vSculpt funzionerà per un minimo di due anni.

ASSISTENZA

Garanzia e registrazione del prodotto

Un anno di garanzia per problemi relativi a difetti imputabili al produttore risultanti dal normale uso del prodotto. Registra subito il tuo vSculpt su www.vSculpt.com. Iscriviti all'e-mail vSculpt e ottieni l'accesso esclusivo a trattamenti vSculpt, accessori, informazioni sulla salute e sul benessere del pavimento pelvico e presentazioni di nuovi prodotti.

Esclusioni di garanzia

Non coperti da un anno di garanzia: danni causati da cattivo uso, abuso, incuria, alterazioni o riparazioni non autorizzate, normale usura, inclusi scheggiature, graffi, abrasioni, scolorimento o sbiadimento.

Guida alla risoluzione dei problemi

PROBLEMA: vSculpt non si accende. Prova una o più delle seguenti operazioni:

- Assicurati che vSculpt sia carico. Vedi la sezione "Ricarica" di questa guida per l'uso.
- Assicurati di tenere premuto il pulsante on/off.
- Se ancora non si accende, contatta il Servizio clienti Joylux all'indirizzo customercare@vSculpt.com.

PROBLEMA: Le luci di trattamento non si spengono. Prova una o più delle seguenti operazioni:

- Assicurati che vSculpt sia carico. Vedi "Ricarica".
- Assicurati che vSculpt sia acceso. Vedi sopra o "Per iniziare".
- Assicurati che il programma di trattamento sia stato selezionato. Vedi "Per iniziare".
- Premi il pulsante della modalità terapeutica con la luce.
- Se le luci ancora non si accendono, contatta il Servizio clienti Joylux.

ASSISTENZA (CONTINUA)

PROBLEMA: La vibrazione non si attiva. Prova una o più delle seguenti operazioni:

- Assicurati che vSculpt sia carico. Vedi "Ricarica".
- Assicurati che vSculpt sia ACCESO. Vedi sopra o "Per iniziare".
- Se usi la modalità di terapia con la luce, assicurati che il programma di trattamento sia stato selezionato. Vedi "Per iniziare".
- Se usi solo la modalità di vibrazione sonora, tieni premuto il pulsante della modalità di vibrazione sonora.
- Se la vibrazione non si attiva, contatta il Servizio clienti Joylux.

Se i problemi persistono, contatta il Servizio clienti all'indirizzo customercare@vSculpt.com.

Non tentare di smontare vSculpt, perché tale operazione può causare danni, malfunzionamenti, scosse, incendio o lesioni personali. Non ci sono parti riparabili dall'utente all'interno dell'unità. In caso di malfunzionamento di vSculpt, contatta il Servizio clienti.

Non azionare mai vSculpt se il cavo di ricarica USB è danneggiato. Se vSculpt non funziona correttamente o se è stato fatto cadere, ha subito danni o stato immerso nell'acqua, contatta il Servizio clienti.

Informazioni di contatto

customercare@vSculpt.com
www.vSculpt.com
Seattle, WA 98122
USA

Chi è Joylux, Inc.

Joylux, Inc. è un'azienda internazionale che opera nel settore delle tecnologie per la salute, in particolare nella creazione di prodotti innovativi volti alla trasformazione della salute del pavimento pelvico femminile, mettendo in condizione le donne di vivere al meglio la loro vita. Per maggiori informazioni, visita www.vSculpt.com o www.joyluxinc.com.

Direttiva sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)

Joylux, Inc rispetta la Direttiva 2012/19/UE DEL PARLAMENTO E DEL CONSIGLIO EUROPEO del 27 gennaio 2003 sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE).

vSculpt contiene una batteria agli ioni di litio. Questo prodotto ha richiesto l'estrazione e l'uso di risorse naturali per la sua produzione. Il dispositivo può contenere sostanze pericolose che possono avere un impatto sulla salute e sull'ambiente se non smaltite in modo appropriato. Per evitare la diffusione di tali sostanze nell'ambiente e ridurre la pressione sulle risorse naturali, ti esortiamo a utilizzare sistemi di ritiro appropriati per lo smaltimento del prodotto. Tali sistemi riutilizzeranno o ricicleranno in modo sicuro la maggior parte dei materiali del prodotto che si sta smaltendo.

Il simbolo del bidone barrato informa che il prodotto non deve essere smaltito insieme ai rifiuti urbani e invita a utilizzare sistemi di ritiro separati per il suo smaltimento.

Per maggiori informazioni sui sistemi di raccolta, riutilizzo e riciclaggio, contatta gli enti locali o regionali addetti alla gestione dei rifiuti.

È possibile contattare anche il punto vendita, il fornitore o l'amministrazione locale per maggiori informazioni sulla sostenibilità ambientale di questo prodotto.

Per istruzioni sullo smaltimento di questo dispositivo visita www.vSculpt.com.

Conformità RoHS

L'Unione Europea ha stabilito i requisiti per la restrizione all'uso di sostanze pericolose (Restriction of Hazardous Substances - RoHS) in tutte le apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE). Vedere la Direttiva 2011/65/UE entrata in vigore il 21 luglio 2011 con termine di recepimento il 2 gennaio 2013.

Marchio CE

vSculpt è approvato in Europa come dispositivo medico e ha ricevuto il marchio CE indicante la conformità a tutte le normative appropriate.

Potenza d'ingresso secondo la Federal Communications Commission (FCC)

Questo dispositivo è conforme alla Parte 15 delle norme FCC. Il funzionamento è soggetto alle seguenti due condizioni: (1) questo dispositivo non deve provocare interferenze dannose e (2) questo dispositivo deve accettare tutti i tipi di interferenze, inclusi quelli che possono causare problemi di funzionamento.

PRECAUZIONI ELETTROMAGNETICHE

Guida e dichiarazione del produttore - immunità elettromagnetica.

vSculpt è destinato all'uso nell'ambiente elettromagnetico specificato di seguito.

La cliente o l'utente di vSculpt deve garantirne l'uso in tale ambiente.

Test di emissioni	Conformità	Ambiente elettromagnetico - guida
Emissioni a RF (CSFPR 11)	Gruppo 1, Classe [B]	vSculpt utilizza l'energia a RF solo per il suo funzionamento interno. Quindi le sue emissioni a RF sono molto basse ed è improbabile che provochino interferenze alle apparecchiature elettroniche nelle vicinanze. vSculpt è adatto per l'uso in tutte le strutture, incluse quelle domestiche e quelle direttamente collegate alla rete elettrica pubblica a bassa tensione, fornita agli edifici utilizzati per scopi domestici.
Emissioni armoniche (IEC 61000-3-2)	Conforme (1)	
Fluttuazioni di tensione/emissioni di flicker (IEC 61000-3-3)	Conforme (2)	
Note:	(1) L'apparecchio sottoposto a prova utilizza meno di 75 W. Non ci sono limiti specificati per apparecchiature con una tensione di alimentazione inferiore a 75 W. (2) È improbabile che l'apparecchio sottoposto a prova produca fluttuazioni di tensione o flicker significativi. Test non necessario.	

Guida e dichiarazione del produttore - immunità elettromagnetica - per tutti i sistemi e le apparecchiature elettromedicali

vSculpt è destinato all'uso nell'ambiente elettromagnetico specificato di seguito.

La cliente o l'utente di vSculpt deve garantirne l'uso in tale ambiente.

Test di immunità	Livello di test	Livello di conformità	Ambiente elettromagnetico - guida
Scarica elettrostatica (ESD) (IEC 61000-4-2)	± 6 kV con contatto ± 8 kV in aria	± 6 kV con contatto ± 8 kV in aria	I pavimenti devono essere in legno, calcestruzzo o in piastrelle di ceramica. Se i pavimenti sono coperti con materiale sintetico, l'umidità relativa deve essere almeno del 30%.
Transitori/treni elettrostatici veloci (IEC 61000-4-4)	± 2 kV su linee elettriche ± 1 kV per linee di ingresso e di uscita	± 2 kV su linee elettriche N/D	La qualità dell'alimentazione di rete deve essere quella tipica dell'ambiente ospedaliero o commerciale.
Sovratensione (IEC 61000-4-5)	± 1 kV modalità differenziale ± 2 kV modalità comune	N/D ± 2 kV modalità comune	La qualità dell'alimentazione di rete deve essere quella tipica dell'ambiente ospedaliero o commerciale.
Cali di tensione, brevi interruzioni e variazioni di tensione su linee di elettriche in ingresso (IEC 61000-4-11)	<5% UT (>95% di calo in UT) per 0,5 cicli <40% UT (>60% di calo in UT) per 5 cicli <70% UT (>30% di calo in UT) per 25 cicli <5% UT (>95% di calo in UT) per 5 sec	<5% UT (>95% di calo in UT) per 0,5 cicli <40% UT (>60% di calo in UT) per 5 cicli <70% UT (>30% di calo in UT) per 25 cicli <5% UT (>95% di calo in UT) per 5 sec	La qualità dell'alimentazione di rete deve essere quella tipica dell'ambiente ospedaliero o commerciale. Se l'utente di vSculpt necessita di un funzionamento continuo durante le interruzioni della corrente di rete, si consiglia di alimentare vSculpt tramite una sorgente non interrompibile o mediante batteria. NOTA: con UT si intende la tensione di rete CA prima dell'applicazione del livello di test.
Frequenza di rete (50/60 Hz) campo magnetico (IEC 61000-4-8)	3 A/m	30 A/m	I campi magnetici della frequenza di rete devono possedere caratteristiche a livello di un tipico ambiente commerciale od ospedaliero.

Guida e dichiarazione del produttore - immunità elettromagnetica - per sistemi e apparecchiature elettromedicali non di supporto vitale

vSculpt è destinato all'uso nell'ambiente elettromagnetico specificato di seguito.

La cliente o l'utente di vSculpt deve garantirne l'uso in tale ambiente.

Test di immunità	Livello di test	Livello di conformità	Ambiente elettromagnetico - guida
			Gli apparecchi di comunicazione portatili e mobili a RF non devono essere utilizzati a una distanza di separazione da qualsiasi parte di vSculpt, inclusi i cavi, che sia inferiore a quella consigliata, calcolata dall'equazione applicabile alla frequenza del trasmettitore. Distanza di separazione consigliata
RF condotta (IEC 61000-4-6)	3 Vrms Da 150 kHz a 80 MHz al di fuori delle bande ISM	6 V Da 150 kHz a 80 MHz	$d = \left[\frac{3,5}{V_1} \right] \sqrt{P}$
RF irradiata (IEC 61000-4-3)	3 V/m Da 80 MHz a 2,5 GHz	10 V/m Da 80 MHz a 2,7 GHz	$d = \left[\frac{3,5}{E_1} \right] \sqrt{P} \text{ 80 MHz to 800 MHz}$ $d = \left[\frac{7}{E_1} \right] \sqrt{P} \text{ 800 MHz to 2,5 GHz}$

(Vedere le note alla pagina seguente)

dove P è la tensione massima in uscita del trasmettitore in watt (W) secondo il produttore del trasmettitore e d è la distanza di separazione consigliata in metri (m)^(b)
 Le intensità dei campi da trasmettitori RF fissi, come stabilito da un'indagine in loco sull'elettromagnetismo^(c), devono essere inferiori al livello di conformità in ciascun intervallo di frequenza^(d)

È possibile che si verifichino interferenze in prossimità di apparecchiature 
 contrassegnate con il seguente simbolo:

Note: NOTA 1 A 80 MHz e 800 MHz, si applica la gamma di frequenze più elevata.

NOTA 2 Queste linee guida possono non essere applicabili in tutte le situazioni. La propagazione elettromagnetica è influenzata dall'assorbimento e dalla riflessione da parte di strutture, oggetti e persone.

^(a) Le intensità dei campi da trasmettitori fissi, come stazioni base per radiotelefoni (cellulari/cordless) e radio mobili terrestri, radio amatoriali, trasmissioni radio in AM e FM e trasmissioni TV, in teoria non possono essere previste con precisione. Deve essere presa in considerazione la possibilità di eseguire un'indagine in loco sull'elettromagnetismo, per valutare l'ambiente elettromagnetico. Se l'intensità del campo misurata nel luogo in cui si utilizza vSculpt supera il livello di conformità RF applicabile di cui sopra, è necessario osservare vSculpt per verificarne il normale funzionamento. Nel caso in cui si osservi un funzionamento anomalo, può rendersi necessaria l'adozione di ulteriori misure, come il riorientamento o il riposizionamento di vSculpt.

^(b) Sopra l'intervallo di frequenze da 150 kHz a 80 MHz, le intensità di campo devono essere inferiori a 10 V/m.

SPECIFICHE TECNICHE

Modelli: VS1100 e VS1150

Alimentazione principale: batteria ricaricabile agli ioni di litio, capacità di 2.200 mAh

Classe elettrica: alimentato internamente

Tipo elettrico: TIPO BF - silicone

Tipo di LED: diodo

Lunghezze d'onda: 662 nm, 855 nm

Energia luminosa (fluenza):

6 minuti = 13,0 J/cm² +/- 20%

8 minuti = 17,4 J/cm² +/- 20%

10 minuti = 21,7 J/cm² +/- 20%

12 minuti = 26,7 J/cm² +/- 20%

Frequenze operative: 32 MHz; 83 kHz; 50 MHz.

Alimentazione USB: 5 V CC, 450 mA

Ciclo di trattamento: 6, 8, 10, 12 minuti

Modalità operative: tre modalità: solo luce, solo vibrazione, luce e vibrazione

Protezione d'ingresso: IP34

Protetto contro oggetti estranei solidi con un diametro maggiore di 2,5 mm. Protetto dagli spruzzi d'acqua, che rivolti verso l'involucro da qualsiasi direzione non hanno un effetto dannoso.

Raffreddamento: passivo

Peso: 0,35 kg +/- 0,03 kg

Dimensioni: lunghezza 24 cm, larghezza 3,7 cm, profondità 3,7 cm

Requisiti di alimentazione: alimentato internamente a 5 V CC

Temperatura:

In funzione: 5 °C - 40 °C

Conservazione: -25 °C - 70 °C

Intervallo di pressione atmosferica: da 700 hPa a 1.060 hPa.

Umidità relativa:

In funzione: dal 15% al 93%, non condensante

Conservazione: dal 15% al 93%, non condensante

Gruppo di rischio della sorgente luminosa: esente

Certificazioni di sicurezza:

UL/IEC/EN 60601-1; IEC/EN 60601-1-2;

IEC/EN 60601-1-11; IEC 60825-1; IEC EN 62471;


EN 60601-2-57 CAN/CSA-C22.2 N. 601.1-M90

Durata operativa media: 2 anni - può variare a seconda degli schemi di utilizzo

GLOSSARIO DEI SIMBOLI



Guida per l'uso di accompagnamento



EMERGO EUROPE
Prinsessegracht 20
2514 AP The Hague
The Netherlands

**Australian Sponsor
EMERGO AUSTRALIA**
Level 20, Tower II
Darling Park 201 Sussex Street Sydney
NSW 2000 Australia

Rappresentante autorizzato



Marchio CE con il numero dell'ente di certificazione



Numero di modello del dispositivo, numero di catalogo



Simbolo di avvertenza generale



Limiti di umidità



Mantenere asciutto



Pulsante della modalità terapeutica con la luce



Prodotto da Joylux Inc. Seattle, WA



ON/OFF (pulsante)



Restrizione delle sostanze pericolose



Numero di serie



Pulsante della modalità terapeutica con la vibrazione sonora



Limiti di temperatura



Parti applicate di tipo BF



Conforme alla direttiva sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)

Progettato e costruito negli USA, prodotto in Cina

vSculpt® è un marchio registrato di Joylux, Inc.

Tutti i disegni, le immagini e i testi sono protetti da copyright di ©Joylux, Inc. 2017. Tutti i diritti riservati.

Brevetti canadesi in corso di registrazione: 30411-27796/CA • 30411-29410/CA

brevetti canadesi, internazionali e USA registrati e in corso di registrazione.

Per un elenco completo, visita [vsculpt.com/patents](https://www.vsculpt.com/patents).

BEDIENUNGSANLEITUNG

MODELLE: VS1100
VS1150VS
VSCULPT®*A Healthier You, Inside and Out™*

EC

REP

EMERGO EUROPE
Prinsessegracht 20
2514 AP The Hague
The NetherlandsAustralian Sponsor
EMERGO AUSTRALIA
Level 20, Tower II
Darling Park 201 Sussex Street Sydney
NSW 2000 AustraliaRegistrieren Sie Ihr Produkt
unter www.vsculpt.comBesuchen Sie vsculpt.com, um mehr über vSculpt-Behandlungen,
-Zubehör, Beckenbodengesundheit und Vorsorgemaßnahmen zu erfahren.

INHALTSVERZEICHNIS

97 WILLKOMMEN BEI vSCULPT

- Ihr Gerät registrieren

98 VORSICHTSMASSNAHMEN

100 MACHEN SIE SICH MIT vSCULPT VERTRAUT

101 ZUBEHÖR

- vSculpt Photonic Gel™

102 LERNEN SIE vSCULPT KENNEN

- Was Sie erwarten können
- Beste Ergebnisse erzielen

103 FUNKTIONEN

- Betriebsarten & Einstellungen

104 VORBEREITUNG ZUM GEBRAUCH

- Beratung von Ihrem Arzt
- Aufladen

105 ERSTE SCHRITTE

- Anwendung von vSculpt

107 BEHANDLUNGSPLÄNE

- Therapieplan
- Instandhaltungsplan

108 WICHTIGE INFORMATIONEN

- Pflege, Reinigung und Aufbewahrung

109 SUPPORT

- Garantie
- Anleitung zur Fehlerbehebung
- Kontaktinformationen
- Entsorgungsrichtlinien für Elektro- und Elektronik-Altgeräte
- RoHS-konform
- Technische Spezifikationen
- Begriffserläuterung der Symbole

SCHACHTELINHALT

- Therapiegerät vSculpt
- USB-Ladekabel
- Aufbewahrungsbeutel
- Bedienungsanleitung

WILLKOMMEN BEI vSCULPT

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf!

vSculpt ist ein medizinisches Handgerät, das zur Festigung, Straffung und Wiederherstellung schwacher Beckenbodenmuskeln und vaginalen Geweben zur Behandlung von Stress, gemischter und milder bis moderater Dranginkontinenz bei Frauen dient. Es ist auch zur Verbesserung der sexuellen Erfüllung bei Frauen angezeigt, die aufgrund von Scheidentrockenheit und Erschlaffung des Vaginalgewebes unter einer sexuellen Funktionsstörung leiden. Zur Behandlung von Beckenmuskelschmerzen und für bessere Heilung und stärkere Durchblutung.

vSculpt bietet zwei Modelle an, vSculpt und vSculpt PRO. Sculpt PRO wird ausschließlich über unsere professionellen Partner verkauft. In dieser Bedienungsanleitung werden beide Modelle vorgestellt.

Um die heilenden Eigenschaften von vSculpt zu beschleunigen, empfehlen wir die Verwendung mit unserem Photonic Gel™ (wird separat verkauft).

Es ist wichtig, dass Sie die Anweisungen, Warnungen, Vorsichtsmaßnahmen und Sicherheitshinweise in dieser Broschüre lesen und verstehen, bevor Sie Ihr vSculpt zum ersten Mal benutzen.

***Bitte laden Sie Ihr vSculpt 24 Stunden vor dem ersten Gebrauch auf, um ordnungsgemäßen Betrieb und ordnungsgemäße Akkulaufzeit zu gewährleisten.**

Ihr vSculpt registrieren

Registrieren Sie Ihr vSculpt heute auf **www.vSculpt.com**, um Ihre einjährige Garantie und Zugang zu exklusiven Informationen über vSculpt, Zubehör und Produktneuheiten zu erhalten.

VORSICHTSMASSNAHMEN

Bitte lesen Sie vor der Verwendung die folgenden Absicherungsmaßnahmen durch. Verwenden Sie vSculpt vorsichtig und mit gutem Einschätzungsvermögen.



Dieses Warnsymbol erscheint neben Informationen über mögliche Sicherheitsrisiken. Lesen und befolgen Sie alle Warnungen und Sicherheitshinweise.

- Verwenden Sie dieses Produkt nur für den in dieser Bedienungsanleitung beschriebenen vorgesehenen Zweck.
- Dieses Gerät darf von Personen unter 18 Jahren nicht verwendet werden und Kinder unter 18 Jahren, die sich in der Nähe des Gerätes befinden, müssen von Erwachsenen beaufsichtigt werden.

⚠ Dieses Gerät ist nicht wasserdicht und darf nicht in Wasser getaucht werden. Es kann mit einem feuchten Tuch gereinigt werden.

⚠ Schließen Sie vSculpt nur mit dem mitgelieferten USB-Kabel und nur an USB-Netzteile an, die den nationalen Normen IEC 60950-1 oder IEC 60601-1 entsprechen.

⚠ Änderungen an diesem Gerät sind nicht zugelassen.

⚠ Nehmen Sie das Gerät nicht auseinander.

⚠ Laden Sie das Gerät während seiner Verwendung nicht auf.

⚠ Mobile HF-Kommunikationsgeräte können medizinische elektrische Geräte beeinflussen.

- vSculpt ist nur für den persönlichen Gebrauch bestimmt. Nutzen Sie es nicht gemeinsam.
- Das Gerät muss nach jeder Verwendung gründlich gereinigt werden.
- Das Gerät darf bei einer aktiven, sexuell übertragbaren Krankheit nicht verwendet werden, da bei einer aktiven Infektion Symptome auftreten können, die durch die Verwendung des Gerätes verschlimmert werden.
- Benutzen Sie das Gerät nicht, wenn Sie krebsbekämpfende Medikamente, Arzneimittel oder topische Cremes verwenden, die die Lichtempfindlichkeit erhöhen. Sie können eine Nebenwirkung verursachen.
- Dieses Gerät darf nur vaginal eingeführt werden.
- **Verwenden Sie mit diesem Gerät keine Gleitmittel auf Silikonbasis.**
- Blicken Sie nicht direkt in die LED-Leuchtmittel.
- Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn Sie schwanger sind oder denken, dass Sie schwanger sein könnten.
- Lassen Sie sich von Ihrem Arzt beraten, wenn Sie Unterleibsschmerzen oder andere medizinische Probleme oder gesundheitliche Bedenken haben, bevor Sie dieses Gerät benutzen.

- Wenn Sie Taubheitsgefühl, Hautreizung, Schwindel oder Schmerzen spüren, sollten Sie sofort von einer weiteren Verwendung des Gerätes absehen und Ihren Arzt aufsuchen.
- Seien Sie vorsichtig, wenn Sie das Gerät in der Nähe von Körperpiercings verwenden.
- Sollte es im Behandlungsbereich zu einer anhaltenden Rötung und Empfindlichkeit kommen, stellen Sie die Verwendung ein und suchen Sie Ihren Arzt auf. Wenden Sie sich neben der Beratung mit Ihrem Arzt bitte an den Kundendienst unter customercare@vSculpt.com.
- Wenn irgendein Teil des Gerätes zerbrochen, kaputt oder beschädigt ist oder wenn im Inneren des Gerätes Anzeichen von Feuchtigkeit oder Kondenswasser zu sehen sind, stellen Sie die Verwendung sofort ein.
- Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn die Leuchtmittel in irgendeiner Weise beschädigt sind.
- Sollte das Gerät anfangen zu überhitzen, schalten Sie es unverzüglich aus.
- Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn Sie denken, dass es in Wasser getaucht wurde.
- Bewahren Sie das Gerät nicht in der Nähe von Wasser oder an einem Ort auf, an dem es in Wasser fallen oder hineingezogen werden kann.

- Halten Sie das USB-Ladekabel von Kindern fern, da es ein Strangulationsrisiko darstellt.
- Halten Sie das Ladekabel von erwärmten Oberflächen fern.
- Verwenden Sie das Gerät oder das Ladekabel nicht, wenn ein Geräteteil entweder beschädigt, fallen gelassen oder in Wasser getaucht wurde oder wenn das Kabel ausgefranst oder beschädigt ist.
- Nehmen Sie das Gerät nicht auseinander. Wenn das Gerät nicht richtig funktioniert, wenden Sie sich an den Kundendienst von Joylux unter customercare@vSculpt.com.

MÖGLICHE GEFAHREN

Bitten wenden Sie vSculpt vorsichtig an. Wenn irgendetwas (einschließlich vSculpt) ohne angemessene Sorgfalt in die Vagina eingeführt wird, könnten folgende Beschwerden auftreten:

- | | |
|----------------------|----------------------------|
| • Krämpfe | • Vaginale Reizung |
| • Vaginaler Ausfluss | • Vaginale Empfindlichkeit |
| • Vaginale Infektion | |

MACHEN SIE SICH MIT vSCULPT VERTRAUT

3 oder 4 Lichtbehandlungs-Modi*

Passen Sie Ihre Behandlungen an

Über USB wiederaufladbar

Das Aufladen ist einfach und bequem

Sanfte Erwärmung

Unterstützt die Kollagenbildung und die Erhöhung der Durchblutung

Medizinische Materialien

Höchste Sicherheits- und Komfortstufe
Ohne Latex, Phthalate oder BPA


Therapeutische Vibration

Verbessert den Muskeltonus
6 oder 10 Betriebsarten zur Anpassung*

Therapieleuchten

9 rote und infrarote LED-Leuchten, um Vaginalgewebe wiederherzustellen und Kollagenproduktion anzuregen

* Die verfügbaren Funktionen hängen von Ihrem speziellen Gerät ab. Weitere Informationen finden Sie auf Seite 103.



ZUBEHÖR



Wir haben ergänzende Produkte entwickelt, um Ihre Ergebnisse zu beschleunigen.

vSculpt Photonic Gel™

vSculpt Photonic Gel ist speziell mit Hyaluronsäure und Aloe formuliert. Dieses hochwertige, hochkonzentrierte Gel auf Wasserbasis spendet Feuchtigkeit.

GEBRAUCHSANWEISUNG

Tragen Sie vor der Verwendung die gewünschte Menge Photonic Gel auf die Spitze des vSculpt oder auf den äußeren vaginalen Bereich auf.

INHALTSSTOFFE

Wasser, Propylenglykol, Hydroxyethylcellulose, PEG-45M, Natrium-Hyaluronat, Blattsaft der Aloe Barbadensis (Aloe Vera), Polyquaternium-5, Gluconolacton, Natriumbenzoat, Kaliumsorbat, Zitronensäure

LERNEN SIE vSCULPT KENNEN

Was Sie erwarten können

vSculpt bietet eine nicht-invasive Methode zur Wiederherstellung des Muskels und Gewebes Ihres Beckenbodens und steigert die Lebensqualität. Um Ihnen die Verwendung von vSculpt zu erleichtern, empfehlen wir, die Behandlungsmodi im Laufe von 3 Wochen allmählich zu erhöhen. Beginnen Sie in der ersten Woche mit dem Modus für die Anfangsbehandlung (6 Minuten). In der zweiten Woche wählen Sie den Modus für die Zwischenbehandlung (8 Minuten) und am Anfang der dritten Woche gehen Sie zum fortgeschrittenen Behandlungsmodus von 10 oder 12 Minuten über.*

vSculpt bietet mit 9 Hochleistungs-LED-Leuchten (rot und infrarot) den größtmöglichen therapeutischen Nutzen zur Wiederherstellung des Gewebes und Anregung der Kollagenbildung.

*Die 12 Minuten-Behandlungsoption steht nur auf vSculpt PRO zur Verfügung

Ergebnisse

Um vollständige Ergebnisse zu erhalten, empfehlen wir, Ihr vSculpt für 45 bis 60 Tage jeden zweiten Tag zu verwenden oder solange, bis Sie die gewünschten Ergebnisse erzielen. Verwenden Sie vSculpt nach Abschluss Ihrer Erstbehandlung einmal wöchentlich, um Ihre Ergebnisse zu erhalten.


FUNKTIONEN

Zeichenerklärung

1. Ein-/Aus-Taste
2. Taste für den Lichttherapie-Modus
3. Taste für den Schall-Vibrationsmodus
4. Kontrollleuchten
5. Infrarot-Behandlungsleuchten
6. Rot-Behandlungsleuchten
7. Anschluss USB-Ladegerät

Während der Therapie kann die Vibration jederzeit eingestellt oder ausgeschaltet werden.

Während der Therapie können die Behandlungsleuchten jederzeit ausgeschaltet werden.



Schall-Vibrationsmodi & Einstellungen

vSCULPT

SCHALL-VIBRATIONSMODI

1. Durchgehend an – niedrige Intensität
2. Durchgehend an – hohe Intensität
3. Langsame Schwingung – niedrige Intensität
4. Langsame Schwingung – hohe Intensität
5. Schnelle Schwingung – niedrige Intensität
6. Schnelle Schwingung – hohe Intensität

LICHTTHERAPIE-MODI

1. Anfangsbehandlung (6 Minuten)
2. Zwischenbehandlung (8 Minuten)
3. Fortgeschrittene Behandlung (10 Minuten oder 12 Minuten)*

*Die 12 Minuten-Behandlungsoption steht nur auf vSculpt PRO zur Verfügung

vSCULPT PRO

SCHALL-VIBRATIONSMODI

1. Durchgehend an – niedrige Intensität
2. Durchgehend an – hohe Intensität
3. Langsame Schwingung – niedrige Intensität
4. Langsame Schwingung – hohe Intensität
5. Schnelle Schwingung – niedrige Intensität
6. Schnelle Schwingung – hohe Intensität
7. Impuls – niedrige Intensität
8. Impuls – hohe Intensität
9. Schneller Impuls – niedrige Intensität
10. Schneller Impuls – hohe Intensität

VORBEREITUNG ZUM GEBRAUCH

Beratung von Ihrem Arzt

Wenn Sie aufgrund von beckenbodenbedingten Veränderungen in ärztlicher Obhut sind, lassen Sie sich vor der Verwendung von vSculpt bitte von Ihrem Arzt beraten.


Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn Sie schwanger sind oder denken, dass Sie schwanger sein könnten.

Benutzen Sie das Gerät nicht, wenn Sie krebsbekämpfende Medikamente, Arzneimittel oder topische Cremes verwenden, die die Lichtempfindlichkeit erhöhen.

Aufladen

Laden Sie Ihr vSculpt 24 Stunden vor der ersten Verwendung und anschließend nach jedem Gebrauch auf, damit der Akku immer voll aufgeladen ist.

- Stecken Sie das mitgelieferte USB-Ladekabel in den vSculpt-Handgriff, schließen Sie es an einer universellen USB-zertifizierten Stromquelle an und stecken Sie es dann in einer Steckdose ein.
- vSculpt erkennt Strom und signalisiert dem Motor, 2 Mal zu vibrieren.
- Die mittlere rote Kontrollleuchte leuchtet und zeigt an, dass vSculpt aufgeladen wird.
- Wenn der Akku vollständig aufgeladen ist, leuchtet die rote Kontrollleuchte grün und zeigt an, dass der Akku vollständig aufgeladen ist.




ERSTE SCHRITTE

1. Tragen Sie vor der Einführung die gewünschte Menge Phototonic Gel auf die Spitze des Gerätes oder äußerlich auf.
2. Schalten Sie vSculpt ein, indem Sie auf die Einschalttaste drücken.
3. Wählen Sie Ihren Therapiemodus mit entweder 6, 8, 10 oder 12 Minuten*.
4. Drücken Sie die Taste für den Lichttherapie-Modus, um mit der Behandlung zu beginnen.
5. Legen Sie sich zurück und entspannen Sie sich – mit dem Wissen, dass Sie Ihre Beckenbodengesundheit verbessern.

*Die 12 Minuten-Behandlungsoption steht nur auf vSculpt PRO zur Verfügung

LICHTTHERAPIE-MODI



- Drücken und halten Sie nach der Auswahl eines Behandlungsmodus die Taste für den Lichttherapie-Modus, um die therapeutischen Behandlungsleuchten zu aktivieren.

Anwendung von vSculpt

1. Die therapeutischen Behandlungsleuchten leuchten rot und der Behandlungstimer wird aktiviert (das Behandlungsprogramm kann jetzt nicht mehr geändert werden).
2. Die Vibration wird standardmäßig mit gleichmäßiger Vibration, zusammen mit niedriger Intensität und Therapieleuchten durchgeführt. Der Schall-Vibrationsmodus ist unabhängig von der Lichtbehandlung; Sie können das Vibrationsmuster und die Intensität jederzeit ändern.
3. Führen Sie vSculpt 10 cm in die Vagina.
4. Der interne Timer von vSculpt wird sofort aktiviert und die Behandlung beginnt.
5. Nach Abschluss der Behandlung werden die Therapieleuchten und die Vibration automatisch ausgeschaltet.

VERWENDUNG von vSculpt (FORTSETZUNG)

- Schall-Vibrationsmodi können nach der Lichttherapie-Behandlung unabhängig arbeiten.
- Temperatursensoren überwachen die Wärme vor, während und nach der Lichtbehandlung, um die Sicherheit zu gewährleisten.
- Obwohl Lichtbehandlungen über eine Standard-Vibration verfügen, passt sich die nächste Lichtbehandlung dementsprechend an, wenn Sie über 1 Minute einen neuen Schall-Vibrationsmodus verwenden, und nimmt Ihren bevorzugten Vibrationsmodus auf.
- Nach dem Beenden der Behandlungszeit schalten die Behandlungsleuchten automatisch ab und sind für 2 Stunden 30 Minuten deaktiviert, um Ihre Sicherheit und die Behandlungstreue zu gewährleisten.
- Sie können vSculpt nur weiterhin im Modus „nur Vibration“ verwenden, wenn die Behandlungsleuchten deaktiviert sind.

WUSSTEN SIE DAS?

Infrarotlicht ist für das bloße Auge nicht sichtbar. vSculpt besitzt 6 rote und 3 Infrarot-LED-Emitter. Wenn eingeschaltet, sind nur 6 rote LED-Emitter sichtbar, es sind aber alle 9 LED-Emitter aktiviert.

vSculpt im Modus „nur Schallvibration“ verwenden

vSculpt verfügt über 6 Schall-Vibrationsmodi:

- Durchgehend an – niedrige Intensität
- Durchgehend an – hohe Intensität
- Langsame Schwingung – niedrige Intensität
- Langsame Schwingung – hohe Intensität
- Schnelle Schwingung – niedrige Intensität
- Schnelle Schwingung – hohe Intensität

vSculpt vPRO verfügt über 10 Schall-Vibrationsmodi:

- Durchgehend an – niedrige Intensität
- Durchgehend an – hohe Intensität
- Langsame Schwingung – niedrige Intensität
- Langsame Schwingung – hohe Intensität
- Schnelle Schwingung – niedrige Intensität
- Schnelle Schwingung – hohe Intensität
- Impuls – niedrige Intensität
- Impuls – hohe Intensität
- Schneller Impuls – niedrige Intensität
- Schneller Impuls – hohe Intensität

- Scrollen Sie durch die Schall-Vibrationsmodi, bis Sie zur gewünschten Vibration gelangen. Um die Vibration auszuschalten, drücken und halten Sie einfach die Taste für den Schall-Vibrationsmodus.
- Bevorzugter Schall-Vibrationsmodus: Wenn Sie Ihren ausgewählten Schall-Vibrationsmodus über 1 Minute verwenden, wird er von vSculpt gespeichert. Wenn Sie vSculpt das nächste Mal einschalten, wird Ihr bevorzugter Schall-Vibrationsmodus eingeleitet.

BEHANDLUNGSPLÄNE

Ihr Therapieplan sieht die Verwendung von vSculpt für 45 bis 60 Tage jeden zweiten Tag vor oder bis Sie die gewünschten Ergebnisse erzielen.

Wir empfehlen eine allmähliche Einführung der vSculpt-Therapie, indem Sie Ihre Behandlungsdauer über zwei Wochen erhöhen. Dadurch bekommen Sie Zeit, sich mit vSculpt und seinen vielen Betriebsarten und Einstellungen vertraut zu machen und anzufreunden.

WOCHE 1

Anfangsbehandlung (6 Minuten), 3 Mal wöchentlich, mit einem Tag Pause zwischen den Behandlungen.

WOCHE 2

Zwischenbehandlung (8 Minuten), 3 Mal wöchentlich, mit einem Tag Pause zwischen den Behandlungen.

WOCHE 3-8

Fortgeschrittene Behandlung (10 oder 12 Minuten), 3-4 Mal wöchentlich, mit einem Tag Pause zwischen den Behandlungen.*

Jeder Mensch ist einzigartig. Nehmen Sie sich die Zeit, die Sie brauchen, um sich auf die längeren Behandlungszeiten einzustellen. Ihre Anlaufzeit kann langsamer oder schneller sein – es ist beides in Ordnung.

*Die 12 Minuten-Behandlungsoption steht nur auf vSculpt PRO zur Verfügung

Instandhaltungsplan

Wenn Sie Ihren Behandlungsplan beendet haben, empfehlen wir, Ihr vSculpt 1-2 Mal wöchentlich 10-12 Minuten lang zu verwenden.* Dadurch werden Ihre Ergebnisse erhalten.

vSculpt mit Beckenbodentraining

Beckenbodentraining ist ein Weg, um Ihre Beckenbodenmuskeln zu stärken. Obwohl vSculpt nicht nur Beckenbodenmuskeln nützt, kann es in Kombination mit Beckenbodentraining Ihre Ergebnisse verstärken. Lesen Sie bitte die folgende schrittweise Anleitung.

1. Beginnen Sie nach Anleitung mit der Anwendung von vSculpt.
2. Bestimmen Sie beim Einführen von vSculpt in die Vagina die Muskeln, die Sie verwenden, um den Urin zurückzuhalten.
3. Halten Sie das vSculpt und ziehen Sie diese Muskeln für 10 Sekunden zusammen, anschließend entspannen Sie bis zu 10 Sekunden. Ihre Bauch- und Oberschenkelmuskeln sollten dabei entspannt bleiben.
4. Wiederholen Sie diese Übung während der vSculpt-Lichtbehandlung so oft Sie können. Idealerweise sollten Sie diese Beckenbodenübung 10 bis 15 Mal durchführen können.

WICHTIGE INFORMATIONEN

Pflege, Reinigung & Aufbewahrung

vSculpt wird mit körpersicherem medizinischen Silikon hergestellt und ist einfach zu reinigen. Wir empfehlen Ihnen, vSculpt vor dem ersten Gebrauch und nach jedem weiteren Gebrauch mit Wasser und antibakterieller Seife vorsichtig zu reinigen, um Bakterien abzutöten und für Frische zu sorgen.

- Vergewissern Sie sich, dass vSculpt ausgeschaltet ist.
- Tauchen Sie vSculpt nicht in Wasser, lassen Sie es nicht unter Wasser laufen und legen Sie es nicht in einen Geschirrspüler, Sterilisator oder Autoklav.
- Verwenden Sie ein weiches, nichtscheuerndes Tuch und milde antibakterielle Seife, um das Gerät sauber zu wischen.

- Seifen können Reizungen verursachen, daher sollten Rückstände abgewischt werden.
- Seien Sie vorsichtig und wischen Sie um die elektrischen Steuerungen und den Ladeanschluss herum.
- Lassen Sie vSculpt nach der Reinigung an der Luft trocknen.
- Bewahren Sie vSculpt an einem kühlen, trockenen Ort auf, an dem es vor Schmutz, Staub und Fremdkörpern geschützt ist.
- Die Verwendung anderer Reinigungslösungen und -mittel kann vSculpt und seine Elektronik beschädigen.
- Mit der richtigen Pflege funktioniert vSculpt mindestens zwei Jahre.

SUPPORT

Garantie und Produktregistrierung

Einjährige Garantie gegen Probleme, die bei normalem Gebrauch des Produkts wegen Herstellermängeln auftreten. Registrieren Sie Ihr Produkt heute unter www.vSculpt.com. Registrieren Sie sich für vSculpt-E-Mails und erhalten Sie exklusiven Zugang zu vSculpt-Behandlungen, Zubehör, Beckenbodengesundheit, Wellness-Informationen und neuen Produkteinführungen.

Garantieausschlüsse

Unter der einjährigen Garantie nicht abgedeckt: Schäden durch Fehlgebrauch, Missbrauch, Verletzung der Sorgfalt, Änderungen oder unbefugte Reparatur; normale Abnutzung, einschließlich Splitter, Kratzer, Abrieb, Verfärbung oder Verblassen.

Anleitung zur Fehlerbehebung

PROBLEM: vSculpt kann nicht eingeschaltet werden. Tun Sie Folgendes:

- Vergewissern Sie sich, dass Ihr vSculpt aufgeladen ist. Lesen Sie den Abschnitt „Aufladen“ in der Bedienungsanleitung.
- Vergewissern Sie sich, dass Sie die Ein-/Aus-Taste drücken und halten.
- Wenn das Gerät immer noch nicht eingeschaltet werden kann, wenden Sie sich an den Joylux-Kundendienst unter customercare@vSculpt.com.

PROBLEM: Die Behandlungsleuchten schalten sich nicht ein. Tun Sie Folgendes:

- Vergewissern Sie sich, dass Ihr vSculpt aufgeladen ist. Siehe „Aufladen“.
- Vergewissern Sie sich, dass Ihr vSculpt eingeschaltet ist. Siehe oben oder „Erste Schritte“.
- Vergewissern Sie sich, dass ein Behandlungsprogramm ausgewählt ist. Siehe „Erste Schritte“.
- Drücken Sie die Taste für den Lichttherapie-Modus.
- Wenn sich die Leuchten immer noch nicht einschalten, wenden Sie sich an den Joylux-Kundendienst.

SUPPORT (FORTSETZUNG)

PROBLEM: Die Vibration schaltet sich nicht ein. Tun Sie Folgendes:

- Vergewissern Sie sich, dass Ihr vSculpt aufgeladen ist. Siehe „Aufladen“.
- Vergewissern Sie sich, dass Ihr vSculpt eingeschaltet ist. Siehe oben oder „Erste Schritte“.
- Wenn Sie das Gerät im Lichttherapie-Modus verwenden vergewissern Sie sich, dass ein Behandlungsprogramm ausgewählt ist. Siehe „Erste Schritte“.
- Wenn Sie das Gerät nur im Schall-Vibrationsmodus verwenden, drücken und halten Sie die Taste für den Schall-Vibrationsmodus.
- Wenn sich die Vibration immer noch nicht einschaltet, wenden Sie sich an den Joylux-Kundendienst.

Bleibt das Problem weiterhin bestehen, wenden Sie sich bitte an den Kundendienst unter customercare@vSculpt.com.

Nehmen Sie vSculpt nicht auseinander. Dies kann zu Beschädigung, Fehlfunktion, Stromschlag, Brand oder Verletzungen führen. Es befinden sich keine Teile im Gerät, die von der Benutzerin gewartet werden können. Wenn vSculpt nicht richtig funktioniert, wenden Sie sich an den Kundendienst.

Betätigen Sie vSculpt nie, wenn das USB-Ladekabel beschädigt ist. Wenn vSculpt nicht ordnungsgemäß funktioniert oder wenn es fallen gelassen, beschädigt oder in Wasser getaucht wurde, wenden Sie sich an den Kundendienst.

Kontaktinformationen

customercare@vSculpt.com
www.vSculpt.com
Seattle, WA 98122
USA

Informationen über Joylux, Inc.

Joylux, Inc. ist ein globales Unternehmen für Gesundheitstechnologie, das innovative Produkte entwickelt, um die Beckenbodengesundheit zu verwandeln und Frauen darin zu stärken, das Beste aus ihrem Leben herauszuholen. Besuchen Sie uns bitte auf www.vSculpt.com oder www.joyluxinc.com, um weitere Informationen zu erhalten.

Richtlinie über Elektro- und Elektronik-Altgeräte (WEEE)

Joylux, Inc. entspricht der Richtlinie 2012/19/EU DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES vom 27. Januar 2003 über Elektro- und Elektronik-Altgeräte (WEEE).

vSculpt enthält eine Lithium-Ionen-Batterie. Zur Herstellung dieses Produkts wurden Rohstoffe extrahiert und verwendet. Es kann gefährliche Stoffe enthalten, die die Gesundheit und die Umwelt beeinträchtigen könnten, wenn sie nicht ordnungsgemäß entsorgt werden. Um die Verbreitung dieser Stoffe in unserer Umwelt zu vermeiden und den Druck auf Rohstoffe zu reduzieren, empfehlen wir Ihnen, die entsprechenden Rücknahmesysteme zur Produktentsorgung zu nutzen. Diese Systeme verwenden ordnungsgemäß die meisten Materialien des Produkts, das Sie entsorgen, wieder oder recyceln sie.

Das Symbol einer durchgestrichenen Abfalltonne auf Rädern informiert Sie darüber, dass das Produkt nicht zusammen mit Siedlungsabfällen entsorgt werden darf und lädt Sie ein, die entsprechenden separaten Rücknahmesysteme für die Produktentsorgung zu verwenden.

Sollten Sie weitere Informationen über die Sammel-, Wiederverwendungs- und Recycling-Systeme benötigen, wenden Sie sich bitte an Ihre örtliche oder regionale Abfallverwaltung.

Sie können sich auch an Ihr Einzelhandelsgeschäft, den Lieferanten oder an die lokale Regierung wenden, um weitere Informationen über die Umweltverträglichkeit dieses Produkts zu erhalten.

Richtlinien über die Entsorgung dieses Gerätes finden Sie unter www.vSculpt.com.

RoHS-konform

Die Europäische Union hat Bestimmungen für die Beschränkung gefährlicher Stoffe (RoHS) in allen Elektro- und Elektronikgeräten (EEE) festgelegt. Bitte beachten Sie die Richtlinie 2011/65/EU, die am 21. Juli 2011 in Kraft trat und am 2. Januar 2013 wirksam wurde.

CE-Kennzeichen

vSculpt ist in Europa als Medizinprodukt zugelassen und hat das CE-Kennzeichen erhalten, das auf die Einhaltung aller einschlägigen Vorschriften hinweist.

Leistungsaufnahme gemäß Federal Communications Commission (FCC)

Dieses Gerät entspricht Teil 15 der FCC-Bestimmungen. Der Betrieb unterliegt folgenden zwei Bedingungen: (1) Dieses Gerät darf keine schädlichen elektromagnetischen Störungen verursachen, und (2) das Gerät muss Störungen aufnehmen können, einschließlich Störungen, die zu unerwünschtem Betrieb führen können.

ELEKTROMAGNETISCHE WARNUNGEN

Anleitung und Herstellerklärung – elektromagnetische Emissionen.

Das vSculpt ist für den Einsatz in der unten angegebenen elektromagnetischen Umgebung vorgesehen.
Die Käuferin oder Benutzerin des vSculpt muss sicherstellen, dass es in einer solchen Umgebung verwendet wird.

Emissionsprüfung	Einhaltung	Elektromagnetische Umgebung - Anleitung
HF-Emissionen (CSFPR 11)	Gruppe 1, Klasse [B]	Das vSculpt nutzt HF-Energie nur für seine interne Funktion. Daher sind seine HF-Emissionen sehr niedrig und werden wahrscheinlich keine Störungen bei elektronischen Geräten in der Nähe verursachen. vSculpt ist für den Einsatz in allen Einrichtungen einschließlich Wohnbereichen und solchen bestimmt, die unmittelbar an ein öffentliches Niederspannungs-Versorgungsnetz angeschlossen sind, das auch Gebäude versorgt, die für Wohnzwecke genutzt werden.
Oberwellenemissionen (IEC 61000-3-2)	Erfüllt (1)	
Spannungsschwankungen/Flicker-Emissionen (IEC 61000-3-3)	Erfüllt (2)	
Hinweise:	(1) Der Prüfling nutzt weniger als 75W. Bei Geräten mit einer Eingangsleistung von weniger als 75 W sind keine Grenzwerte festgelegt. (2) Der Prüfling erzeugt aller Wahrscheinlichkeit nach keine erheblichen Spannungsschwankungen oder Flackern. Keine Prüfung erforderlich.	

Anleitung und Herstellererklärung – elektromagnetische Störfestigkeit – für alle ME-Geräte und ME-Systeme

vSculpt ist für den Einsatz in der unten angegebenen elektromagnetischen Umgebung vorgesehen.

Die Käuferin oder Benutzerin des vSculpt muss sicherstellen, dass es in einer solchen Umgebung verwendet wird

Störfestigkeitsprüfung	Teststufe	Erfüllungsgrad	Elektromagnetische Umgebung – Anleitung
Elektrostatische Entladung (ESD) (IEC 61000-4-2)	± 6 kV Kontakt ± 8 kV Luft	± 6 kV Kontakt ± 8 kV Luft	Fußböden sollten aus Holz, Beton oder aus Keramikfliesen sein. Wenn die Böden mit Kunststoff bedeckt sind, sollte die relative Luftfeuchtigkeit mindestens 30 % betragen.
Elektrostatische schnelle Transiente/Burst (IEC 61000-4-4)	± 2 kV Stromleitungen ± 1 kV Für Ein-/Ausgangsleitungen	± 2 kV Stromleitungen k.A.	Die Netzqualität sollte einer typischen kommerziellen oder Krankenhausumgebung entsprechen.
Überspannung (IEC 61000-4-5)	± 1 kV Differenzmodus ± 2 kV Gleichtakt	k.A. ± 2 kV Gleichtakt	Die Netzqualität sollte einer typischen kommerziellen oder Krankenhausumgebung entsprechen.
Spannungseinbrüche, Kurzzeitunterbrechungen und Schwankungen der Versorgungsspannung (IEC 61000-4-11)	<5% UT (>95% Einbruch in UT) für 0,5 Zyklen <40% UT (>60% Einbruch in UT) für 5 Zyklen <70% UT (>30% Einbruch in UT) für 25 Zyklen <5% UT (>95% Einbruch in UT) für 5 Sek.	<5% UT (>95% Einbruch in UT) für 0,5 Zyklen <40% UT (>60% Einbruch in UT) für 5 Zyklen <70% UT (>30% Einbruch in UT) für 25 Zyklen <5% UT (>95% Einbruch in UT) für 5 Sek.	Die Netzqualität sollte einer typischen kommerziellen oder Krankenhausumgebung entsprechen. Sollte die Benutzerin des vSculpt bei Stromunterbrechungen einen fortgesetzten Betrieb benötigen, empfiehlt es sich, das vSculpt mit einer unterbrechungsfreien Stromversorgung oder einem Akku zu versorgen. HINWEIS: UT ist die AC-Netzspannung vor Anwendung der Teststufe.
Netzfrequenz (50/60 Hz) Magnetfeld (IEC 61000-4-8)	3 A/m	30 A/m	Netzfrequenz-Magnetfelder sollten den Werten entsprechen, die an einem atypischen Ort in einer typischen kommerziellen oder Krankenhausumgebung vorzufinden sind.

Anleitung und Herstellererklärung – elektromagnetische Störfestigkeit – für ME-Geräte und ME-Systeme, die nicht der Lebenserhaltung dienen.

vSculpt ist für den Einsatz in der unten angegebenen elektromagnetischen Umgebung vorgesehen.

Die Käuferin oder Benutzerin des vSculpt muss sicherstellen, dass es in einer solchen Umgebung verwendet wird

Störfestigkeitsprüfung	Teststufe	Erfüllungsgrad	Elektromagnetische Umgebung – Anleitung
			Tragbare und mobile HF-Kommunikationsgeräte sollten in keinem geringeren Abstand zu einer Komponente des vSculpt einschließlich der Leitungen verwendet werden als dem empfohlenen Schutzabstand, der nach der für die Sendefrequenz zutreffenden Gleichung berechnet wird. Empfohlener Schutzabstand
Leitungsgebundene HF (IEC 61000-4-6)	3 Vrms 150 kHz bis 80 MHz außerhalb von ISM-Bändern	6 V 150 kHz bis 80 MHz	$d = \left[\frac{3,5}{V_1} \right] \sqrt{P}$
Abgestrahlte HF (IEC 61000-4-3)	3 V/m 80 MHz bis 2,5 GHz	10 V/m 80 MHz bis 2,7 GHz	$d = \left[\frac{3,5}{E_1} \right] \sqrt{P} \text{ 80 MHz to 800 MHz}$ $d = \left[\frac{7}{E_1} \right] \sqrt{P} \text{ 800 MHz to 2,5 GHz}$

wobei P die maximale Ausgangsnennleistung des Senders in Watt (W) nach Angaben des Senderherstellers und d der empfohlene Schutzabstand in Metern (m) ist^(b)

Feldstärken von stationären HF-Sendern sollten gemäß einer elektromagnetischen Untersuchung vor Ort^(c) in jedem Frequenzbereich unter dem Erfüllungsgrad liegen^(d)

Störungen können in der Nähe von Geräten auftreten, die mit folgendem Symbol  gekennzeichnet sind:

(Siehe Hinweise auf der folgenden Seite)

Hinweise: HINWEIS 1 Bei 80 MHz und 800 MHz gilt der höhere Frequenzbereich.
HINWEIS 2 Diese Richtlinien gelten möglicherweise nicht in allen Situationen. Die Ausbreitung elektromagnetischer Wellen wird durch Absorption und Reflexion von Strukturen, Gegenständen und Menschen beeinflusst.

^(a) Feldstärken von stationären HF-Sendern wie Funk-(Mobil-/Schnurlos)-Telefonen und mobilen Landfunkgeräten, Amateurfunk, AM- und FM-Rundfunkübertragung und TV-Sendung können theoretisch nicht mit Genauigkeit vorhergesagt werden. Um die elektromagnetische Umgebung hinsichtlich stationärer HF-Sender zu ermitteln, sollte eine elektromagnetische Untersuchung vor Ort erwogen werden. Wenn die gemessene Feldstärke an der Stelle, an der vSculpt verwendet wird, den zulässigen HF-Erfüllungsgrad überschreitet, muss vSculpt hinsichtlich seines normalen Betriebs beobachtet werden. Wenn ein nicht ordnungsgemäßer Betrieb beobachtet wird, werden unter Umständen zusätzliche Maßnahmen erforderlich, wie beispielsweise die Neuausrichtung oder Verlagerung des vSculpt.

^(b) Über dem Frequenzbereich 150 kHz bis 80 MHz sollten Feldstärken unter 10 V/m liegen.

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Modelle: VS1100 und VS1150

Hauptstromversorgung: Wiederaufladbarer Lithium-Ionen-Akku, Leistung 2.200 mAh

Schutzklasse: Intern betrieben

Elektrischer Gerätetyp: Typ BF – Silikon

LED-Typ: Diode

Wellenlängen: 662 nm, 855 nm

Lichtenergie (Fluenz):

6 Minuten = 13,0 J/cm² +/- 20 %

8 Minuten = 17,4 J/cm² +/- 20 %

10 Minuten = 21,7 J/cm² +/- 20 %

12 Minuten = 26,7 J/cm² +/- 20 %

Betriebsfrequenzen: 32 MHz; 83 kHz; 50 MHz.

USB-Eingangsleistung: 5VDC, 450 mA

Behandlungszyklus: 6, 8, 10, 12 Minuten

Betriebsarten: Drei Betriebsarten: nur Licht, nur Vibration, Licht und Vibration

Schutzart: IP34

Geschützt vor festen Fremdkörpern mit einem Durchmesser von mehr als 2,5 mm. Geschützt vor Spritzwasser gegen das Gehäuse aus beliebiger Richtung, so dass keine schädliche Wirkung entsteht.

Kühlung: Passiv

Gewicht: 0,35 kg +/- 0,03 kg

Abmessungen: Länge 24 cm, Breite 3,7 cm, Höhe 3,7 cm

Leistungsbedarf: Intern betrieben, 5VDC

Temperatur:

Betriebstemperatur: 5° C - 40° C

Aufbewahrungstemperatur: -25° C - 70° C

Atmosphärendruck: 700 hPa bis 1.060 hPa.

Relative Luftfeuchtigkeit:

Bei Betrieb: 15 % bis 93 %, Nicht kondensierend

Aufbewahrung: 15 % bis 93 %, Nicht kondensierend

Risikogruppe der Lichtquelle: Ausgenommen

Sicherheitsbescheinigungen:

UL/IEC/EN 60601-1; IEC/EN 60601-1-2;

IEC/EN 60601-1-11; IEC 60825-1; IEC EN 62471;


EN 60601-2-57 CAN/CSA-C22.2 Nr. 601.1-M90

Durchschnittliche Lebensdauer: 2 Jahre – kann je nach Nutzungsmuster abweichen

BEGRIFFSERLÄUTERUNG DER SYMBOLE



Beiliegende Bedienungsanleitung



EMERGO EUROPE
Priessessengracht 20
2514 AP The Hague
The Netherlands

**Australian Sponsor
EMERGO AUSTRALIA**
Level 20, Tower II
Darling Park 201 Sussex Street Sydney
NSW 2000 Australia

Bevollmächtigter



CE-Kennzeichnung mit Nummer
der benannten Stelle



Geräte-Modellnummer,
Katalognummer



Allgemeines Warnsymbol



Grenzwerte der Luftfeuchtigkeit



Vor Nässe schützen



Taste für den Lichttherapie-Modus



Hergestellt von Joylux Inc. Seattle, WA



Ein-/Aus-Taste (Drucktaste)



Beschränkung gefährlicher Stoffe



Seriennummer



Taste für den Schall-Vibrationsmodus



Temperaturgrenzen



Anwendungsteile vom Typ B



Erfüllung der Richtlinie über Elektro- und
Elektronik-Altgeräte (WEEE)

In den USA entwickelt und entworfen, in China hergestellt
vSculpt® ist eine eingetragene Handelsmarke von Joylux, Inc.

Urheberrecht für alle Entwürfe, Bilder und Text ©Joylux, Inc. 2017 Alle Rechte vorbehalten.

Ausstehende CAN-Patente: 30411-27796/CA • 30411-29410/CA US und
internationale Patente ausgestellt und ausstehend.

Besuchen Sie [vsculpt.com/patents](https://www.vsculpt.com/patents), um eine vollständige Liste zu erhalten.

VS
VSCULPT®

A Healthier You, Inside and Out™

GEBRUIKERSHANDLEIDING

MODELLEN: VS1100
VS1150



EC

REP

EMERGO EUROPE
Prinsessegracht 20
2514 AP The Hague
The Netherlands

Australian Sponsor
EMERGO AUSTRALIA
Level 20, Tower II
Darling Park 201 Sussex Street Sydney
NSW 2000 Australia

Registreer uw product
op www.vsculpt.com

Ga naar vsculpt.com voor meer informatie over vSculpt-behandelingen,
accessoires, de gezondheid van de bekkenbodem, en voorzorgsmaatregelen.

INHOUDSOPGAVE

121 WELKOM BIJ DE vSCULPT

- Uw apparaat registreren

122 VOORZORGSMATREGELEN

124 INTRODUCTIE VAN DE vSCULPT

125 ACCESSOIRES

- vSculpt Photonic Gel™

126 KENNISMAKEN MET DE vSCULPT

- Wat kunt u verwachten
- De beste resultaten behalen

127 FUNCTIES

- Modi en instellingen

128 VOORBEREIDEN VOOR GEBRUIK

- Uw arts raadplegen
- Opladen

129 AAN DE SLAG

- De vSculpt gebruiken

131 BEHANDELPLANNEN

- Therapieplan
- Onderhoudsplan

132 BELANGRIJKE INFORMATIE

- Onderhoud, reiniging en opslag

133 ONDERSTEUNING

- Garantie
- Probleemoplossing
- Contactgegevens
- Richtlijnen voor afvoer van AEEA
- RoHs-naleving
- Technische specificaties
- Uitleg van symbolen

INHOUD VAN DE VERPAKKING

- vSculpt-therapie-apparaat
- USB-oplaadkabel
- Opbergetui
- Gebruikershandleiding

WELKOM BIJ DE vSCULPT

Gefeliciteerd met uw aankoop!

De vSculpt is een draagbaar medisch apparaat dat is bedoeld voor het versterken, verstevigen en herstellen van verzwakte bekkenbodemspieren en vaginaweefsel als behandeling voor stressincontinentie, gemengde incontinentie en lichte tot matige aandrangincontinentie bij vrouwen. Het is ook bedoeld voor het verbeteren van de seksuele tevredenheid bij vrouwen die last hebben van seksuele disfunctie door vaginale droogte en vaginale laxiteit. Het dient dan voor de behandeling van pijn aan de bekkenbodemspieren en verbetert de genezing en bloedcirculatie.

De vSculpt is verkrijgbaar in twee modellen: vSculpt en vSculpt PRO. De vSculpt PRO is uitsluitend te koop via onze professionele partners. In deze gebruikershandleiding staan beide modellen vermeld.

Voor een optimaal resultaat van de vSculpt wordt het gebruik van onze Photonic Gel™ (apart verkrijgbaar) aangeraden.

Het is belangrijk dat u de instructies, waarschuwingen, voorzorgsmaatregelen en veiligheidsinformatie in deze brochure doorleest en begrijpt voordat u de vSculpt voor het eerst gebruikt.

*** Vóór het eerste gebruik moet u de vSculpt 24 uur opladen voor een goede werking en batterijlevensduur.**

Uw vSculpt registreren

Registreer uw vSculpt vandaag op **www.vSculpt.com** en ontvang uw eenjarige garantie en toegang tot exclusieve informatie, accessoires en productnieuws over de vSculpt.

VOORZORGSMAATREGELEN

Lees vóór gebruik de volgende voorzorgsmaatregelen. Gebruik de vSculpt voorzichtig en met gezond verstand.



Dit waarschuwingssymbool staat naast informatie over mogelijke veiligheidsrisico's. Lees alle waarschuwingen en veiligheidsinformatie en neem dit in acht.

- Gebruik dit product alleen zoals in deze gebruiksaanwijzing wordt beschreven.
- Dit apparaat is niet bedoeld voor personen die jonger zijn dan 18 jaar, en een zorgvuldig toezicht door volwassenen is noodzakelijk wanneer kinderen jonger dan 18 jaar zich in de buurt van dit apparaat bevinden.

 **Dit apparaat is niet waterdicht en mag niet worden ondergedompeld. U kunt het reinigen met een vochtige doek.**

 Sluit de vSculpt alleen aan op de meegeleverde USB-kabel en op USB-voedingsadapters die zijn gecertificeerd volgens op IEC 60950-1 of IEC 60601-1 gebaseerde nationale normen.

 Deze apparatuur mag niet worden aangepast.

 Demonteer deze apparatuur niet.

 Laad het apparaat niet op wanneer het in gebruik is.



Mobiele RF-communicatieapparatuur kan medische elektrische apparatuur beïnvloeden.

- De vSculpt is uitsluitend bedoeld voor persoonlijk gebruik. Niet delen.
- Na elk gebruik moet u het apparaat zorgvuldig reinigen.
- U mag het apparaat niet gebruiken bij een actieve seksueel overdraagbare infectie, omdat een actieve infectie mogelijk gepaard gaat met symptomen die door het gebruik van dit apparaat worden verergerd.
- Gebruik het apparaat niet als u medicatie tegen kanker gebruikt of als u medicatie of plaatselijke crèmes gebruikt die zorgen voor een verhoogde fotogevoeligheid. Deze middelen kunnen tot bijwerkingen leiden.
- Dit apparaat mag alleen in de vagina worden ingebracht.
- **Gebruik dit apparaat niet in combinatie met glijmiddelen op siliconenbasis.**
- Kijk niet rechtstreeks in het licht van het apparaat.
- Gebruik het apparaat niet als u (mogelijk) zwanger bent.
- Als u last hebt van buikpijn of als u andere medische problemen of gezondheidsproblemen hebt, moet u uw arts raadplegen voordat u dit apparaat mag gebruiken.

- Als u last krijgt van gevoelloosheid, huidirritatie, duizeligheid of pijn, moet u onmiddellijk stoppen met het gebruik van dit apparaat en moet u uw arts raadplegen.
- Wees voorzichtig in de nabijheid van piercings.
- Als u last krijgt van langdurige roodheid of gevoeligheid in het behandelgebied, moet u stoppen met het gebruik van dit apparaat en moet u uw arts raadplegen. Naast het raadplegen van uw arts, moet u ook contact opnemen met de klantenservice van Joylux via customercare@vSculpt.com.
- Als een onderdeel van het apparaat is gebarsten, gebroken of beschadigd, of als er tekenen zijn van vocht of condens in het apparaat, moet u het gebruik onmiddellijk staken.
- Gebruik het apparaat niet als de lampjes op welke manier dan ook beschadigd zijn.
- Als het apparaat oververhit raakt, moet u het onmiddellijk uitschakelen.
- Gebruik het apparaat niet als u denkt dat het is ondergedompeld in water.
- Gebruik het apparaat niet in de nabijheid van water of op een plaats waar het in het water kan vallen of erin kan worden getrokken, en berg het ook niet op in een dergelijke omgeving.

- Houd de USB-oplaadkabel uit de buurt van kinderen, omdat het een verstikkingsgevaar vormt.
- Houd de oplaadkabel uit de buurt van verwarmde oppervlakken.
- Gebruik het apparaat of de oplaadkabel niet als een onderdeel is beschadigd, gevallen of ondergedompeld in water, of als de kabel is gerafeld of beschadigd.
- Niet demonteren. Als het apparaat niet goed werkt, moet u contact opnemen met de klantenservice van Joylux via customercare@vSculpt.com.

MOGELIJKE RISICO'S

Wees voorzichtig bij het gebruik van de vSculpt. Het op onvoorzichtige wijze inbrengen van voorwerpen (waaronder de vSculpt) in de vagina, kan o.a. tot het volgende leiden:

- | | |
|------------------------|-------------------------|
| • Krampen | • Vaginale irritatie |
| • Vaginale afscheiding | • Vaginale gevoeligheid |
| • Vaginale infectie | |

INTRODUCTIE VAN DE vSCULPT

3 of 4 lichtbehandelmodi*

Uw behandelingen personaliseren

Oplaadbaar via USB

Opladen is gemakkelijk en handig

Lichte opwarming

Helpt bij het opbouwen van collageen en het verbeteren van de circulatie

Materialen van medische kwaliteit

Hoogste kwaliteit voor veiligheid en comfort
Vrij van latex, ftalaten en BPA

Therapeutische trillingen

Voor een betere spierspanning
6 of 10 aanpasbare modi*

Therapielampjes

9 rode en infrarode ledlampjes om het vaginaweefsel te herstellen en de collageenproductie te stimuleren



* Beschikbare functies zijn afhankelijk van het specifieke model. Zie pagina 127 voor aanvullende informatie.

ACCESSOIRES



We hebben aanvullende producten ontwikkeld om uw resultaten te bespoedigen.

vSculpt Photonic Gel™

vSculpt Photonic Gel heeft een speciale formule met hyaluronzuur en aloë. Deze hoogwaardige ultra-geconcentreerde gel op waterbasis heeft een smerende werking.

AANWIJZINGEN

Breng vóór gebruik de gewenste hoeveelheid Photonic Gel aan op de tip van de vSculpt of aan de buitenkant van de genitaliën.

INGREDIËNTEN

Water/aqua, propyleenglycol, hydroxyethylcellulose, PEG-45M, natriumhyaluronaat, sap uit het blad van Aloe Barbadensis (aloë vera), polyquaternium-5, gluconolactone, natriumbenzoaat, kaliumsorbaat, citroenzuur

KENNISMAKEN MET DE vSculpt

Wat kunt u verwachten

De vSculpt biedt een niet-invasieve methode om de spieren en het weefsel van uw bekkenbodem te herstellen, waardoor uw levenskwaliteit wordt verbeterd. Om langzaam aan het gebruik van de vSculpt te wennen, raden we aan de behandelmodi over een periode van 3 weken op te bouwen. Begin in de eerste week met de startmodus (6 minuten), gebruik in de tweede week de tussenmodus (8 minuten) en ga vanaf de derde week over op de geavanceerde behandelmodi van 10 of 12 minuten.*

Door middel van 9 krachtige (rode en infrarode) leds biedt de vSculpt optimale therapeutische voordelen voor het herstellen van weefsel en het stimuleren van collageen.

* De behandeloptie van 12 minuten is alleen beschikbaar op de vSculpt PRO

Resultaten

Om een optimaal resultaat te bereiken, raden we aan uw vSculpt gedurende 45 tot 60 dagen om de dag te gebruiken of totdat u het gewenste resultaat bereikt heeft. Na het voltooien van uw initiële therapie gebruikt u de vSculpt één keer per week om het resultaat te behouden.


FUNCTIES

Legenda

1. Aan-uitknop
2. Knop voor lichttherapiemodus
3. Knop voor geluidstrillingenmodus
4. Indicatielampjes
5. Lampjes voor infraroodbehandeling
6. Rode behandellampjes
7. Aansluiting voor USB-oplader

U kunt de trillingen op elk gewenst moment tijdens de behandeling aanpassen of uitschakelen.

U kunt de therapielampjes op elk gewenst moment tijdens de behandeling uitschakelen.



Modi en instellingen voor geluidstrillingen

vSCULPT

GELUIDSTRILLINGENMODI

1. Constant aan - lage intensiteit
2. Constant aan - hoge intensiteit
3. Trage golf - lage intensiteit
4. Trage golf - hoge intensiteit
5. Snelle golf - lage intensiteit
6. Snelle golf - hoge intensiteit

LICHTTHERAPIEMODI

1. Startbehandeling (6 minuten)
2. Tussenbehandeling (8 minuten)
3. Geavanceerde behandeling (10 of 12 minuten)*

* De behandeloptie van 12 minuten is alleen beschikbaar op de vSculpt PRO

vSCULPT PRO

GELUIDSTRILLINGENMODI

1. Constant aan - lage intensiteit
2. Constant aan - hoge intensiteit
3. Trage golf - lage intensiteit
4. Trage golf - hoge intensiteit
5. Snelle golf - lage intensiteit
6. Snelle golf - hoge intensiteit
7. Puls - lage intensiteit
8. Puls - hoge intensiteit
9. Snelle puls - lage intensiteit
10. Snelle puls - hoge intensiteit

VOORBEREIDEN VOOR GEBRUIK

Uw arts raadplegen

Als u bij een arts onder controle bent voor problemen met uw bekkenbodempomp, moet u uw arts raadplegen voordat u de vSculpt mag gebruiken.


Gebruik het apparaat niet als u (mogelijk) zwanger bent.

Gebruik het apparaat niet als u medicatie tegen kanker gebruikt of als u medicatie of plaatselijke crèmes gebruikt die zorgen voor een verhoogde foto-gevoeligheid.

Opladen

Laad uw vSculpt vóór het eerste gebruik 24 uur op en daarna na elk gebruik zodat de batterij volledig is opgeladen.

- Steek de meegeleverde USB-oplaadkabel in het vSculpt-handvat, steek de kabel in een universele gecertificeerde USB-voedingsbron en steek deze vervolgens in een stopcontact.
- De vSculpt detecteert de stroom en trilt 2 keer.
- Het middelste rode indicatielampje brandt, wat betekent dat de vSculpt wordt opgeladen.
- Wanneer de batterij volledig is opgeladen, brandt het rode indicatielampje groen.





AAN DE SLAG

1. Breng vóór gebruik de gewenste hoeveelheid Photonic Gel aan op de tip van het apparaat of uitwendig op de inbrengplaats.
2. Druk op de aan-uitknop om de vSculpt aan te zetten.
3. Kies uw therapiemodus van 6, 8, 10 of 12 minuten.*
4. Druk op de knop voor de lichttherapiemodus om de behandeling te starten.
5. Ga liggen en ontspan in de wetenschap dat u de gezondheid van uw bekkenbodem verbetert.

* De behandeloptie van 12 minuten is alleen beschikbaar op de vSculpt PRO

LICHTTHERAPIEMODI



- Nadat u de behandelmodus hebt geselecteerd, houdt u de knop voor de lichttherapiemodus ingedrukt om de therapielampjes te activeren.

De vSculpt gebruiken

1. De therapielampjes branden rood en de behandelingstimer is geactiveerd (u kunt het behandelprogramma nu niet wijzigen).
2. In combinatie met de therapielampjes worden de trillingen standaard ingeschakeld met een constante lage intensiteit. De geluidstrillingenmodus is afhankelijk van de lichtbehandeling. U kunt het trillingspatroon en de intensiteit op elk gewenst moment wijzigen.
3. Steek de vSculpt 10 cm in de vagina.
4. De interne vSculpt-timer wordt meteen geactiveerd en de behandel tijd gaat lopen.
5. Wanneer de behandeling is voltooid, worden de therapielampjes en trillingen automatisch uitgeschakeld.

De vSculpt GEBRUIKEN (VERVOLG)

6. Na de lichttherapie kunt u de geluidstrillingenmodi apart gebruiken.
7. De temperatuursensoren houden de warmte vóór, tijdens en na de lichttherapie in de gaten om de veiligheid te waarborgen.
8. Bij de lichttherapie zijn standaard trillingen ingesteld maar als u langer dan 1 minuut een nieuwe geluidstrillingenmodus gebruikt, wordt de volgende lichttherapie overeenkomstig aangepast aan de trillingenmodus van uw voorkeur.
9. Nadat de behandeltime is verstreken, worden de therapielampjes automatisch uitgeschakeld en deze worden gedurende 2 uur en 30 minuten gedeactiveerd om uw veiligheid en de therapietrouw te waarborgen.
10. Terwijl de therapielampjes gedeactiveerd zijn, kunt u de vSculpt blijven gebruiken in alleen trillingenmodus.

WIST U DAT?

Infrarood licht is niet zichtbaar met het blote oog. De vSculpt heeft 6 rode-led-zenders en 3 infraroodzenders. Bij de activering zijn alleen de 6 rode-led-zenders zichtbaar terwijl alle 9 led-zenders actief zijn.

vSculpt gebruiken in alleen geluidstrillingenmodus

De vSculpt heeft 6 geluidstrillingenmodi:

1. Constant aan - lage intensiteit
2. Constant aan - hoge intensiteit
3. Trage golf - lage intensiteit
4. Trage golf - hoge intensiteit
5. Snelle golf - lage intensiteit
6. Snelle golf - hoge intensiteit

De vSculpt PRO heeft 10 geluidstrillingenmodi:

1. Constant aan - lage intensiteit
2. Constant aan - hoge intensiteit
3. Trage golf - lage intensiteit
4. Trage golf - hoge intensiteit
5. Snelle golf - lage intensiteit
6. Snelle golf - hoge intensiteit
7. Puls - lage intensiteit
8. Puls - hoge intensiteit
9. Snelle puls - lage intensiteit
10. Snelle puls - hoge intensiteit

- Blader door de geluidstrillingenmodi naar de gewenste modus. U kunt de trillingen uitzetten door eenvoudigweg de knop voor de geluidstrillingenmodus ingedrukt te houden.
- Geluidstrillingenmodus van uw voorkeur: als u de geselecteerde geluidstrillingenmodus langer dan 1 minuut gebruikt hebt, wordt deze modus in het geheugen van de vSculpt opgeslagen. Wanneer u de vSculpt daarna aanzet, wordt de geluidstrillingenmodus van uw voorkeur gestart.

BEHANDELPLANNEN

Uw therapieschema vereist het gebruik van de vSculpt gedurende 45 tot 60 dagen om de dag of totdat u het gewenste resultaat bereikt heeft.

We raden aan de vSculpt-therapie gedurende een periode van twee weken geleidelijk aan op te bouwen. Hierdoor hebt u de tijd om bekend en vertrouwd raken met de vSculpt en de vele modi en instellingen ervan.

WEEK 1

Startmodus (6 minuten), 3 keer per week met telkens 1 dag tussen de behandelingen.

WEEK 2

Tussenmodus (8 minuten), 3 keer per week met telkens 1 dag tussen de behandelingen.

WEEK 3-8

Geavanceerde modus (10 of 12 minuten), 3-4 keer per week met telkens 1 dag tussen de behandelingen.*

Iedereen is uniek. Neem de tijd om aan de langere behandel tijden te wennen. U hebt misschien meer of minder tijd nodig om de therapie op te bouwen en dat is geen enkel probleem.

* De behandeloptie van 12 minuten is alleen beschikbaar op de vSculpt PRO

Onderhoudsplan

Nadat u uw behandelplan hebt voltooid, raden we aan de vSculpt 1-2 keer per week 10-12 minuten te blijven gebruiken.* Dit helpt om de resultaten te behouden.

De vSculpt in combinatie met kegel oefeningen

Kegel oefeningen zijn een manier om uw bekkenbodemspieren te versterken.

De vSculpt werkt op meerdere gebieden dan alleen de bekkenbodemspieren en het toepassen van kegel oefeningen kan de resultaten daarom verbeteren.

Lees de stapsgewijze aanwijzingen hieronder.

1. Begin volgens de aanwijzingen met het gebruik van de vSculpt.
2. Wanneer de vSculpt in de vagina is ingebracht, identificeert u de spieren die u aanspant om uw plas in te houden.
3. Houd de vSculpt vast, span deze spieren maximaal 10 seconden aan en ontspan ze daarna gedurende 10 seconden. Wanneer u dit doet, moet u de spieren van uw buik en uw dijbenen niet aanspannen.
4. Herhaal dit zo vaak mogelijk tijdens de vSculpt-lichttherapie. Idealiter moet u deze kegel oefening 10 tot 15 keer herhalen.

BELANGRIJKE INFORMATIE

Onderhoud, reiniging en opslag

De vSculpt is gemaakt van silicone van medische kwaliteit dat veilig is voor het lichaam, en is gemakkelijk te reinigen.

We adviseren de vSculpt vóór het eerste gebruik en daarna na elk gebruik voorzichtig met water en antibacteriële zeep te reinigen om bacteriën te doden en het apparaat fris te houden.

- Zorg ervoor dat de vSculpt uit staat.
- Dompel de vSculpt niet onder in water, laat er geen water over lopen en plaats het apparaat niet in een vaatwasser, sterilisator of autoclaaf.
- Gebruik een zachte, niet-schurende doek en milde antibacteriële zeep om het apparaat schoon te vegen.

- Zeep kan irritatie veroorzaken en daarom moet u zeepresten afnemen.
- Ga voorzichtig te werk en vermijd de elektronische bedieningselementen en oplaadpoort.
- Na het reinigen van de vSculpt laat u het apparaat aan de lucht drogen.
- Bewaar de vSculpt op een koele, droge plaats, beschermd tegen vuil, stof en verontreinigingen.
- Het gebruik van andere reinigingsmiddelen en hulpmiddelen kan de vSculpt en de elektronica beschadigen.
- Als u de vSculpt op de juiste wijze onderhoudt en gebruikt, gaat het apparaat minimaal twee jaar mee.

ONDERSTEUNING

Garantie en productregistratie

Er geldt een garantie van één jaar voor problemen die verband houden met productiedefecten en het gevolg zijn van normaal gebruik van het product. Registreer uw vSculpt vandaag op www.vSculpt.com. Meld u aan voor vSculpt-e-mails en krijg exclusieve toegang tot vSculpt-behandelingen, accessoires, gezondheids- en wellnessinformatie met betrekking tot de bekkenbodem, en de lancering van nieuwe producten.

Uitsluitingen van garantie

Niet onder de dekking van de eenjarige garantie valt: schade veroorzaakt door foutief gebruik, misbruik, nalatigheid, wijzigingen of ongeautoriseerde reparatie; normale slijtage waaronder schilfers, krassen, afschuring, verkleuring of vervaging.

Probleemoplossing

PROBLEEM: de vSculpt gaat niet aan. Probeer een of meer van de volgende oplossingen:

- Zorg ervoor dat uw vSculpt is opgeladen. Raadpleeg de paragraaf "Opladen" van de gebruikershandleiding.
- Zorg ervoor dat u de aan-uitknop indrukt en ingedrukt houdt.
- Als het apparaat nog steeds niet aan gaat, moet u contact opnemen met de klantenservice van Joylux via customercare@vSculpt.com.

PROBLEEM: de therapielampjes gaan niet aan. Probeer een of meer van de volgende oplossingen:

- Zorg ervoor dat uw vSculpt is opgeladen. Raadpleeg "Opladen".
- Zorg ervoor dat uw vSculpt aan staat. Zie hierboven of "Aan de slag".
- Zorg ervoor dat u een behandelprogramma geselecteerd hebt. Raadpleeg "Aan de slag".
- Druk op de knop voor de lichttherapiemodus.
- Als de lampjes nog steeds niet aan gaan, moet u contact opnemen met de klantenservice van Joylux.

ONDERSTEUNING (VERVOLG)

PROBLEEM: de trillingen gaan niet aan. Probeer een of meer van de volgende oplossingen:

- Zorg ervoor dat uw vSculpt is opgeladen. Raadpleeg "Opladen".
- Zorg ervoor dat uw vSculpt aan staat. Zie hierboven of "Aan de slag".
- Als u de lichttherapiemodus gebruikt, zorg er dan voor dat u een behandelprogramma geselecteerd hebt. Raadpleeg "Aan de slag".
- Als u alleen een geluidstrillingenmodus gebruikt, moet u de knop voor de geluidstrillingenmodus indrukken en ingedrukt houden.
- Als de trillingen nog steeds niet aan gaan, moet u contact opnemen met de klantenservice van Joylux.

Als de problemen aanhouden, moet u contact opnemen met de klantenservice van Joylux via customercare@vSculpt.com.

Probeer de vSculpt niet te demonteren, omdat dit tot schade, defecten, elektrische schokken, brand of persoonlijk letsel kan leiden. Dit apparaat bevat geen onderdelen die door de gebruiker kunnen worden onderhouden. Als de vSculpt niet goed werkt, moet u contact opnemen met de klantenservice.

Gebruik de vSculpt nooit als de USB-oplaadkabel beschadigd is. Als de vSculpt niet naar behoren werkt, of als deze is gevallen, beschadigd of ondergedompeld in water, moet u contact opnemen met de klantenservice.

Contactgegevens

customercare@vSculpt.com

www.vSculpt.com

Seattle, WA 98122

VS

Over Joylux, Inc.

Joylux, Inc. is een wereldwijd bedrijf op het gebied van medische technologie, dat innovatieve producten ontwikkelt waarmee de gezondheid van de vrouwelijke bekkenbodem wordt verbeterd en waardoor vrouwen optimaal van hun leven kunnen genieten. Ga naar www.vSculpt.com of www.joyluxinc.com voor meer informatie.

Richtlijn afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA)

Joylux Inc. voldoet aan Richtlijn 2012/19/EU VAN HET EUROPESE PARLEMENT EN VAN DE RAAD van 27 januari 2003 inzake afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA).

De vSculpt bevat een lithium-ion-batterij. Voor de productie van dit product is de extractie en het gebruik van natuurlijke hulpbronnen vereist. Als dit product niet op de juiste wijze wordt afgevoerd, kunnen de eventueel schadelijke stoffen erin de gezondheid en het milieu aantasten. Om de verspreiding van dergelijke stoffen in het milieu te voorkomen en de druk op natuurlijke hulpbronnen te beperken, raden we aan het product weg te brengen naar een geschikt inzamelpunt. De meerderheid van de materialen van het afgevoerde product wordt dan op passende wijze hergebruikt of gerecycled.

Het symbool van de doorgekruiste container betekent dat u het product niet bij het huishoudelijk afval mag weggooien en dat u het naar een geschikt inzamelpunt moet brengen.

Als u meer informatie wenst over inzameling, hergebruik en recycling, neem dan contact op met de dienst voor afvalverwerking in uw gemeente.

Voor meer informatie over de milieuprestaties van dit product kunt u ook contact opnemen met de verkoper of leverancier.

Instructies over de afvoer van dit product vindt u op www.vSculpt.com.

RoHS-naleving

De Europese Unie heeft vereisten voor de beperking van gevaarlijke stoffen (RoHS, Restriction of Hazardous Substances) in alle elektrische en elektronische apparatuur vastgelegd. Raadpleeg Richtlijn 2011/65/EU die van kracht is geworden per 21 juli 2011 en geldend is vanaf 2 januari 2013.

CE-markering

In Europa is de vSculpt goedgekeurd als medisch apparaat en heeft het de CE-markering gekregen waarmee naleving van alle toepasselijke regelgeving wordt aangegeven.

Ingangsvermogen FCC (Federal Communications Commission)

Dit apparaat voldoet aan deel 15 van de FCC-regels. Het gebruik van dit apparaat is onderworpen aan de volgende twee voorwaarden: (1) dit apparaat mag geen schadelijke interferentie afgeven en (2) dit apparaat moet ongevoelig zijn voor eventuele ontvangen interferentie, met inbegrip van interferentie die tot een ongewenste werking kan leiden.

ELEKTROMAGNETISCHE VOORZORGSMATREGELEN

Leidraad en verklaring van de fabrikant – elektromagnetische emissie

De vSculpt is bedoeld om te worden gebruikt in de hieronder vermelde elektromagnetische omgeving.

De klant of gebruiker van de vSculpt dient ervoor te zorgen dat het apparaat in een dergelijke omgeving wordt gebruikt.

Emissietest	Compliance	Elektromagnetische omgeving – leidraad
RF-emissies (CSFPR 11)	Groep 1, Klasse [B]	De vSculpt maakt uitsluitend voor de interne functie gebruik van RF-energie. Om die reden is de RF-emissie zeer gering en is het niet waarschijnlijk dat deze enige interferentie in elektronische apparatuur in de omgeving veroorzaakt. De vSculpt is geschikt voor gebruik in alle omgevingen, met inbegrip van huishoudelijke omgevingen en omgevingen die rechtstreeks zijn aangesloten op het openbare laagspanningsnetwerk dat gebouwen voor huishoudelijke doeleinden van stroom voorziet.
Harmonische emissies (IEC 61000-3-2)	Voldoet (1)	
Spanningsschommelingen/flikkeremissies (IEC 61000-3-3)	Voldoet (2)	
Opmerkingen:	(1) De geteste apparatuur gebruikt minder dan 75 W. Er zijn geen grenzen gespecificeerd voor apparatuur met een lager invoervermogen dan 75 W. (2) De geteste apparatuur genereert waarschijnlijk geen significante spanningsschommelingen of flikkeringen. Geen tests vereist.	

Leidraad en verklaring van de fabrikant – elektromagnetische immuniteit – voor alle medische elektrische apparatuur en medische elektrische systemen

De vSculpt is bedoeld om te worden gebruikt in de hieronder vermelde elektromagnetische omgeving.

De klant of gebruiker van de vSculpt dient ervoor te zorgen dat het apparaat in een dergelijke omgeving wordt gebruikt.

Immuniteitstest	Testniveau	Conformiteitsniveau	Elektromagnetische omgeving – leidraad
Elektrostatische ontlading (ESD) (IEC 61000-4-2)	± 6 kV contact ± 8 kV lucht	± 6 kV contact ± 8 kV lucht	De vloeren moeten van hout, beton of keramische tegels zijn. Als de vloer met synthetisch materiaal bedekt is, moet de relatieve luchtvochtigheid ten minste 30% zijn.
Elektrostatische fast transient/burst (IEC 61000-4-4)	± 2 kV voor netvoedingskabels ± 1 kV voor in-/uitgangskabels	± 2 kV voor netvoedingskabels N.v.t.	De kwaliteit van het elektriciteitsnet moet die van een typische commerciële omgeving of ziekenhuisomgeving zijn.
Stootspanning (IEC 61000-4-5)	± 1 kV differential mode ± 2 kV common mode	N.v.t. ± 2 kV common mode	De kwaliteit van het elektriciteitsnet moet die van een typische commerciële omgeving of ziekenhuisomgeving zijn.
Kortstondige dalingen, onderbrekingen en schommelingen van de spanning in de ingangskabels (IEC 61000-4-11)	<5% UT (>95% daling in UT) gedurende 0,5 cyclus <40% UT (>60% daling in UT) gedurende 5 cycli <70% UT (>30% daling in UT) gedurende 25 cycli <5% UT (>95% daling in UT) gedurende 5 sec	<5% UT (>95% daling in UT) gedurende 0,5 cyclus <40% UT (>60% daling in UT) gedurende 5 cycli <70% UT (>30% daling in UT) gedurende 25 cycli <5% UT (>95% daling in UT) gedurende 5 sec	De kwaliteit van het elektriciteitsnet moet die van een typische commerciële omgeving of ziekenhuisomgeving zijn. Als het voor de gebruiker van de vSculpt vereist is dat het apparaat tijdens spanningsonderbrekingen blijft werken, is het raadzaam dat de vSculpt wordt gevoed door een noodstroomvoorziening of een batterij. OPMERKING: UT is de wisselstroomspanning van het hoofdnet vóór toepassing van het testniveau.
Netspanningsfrequentie (50/60 Hz) magnetisch veld (IEC 61000-4-8)	3 A/m	30 A/m	De bij de netspanningsfrequentie optredende magnetische velden mogen niet sterker zijn dan gebruikelijk is voor een normale locatie in een normale commerciële of ziekenhuisomgeving.

Leidraad en verklaring van de fabrikant – elektromagnetische immuniteit – voor medische elektrische apparatuur en medische elektrische systemen die niet levensondersteunend zijn

De vSculpt is bedoeld om te worden gebruikt in de hieronder vermelde elektromagnetische omgeving.

De klant of gebruiker van de vSculpt dient ervoor te zorgen dat het apparaat in een dergelijke omgeving wordt gebruikt.

Immuniteitstest	Testniveau	Conformiteitsniveau	Elektromagnetische omgeving – leidraad
			Draagbare en mobiele RF-communicatieapparatuur dient niet dichterbij te komen dan de aanbevolen afstand die is berekend op basis van de vergelijking voor de desbetreffende zenderfrequentie. Aanbevolen afstand
Geleide RF (IEC 61000-4-6)	3 V _{rms} 150 kHz tot 80 MHz buiten ISM-band	6 V 150 kHz tot 80 MHz	$d = \left[\frac{3,5}{V_1} \right] \sqrt{P}$
Uitgestraalde RF (IEC 61000-4-3)	3 V/m 80 MHz tot 2,5 GHz	10 V/m 80 MHz tot 2,7 GHz	$d = \left[\frac{3,5}{E_1} \right] \sqrt{P}$ 80 MHz tot 800 MHz $d = \left[\frac{7}{E_1} \right] \sqrt{P}$ 800 MHz tot 2,5 GHz

Hierin is P het maximale uitgangsvermogen van de zender in watt (W) volgens opgave van de fabrikant van de zender, en d de aanbevolen afstand in meter (m)^(b)

De veldsterkte van vaste RF-zenders, vast te stellen via elektromagnetisch onderzoek ter plaatse^(c), moet lager zijn dan het conformiteitsniveau voor elk frequentiebereik^(d)

Er kan interferentie optreden in de nabijheid van apparatuur die is gemarkeerd met het volgende symbool:



(Zie de opmerkingen op de volgende pagina)

Opmerkingen: OPMERKING 1 Bij 80 MHz en 800 MHz geldt het hogere frequentiebereik.
OPMERKING 2 Deze richtlijnen zijn mogelijk niet van toepassing in alle situaties. Elektromagnetische propagatie wordt beïnvloed door absorptie en reflectie door structuren, objecten en personen.

^(a) De veldsterkte van vaste zenders, zoals basisstations voor mobiele/draadloze telefoons en mobiele radiozenders, amateurzenders, AM- en FM-radiozenders en tv-zenders kan niet nauwkeurig theoretisch worden bepaald. Om de elektromagnetische omgeving ten gevolge van vaste RF-zenders te bepalen, kan een elektromagnetische meting ter plaatse worden uitgevoerd. Als de gemeten veldsterkte op de plaats waar de vSculpt wordt gebruikt, hoger is dan het desbetreffende bovenstaande RF-conformiteitsniveau, moet middels observatie worden vastgesteld of de vSculpt normaal functioneert. Bij een abnormale werking kunnen extra maatregelen noodzakelijk zijn, zoals het opnieuw richten of verplaatsen van de vSculpt.

^(b) In het frequentiebereik van 150 kHz tot 80 MHz moet de veldsterkte minder dan 10 V/m zijn.

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Modellen: VS1100 en VS1150

Voeding: oplaadbare lithium-ion-batterij, capaciteit van 2.200 mAh

Elektrische klasse: intern aangedreven

Elektrisch type: TYPE BF - silicone

Led-type: diode

Golflengten: 662 nm, 855 nm

Lichtenergie (fluentie):

6 minuten = 13,0 J/cm² +/- 20%

8 minuten = 17,4 J/cm² +/- 20%

10 minuten = 21,7 J/cm² +/- 20%

12 minuten = 26,7 J/cm² +/- 20%

Operationale frequenties: 32 MHz; 83 kHz; 50 MHz.

USB-invoervermogen: 5 V gelijkstroom, 450 mA

Behandelcyclus: 6, 8, 10, 12 minuten

Bedrijfsmodi: drie modi: alleen licht, alleen trillen, licht en trillen

Beschermingsgraad tegen binnendringing: IP34

Beschermd tegen vaste vreemde voorwerpen met een grotere diameter dan 2,5 mm. Beschermd tegen water dat vanuit elke hoek tegen de behuizing spat.

Koelen: passief

Gewicht: 0,35 kg +/- 0,03 kg

Afmetingen: lengte 24 cm, breedte 3,7 cm, diepte 3,7 cm

Stroomvereiste: intern aangedreven 5 V gelijkstroom

Temperatuur:

Gebruik: 5 °C - 40 °C

Opslag: -25 °C - 70 °C

Bereik atmosferische druk: 700 hPa tot 1060 hPa.

Relatieve vochtigheid:

Gebruik: 15% tot 93%, niet-condenserend

Opslag: 15% tot 93%, niet-condenserend

Risicogroep lichtbron: vrijgesteld

Veiligheidscertificeringen:

UL/IEC/EN 60601-1; IEC/EN 60601-1-2;

IEC/EN 60601-1-11; IEC 60825-1; IEC EN 62471;


EN 60601-2-57 CAN/CSA-C22.2 nr. 601.1-M90

Gemiddelde levensduur: 2 jaar – afhankelijk van de gebruikspatronen

UITLEG VAN SYMBOLEN



Meegeleverde gebruikershandleiding



EMERGO EUROPE
Prinsessegracht 20
2514 AP The Hague
The Netherlands

Australian Sponsor
EMERGO AUSTRALIA
Level 20, Tower II
Darling Park 201 Sussex Street Sydney
NSW 2000 Australia

Erkend vertegenwoordiger



CE-markering met nummer van aangemelde instantie



Modelnummer van apparaat,
catalogusnummer



Algemeen waarschuwingssymbool



Vochtigheidsbereik



Droog houden



Knop voor lichttherapiemodus



Geproduceerd door Joylux Inc. Seattle, WA



Aan/uit (drukknop)



Beperking van gevaarlijke stoffen



Serienummer



Knop voor geluidstrillingenmodus



Temperatuurbereik



Toegepaste onderdelen van type BF



Conform Richtlijn afgedankte elektrische
en elektronische apparatuur (AEEA)

Ontworpen en ontwikkeld in de VS, geproduceerd in China.

vSculpt® is een geregistreerd handelsmerk van Joylux, Inc.

Alle ontwerpen, afbeeldingen en tekst vallen onder het auteursrecht ©Joylux, Inc. 2017 Alle rechten voorbehouden.

CAN octrooien in aanvraag: 30411-27796/CA • 30411-29410/CA

Zowel binnen als buiten de VS zijn octrooien aangevraagd.

Ga naar [vsculpt.com/patents](https://www.vsculpt.com/patents) voor een volledige lijst.

INSTRUKCJA OBSŁUGI

MODELE: VS1100

VS1150

VS

VSCULPT®

A Healthier You, Inside and Out™

EC

REP

EMERGO EUROPE
Prinsessegracht 20
2514 AP The Hague
The Netherlands

Australian Sponsor
EMERGO AUSTRALIA
Level 20, Tower II
Darling Park 201 Sussex Street Sydney
NSW 2000 Australia

Zarejestruj swój produkt na
stronie www.vsculpt.com

Dodatkowe informacje na temat terapii vSculpt, akcesoriów, zdrowia dna
miednicy oraz środków ostrożności można znaleźć na stronie vsculpt.com.

SPIS TREŚCI

145 WITAMY W vSCULPT

- Rejestracja urządzenia

146 ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

148 PRZYWITAJ SIĘ Z vSCULPT

149 AKCESORIA

- vSculpt Photonic Gel™

150 POZNAJ vSCULPT

- Czego możesz oczekiwać
- Uzyskiwanie najlepszych wyników

151 FUNKCJE

- Tryby i ustawienia

152 PRZYGOTOWANIE DO UŻYCIA

- Konsultacja z lekarzem
- Ładowanie

153 POCZĄTKI

- Korzystanie z urządzenia vSculpt

155 PLANY TERAPII

- Plan terapii
- Plan utrzymywania wyników

156 WAŻNE INFORMACJE

- Pielęgnacja, czyszczenie i przechowywanie

157 POMOC TECHNICZNA

- Gwarancja
- Rozwiązywanie problemów
- Dane kontaktowe
- Wytyczne utylizacji zgodnej z dyrektywą WEEE
- Zgodność z dyrektywą RoHS
- Dane techniczne
- Glosariusz symboli

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

- urządzenie terapeutyczne vSculpt
- kabel ładowania USB
- saszetka ochronna
- instrukcja obsługi.

WITAMY W vSCULPT

Gratulujemy zakupu!

Produkt vSculpt to ręczne urządzenie medyczne przeznaczone do wzmacniania, ujędrniania i regenerowania osłabionych mięśni dna miednicy oraz tkanek pochwy, co umożliwia leczenie wysiłkowego, mieszanego oraz łagodnego i średniego nagłego nietrzymania moczu. Umożliwia także poprawianie satysfakcji seksualnej u kobiet cierpiących na objawy zaburzeń funkcji seksualnych w wyniku braku nawilżenia i rozluźnienia tkanek pochwy. Pozwala na leczenie bólu mięśni miednicy, przyspiesza leczenie i poprawia krążenie krwi.

Urządzenie vSculpt jest dostępne w dwóch modelach, vSculpt i vSculpt PRO.

Urządzenie vSculpt PRO jest dostępne wyłącznie za pośrednictwem naszych partnerów profesjonalnych. W tej instrukcji obsługi przedstawiono oba modele.

Aby przyspieszyć leczenie zapewniane przez urządzenie vSculpt, zalecamy stosowanie go z żelem Photonic Gel™ (sprzedawanym oddzielnie).

Przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia vSculpt należy pamiętać o przeczytaniu i zrozumieniu instrukcji, ostrzeżeń, środków ostrożności i informacji na temat bezpieczeństwa przedstawionych w tej broszurze.

***Należy pamiętać o naładowaniu urządzenia vSculpt 24 godzin przed pierwszym użyciem. Zapewni to odpowiednie działanie i trwałość akumulatora.**

Rejestracja urządzenia vSculpt

Rejestracja urządzenia vSculpt na stronie **www.vSculpt.com** umożliwi uzyskanie rocznej gwarancji i dostępu do ekskluzywnych informacji, akcesoriów i wiadomości na temat produktów vSculpt.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

Przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia należy zapoznać się z poniższymi ostrzeżeniami. Podczas korzystania z urządzenia vSculpt należy postępować ostrożnie i kierować się zdrowym rozsądkiem.



Obok informacji dotyczących potencjalnych zagrożeń zamieszczono ten symbol ostrzeżenia. Należy zapoznać się ze wszystkimi ostrzeżeniami i informacjami na temat bezpieczeństwa oraz postępować zgodnie z nimi.

- Produkt należy stosować wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem i opisem zamieszczonym w tej instrukcji.
- Urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez osoby w wieku poniżej 18 lat. W przypadku przebywania dzieci w wieku poniżej 18 lat w pobliżu urządzenia wymagana jest ścisła kontrola osób dorosłych.

⚠ Urządzenie nie jest wodoodporne i nie należy zanurzać go w wodzie. Można je czyścić wilgotną szmatką.

⚠ Urządzenie vSculpt należy podłączać jedynie przy użyciu dołączonego kabla USB do zasilaczy USB zgodnych z krajowymi normami opartymi na normach IEC 60950-1 i IEC 60601-1.

⚠ Nie są dozwolone żadne modyfikacje urządzenia.

⚠ Nie rozkładać urządzenia na części.

⚠ Nie ładować urządzenia podczas korzystania z niego.



Przenośne urządzenia komunikacyjne korzystające z fal radiowych mogą wpływać na działanie elektrycznych urządzeń medycznych.

- Urządzenie vSculpt jest przeznaczone do użytku tylko przez jedną osobę. Nie należy używać go wspólnie z innymi osobami.
- Po każdym użyciu urządzenie należy starannie wyczyścić.
- Urządzenia nie należy stosować w przypadku występowania aktywnego zakażenia przenoszonego drogą płciową, ponieważ może to wzmocnić objawy aktywnego zakażenia.
- Niekorzystać z urządzenia w przypadku stosowania leków przeciwrakowych lub leków i kremów podnoszących wrażliwość na światło. Może to wywołać niepożądane reakcje.
- Urządzenie należy umieszczać jedynie w pochwie.
- **Nie stosować z urządzeniem środków nawilżających opartych na silikonie.**
- Nie spoglądać bezpośrednio w lampy urządzenia.
- Nie stosować urządzenia w przypadku ciąży lub podejrzenia ciąży. W przypadku występowania bólu brzucha lub inny problemów medycznych i zdrowotnych przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia należy skonsultować się z lekarzem.

- W przypadku poczucia zdrętwienia, podrażnienia skóry, zawrotów głowy lub bólu należy natychmiast zaprzestać korzystania z urządzenia i skonsultować się z lekarzem.
- Zachować ostrożność w przypadku stosowania w pobliżu piercingów.
- W przypadku wystąpienia dłuższego zaczerwienienia lub nadwrażliwości obszaru terapii przerwać korzystanie z urządzenia i skonsultować się z lekarzem. Ponadto należy skontaktować się z działem obsługi klienta firmy Joylux, dostępnym pod adresem customercare@vSculpt.com.
- Należy natychmiast przerwać korzystanie z urządzenia w przypadku pęknięcia, złamania lub uszkodzenia dowolnej jego części lub też pojawienia się wilgoci lub kondensacji wewnątrz urządzenia.
- Nie używać urządzenia w przypadku jakiegokolwiek uszkodzenia lamp.
- Jeśli urządzenie zacznie się przegrzewać, natychmiast je wyłączyć.
- Nie używać urządzenia, jeśli mogło zostać zanurzone w wodzie.
- Nie używać i nie przechowywać urządzenia w pobliżu wody i w miejscach, w których może zostać upuszczone lub wciągnięte do wody.
- Trzymać kabel ładowania USB z dala od dzieci, ponieważ może stanowić zagrożenie uduszeniem.

- Trzymać kabel ładowania z dala od gorących powierzchni.
- Nie korzystać z urządzenia i kabla ładowania, jeśli dowolny z tych elementów mógł zostać uszkodzony, upuszczony lub zanurzony w wodzie, lub też kabel jest wystrzępiony lub uszkodzony.
- Nie rozkładać urządzenia na części. Jeśli urządzenie nie działa prawidłowo, należy skontaktować się z działem obsługi klienta firmy Joylux, pisząc na adres customercare@vSculpt.com.

POTENCJALNE ZAGROŻENIA

Podczas korzystania z urządzenia vSculpt należy zachować ostrożność. Umieszczanie dowolnych obiektów (w tym urządzenia vSculpt) w pochwie bez zachowania należytej ostrożności może prowadzić do następujących objawów:

- | | |
|--------------------|-------------------------|
| • skurcze | • podrażnienie pochwy |
| • upławy z pochwy | • nadwrażliwość pochwy. |
| • zakażenie pochwy | |

PRZYWITAJ SIĘ Z vSCULPT

3 lub 4 tryby terapii światłem*

Możliwość personalizacji terapii.

Ładowanie kablem USB

Ładowanie jest łatwe i wygodne.

Delikatne ciepło

Pomaga w produkcji kolagenu i poprawia krążenie.

Materiały klasy medycznej


Najwyższa jakość, zapewniająca bezpieczeństwo i komfort. Produkt nie zawiera lateksu, ftalanów i BPA.

Wibracja terapeutyczna

Wzmacnia mięśnie. Możliwość wyboru 6 lub 10 trybów*.

Lampy terapeutyczne

Aż 9 czerwonych i podczerwonych diod LED, odbudowujących tkankę pochwę i stymulujących produkcję kolagenu.



* Dostępne funkcje są zależne od modelu. Dodatkowe informacje zamieszczono na stronie 151.

AKCESORIA



Przygotowaliśmy produkty uzupełniające, które przyspieszają uzyskiwanie wyników.

vSculpt Photonic Gel™

Żel vSculpt Photonic Gel zawiera specjalną kombinację kwasu hialuronowego i aloesu. Ten wysokiej jakości, wodny żel o bardzo dużym stężeniu zapewnia nawilżenie.

INSTRUKCJA STOSOWANIA

Przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia nałożyć odpowiednią ilość żelu Photonic Gel na końcówkę urządzenia vSculpt lub zewnętrzny obszar genitalny.

SKŁAD

Woda, glikol propylenowy, hydroksyetyloceluloza, PEG-45M, hialuronian sodu, sok z liści Aloe barbadensis (aloesu), polyquaternium-5, glukonolakton, benzoesan sodu, sorbinian potasu, kwas cytrynowy.

POZNAJ vSculpt

Czego możesz oczekiwać

Urządzenie vSculpt zapewnia nieinwazyjną metodę wspierania odbudowy mięśni i tkanki dna miednicy, podnosząc jakość życia. Aby ułatwić rozpoczęcie korzystania z urządzenia vSculpt, zalecamy stopniowe zwiększanie trybów terapii w okresie 3 tygodni — w pierwszym tygodniu należy zacząć od początkowego trybu terapii (6 minut), w drugim tygodniu stosować tryb średni (8 minut), a począwszy od trzeciego tygodnia zaawansowane tryby terapii (10 lub 12 minut)*.

Urządzenie vSculpt zapewnia maksymalne korzyści terapeutyczne dzięki 9 mocnym diodom LED (czerwonym i podczerwonym), które regenerują tkanki i stymulują produkcję kolagenu.

*Opcja terapii 12-minutowej dostępna tylko w modelu vSculpt PRO.

Efekty

W celu uzyskania najlepszych wyników zalecamy stosowanie urządzenia vSculpt co drugi dzień przez 45–60 dni lub do uzyskania pożądanych efektów. Po zakończeniu początkowej terapii należy stosować urządzenie vSculpt raz w tygodniu w celu podtrzymania efektów.


FUNKCJE

Legenda

1. Włącznik
2. Przycisk trybu terapii światłem
3. Przycisk trybu wibracji dźwiękowych
4. Kontrolki
5. Terapeutyczne lampy podczerwone
6. Terapeutyczne lampy czerwone
7. Gniazdo ładowarki USB

W dowolnym momencie terapii można zmienić tryb wibracji lub je wyłączyć.

W dowolnym momencie terapii można wyłączyć lampy terapeutyczne.



Tryby i ustawienia wibracji dźwiękowych

TRYBY WIBRACJI DŹWIĘKOWYCH vSCULPT

1. Wibracje stałe, niska intensywność
2. Wibracje stałe, wysoka intensywność
3. Powolne wibracje falowe, niska intensywność
4. Powolne wibracje falowe, wysoka intensywność
5. Szybkie wibracje falowe, niska intensywność
6. Szybkie wibracje falowe, wysoka intensywność

TRYBY TERAPII ŚWIATŁEM

1. Terapia początkowa (6 minut)
2. Terapia średnia (8 minut)
3. Terapia zaawansowana (10 lub 12 minut)*

*Opcja terapii 12-minutowej dostępna tylko w modelu vSculpt PRO.

TRYBY WIBRACJI DŹWIĘKOWYCH vSCULPT PRO

1. Wibracje stałe, niska intensywność
2. Wibracje stałe, wysoka intensywność
3. Powolne wibracje falowe, niska intensywność
4. Powolne wibracje falowe, wysoka intensywność
5. Szybkie wibracje falowe, niska intensywność
6. Szybkie wibracje falowe, wysoka intensywność
7. Wibracje impulsowe, niska intensywność
8. Wibracje impulsowe, wysoka intensywność
9. Szybkie wibracje impulsowe, niska intensywność
10. Szybkie wibracje impulsowe, wysoka intensywność

PRZYGOTOWANIE DO UŻYCIA

Konsultacja z lekarzem

W przypadku przebywania pod opieką lekarza z powodu problemów z dnem miednicy należy się z nim skonsultować przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia vSculpt.


Nie stosować urządzenia w przypadku ciąży lub podejrzenia ciąży.

Nie korzystać z urządzenia w przypadku stosowania leków przeciwrakowych lub leków i kremów podnoszących wrażliwość na światło.

Ładowanie

Urządzenie vSculpt należy naładować 24 godzin przed pierwszym użyciem oraz po każdym użyciu do momentu pełnego naładowania akumulatora.

- Podłączyć dołączony kabel ładowania USB do uchwytu urządzenia vSculpt oraz do dowolnej certyfikowanej ładowarki uniwersalnej USB, a następnie do gniazdka zasilania.
- Urządzenie vSculpt wykryje zasilanie i zawibruje dwukrotnie.
- Środkowa czerwona kontrolka zapali się, sygnalizując ładowanie urządzenia vSculpt.
- Po całkowitym naładowaniu akumulatora czerwona kontrolka zmieni kolor na zielony, wskazując całkowite naładowanie akumulatora.





POCZĄTKI

1. Przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia nałożyć odpowiednią ilość żelu Photonic Gel na końcówkę urządzenia vSculpt lub na skórę.
2. Włączyć urządzenie vSculpt, naciskając włącznik.
3. Wybrać tryb terapii — 6, 8, 10 lub 12 minut*.
4. Nacisnąć przycisk trybu terapii światłem, aby rozpocząć terapię.
5. Położyć się i odprężyć, pamiętając, że terapia służy poprawie stanu zdrowia dna miednicy.

*Opcja terapii 12-minutowej dostępna tylko w modelu vSculpt PRO.

TRYBY TERAPII ŚWIATŁEM



- Po wybraniu trybu terapii nacisnąć i przytrzymać przycisk trybu terapii światłem, aby włączyć lampy terapeutyczne.

Korzystanie z urządzenia vSculpt

1. Lampy terapeutyczne zaczną świecić stałym czerwonym światłem i włączy się licznik terapii (programu terapii nie można już zmienić).
2. Domyślnie razem z lampami terapeutycznymi włączona zostanie wibracja w trybie niskiej intensywności. Tryb wibracji dźwiękowych jest niezależny od terapii światłem. W dowolnym momencie można zmienić wzór i intensywność wibracji.
3. Wsuń urządzenie vSculpt 10 centymetrów do kanału pochwy.
4. Natychmiast włączy się licznik wewnętrzny urządzenia vSculpt i rozpocznie się terapia.
5. Po zakończeniu terapii lampy terapeutyczne i wibracje wyłączą się automatycznie.

Korzystanie z urządzenia vSculpt (CIAĞ DALSZY)

6. Trybów wibracji dźwiękowych można używać niezależnie po zakończeniu terapii światłem.
7. Czujniki temperatury monitorują ciepło przed, w trakcie i po zakończeniu terapii światłem, co zapewnia bezpieczeństwo.
8. Tryby terapii światłem są powiązane z domyślnymi trybami wibracji, ale w przypadku korzystania z innego trybu wibracji przez co najmniej 1 minutę kolejna terapia światłem zostanie zmodyfikowana i uwzględni preferowany tryb wibracji.
9. Po zakończeniu sesji terapeutycznej lampy terapeutyczne automatycznie wyłączają się i pozostają zablokowane przez 2 godziny i 30 minut, co zapewnia bezpieczeństwo i zgodność z planem terapii.
10. Przy zablokowanych lampach terapeutycznych nadal można korzystać z urządzenia vSculpt w trybie wibracji.

CIEKAWOSTKA

Światło podczerwone nie jest widzialne dla ludzkiego oka. Urządzenie vSculpt jest wyposażone w 6 czerwonych i 3 podczerwone diody LED. Po włączeniu widocznych jest tylko 6 diod LED, ale aktywowane jest wszystkie 9 diod LED.

Korzystanie z urządzenia vSculpt w trybie wibracji dźwiękowych

Urządzenie vSculpt dysponuje 6 trybami wibracji dźwiękowych:

1. Wibracje stałe, niska intensywność
2. Wibracje stałe, wysoka intensywność
3. Powolne wibracje falowe, niska intensywność
4. Powolne wibracje falowe, wysoka intensywność
5. Szybkie wibracje falowe, niska intensywność
6. Szybkie wibracje falowe, wysoka intensywność

Urządzenie vSculpt PRO dysponuje 10 trybami wibracji dźwiękowych:

1. Wibracje stałe, niska intensywność
2. Wibracje stałe, wysoka intensywność
3. Powolne wibracje falowe, niska intensywność
4. Powolne wibracje falowe, wysoka intensywność
5. Szybkie wibracje falowe, niska intensywność
6. Szybkie wibracje falowe, wysoka intensywność
7. Wibracje impulsowe, niska intensywność
8. Wibracje impulsowe, wysoka intensywność
9. Szybkie wibracje impulsowe, niska intensywność
10. Szybkie wibracje impulsowe, wysoka intensywność

- Zmieniać tryby wibracji dźwiękowych do uzyskania odpowiednich wibracji. Aby wyłączyć wibrację, nacisnąć i przytrzymać przycisk wibracji dźwiękowych.
- Preferowany tryb wibracji dźwiękowych: w przypadku korzystania z wybranego trybu wibracji dźwiękowych przez ponad 1 minutę urządzenie vSculpt zapisze ten tryb w pamięci. Przy następnym włączeniu urządzenia vSculpt zostanie uruchomiony preferowany tryb wibracji.

PLANY TERAPII

Skuteczna terapia wymaga stosowania urządzenia vSculpt co drugi dzień przez 45–60 dni lub do uzyskania pożądaných efektów.

Zaleca się stopniowe wprowadzanie terapii vSculpt przez wydłużanie czasu terapii przez pierwsze dwa tygodnie. Umożliwia to zapoznanie się i komfortowe stosowanie urządzenia vSculpt wraz z jego wieloma trybami i ustawieniami.

TYDZIEŃ 1

Terapia początkowa (6 minut), 3 razy w tygodniu, 1 dzień przerwy między sesjami terapeutycznymi.

TYDZIEŃ 2

Terapia średnia (8 minut), 3 razy w tygodniu, 1 dzień przerwy między sesjami terapeutycznymi.

TYGODNIE 3–8

Terapia zaawansowana (10 lub 12 minut), 3–4 razy w tygodniu, 1 dzień przerwy między sesjami terapeutycznymi*.

Każda z nas jest wyjątkowa. Należy poświęcić tyle czasu, ile potrzeba na przystosowanie się do dłuższych czasów terapii. Tempo zwiększania czasu może być szybsze lub wolniejsze — oba rozwiązania są prawidłowe.

*Opcja terapii 12-minutowej dostępna tylko w modelu vSculpt PRO.

Plan utrzymywania wyników

Po zakończeniu planu terapii zalecamy korzystanie z urządzenia vSculpt 1–2 razy w tygodniu przez 10–12 minut*. Pomoże to w utrzymaniu osiągniętych efektów.

Urządzenie vSculpt i ćwiczenia mięśni Kegla

Ćwiczenia mięśni Kegla to jedna z metod wzmacniania mięśni dna miednicy. Urządzenie vSculpt wzmacnia nie tylko mięśnie dna miednicy, ale w połączeniu z ćwiczeniami mięśni Kegla pozwala uzyskać jeszcze lepsze efekty. Szczegółowe zalecenia zamieszczono poniżej.

1. Rozpocząć korzystanie z urządzenia vSculpt zgodnie z instrukcjami.
2. Po włożeniu urządzenia vSculpt do pochwy zidentyfikować mięśnie używane do zatrzymywania oddawania moczu.
3. Trzymając urządzenie vSculpt, napiąć te mięśnie na maksymalnie 10 sekund, a następnie rozluźnić je na maksymalnie 10 sekund. Podczas tego ćwiczenia nie napinać mięśni brzucha i ud.
4. Podczas terapii światłem vSculpt powtarzać ćwiczenie tak często, jak to możliwe. W idealnym przypadku ćwiczenie mięśni Kegla da się wykonać 10–15 razy.

WAŻNE INFORMACJE

Pielęgnacja, czyszczenie i przechowywanie

Urządzenie vSculpt wykonano z bezpiecznego silikonu klasy medycznej, który można łatwo czyścić. Przed pierwszym użyciem i po każdym kolejnym zaleca się delikatne czyszczenie urządzenia vSculpt wodą i mydłem antybakteryjnym, co zabija bakterie i zapewnia świeżość.

- Upewnić się, że urządzenie vSculpt jest wyłączone.
- Nie wolno zanurzać urządzenia vSculpt w wodzie, umieszczać pod bieżącą wodą ani myć w zmywarce, sterylizatorze lub autoklawie.
- Wytrzeć do czysta miękką szmatką i delikatnym mydłem antybakteryjnym.

- Mydło może powodować podrażnienia, wszystkie pozostałości należy wytrzeć.
- Uważać na elektroniczne elementy sterujące i gniazdo ładowania.
- Po wyczyszczeniu urządzenia vSculpt pozostawić je do wyschnięcia.
- Urządzenie vSculpt przechowywać w chłodnym, suchym miejscu, chroniącym przed pyłem, zabrudzeniami i zanieczyszczeniami.
- Stosowanie innych roztworów i urządzeń czyszczących może prowadzić do uszkodzenia urządzenia vSculpt i jego elementów elektronicznych.
- Przy odpowiedniej pielęgnacji urządzenie vSculpt będzie działać przez co najmniej dwa lata.

POMOC TECHNICZNA

Gwarancja i rejestracja produktu

Roczna gwarancja obejmuje problemy związane z defektami producenta, wynikające z normalnego użytkowania produktu. Zachęcamy do niezwłocznego zarejestrowania urządzenia vSculpt na stronie www.vSculpt.com. Warto zasubskrybować biuletyn vSculpt, aby otrzymać dostęp do wyjątkowych terapii vSculpt, akcesoriów, informacji o zdrowiu i dobrostanie dna miednicy, a także do informacji o nowych produktach.

Wyłączenia gwarancji

Kwestie nieobjęte roczną gwarancją: uszkodzenia spowodowane nieprawidłowym użytkowaniem, nadużywaniem, zaniedbaniem, modyfikacjami i nieupoważnionymi naprawami, jak również normalnym zużyciem (w tym zarysowania, zadrapania, otarcia, zmiana koloru i blaknięcie).

Rozwiązywanie problemów

PROBLEM: urządzenie vSculpt nie włącza się. Spróbować poniższych rozwiązań:

- Upewnić się, że urządzenie vSculpt jest naładowane. Więcej informacji w sekcji „Ładowanie” instrukcji obsługi.
- Upewnić się, że naciśnięto i przytrzymano włącznik.
- Jeśli urządzenie nadal się nie włączy, skontaktować się z działem obsługi klienta firmy Joylux, pisząc na adres customercare@vSculpt.com.

PROBLEM: lampy terapeutycznie nie włączają się. Spróbować poniższych rozwiązań:

- Upewnić się, że urządzenie vSculpt jest naładowane. Więcej informacji w sekcji „Ładowanie”.
- Upewnić się, że urządzenie vSculpt jest włączone. Więcej informacji powyżej lub w sekcji „Początki”.
- Upewnić się, że wybrano program terapeutyczny. Więcej informacji w sekcji „Początki”.
- Nacisnąć przycisk trybu terapii światłem.
- Jeśli lampy nadal się nie włączają, skontaktować się z działem obsługi klienta firmy Joylux.

POMOC TECHNICZNA (CIAĞ DALSZY)

PROBLEM: wibracje nie włączają się. Spróbować poniższych rozwiązań:

- Upewnić się, że urządzenie vSculpt jest naładowane. Więcej informacji w sekcji „Ładowanie”.
- Upewnić się, że urządzenie vSculpt jest włączone. Więcej informacji powyżej lub w sekcji „Początki”.
- W przypadku korzystania z trybu terapii światłem upewnić się, że wybrano program terapeutyczny. Więcej informacji w sekcji „Początki”.
- W przypadku korzystania z trybu wibracji dźwiękowych nacisnąć i przytrzymać przycisk trybu wibracji dźwiękowych.
- Jeśli wibracja nadal się nie włącza, skontaktować się z działem obsługi klienta firmy Joylux.

Jeśli problemy powtarzają się, skontaktować się z działem obsługi klienta, pisząc na adres customercare@vSculpt.com.

Nie podejmować prób rozłożenia urządzenia vSculpt, ponieważ może to spowodować uszkodzenie, awarię, porażenie prądem, pożar lub obrażenia ciała. Urządzenie nie zawiera żadnych elementów podlegających konserwacji przez użytkownika. W przypadku awarii urządzenia vSculpt należy się skontaktować z działem obsługi klienta.

Nigdy nie korzystać z urządzenia vSculpt, jeśli kabel ładowania USB jest uszkodzony. Jeśli urządzenie vSculpt nie działa prawidłowo lub zostało upuszczone, uszkodzone lub zanurzone w wodzie, należy się skontaktować z działem obsługi klienta.

Dane kontaktowe

customercare@vSculpt.com
www.vSculpt.com
Seattle, WA 98122
USA

Joylux, Inc. — informacje

Joylux, Inc. to globalna firma z branży technologii medycznej, tworząca innowacyjne produkty poprawiające zdrowie dna miednicy kobiet i pozwalająca kobietom na czerpanie pełnej radości z życia. Dodatkowe informacje można uzyskać na naszych stronach internetowych, www.vSculpt.com i www.joyluxinc.com.

Dyrektywa w sprawie utylizacji odpadów elektrycznych i elektronicznych (WEEE)

Firma Joylux, Inc zachowuje zgodność z dyrektywą 2012/19/UE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 27 stycznia 2003 r. w sprawie utylizacji odpadów elektrycznych i elektronicznych (WEEE).

Urządzenie vSculpt zawiera akumulator litowo-jonowy. Produkcja tego urządzenia wymagała wydobywania i zastosowania surowców naturalnych. Może zawierać substancje niebezpieczne, które w przypadku nieprawidłowej utylizacji mogą negatywnie wpływać na zdrowie i środowisko. Aby uniknąć rozprzestrzeniania tych substancji w środowisku i ograniczenia presji na zasoby naturalne, zaleca się skorzystanie z odpowiednich systemów zwrotu w celu utylizacji produktu. Systemy te zapewniają możliwości recyklingu i ponownego wykorzystania większości materiałów, z których składa się utylizowany produkt.

Symbol przekreślonego kosza na śmieci informuje, że produktu nie należy utylizować razem z odpadami miejskimi i zachęca do korzystania z odpowiednich, oddzielonych systemów zwrotu.

W celu uzyskania dodatkowych informacji na temat systemów zwrotu, ponownego wykorzystania i recyklingu należy skontaktować się z lokalnymi lub regionalnymi organami gospodarki odpadami.

Dodatkowe informacje na temat cech środowiskowych tego produktu można uzyskać także w sklepie, u dostawcy i w samorządzie lokalnym.

Instrukcje utylizacji urządzenia można znaleźć na stronie www.vSculpt.com.

Zgodność z dyrektywą RoHS

Unia Europejska określiła wymagania dotyczące ograniczenia substancji niebezpiecznych (RoHS) we wszystkich urządzeniach elektrycznych i elektronicznych (EEE). Należy zapoznać się z dyrektywą 2011/65/UE, która została wprowadzona 21 lipca 2011 r., a weszła w życie 2 stycznia 2013 r.

Znak CE

Urządzenie vSculpt zostało zatwierdzone w Europie jako urządzenie medyczne i otrzymało znak CE, oznaczający zgodność ze wszystkimi odpowiednimi regulacjami.

Moc wejściowa, Federalna Komisja Komunikacji (FCC)

Urządzenie jest zgodne z częścią 15 przepisów FCC. Korzystanie z urządzenia podlega następującym warunkom: (1) Urządzenie nie może powodować szkodliwych zakłóceń i (2) urządzenie musi przyjmować odbierane zakłócenia, w tym zakłócenia, które mogą powodować jego nieprawidłowe działanie.

OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE EMISJI ELEKTROMAGNETYCZNYCH

Informacje i deklaracja producenta – emisje elektromagnetyczne.

Urządzenie vSculpt jest przeznaczone do użytku w środowisku elektromagnetycznym określonym poniżej.
Klient lub użytkownik urządzenia vSculpt powinien upewnić się, że jest ono używane w takim środowisku.

Test emisji	Zgodność	Środowisko elektromagnetyczne – informacje
Emisje radiowe (CSFPR 11)	Grupa 1, klasa [B]	Urządzenie vSculpt wykorzystuje energię radiową tylko do funkcji wewnętrznych. W związku z tym jego emisje radiowe są bardzo niskie i nie powinny powodować zakłóceń w pracy pobliskich urządzeń elektronicznych. Urządzenie vSculpt jest przeznaczone do użytku we wszystkich środowiskach, w tym w środowiskach domowych i podłączonych bezpośrednio do publicznej sieci niskiego napięcia, zasilającej budynki mieszkalne.
Emisje harmoniczne (IEC 61000-3-2)	Zgodność (1)	
Wahania napięcia/emisje migotania (IEC 61000-3-3)	Zgodność (2)	
Uwagi:	(1) Testowane urządzenie wykorzystuje moc poniżej 75 W. Nie określono żadnych limitów dla urządzeń o znamionowej mocy wejściowej poniżej 75 W. (2) W przypadku testowanego urządzenia nie zachodzi prawdopodobieństwo wytworzenia znacznych wahań napięcia i migotania. Testy nie są wymagane.	

Informacje i deklaracja producenta – odporność elektromagnetyczna – dotyczy wszystkich urządzeń i systemów elektromagnetycznych

Urządzenie vSculpt jest przeznaczone do użytku w środowisku elektromagnetycznym określonym poniżej.

Klient lub użytkownik urządzenia vSculpt powinien upewnić się, że jest ono używane w takim środowisku.

Test odporności	Poziom testu	Poziom zgodności	Środowisko elektromagnetyczne – informacje
Wyładowania elektrostatyczne (ESD) (IEC 61000-4-2)	± 6 kV stykowe ± 8 kV powietrzne	± 6 kV stykowe ± 8 kV powietrzne	Podłogi powinny być wykonane z drewna, betonu lub płytek ceramicznych. W przypadku podłóg pokrytych materiałem syntetycznym wilgotność względna powinna wynosić co najmniej 30%.
Szybkie wyładowania elektrostatyczne (IEC 61000-4-4)	± 2 kV w przypadku linii zasilania ± 1 kV w przypadku linii wejściowych/wyjściowych	± 2 kV w przypadku linii zasilania Nd.	Jakość zasilania sieciowego powinna odpowiadać typowym środowiskom komercyjnym lub szpitalnym.
Przepięcia (IEC 61000-4-5)	± 1 kV w trybie różnicowym ± 2 kV w trybie wspólnym	Nd. ± 2 kV w trybie wspólnym	Jakość zasilania sieciowego powinna odpowiadać typowym środowiskom komercyjnym lub szpitalnym.
Spadki napięcia, krótkie przerwy i zmiany napięcia w wejściowych liniach zasilania (IEC 61000-4-11)	< 5% UT (> 95% spadek UT) przez 0,5 cyklu < 40% UT (> 60% spadek UT) przez 5 cykli < 70% UT (> 30% spadek UT) przez 25 cykli < 5% UT (> 95% spadek UT) przez 5 sekund	< 5% UT (> 95% spadek UT) przez 0,5 cyklu < 40% UT (> 60% spadek UT) przez 5 cykli < 70% UT (> 30% spadek UT) przez 25 cykli < 5% UT (> 95% spadek UT) przez 5 sekund	Jakość zasilania sieciowego powinna odpowiadać typowym środowiskom komercyjnym lub szpitalnym. Jeśli użytkownik urządzenia vSculpt wymaga ciągłego użytkowania podczas przerw w zasilaniu sieciowym, zaleca się zasilanie urządzenia vSculpt przy użyciu urządzenia UPS lub akumulatora. UWAGA: UT to napięcie zasilania prądem przemiennym przed zastosowaniem poziomu testowego.
Częstotliwość zasilania (50/60 Hz) pole magnetyczne (IEC 61000-4-8)	3 A/m	30 A/m	Pola magnetyczne o częstotliwości zasilania powinny występować na poziomach charakterystycznych dla nietypowych lokalizacji w typowym środowisku komercyjnym lub szpitalnym.

Informacje i deklaracja producenta – odporność elektromagnetyczna – dotyczy wszystkich urządzeń i systemów elektromagnetycznych, które nie podtrzymują życia

Urządzenie vSculpt jest przeznaczone do użytku w środowisku elektromagnetycznym określonym poniżej.

Klient lub użytkownik urządzenia vSculpt powinien upewnić się, że jest ono używane w takim środowisku.

Test odporności	Poziom testu	Poziom zgodności	Środowisko elektromagnetyczne – informacje
			Żadne przenośne i mobilne urządzenia radiowe nie powinny być stosowane w odległości od dowolnej części urządzenia vSculpt (w tym kabli) mniejszej niż zalecana odległość wyliczona na podstawie równania stosującego się do częstotliwości nadajnika. Zalecana odległość:
Przewodzone fale radiowe (IEC 61000-4-6)	3 Vrms 150 kHz do 80 MHz poza pasmami ISM	6 V 150 kHz do 80 MHz	$d = \left[\frac{3,5}{V_1} \right] \sqrt{P}$
Promieniowane fale radiowe (IEC 61000-4-3)	3 V/m 80 MHz do 2,5 GHz	10 V/m 80 MHz do 2,7 GHz	$d = \left[\frac{3,5}{E_1} \right] \sqrt{P}$ 80 do 800 MHz $d = \left[\frac{7}{E_1} \right] \sqrt{P}$ 800 MHz do 2,5 GHz

gdzie P to maksymalna wyjściowa moc znamionowa w watach (W) według producenta nadajnika, a d to zalecana odległość w metrach (m)^(b).

Siły pól stałych nadajników radiowych, określone na podstawie badania lokalizacji elektromagnetycznej^(c) powinny być niższe niż poziom zgodności w każdym zakresie częstotliwości^(d).

W pobliżu urządzeń oznaczonych poniższym symbolem może wystąpić interferencja:



(Zob. uwagi na kolejnej stronie).

Uwagi: UWAGA 1 Przy częstotliwościach 80 MHz i 800 MHz stosuje się wyższy zakres częstotliwości.

UWAGA 2 Wytyczne te mogą nie mieć zastosowania we wszystkich sytuacjach. Na propagację elektromagnetyczną wpływają absorpcja i odbicia struktur, obiektów i ludzi.

^(a) Sił pól ze stałych nadajników, takich jak stacje bazowe telefonów radiowych (komórkowych/bezprzewodowych) i przenośnych radioodbiorników, radioodbiorników amatorskich, transmisji radiowych na falach AM i FM oraz transmisji telewizyjnych nie można w teorii przewidzieć dokładnie. W celu oceny środowiska elektromagnetycznego związanego ze stałymi nadajnikami radiowymi warto rozważyć badanie środowiska elektromagnetycznego. Jeśli zmierzona siła pola w miejscu użytkowania urządzenia vSculpt przekracza odpowiedni poziom zgodności radiowej przedstawiony poniżej, należy obserwować urządzenie vSculpt w celu potwierdzenia normalnej pracy. W przypadku zaobserwowania nietypowego działania konieczne może być zastosowanie dodatkowych środków ostrożności, takich jak zmiana orientacji lub lokalizacji urządzenia vSculpt.

^(b) W przypadku wartości częstotliwości powyżej zakresu 150 kHz–80 MHz siły pól nie powinny przekraczać 10 V/m.

DANE TECHNICZNE

Modele: VS1100 i VS1150

Zasilanie główne: akumulator litowo-jonowy, pojemność 2200 mAh

Klasa elektryczna: zasilanie wewnętrzne

Typ elektryczny: TYP BF — silikon

Typ diod LED: dioda

Długości fal: 662 nm, 855 nm

Energia świetlna (fluencja):

6 minut = 13,0 J/cm² ± 20%

8 minut = 17,4 J/cm² ± 20%

10 minut = 21,7 J/cm² ± 20%

12 minut = 26,7 J/cm² ± 20%

Częstotliwości robocze: 32 MHz; 83 kHz; 50 MHz.

Moc wejściowa USB: 5 V DC, 450 mA

Cykl terapeutyczny: 6, 8, 10, 12 minut

Tryby pracy: trzy tryby: tylko światło, tylko wibracje, światło i wibracje

Ochrona przed wnikaniem: IP34

Ochrona przed stałymi ciałami obcymi o średnicy ponad 2,5 mm. Ochrona przed rozpryskami wody na obudowie z dowolnego kierunku, eliminacja szkodliwych efektów.

Chłodzenie: pasywne

Masa: 0,35 kg ± 0,03 kg (0,77 lb ± 0,07 lb)

Wymiary: długość 24 cm (9,4 in), szerokość 3,7 cm (1,5 in), głębokość 3,7 cm (1,5 in)

Wymagane zasilanie: zasilanie wewnętrzne 5 V DC

Temperatura:

Robocza: 5–40°C (41–104°F)

Przechowywania: -25–70°C (-13–158°F)

Zakres ciśnienia atmosferycznego:
700–1060 hPa

Wilgotność względna:

Robocza: 15–93%, bez kondensacji

Przechowywania: 15–93%, bez kondensacji

Grupa ryzyka źródła światła: wyłączona

Certyfikaty bezpieczeństwa:

UL/IEC/EN 60601-1; IEC/EN 60601-1-2;

IEC/EN 60601-1-11; IEC 60825-1; IEC EN 62471;


EN 60601-2-57 CAN/CSA-C22.2 No. 601.1-M90

Średni okres serwisowania: 2 lata, może różnić się w zależności od rodzaju użytkowania

GLOSARIUSZ SYMBOLI



Towarzysząca instrukcja obsługi



EMERGO EUROPE
Prinsesengracht 20
2514 AP The Hague
The Netherlands

**Australian Sponsor
EMERGO AUSTRALIA**
Level 20, Tower II
Darling Park 201 Sussex Street Sydney
NSW 2000 Australia

Autoryzowany przedstawiciel



Znak CE z numerem urzędu notyfikowanego



Numer modelu urządzenia,
numer katalogowy



Ogólny symbol ostrzeżenia



Limity wilgotności



Utrzymywać w stanie suchym



Przycisk trybu terapii światłem



Producent: Joylux Inc. Seattle, WA



Włącznik (przycisk)



Ograniczenie substancji niebezpiecznych



Numer seryjny



Przycisk trybu wibracji dźwiękowych



Limity temperatury




Części stosowane typu BF



Zgodność z dyrektywą w sprawie utylizacji
odpadów elektrycznych i elektronicznych (WEEE)

Zaprojektowano w USA, wyprodukowano w Chinach
vSculpt® jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Joylux, Inc.
Wszystkie projekty, ilustracje i tekst — ©Joylux, Inc. 2017 Wszelkie prawa zastrzeżone.

Oczekujące patenty kanadyjskie: 30411-27796/CA • 30411-29410/CA
Patenty USA i międzynarodowe wydane i oczekujące.
Pełna lista dostępna na stronie **vsculpt.com/patents**.



JOY-1274 REV 04



Joylux, Inc.
1430 34th Avenue
Seattle, WA 98122
USA