

REMINGTON™

*i*LIGHT™
PRO
PROFESSIONAL HAIR REMOVAL RESULTS AT HOME

IPL6000

Use and Care Guide



DEVELOPED BY

SHASER
BIOSCIENCE

Register Your New Product Today!

By registering your new Remington® product, you will receive these important benefits:

Proof of Ownership • Product Protection • Product Registration • Special Offers

Register online at: www.RemingtonProducts.com

Contents

PAGE

4	Introduction
5	How Does the i-Light Pro IPL System work?
6	i-Light Pro System Diagram Reference
7	Getting to Know Your i-Light Pro System
8	QUICK REFERENCE GUIDE
10	What is the Intended Use for i-Light Pro IPL System? <i>(Indications)</i>
12	Contraindications
13	WARNINGS
16	Benefits and Risks
18	What to Expect with i-Light Pro IPL System
20	How to Use Your i-Light Pro IPL System
20	Set-up
21	Each Time You Use i-Light Pro IPL System
21	Between Treatments

PAGE

22	Using i-Light Pro IPL System for the First Time
22	Testing on a patch of skin
23	Using i-Light Pro IPL System Every Time
23	Getting Ready to Use
23	Unlocking the i-Light Pro IPL system using the Skin Tone Sensor
26	Setting the ENERGY LEVEL
28	Begin Treatment
31	After Use
32	Getting the Best Results
32	Taking Care of Your i-Light Pro IPL System
32	Cleaning
32	Replacing the Disposable Cartridge
36	Disposing of Your i-Light Pro IPL system
36	Troubleshooting
42	Performance Guarantee
44	Contact Information

Introduction

Congratulations on the purchase of your new i-Light™ Pro Intense Pulsed Light (IPL) Hair Removal system! You're on your way to being liberated from the daily chore of hair removal.

The i-Light Pro IPL system is a revolutionary light-based device designed for the removal of unwanted body hair at home. It uses the same Intense Pulsed Light (IPL) technology that professional dermatologists and salons use, but is optimized for use in the privacy and comfort of your own home.

Unlike most at-home hair removal methods, the i-Light Pro IPL system doesn't cut or pull out hair—it actually works below the skin's surface to disable active hairs and helps prevent new ones from growing. This is a gradual process. You'll start to see results within two weeks after your initial treatment and results will improve gradually over time.

How does the i-Light Pro IPL System Work?

The process of light-based hair removal is well-known and has been clinically proven around the world for over 15 years. The i-Light Pro system uses this same proven technology to emit an intense pulse of light (IPL) to heat up and disable active hair follicles. The light energy targets dark coloring in body hair, which is why it works best on lighter skin tones and naturally dark hair. To determine if your skin and hair color are ok to use with the i-Light Pro IPL system, refer to information provided on page 10 and 11.

Every hair in our body goes through a continuous growth cycle, from active to resting phases. The time it takes to complete a full hair growth cycle varies, but is typically 18-24 months. Light-based treatments only affect hairs in the active phase, which can account for up to 90% of hair follicles. That's why we recommend using the i-Light Pro system three

times in the first month to ensure you hit every active hair. After that, use the i-Light Pro system as needed for any missed hairs or hairs that have recently become active.


- The first 3 sessions with the i-Light Pro IPL system should be 2 weeks apart.
- After that, use the i-Light Pro system when you start to see hair re-growth in the treated area.
- Do NOT treat the same body part more often than every 2 weeks.

After a hair follicle is treated, it can take one to two weeks for the hair to fall out. During this time, it may look like hair is still growing, but really the hair is being "pushed out." You may or may not see these stubs pushed out from the skin.

If you start treating a different body part, start the process over for that body part.

i-Light Pro System Diagram Reference

Figure1



- A** Power Switch
- B** Power Inlet
- C** Base Unit
- D** Hand Piece
- E** Flash Button
- F** Energy Level Selection Button
- G** Cool Down Mode Indicator
- H** Cartridge Status Indicator Display
- I** Energy Level Selection Display
- J** Skin Tone Sensor
- K** Hand Piece Cord
- L** Flash Window
- M** Skin Contact Sensors
- N** Nose Cone Release Buttons
- O** Replacement Cartridge
- P** Nose Cone
- Q** Power Cord
- R** Lint Free Cloth

Getting to Know Your i-Light Pro IPL System

Inside the packaging for your i-Light Pro IPL system you will find a BASE UNIT with HAND PIECE and POWER CORD. You will also find a LINT FREE CLOTH, Instructional DVD and this Use & Care Guide. The i-Light Pro system comes equipped with a disposable REPLACEMENT CARTRIDGE (inside HAND PIECE underneath NOSE CONE). Each Disposable Cartridge provides 1,500 flashes before it needs to be replaced.

On the BASE UNIT, there is a SKIN TONE SENSOR (fig1. J) to test for appropriate skin tone before usage. You control the ENERGY LEVEL (fig1. F & I) and choose the level that's most comfortable for you.

The POWER SWITCH (fig1. A) is located on the side near the top of the unit, next to the POWER INLET (fig1. B).



QUICK REFERENCE GUIDE (see fig. 1, page 6)

1. PREPARE SKIN (see page 23)

- Shave the hair in the treatment area
- Wipe skin clean and dry completely

2. TURN ON & UNLOCK THE I-LIGHT PRO IPL SYSTEM

(see page 23)



- Turn **POWER SWITCH** on
- Place skin in the intended treatment area on **SKIN TONE SENSOR** for a few seconds (**TOUCHING SKIN TONE SENSOR**)
- **UNSUITABLE** skin = "BUZZ"
- **SUITABLE** skin = "BEEP-BEEP" and the system will unlock
- You must unlock i-Light Pro on each body part you intend to treat

3. SELECT ENERGY LEVEL


(see page 26-27)

- The i-Light Pro IPL system starts out at the lowest level



- Test your skin at lower levels before increasing
- Higher energy levels improve results but may be less comfortable
- To increase, press the **ENERGY LEVEL SELECTION BUTTON**
- For best results use the highest setting that is comfortable

4. PLACE HAND PIECE ON AREA TO BE TREATED (see page 28)



- If **SKIN CONTACT SENSORS** are **NOT** in contact with skin the system will "buzz" and will not operate if you press the **FLASH BUTTON**. Double check that the contact sensors are in full contact with the skin.
- If **CONTACT SENSORS** are in full contact with skin the system will "CHIRP" and is ready to flash
- If you're having trouble, try pressing the hand piece firmly against the skin

5. TREAT YOUR SKIN (see page 28-31)

- After you hear the "CHIRP" press the **FLASH BUTTON** to treat skin
- When a flash is delivered, you will:
 - See a bright flash of light
 - Hear a "POP" sound (the disposable cartridge)
 - Feel a mild sensation of warmth and tingling
- **LIFT** the **HAND PIECE** off the skin and move it to a new treatment area
- **DO NOT** flash the same treatment spot multiple times during one session
- Try to treat in a **GRID PATTERN**

Note: **DO NOT** physically mark the treatment area with grid pattern as this could cause injury to the skin.

Note: This guide is intended to be a quick reference for experienced users of the i-Light Pro. If this is your first time using the i-Light Pro it is critical that you read the entire Use and Care Guide for complete directions for important contraindications, warnings, benefits and risks and detailed use instructions.

What Is the Intended Use for the i-Light Pro IPL System?

The i-Light Pro IPL system is an over-the-counter device intended for removal of unwanted hair.

Skin Tone

It is intended for use only on light to medium skin colors. To determine if your Skin Tone is suitable to use with i-Light Pro place skin in each intended treatment area next to the Skin Tone Chart on page 11. If your Skin Tone matches panels 1-4, you can use the i-Light Pro IPL system. If your Skin Tone matches 5-6, DO NOT use the system.

The i-Light Pro system is also equipped with a built-in SKIN TONE SENSOR that is designed to help prevent flashing on skin that is too dark or too tanned for treatment. See page 24-25 for details. Always test each different area you wish to treat with the Skin Tone Chart and Skin Tone Sensor before treating. Some areas are darker than others.

Hair Color

It is intended for use on naturally black or brown hair. Do not use i-Light Pro on white or gray hair because it will not work. IPL is less effective on lighter colors, such as blond or red hair.

Body Areas

It is intended for use by women and men on body hair below the neck, including legs, underarms, bikini line, chest, stomach, and arms. It has NOT been cleared in the U.S. for use on the face, head, ears, back or neck.

(Indications)

SKIN TONE CHART

Suitable for Use



1



2



3



4



NOT Suitable for Use



5



6



Contraindications

Important Safety Information – Read Before Use!

The i-Light Pro IPL system is not designed for everyone. Please read and consider the information in the following section before use.

⚠ DO NOT use i-Light Pro on **Dark Skin.**

Darker skin may absorb too much light energy which could cause skin swelling, temporary blisters, or could change the color of your skin. Refer to the Chart on page 11 to determine if skin tone in the intended treatment area is suitable for use with the i-Light Pro IPL system. You should test each different area of skin you want to treat. Some areas are darker than others.

⚠ DO NOT use on tattoos, dark brown or black spots (such as dark freckles, birthmarks, moles or warts). Tattoos or dark spots may absorb too much light energy which could cause skin swelling, temporary blisters or could change the color of your skin. Refer to the chart on page 11 to determine if tattoos or dark spots in the intended treatment area are suitable for use with i-Light Pro. You should test each different area of skin you want to treat. Some areas are darker than others.

⚠ DO NOT use on the face, head, ears, neck, nipples, genitalia, or around the anus. These areas may have darker skin and using the i-Light Pro there could cause skin swelling, temporary blisters, or could change the color of your skin.

⚠ DO NOT use on or around the eyes, eyebrows or eyelashes. Doing so can cause serious and permanent eye injury.

WARNINGS

The i-Light Pro IPL system is a powerful device. As such it should be used with special attention to safety. Please read all warnings and safety precautions before use and strictly follow them when using the i-Light Pro system.

⚠ DO NOT flash the i-Light Pro on the identical treatment spot multiple times during the same session, as this could cause skin swelling, temporary blisters or could change the color of your skin. See instructions on page 28-31 for more information on how to administer treatment.

⚠ DO NOT use if the skin tone chart on page 11 shows that your skin tone is not suitable. If you are African-American, East Indian, Native American, or Pacific Islander, you may have a skin tone that is not suitable. Darker skin tones can absorb too much light energy, which can injure the skin.

⚠ DO NOT use on damaged skin, including open wounds, cold sores, sunburns, or areas where you have had a skin peel or other skin resurfacing procedures within the last 6-8 weeks (check with your doctor). DO NOT use on irritated skin, including rashes or swollen skin. These conditions can make the skin more sensitive to the light treatment. Wait for the affected area to heal before using.

⚠ DO NOT use if your skin is sensitive to light. In order to determine if you can use, perform a test on a small patch of skin and wait 24 hours to determine if there are any adverse reactions before using more broadly. See steps for testing on a patch of skin on page 22. Contact Customer Service (see page 44) for assistance if you experience any of the issues described on page 22.

WARNINGS

⚠ DO NOT use if you are or may be pregnant, or are breast-feeding. The i-Light Pro IPL system has not been tested on pregnant women. Hormonal changes could increase skin sensitivity and the risk of skin injury.

⚠ DO NOT use for any purpose other than hair removal.

⚠ DO NOT flash the i-Light Pro against any material other than skin.

⚠ DO NOT flash in an environment where a spark could cause an explosion, such as near a gas leak.

⚠ DO NOT use on any area where you may someday want your hair to grow back. The results may be permanent and irreversible.

⚠ DO NOT use the system if it appears damaged, and **DO NOT** attempt to open or repair the i-Light Pro IPL system. These actions increase the risk of skin or eye injury from the flash cartridge. Contact Customer Service for assistance (see page 44).

⚠ DO NOT allow the hand piece or base to become damp or wet. **DO NOT** use near bathtubs, showers, basins, or other vessels containing water.



⚠ DO NOT operate with a damaged plug or cord. Keep the cord away from heated surfaces (such as stoves, fireplaces, radiators or furnaces). **DO NOT** use if any part of the i-Light Pro system is cracked or broken. Contact Customer Service for assistance (see page 44).

⚠ DO NOT open the unit (except to replace the CARTRIDGE) or attempt to repair your system as there are no user serviceable parts inside the i-Light Pro system. Trying to open it may also damage the system and will void your warranty. Please contact Customer Service (see page 44) if you have a broken or damaged system in need of repair. Failure to follow these precautions can cause electrocution or electric shock.

⚠ DO NOT cover any part of the i-Light Pro BASE UNIT or HAND PIECE ventilation slots during use, as they help to keep the system cool during operation. Covering the ventilation slots could result in overheating.

⚠ KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN!
The i-Light Pro IPL system is a powerful device and should not be used by anyone under the age of 18. **DO NOT** leave the system unattended around children, as the cords represent a choking hazard. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.

Benefits and Risks

A medically-supervised clinical study showed that the i-Light Pro IPL system was effective in the removal of unwanted hair when used as directed.

60 participants entered the clinical trial with the i-Light Pro and treated 3 times over a 4 week period. Treatments were performed on underarms, legs, bikini area, stomach, chest and arms. Hair counts were performed on site before treatment and again 3 and 6 months after the final treatment. Any side effects observed or reported were documented by medical personnel. This study showed the benefits and risks of hair removal with the i-Light Pro system. The following sites are contraindicated and were therefore excluded from treatment: face, head, ears, neck, nipple, genitalia, anus, eyes, eyebrows or eye lashes.

Benefits

When used as directed, i-Light Pro IPL system helps remove unwanted hair without the need for daily shaving, waxing, or plucking. In a clinical study, after just three treatments, participants show

an average of **37% less hair 3-months after the last treatment and 48% less hair 6-months after last treatment.**

Actual results vary from person to person, depend on the body area being treated, and whether instructions were followed correctly.

Risks

It is important to use the i-Light Pro IPL system properly. Make sure that you read and follow all the warnings (pages 13-15) and that you don't use the device if it isn't right for you (see pages 10-12). If you don't understand any of the warnings or have any questions, please contact Customer Service (page 44).

If you use the i-Light Pro system as directed, the risks are low:

- In a clinical study, most users reported mild or no discomfort at all from treatments, with sensation decreasing over multiple treatment sessions. This is normal. You may feel warmth, burning, tingling, or itching; some users described feeling the same level of

discomfort as when a rubber band is lightly snapped against the skin. If the pain is too intense or persists after a treatment, stop using and contact Customer Service (page 44).

- Your skin may become red within 24 hours after treatment. This redness generally clears up within a few hours. See your doctor if the redness does not go away within 2–3 days.
- Temporary blisters. These are unlikely for people with a light or medium skin tone. If you do develop a blister, stop using i-Light Pro, clean the blister with soap or antiseptic and cover the blister with a bandage and change daily to help prevent the blister from becoming infected. Contact Customer Service on page 44 if you need more information.
- In rare cases, some users may see an increase in the number of hairs in the treated area after treatment. Since hair grows in cycles, this increase is generally temporary. If at any time after you begin using i-Light Pro you believe

that the number of hairs regrowing in the treatment area is greater than the number that existed before you started treatment, stop using i-Light Pro and contact Customer Service (page 44). If this increase persists over several treatments, stop using and see your doctor.

The following symptoms affected no participants in the clinical study, but have been reported with other hair removal lasers or IPL devices:

- Skin swelling, especially around the hair follicle. If the swelling doesn't go away within 2–3 days, stop using and contact Customer Service (page 44).
- Skin discoloration. If you notice that your Skin Tone in the treatment area has changed, stop using and contact Customer Service (page 44).
- Eye injury. Flashing any laser or IPL device near or around the eyes could cause serious and permanent eye injury. This is very unlikely so long as the device is used below the neck as indicated.

What to Expect with the i-Light Pro IPL System

During Treatment

The i-Light Pro IPL system has been designed for ease of use, and hair removal sessions should go by quickly. During a session it is normal to experience and feel:

- **A Fan Noise:** the fan starts up once the Skin Tone Sensor is unlocked. The noise is similar to, but quieter than a hairdryer. This is normal and is key to keeping the unit and flash lamp cool.
- **A Flash of Light:** the Skin Contact Sensors ensure that most of the light is directed into the skin. The remaining visible light will not harm the eyes when applied to non-facial sites, and special eye protection is not needed as long as you follow directions in this Use and Care Guide.
- **A Sound with Each Flash:** When a flash of light is activated, it is normal to hear a subtle “pop” sound as the light flashes.
- **A Sensation of Warmth and Tingling:** Actual sensations felt by users will vary by person and body part being treated. Many people describe each flash like a rubber band being lightly snapped against the skin. If the sensation is too intense or painful, stop using and contact Customer Service (page 44).
- **Some Mild Redness:** During and just after your IPL session, it is not uncommon to see some very mild redness, mostly noticeable around the hairs themselves. This is normal and typically clears up within a few hours. However, contact Customer Service (page 44) if the redness does not go away within 2-3 days.

Treatment Expectations

Figure 2


Immediately After First Treatment	1 to 2 Weeks After Initial Treatments	One Month After Initial Treatments	Three Months After Initial Treatments Completed
• There will be no visible change to the hair or appearance of the skin. • On occasion, some users experience mild redness that usually dissipates within a few hours.	• Hairs in treated area will begin to fall out gradually. • You will not likely notice significant reduction in hair at this early stage.	• You should see a noticeable reduction in hair re-growth in the treated area. • Any hair re-growth should be lighter and finer.	• Enjoy the freedom! • Only use i-Light Pro IPL system for occasional touch-ups where necessary.

Note:


- You should complete your first three treatments over the first month to ensure that you have hit all hairs in the growth phase in the targeted area.
- After the third treatment it's important to continue your treatments only as-needed to target hairs that have recently entered the active cycle.
- Repeat the process for every body part with unwanted hair.

How to Use Your i-Light Pro IPL System


Set-Up




1. Remove base unit, power cord and other components from the box.
Note: before plugging in system, check to ensure that the cartridge is properly inserted (steps 2-4 following).




3. Verify that the disposable cartridge is inserted correctly and fits snugly into hand piece.




2. Press both nose cone release buttons with your thumb and index finger. (1) Then, with both buttons pressed, gently remove the nose cone with your other hand. (2) **Note:** set the nose cone in a safe location taking care not to damage the flash window and other components.



4. Gently snap the nose cone back into the hand piece. **Note:** the longer tab (with gold circuits) must be on top to properly fit.



5. Plug the power cord into the system socket, plug the other end of the power cord into an electrical outlet, and press the power switch to start up the system.



6. Your i-Light Pro IPL system is now ready to start. Before your first use, test a small patch of skin and wait 24 hours (see page 22).

Each Time You Use the i-Light Pro IPL System

- Clean, shave and dry your skin before treatment (page 23)
- Clean the system (including Hand Piece, Flash Window, Skin Contact Sensor and Skin Tone Sensor Window) (page 32)
- Unlock the system using the Skin Tone Sensor (page 23)
- Set the system to the desired ENERGY LEVEL (page 26)
- Use in a cool place (< 80° F / 27° C) and follow our tips for best results (page 32)

Between Treatments

- You can shave, but don't wax, epilate or pluck hair because removing the hair root will disrupt the IPL process
- After about 1-2 weeks, hair in the treated areas will start to fall out naturally

Using the i-Light Pro IPL System for the First Time

Testing on a Patch of Skin

As with any new skin care product, we recommend testing on a patch of skin before your first full treatment, or before using in any new body area. You may want to use different energy levels for different areas since sensitivity may vary by body part.

Note: you will get better results by using the system at higher energy levels.

- Get your skin ready (see page 23) and unlock the system with the Skin Tone Sensor (see page 23). The system will default to energy level 1.
- In energy level 1, treat your skin with one single flash. Mild to moderate pain is normal – if you feel more than moderate pain, stop using immediately and call customer service (see page 44) for help.
- If it feels tolerable on energy level 1, press the energy level button once to

change to energy level 2 (see “setting the energy level” on page 26). Move the system to a different spot and flash one more time. If you don’t feel comfortable using the system at energy level 2, then energy level 1 is the right setting to start out with.

- Repeat this process until you find the setting that feels right for you.
- Wait 24 hours and then look at the test area. If the skin appears normal, proceed with your treatment at the setting that’s right for you.

⚠ If you notice skin swelling, temporary blisters or change in the color of your skin, or any other side effects, or if you are not sure about the outcome of the test, **do not use** and contact Customer Service (see page 44) or call your doctor for assistance.

- Repeat the test if you decide to try the system on a different part of the body, or if your skin tone has changed (for example, from a sun tan).

Using the i-Light Pro IPL System Every Time

Getting Ready to Use

Before using, shave the hair in the treatment area to minimize the sensation felt from the flashes. IPL works below the skin, so the system is still effective even if hairs are not clearly visible. After shaving, wipe the skin clean and completely dry the area before using.


Use in a cooler environment, where the temperature is less than 80° F or 27° C to help keep the system from overheating.

Unlocking the i-Light Pro IPL System Using the Skin Tone Sensor


Every time you turn on the system, it starts in locked mode. This Skin Tone Sensor LED will be blinking and you will hear a series of audible "beeps." The i-Light Pro cannot be used until it is unlocked. You need to unlock the system with the SKIN TONE SENSOR every time you want to use the device and you must use the skin tone sensor to test each body part you intend to treat.

Using the i-Light Pro device on darker skin could cause skin swelling, temporary blisters, or could change the color of your skin. The skin tone sensor helps confirm whether your skin is too dark to treat with the i-Light Pro. Since some areas are darker than others, you should use the skin tone sensor on each different area of skin you wish to treat. Make sure your skin is clean and dry and shave, if necessary, to be sure it is free of hair.

Using the i-Light Pro IPL System Every Time




1. Turn the POWER SWITCH on. The SKIN TONE SENSOR LED will flash ORANGE. You will hear a series of audible “BEEPS” every 5 seconds to remind you to take the test. For safety reasons, after 30 seconds of inactivity, the audible “BEEPS” will increase in frequency until the test is taken or the machine is turned off.




2. Always place the skin tone sensor window directly on the area of skin you plan to treat. The reading will take place automatically.


Note: You must use the Skin Tone Sensor to test color on each body part you plan to treat.




- 3.** Place the body part to be treated over the SKIN TONE SENSOR (touching the unit) the Sensor will immediately read the skin type.



- 3a.** If your Skin Tone is NOT suitable for use, the SKIN TONE SENSOR LED turns solid ORANGE and the system will “BUZZ” once for 5 seconds. After 5 seconds, you may re-try the SKIN TONE SENSOR.



- 3b.** If your Skin Tone is suitable for use, a high-pitched “BEEP” will sound and the LED will turn green and the system will be enabled.



- 4.** Once the system is enabled, the ENERGY LEVEL LIGHT and CARTRIDGE STATUS INDICATOR LIGHT will turn on and the internal fan will start. Your system is now unlocked, set to the lowest energy level setting, and ready for use!

Using the i-Light Pro IPL System Every Time

Notes:

- Some areas are darker than others. You must use the skin sensor on each different area you intend to treat.
- If you feel the SKIN TONE SENSOR has not made a proper reading, you may try again after 5 seconds. If you believe your skin is suitable based on the Skin Tone chart on page 11 but the SKIN TONE SENSOR will not enable the system, contact Customer Service (see page 44).
- If you have gotten a sun tan since the last time you used the system, your skin may be too dark to treat. You may need to wait until the sun tan fades to continue your hair removal treatments. Use the SKIN TONE SENSOR to determine if the area is too dark to treat.
- For safety reasons, the system will re-lock after 5 minutes of inactivity. If you take a break in the middle of a treatment, or if you turn off the system, you will need to use the SKIN TONE SENSOR to unlock the IPL again.

Setting the Energy Level

Energy Level Selection Display lights determine the intensity of the light flash delivered to your skin, from the lowest level (*) to the highest level (*****). Higher levels improve hair removal results, but may be less comfortable. To get the best results, you should use the highest setting that's comfortable.

There are 5 energy level settings on the i-Light Pro system. Whenever the i-Light Pro IPL system is turned on, the device is automatically set to the lowest energy level and only one ENERGY LEVEL INDICATOR SELECTION light will be on (ENERGY LEVEL 1 in the table on page 27). To modify the energy level, press the ENERGY LEVEL SELECTION BUTTON to increase the energy level. Once the energy level has reached level 5, pressing the ENERGY LEVEL SELECTION BUTTON will return the system to energy level 1. The number of ENERGY LEVEL SELECTION DISPLAY lights will coincide with the change in energy level.

1. Upon start-up, the system sets itself to the lowest energy level (Level 1). The system is now ready.
2. To change the energy level press the ENERGY LEVEL SELECTION BUTTON to increase the energy level until the desired energy level is set. Selection Display lights will coincide with the energy level setting. For example, pressing the ENERGY LEVEL SELECTION BUTTON once will increase from Level 1 to Level 2; pressing another time will increase to Level 3.
3. If a higher energy level was previously selected and a lower energy level is desired, continue to press the ENERGY LEVEL SELECTION BUTTON until the desired lower energy

setting is selected. After reaching Level 5, pressing the ENERGY LEVEL SELECTION BUTTON an additional time will reset to Level 1.

Note:


- Periodically, the hand piece or base unit will hit a certain temperature and will go into a cool down state and temporarily stop working. The COOL DOWN MODE INDICATOR will flash and the unit will beep. Simply wait for the system to regulate itself to the appropriate temperature. The light will turn off and you will be able to continue treatment.
- The number of flashes delivered before the cool down state initiates depends on several factors, including energy level, how fast you apply the treatments, and the room temperature.

Figure 3


Energy Level	1	2	3	4	5
Press Energy Level Setting Button	Defaults to Level 1 upon start-up.				
Energy Level Selection Display Lights:	    	    	    	    	    

Using the i-Light Pro IPL System Every Time


Begin Treatment




1. Ensure that the ENERGY LEVEL is on a comfortable setting (See “Setting the Energy Level” on Page 26 for details about the different settings).



2. Apply the HAND PIECE to the skin making sure the skin is spread evenly and smoothly. Make sure the SKIN CONTACT SENSORS on the NOSE CONE are in full contact with the skin.




- 3.** If the SKIN CONTACT SENSORS are NOT in full contact with the skin, the system will "buzz" and will not operate if you press the FLASH BUTTON. Double check that the contact sensors are in full contact with the skin.




- 4.** If the SKIN CONTACT SENSORS on the NOSE CONE are in full contact with the skin, a series of high-pitched beeps will sound, indicating the system is OK to flash.

Note: Do not block the ventilation slots on the HAND PIECE as these help cool the system during use.


Using the i-Light Pro IPL System Every Time



- 5.** Press the FLASH BUTTON. The system will flash a pulse of light onto your skin. You will see a bright flash of light and simultaneously hear a sound, which is normal for the device. You may feel a mild sensation of warmth and tingling.



- 6.** Immediately after a flash is delivered, move the HAND PIECE to a new treatment location while keeping the FLASH BUTTON pressed down. If the NOSE CONE is in full contact with the skin and the FLASH BUTTON is pressed down the system will beep and another flash will be delivered in approximately 2 seconds.



7. Try to treat in an organized, grid-like pattern to ensure you cover all the hairs in the intended treatment area. Repeat step 6 until the desired treatment area is fully covered. Depending on the body part, the treatment time will vary.

⚠ DO NOT flash on the same treatment spot multiple times during the same session, as this could cause skin swelling, temporary blisters or could change the color of your skin.

Note: For faster coverage, hold down the FLASH BUTTON while you lift the HANDPIECE and place it back in contact with the new area to be treated. After about 2 seconds, the unit will deliver a flash to the skin as soon as full contact between the skin and the HAND PIECE is established.

After Use

- When your session has been completed turn off the system by turning the POWER SWITCH off. (Be sure to remember the last energy level setting you used as it will not be restored when turning the system on again).
- Unplug the power cord from the electrical outlet.
- After each hair removal session it is recommended that you clean your system, especially the NOSE CONE and FLASH WINDOW (See “Cleaning” page 32)
- After cleaning, we recommend that you store your i-Light Pro system in its original box and keep it away from water.

Getting the Best Results

- Shave immediately before treating the area. Doing this will let you use a higher energy level, because there will be less hair to heat up and the treatment will be more comfortable. How well you shave will make a big difference in how the treatment feels. See page 23.
- Use the highest energy level setting that's comfortable for you. Higher energy levels are more effective. See page 26.
- Have a plan to work each treatment area in an organized, grid-like pattern to ensure that you don't overlap treatment spots.

Note: DO NOT physically mark the treatment area with grid pattern as this could cause injury to the skin.

- If you've waxed, tweezed or epilated the hair in the treatment area, wait 6 weeks before using the system. IPL uses the hair under your skin to disable your hair follicles, so it is not effective if the hair has been pulled out.
- Stick with the full treatment for each body area.

Cleaning

After each session, it is recommended that you clean your system, especially the HAND PIECE, the FLASH WINDOW, the SKIN CONTACT SENSORS, and the SKIN TONE SENSOR window.

⚠ DO NOT place any part of the device in water or other liquids. If any part of the device gets wet, **DO NOT USE**. Contact Customer Service (see page 44) for help. As with any electrical device, a wet system could cause electrocution or electric shock.

- Make sure the device is turned off. Remove the POWER CORD from the BASE UNIT and Wall Socket before cleaning.
- Use a clean, lint-free cloth (one is provided with the unit) to gently wipe the surface and especially the NOSE CONE, FLASH WINDOW, SKIN CONTACT SENSORS and the SKIN TONE SENSOR window. If needed, you can dampen the

Taking Care of Your i-Light Pro IPL System

cloth with water and mild soap. Allow the unit to dry completely before using again.

- Inspect the vents in the unit and hand-piece for lint and debris. Vacuum out periodically.
- If you still need to remove dirt or debris, you can use your fingernail or a firm piece of plastic like a credit card. Be careful not to damage the FLASH WINDOW.

⚠ DO NOT attempt to open or repair your i-Light Pro system. Contact customer service for more information (see page 44).

Replacing the Disposable Cartridge

The DISPOSABLE CARTRIDGE can deliver 1,500 light flashes regardless of the energy level setting. Flash intensity is determined only according to the energy level setting of the system. There is no significant decrease of energy during the usable lifetime of the DISPOSABLE CARTRIDGE.


When a DISPOSABLE CARTRIDGE has reached 90% of its possible lifetime the CARTRIDGE STATUS INDICATOR DISPLAY light will turn yellow indicating that the DISPOSABLE CARTRIDGE should soon be replaced. Once all 1,500 flashes in a DISPOSABLE CARTRIDGE have been used, the CARTRIDGE STATUS INDICATOR DISPLAY light will flash yellow indicating that further flashes cannot be delivered. In order to continue the hair removal session, it will now be necessary to replace the DISPOSABLE CARTRIDGE. **Note:** A DISPOSABLE CARTRIDGE must be replaced if the LAMP TUBE is broken.

Taking Care of Your i-Light Pro IPL System

Flash Bulb Usage	0 – 90%	90 – 100%	> 100%
Flashes	0 – 1,350 flashes	1,351 – 1,500 flashes	> 1,500 flashes
Cartridge Status Indicator Display			
Cartridge Status Indicator Display Flash & Audible Tone	Cartridge Status Indicator LED will be lit solid GREEN, with no audible tone.	Cartridge Status Indicator LED will be lit solid YELLOW, with no audible tone.	Cartridge Status Indicator LED will flash YELLOW, with an audible beep every 0.5 seconds until cartridge is replaced.




1. Obtain a new DISPOSABLE CARTRIDGE (SP-6000SB). Check with your local retailer or visit RemingtonProducts.com for purchase.




2. Turn the POWER SWITCH off and unplug the POWER CORD from the electrical outlet.

⚠ Note: Allow the system to cool down for 5 minutes before attempting to change the DISPOSABLE CARTRIDGE.




3. Grasp the NOSE CONE with one hand while pressing both NOSE CONE RELEASE BUTTONS with the other hand and pull gently. Set the NOSE CONE in a safe location taking care not to damage the FLASH WINDOW and other components.




4. Grasp the DISPOSABLE CARTRIDGE and gently pull away from the HAND PIECE. Discard the used cartridge in accordance with local regulations.

⚠ WARNING: Ensure cartridge has cooled for 5 minutes before handling. Exercise care when replacing cartridge.



5. Push the new DISPOSABLE CARTRIDGE gently into place, taking care not to touch the LAMP TUBES or damage the pins on the cartridge. **Note:** the DISPOSABLE CARTRIDGE must be oriented so that the side with 4-pins is on the left, and the side with 1-pin is on the right.



6. Gently push the NOSE CONE back into the HAND PIECE making sure both sides click into place. **Note:** the longer tab (with gold circuits) must be on top to properly fit.

Disposing of your i-Light Pro IPL System

Please follow the regulations where you live for disposal of electric systems when recycling or disposing of your i-Light Pro base unit, hand piece or disposable cartridge.

Troubleshooting

PROBLEM	POSSIBLE CAUSE	WHAT YOU SHOULD DO
My i-Light Pro IPL system does not start.	The system isn't connected properly.	Make sure the power cord is properly connected to the i-Light Pro system and that the power cord is plugged into an electrical outlet on the wall.
	The outlet isn't working.	Check if a wall switch controls the power to the wall outlet, or try plugging another system into the outlet and seeing if it works.

Troubleshooting

PROBLEM	POSSIBLE CAUSE	WHAT YOU SHOULD DO
When I place the HAND PIECE against my skin, nothing happens. The HAND PIECE doesn't beep, even after a few seconds.	The system is locked.	Unlock the system with the SKIN TONE SENSOR, using the steps on page 24-25. Note that the system must be unlocked again if you don't use it for 5 minutes. If you take a break in the middle of a treatment, or turn off the system, you will need to unlock it again.
	The SKIN CONTACT SENSORS aren't in full contact with the skin.	Check that both SKIN CONTACT SENSORS are touching your skin. The system won't work unless it's flat against your skin.
	You are trying to treat a small area, such as fingers or toes.	You can try pulling your skin taut to make a bigger flat area, so that the window can reach it. If you can't get the entire window to touch your skin, the system will not work.

Troubleshooting

PROBLEM	POSSIBLE CAUSE	WHAT YOU SHOULD DO
A light flash is not emitted when I press the FLASH BUTTON.	You have not waited enough time between flashes for the bulb to recover.	The system requires about 2 seconds to recover between flashes. When your i-Light Pro system is ready to flash (and assuming the SKIN CONTACT SENSORS are flush against the skin), the system will emit three "BEEPS" to confirm that it is ready to flash.
	The DISPOSABLE CARTRIDGE has flashed 1,500 times and needs to be replaced. You should see the Light Bulb flashing YELLOW.	Make sure that the CARTRIDGE STATUS INDICATOR LIGHT is either solid green or solid yellow. If it is flashing yellow, disconnect the system and replace the DISPOSABLE CARTRIDGE. Refer to "Replacing the DISPOSABLE CARTRIDGE" on page 33.
	Cartridge has misflashed.	Occasionally the cartridge may misflash. Attempt to flash 5 more times. If still no flash, disconnect the system and replace the DISPOSABLE CARTRIDGE. Refer to "Replacing the DISPOSABLE CARTRIDGE" on page 33.
	The cartridge is damaged.	If the unit emits a "chirp" but does not flash the disposable cartridge may be damaged. Disconnect the system and replace the DISPOSABLE CARTRIDGE. Refer to "Replacing the DISPOSABLE CARTRIDGE" on page 33.

PROBLEM	POSSIBLE CAUSE	WHAT YOU SHOULD DO
The outer ENERGY LEVEL lights are flashing alternately and the i-Light Pro system is beeping every ½ second. ✱ ✱ ✱ ✱ ✱	The i-Light Pro system isn't working properly.	Contact Customer Service (see page 44) for help.
The second and fourth ENERGY LEVEL lights are flashing and the system is beeping. ✱ ✱ ✱ ✱ ✱	The SKIN CONTACT SENSORS may be stuck.	Lift the HAND PIECE from the BASE UNIT and check the SKIN CONTACT SENSORS. The CONTACT SENSORS should slightly protrude from the sides of the HANDPIECE. You should be able to press the CONTACT SENSORS down so that they are flush with the HAND PIECE. They should spring back to about 2mm when released. If the CONTACT SENSORS do not depress or spring back they may be stuck and may require cleaning. See page 32 for instructions on how to clean your i-Light Pro IPL system. If you still can't get it clean, contact Customer Service on page 44 for help.

Troubleshooting

PROBLEM	POSSIBLE CAUSE	WHAT YOU SHOULD DO
All the lights on the system are flashing and the unit is beeping constantly. 	The NOSE CONE is removed or not on properly.	Check to ensure that the NOSE CONE is properly affixed to the HAND PIECE. You should hear a “click” when the HAND PIECE is properly assembled. See steps in “Set-Up” on page 20 for instructions on how to check that the NOSE CONE is properly affixed.
I used the SKIN TONE SENSOR and it showed an ORANGE light. I can’t unlock the system.	Your skin is too dark (see the Skin Tone Chart on Page 11).	You cannot use the system with your Skin Tone. Please contact Customer Service (see page 44) for help.
	You didn’t use the SKIN TONE SENSOR correctly.	Try using the SKIN TONE SENSOR again – refer to page 23-25 for instructions on using the SKIN TONE SENSOR.
	The SKIN TONE SENSOR isn’t working.	Please contact Customer Service (see page 44) for help.

PROBLEM	POSSIBLE CAUSE	WHAT YOU SHOULD DO
Dirt or debris is stuck to the window.	The i-Light Pro system needs to be cleaned.	See page 32 for instructions on how to clean your IPL system. If you still can't get it clean, contact Customer Service (see page 44) for help.
The Cool Down Mode Indicator icon is flashing yellow and the system is beeping.	The hand piece needs some time to cool down. Under normal operating conditions this is an uncommon occurrence. However this situation can arise if either the hand piece or base unit become too hot.	Wait for a few minutes for the system to cool down. There is no need to shut the unit down, as the Cool Down Mode Indicator light will turn off when the i-Light Pro IPL system is ready to use again.
	The room is too warm.	Use the system in a cooler environment, where the temperature is less than 80° F or 27° C.

⚠ DO NOT attempt to open or repair your system.

Opening the device may expose you to dangerous electrical components and to flashed light energy, either of which may cause serious bodily damage and/or

permanent eye injury. Trying to open the i-Light Pro IPL system may also damage the system and will void your warranty. Please contact Customer Service (see page 44) if you have a broken or damaged device in need of repair.

Performance Guarantee

Limited Two-Year Warranty

Spectrum Brands, Inc. warrants this product against any defects that are due to faulty material or workmanship for a two-year period from the original date of consumer purchase. This warranty does not include damage to the product resulting from accident or misuse.

If the product should become defective within the warranty period, we will replace it free of charge. Return your product and sales receipt with your name, address and day time phone number to: Remington Returns Center, 507 Stokely Dr., P.O. Box 1, Deforest, WI 53532. For more information call 800-736-4648.

KEEP ORIGINAL SALES RECEIPT AS PROOF OF PURCHASE FOR WARRANTY PURPOSES.

This warranty does not cover products damaged by the following:

- Accident, misuse, abuse or alteration of the product
- Servicing by unauthorized persons
- Use with unauthorized accessories
- Connecting it to incorrect current and voltage
- Any other conditions beyond our control

Performance Guarantee

SPECTRUM BRANDS, INC. SHALL NOT BE RESPONSIBLE FOR ANY INCIDENTAL, SPECIAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES RESULTING FROM THE USE OF THIS PRODUCT. ALL IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO IMPLIED WARRANTIES OF FITNESS AND MERCHANTABILITY, ARE LIMITED IN DURATION TO TWO YEARS FROM DATE OF ORIGINAL PURCHASE.

This warranty gives you specific legal rights and you may also have other rights which vary from state to state. Some states do not allow the exclusion or limitation of incidental, special or consequential damages.

Performance Guarantee

Spectrum Brands, Inc. Money-back Offer
If within 90 days after you have purchased your Remington® branded product, you are not satisfied and would like a refund, return it with the sales slip indicating purchase price and date of purchase to the retailer from whom it was purchased. Spectrum Brands, Inc. will reimburse all retailers who accept

the product within 90 days from the date of purchase. If you have any questions concerning the money-back guarantee, please call 800-736-4648 in the U.S.

120-230 VAC, 50/60 Hz

® Registered Trademark and ™
Trademark of Spectrum Brands, Inc., (SBI)
or one of its subsidiaries.

Questions or comments:

**For more information please visit
www.RemingtonProducts.com. If your
i-Light Pro system is broken, damaged,
in need of repair, or for any other user
assistance, please contact Customer
Service:**

**800-736-4648 or visit
www.RemingtonProducts.com**

Dist. by:
Spectrum Brands, Inc., Madison, WI 53711

7/12 Job# 2012-7-18_86

**Manufactured to Remington's
specifications in the PRC.**

T22-31664

© 2012 SBI

NOM



**Intertek
4000884**

Importado por: **RAYOVAC ARGENTINA S.R.L.**
Humboldt 2495 Piso #3, Buenos Aires – ARGENTINA
CUIT No: 30-70706168-1
Hecho en CHINA. Certificado: No: T 3250/1



Contact Information

Customer Service 800-736-4648
Online: www.RemingtonProducts.com

Address: Spectrum Brands, Inc.,
601 Rayovac Drive
Madison, WI 53711

Specifications

Spot Size	2cm ²
Speed	2.25 sec
Technology	Xenon Flash Lamp (IPL)
Max Energy Level	8 J/cm ²
Wavelength	650-1200 nm
Electrical Requirements	120 VAC
Operation and Safety	UL 60335, EN 60335, CSA STD C22.2 No. 60335-1
Package Size	10.125" x 9.625" x 8.3125"

Labeling

EC Declaration of Conformity

REMINGTON™

*i*LIGHT™
PRO
PROFESIONAL FOTO DEPILOCACIÓN RÁPIDA, CÓMODA Y EN CASA

IP6000

Guía de uso y cuidado



DESARROLLADO POR



SHASER
BIOSCIENCE

¡Registre su nuevo producto hoy!

Al registrar su nuevo producto Remington® recibirá importantes beneficios:
Prueba de pertenencia • Protección del producto • Registro del producto • Ofertas especiales
Regístrese en línea en: www.RemingtonProducts.com

- 48 **Introducción**
- 49 **¿Cómo funciona el Sistema i-Light Pro IPL?**
- 50 **Diagrama del Sistema i-Light Pro**
- 51 **Familiarizándose con su Sistema i-Light Pro**
- 52 **Guía rápida de REFERENCIA**
- 54 **Para que sirve el sistema i-Light Pro IPL? (Indicaciones)**
- 56 **Contraindicaciones**
- 57 **Advertencias**
- 60 **Beneficios y riesgos**
- 62 **Qué esperar del Sistema i-Light Pro IPL**
- 64 **Cómo utilizar su Sistema i-Light Pro IPL**
 - 64 Configuración
 - 65 Cada vez que utilice su Sistema i-Light Pro IPL
 - 65 Entre tratamientos
- 66 **Primer uso del Sistema i-Light Pro IPL**
 - 66 Prueba en una zona de la piel

67 Cada vez que utilice el Sistema i-Light Pro IPL

67 Preparándose para su uso

67 Desbloqueo del Sistema i-Light Pro IPL mediante la utilización del Sensor de Tono de Piel

70 Configuración del NIVEL DE ENERGÍA

72 Inicio del tratamiento

75 Luego de su uso

76 Obtención de los mejores resultados

77 Cómo cuidar su Sistema i-Light Pro IPL

77 Limpieza

77 Reemplazo del cartucho desechable de la lámpara

80 Eliminación de su sistema i-Light Pro IPL

80 Detección de problemas

86 Garantía

88 Información de contacto

Introducción

¡Felicitaciones por la compra de su nuevo sistema de Depilación de Luz Pulsada Intensa i-Light™ Pro! Esta a un paso de liberarse de la tarea diaria de depilación.

El sistema i-Light Pro IPL es un revolucionario dispositivo basado en el uso de luz, diseñado para una depilación duradera en casa del vello no deseado. Utiliza la misma tecnología de Luz Pulsada Intensa (IPL) que utilizan los salones de belleza y dermatólogos profesionales, pero ha sido optimizada para su uso en la privacidad y comodidad de su propio hogar.

A diferencia de la mayoría de los métodos de depilación caseros, el sistema i-Light Pro IPL no corta o tira el vello - lo que hace es trabajar bajo la superficie de la piel para desactivarlo y evitar que crezcan nuevos vellos. Este es un proceso gradual. Comenzará a ver los resultados dos semanas de iniciado el tratamiento y éstos mejorarán gradualmente con el tiempo.

¿Cómo funciona el Sistema i-Light Pro IPL?

El proceso de depilación en base al uso de luz es conocido y ha sido clínicamente probado en todo el mundo por más de 15 años. El sistema i-Light Pro utiliza la misma tecnología que emite un intenso haz de luz (IPL) que calienta y desactiva los folículos pilosos. La energía lumínica actúa sobre la coloración oscura en el vello corporal, razón por la cual tiene mejores resultados en pieles claras con vellos naturalmente oscuros. Para determinar si su piel y color de vello es el correcto para el sistema i-Light Pro IPL, consulte la información proporcionada en la página 54-55.

Todo el vello en su cuerpo atraviesa un ciclo continuo de crecimiento: de fases activas a fases pasivas. El tiempo que tarda en completar un ciclo completo de crecimiento varía, pero típicamente es de 18-24 meses. Los tratamientos basados en el uso de luz sólo afectan los vellos en la fase activa, que representa el 90% de los folículos pilosos. Por eso es que recomendamos utilizar el sistema i-Light Pro tres veces el primer mes, para garan-

tizar que actúe sobre todo vello activo. Luego de ello, utilice el sistema i-Light Pro cuando lo necesite para aplicar en los vellos que no hayan sido tratados o recientemente hayan entrado en una fase activa.


1. Las primeras 3 sesiones con el sistema i-Light Pro IPL deberán hacerse cada 2 semanas.
2. Luego de ello, utilice el sistema i-Light Pro cuando empiece a ver que el vello vuelve a crecer en el área tratada.
3. NO trate la misma zona del cuerpo con una frecuencia superior a las 2 semanas.

Luego de que se ha tratado un folículo piloso, el vello puede tardar hasta dos semanas en caer. Durante este tiempo podría parecer que el vello sigue creciendo, pero en realidad está siendo “empujado” y usted podría ser o no testigo de ello.

Si comienza a tratar una zona distinta del cuerpo, inicie nuevamente el proceso para dicha parte del cuerpo.

Diagrama del Sistema i-Light Pro

Figura 1



- A** Interruptor de encendido
- B** Toma de energía
- C** Unidad base
- D** Dispositivo manual
- E** Botón de disparo del flash
- F** Botón de selección del nivel de energía
- G** Indicador de modo de enfriamiento
- H** Indicador del estado del cartucho
- I** Indicador del nivel de energía
- J** Sensor tono de piel
- K** Cable dispositivo manual
- L** Ventana flash
- M** Sensores de contacto con la piel
- N** Botones de liberación cubierta cónica
- O** Cartucho de reemplazo
- P** Cubierta cónica
- Q** Cable de alimentación
- R** Paño libre de pelusas

Familiarizándose con su Sistema i-Light Pro IPL

Al interior de la caja de su sistema i-Light Pro IPL encontrará una UNIDAD BASE con un DISPOSITIVO MANUAL y un CABLE DE ALIMENTACIÓN. También encontrará un PAÑO LIBRE DE PELUSAS, un DVD con instrucciones y esta Guía de Uso y Cuidado. El sistema i-Light Pro viene equipado con un CARTUCHO DE REEMPLAZO desechable (al interior del DISPOSITIVO MANUAL, bajo la CUBIERTA CÓNICA). Cada Cartucho Desechable proporciona 1.500 descargas

de luz antes de ser necesario reemplazarlo.

En la UNIDAD BASE hay un SENSOR DE TONO DE PIEL (Fig. 1. J) para comprobar el adecuado tipo de piel antes de su uso. Usted controla el NIVEL DE ENERGÍA (Fig. 1 F e I) y elige el nivel que más le acomoda.

El INTERRUPTOR DE ENCENDIDO (Fig. 1 A) se ubica en el costado, cerca de la parte superior de la unidad, junto a la TOMA DE ENERGÍA (Fig. 1 B).



Guía rápida de REFERENCIA (ver Fig. 1, página 50)

1. PREPARE LA PIEL (ver página 67)

- Afeite el vello en la zona a tratar
- Limpie la piel y seque completamente

2. ENCIENDA Y DESBLOQUEE EL SISTEMA i-Light Pro IPL (ver página 67)


- Active el INTERRUPTOR DE ENCENDIDO



- Coloque la piel en la zona a tratar en el SENSOR DE TONO DE PIEL por unos segundos (TOCANDO EL SENSOR DE TONO DE PIEL)
- Piel NO ADECUADA = “ZUMBIDO”
- Piel ADECUADA = “BIP-BIP” y el sistema de desbloqueará
- Debe desbloquear el sistema i-Light Pro en cada parte del cuerpo que desee tratar.


3. SELECCIONE EL NIVEL DE ENERGÍA

(Ver página 70)



- El sistema i-Light Pro IPL se inicia en el nivel más bajo
- Ponga a prueba su piel en los niveles más bajos antes de aumentarlos
- Los niveles más altos de energía mejoran los resultados pero pueden incomodar
- Para aumentar el nivel, presione el BOTÓN DE SELECCIÓN NIVEL DE ENERGÍA
- Para mejores resultados utilice la configuración más alta que le acomode.

4. COLOQUE EL DISPOSITIVO MANUAL EN EL ÁREA A TRATAR (Ver página 72)



- Si los **SENSORES DE CONTACTO CON LA PIEL** NO están en contacto con ésta, el sistema emitirá un “zumbido” y no funcionará si presiona el **BOTÓN FLASH**. Verifique que los sensores de contacto estén en pleno contacto con la piel.
- Si los **SENSORES DE CONTACTO** están en pleno contacto con la piel, el sistema emitirá un “**SONIDO**” y estará listo para funcionar.
- Si está teniendo problemas, intente presionando firmemente el dispositivo manual contra la piel.

NOTA: Esta es una guía de referencia rápida para usuarios experimentados del sistema i-Light Pro. Si está utilizando el sistema por primera vez, es crucial que lea toda la Guía de Uso y Cuidado para obtener instrucciones completas sobre importantes contraindicaciones, advertencias, beneficios y riesgos, además de indicaciones de uso detalladas.

5. TRATE SU PIEL (Ver página 72-75)

- Luego de oír el “**SONIDO**” presione el **BOTÓN FLASH** para tratar la piel
- Cuando se emita un destello (flash) pasara lo siguiente:
 - Vera una luz brillante
 - Escuchara otro “**SONIDO**” del cartucho desechable
 - Sentirá una leve sensación de calidez y cosquilleo
- **LEVANTE** el **DISPOSITIVO MANUAL** y muévelo a una nueva zona de tratamiento.
- Intente aplicar el tratamiento en un **PATRÓN CUADRICULADO***
- **NO** aplique el sistema en un mismo lugar múltiples veces durante una sesión.

NOTA: NO haga marcas físicas en la piel a ser tratada con un patrón cuadrículado dado que esto podría provocar un daño a ésta.

Para que sirve el sistema i-Light Pro IPL? (Indicaciones)

El sistema i-Light Pro IPL es un dispositivo de venta libre diseñado para la remoción a largo plazo del vello no deseado.

Tono de piel

Ha sido diseñado para ser utilizado sólo en pieles de tono claro a medio. Para determinar si su Tono de Piel es el adecuado, coloque una porción de piel del área a tratar junto a la Tabla de Tonos de Piel que se encuentra en la página 55. Si su Tono de Piel coincide con los paneles 1-4, puede utilizar el sistema i-Light Pro IPL. Si su Tono de Piel coincide con los paneles 5-6, NO utilice el sistema.

El sistema i-Light Pro también está equipado con un SENSOR DE TONO DE PIEL, diseñado para evitar tratar pieles muy oscuras o bronceadas. Ver página 67-68 para mayores detalles. Siempre someta a prueba cada una de las distintas áreas que desee tratar con la Tabla de Tonos de Piel y el Sensor de Tono de Piel antes de aplicar el sistema. Algunas áreas son más oscuras que otras.

Color del vello

El sistema está diseñado para ser utilizado en vellos naturalmente negros o castaños. No utilice el sistema i-Light Pro en vellos blancos o grises, porque no funcionará. El IPL es menos efectivo en vellos más claros, como los rubios o colorines.

Zonas del cuerpo

El sistema ha sido diseñado para ser utilizado por mujeres y hombres en el vello corporal que se encuentra por debajo del cuello, incluyendo piernas, axilas, línea del bikini, pecho, estómago, y brazos. NO ha sido aprobado en EE.UU. para ser utilizado en rostro, cabeza, orejas, espalda o cuello.

TABLA DE TONO DE PIEL

Apropiado para su uso	1	✓
	2	✓
	3	✓
	4	✓
NO apropiado para su uso	5	✗
	6	✗

Contraindicaciones

Información de seguridad importante - ¡Leer antes de usar!

El sistema i-Light Pro no está diseñado para todos. Le rogamos leer y considerar la información en la siguiente sección antes de usarlo.

▲ NO UTILIZAR el sistema i-Light Pro si tiene un Tono de Piel Oscuro. La piel más oscura puede absorber mucha energía lumínica, lo que podría causar inflamación de la piel, ampollas temporales o cambios de coloración de la piel. Consulte la Tabla que se incluye en la Página 55 para determinar si su Tono de Piel en la zona a tratar es adecuado para el uso del sistema i-Light Pro IPL. Deberá efectuar pruebas en cada una de las distintas áreas de piel que desea tratar. Algunas áreas son más oscuras que otras.

▲ NO UTILIZAR en tatuajes, pieles café oscuro o puntos negros (como pecas, marcas de nacimiento, lunares o verrugas). Los tatuajes o puntos negros pueden absorber demasiada

energía lumínica, lo que podría ocasionar inflamación de la piel, ampollas temporales o cambio en la coloración de su piel. Consulte la tabla de la página 55 para determinar si los tatuajes o puntos negros en las zonas a tratar pueden recibir tratamiento con el sistema i-Light Pro. Deberá efectuar pruebas en cada una de las distintas áreas de piel que desea tratar. Algunas áreas son más oscuras que otras.

▲ NO UTILIZAR en rostro, cabeza, orejas, cuello, pezones, genitales o alrededor de la zona anal. Estas áreas pueden tener piel más oscura y la utilización del sistema i-Light Pro podría ocasionar inflamación de la piel, ampollas temporales o cambios en la coloración de su piel.

▲ NO UTILIZAR en ojos o alrededor de éstos, cejas o pestañas. Su aplicación en dichas áreas podría causar lesiones graves y permanentes en los ojos.

ADVERTENCIAS

El sistema i-Light Pro IPL es un dispositivo poderoso. Como tal, se deberá utilizar con especial atención a la seguridad. Le rogamos leer todas las advertencias y precauciones de seguridad antes de utilizar y seguirlas estrictamente al aplicar el sistema i-Light Pro.

▲ NO APLIQUE el sistema i-Light Pro en zonas de tratamiento idénticas múltiples veces durante la misma sesión, ya que esto podría causar inflamación de la piel, ampollas temporales o cambios en la coloración de su piel. Lea las instrucciones de las páginas 67-75 para mayor información respecto a cómo aplicar el tratamiento.

▲ NO UTILIZAR si la tabla de Tono de Piel en la página 55 indica que su piel no es adecuada. Si Ud es afroamericano, indonesio, americano nativo o isleño del pacífico, es posible que su piel tenga un Tono de Piel no adecuado. Los Tonos de Piel Más Oscuros pueden absorber demasiada energía lumínica, ocasionando lesiones en la piel.

▲ NO UTILIZAR en piel dañada, incluyendo heridas abiertas, aftas, quemaduras de sol o áreas donde haya recibido tratamientos exfoliantes u otros procedimientos de renovación de la piel en las últimas 6-8 semanas (consultar con su doctor). NO utilizar en piel irritada, incluyendo erupciones cutáneas o piel inflamada. Estas condiciones pueden hacer la piel más sensible al tratamiento con luz. Espere que la zona afectada se cure antes de utilizar el sistema.

▲ NO UTILIZAR si su piel es sensible a la luz. Para determinar si puede utilizarlo, realice una prueba en una pequeña porción de piel y espere 24 horas para determinar si se producen reacciones adversas antes de utilizarlo en áreas más extensas. En la página 66 verifique los pasos a seguir para realizar una prueba en una porción de piel. Comuníquese con Servicio al Cliente (ver página 88) para obtener asistencia en caso de experimentar cualquiera de los problemas descritos en la página 66.

ADVERTENCIAS

⚠ NO UTILIZAR si está embarazada o existe la posibilidad de estar embarazada, o si está amamantando. El sistema i-Light Pro IPL no ha sido probado en mujeres embarazadas. Los cambios hormonales podrían aumentar la sensibilidad de la piel y el riesgo de lesiones.

⚠ NO UTILIZAR para otro propósito que no sea el de la depilación.

⚠ NO DESCARGAR el sistema i-Light Pro contra otro material que no sea piel.

⚠ NO DESCARGAR en una atmósfera donde una chispa podría causar una explosión, como por ejemplo, cerca de una fuga de gas.

⚠ NO UTILIZAR en un área donde en el futuro quiera que el vello vuelva a crecer. Los resultados pueden ser permanentes e irreversibles.

⚠ NO UTILIZAR el sistema si parece estar dañado y NO intente abrir o reparar el sistema i-Light Pro IPL. Estas acciones aumentan el riesgo de lesiones en la piel o en los ojos que pueden ser provocadas por el flash emitido por el cartucho de reemplazo. Comuníquese con Servicio al Cliente para obtener asistencia (consulte la página 88).

⚠ NO PERMITIR que el dispositivo manual o base esté en contacto con la humedad o se moje. **NO UTILIZAR** cerca de bañeras, duchas, lavatorios u otros recipientes que contengan agua.



⚠ NO OPERAR con el enchufe o cable dañado. Mantener el cable alejado de superficies calientes (tales como cocinas, chimeneas, radiadores u hornos).

NO UTILIZAR si alguna de las piezas del sistema i-Light Pro está dañado o descompuesto. Comuníquese con Servicio al Cliente para obtener asistencia – consultar la página 88 para obtener la información de contacto.

⚠ NO ABRIR (excepto para reemplazar el CARTUCHO de reemplazo) o intentar reparar su sistema, ya que no hay piezas reparables al interior del sistema i-Light Pro. Intentar abrirlo podría dañar el sistema y dejar nula su garantía. Comuníquese con el Servicio al Cliente (ver página 88) si su sistema está dañado o descompuesto y necesita reparación. El incumplimiento de estas precauciones puede ocasionar descargas eléctricas o electrocución.

⚠ NO CUBRIR los componentes de las ranuras de ventilación de la UNIDAD BASE o DISPOSITIVO MANUAL del sistema i-Light Pro durante su uso, ya que ayudan a mantener frío el sistema durante su operación. Cubrir la UNIDAD BASE o DISPOSITIVO MANUAL podría resultar en un recalentamiento.

⚠ SE DEBE Mantener lejos del alcance de los niños! El sistema i-Light Pro IPL es un poderoso dispositivo y no deberá ser utilizado por personas menores de 18 años. **NO DEJAR** el sistema desatendido en presencia de niños, ya que los cables representan un peligro de asfixia. Los niños deberán ser supervisados para garantizar que no jueguen con el sistema.

⚠ Este aparato NO está diseñado para ser usado por personas (incluidos niños) con capacidades físicas, mentales o de sensibilidad disminuidas o con falta de experiencia o conocimiento que les impida utilizar el aparato con toda seguridad sin supervisión o instrucción.

Beneficios y riesgos

Un estudio clínico supervisado médicamente demostró que el sistema i-Light Pro IPL proporcionó una depilación duradera cuando se utilizó según lo indicado.

60 participantes ingresaron al estudio clínico con i-Light Pro y fueron tratados 3 veces en un período de 4 semanas. Los tratamientos se realizaron en axilas, piernas, línea del bikini, estómago, pecho y brazos. Se efectuó un conteo de los vellos en el lugar antes del tratamiento y nuevamente 3 y 6 meses después del tratamiento final. Todos los efectos secundarios observados o informados fueron documentados por el personal médico. Este estudio demostró científicamente los beneficios y riesgos de la depilación con el sistema i-Light Pro. Los siguientes lugares están contraindicados y, por lo tanto, fueron excluidos del tratamiento: rostro, cabeza, orejas, cuello, pezones, genitales, zona anal, cejas o pestañas.

Beneficios

Cuando se utiliza según lo indicado, el sistema i-Light Pro IPL ayuda a remover el vello no deseado sin la necesidad de afeitarse, retirarlo con cera o pinzas todos los días. En un estudio clínico, luego de sólo tres tratamientos, los

participantes evidenciaron en promedio 37% menos vellos 3 meses después del último tratamiento y 48% menos vellos 6 meses después del último tratamiento. Los resultados reales varían de persona a persona, dependiendo del área del cuerpo a tratar y de si se aplicaron correctamente las instrucciones.

Riesgos

Es importante utilizar adecuadamente el sistema i-Light Pro IPL. Asegúrese de leer y seguir todas las advertencias (páginas 57-59) y no utilizar el sistema si no es adecuado para usted (ver páginas 54-55). Si no comprende alguna de las advertencias o tiene dudas, comuníquese con el Servicio al Cliente en la página 88. Si utiliza el sistema i-Light Pro según lo indicado, los riesgos son bajos:

- En un estudio clínico, la mayoría de los usuarios informó cero incomodidad o incomodidad leve en los tratamientos, con una disminución de la sensación luego de múltiples tratamientos. Esto es normal. Puede sentir calor, ardor, hormigueo o picazón; algunos usuarios describieron la sensación como el mismo nivel de incomodidad que provoca una banda elástica cuando golpea leve-

mente la piel. Si el dolor es muy intenso o persiste luego del tratamiento, debe dejar de usar el sistema y comunicarse con Servicio al Cliente (página 88).

- Su piel podría enrojecerse 24 horas después del tratamiento. Este enrojecimiento generalmente desaparece en unas horas. Consulte con su doctor si éste no desaparece luego de 2-3 días.
- Ampollas temporales. Es poco probable que le aparezcan a personas con tonos de piel claros o intermedios. Si le aparece una ampolla, deje de utilizar el sistema i-Light Pro, limpie la ampolla con jabón o antiséptico, cúbrala con un vendaje y cámbiela diariamente para evitar que se infecte. Comuníquese con Servicio al Cliente en la página 88 si necesita mayor información.
- En casos poco frecuentes, algunos usuarios podrían ver un aumento en la cantidad de vellos en el área luego del tratamiento inicial. Como los vellos crecen en ciclos, generalmente este aumento es temporal. Si en cualquier momento luego de utilizar el sistema i-Light Pro cree que el número de vellos que están volviendo a crecer en el área de

tratamiento es superior al número existente antes de iniciado el tratamiento, deje de utilizar el sistema y comuníquese con Servicio al Cliente (página 88). Si este aumento persiste luego de varios tratamientos, deje de utilizar el sistema y consulte a su doctor.

Los siguientes síntomas no afectaron a los participantes del estudio clínico, pero se han informado luego del uso de otros sistemas de depilación laser o dispositivos IPL:

- Inflamación de la piel, especialmente alrededor del folículo piloso. Si no cede en 2-3 días, deje de utilizar el sistema y comuníquese con Servicio al Cliente (página 88).
- Decoloración de la piel. Si nota que su Tono de Piel cambia, deje de utilizar el sistema y comuníquese con Servicio al Cliente (página 88).
- Lesión ocular. La descarga de luz emitida por un láser o dispositivo IPL cerca o alrededor de la zona de los ojos podría causar lesiones oculares graves y permanentes. Esto es muy poco probable siempre y cuando el dispositivo se utilice bajo el cuello, tal como se indica.

¿Qué esperar del Sistema i-Light Pro IPL?

Durante el tratamiento

El sistema i-Light Pro ha sido diseñado para utilizar con facilidad y las sesiones de depilación deberían hacerse con rapidez. Durante una sesión es normal experimentar y sentir lo siguiente:

- Un ruido de ventilador: el ventilador se activa una vez que el Sensor de Tono de Piel está desbloqueado. El ruido es similar al de un secador de pelo, pero no tan intenso. Esto es normal y muy importante para mantener frías la unidad y la ampolleta del flash.
- Un destello de luz: los Sensores de Contacto con la Piel garantizan que gran parte de la luz esté dirigida hacia la piel. El resto de la luz visible no dañará los ojos cuando se aplique en áreas no cercanas al rostro y no se necesita protección especial para los ojos en tanto siga las instrucciones de la Guía de Uso y Cuidado.
- Un sonido con cada descarga (flash): Cuando se emite una descarga de luz, es normal escuchar un leve sonido cuando la ampolleta emite el destello de luz.
- Una sensación de calor y hormigueo: Las sensaciones de los usuarios variarán según la persona y la parte del cuerpo que se está tratando. Muchas personas describen cada descarga de luz como la sensación de una banda elástica golpeando la piel. Si la sensación es muy intensa o dolorosa, deje de utilizar el sistema y comuníquese con Servicio al Cliente (página 88).
- Un enrojecimiento leve: Durante y justo después de su sesión con IPL, no es poco común experimentar un enrojecimiento leve que es más notorio alrededor de los vellos. Esto es normal y generalmente desaparece en unas horas. Sin embargo, comuníquese con Servicio al Cliente (página 88) si el enrojecimiento no desaparece en 2-3 días.

EXPECTATIVAS DEL TRATAMIENTO

Figura 2


Inmediatamente después del tratamiento inicial	1 a 2 semanas después del tratamiento inicial	Un mes luego del tratamiento inicial	Tres meses luego de completar los tratamientos iniciales
• No hay cambio visible en el vello o apariencia de la piel. • En ocasiones, algunos usuarios experimentan enrojecimiento leve, que usualmente se disipa en unas horas.	• Los vellos en el área tratada comenzarán a caer gradualmente. • Probablemente no notará una reducción significativa de los vellos en esta etapa temprana.	• Luego de los tres tratamientos iniciales deberá notar una reducción significativa en el crecimiento de vellos en la zona tratada. • El vello que vuelva a crecer será más fino y escaso.	• ¡Disfrute la libertad! • Sólo utilice el sistema i-Light Pro IPL para retoques ocasionales si es necesario.

NOTA:


- Deber completar los primeros tres tratamientos durante el primer mes para garantizar que trate todos los vellos en fase de crecimiento en el área objetivo.
- Luego del tercer tratamiento, es importante continuar con sus tratamientos si es necesario para depilar los vellos que recientemente han ingresado al ciclo activo.
- Repita el proceso para toda parte del cuerpo con vellos no deseados.

Cómo utilizar su Sistema i-Light Pro IPL


Configuración




1. Saque la unidad base, el cable de alimentación y otros componentes de la caja.
Nota: antes de conectar el sistema, revíselo para asegurarse de que el cartucho de la lámpara esté insertado adecuadamente (pasos 2-4).




3. Verifique que el cartucho desechable esté insertado correctamente y se ajuste al dispositivo manual.



2. Presione ambos botones de liberación de la cubierta cónica con su pulgar y dedo índice. Luego, con ambos botones presionados retire suavemente la cubierta cónica con su otra mano. **Nota:** coloque la cubierta cónica en un lugar seguro, teniendo cuidado de no dañar la ventana del flash y otros componentes.



4. Suavemente encaje la cubierta cónica en el dispositivo manual. **Nota:** la lengüeta más larga (con circuitos dorados) debe estar en la parte superior para un ajuste adecuado.




5. Conecte el cable de alimentación en el enchufe del sistema, conecte el otro extremo del cable de alimentación en una toma eléctrica y presione el interruptor de encendido para activar el sistema.

Cada vez que utilice el Sistema i-Light Pro IPL

- Limpie, afeite y seque su piel antes del tratamiento (página 67).
- Limpie el sistema incluido el dispositivo manual, ventana flash, sensor de contacto a la piel y ventana del sensor de tono de piel (página 68).

Entre tratamientos

- Puede afeitarse, pero no retire el vello con cera, depiladores eléctricos o pinzas, ya que sacar el vello de raíz interrumpirá el proceso IPL.



6. Ahora su sistema i-Light Pro IPL está listo para ser usado. Antes ponga a prueba una pequeña porción de piel y espere 24 horas (ver página 66).

- Desbloquee el sistema utilizando el Sensor de Tono de Piel (página 67).
- Configure el sistema al NIVEL DE ENERGÍA deseado (página 67)
- Utilice en un lugar fresco (< 80° F / 27° C) y siga nuestros consejos para mejores resultados (página 70).
- Luego de 1-2 semanas, el vello en las áreas tratadas comenzará a caer naturalmente.

Utilización del Sistema i-Light Pro IPL por Primera Vez

Realización de una prueba en una porción de piel

Al igual que con un nuevo producto para la piel, recomendamos poner a prueba en una porción de piel antes de iniciar el tratamiento completo o de utilizar el sistema en una nueva zona del cuerpo. Es posible que desee utilizar distintos niveles de energía para distintas áreas, ya que la sensibilidad puede variar según la parte del cuerpo.

- Prepare su piel (ver página 67) y desbloquee el sistema con el Sensor de Tono de Piel (ver página 69). El sistema se configurará por defecto en el nivel de energía 1.
- En el nivel de energía 1, trate su piel con una sola descarga de luz. Un dolor leve a moderado es normal – si siente más que un dolor moderado, deje de usar el sistema de inmediato y llame a servicio al cliente (ver página 88) para obtener ayuda.
- Si puede tolerar el nivel de energía 1, presione el botón de nivel de energía una vez para cambiar al nivel de energía 2 (ver “configuración del nivel de energía” en la página 70). Mueva el sistema a un lugar diferente y emita una descarga de luz una vez más. Si

no se siente cómodo(a) utilizando el sistema en el nivel de energía 2, entonces el nivel de energía 1 es la configuración correcta para comenzar.

- Repita este proceso hasta que encuentre la configuración adecuada para usted.
- Espere 24 horas, luego mire el área de piel donde se efectuó la prueba. Si la piel tiene un aspecto normal, proceda con el tratamiento con la configuración adecuada para Usted.

⚠ SI NOTA una inflamación de la piel, la aparición de ampollas temporales o cambios en la coloración de su piel, o cualquier otro efecto secundario, o si no está seguro acerca del resultado de la prueba, no utilice el sistema y comuníquese con Servicio al Cliente (ver página 88) o llame a su doctor para obtener asistencia.

Nota: obtendrá mejores resultados y más duraderos utilizando el sistema en niveles de energía superiores.

- Repita la prueba si decide intentar el uso del sistema en una parte distinta del cuerpo, o si su tono de piel ha cambiado (por ejemplo, de un bronceado).

Cada vez que usa el Sistema i-Light Pro IPL

Preparándose para su uso

Antes de utilizar el sistema, afeite el vello en el área de tratamiento para minimizar la sensación de la descarga de luz. El sistema IPL trabaja bajo la piel, por lo tanto, sigue siendo eficaz si los vellos no son visibles. Luego de afeitarse, limpie la piel y seque completamente el área antes de usar el sistema.


Utilice en un entorno fresco, donde la temperatura sea inferior a 80° F ó 27° C para evitar que el sistema se sobrecaliente.

Desbloqueo del Sistema i-Light Pro IPL mediante la utilización del Sensor de Tono de Piel


Cada vez que enciende el sistema éste arranca en modo de bloqueo. El LED del Sensor de Tono de Piel parpadeará y escuchará una serie de “bips” audibles. El sistema i-Light Pro no puede utilizarse mientras no haya sido desbloqueado. Cada vez que desee utilizar el dispositivo debe desbloquear el sistema con el SENSOR DE TONO DE PIEL, el que también deberá utilizar para someter a prueba cada parte del cuerpo que desee tratar. La utilización del sistema i-Light Pro en tonos de piel más oscuras podría causar inflamación de la piel, ampollas temporales o cambios en la coloración de la piel.

El sensor de tono de piel ayuda a confirmar si su piel es demasiado oscura como para tratarla con el Sistema i-Light Pro. Como algunas áreas son más oscuras que otras, deberá utilizar el sensor de tono de piel en cada área de piel distinta que desee tratar. Si es necesario, verifique que su piel esté limpia, seca y afeitada, libre de vellos.

Cada vez que usa el Sistema i-Light Pro IPL




1. Accione el INTERRUPTOR DE ENCENDIDO. El INDICADOR LED DEL SENSOR DE TONO DE PIEL parpadeará en NARANJO. Escuchará una serie de "BIPS" audibles cada 5 segundos para recordarle que realice la prueba. Por razones de seguridad, luego de 30 segundos de inactividad, los "BIPS" audibles aumentarán en frecuencia hasta que se haga la prueba o la máquina se apague.




2. Siempre coloque la ventana del sensor de tono de piel directamente en el área de piel que piensa tratar. La lectura se realizará automáticamente.


Nota: debe utilizar el Sensor de Tono de Piel para probar el color en cada parte del cuerpo que piense tratar.




3. Coloque el brazo sobre el SENSOR DE TONO DE PIEL (tocando la unidad). El Sensor de inmediato leerá el tipo de piel.



- 3a.** Si su Tono de Piel NO es adecuado para el uso del sistema, el INDICADOR LED DEL SENSOR DE TONO DE PIEL se coloca NARANJO y el sistema emitirá un “ZUMBIDO” durante 5 segundos. Luego de 5 segundos puede volver a intentarlo con el SENSOR DE TONO DE PIEL.



- 3b.** Si su Tono de Piel es adecuado para utilizar el sistema, se escuchará un “BIP” agudo, el indicador LED se tornará verde y el sistema se habilitará.



- 4.** Una vez que el sistema se habilita, la LUZ DE NIVEL DE ENERGÍA y la LUZ INDICADORA DE LA VIDA ÚTIL DEL CARTUCHO se encenderán y se activará el ventilador interno. ¡Ahora su sistema está desbloqueado y listo para ser utilizado!

Cada vez que usa el Sistema i-Light Pro IPL

Notas:

- Si cree que el SENSOR DE TONO DE PIEL no ha efectuado una lectura correcta, puede intentarlo de nuevo luego de 5 segundos. Si cree que su piel es adecuada en base a la tabla de Tonos de Piel de la página 55, pero el SENSOR DE TONO DE PIEL no habilita el sistema, comuníquese con el Servicio al Cliente (ver página 88).
- Si se ha bronceado desde la última vez que utilizó el sistema, su piel puede ser muy oscura como para recibir el tratamiento. Es posible que tenga que esperar hasta que el bronceado se atenúe para continuar con sus tratamientos de depilación. Utilice el SENSOR DE TONO DE PIEL para determinar si el área es demasiado oscura como para tratar.
- Por razones de seguridad, el sistema se volverá a bloquear luego de 5 minutos de inactividad. Si se toma una pausa en medio de un tratamiento o si apaga el sistema, necesitará utilizar el SENSOR DE TONO DE PIEL para desbloquear nuevamente el sistema IPL.

Configuración del nivel de energía

Las luces de la Pantalla de Selección de Nivel de Energía determinan la intensidad del destello de luz aplicado a su piel, desde el nivel más bajo (*) al nivel más alto (*****). Los niveles más altos mejoran los resultados de depilación, pero son menos agradables. Para obtener mejores resultados deberá utilizar la configuración más alta posible que no le moleste.

Hay 5 configuraciones de nivel de energía en el sistema i-Light Pro. Cuando el sistema i-Light Pro IPL se enciende, el dispositivo se configura automáticamente en el nivel de energía más bajo y sólo una luz de SELECCIÓN DEL INDICADOR DE NIVEL DE ENERGÍA estará encendida (NIVEL DE ENERGÍA 1 en la tabla de la página 72). Para modificar el nivel de energía, presione el BOTÓN DE SELECCIÓN DE NIVEL DE ENERGÍA para aumentar el nivel de energía. Una vez que el nivel de energía ha alcanzado el nivel 5, presionando el BOTÓN DE SELECCIÓN DE NIVEL DE ENERGÍA volverá el sistema al nivel de energía 1. El número de luces de la PANTALLA DE SELECCIÓN DEL NIVEL DE ENERGÍA coincidirá con el cambio en el nivel de energía.

1. Al arrancar, el sistema se configura a si mismo en el nivel de energía más bajo (Nivel 1). Ahora está listo para descargar el primer destello de luz (flash).
2. Para cambiar el nivel de energía, presione el BOTÓN DE SELECCIÓN DE NIVEL DE ENERGÍA para aumentar hasta el nivel deseado. Las luces de la Pantalla de Selección coincidirán con el nivel de energía configurado.
3. Si previamente se seleccionó un nivel de energía más alto y se desea uno más bajo, siga presionando el BOTÓN DE SELECCIÓN DE NIVEL DE ENERGÍA hasta que se configure el nivel de energía más bajo.

Notas:


- Periódicamente el dispositivo manual o unidad base alcanzará cierta temperatura y entrará en un estado de enfriamiento, deteniendo temporalmente su funcionamiento. El indicador de modo de enfriamiento parpadeará y la unidad emitirá un bip. Simplemente espere que el sistema se regule a la temperatura apropiada. La luz se apagará y podrá continuar el tratamiento.
- El número de descargas de luz antes de entrar en un estado de enfriamiento depende de varios factores, incluyendo el nivel de energía, cuán rápido aplica los tratamientos y la temperatura ambiente.

Figura 3

Nivel de energía	1	2	3	4	5
Presione Botón de Configuración Nivel de Energía	Nivel 1 por defecto al arrancar el sistema		 	  	   
Luces de la Pantalla de Selección de Nivel de Energía:	    	    	    	    	    

Cada vez que usa el Sistema i-Light Pro IPL


Inicio del tratamiento




1. Procure que el **NIVEL DE ENERGÍA** se encuentre en una configuración cómoda (Ver “Configuración del Nivel de Energía” en la Página 70 para mayores detalles sobre las distintas configuraciones).



2. Aplique el **DISPOSITIVO MANUAL** en la piel, procurando que ésta se extienda de manera pareja y uniforme. Asegúrese de que los **SENSORES DE CONTACTO CON LA PIEL** en la **CUBIERTA CÓNICA** estén en pleno contacto con la piel.




- 3.** Si los **SENSORES DE CONTACTO CON LA PIEL NO** están en pleno contacto con esta última, el sistema emitirá un “sonido” y no funcionará cuando presione el **BOTÓN FLASH**. Vuelva a verificar que los sensores estén en pleno contacto con la piel.




- 4.** Si los **SENSORES DE CONTACTO CON LA PIEL** en la **CUBIERTA CÓNICA** están en pleno contacto con esta última, se escucharán una serie de bips agudos, indicando que el sistema está en condiciones de emitir una descarga de luz.

Nota: no bloquee las ranuras de ventilación en el **DISPOSITIVO MANUAL**, ya que éstas ayudan a enfriar el sistema durante su uso.


Cada vez que usa el Sistema i-Light Pro IPL



- 5.** Presione el BOTÓN FLASH. El sistema emitirá una descarga de luz en su piel. Verá un haz de luz brillante y simultáneamente escuchará un sonido, que es normal para el sistema. Es posible que tenga una leve sensación de calor y hormigueo.



- 6.** Inmediatamente luego de la descarga de luz, mueva el DISPOSITIVO MANUAL a una nueva posición de tratamiento mientras mantiene presionado el BOTÓN FLASH. Si la CUBIERTA CÓNICA está en pleno contacto con la piel y el BOTÓN FLASH está presionado, el sistema emitirá un sonido “bip” y se aplicará otra descarga en menos de 2 segundos.



7. Intente aplicar el tratamiento en forma organizada, en un patrón cuadrulado, con el fin de garantizar que cubra todos los vellos en el área de tratamiento.

Repita el paso 6 hasta que el área de tratamiento deseada haya sido cubierta en su totalidad. Dependiendo de la parte del cuerpo, el tiempo de tratamiento variará.

Luego de su uso

- Cuando haya completado su sesión, apague el sistema con el INTERRUPTOR DE ENCENDIDO. (Procure recordar la última configuración de nivel de energía, ya que no se restaurará al encender nuevamente el sistema).
- Desconecte el cable de alimentación de la toma eléctrica.

⚠ NO APLIQUE una descarga de luz en la misma zona de tratamiento durante la misma sesión, ya que esto podría causar inflamación de la piel, ampollas temporales o cambios en la coloración de su piel.

Nota: para una cobertura más rápida mantenga presionado el BOTÓN FLASH mientras levanta el DISPOSITIVO MANUAL y lo vuelve a poner en contacto con la nueva área a tratar. Esto hará que la unidad aplique una descarga de luz sobre la piel tan pronto como se establezca pleno contacto entre esta última y el DISPOSITIVO MANUAL.

- Luego de cada sesión de depilación, se recomienda que limpie su sistema, especialmente la CUBIERTA CÓNICA y la VENTANA FLASH (Ver “Limpieza” en página 77).
- Luego de la limpieza, le recomendamos guardar su sistema i-Light Pro en su caja original y mantenerla alejada del agua.

Obtención de los mejores resultados

- Afeite la zona a tratar antes de empezar el tratamiento. Hacer esto le permitirá utilizar un nivel de energía superior, debido a que habrá menos vellos que calentar y el tratamiento molestará menos. Si se afeita habrá una gran diferencia en la forma en que se siente el tratamiento. Ver página 67.
- Utilice la configuración de nivel de energía más alta que no implique una molestia para usted. Mientras mayores sean los niveles de energía, mayor es la eficacia. Ver página 70.
- Tenga un plan para trabajar cada área de tratamiento en forma organizada, con un patrón cuadrículado, de manera que no superponga lugares de tratamiento.
- Si ha retirado el vello del área de tratamiento con cera, pinzas o aparatos de depilación eléctricos, espere 6 semanas antes de utilizar el sistema. La tecnología IPL utiliza el vello bajo su piel para inhabilitar los folículos pilosos, de manera que si el cabello ha sido sacado de raíz el tratamiento no será eficaz.

Nota: NO marque físicamente el área de tratamiento con el patrón cuadrículado, ya que esto podría dañar la piel.

- Siga el tratamiento completo para cada área del cuerpo. Ver figura 2 en la página 62.

Limpieza

Luego de cada sesión, se recomienda que limpie su sistema, especialmente el DISPOSITIVO MANUAL, la VENTANA DEL FLASH, los SENSORES DE CONTACTO CON LA PIEL y la ventana del SENSOR DE TONO DE PIEL.

NO coloque ninguna parte del dispositivo en agua u otros líquidos. Si cualquiera de las partes del dispositivo se moja, **⚠ NO LA UTILICE**. Comuníquese con Servicio al Cliente (ver página 88) para obtener ayuda. Como con cualquier dispositivo eléctrico, un sistema mojado podría causar electrocución o una descarga eléctrica.

- Verifique que el dispositivo esté apagado. Saque el CABLE DE ALIMENTACIÓN de la UNIDAD BASE y del enchufe de la pared antes de efectuar la limpieza.
- Utilice un paño limpio, libre de pelusas (el que se proporciona con la unidad) para limpiar con suavidad la superficie y, especialmente, la CUBIERTA CÓNICA, VENTANA

Cómo cuidar de su Sistema i-Ligt PRO IPL

DEL FLASH, SENSORES DE CONTACTO CON LA PIEL y la ventana del SENSOR DE TONO DE PIEL. Si es necesario, puede sumergir el paño en agua y jabón suave. Deje que la unidad se seque completamente antes de volver a utilizar.

- Inspeccione las ranuras de ventilación en la unidad y el dispositivo manual para descartar la presencia de pelusas y residuos. Aspire periódicamente.
- Si aún necesita eliminar polvo o residuos, puede utilizar sus uñas o un trozo de plástico duro, como una tarjeta de crédito. Tenga cuidado de no dañar la VENTANA DEL FLASH.

⚠ NO INTENTE abrir o reparar su sistema i-Light Pro. Comuníquese con servicio al cliente para mayor información (ver página 88).

Reemplazo del cartucho desechable de la lámpara Cartucho

El CARTUCHO DESECHABLE entregará aproximadamente 1.500 descargas de luz, independientemente de la configuración del nivel de energía. La intensidad del flash se determina sólo de acuerdo a la configuración del nivel de energía del sistema. No hay una disminución significativa de la energía durante la vida útil del CARTUCHO DESECHABLE.

Cuando un CARTUCHO DESECHABLE ha alcanzado el 90% de su posible vida útil, la LUZ INDICADORA DE LA VIDA ÚTIL DEL CARTUCHO se tomará amarilla, indicando que el CARTUCHO DESECHABLE pronto deberá ser reemplazado. Una vez que se han utilizado las 1.500 descargas de luz en un CARTUCHO DESECHABLE, la LUZ INDICADORA DE LA VIDA ÚTIL DEL CARTUCHO se tomará amarilla y parpadeará, indicando que no se pueden emitir nuevas descargas de luz. Para continuar con la sesión de depilación será necesario reemplazar el CARTUCHO DESECHABLE.


Nota: UN CARTUCHO DESECHABLE debe reemplazarse si la AMPOLLETA DE LA LÁMPARA está rota.

Cómo cuidar su Sistema i-Light Pro IPL

Uso ampolleta flash	0 – 90%	90 – 100%	> 100%
Flashes	0 – 1.350 flashes	1,351 – 1,500 flashes	> 1,500 flashes
Luz indicadora de vida útil del cartucho			
Luz indicadora de vida útil del cartucho, tono audible	El indicador LED de vida útil del cartucho, se encenderá en VERDE, sin tono audible.	El indicador LED de vida útil del cartucho se encenderá en AMARILLO sin tono audible.	El indicador LED de vida útil del cartucho se encenderá en AMARILLO, con un bip audible cada 0,5 segundos, hasta que se reemplace el cartucho.




1. Obtenga un nuevo CARTUCHO DESECHABLE (SP-60000SB). Consulte con su vendedor de retail local o comuníquese con nosotros llamando al 800-392-6544 o visitando RemingtonProducts.com para efectuar compras.




2. Apague el sistema mediante el INTERRUPTOR DE ENCENDIDO, desconecte el CABLE DE ALIMENTACIÓN de la toma eléctrica.


Nota: Permita que el sistema se enfríe durante 5 minutos antes de intentar cambiar el CARTUCHO DESECHABLE.



3. Tome la CUBIERTA CÓNICA con una mano mientras presiona ambos BOTONES DE LIBERACIÓN DE LA CUBIERTA CÓNICA con la otra mano y tire suavemente. Coloque la CUBIERTA CÓNICA en un lugar seguro, cuidando de no dañar la VENTANA DEL FLASH y otros componentes.




5. Coloque en su lugar el nuevo CARTUCHO DESECHABLE, cuidando de no tocar las AMPOLLETAS DE LA LÁMPARA o dañar los pasadores en el cartucho. Nota: el CARTUCHO DESECHABLE debe estar orientado de manera tal que el costado con 4 pasadores quede a la izquierda y el con 1 pasador a la derecha.



4. Tome el CARTUCHO DESECHABLE y retírelo suavemente del DISPOSITIVO MANUAL. Bote el cartucho a la basura de acuerdo a las regulaciones locales.

⚠ ADVERTENCIA: Procure que el cartucho se haya enfriado por 5 minutos antes de manipularlo. Tenga cuidado cuando reemplace el cartucho.



6. Suavemente empuje la CUBIERTA CÓNICA para encajarla en el DISPOSITIVO MANUAL, procurando que ambos lados hagan clic. NOTA: la lengüeta más larga (con circuitos dorados) debe estar en la parte superior para un calce adecuado.

Eliminación de su Sistema i-Light Pro IPL

Sírvase respetar las normas del lugar donde vive respecto a la eliminación de sistemas eléctricos al momento de reciclar o desechar su unidad base i-Light Pro, dispositivo manual o cartucho desechable.

Detección de problemas

PROBLEMA	POSIBLE CAUSA	QUÉ DEBE HACER
Mi sistema i-Light Pro IPL no arranca.	El sistema no está conectado correctamente.	Asegúrese de que el cable de alimentación esté adecuadamente conectado al sistema i-Light Pro y que este cable esté enchufado en la toma corriente de la pared.
	La toma de corriente no está funcionando.	Verifique si un interruptor de pared controla la energía de la toma de corriente o intente enchufar otro sistema a la toma de corriente para ver si funciona.

PROBLEMA	POSIBLE CAUSA	QUÉ DEBE HACER
Cuando coloco el DISPOSITIVO MANUAL contra mi piel, no pasa nada. El DISPOSITIVO MANUAL no emite un bip, incluso después de unos segundos.	El sistema está bloqueado.	Desbloquee el sistema con el SENSOR DE TONO DE PIEL siguiendo los pasos de la página 70. Tenga en cuenta que el sistema debe volver a desbloquearse si no lo utiliza durante 5 minutos. Si se toma un descanso en medio del tratamiento, o apaga el sistema, necesitará desbloquearlo nuevamente.
	Los SENSORES DE CONTACTO CON LA PIEL no están en pleno contacto con la piel.	Verifique que ambos SENSORES DE CONTACTO CON LA PIEL estén tocando esta última. El sistema no funcionará a menos que esté paralelo y en contacto con su piel.
	Está intentando tratar una pequeña área, como por ejemplo, dedos de manos o pies.	Puede intentar estirar su piel para formar un área plana más extensa, de manera que la ventana pueda alcanzarla. Si no logra que toda la ventana toque su piel, el sistema no funcionará.

Detección de problemas

PROBLEMA	POSIBLE CAUSA	QUÉ DEBE HACER
No se emite una descarga de luz cuando presiono el BOTÓN FLASH.	No ha esperado tiempo suficiente entre descargas de luz para que la ampollita se recupere.	El sistema requiere menos de 2 segundos para recuperarse entre descargas de luz. Cuando su sistema i-Light Pro esté listo para una nueva descarga de luz (y suponiendo que los SENSORES DE CONTACTO CON LA PIEL están en pleno contacto con esta última), el sistema emitirá tres “BIPS” para confirmar que está listo para emitir una descarga.
	El CARTUCHO DESECHABLE ha sido utilizado más de 1.500 veces y necesita ser reemplazado. Debería ver parpadear la luz AMARILLA.	Verifique que la LUZ INDICADORA DE LA VIDA ÚTIL DEL CARTUCHO sea verde o amarilla. Si es amarilla y parpadea, desconecte el sistema y reemplace el CARTUCHO DESECHABLE. Consulte “Reemplazo del CARTUCHO DESECHABLE” en la página 78.
	El cartucho no ha emitido una descarga de luz	Ocasionalmente el cartucho podría no emitir una descarga. Intente 5 veces más. Si aún no logra emitir una descarga de luz, desconecte el sistema y cambie el CARTUCHO DESECHABLE. Refiérase a “Reemplazo del CARTUCHO DESECHABLE” en la página 78.
	El cartucho está dañado.	Si la unidad emite un “sonido” pero no una descarga de luz, el cartucho desechable podría estar dañado. Desconecte el sistema y reemplace el CARTUCHO DESECHABLE. Consulte “Reemplazo del CARTUCHO DESECHABLE” en la página 78.

PROBLEMA	POSIBLE CAUSA	QUÉ DEBE HACER
Las luces exteriores de NIVEL DE ENERGÍA están parpadeando alternadamente y el sistema i-Light emite sonidos de bip cada ½ segundo.     	El sistema i-Light no está funcionando adecuadamente.	Comuníquese con Servicio al Cliente para obtener ayuda (ver página 88).
La segunda y cuarta luz de NIVEL DE ENERGÍA están parpadeando y el sistema está emitiendo sonidos de bip.     	Los SENSORES DE CONTACTO CON LA PIEL se han cortado desde que se encendió la máquina.	Levante el DISPOSITIVO MANUAL desde la UNIDAD BASE y verifique los SENSORES DE CONTACTO CON LA PIEL para ver si están trabados o si necesitan limpieza. Consulte la página 76 para mayores instrucciones sobre cómo limpiar su sistema i-Light IPL. Si aún no puede limpiarlo, comuníquese con Servicio al Cliente en la página 88 para obtener ayuda.

Detección de problemas

PROBLEMA	POSIBLE CAUSA	QUÉ DEBE HACER
Todas las luces en el sistema están parpadeando y la unidad emite constantemente sonidos de bip 	No ha esperado tiempo suficiente entre descargas de luz para que la ampolleta se recupere.	El sistema requiere de al menos 2 segundos para recuperarse entre descargas de luz. Cuando su sistema i-Light Pro esté listo para una nueva descarga de luz (y suponiendo que los SENSORES DE CONTACTO CON LA PIEL están en pleno contacto con esta última), el sistema emitirá tres “BIPS” para confirmar que está listo para emitir una descarga.
Utilicé el SENSOR DE TONO DE PIEL y prendió una luz NARANJA. No puede desbloquear el sistema.	Su piel es demasiado oscura (ver la Tabla de Tono de Piel en la Página 52).	Verifique que la LUZ INDICADORA DE LA VIDA ÚTIL DEL CARTUCHO sea verde o amarilla. Si es amarilla y parpadea, desconecte el sistema y reemplace el CARTUCHO DESECHABLE. Consulte “Reemplazo del Cartucho desechable” en la página 78.
	No utilizó correctamente el SENSOR DE TONO DE PIEL.	Intente usar nuevamente el SENSOR DE TONO DE PIEL – consulte la página 70 para obtener instrucciones sobre cómo utilizar el SENSOR DE TONO DE PIEL.
	El SENSOR DE TONO DE PIEL no está funcionando.	Comuníquese con Servicio al Cliente (ver página 88) para obtener ayuda.

PROBLEMA	POSIBLE CAUSA	QUÉ DEBE HACER
La ventana tiene polvo o residuos.	El sistema i-Light Pro necesita una limpieza.	Consulte la página 72 para obtener instrucciones sobre cómo limpiar su sistema IPL. Si aún no puede limpiarlo, comuníquese con Servicio al Cliente (ver página 88 para obtener ayuda).
El ícono del Indicador de Modo de Enfriamiento está parpadeando en amarillo y el sistema está emitiendo un sonido de bip.	El dispositivo manual necesita tiempo para enfriarse. Bajo condiciones de funcionamiento normales, es algo poco común. Sin embargo, esta situación puede ocurrir si el dispositivo manual o unidad base se calientan demasiado.	Espere unos cuantos minutos para que el sistema se enfríe. No es necesario apagar la unidad, ya que la luz Indicadora de Modo de Enfriamiento se apagará cuando el sistema i-Light Pro IPL esté listo para ser usado nuevamente.
	La habitación es demasiado calurosa.	Utilice el sistema en un ambiente más frío, donde la temperatura ambiente sea inferior a 80° F ó 27° C.

⚠ NO intente abrir o reparar su sistema.

Abrir el dispositivo podría exponerlo a componentes eléctricos peligrosos y a energía luminica de descarga; cualquiera de éstos podría causar graves daños corporales y/o lesiones oculares permanentes. Intentar abrir

el sistema i-Light Pro IPL también podría causar daños en el aparato y dejar nula la garantía. Comuníquese con Servicio al Cliente (ver página 88) si tiene un dispositivo descompuesto o dañado si necesita reparación.

Garantía

Este producto por un periodo de 2 años en todas sus partes, contra cualquier defecto de fabricación y funcionamiento a partir de la fecha de compra.

GARANTIA

Rayovac de México, S.A. de C.V. garantiza este producto por un periodo de 2 años en todas sus partes, contra cualquier defecto de fabricación y funcionamiento a partir de la fecha de compra.

CONDICIONES:

1. Para hacer efectiva esta garantía deberá presentar esta póliza sellada por la tienda o unidad vendedora, o acompañada de la nota de compra o factura correspondiente, junto con el producto en nuestras oficinas en: km 14,5 Carretera Puente de Vigas C.P. 54940, Col. Lechería, Tultitlán

Estado de México, México
Tel. (52-55) 5831-7070 RFC ROV730726UY0

2. Rayovac de México, S.A. de C.V. se compromete a reparar o sustituir el producto, así como las piezas o componentes defectuosos del mismo sin ningún costo para el consumidor y a reembolsar al consumidor los gastos de envío o transportación del producto.

3. El tiempo de reparación en ningún caso será mayor a 30 treinta días contados a partir de la fecha de recepción del producto en nuestro domicilio.

4. RAY O VAC de México, S.A. de C.V. se compromete a cambiar el producto, si la falla es atribuible a defecto de fabricación, durante los 30 días inmediatos posteriores a la compra del producto si esta garantía se hace válida en la misma tienda en la que se adquirió el producto, presentando la presente garantía y la nota de compra o factura correspondiente.

Esta garantía será nula en los siguientes casos:

1. Cuando el producto se hubiese utilizado en condiciones distintas a las normales.

2. Cuando el producto no hubiese sido operado de acuerdo con el instructivo de uso que se acompaña.

3. Cuando el producto hubiese sido alterado o reparado por personas no autorizadas por Rayovac de México, S.A. de C.V.

NOTA: En caso de extravío de la presente póliza de garantía, el consumidor puede recurrir a la tienda o proveedor para que se le expida otra póliza de garantía previa presentación a la nota de compra o factura.

Aparato: _____

Modelo: _____

Nombre y/o razón social del distribuidor. _____

Dirección y teléfono: _____

Fecha de Entrega: _____

Sello y Firma: _____

Colombia

POLIZA DE GARANTIA

FELICITACIONES, el artículo que usted acaba de adquirir ha sido diseñado y construido con la más avanzada tecnología Remington y sometido a un estricto control de calidad. Recomendamos leer cuidadosamente el manual de uso, en el cual se indica el plazo de vigencia de esta garantía antes de usar su nuevo producto. Todo uso por fuera del Manual de Uso dejará sin vigencia la garantía del producto.

COLOMBIA (REGIÓN ANDINA) Rayovac – Varta S.A. Colombia
Carrera 17 No 89-40
Bogota D.C. Colombia
(57-1) 644-4848 Línea Servicio al Cliente: 018000510012

Para hacer uso de su GARANTIA:

- Deberá presentar esta tarjeta. En caso que ella no esté fechada y timbrada al momento de la compra deberá ser acompañada de la factura de su compra.

- Antes que nada, fíjese que el enchufe al cual conecta el producto esté en buenas condiciones. Si se calienta es indicación que hay mal contacto que podría causar dificultades y peligro.

- Como condición de la garantía, se debe dar un uso adecuado al producto, acorde al manual de uso incluido en el empaque.

- Si el producto después de seguir todas las instrucciones del manual no funciona correctamente, comuníquese a nuestro número de atención al cliente # 6231310

Garantía

Ficha de Garantía

Período de Garantía: _____
Producto: _____
Modelo: _____
Número de Serie: _____
Lugar de Compra: _____
Ciudad: _____
Fecha de Compra: _____
No. Factura: _____
Datos del Consumidor
Nombre: _____
Dirección: _____
Teléfono: _____
Ciudad: _____
Depto. _____

VENEZUELA

GARANTÍA

RAYOVAC VENEZUELA, S.A., garantiza este producto por un periodo de 2 años en todas sus partes, contra cualquier defecto de fabricación y funcionamiento a partir de la fecha de compra.

CONDICIONES:

1. Para hacer efectiva esta garantía deberá presentar esta póliza sellada por la tienda o unidad vendedora, o acompañada de la nota de compra o factura correspondiente, junto con el producto en nuestras oficinas en:

Rayovac Venezuela S.A.

Rif. No. J- 07506682-0.

Av. Michelena, Parcelas 91-92 zona Industrial Municipal Norte Valencia,

Estado Carabobo, Venezuela

Master (58 241) 897-60-30

FAX (58 241) 832-33-27

Servicio al Cliente: 0800 (7296822)

2. RAYOVAC VENEZUELA, S.A., se compromete a reparar o sustituir el producto, así como las piezas o componentes defectuosos del mismo sin ningún costo para el consumidor.

3. El tiempo de reparación en ningún caso será mayor a 30 treinta días contados a partir de la fecha de recepción del producto en nuestro domicilio.

4. RAYOVAC VENEZUELA S.A., se compromete a cambiar el producto, si la falla es atribuible a defecto de fabricación, durante los 30 días inmediatos posteriores a la compra del producto si esta garantía se hace válida en la misma tienda en la que se adquirió el producto, presentando la presente garantía y la nota de compra o factura correspondiente.

Esta garantía será nula en los siguientes casos: 1. Cuando el producto se hubiese utilizado en condiciones distintas a las normales.

2. Cuando el producto no hubiese sido operado de acuerdo con el instructivo de uso que se acompaña.

3. Cuando el producto hubiese sido alterado o reparado por personas no autorizadas por RAYOVAC VENEZUELA, S.A.

NOTA: En caso de extravío de la presente póliza de garantía, el consumidor puede recurrir a la tienda o proveedor para que se le expida otra póliza de garantía previa presentación a la nota de compra o factura.

Aparato: _____

Modelo: _____

Nombre y/o razón social del distribuidor: _____

Dirección y teléfono: _____

Fecha de Entrega: _____

Sello y Firma: _____

ARGENTINA

GARANTÍA

Importado en Argentina Por:

Rayovac Argentina S.R.L.

Humboldt 2495 Piso #3

(C1425FUG) C.A.B.A. Argentina.

C.U.I.T No. 30-70706168-1

REMINGTON

FELICITACIONES, el artículo que usted acaba de adquirir ha sido diseñado y construido con la más avanzada tecnología Remington y sometido a un estricto control de calidad. **Recomendamos leer cuidadosamente el manual de uso, en el cual se indica el plazo de vigencia de esta garantía antes de usar su nuevo producto.**

Para hacer uso de su GARANTÍA:

- Deberá presentar esta tarjeta. En caso que ésta no esté fechada y timbrada al momento de la compra deberá ser acompañada de la factura o factura de su compra.
- Antes que nada fíjese que el enchufe al cual conecta el producto esté en buenas condiciones. Si se calienta es indicación que hay mal contacto que podría causar dificultades y peligro.
- Si el producto después de seguir todas las instrucciones de manual no funciona correctamente, comuníquese a nuestro número de atención al cliente.

Ficha de Garantía

Producto: _____

Modelo: _____ N° de Serie: _____

Lugar de Compra: _____

Fecha de Compra: _____ Boleta: _____

Datos Consumidor

Nombre: _____

Dirección: _____

Comuna: _____ Ciudad: _____

Teléfono: _____

Atención al Cliente:

 **0800-444-7296**

Humboldt 2495 piso 3

Cap. Fed. Bs. As.

Argentina C1425FUG C.U.I.T. 30-70706168-1

Tel. (54-11) 5353-9500

Horario de atención:

Lunes a Viernes de 9.00 a 13.00 hs y de 14.30 a 17.00 hs

Garantía

CHILE GARANTÍA

REMINGTON® Póliza de Garantía

DECLARACIONES al artículo que usted acaba de adquirir, ha sido diseñado y construido con la más avanzada tecnología Remington y sometido a un estricto control de calidad. Recomendamos leer cuidadosamente el manual de uso, en el cual se indica el plazo de vigencia de esta garantía antes de usar su nuevo producto.

Para hacer uso de su GARANTÍA:

- Deberá presentar esta tarjeta. En caso que este no esté fechado y timbrado al momento de la compra deberá ser acompañado de la boleta o factura de su compra.
- Antes que nada fíjese que el envase al cual conecta el producto esté en buenas condiciones.
- Si su cablete en indicación que hay mal contacto que podría causar dificultades y peligro.
- Si al producto después de seguir todas las instrucciones de manual no funciona correctamente comuníquese a nuestro numero de atención al cliente.

Fecha de Garantía

Producto _____

Modelo _____ N° de Serie _____

Lugar de Compra _____

Fecha de Compra _____ Boleta _____

Datos Consumidor

Nombre _____

Dirección _____ Ciudad _____

Comuna _____

Teléfono _____

Atención al Cliente:

☎ (56-2) 5713701

Remington Products Chile Comercial Ltda.
Avenida del Parque 4.151 Of 503
Santiago, Chile
Servicio al cliente: 8001 77051

www.remington.cl

GARANTIA PARA PRODUCTOS REMINGTON EN CENTRO AMERICA

RAYOVAC CENTRO AMERICA Garantiza este producto por un periodo de 2 años en todas sus partes, contra cualquier defecto de fabricación a partir de la fecha de compra.

CONDICIONES:

1. Para hacer efectiva esta garantía deberá presentar la nota de compra o factura correspondiente, junto con el producto en nuestras oficinas:

a. Guatemala

17 avenida 24-75 zona 11
C. Comercial Novicentro 2do Nivel. Local #37
Guatemala City, Guatemala
Tel. 1-800-Rayovac / Tel. (502) 2222-7200

b. El Salvador

Blvd. Merliot, Jardines de la Libertad Ciudad Merliot, Santa Tecla
Apartado Postal 2079
El Salvador, C.A.
Tel. (503) 2278-9466

c. Honduras

Distribuidora Rayovac Honduras, S.A.
Boulevard Suyapa 100 metros al Norte de Emisoras Unidas frente a Sears
Apartado Postal 499
Tegucigalpa, M.D.C. Honduras C.A.
Tel. (504) 231-3542

d. Costa Rica

Rayovac Costa Rica, S.A.
San Francisco de Dos Rios de la Bomba La Pacifica,
400 Este carretera a Curridabat,
San Jose Costa Rica
Apartado Postal 52-2010 Zapote
Tel. 506 2272 2242

e. Nicaragua

Importadora y Distribuidora Ocal, S.A.
Km 17 Carretera a Masaya
Tip Top Industrial, 300 metros al este
Nindirí, Masaya, Nicaragua
Tel. (505) 276-9400

2. RAYOVAC CENTRO AMERICA se compromete sustituir el producto por uno igual o similar, y a reembolsar al consumidor los gastos razonables de envío o transportación del producto.

3. RAYOVAC CENTRO AMERICA se compromete a cambiar el producto, si la falla es atribuible a defecto de fabricación. Durante los 30 días inmediatos posteriores a la compra del producto esta garantía se hace válida en la misma tienda en la que se adquirió el producto, presentando la presente garantía y la nota de compra o factura correspondiente. Después de ese tiempo deberá contactar a las oficinas de Rayovac a las direcciones antes mencionadas, presentando la presente garantía, la nota de compra o factura y el producto.

Esta garantía será nula en los siguientes casos:

1. Cuando el producto se hubiese utilizado en condiciones distintas a las normales.
2. Cuando el producto no hubiese sido operado de acuerdo con el instructivo de uso que se acompaña.
3. Cuando el producto hubiese sido alterado o reparado por personas no autorizadas por RAYOVAC CENTRO AMERICA

NOTA: En caso de extravío de la presente póliza de garantía, el consumidor puede recurrir a la tienda o proveedor para que se le expida otra póliza de garantía previa presentación a la nota de compra o factura.

Aparato: _____

Modelo: _____

Nombre y/o razón social del distribuidor. _____

Dirección y teléfono: _____

Fecha de Entrega: _____

Sello y Firma: _____

Garantía

La Garantía no cubre los siguientes daños

- Cuando el producto no se hubiese sido operado normalmente, abuso o alteración de producto.
- Cuando el producto es serviciado por personas no autorizadas.
- Cuando el producto es utilizado con accesorios no autorizados.
- Conectando el artefacto al un voltaje incorrecto.
- Enrollando el cable alrededor del artefacto causando que el cable se gaste y re rompa prematuramente.
- Cualquier otra condición fuera de nuestro control.

REPÚBLICA DOMINICANA

Rayovac República Dominicana S.A.
Prolongación Ave. Rómulo Betancourt Zona Industrial de Herrera
Santo Domingo, República Dominicana
Tel. (1-809) 530-5409

ECUADOR

Línea de servicio al cliente
593 2 326 1638
Quito-Ecuador

PANAMA

DISTRIBUIDORA J MALLOL E HIJOS
Parque Industrial Costa del Este
Teléfono: (507) 2715000
Cuidad de Panama-Panamá

VIDA PANAMA

Calle 16 Av Enriquez A Jimenez. Apartado Postal 0203-00535
Teléfono: (507) 4339000
Zona libre Colon-Panamá

PERU

Mapalsa S.A.C.
Los Negocios 428
Surquillo - Lima - Perú
Telef. 511- 4216047 RUC: 20102127073

LA CORPORACION RAYOVAC NO SE RESPONSABILIZA POR NINGUN INCIDENTE, ESPECIALMENTE DEBIDO AL USO DE ESTE PRODUCTO. TODAS LAS GARANTIAS SON LIMITADAS A 2 AÑOS EMPEZANDO EN LA FECHA DE COMPRA.

Comentarios o sugerencias:

Visite www.ProductosRemington.com

® Marca Registrada y ™ Marca Comercial de Spectrum Brands, Inc., (SBI) o una de sus subsidiarias.

Distribuido por: Spectrum Brands, Inc.
Madison, WI 53711

© 2012 SBI

07/12 Job#2012-7-18_86

T22-31664

120-230 VAC, 50/60 Hz

Diseñado en USA

Fabricado bajo las especificaciones de Remington.

HECHO EN CHINA



Importado por: **RAYOVAC ARGENTINA S.R.L.**
Humboldt 2495 Piso #3, Buenos Aires – ARGENTINA
CUIT No: 30-70706168-1
Hecho en CHINA. Certificado: No: T 3250/1



Información de contacto

Servicio al cliente: 800-736-4648
En línea: www.ProductosRemington.com
Dirección: Spectrum Brands, Inc.,
601 Rayovac Drive
Madison, WI 53711

Especificaciones

Tamaño del haz	2cm ²
Velocidad	2,25 sec
Tecnología	Lámpara de Luz de Xenón (IPL)
Nivel de energía máxima	8 J/cm ²
Longitud de onda	650-1200 nm
Requisitos eléctricos	120 VAC
Operación y seguridad	UL 60335, EN 60335, CSA STD C22.2 No. 60335-1
Tamaño del envase	10,125" x 9,625" x ,3125"

Etiquetado

Declaración De Conformidad EC