

78-1 型磁力加热搅拌器说明书

一、 简介

78-1 型磁力加热搅拌器是目前投放国内市场早的产品, . 该仪器的特点:耗电少, 无噪声, 使用寿命长, 永不生锈, 能搅拌 1000 毫升的溶液达到理想的效果。

78-1 型磁力加热搅拌器广泛用于各化工、石油、医药卫生、环保、生化、生物制品研究所等科研单位, 是分装室人员必备的工具。

二、 性能

- 1、电 源: 单相交流 220V $\pm$ 10V 50HZ
- 2、整机功率: 150W
- 3、速 度: 无级调速
- 4、调速范围: 起动~2400 转/分
- 5、最大容量: 1000ml

三、 使用方法

当使用本仪器时, 首先请检查随机配件是否齐全, 把所需搅拌的烧杯放在工作台正中, 加入溶液把搅拌子放在烧杯溶液中然后先插上仪器接插的电源插头, 再接通电源打开电源开关, 指示灯亮即开始工作. 需作加热搅拌时, 请打开加热开关, . 调速是由低速逐步调至高速, 不允许高速直接起动, 以免搅拌子不同步, 引起跳动, 不搅拌时不能加热, 不工作时应切断电源. 为确保安全, 使用时请接上地线, 仪器应保持清洁干燥, 严禁溶液进入机内, 以免损坏机件。

四、 注意事项

- 1、搅拌时发现搅拌跳动或不搅拌时, 请切断电源检查一下烧杯底是否平, 位置是否正. 同时请您测一下, 现用的电压是否在 220V $\pm$ 10V 之间, 否则将会出现以上情况。
- 2、加热时间一般不宜过长, 间歇使用能延长寿命。
- 3、中速运转可连续工作, 高速运转间歇使用为好。