



INSTRUCTION

- Children may not be treated with this device.
- Keep the device away from children and youths below the age of 16. Children may swallow small parts and suffocate. Children may also injure themselves when using device.
- Do not apply stimulation over your neck or mouth because this could cause severe muscle spasms resulting in closure of your airway, difficulty in breathing, or adverse effects on heart rhythm or blood pressure.
- Do not apply stimulation across your chest because the introduction of electrical current into the chest may cause rhythm disturbances to your heart, which could be lethal.
- Do not apply stimulation over, or in proximity to, cancerous lesions.
- Do not apply stimulation in the presence of electronic monitoring equipment (e.g., cardiac monitors, ECG alarms), which may not operate properly when electrical stimulation device is in use.
- Do not use the stimulator in the vicinity of shortwave or microwave therapy equipment, since this may affect the output power of the stimulator.
- Never use near the heart. Gel pad should never be placed anywhere on the front of the thorax (marked by ribs and breastbone), but above all not on the two large pectoral muscles. Here it can increase the risk of ventricular fibrillation and lead to cardiac arrest.
- Keep gel pad electrodes separate during treatment, electrode in contact with other could result in improper stimulation or skin burns.

Waveform:	Biphasic square wave.
P.R (Frequency):	80Hz
Burst Frequency:	2Hz

Waveform:	Biphasic square wave.
P.R (Frequency):	2Hz/ 80Hz
P.W (Pulse width):	250us/ 200us
Output order	2Hz/250us first output 3 sec. and then output 3 sec.
Output Voltage:	80Hz/200us.
Output Current:	0 to 70mA(500 Ω Load), adjustable


Waveform:	Biphasic square wave.
Wave characteristic:	All program of EMS mode output wave characteristic
P.R. (Frequency):	are same.
For program E2: 20Hz	0 to 35Vpp(500 Ω Load), adjustable
P.W. (Pulse width):	250uS
Ramp up time	2sec.
Ramp down time	2sec.
Contract time (on time)	5sec.
Relax time (off time)	10sec.
Output Voltage:	0 to 35Vpp (500 Ω Load), adjustable
Current:	0 to 70mA(500 Ω Load), adjustable

P.W. (pulse width)	200, 250us
P.R. (Frequency)	2, 80Hz (Hz=vibration per second)
Burst frequency	2Hz
Output characteristics	Constant Voltage (CV)
P1	The pulse rate and pulse width output will be constant based on the design value.
P3	2Hz/250us first output 3 sec. and then output 3 sec. 80Hz/200us.

Problem	Possible cause	Solution/Remark
The unit has no response, or no LED lights when presses the buttons.	<ol style="list-style-type: none"> 1. If the battery has used up or wrong polarity. 2. If there's a loose connection in the battery interface. 3. If the specification of battery is incorrect. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Replace the new battery or install the battery with correct polarity. 2. Check and clean the battery contact points. 3. Replace the battery with the correct specification.
The stimulation is weak even the intensity is high	<ol style="list-style-type: none"> 1. If the pad is not fully on the skin or not well connected to the buckles. 2. The pad is worn 3. If the gel pad has been used too long time, and lost with adhesive. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Reconnect the gel pad or make sure the gel pad is placed flat against your skin. 2. Renew the gel pad. 3. Replace the new gel pad.
Halt automatically in the treatment	<ol style="list-style-type: none"> 1. If the gel pad loosen from the body 2. If the buckles are not connected well. 3. If the battery is used up. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Check and stick the gel pad on the well. 2. Check and connect the cable. 3. Replace the battery.

	Attention: see Instructions for use!
	Applied part of type BF
	Disposal in accordance with Directive 2002/96/EC (WEEE)
	Complies with the European Medical Device Directive (93/42/EEC). Notified body is SGS United Kingdom Ltd.
	Manufacturer information: The manufacturer Famidoc Technology Co., Ltd. Address: No. 212 Yilong Road, Hexi Industrial Zone, Jinxiu Changan Town, Dongguan 523853 Guangdong Province, P.R.China
	Serial number
 	Name: Shanghai International Holding Corp. GmbH (Europe) Add: Eifflasse 80, 20537 Hamburg, Germany Tel: +49-40-2513175 Fax: +49-40-255726 E-mail: shholding@hotmail.com

简中



• 使用本设
日常情况

- 使用前请将身上佩戴的所有金属物品如金银首饰、皮带扣、手表及其他物品移除，避免其接触凝胶垫。
- 请在驾驶时使用本设备，且使用过程中请勿进行任何其他活动。
- 如果您对设备使用有疑问，请在使用前咨询您的医师。
- 如果身体出现不明原因疼痛、肌肉肿胀或严重肌肉拉伤，请未经医师同意，请勿使用本设备。使用本设备不能代替医疗诊断和治疗。
- 请将本手册妥善保管，以备今后查阅。若向第三方移交本设备，请将本手册一并移交。
- 除说明书介绍功能外，请勿将本设备用于其他用途。
- 请勿使用来自其他设备的配件。
- 本设备仅用于人体外部低频治疗。
- 本设备属人体外用（经皮肤）舒缓按摩器，用于舒缓已有明确诊断的长期疼痛。
- 如果您的疼痛未能得到改善，出现加重或持续时间超过5天，请停止使用本设备，并咨询您的医师。
- 电刺激刺激的长期效果未经证实。电刺激辅助设备不具备任何治愈价值。
- TENS对于中枢神经性疼痛无效，包括头痛。
- TENS不能替代舒緩疼痛药物和其他舒緩疼痛治疗方法。
- TENS设备没有治愈价值。
- TENS是一种症状舒缓，该舒缓旨在缓解保护机制引发的疼痛感。效果取决于合格执业医师治疗疼痛患者时的病患甄别。
- 由于对大脑电刺激的效果未经证实，禁止对头部实施以电刺激刺激，切勿将凝胶板置于头部两侧。
- 电刺激对孕妇的安全性尚未明确，怀孕期间请勿使用。
- 您可能不会对电刺激或电子导体媒介（硅胶）产生皮肤刺激或过敏。
- 如果您不确定或诊断患有心脏病，请遵从医师指示。
- 如果您不确定或诊断患有癫痫，请遵从医师指示。
- 如果您有内部出血倾向，例如，因骨折受伤导致出血，请务必谨慎使用。
- 如果您最近接受过外科手术，使用本设备前请咨询医师，因为电刺激可能延缓愈合过程。
- 经期或怀孕期间，请勿使用。
- 如果接受电刺激的皮肤区域缺乏正常感觉，请务必谨慎使用。
- 仅供个人使用。
- 请了解各项警告及注意事项。
- 请按照已列出的使用说明书使用；使用不当可能导致危险。
- 不确定或诊断患有心脏病的使用户必须谨慎使用。
- 长期使用后，凝胶垫放置区域可能产生个别位置的皮肤刺激。
- 使用本设备时，请勿使用向身体发送电流脉冲的其他设备。
- 请勿使用尖锐物品，例如铅笔尖或圆珠笔尖，操作控制板上的按钮。
- 每次使用前请检查凝胶垫连接完好。
- 本设备仅可使用制造商推荐的凝胶垫。
- 凝胶垫下方可能产生皮肤刺激或电极灼伤。
- 极少数情况下，首次使用EMS时会有轻微刺痛或麻感感。我们建议您采用坐使用本产品，直至您习惯这种感觉。
- 如果您对刺激感觉不适或难以忍受，请调低电流刺激强度，以感觉舒适为准。如果问题继续存在，请联系您的医师。


警告

- 下列情况下请勿使用本设备：
 - a. 如果出现心脏疾病和心律不齐（可能导致心脏衰竭）
 - b. 直接施加在受损伤的部位
 - c. 孕妇子宫区域，可导致宫缩
 - d. 眼部区域
 - e. 使用起搏器的用户
 - f. 血液循环差的区域
 - g. 心理及情绪障碍人士

- 本设备可能干扰其他电子设备或受到其他电子设备干扰。因此，请勿在短波或微波设备或高频（=HF）医疗设备附近（小于1.5米）使用本设备，以免凝胶垫会产生皮肤刺激或灼伤。请勿在海拔高于300米的山区使用本设备。
- 如果患有疾病，有非规律性或感觉异常，使用本设备前务必咨询您的医师。
- 如果出现不明疼痛，例如不明头痛，使用本设备治疗无效。
- 突然受惊可能使自己受伤时，请勿使用本设备。
- 少数人皮肤敏感，首次使用凝胶垫时，可能出现皮肤瘙痒、发红现象。
- 使用之后可能出现皮肤瘙痒、发红现象，这是正常的电解作用现象。如果皮肤瘙痒、发红加重，请停止使用本设备，并咨询您的医师。
- 本设备不适合儿童使用。
- 请将本设备远离儿童和16岁以下人仕。儿童可能会吞食设备上的小部件，从而导致窒息。此外，16岁以下人仕使用本设备还可能受伤。
- 请勿将电刺激器作用于颈部或头部，因为这可能引发严重的肌肉痉挛和呼吸道闭合，从而导致呼吸困难或心律不齐、血压升高等副作用。
- 请勿将电刺激横跨胸部，因为这会使电流进入胸腔，从而导致心律不齐，并具有致命危险。
- 请勿将刺激电流用于癌症患处或其附近区域。
- 请勿在电子监控设备附近使用电疗刺激（例如，心脏监视器、心电图警报设备），如果使用电疗刺激设备，可能会导致上述设备无法正常工作。
- 请勿在短波或微波治疗设备附近使用电疗刺激器，因为会影响刺激器的功率输出。
- 切勿在心脏附近区域使用。禁止将凝胶垫放置于胸腔前的任何部位（以肋骨和胸骨作标记）；尤其是不得用于两块胸大肌区域。在该区域使用可能导致心室纤维性颤动和心搏停止风险。
- 使用过程中，请将凝胶垫电极分开，电极彼此接触可能导致异常刺激或皮肤灼伤。

包装内容

- A. 设备1套
- B. 凝胶垫3套(大号2套，小号1套)
- C. 用户手册1份
- D. AAA碱性电池2粒



概述

1和2：凝胶垫连接扣。

- 3：+ 按钮：设备电源开启；确认模式设置；增加输出强度。
- 4：- 按钮：设备电源关闭；选择模式设置；降低输出强度。

- 5：电池盒盖。
- 6：设备所附凝胶垫。
- 7：程序指示灯。

设置

电池安装

注意

- 吞食电池可致命。因此，请将电池和本产品保存在远离儿童处。
- 如果电池发生漏液，避免将其接触皮肤、眼睛及粘膜。请立即用大量清水冲洗，并立即就医。
- 避免电池过热。如果电池电量用完或不再使用时，请将电池取出，从而避免电池液泄漏。
- 仅允许使用新电池。请勿使将新旧电池混合使用。


- 电池安装：**
- 向下滑动，将电池盒盖从设备中取出。
 - 安装电池，注意匹配电极极性 **+/−**。
 - 盖上电池盒盖。

凝胶垫和设备连接

请将凝胶垫上的两个扣子和设备接牢。

注意

- 确保设备和凝胶垫之间的方向正确。



- 仅允许使用Oregon Scientific公司提供的凝胶垫。使用其他品牌产品可能导致用户受伤。

将凝胶垫置于皮肤上

请将凝胶垫放置在疼痛区域。凝胶垫放置在皮肤上之前，务必彻底清洁并擦干该区域。确保凝胶垫贴紧皮肤，接触良好。

注意

- 凝胶垫和身体完全接触好之后，开启设备。
- 设备运行期间，切勿将凝胶垫从皮肤上移除。
- 仅允许使用Oregon Scientific公司提供的凝胶垫。使用其他品牌产品可能导致用户受伤。

警告

- 不得将凝胶垫接触有皮肤感染、开放性和创伤的身体部位。
- 请勿将凝胶垫用于身体下列部位：
 - 口部或口腔内
 - 眼睑
 - 前颈区
 - 喉部
 - 冠状动脉
- 凝胶垫不得使用于颈部。
- 请勿将凝胶垫直接放置在冠状动脉区或靠近心脏。
- 请正确连接凝胶垫扣子，请勿混淆正负极。

使用指南

	名称	适应症	建议部位
P1	按摩	一般疼痛症状	所有肌肉区域
P2	拍捏	肌肉疲劳和拉伤	1. 颈部后侧 <p>2. 肩膀</p> 3. 胳膊 4. 肘部 5. 后腰
P3	拍打	1. 运动后疼痛 <p>2. 减轻肌肉酸痛</p>	所有肌肉区
P4	紧致模式 1	1. 强健肌肉 <p>2. 提高肌肉结实度</p>	骨骼肌肉
P5	紧致模式 2	1. 强健肌肉 <p>2. 提升肌肉结实度</p>	1. 腹肌 <p>2. 臀部</p> 3. 胳膊

操作

开/关设备

- 按 + 按钮，打开设备。一格LED灯将亮起。
- 按住 - 按钮并保持，可在任何时候关闭本设备。所有LED灯熄灭。

选择程序

- 按 - 按钮，选择舒缓程序（P1-P5）

激活所选择的程序

- 按 + 按钮，激活所选程序。程序运行期间，相应的 LED 灯将持续闪烁。

强度调节

- 程序运行时，LED灯持续闪烁。
- 按 + 按钮，增加电流强度（0~10档）。
- 按 -按钮，降低电流强度。当电流强度降低至0（零）档时，本设备将自动返回程式选择模式（LED灯亮并保持）。

技术规格

相关信息

设备名称	SoothePad 电子舒缓按摩器
型号	WP662
电源 3V 直流电	AAA电池2粒
输出通道	单通道
波幅	双相位方波脉冲
输出电压	最大. 35V峰值(500Ω负载时)
输出电流	Max. 70mA(500Ω负载时)
工作时间	30分钟
输出强度	0 至 10 档，可调节。
程序数量	5 种程序
工作模式	TENS 和 EMS 模式

运行条件	5° C 至 40° C，相对湿度30%-85%，大气压700 hPa 至 1060 hPa
存放条件	-10° C至 50° C 相对湿度 10%-90%、大气压700 hPa 至1060 hPa
休眠电流	低于 10uA(关机模式时)
工作电流	低于 50mA(P1程序时)
体积	57x45x1 6.5 mm
重量	20g (不含电池)42g (含电池)
自动关机	3 分钟
分类	BF 型应用部件，内部电源设备。
凝胶垫探测功能	当强度为1档或更高、及任何通道探测出为开路时，强度会被重置为0 V。
凝胶垫尺寸	100x100mm， 70x70mm
输出精度	所有输出参数允许± 20% 的误差。

技术规格

P.W. (脉冲宽度)	200, 250us
P.R. (频率)	2. 80Hz(Hz=每秒脉冲频率)
色同步脉冲频率	2Hz
输出特性	恒定电压(CV)
P1	脉冲频率和输出脉冲宽度基于设计值保持稳定。
P3	2Hz/250us首先输出3秒，然后再输出3 秒80Hz/200us。

注意事项：

清洁和维护

- 设备存放和维护。
 - 本设备长期不用时，请将电池取出。
 - 请勿拆解或维修本设备，因为这会导致技术故障或事故。
- 设备清洁和维护
 - 请勿将SoothePad弄湿或使其受潮。勿用流水冲洗SoothePad。请勿将其浸入水中或其他液体中。
 - SoothePad对热敏感，请勿暴晒，且勿将其放置在高温表面上。
 - 请用软布蘸少量水清洁SoothePad。如果灰尘堆积太多，您也可以使用温和的清洁剂。
 - 为了延长凝胶垫使用寿命，请用湿布小心清洁表面。清洁时，务必关闭设备！
 - 出于卫生考虑，用户应使用自己的凝胶垫。
 - 综合护理时，不应开启本设备。
 - 清洁时，请勿使用有机溶剂或研磨剂。
 - 确保本设备不进水。一旦进水，须在设备完全干燥后使用。
 - 使用过程中，请勿清洁设备。清洁前，请关闭设备，并取出电池。
- 维护
 - 用户切勿尝试维修本设备或其任何配件。
 - 禁止未经授权代理商拆开本设备，一旦拆开，不再承担任何保修责任。

废弃处理

如果您需要丢弃SoothePad或其配件，请根据当地法令实施。请联系您本地的管理机构或垃圾处理公司。



- 废弃电池必须置于有毒废物回收点设立的标有特定标记的回收容器内，或通过电气零售商回收。您有义务根据法律正确处理废旧电池。

注意 如果电池上标有以下符号，表明电池含有相应的有害物质：Pb=铅，Cd=镉，Hg=汞。请根据《2006/66/EC指令》处理该设备。

故障处理

故障	原因	解决方案/备注
按下按钮后，设备无反应，或LED灯不亮起。	1. 电池可能用完或极性表反。 <p>2. 电池接触可能不良。</p> 3. 电池规格不正确。	1. 更换新电池，或调整电池正负极。 <p>2. 检查并清洁电池接触点。</p> 3. 更换正确规格的电池。
即使增加强度，刺激电流仍然较弱。	1. 凝胶垫未能完全贴紧皮肤，或扣子未连接好。 <p>2. 凝胶垫破损。</p> 3. 凝胶垫可能使用太久，已经失去粘性。	1. 重新连接凝胶垫，或确保凝胶垫平放在皮肤上。 <p>2. 更换新的凝胶垫。</p> 3. 更换新的凝胶垫。
使用过程中自动停止	1. 凝胶垫从身体上松开。 <p>2. 扣子未连接好。</p> 3. 电池用完。	1. 检查并接好凝胶垫。 <p>2. 检查并接好凝胶垫。</p> 3. 更换电池。
使用后皮肤发红或瘙痒	1. 使用时间过长。 <p>2. 凝胶垫未能完全贴紧皮肤。</p> 3. 凝胶垫接触面脏污或干燥。 <p>4. 皮肤对凝胶垫敏感。</p>	1. 一天使用一次，或合理缩短使用时间。 <p>2. 检查并贴紧凝胶垫。</p> 3. 更换凝胶垫，凝胶垫属于消耗品。 <p>4. 检查用户是否有过敏史，如果轻度敏感，请更换粘贴位置，缩短使用时间。如果过于敏感，请停止使用，并咨询医师。</p>

标准符号

	注意：请参考使用说明书！
	部件应用安全等级为 BF
	废弃处理指令 2002/96/EC (WEEE)
	符合欧洲医疗设备指令（93/42/EEC），公告机构为SGS 英国有限公司。
	序列号

SoothePad

電子舒緩按摩器

型號：WP662

用戶手冊

繁中

使用說明

感謝您購買OregonScientific™ SoothePad電子舒緩按摩器(WP662)。本設備是一種外用的(經皮膚)人體舒緩按摩器，專門用於舒緩因運動鍛鍊、日常家務勞作等造成的腰肌酸痛症狀，可以緩解肌肉痠痛，重新訓練肌肉，維持或增加肌肉的運動範圍。

主要功能：

- TENS (經皮神經電刺激)=電療刺激神經通道。
- EMS (肌肉電刺激)=電療刺激肌肉組織
- 電子脈衝產生按摩效果

注意 請將本手冊妥善保管，以備使用產品時查閱。本手冊包括使用步驟說明、技術規格，以及您需要瞭解的各種警告事項。

注意事項

- 出現故障時，請勿自行修理、使用或更改本設備。刺激電流可能導致疼痛或灼傷。
- 使用本設備期間，如果皮膚出現改變、疼痛、紅腫、不適或其他異常情況，請立即停止使用本設備，並諮詢您的醫生。
- 使用前請將身上佩戴的所有金屬物品如金銀首飾、皮帶扣、手錶及其他物品移除，使其避免接觸凝膠墊。
- 請勿在駕駛時使用本設備，且使用過程中請勿進行任何其他活動。
- 如果您對設備使用有疑問，請在使用前諮詢您的醫生。
- 如果您身體出現不明原因疼痛、肌肉腫脹或嚴重肌肉拉傷，未經醫生同意，請勿使用本設備。使用本設備不能代替醫療診斷和治療。
- 請將本手冊妥善保管，以備今後查閱。若向第三方移交本設備，請將本手冊一併移交。
- 除設計目的之外，請勿將本設備用於其他用途。
- 請勿使用來自其他設備的配件。
- 本設備僅用於人體外部低頻治療。
- 本設備屬人體外用（經皮膚）舒緩按摩器，用於舒緩已有明確診斷的長期疼痛。
- 如果您的疼痛未能得到改善，出現加重或持續時間超過5天，請停止使用本設備，並諮詢您的醫生。
- 電療刺激的長期效果未經証實。電療刺激設備不具備任何治癒價值。
- TENS對於中樞神經性疼痛無效，包括頭痛。


- TENS不能替代舒緩疼痛藥物和其他舒緩疼痛治療方案。
- TENS設備沒有治癒價值。
- TENS是一種症狀舒緩，該舒緩旨在壓制引發保護機制的疼痛感。效果取決於合格執業醫生在治療疼痛患者時的病患甄別。
- 由於對大腦電療刺激的效果未經証實，禁止對頭部施以電療刺激，切勿將凝膠板置於頭部兩側。
- 電療刺激對孕婦的安全性尚未明確，懷孕期間請勿使用。
- 您可能會對電療刺激或電子導體煤介（矽膠）產生皮膚刺激或過敏。
- 如果您懷疑或診斷患有心臟疾病，請遵從醫生指示。
- 如果您懷疑或診斷患有癲癇，請遵從醫生指示。
- 如果您有內部出血傾向，例如，因骨折受傷導致出血，請務必謹慎使用。
- 如您最近接受過外科手术，使用本設備前請諮詢醫生，因為電療刺激可能減緩癒合過程。
- 經期或懷孕期間，請勿使用。
- 如果接受電療刺激的皮膚區域缺乏正常感覺，請務必謹慎使用。
- 僅供單個用戶使用。
- 請瞭解各項警告及注意事項。
- 請按照已列出的使用說明使用；使用不當可能導致危險。
- 懷疑或診斷患有心臟病的用戶務必謹慎使用。
- 長期使用後，凝膠墊放置區域可能產生個別位置的皮膚刺激。
- 使用本設備時，請勿使用向身體發送電子脈衝的其他設備。
- 請勿使用尖銳物品，例如鉛筆尖或圓珠筆尖，操作控制板上的按鈕。
- 每次使用前請檢查凝膠墊連接完好。
- 本設備僅可使用製造商推薦的凝膠墊。
- 凝膠墊下方可能產生皮膚刺激或電極灼傷。
- 極少數情況下，首次使用EMS時會有輕微頭痛或暈眩感。我們建議您採用坐姿使用本產品，直至您習慣這種感覺。
- 如果您對刺激感覺不適或難以忍受，請調低電流刺激強度，以感覺舒適為準。如果問題持續，請聯繫您的醫生。

- 警告**
- 不適合16歲以下人仕使用。
- 下列情況下請勿使用本設備：
 - 如果出現心臟疾病和心律不齊（可能導致心臟衰竭）
 - 直接施加在受損傷的部位
 - 孕婦子宮區域，可導致宮縮
 - 眼部區域
 - 使用起搏器的用戶
 - 血液循環差的區域
 - 心理及情緒障礙人士
 - 診斷患有癡呆的人士（腦退化）
 - 弱智人士或癲癇症患者
- 使用本設備時請勿塗抹面霜或藥膏等。
- 接受外科手術後，至少10個月之後方能在疤痕區使用本設備。
- 禁止將本設備和其他醫療設備或電子設備同時使用。
- 本設備不適合醫療和商業用途，僅供家庭使用。
- 請勿在淋浴、游泳、桑拿、浸泡或其他高溫環境下使用本設備，使用時請遠離液體。加大刺激強度或短路可能導致危險。
- 請勿在床上或睡眠時使用本設備。
- 請勿在易燃物品、氣體或其他爆炸物附近使用本設備。
- 本設備可能干擾其他電子設備或受到其他電子設備干擾。因此，請勿在短波或微波設備或高频（=HF）醫療設備附近（少於1.5米）使用本設備，以免凝膠墊會產生皮膚刺激或灼傷。請勿在海拔高於300米的山區使用本設備。
- 如果患有疾病，有非規律性或不正常感，使用本設備前務必諮詢您的醫生。
- 如果出現不明疼痛，例如不明頭痛，使用本設備不會有治療效。
- 突然受驚可能使自己受傷時，請勿使用本設備。
- 少数人皮膚敏感，首次使用凝膠墊時，可能出現皮膚瘙癢、發紅現象。
- 使用之後可能出現皮膚瘙癢、發紅現象，這是正常的電解作用現象。如果皮膚瘙癢、發紅加劇，請停止使用本設備，並諮詢您的醫生。
- 本設備不適合兒童使用。

- 請將本設備遠離兒童和16歲以下人仕。兒童可能會吞食設備上的小部件，從而導致窒息。此外，16歲以下人仕使用本設備還可能受傷。
- 請勿將電療刺激作用於頸部或口部，因為這可能引發嚴重的肌肉痠痛和呼吸道閉合，從而導致呼吸困難或心律不齊、血壓升高等副作用。
- 請勿將電刺激橫跨胸部，因為這會使電流進入胸腔，從而導致心律不齊，並具有致命危險。
- 請勿將刺激電流用於癌症患处或其附近區域。
- 請勿在電子監控設備附近使用電療刺激(例如，心臟監視器、心电图警报設備)，如果使用電療刺激設備，可能會導致上述設備無法正常工作。
- 請勿在短波或微波治療設備附近使用電療刺激器，因為這會影響刺激器的功率輸出。
- 切勿在心臟附近區域使用。禁止將凝膠墊放置於胸腔前的任何部位（以肋骨和胸骨作標記），尤其是不得用於兩塊胸大肌區域。在該區域使用可能导致心室纖維性顫動和心搏停止風險。
- 使用過程中，請將凝膠墊電極分開，電極彼此接觸可能導致異常刺激或皮膚灼傷。

包裝内容

- A. 設備1套
- B. 凝膠墊3套(大號2套，小號1套)
- C. 用戶手冊1份
- D. AAA鹼性電池2粒




概述

1和2：凝膠墊連接扣。

- 3：+ 按鈕：設備電源開啟；確認模式設置；增加輸出強度。
- 4：- 按鈕：設備電源關閉；選擇模式設置；降低輸出強度。

- 5：電池盒蓋。
- 6：設備所附凝膠墊。
- 7：程式指示燈。

概述



設置

電池安裝

注意

- 吞食電池可致命。因此，請將電池和本產品保存在遠離兒童處。
- 如果電池發生洩漏，避免將其接觸皮膚、眼睛及粘膜。請立即用大量清水沖洗，並立即就醫。
- 避免電池過熱。如果電池电量用完或不再使用时，請將電池取出，從而避免電池液洩漏。
- 僅允許使用新電池。請勿使將新舊電池混合使用。


- 電池安裝：**
- 向下滑動，將電池盒蓋從設備中取出。
 - 安裝電池，注意匹配電池極性 **+/−**。
 - 蓋上電池盒蓋。

凝膠墊和設備連接

請將凝膠墊上的兩個扣子和設備接牢。

注意

- 確保設備和凝膠墊之間的方向正確。



- 僅允許使用Oregon Scientific公司提供的凝膠墊。使用其他品牌產品可能導致用戶受傷。

將凝膠墊置於皮膚上

請將凝膠墊放置在疼痛區域。凝膠墊放置在皮膚上之前，務必徹底清潔並擦乾該區域。確保凝膠墊貼緊皮膚，接觸良好。

注意

- 凝膠墊和身體完全接觸好之後，開啟設備。
- 設備運行期間，切勿將凝膠墊從皮膚上移除。
- 僅允許使用Oregon Scientific公司提供的凝膠墊。使用其他品牌產品可能導致用戶受傷。

警告

- 不得將凝膠墊接觸有皮膚感染、開放性和新損傷的身體部位。
- 請勿將凝膠墊用於身體下列部位：
 - 口部或口腔內
 - 眼瞼
 - 前頸區
 - 喉部
 - 喉部
 - 頸動脈
- 凝膠墊不得直接將電流通過眼部。
- 請勿將凝膠墊直接放置在冠状動脈區或靠近心臟。
- 請正確連接凝膠墊扣子，請勿混淆正負極。

使用指南

	名稱	適用症狀	建議部位
P1	按摩	一般疼痛症状	所有肌肉区域
P2	拍捏	肌肉疲勞和拉傷	1. 頸部後側 <p>2. 肩膀</p> 3. 胳膊 4. 肘部 5. 後腰
P3	叩拍	1. 運動後疼痛 <p>2. 減輕肌肉酸痛</p>	所有肌肉區
P4	緊緻模式 1	1. 强健肌肉 <p>2. 提升肌肉結實度</p>	骨骼肌
P5	緊緻模式 2	1. 强健肌肉 <p>2. 提升肌肉結實度</p>	1. 腹肌 <p>2. 臀部</p> 3. 胳膊

操作

開/關設備

- 按 + 按钮，打開設備。一盞LED燈將亮起。
- 按住 - 按钮並保持，可在任何時候關閉本設備。所有LED燈熄滅。

選擇程式

- 按 - 按钮，選擇舒緩程式（P1-P5）

啟動所選擇的程式

- 按 + 按钮，啟動所選程式。程式運行期間，相應的 LED 燈將持續閃爍。

強度調節

- 程式運行時，LED燈持續閃爍。
- 按 + 按钮，增加電流強度（0~10檔）。
- 按 - 按钮，降低電流強度。當電流強度降低至0（零）檔時，本設備將自動返回程式選擇模式（LED燈亮並保持）。

技術規格

相關資訊

設備名稱	SoothePad 電子舒緩按摩器
型號	WP662
電源3V 直流電	AAA電池2粒
輸出通道	單通道
波幅	雙相位方波脈衝
輸出電壓	最大. 35V峰值(500Ω負載時)
輸出電流	Max. 70mA(500Ω負載時)
治療時間	30分鐘
輸出強度	0 至 10 檔，可調節。
程式數量	5 種程式
治療模式	TENS 和 EMS 模式

運行條件	5° C 至 40° C，相對濕度30%-85%，大氣壓700 hPa 至 1060 hPa
存放條件	-10° C至 50° C 相對濕度 10%-90%、大氣壓700 hPa 至1060 hPa
休眠電流	低於 10uA(關機模式時)
工作電流	低於 50mA(P1程式時)
體積	57x45x1 6.5 mm
重量	20g (不含電池) 42g (含電池)
自動關機	3 分鐘
分類	BF 型應用部件，內部電源設備。
凝膠墊探测功能	當強度為1檔或更高、及任何通道探测出為開路時，強度會被重置為 0 V。
凝膠墊尺寸	100x100mm， 70x70mm
輸出精確度	所有輸出參數允許± 20% 的誤差。

技術規格

P.W. (脈衝寬度)	200, 250us
P.R. (頻率)	2. 80Hz(Hz=每秒脈衝頻率)
色同步脈衝頻率	2Hz
輸出特性	恒定電壓(CV)
P1	脈衝頻率和輸出脈衝寬度基於設計值保持穩定。
P3	2Hz/250us首先輸出3秒，然後再輸出3 秒80Hz/200us。


注意事項：

清潔和維修保養

- 設備存放和維修保養。
 - 本設備長期不用時，請將電池取出。
 - 請勿拆解或維修本設備，因為這會導致技術故障或事故。
- 設備清潔和保養
 - 請勿將SoothePad弄濕或使其受潮。勿用流水沖洗SoothePad。請勿將其浸入水中或其他液體中。
 - SoothePad對熱敏感，請勿暴晒，且勿將其放置在高溫表面上。
 - 請用軟布蘸少量水清潔SoothePad。如果灰塵堆積太多，您也可以使用溫和的清潔劑。
 - 為了延長凝膠墊使用壽命，請用濕布小心清潔表面。清潔時，務必關閉設備！
 - 出於衛生考慮，用戶應使用自己的凝膠墊。
 - 綜合護理時，不應開啟本設備。
 - 清潔時，請勿使用有機溶劑或研磨劑。
 - 確保本設備不入水。一旦入水，須在設備完全乾燥後使用。
 - 使用過程中，請勿清潔設備。清潔前，請關閉設備，並取出電池。
- 維修保養
 - 用戶切勿嘗試維修本設備或其任何配件。
 - 禁止未授權代理商拆開本設備，一旦拆開，不再承擔任何保修責任。

廢棄處理

如果您需要丟棄SoothePad或其配件，請根據當地法令實施。請聯繫您本地的管理機構或垃圾處理公司。



注意 如果電池上標有以下符號，表明電池含有相應的有害物质：Pb=鉛，Cd