

清潔維修

1. 檢查紅喜 201⁺ 血糖機為關閉狀態，顯示為空
2. 拉開試片匣於放置位置，小心壓下右正方之卡
3. 小心拉出試片匣
4. 以酒精清潔
5. 插入 Hemocue* 清潔棒，拉進/出 5-10 次，若
清潔棒髒污，要更換新的，直到清潔乾淨
6. 15 分鐘後置回試片匣，可重新使用

※ 外殼可以酒精或中性肥皂水清潔

※ * 號為 Optional 物件



故障排除

* 若無法解除故障 請洽當地供應商

螢幕顯示	說 明	解決方法
顯示故障碼	可能為偶發性故障	關閉儀器 30 秒後再重開
E00	限定的時間內,沒有穩定的的結果 1. 試片故障` 2. 機版故障	* 換新試片,檢查使用期限 * 聯絡原廠公司 1.a. 檢查試片期效 1.b. 換新試片，重新測量
E01-E05	發光裝置或電子裝置故障或髒污	* 關掉儀器清潔之 * 聯絡原廠公司
E06	不穩定的空白值,機器 可能太冷	* 關機使機器達到室溫 * 若無法解決,聯絡原廠公司
E07	電池電壓過低	更換電池或使用變壓器
E08	試片夾內阻塞	* 檢查是否依使用方法連接之 * 聯絡原廠公司
E09-E30	發光裝置或電子裝置故障或髒污	* 關掉主機清潔之 * 聯絡原廠公司

螢幕顯示	說 明	解決方法
E35	最新測量值儲存錯誤,直到整個紀錄被刪除,E35 錯誤碼不會消除	* 不需動作 * 若儲存問題無法解決聯絡原廠公司
HHH	數據超出 22.2mmo/L(400mg/dl)	* 需更換其他範圍機型
No characters on the display 無顯示	* 無電源 * 未使用外接電源,也沒裝電池 * 機體故障	* 檢查之電源供應器和接頭 * 檢查電線 * 更換電池 * 聯絡原廠公司
The display gives erroneous characters 顯示錯誤字母	* 顯示器故障 * 微處理器故障	* 聯絡原廠公司
The display shows “ ” 顯示	* 需換電池 * 假使外接電源,變壓器故障或電路板故障	* 換電池 * 檢查變壓器
The display does not switch from “ ” and “GLU” to three flashing dashes and “ ” (ready for easuring) 顯示螢幕無法從 和 GLU 跳到 “ _ _ _ ”	* 電磁感應器故障 * 試片匣的磁鐵遺失了	* 聯絡原廠公司

螢幕顯示	說 明	解決方法
Measurements on control material out of range-either too HIGH or to LOW 控制材料不在範圍內-太高 太低	1. 試片過期或不當之儲存 2. 試片匣發光裝置髒污 3. 不在室溫下,控制不良 4. 氣泡於試片內 5. 發光體髒 6. 此不適用紅喜 201+ 血糖機 7. 校正點不正確 8. 控制管不在保存期或不當儲存	1. 檢查保存期限及儲存環境 2. 用新試片重測 3. 確認控制藥水混合均至於室溫內 4. 檢查氣泡 5. 清潔之 6. 僅可使用 Hemocue 專用之控制 7. 聯絡原廠公司 8. 控制器使用期限及標有條件重新測試
Measurements on patient samples are higher or lower than anticipated 測量 sample 不在範圍內過高 或過低	1. 試片過期或不當之儲存 2. 發光眼髒 3. 氣泡於試片內 4. 發光裝置髒 5. 校正點不正確,被更改過	1. 檢查保存期限及儲存環境 2. 用新試片重測 3. 是否有氣泡 4. 以清潔棒清潔 5. 聯絡原廠公司

製造廠名稱：Hemocue AB

製造廠地址：Kuvettgatan 1, 26223 ÄNGELHOLM Sweden

藥商名稱：傳永有限公司

藥商地址：台北縣新莊市五權一路 5 號 8 樓之 7