

EGSF 系列 圆盘粉碎机

使用说明书

上虞市宏兴机械仪器制造有限公司

冶金行业煤、焦炭、烧结实验仪器定点生产企业

上虞市宏兴机械仪器制造有限公司

地址：浙江上虞市道墟屯南工业区
电话：0575-82588043 82589735
公司网址：www.hxjxyq.com
网上直营店：www.hxinstrument.com

邮编：312368
传真：0575-82581522
电子信箱：hxjxyq@126.com
旗下网站：www.soso528.com

上虞市宏兴机械仪器有限公司忠告用户

- 1、 请专人操作使用本仪器，并留意注意事项。
- 2、 请按规范要求，对仪器进行定期保养。
- 3、 操作使用前，请详细、认真阅读使用说明书。
- 4、 本仪器采用三相四线制供电方式，即 380V 电源加零线。

多谢合作！

在上虞市宏兴机械仪器有限公司，客户服务是每个制造产品的重要组成部分。

鉴于此，特汇编以下信息方便用户。

EGSF 系列圆盘粉碎机

型 号	EGSF Φ 150	EGSF Φ 175	EGSF Φ 200	EGSF Φ 250	EGSF Φ 300
磨盘直径（毫米）	Φ 150	Φ 175	Φ 200	Φ 250	Φ 300
给料粒度（毫米）	≤2	≤3	≤5	≤6	≤8
出料粒度（目）	120-325	120-325	120-325	120-200	120-200
生产量（公斤/小时）	20	25	30	50	80
电动机功率（千瓦）	1.1	1.1	2.2	3	3
重量（公斤）					

圆盘粉碎机主要用于中等硬度矿石粉碎，是冶金、地质、建材化工等行业实验室或化验室中的主要设备。

本机器主要是由机体、底座、主轴、活动盘、固定盘、端盖上盖及料斗等构成。经三角带将动力传给皮带轮带动主轴旋转，使活动盘固定盘相对运动，从而使试样粉碎。出料粒度可通过大小手轮，主轴等调整磨盘间隙达到控制粒度的目的。

安装及使用注意事项

1. 试车前必须检查各紧固件是否旋紧，用手转动皮带轮是否灵活，发现不正常应予以排除方可试车。
2. 开车时不得使两磨盘抵紧，以防启动困难。
3. 试样硬度不可超过中等硬度，否则影响磨盘的耐磨性。
4. 发现粉碎的物料通过调节机构的调整仍达不到技术要求，则应考虑磨盘间隙的调整，调整磨盘的平行度。

合格证明书

产品名称 圆盘粉碎机

型号规格 EGSF 系列

出厂编号

检验员工

上虞市宏兴机械仪器制造有限公司

本仪器经检验合格准予出厂

上虞市宏兴机械仪器制造有限公司