



Zebra TC5X-HC清洁和消毒指南

TC52-HC移动数据终端基于非常成功的TC51-HC, 增加了新的平台和新的功能, 为当今的医疗工作者提供了终极设备。您可以获得终极用户体验——Android的简单性, 以及员工在每次轮班期间提供最高质量患者护理所需的所有功能。

介绍

TC5X-HC的设计使其在医疗工作环境中表现出色, 尤其是针对临床协作进行了优化, 所有这些都是在由业界最具耐受性的医用级塑料制成的外壳中实现的。这些产品的设计能够经受反复的清洁和消毒。

正如临床医生在医疗环境中使用的其他设备一样, TC5X-HC应进行清洁和消毒, 以降低医疗相关感染(HAIs) 和微生物传播的风险。

本文件提供清洁或消毒TC5X-HC时使用的指南, 旨在保护Zebra产品并优化其性能。其中包含Zebra认证用于TC5X-HC设备的清洁剂列表。

严格遵循制造商有关如何使用其产品以实现预期效率的产品清洁和消毒指南至关重要。

清洁和消毒指南

- 关闭和/或断开设备与AC/DC电源的连接。
- 为避免损坏设备或附件，只能使用为TC5X-HC指定的经认证的清洁和消毒剂。
- 严格遵循制造商有关经批准的清洁和消毒剂的指南，了解如何适当和安全地使用其产品。
- 使用蘸了批准的清洁或消毒剂的预湿擦拭布或者柔软无菌布（未湿）。切勿将化学药剂直接喷洒或倾倒在设备上。
- 使用湿润的棉签清洁狭小区域。务必清除棉签残留的棉屑。
- 不要让液体堆积。
- 让设备风干，或用无绒布或毛巾擦干后使用。重新通电前，确保电气触点完全干燥。

经Zebra认证可用于TC5X-HC设备的清洁和消毒剂

医疗行业使用的清洁剂很多，其中一些含有对TC5X-HC设备有害的成分。因此，仅使用以下Zebra认证的的清洁和消毒剂至关重要。

注意：应严格遵循并且不得超过下表中规定的任何溶液百分比。

警告：化学药剂的组合可能对用户和设备都有害，禁止这样做。始终遵循批准清洁剂的制造商所提供的安全指南以及 Zebra 清洁指南，确保安全处理和使用。

针对基于漂白剂的消毒剂的特别注意事项

3% 双氧水和 97% 水溶液	Medipal 酒精湿巾
10%漂白剂（次氯酸钠 0.55%）和 90%溶液*	Metrex CaviWipes
91%异丙醇和9%水溶液	Metrex CaviWipes 1消毒湿巾
Azowipe	PDI Easy Screen® 清洁湿巾
Bruhin BruTab 6S 消毒片*	PDI Sani-Cloth AF3 杀菌一次性湿巾
Clinell 通用消毒湿巾	PDI Sani-Cloth 漂白杀菌一次性湿巾*
Clorox Dispatch 医院清洁消毒巾（含漂白剂）*	PDI Sani-Cloth HB Sani-杀菌一次性湿巾
Clorox Formula 409 玻璃和表面清洁剂	PDI Sani-Cloth Plus 一次性杀菌布
Clorox Healthcare 漂白杀菌湿巾*	PDI Super Sani-Cloth 杀菌湿巾
Clorox Healthcare 双氧水湿巾	Progressive Products Wipes Plus
Clorox Healthcare 多面 Quat 酒精湿巾	Sani 专业消毒多面湿巾
Diversey D10 浓缩洗涤剂消毒剂	Sani-Hands® 手部即时消毒湿巾
Diversey Dimension 256 中性消毒清洁剂	SC Johnson Windex 原装玻璃清洁剂（含 Ammonia-D）
Diversey Oxivir Tb 湿巾	Spartan Hepacide Quat II
Diversey Virex II 256 一步消毒清洁剂	Sterets Alcowipe
Metrex CaviCide	Steris Coverage Plus 杀菌表面湿巾
Metrex CaviCide1	Veridien Viraguard消毒湿巾

* 不适用于充电座

在Zebra TC5X-HC上使用未经认证的清洁剂或消毒剂可能导致产品损坏，并可能导致保修失效。

基于漂白剂的清洁剂未被批准用于充电座。众所周知，漂白剂产品会非常快地腐蚀金属。避免让任何含漂白剂的清洁剂接触TC5X-HC上的触点。如果电气触点接触漂白剂，必须使用水或异丙醇彻底清除。

针对洗手液的特别注意事项

一些洗手液包含可能损害设备的成份。操作设备和充电座之前，手必须完全干燥，以防止损坏设备。

额外定期深度清洁维护

通过定期和全面清洁，清除日常使用中自然堆积的污垢，确保您的Zebra TC5X-HC设备和底座始终保持良好工作状态。建议每月进行深度清洁维护。

1. TC5X HC深度清洁说明

步骤

- 使用硬毛刷，用力刷TC5x设备的顶部和底部音频格栅10-20秒
- 要进行最彻底和完整的音频格栅清洁，请使用以下方法：
 - 准备一份由洗洁精（Dawn, Palmolive牌）和水组成的清洁溶液。
 - 使用硬毛刷，将刷子浸入清洗液中，然后反复擦洗TC5X的顶部和底部音频格栅。
 - 用力擦洗音频格栅，同时改变毛刷的角度。擦洗的目的是清除音频格栅槽中的细小污垢。一定要擦洗整个音频格栅。不要忽略最左侧和最右侧的音频格栅。
 - 反复擦洗每个音频格栅（顶部和底部）约30秒。格栅上应该有肥皂泡。
 - 用清水擦洗顶部和底部格栅，清除清洁剂。
 - 保持设备直立，使水从设备中流出，远离显示屏。
 - 使用挤压瓶或干净的湿刷子将少量水涂在清洁的格栅区域。
 - 用干纸巾擦拭设备，去除设备上的所有水。
 - 如果可能的话，用压缩空气除去格栅上多余的水分。确保将设备中的湿气吹向远离显示屏的方向。
 - 如果没有压缩空气，让设备自然风干。如果格栅潮湿，音频质量将受到影响，但格栅完全干燥后将恢复正常。

2. 扫描窗

- 请使用镜头布或其他适用于眼镜等光学材料表面的材质来擦拭扫描窗

3. 充电触点

- 将棉签带棉球的一端浸入异丙醇中。
- 轻轻用棉签带棉球的一端在 Zebra 设备的接头触点上回来擦拭。
- 用棉签带干棉球的一端在 Zebra 设备接头触点上回来擦拭。
- 仔细检查并清除接头上留下的棉屑或其他残留物。
- 使用异丙醇后请风干设备，或用无绒布或毛巾擦干然后使用。重新通电前，确保电气触点完全干燥。

4. 充电座和电池充电器

- 请从充电座或充电器拆下电源线。
- 将棉签带棉球的一端浸入异丙醇中。
- 用棉签带棉球的一端沿着接头的针脚轻轻擦拭。从接头的一面到另一面缓慢地来回移动棉签。
- 用棉签带棉球的一端擦拭接头的表面。
- 将管/喷嘴指向离表面约1/2英寸 (12.7 mm) 的位置，在接头区域喷射压缩空气（注意：使用压缩空气时，请按照产品制造商的说明安全使用）。
- 如果在充电座的其他区域发现油脂或其他类型的碎屑，可使用无绒布和异丙醇或者预湿酒精湿巾清除。
- 检查并清除可能在清洁过程中附着在接头的任何残留物（例如，棉屑、碎布等）。
- 使用异丙醇后请风干设备，或用无绒布或毛巾擦干然后使用。重新通电前，确保电气触点完全干燥。

如需了解更多信息，请访问www.zebra.com/tc51-hc 和 www.zebra.com/tc52-hc



北美和公司总部
+1 800 423 0442
inquiry4@zebra.com

亚太总部
+65 6858 0722
contact.apac@zebra.com

欧洲、中东和非洲地区总部
zebra.com/locations
contact.emea@zebra.com

拉美总部
+1 847 955 2283
la.contactme@zebra.com