让生活停下一秒！

Stop life for a second

MASSAGE CHAIR

制造商：宁波洲琦健康科技有限公司

Ningbo Zhouqi Health Technology Co., Ltd



地址：浙江省慈溪市滨海经济开发区观蜃路517号
服务热线：400-0574-708
www.nb-zhouqi.com

感谢您购买本产品，使用前请仔细阅读本说明书内容

ZHOUQI

豪华智能按摩椅 极光系列S60



产品以实物为准

使用说明书



ZHOUQI 让生活停下一秒！

ZHOUQI STOP LIFE FOR A SECOND

www.nb-zhouqi.com

目 录

感谢您选购此按摩椅。使用前请仔细阅读此说明书，特别是安全事项部分，以便正确使用此按摩椅。请在阅读后将此说明书存放妥当，必要时可随时参阅。

安全说明----------2-3

产品规格----------4

产品结构----------5-6

产品安装----------7-9

控制器说明----------10

操作说明----------11-14

异常情况----------15

产品保养----------16

蓝牙连接----------17

语音控制说明----------18

快捷键图示----------19

保修卡----------20

本公司保留对产品及说明书改进的权力，如有改动恕不另行通知，产品外观以实物为准；
本册经过认真核对，但不排除可能存在印刷错漏或内容上的误解，敬请谅解，本公司保留解释权。

安全说明

警告！
在使用前请阅读所有的使用说明
此按摩椅必须使用和插头相匹配的插座。不正确的接地将会导致电击。请不要擅自改装插头和插座，务必委托专业技术人员进行检查。在使用电器产品时，为减少触电，灼伤，火灾，或人员伤害的危险，应遵守基本安全预防措施，包括以下内容：

1. 务必使用和插头相配的插座。
2. 一定要确保插头完全插入插座内, 以减少短路或火灾危险。
3. 在使用后或清洁前, 请务必及时拔掉插头。
4. 请勿在高湿度下使用该产品。
5. 请勿在室外或阳光直射的地方存放或使用本产品。
6. 如果在使用过程中突然停电, 请立即将开关拔至OFF的位置, 且拔掉插头, 以免来电时损坏。
7. 本产品若电线潮湿或损坏时请勿操作按摩椅。
8. 请勿用湿手插入和拔掉插头, 以免发生意外。
9. 当小孩, 伤残人士, 行动不便者在按摩椅附近或使用按摩椅时, 一定要有人在场看护。
10. 只能将本产品用于本说明书中阐述的用途。
11. 不要使用非供应商提供的配件。
12. 不要在小腿架上站, 坐或跳, 以免造成伤害。
13. 请勿试图坐在扶手或靠背上, 以免按摩椅发生倾倒从而导致意外。
14. 按摩过程中请勿进入睡眠状态。
15. 请经常保持按摩椅的清洁, 避免将其他物体插入按摩椅的缝隙中。
16. 请勿直接通过拉扯电源线来移动按摩椅
17. 请确保当降低小腿或靠背时, 其下方无其他物体, 特别是小孩。
18. 请在每次使用前, 检测按摩椅靠背绒布等处是否有异常裂缝。
如有异常, 请勿使用并及时联系供应商售后服务中心。
19. 本产品仅为居家使用而设计的。
20. 当您无法确定自己是否能使用按摩椅时, 请咨询医师。

产品保修卡

请仔细填写以下资料并妥善保存

客户及产品资料			
产品名称		产品型号	
购买者姓名		联系电话	
联络地址			
产品编号			

产品保修记录		
保修日期	保修内容	备注

✻ 温馨提示：保修卡涂改作废、遗失不补。

制造商：宁波洲琦健康科技有限公司
Ningbo Zhouqi Health Technology Co.,Ltd
地址：浙江省慈溪市滨海经济开发区观澜路517号

保修卡注意事项

尊敬的用户：


您好！感谢您选购洲琦的产品和服务，为了是我们的服务让您更满意，购买产品后请认真阅读并妥善保存。

1.我司对售出的产品出现非人为因素的产品质量问题实行“三年保修”的服务政策。凡购买洲琦产品的顾客，只需凭交易记录或者保修卡即可享受三年免费主机保修的售后服务。

2.以下情况不属于免费保修范围，若需我司提供维修服务，将酌情收取配件费用以及维修费用：

1）超出保修期的产品；
2）皮革以及外壳等易人为损坏部分；
3）未经我司允许情况下改造/拆装或维修发生故障；
4）保修凭证的型号与商品实物不相符合；
5）未按照使用说明要求使用/维护/保管而造成的破坏；
6）自然灾害等不可抗力因素造成的损坏。

快捷键图示



安全说明

21. 为避免因使用此按摩椅而导致不适或伤害，以下人士使用本产品前请先咨询医师。
    *患有恶性肿瘤者
    *患有心脏病者
    *孕妇、产妇或月经期者
    *需要安静修养者
    *正在接受治疗者
    *有背部疾病者，颈椎异常或扭曲者。
22. 如在使用过程中觉得疼痛，请立即停止使用，如果在使用过程中受到损伤，请立即就医。
23. 请勿按摩红肿或发炎的皮肤。
24. 本产品仅为家庭提供舒适的按摩享受，并非专业的按摩医疗器械，因此不能代替专业的治疗。
25. 建议每天使用按摩椅的时间为30分钟，按摩同一部位不宜超过15分钟，否则过度按摩会导致适得其反的效果，而且长时间使用会导致按摩椅过热并缩短产品使用寿命。
26. 请勿在喷气体或输氧的环境中使用本产品。
27. 12岁以下儿童不适宜用本产品。

警告：

* 本产品忌用者：身体上、感觉上、精神上有缺陷者、或者缺乏经验知识者。除非他们得到了在对其安全负责的人关于该产品使用的监护或指导。
* 儿童应受到监督以确保其不会玩耍本按摩椅。
* 如果电源软线损坏，必须用专用软线或从其制造厂或维修部买到专用组件来更换。
* 器具表面发热。对热不敏感的人使用必须注意。

产品规格

产品名称：豪华智能按摩椅

产品型号：S60

额定频率：50HZ/60HZ

额定电压： AC220V

额定功率：200w

安全设计：I类

净重： 103KG

毛重： 118KG

产品尺寸：1600 *790 *1230mm

语音控制功能

可以通过以下命令词，让按摩椅执行指令操作详情如下：

语音命令	命令执行回答	自动程序名称	
小琦小琦	请说,主人	全身按摩	椅上瑜伽
(开启/关闭)按摩椅	好的,正在执行	颈肩护理	中式按摩
(暂停/继续)按摩	好的,正在执行	美背SPA	运动辅助
靠背(高/低)一点	好的,正在执行	提臀美腿	轻柔舒缓
小腿(高/低)一点	好的,正在执行	腿足舒缓	暖身助眠
(开启/关闭)加热	好的,正在执行	总裁释压	御宅充电
脚部(伸/缩)一点	好的,正在执行	女王尊享	泰式拉筋
(开启/关闭)腿部按摩	好的,正在执行	天伦养生	脊椎呵护
(开启/关闭)脚部滚轮	好的,正在执行	白领专享	酸痛改善
速度(快/慢)一点	好的,正在执行	独处时光	深层按摩
充气(强/弱)一点	好的,正在执行	执行回答:好的,正在执行	


蓝牙链接

产品开机后蓝牙自动打开，打开手机选择蓝牙名称（ZQ-S60）输入密码“6666”即可匹配链接，后打开音乐软件可播放音乐，因手机型号不同可能会导致蓝牙名称乱码或者无法搜索到，出现此类情况请联系售前客服。




产品结构

按摩椅主体（正面）




产品结构


按摩椅主体（背面）



产品保养



* 后盖、扶手、小腿按摩架等塑料件以及输气管等处的脏物请用浸泡在中性洗涤剂中的棉布，将其拧干擦拭，带全部擦清后，再用干布仔细擦拭。
* 控制器、电源盒或其他部件处的脏物，请用干布擦拭
* 背垫、枕头垫处的脏物，先请用蘸有中性洗涤剂的布擦拭，然后用湿布擦拭，最后放在通风处自然干燥。
* 脚腿布套处的脏物，请拉开拉链将布套拆下，用中性洗涤剂清洗，晾干后重新安装在小腿的塑料架内。



*清洁按摩椅时，必须拔掉电源插头。此外，请勿用湿的手触碰电源插头。
*请勿用水清洁按摩椅。
*请勿用吹风筒来吹干按摩椅上的汗水
*请勿用汽油、稀释剂、碱性洗剂、漂白剂等等。

异常情况

如果发生异常的情况，为了防止事故，请停止使用并拔掉电源插头。如果以下处理方法仍然无效，请联络售后服务中心。

序号	现象	可能原因	处理方法
1	动作中出现“咻咻”、“嗒嗒”的声音	马达正常工作时发出的正常声音或按摩球与布套之间摩擦的声音	无需任何处理
2	无法开机	电源插头没有插好	插好电源插头
		电源开关未开	将电源开关打在“开”的位置上
		按摩椅的保险丝损坏	如损坏则更换同型号的保险丝
3	小腿不能自由升降	检查小腿是否有异物卡住	去掉异物
		检查连接线是否松动	插拔连接线
4	按摩时突然复位	机器受到过度压力	减轻压力
		按摩时间到	插拔连接线
5	控制器失灵	控制器程序保护	关闭电源重新开机

如果进行了上述处理还有异常现象，请与当地经销商联络，要求维修保养。

提示：切勿擅自对产品进行拆卸维修，如因此造成的产品损坏或人员伤害，本公司概不负责！谢谢合作。

产品安装


安装地点

*本按摩椅采用省空间设计

*按摩椅周边的安全距离:请在有充足空间的位置放置本产品

*小腿架的最高点与最低点之间的水平距离应该大于30厘米

*与电视,收音机等视听设备保持1米以上的距离,以防止产生信号干扰



产品安装

整机调整

*利用控制器将靠背架放至到极限位置，将小腿升到最高位置并生出至最长位操作前要确保按摩椅四周有充足的空间。

*测试各项功能无误后，使按摩椅完全复位，关闭电源开关。



就坐之前

*小腿按摩架升起的情况下切勿就坐.

切勿突然使小腿架承受过大的压力，否则可能损坏机械结构.

操作说明

*按摩椅使用结束后，请关闭电源开关，并将电源插头拔离电源插座。

*为了避免儿童不小心启动按摩椅而造成意外事故，在不使用按摩椅时应关闭电源开关，然后将电源插头拔离电源插座。

*若长时间不使用，请将按摩椅收藏好。



不要将按摩椅放置在潮湿的地方(如浴室)以免机器受潮产生漏电.



不要将按摩椅放置在高温源附近(如火炉),以免引起火灾或皮质受损.



本按摩椅属于I类电器,必须使用三芯电源插座,请确认电源插座上的地线以良好的接地,以免在使用的过程中由于漏电而产生点等不良后果.

操作说明



进入功能设置界面之后，您可以调节
“脚部滚轮” “腿部滚轮”
“温热可开启/关闭”

点击进入综合调节界面您可以以选择
“音乐” “音乐同步” “灯光” “结束复位”
“播报” “防夹开关”

进入其他选项界面之后，您可以选择语言选择
“休眠时间”调节休眠时间长短
“背光”调节显示屏亮度
“音乐”调节音乐音量大小
“语音” “蓝牙” “按键音”



点击进入手动按摩程序
共12种自动程序可供选择分别为：
揉捏1、揉捏2、拍打1、拍打2、指压、揉敲1、揉敲2、推拿、敲击、3D1、3D2、提抓1、提抓2。



进入自动程序界面之后，您可以调整
“3D” “按摩时间” “机芯速度” “气压力度”
“滚轮部位” “温热理疗”



进入坐姿调整界面之后，您可按住
“躺仰” “起身” “抬腿” “降腿” “缩脚”
“缩脚”按钮进行坐姿手动调节，
也可选择“零重力” “看电视” “阅读”三种预设坐姿。



首页进入我的收藏即可选择你加入的按摩程序。


产品安装

移动方法

*产品底部备有脚轮可以轻松移动。

*将靠背升至最高关闭电源开关并拔下插头。

*如图所示将产品前半部抬起，利用脚轮移动到想要的位置。



切勿在载人的情况下搬动产品.

抬动产品时，因产品较重建议至少4人同时抬动

控制器说明



打开电源进入开机界面。



进入首页 共有7个选项分别为：
“自动程序” “手动程序” “坐姿调整”
“体感按摩” “收藏” “健康检测”
“设置” “音乐切换”



点击自动程序进入大应用模块分别为：
“精选推荐” “健康养护” “应用场景”
“特色程序” “活力进阶”



点击精选推荐进入自动按摩程序
共3种自动程序可供选择分别为：
“全身按摩” “中式按摩”
“脊椎呵护”



选择自动按摩程序后，将进行体型检测，
为了您更舒适的按摩请将头部放在靠枕上，
尽量坐至靠椅最深处。
可以选择全身检测，肩位检测，手动检测。



体型检测完毕之后将进行肩位检测调节
长按上下键手动调节肩部位置，点击
“OK”快捷确认肩部位置。

注：如果防夹触发时，手控器蜂鸣器持续性“滴滴滴”响，按手控器脚伸按键解除。

操作说明



点击健康养护进入自动按摩程序
共5种自动程序可供选择分别为：
“全身按摩” “颈肩护理” “美背 SPA”
“提臀美腿” “腿足舒缓”



点击应用场景进入自动按摩程序
共5种自动程序可供选择分别为：
“总裁释压” “女王尊享” “天伦养生”
“白领专享” “独处时光”





点击特色程序进入自动按摩程序
共5种自动程序可供选择分别为：
“椅上瑜伽” “中式按摩” “运动辅助”
“轻柔舒缓” “暖身助眠”




点击活力进阶进入自动按摩程序
共5种自动程序可供选择分别为：
“御宅充电” “泰式拉伸” “脊椎呵护”
“酸痛改善” “深层按摩”









选择健康检测,进入健康检测，请保持坐姿，并将食指置于健康模块(传感器)，直到测试完，以下为检查出的疲劳数据，已根据您的疲劳度检测结果推荐以下自动按摩程序您可以根据受力情况调节机芯力度及气压力度等附加功能。