

コロプラスト ウロロジー総合カタログ

Interventional Urology 事業部



Ostomy Care
Continence Care
Wound & Skin Care
Interventional Urology

製造販売元
コロプラスト株式会社

ウロロジー製品
問い合わせ窓口 ☎ 0120-77-0466 <http://www.coloplast.co.jp>

本社 〒102-0074 東京都千代田区九段南2-1-30 イタリア文化会館ビル TEL. 03-3514-4141(代表) FAX. 03-3514-4188



本カタログは再生紙を使用しています




0 400000 005751

制作年月: 2022年4月/M1000-1

Listening & Responding

コロプラストは1957年にデンマークの訪問看護師エリーゼ・ソーレンセンの優れた着想、
世界初の Disposable Stoma Bag の発明を端緒として誕生したグローバルヘルスケア企業です。
現在世界で、以下の4つの領域で製品開発、製造、販売を行っています。

- ストーマケア: ストーマ関連製品
- ウンドケア: 創傷管理製品
- コンチネンスケア: 失禁管理製品
- インターベンショナルウロロジー: 泌尿器関連製品



Urology General Catalog Contents

エンドウロロジー製品

■ 尿管アクセスシース リトレース	5
リトレース®/ダイレーター	5
リトレース®	5
■ ポルジェス ダブルループ尿管ステント	7
ボルテック ハイドロコーティング	9
ボルテック	9
シリコーン	13
イマジン ハイドロコーティング	15
バイオソフト デュオ	17
バイオソフト デュオ マルチレンクスハイドロコーティング	17
腎盂尿管移行部(UPJ)ステント パイアロステント	19
尿管狭窄用ステント ステノステント	19
■ ポルジェス シングルループ尿管ステント ボルテック	19
■ ポルジェス 結石除去用バスケットカテーテル	21
ドルミヤ® No-Tip/フロント	21
ドルミヤ® N. stone®	23
■ ポルジェス ネフロストミーカテーテルセット ネフロード	25
造設セット	25
カテーテルセット	25
交換セット	27
アクセサリー	27
■ ガイドワイヤー	29
シャイロ®ガイドワイヤー	29
ボルジェス 親水性ガイドワイヤー ダイモンガイドワイヤーII	29
ガイドワイヤー(セルディング)	29
■ ポルジェス 尿管カテーテル	31
フラッシュカテーテル	31
逆行性尿管腎盂造影(RUP)用カテーテル	31
ドレナージ用カテーテル	31
■ ユニバーサルコネクター	33
■ K-Box®	33

下部尿路系製品

■ ポルジェス 膀胱穿刺カテーテルセット	35
シストドレイン インテグラル(造設セット&交換セット)	35
シストドレイン(造設セット&交換セット)	37
ユリスティル(造設セット&交換セット)	39
■ 膀胱留置用バルーンカテーテル	41
フォリシル®カテーテル	41
フォリシル®カテーテル 小児用	41
フォリシル®カテーテル	43
■ ポルジェス エックスフロー カテーテル	45
前立腺カテーテル	45
ネオブラダー	45
■ ボーニー	47
■ Elephant®	47

消化器系カテーテル

■ 胆道チューブ ベディネリ・アリアンカテーテル	49
■ エスキヤット胆嚢管カテーテル	49

製品番号に*がついているものは受注発注品です。
在庫や納期につきましては、弊社担当者又はお客様センターへお問い合わせください。

カタログ中の「関連する手技料」の出典

- 診療報酬の算定方法の一部を改正する件(告示) 令和4年厚生労働省告示第54号
- 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について 保医発0304第1号 令和4年3月4日

カタログ中の「償還価格」の出典


- 特定保険医療材料及びその材料価格(材料価格基準)の一部を改正する件(告示) 令和4年 厚生労働省告示第58号
- 特定保険医療材料の材料価格算定に関する留意事項について 保医発0304第9号 令和4年3月4日

エンドウロロジー製品


- 尿管アクセスシース リトレース®
リトレース®/ダイレーター
リトレース®
- ポルジェス ダブルループ尿管ステント
ボルテック ハイドロコーティング
ボルテック
シリコーン
イマジン ハイドロコーティング
バイオソフト デュオ
バイオソフト デュオ マルチレンクスハイドロコーティング
腎盂尿管移行部(UPJ)ステント パイアロステント
尿管狭窄用ステント ステノステント
- ポルジェス シングルループ尿管ステント ボルテック
- ポルジェス 結石除去用バスケットカテーテル
ドルミヤ® No-Tip/フロント
ドルミヤ® N. stone®
- ポルジェス ネフロストミーカテーテルセット ネフロード
造設セット
カテーテルセット
交換セット
アクセサリー
- ガイドワイヤー
シャイロ®ガイドワイヤー
ボルジェス 親水性ガイドワイヤー ダイモンガイドワイヤーII
ガイドワイヤー(セルディング)
- ポルジェス 尿管カテーテル
フラッシュカテーテル
逆行性尿管腎盂造影(RUP)用カテーテル
ドレナージ用カテーテル
- ユニバーサルコネクター
- K-Box®

リトレース®の特徴


ワンステップで
ワーキングワイヤーが
セイフティワイヤーに



ダイレーター先端部には
ガイドワイヤー離脱用の
切れ目入り



0.035インチ又は0.038
インチのガイドワイヤーの
挿入可能
挿入による尿管損傷リス
クを軽減するための先端
テーパ加工
側孔つきダイレーター



シース外側表面の親水性
コーティングが導入を容易
にします



尿の色がわかりやすい白色
のハブ
人間工学に基づいたハブ形
状で片手操作が可能
固定穴に糸をかけて、ドレー
プへの固定が可能



ガイドワイヤーの有無に
かかわらず確実に造影剤
を注入するためのルアー
ロックコネクター

ポルジェス 尿管アクセスシース リトレース®

リトレース® / ダイレーター

- セイフティワイヤーを残すことによる安全性向上
- 両端が8Fr、10Fr及び12Fr、14Frの2本のダイレーター




	製品番号	シース内径 (Fr)		シース外径 (Fr)	シース有効長 (cm)	ダイレーター径 (Fr)	包装単位 (セット/箱)	メーカー希望小売価格	一般的名称・クラス分類など
リトレース/ダイレーター	ASXD10	10		12	28	8/10 ・ 12/14	1	39,000円	販売名 尿管アクセスシース リトレース/ダイレーター 一般的名称 経皮泌尿器用カテーテル JMDNコード 70264000 償還区分 135尿管拡張用カテーテル(1)尿管・尿道用 償還価格 39,000円 略称 尿管拡張カテ・尿管・尿道 クラス分類 II 医療機器認証番号 225ADBZX00186000
	ACXD10				35				
	AXXD10				45				
	ALXD10*				55				
	ASXD12	12		14	28				
	ACXD12				35				
	AXXD12				45				
	ALXD12*				55				

※受注発注品

ポルジェス 尿管アクセスシース リトレース®

リトレース®



	製品番号	シース内径 (Fr)		シース外径 (Fr)	シース有効長 (cm)	ダイレーター径 (Fr)	包装単位 (セット/箱)	メーカー希望小売価格	一般的名称・クラス分類など
リトレース	ACXL10*	10		12	35	-	1	16,750円	販売名 尿管アクセスシース リトレース 一般的名称 自然開口向け単回使用内視鏡用拡張器 JMDNコード 38821001 クラス分類 I 医療機器届出番号 13B1X00067000004
	AXXL10*				45				
	ACXL12	12		14	35				
	AXXL12				45				

※受注発注品

材料価格算定上の留意事項
135尿管拡張用カテーテル
ガイドワイヤーは、別に算定できない。

関連する手技料

- K781 経尿道的尿管結石除去術
 1. レーザーによるもの 22,270点
 2. その他のもの 14,800点


(実施上の留意事項)

◇経尿道的尿管結石除去術は、腎結石症、腎盂結石症又は尿管結石症に対して経尿道的に内視鏡を腎、腎盂又は尿管内に挿入し、電気水圧衝撃波、弾性衝撃波、超音波又はレーザー等により結石を破碎し、バスケットワイヤーカテーテル等を用いて摘出する場合に算定する。ただし、透視下にバスケットワイヤーカテーテルのみを用いて碎石を行わず結石の摘出のみを行った場合は、K798膀胱結石、異物摘出術の「1」に準じて算定する。(手技料についての最終判断は支払基金にお問い合わせください。)

コネクタブル(接続型)プッシャーの特徴

ポルジェス独自のコネクタブルプッシャーが安全かつスムーズな挿入を実現


ステントと接続しているため、腎盂内でのステントのループ位置の調整が簡単にでき、確実にスムーズな留置が可能




コネクタブルプッシャーの使用方法

1. ステントとコネクタブルプッシャーの接続

尿管ステントをガイドワイヤーに通し、続いてコネクタブルプッシャーを挿入し、ガイドワイヤー上で両者を接続します。



2. ステントとプッシャーの分離




内筒を抜いて、外筒のみをシンプルプッシャーとしても使用可能です。

尿管ステントの特徴


ボルテック ハイδροコーティング

- 親水性コーティングを施し、操作性と安定性を追求
- ダブルレイヤー(二重構造)により患者さんの違和感を軽減しつつ、スムーズな挿入が可能



ボルテック

- 適度な腰とガイドワイヤーのすべり易さを実現し、留置が容易
- X線不透過性が高く、ステント位置の確認が容易




バイオソフト デュオ

- ダブルレイヤー(二重構造)により、ステント表面は柔軟性があり、患者さんの違和感を軽減しつつ、内腔は滑りがよく、スムーズな挿入が可能



バイオソフト デュオ マルチレンジスハイδροコーティング

- 親水性コーティングつきですので、スムーズな挿入が可能
- 膀胱側マルチレンジスループにより、1本のステントで22cm~28cmの長さの選択が可能



シリコン/イマジン ハイδροコーティング

- 優れた柔軟性により、患者さんの違和感を緩和
- 生体適合性が高く、長期留置が可能
- 柔らかい素材で刺激を軽減
- シリコン素材なので生体適合性が高い



尿管狭窄用ステント(シリコン製)


- パイロステント 腎盂尿管移行部(UPJ)狭窄用ステント 腎盂側直線部が側孔なしの12Frの太径
- ステノステント 直線部は側孔なしの12Frの太径で、尿管の圧迫による狭窄を改善



ボルジェス ダブルループ尿管ステント

ボルテック ハイδροコーティング

- 親水性コーティングによりスムーズな挿入を実現
- X線不透過性により、留置位置の確認が可能



ボルテック ハイδροコーティング
尿管カテーテル シャイロガイドワイヤー付


セット内容

- 尿管ステント(22~30cm)
- コネクタブルプッシャー(40cm)
- シャイロガイドワイヤー(先端柔軟部9cm)
- 尿管カテーテル
- クランプ(4.8Frにのみ添付)

ボルジェス ダブルループ尿管ステント

ボルテック 直線部側孔なし

- 適度な腰とガイドワイヤーの滑りやすさを実現し、留置が容易
- X線不透過性が高く、ステント位置の確認が容易



ボルテック 標準セット

標準セット セット内容

- 尿管ステント(24~30cm)
- コネクタブルプッシャー
- PTFEコーティングガイドワイヤー(先端柔軟部5cm)
- クランプ(4.8Frにのみ添付)

	製品番号	先端形状		外径 (Fr)	長さ (cm)	ガイドワイヤー (inch×cm)	尿管カテーテル (Fr×cm)	包装単位 (セット/箱)	メーカー希望小売価格	一般的名称・クラス分類など	
尿管カテーテル シャイロガイドワイヤー付	BCFW47	腎側オープン/ 膀胱側オープン		4.8	22	0.035×150	4.8×73	1	15,200円	販売名 一般的名称 JMDNコード 償還区分 償還価格 略称 クラス分類 医療機器承認番号 ボルテック ハイδροコーティング 長期使用尿管用チューブステント 34926003 035尿管ステントセット (1)一般型①標準型 15,200円 尿管ステント一般I Ⅲ 22400BZX00475000	
	BCFW43				24						6×73
	BCFW44				26						
	BCFW45				28						
	BCFW67				22						
	BCFW63			24							
	BCFW64			26							
	BCFW65			28							
	BCFW66			30							
	BCFW77			22							
	BCFW73			24							
	BCFW74			26							
	BCFW75			28							
	BCFW76*			30							

4.8Frは糸なし
※受注発注品

関連する手技料
 ●K783-2 経尿道的尿管ステント留置術 3,400点
 ●K783-3 経尿道的尿管ステント抜去術 1,300点
 (実施上の留意事項)
 ◇内視鏡検査に係る費用は所定点数に含まれ、別に算定できない。
 ◇K783-2経尿道的尿管ステント留置術とK783-3経尿道的尿管ステント抜去術を併せて行った場合は、主たるもののみ算定する。
 (手技料についての最終判断は支払基金にお問い合わせください。)

材料価格算定上の留意事項
 035.尿管ステントセット
 (1)尿管ステントセットは24時間以上体内留置した場合に算定できる。
 (2)外科的手術により尿管の再建を行う場合に算定できる。
 (3)ガイドワイヤーは、別に算定できない。


	製品番号	先端形状		外径 (Fr)	長さ (cm)	ガイドワイヤー (inch×cm)	尿管カテーテル (Fr×cm)	包装単位 (セット/箱)	メーカー希望小売価格	一般的名称・クラス分類など	
直線部側孔なし コネクタブルプッシャー 標準セット	ACB763	腎側オープン/ 膀胱側オープン		6	24	0.035×150	-	1	15,200円	販売名 一般的名称 JMDNコード 償還区分 償還価格 略称 クラス分類 医療機器承認番号 ボルジェス尿管ステント 長期使用尿管用チューブステント 34926003 035尿管ステントセット (1)一般型 ①標準型 15,200円 尿管ステント一般I Ⅲ 21000BZY00591000	
	ACB764				26						
	ACB765				28						
	ACB773			24	7						26
	ACB774			28							
	ACB775*			30							
	ACB776*			24	8						26
	ACB783			28							
	ACB784			28							
	ACB785			30							
	ACB786			30							

※受注発注品


ボルジェス ダブルループ尿管ステント

ボルテック

- 適度な腰とガイドワイヤーの滑りやすさを実現し、留置が容易
- X線不透過性が高く、ステント位置の確認が容易



ボルテック 尿管カテーテル付 標準セット



ボルテック 標準セット

標準セット セット内容

- 尿管ステント(12~30cm)
- コネクタブルプッシャー(40cm)
- PTFEコーティングガイドワイヤー(先端柔軟部5cm)
- クランプ(4.8Frにのみ添付)

関連する手技料

- K783-2 経尿道的尿管ステント留置術 3,400点
- K783-3 経尿道的尿管ステント除去術 1,300点
(実施上の留意事項)
- ◇内視鏡検査に係る費用は所定点数に含まれ、別に算定できない。
- ◇K783-2経尿道的尿管ステント留置術とK783-3経尿道的尿管ステント除去術を併せて行った場合は、主たるもののみ算定する。
(手技料についての最終判断は支払基金にお問い合わせください。)

材料価格算定上の留意事項

- 035.尿管ステントセット
- (1)尿管ステントセットは24時間以上体内留置した場合に算定できる。
- (2)外科的手術により尿管の再建を行う場合に算定できる。
- (3)ガイドワイヤーは、別に算定できない。


	製品番号	先端形状	外径 (Fr)	長さ (cm)	ガイドワイヤー (inch×cm)	尿管カテーテル (Fr×cm)	包装単位 (セット/箱)	メーカー希望小売価格	一般的名称・クラス分類など
尿管カテーテル付 標準セット	ACB2C3	腎側オープン/ 膀胱側オープン	4.8	24	0.035×150	4.8×73	1	15,200円	販売名 一般的名称 JMDNコード 償還区分 償還価格 略称 クラス分類 医療機器承認番号 ボルジェス尿管ステント 長期使用尿管用チューブステント 34926003 035尿管ステントセット (1)一般型 ①標準型 15,200円 尿管ステント一般I III 21000BZY00591000
	ACB2C4			26					
	ACB2C5			28					
	ACB263		6	24					
	ACB264			26					
	ACB265			28					
	ACB266*		30						
	ACB273		7	24					
	ACB274			26					
	ACB275*			28					
	ACB283		8	24					
	ACB284			26					
	ACB285			28					
尿管カテーテル付 ガイドワイヤーなし	ACB4C3*	腎側オープン/ 膀胱側オープン	4.8	24	-	4.8×73	1	15,200円	販売名 一般的名称 JMDNコード 償還区分 償還価格 略称 クラス分類 医療機器承認番号 ボルジェス尿管ステント 長期使用尿管用チューブステント 34926003 035尿管ステントセット (1)一般型 ①標準型 15,200円 尿管ステント一般I III 21000BZY00591000
	ACB4C4*			26					
	ACB463*			24					
	ACB464		6	26					
	ACB465*			28					
	ACB473			24					
	ACB474		7	26					
ACB475*	28								
標準セット	ACB1C0	腎側オープン/ 膀胱側オープン	4.8	12	0.035×150	-	1	15,200円	販売名 一般的名称 JMDNコード 償還区分 償還価格 略称 クラス分類 医療機器承認番号 ボルジェス尿管ステント 長期使用尿管用チューブステント 34926003 035尿管ステントセット (1)一般型 ①標準型 15,200円 尿管ステント一般I III 21000BZY00591000
	ACB1C1			16					
	ACB1C2			20					
	ACB1C7			22					
	ACB1C3			24					
	ACB1C4			26					
	ACB1C5*			28					
	ACB162		6	20					
	ACB167			22					
	ACB163			24					
	ACB164			26					
	ACB165			28					
	ACB166			30					
	ACB172*		7	20					
	ACB177			22					
	ACB173*			24					
	ACB174*			26					
	ACB175*			28					
	ACB176*			30					
	ACB183		8	24					
	ACB184*			26					
	ACB185*			28					
	ACB186*			30					
ACBM53*	腎側オープン/ 膀胱側オープン	4.8		24	-	-	1	15,200円	販売名 一般的名称 JMDNコード 償還区分 償還価格 略称 クラス分類 医療機器承認番号 ボルジェス尿管ステント 長期使用尿管用チューブステント 34926003 035尿管ステントセット (1)一般型 ①標準型 15,200円 尿管ステント一般I III 21000BZY00591000
ACBM55*			28						
ACBM67*			22						
ACBM63*		6	24						
ACBM64			26						
ACBM65*			28						
ACBM66*		30							
ACBM73*		7	24						
ACBM74			26						
ACBM75*			28						
ACBM76*			30						

4.8Frは糸なし
※受注発注品

ボルジェス ダブルループ尿管ステント

シリコーン

- 優れた柔軟性により、患者さんの違和感を緩和
- 生体適合性が高く、長期留置が可能
- X線不透過性により、留置位置の確認が可能



シリコーン 標準セット

標準セット セット内容

- 尿管ステント(16~30cm)
- コネクタブルプッシャー
- PTFEコーティングガイドワイヤー(先端柔軟部5cm)

	製品番号	先端形状	外径 (Fr)	長さ (cm)	ガイドワイヤー (inch×cm)	包装単位 (セット/箱)	メーカー希望 小売価格	一般的名称・クラス分類など
標準セット	AJ4261	腎側オープン/ 膀胱側オープン	6	16	0.035×150	1	15,200円	販売名 一般的名称 JMDNコード 償還区分 償還価格 略称 クラス分類 医療機器承認番号 ボルジェ ウレテラルステント 長期使用尿管用チューブステント 34926003 035尿管ステントセット (1)一般型 ①標準型 15,200円 尿管ステント一般I Ⅲ 20300BZY00963000
	AJ4262			20				
	AJ4263			24				
	AJ4264			26				
	AJ4265			28				
	AJ4266*			30				
	AJ4271*		16					
	AJ4272		20					
	AJ4273		24					
	AJ4274		26					
	AJ4275		28					
	AJ4276		30					
	AJ4281		16					
	AJ4282		20					
	AJ4283		24					
	AJ4284		26					
	AJ4285		28					
	AJ4286*		30					
ガイドワイヤーなし	AJ4161	腎側クローズ/ 膀胱側クローズ	6	16	-	1	15,200円	
	AJ4163*			24				
	AJ4164*			26				
	AJ4165*			28				
	AJ4171		16					
	AJ4173		24					
	AJ4174*		26					
	AJ4175*		28					
	AJ4176*		30					
	AJ4CD3		24					
直線部側孔なし コネクタブルプッシャー 標準セット	AJ4CD4	腎側オープン/ 膀胱側オープン	6	26	0.035×150	1	15,200円	
	AJ4CD5*			28				
	AJ4CE3			24				
	AJ4CE4		26					
	AJ4CF3*		24					
直線部側孔なし コネクタブルプッシャー 標準セット	AJ4U74	腎側オープン/ 膀胱側オープン	7	26	0.035×150	1	15,200円	
	AJ4U75			28				
	AJ4U85*			28				

※受発注品

関連する手技料
 ●K783-2 経尿道的尿管ステント留置術 3,400点
 ●K783-3 経尿道的尿管ステント抜去術 1,300点


(実施上の留意事項)
 ◇内視鏡検査に係る費用は所定点数に含まれ、別に算定できない。
 ◇K783-2経尿道的尿管ステント留置術とK783-3経尿道的尿管ステント抜去術を併せて行った場合は、主たるもののみ算定する。
 (手技料についての最終判断は支払基金にお問い合わせください。)

材料価格算定上の留意事項
 035尿管ステントセット
 (1)尿管ステントセットは24時間以上体内留置した場合に算定できる。
 (2)外科的手術により尿管の再建を行う場合に算定できる。
 (3)ガイドワイヤーは、別に算定できない。

ボルジェス ダブルループ尿管ステント

イマジン ハイδροコーティング

- 柔らかい素材で刺激を軽減
- シリコン素材なので生体適合性が高い
- 親水性コーティングにより高い操作性



イマジン ハイδροコーティング 標準セット

標準セット セット内容

- 尿管ステント(16~30cm)
- コネクタブルプッシャー

	製品番号	先端形状	外径(Fr)	長さ(cm)	包装単位 (セット/箱)	メーカー希望 小売価格	一般的名称・クラス分類など
標準セット	BCHJ61	腎側オープン/ 膀胱側オープン	6	16	1	15,200円	販売名 シリコンハイδροコーティング 一般的名称 長期使用尿管用チューブステント JMDNコード 34926003 償還区分 035尿管ステントセット (1)一般型 ①標準型 償還価格 15,200円 略称 尿管ステント一般1 クラス分類 III 医療機器承認番号 23100BZX00046000
	BCHJ62			20			
	BCHJ67			22			
	BCHJ63			24			
	BCHJ64			26			
	BCHJ65			28			
	BCHJ66		30				
	BCHJ71		7	16			
	BCHJ72			20			
	BCHJ77			22			
	BCHJ73			24			
	BCHJ74			26			
	BCHJ75			28			
	BCHJ76*		30				
	BCHJ81		8	16			
	BCHJ82			20			
	BCHJ83			24			
	BCHJ84			26			
BCHJ85	28						
BCHJ86	30						

※受発注品


<p>関連する手技料</p> <ul style="list-style-type: none"> ●K783-2 経尿道的尿管ステント留置術 3,400点 ●K783-3 経尿道的尿管ステント抜去術 1,300点 	<p>(実施上の留意事項)</p> <ul style="list-style-type: none"> ◇内視鏡検査に係る費用は所定点数に含まれ、別に算定できない。 ◇K783-2経尿道的尿管ステント留置術とK783-3経尿道的尿管ステント抜去術を併せて行った場合は、主たるもののみ算定する。(手技料についての最終判断は支払基金にお問い合わせください。)
--	--

<p>材料価格算定上の留意事項</p> <p>035.尿管ステントセット</p> <ul style="list-style-type: none"> (1)尿管ステントセットは24時間以上体内留置した場合に算定できる。 (2)外科的手術により尿管の再建を行う場合に算定できる。 (3)ガイドワイヤーは、別に算定できない。

ボルジェス ダブルループ尿管ステント

バイオソフト デュオ

- ダブルレイヤー(二重構造)により、ステント表面は柔軟性があり、患者さんの違和感を軽減しつつ、内腔はすべりがよく、スムーズな挿入が可能



バイオソフトデュオ 尿管カテーテル付 標準セット

標準セット セット内容


- 尿管ステント(12~30cm)
- コネクタブルプッシャー
- PTFEコーティングガイドワイヤー(先端柔軟部5cm)

ボルジェス ダブルループ尿管ステント

バイオソフト デュオ

マルチレングスハイドロコーティング

- 親水性コーティングつきですので、スムーズな挿入が可能
- 膀胱側マルチレングスループにより、1本のステントで22cm~28cmの長さの選択が可能



バイオソフトデュオ マルチレングス 標準セット

標準セット セット内容

- 尿管ステント(22~28cm)
- コネクタブルプッシャー(BNGA58/68/78はシンプルプッシャー)
- PTFEコーティングガイドワイヤー(先端柔軟部5cm)
- クランプ(シンプルプッシャーのみ)

	製品番号	先端形状		外径 (Fr)	長さ (cm)	ガイドワイヤー (inch×cm)	尿管カテーテル (Fr×cm)	包装単位 (セット/箱)	メーカー希望 小売価格	一般的名称・クラス分類など
尿管カテーテル付 標準セット	BCAM40*	腎側オープン/ 膀胱側オープン		4.8	12	0.035×150	4.8	1	15,200円	販売名 ボルジェス尿管ステントⅢ 一般的名称 長期使用尿管用チューブステント JMDNコード 34926003 償還区分 035尿管ステントセット (1)一般型 ①標準型 償還価格 15,200円 略称 尿管ステント一般I クラス分類 Ⅲ 医療機器承認番号 21600BZY00606000
	BCAM41*				16					
	BCAM42*				20					
	BCAM47*				22					
	BCAM43				24					
	BCAM44				26					
	BCAM45			28						
	BCAM46*			30						
	BCAM63			24						
	BCAM64			26						
	BCAM65			28						
	BCAM73			24						
	BCAM74			26						
	BCAM75			28						
標準セット	BCAA62*	腎側オープン/ 膀胱側オープン		6	20	0.035×150	-	1	15,200円	販売名 ボルジェス尿管ステントⅢ 一般的名称 長期使用尿管用チューブステント JMDNコード 34926003 償還区分 035尿管ステントセット (1)一般型 ①標準型 償還価格 15,200円 略称 尿管ステント一般I クラス分類 Ⅲ 医療機器承認番号 21600BZY00606000
	BCAA67				22					
	BCAA63*				24					
	BCAA64				26					
	BCAA65*				28					
	BCAA66*				30					
	BCAA72*			20						
	BCAA77			22						
	BCAA73			24						
	BCAA74			26						
	BCAA75*			28						
	BCAA76			30						
	BCAA84			26						
	BCAA85*			28						
	BCAA86*			30						
	BCAA94			26						
	BCAA95*			28						
	BCAA96*			30						

*受注発注品

	製品番号	先端形状		外径 (Fr)	長さ (cm)	ガイドワイヤー (inch×cm)	尿管カテーテル (Fr×cm)	包装単位 (セット/箱)	メーカー希望 小売価格	一般的名称・クラス分類など
標準セット	BCGA58	腎側オープン/ 膀胱側オープン		4.8	22-28	0.035×150	-	1	15,200円	販売名 ボルジェス尿管ステントⅢ バイオソフトデュオ マルチレングス 長期使用尿管用チューブステント JMDNコード 34926003 償還区分 035尿管ステントセット (1)一般型 ①標準型 償還価格 15,200円 略称 尿管ステント一般I クラス分類 Ⅲ 医療機器承認番号 22800BZX00411000
	BCGA68			6						
	BCGA78			7						
	BNGA58*			4.8						
	BNGA68*			6						
	BNGA78*			7						

*受注発注品

関連する手技料

- K783-2 経尿道的尿管ステント留置術 3,400点
- K783-3 経尿道的尿管ステント抜去術 1,300点

(実施上の留意事項)
 ◇内視鏡検査に係る費用は所定点数に含まれ、別に算定できない。
 ◇K783-2経尿道的尿管ステント留置術とK783-3経尿道的尿管ステント抜去術を併せて行った場合は、主たるもののみ算定する。
 (手技料についての最終判断は支払基金にお問い合わせください。)

材料価格算定上の留意事項


035尿管ステントセット
 (1)尿管ステントセットは24時間以上体内留置した場合に算定できる。
 (2)外科的手術により尿管の再建を行う場合に算定できる。
 (3)ガイドワイヤーは、別に算定できない。

ボルジェス ダブルループ尿管ステント

シリコン製 **パイアロステント**

腎盂尿管移行部 (UPJ) ステント

- 腎盂側直線部(8cm)が側孔なしの12Frの太径



パイアロステント 標準セット

	製品番号	先端形状	外径 (Fr)		長さ (cm)	ガイドワイヤー (inch×cm)	包装単位 (セット/箱)	メーカー希望小売価格	一般的名称・クラス分類など	
			ループ、その他直線部	腎盂側直線部						
パイアロステント 標準セット	AJ4Y84	腎側オープン/ 膀胱側オープン	8	12	26	0.035×150	1	21,600円	販売名 一般名称 JMDNコード 償還区分 償還価格 略称 クラス分類 医療機器承認番号	ボルジェ ウレテラルステント 長期使用尿管用チューブステント 34926003 035尿管ステントセット (3)エンドバイロミー用 21,600円 尿管ステントエンドバイロミー Ⅲ 20300BZY00963000
	AJ4Y85				28					
	AJ4Y86*				30					

※受注発注品

標準セット セット内容


- 尿管ステント(26~30cm)
- コネクタブルプッシャー
- PTFEコーティングガイドワイヤー(先端柔軟部5cm)

ボルジェス ダブルループ尿管ステント

シリコン製 **ステノステント**

尿管狭窄用ステント

- 直線部全体が側孔なしの12Frの太径で、尿管の圧迫による狭窄を改善



ステノステント 標準セット

	製品番号	先端形状	外径 (Fr)		長さ (cm)	ガイドワイヤー (inch×cm)	包装単位 (セット/箱)	メーカー希望小売価格	一般的名称・クラス分類など	
			ループ部	直線部						
ステノステント 標準セット	AJ4W81*	腎側オープン/ 膀胱側オープン	8	12	16	0.035×150	1	21,600円	販売名 一般名称 JMDNコード 償還区分 償還価格 略称 クラス分類 医療機器承認番号	ボルジェ ウレテラルステント 長期使用尿管用チューブステント 34926003 035尿管ステントセット (3)エンドバイロミー用 21,600円 尿管ステントエンドバイロミー Ⅲ 20300BZY00963000
	AJ4W83				24					
	AJ4W84				26					
	AJ4W85				28					
	AJ4W86*				30					

※受注発注品

標準セット セット内容

- 尿管ステント(16~30cm)
- コネクタブルプッシャー
- PTFEコーティングガイドワイヤー(先端柔軟部5cm)


<p>関連する手技料</p> <ul style="list-style-type: none"> ●K783-2 経尿道的尿管ステント留置術 3,400点 ●K783-3 経尿道的尿管ステント抜去術 1,300点 	<p>(実施上の留意事項)</p> <ul style="list-style-type: none"> ◇内視鏡検査に係る費用は所定点数に含まれ、別に算定できない。 ◇K783-2経尿道的尿管ステント留置術とK783-3経尿道的尿管ステント抜去術を併せて行った場合は、主たるもののみ算定する。(手技料についての最終判断は支払基金にお問い合わせください。)
--	--

<p>材料価格算定上の留意事項</p> <p>035尿管ステントセット</p> <p>(1)尿管ステントセットは24時間以上体内留置した場合に算定できる。</p> <p>(2)外科的手術により尿管の再建を行う場合に算定できる。</p> <p>(3)ガイドワイヤーは、別に算定できない。</p>

ボルジェス シングルループ尿管ステント

ボルテック

- 挿入位置が確認しやすいマーキング付き
- 適切なドレナージを確保するサイドホール付き
- 腎側ループがステントの移動を防止
- 素材にダブルループ尿管ステントと同じボルテックを使用することで高い生体適合性を保有



シングルループ尿管ステント ボルテック

側孔部位	製品番号	腎側端形状	外径 (Fr)	長さ (cm)	ガイドワイヤー (inch×cm)	包装単位 (本/箱)	メーカー希望小売価格	一般的名称・クラス分類など	
ループ及びシャフト部	AC4406	クローズ	6	90	0.035×150	1	7,900円	販売名 一般名称 JMDNコード 償還区分 償還価格 略称 クラス分類 医療機器承認番号	ボルジェス尿管ステント 短期使用尿管用チューブステント 34926022 035尿管ステントセット (2)外瘻用 ①腎盂留置型 ア)標準型 7,900円 尿管ステント外瘻I II 21000BZY00591000
	AC4407*		7						
	AC4408*		8						
	ACA206	オープン	6						
	ACA207		7						
	ACA208		8						
ループのみ	ACA106	オープン	6						
	ACA107		7						
	ACA108		8						

※受注発注品

セット内容

- シングルループ尿管ステント(90cm)
- ウロバッグ用コネクタ
- PTFEコーティングガイドワイヤー(先端柔軟部5cm)
- クランプ

<p>関連する手技料</p> <ul style="list-style-type: none"> ●K790 尿管皮膚瘻造設術 14,200点 <p>(手技料についての最終判断は支払基金にお問い合わせください。)</p>

ドルミヤ® No-Tip、フロントの特徴

バスケット 形状記憶に優れたニチノール合金採用

シース PTFEコーティングで摩擦を抑え、スムーズな操作が可能

ハンドル 優れたトルク性、人間工学に基づいたデザインで片手操作及び着脱可能

ポルジェス 結石除去用バスケットカテーテル


ドルミヤ® No-Tip 軟性鏡用

- チップレスデザインにより低侵襲的に結石へのアプローチが可能
- 4本のワイヤーバスケット構造で腎杯における結石の効果的な捕捉と除去を実現
- 柔軟性に富んだシースは軟性鏡湾曲部の最大屈曲角度に対応
- 1.5Frタイプは灌流量や視野を大きく改善、さらに妥協のない軟性鏡操作が可能



ドルミヤ No-Tip EXN934

	製品番号	外径 (Fr)	長さ (cm)	バスケット外径 (mm)	包装単位 (セット/箱)	メーカー希望小売価格	一般的名称・クラス分類など
軟性鏡用	EXN934	1.5	120	9	1	32,300円	販売名: ドルミヤ No-Tip.N.stone 一般的名称: 尿管結石除去用チューブ及びカテーテル JMDNコード: 70263000 償還区分: 137腎・尿管結石除去用カテーテルセット 償還価格: 32,300円 略称: なし クラス分類: II 医療機器認証番号: 225ADBZX00091000
	EXN734	2.2		11			




ルアーコネクタあり

ポルジェス 結石除去用バスケットカテーテル


ドルミヤ® フロント 軟性鏡用

- グラスパーのように正面に対して大きく開口
- 2種類の大きさのバスケットがあり、それぞれの開口時のバスケットの外径は8mmと11mm
- 耐久性を保証するためにポリエステル製のシュリンクチューブ付きで補強された先端



ドルミヤ フロント DOG158

	製品番号	外径 (Fr)	長さ (cm)	バスケット外径 (mm)	包装単位 (セット/箱)	メーカー希望小売価格	一般的名称・クラス分類など
軟性鏡用	DOG158	1.5	120	8	1	32,300円	販売名: ドルミヤ フロント 一般的名称: 尿管結石除去用チューブ及びカテーテル JMDNコード: 70263000 償還区分: 137腎・尿管結石除去用カテーテルセット 償還価格: 32,300円 略称: なし クラス分類: II 医療機器認証番号: 303ACBZX00015000
	DOG151			11			
	DOG208	2		8			
	DOG201			11			



●ルアーコネクタは入っていません

関連する手技料

- K781 経尿道的尿路結石除去術
 1. レーザーによるもの 22,270点
 2. その他のもの 14,800点

(実施上の留意事項)

◇経尿道的尿路結石除去術は、腎結石症、腎盂結石症又は尿管結石症に対して経尿道的に内視鏡を腎、腎盂又は尿管内に挿入し、電気水圧衝撃波、弾性衝撃波、超音波又はレーザー等により結

石を破砕し、バスケットワイヤーカテーテル等を用いて摘出する場合に算定する。ただし、透視下にバスケットワイヤーカテーテルのみを用いて砕石を行わず結石の摘出のみを行った場合は、K798膀胱結石、異物摘出術の「1」に準じて算定する。

●K798 膀胱結石、異物摘出術

- 1. 経尿道的手術 8,320点

(実施上の留意事項)

◇内視鏡検査に係る費用は所定点数に含まれ、別に算定できない。

●K798-2 経尿道的尿管凝血除去術(バスケットワイヤーカテーテル使用) 8,320点

(実施上の留意事項)

◇内視鏡検査に係る費用は所定点数に含まれ、別に算定できない。(手技料についての最終判断は支払基金にお問い合わせください。)

材料価格算定上の留意事項

137腎・尿管結石除去用カテーテルセット
ガイドワイヤーは、別に算定できない。

ドルミヤ® No-Tip、N.stone® の特徴

バスケット 形状記憶に優れたナイチノール合金採用

シース PTFEコーティングで摩擦を抑え、スムーズな操作が可能

ハンドル 優れたトルク性、人間工学に基づいたデザインで片手操作及び着脱可能

ポルジェス 結石除去用バスケットカテーテル

ドルミヤ® No-Tip 硬性鏡用

- チップレスバスケット構造で低侵襲的な結石へのアプローチと同時に、効率的な結石捕捉が可能
- 遠位端の花模様を施した4本のツイストワイヤーは結石や破片の捕捉を容易に



ドルミヤ No-Tip EXN434

	製品番号	外径 (Fr)	長さ (cm)	バスケット外径 (mm)	包装単位 (セット/箱)	メーカー希望小売価格	一般的名称・クラス分類など
硬性鏡用	EXN434	3	90	14	1	32,300円	販売名 一般的名称 JMDNコード 償還区分 償還価格 略称 クラス分類 医療機器認証番号 ドルミヤ No-Tip,N.stone 尿管結石除去用チューブ及びカテーテル 70263000 137腎・尿管結石除去用カテーテルセット 32,300円 なし II 225ADBZX00091000



●ルアーコネクタは入っていません

ポルジェス 結石除去用バスケットカテーテル

ドルミヤ® N.stone® 硬性鏡用

- 形状記憶に優れたナイチノール製バスケット
- 4本のヘリカルワイヤー構造
- 組織を傷付けにくいチップ付き



ドルミヤ N.stone

	製品番号	外径 (Fr)	長さ (cm)	バスケット外径 (mm)	包装単位 (セット/箱)	メーカー希望小売価格	一般的名称・クラス分類など
硬性鏡用	EXT624	2.5	90	12.5	1	32,300円	販売名 一般的名称 JMDNコード 償還区分 償還価格 略称 クラス分類 医療機器認証番号 ドルミヤ No-Tip,N.stone 尿管結石除去用チューブ及びカテーテル 70263000 137腎・尿管結石除去用カテーテルセット 32,300円 なし II 225ADBZX00091000
	EXT424*	3		15			
	EXT224*	4		15			



※受注発注品

●ルアーコネクタは入っていません

関連する手技料

- K781 経尿道的尿路結石除去術
 1. レーザーによるもの 22,270点
 2. その他のもの 14,800点

(実施上の留意事項)

◇経尿道的尿路結石除去術は、腎結石症、腎盂結石症又は尿管結石症に対して経尿道的に内視鏡を腎、腎盂又は尿管内に挿入し、電気水圧衝撃波、弾性衝撃波、超音波又はレーザー等により結

石を破碎し、バスケットワイヤーカテーテル等を用いて摘出する場合に算定する。ただし、透視下にバスケットワイヤーカテーテルのみを用いて砕石を行わず結石の摘出のみを行った場合は、K798膀胱結石、異物摘出術の「1」に準じて算定する。

●K798 膀胱結石、異物摘出術

- 1. 経尿道的手術 8,320点

(実施上の留意事項)

◇内視鏡検査に係る費用は所定点数に含まれ、別に算定できない。

●K798-2 経尿道的尿管凝血除去術(バスケットワイヤーカテーテル使用) 8,320点

(実施上の留意事項)

◇内視鏡検査に係る費用は所定点数に含まれ、別に算定できない。(手技料についての最終判断は支払基金にお問い合わせください。)

材料価格算定上の留意事項

137腎・尿管結石除去用カテーテルセット
ガイドワイヤーは、別に算定できない。

ネフロードの特徴

カテーテル

- 腰の強さと適度な柔らかさのボルテック
- X線高不透過
- 形状保持能力が高く、折れ曲がりにくい




接続チューブ

- 可動式ルアーコネクターにより、カテーテルのキンクを防止



インナースタイレット

- スタイレットを入れやすく、ループに優しい



ピールアウェイシース付きダイレーター

- ピールアウェイシースにより、カテーテルがよりスムーズに挿入可能




ポルジェス ネフロストミーカテーテルセット

ネフロード

- 必要な器材がワンパッケージに入った腎瘻造設セット

Jチップカテーテル 造設セット&カテーテルセット



ネフロード Jチップカテーテル ピールアウェイシース付造設セット RJA212

造設セット セット内容(Jチップカテーテル・マレコーカテーテル共通)

- カテーテル ● カテーテルスタイレット
- チバニードル(18、22G) ● ガイドワイヤー
- ダイレーター ● 固定用マフ ● 活栓 ● 接続チューブ

カテーテルセット セット内容(Jチップカテーテル・マレコーカテーテル共通)

- カテーテル ● カテーテルスタイレット
- 固定用マフ ● 活栓 ● 接続チューブ

	製品番号	カテーテル			ガイドワイヤー			チバニードル		ダイレーター				包装単位	メーカー希望小売価格	償還価格	一般的名称・クラス分類など			
		外径 (Fr)	長さ (cm)	スタイレット	総数 (本/セット)	タイプ	長さ (inch×cm)	総数 (本/セット)	外径 (G)	ピールアウェイシース付ダイレーター	シングルダイレーター	総数(本/セット)	内径 (Fr)					総数(本/セット)	外径 (Fr)	
Jチップカテーテル ピールアウェイシース付 造設セット	RJA208	8	29	メタル	1	セルティンガー	0.038×80	2	22	1	9	1	6	1	23,430円	16,030円	販売名 ポルジェス ネフロストミー カテーテルセット 短期的使用 腎瘻用カテーテル JMDNコード クラス分類 II 医療機器承認番号 10735002 21600BZY00321000			
	RJB208*					シューラー	0.035×100											11	2	6.8
	RJA210					セルティンガー	0.038×80											13	3	6.8、10
	RJA212					セルティンガー	0.038×80											13	3	6.8、10
Jチップカテーテル 造設セット	RJA006	8	29	メタル	1	セルティンガー	0.038×80	2	18	-	-	3	6.8、10	1	23,430円	17,820円	販売名 ポルジェス ネフロストミー カテーテルセット 短期的使用 腎瘻用カテーテル JMDNコード クラス分類 II 医療機器承認番号 10735002 21600BZY00321000			
	RJA108					シューラー	0.035×100											5	6.8、10、 12、14	
	RJB108					セルティンガー	0.038×80											5	6.8、10、 12、14	
	RJA110					セルティンガー	0.038×80											5	6.8、10、 12、14	
	RJA112					セルティンガー	0.038×80											5	6.8、10、 12、14	
Jチップカテーテルセット	RJA114	14	32.5																	
	RCJ006	6	29	メタル	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	28,500円 (@5,700)	28,500円 (@5,700)	販売名 ポルジェス ネフロストミー カテーテルセット 短期的使用 腎瘻用カテーテル JMDNコード クラス分類 II 医療機器承認番号 10735002 21600BZY00321000			
	RCJ007*																	7		
	RCJ108																	8		
	RCJ109*																	9		
	RCJ110																	10		
RCJ112	12																			
RCJ114	14	32.5																		

※受注発注品

保険償還

区分	償還価格(1本あたり)
198ドレナージカテーテル	5,700円
031腎瘻又は膀胱瘻用材料(1)腎瘻用カテーテル②マレコ型	5,870円
031腎瘻又は膀胱瘻用材料(3)ダイレーター①シースあり	2,490円
031腎瘻又は膀胱瘻用材料(3)ダイレーター②シースなし	2,140円
197ガイドワイヤー	1,880円
031腎瘻又は膀胱瘻用材料(4)穿刺針	1,910円

※Jチップカテーテル：ドレナージカテーテル
ピールアウェイシース付ダイレーター：ダイレーター①シースあり
シングルダイレーター：ダイレーター②シースなし
チバニードル：穿刺針

算定の例【RJA210】

	本数	償還価格
ドレナージカテーテル	1	5,700円
腎瘻・ダイシースあり	1	2,490円
腎瘻・ダイシースなし	2	2,140円
ガイドワイヤー	1	1,880円
腎瘻・穿刺針	2	1,910円
計		18,170円

材料価格算定上の留意事項

- 腎瘻又は膀胱瘻用材料
- 腎瘻用カテーテルは、腎瘻術又はカテーテル交換術を行う際、24時間以上体内留置した場合に算定できる。
- いずれの材料も、原則として1個を限度として算定する。2個以上算定する場合は、その詳細な理由を診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。


関連する手技料

- K775 経皮的腎(腎盂)瘻造設術 13,860点
(実施上の留意事項)
◇手術に伴う画像診断及び検査の費用は算定しない。
(手技料についての最終判断は支払基金にお問い合わせください。)

ボルジェス ネフロストミーカテーテルセット

ネフロード

マレコーカテーテル 造設セット&カテーテルセット



ネフロード マレコーカテーテル ピールアウェイシース付造設セット RMA214

ボルジェス ネフロストミーカテーテルセット

ネフロード

交換セット&アクセサリ

保険償還

区分	償還価格(1本あたり)
198ドレナーシカテーテル	5,700円
031腎瘻又は膀胱瘻用材料(1)腎瘻用カテーテル②マレコ型	5,870円
031腎瘻又は膀胱瘻用材料(3)ダイレター①シースあり	2,490円
031腎瘻又は膀胱瘻用材料(3)ダイレター②シースなし	2,140円
197ガイドワイヤー	1,880円
031腎瘻又は膀胱瘻用材料(4)穿刺針	1,910円

※ピールアウェイシース付ダイレター：ダイレター①シースあり
シングルダイレター：ダイレター②シースなし
チバニードル：穿刺針

算定の例【RMA212】

	本数	償還価格
腎瘻・膀胱瘻カテマレコ	1	5,870円
腎瘻・ダイシースあり	1	2,490円
腎瘻・ダイシースなし	3	2,140円
ガイドワイヤー	1	1,880円
腎瘻・穿刺針	2	1,910円
	計	20,480円

材料価格算定上の留意事項

- 腎瘻又は膀胱瘻用材料
- 腎瘻用カテーテルは、腎瘻術又はカテーテル交換術を行う際、24時間以上体内留置した場合に算定できる。
- いずれの材料も、原則として1個を限度として算定する。2個以上算定する場合は、その詳細な理由を診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。

	製品番号	カテーテル			ガイドワイヤー			チバニードル		ダイレター				包装単位	メーカー希望小売価格	償還価格	一般的名称・クラス分類など		
		外径 (Fr)	長さ (cm)	スタイレット	総数 (本/セット)	タイプ	長さ (inch×cm)	総数 (本)	外径 (G)	ピールアウェイシース付ダイレター 総数(本) 内径(Fr)	シングルダイレター 総数(本) 外径(Fr)								
マレコーカテーテル ピールアウェイシース付 造設セット	RMA208	8	35	メタル	1	セルディング	0.038×80	2	22 18	1	9	1	6	1 (セット/箱)	23,990円	16,200円	販売名 ボルジェス ネフロストミー カテーテルセット 短期的使用 腎瘻用カテーテル JMDNコード 10735002 クラス分類 II 医療機器承認番号 21600BZY00321000		
	RMA210	10									11	2	6.8			18,340円			
	RMA212	12	36	プラスチック							13	3	6.8、10			20,480円			
	RMA214	14									15	4	6.8、10、12			22,620円			
マレコーカテーテル 造設セット	RMA108	8	35	メタル	-	-	-	-	-	-	3	6.8、10	5 (セット/箱)	29,350円 (@5,870)	29,350円	22,270円			
	RMA110	10									5	6.8、10、12、14							
	RMA112	12	36	プラスチック															
	RMA114	14																	
マレコーカテーテルセット	RCM008	8	35	メタル	-	-	-	-	-	-	-	-	5 (セット/箱)	29,350円 (@5,870)	29,350円				
	RCM010*	10																	
	RCM012	12	36	プラスチック															
	RCM014	14																	

※受注発注品

関連する手技料

●K775 経皮的腎(腎盂)瘻造設術 13,860点

(実施上の留意事項)

◇手術に伴う画像診断及び検査の費用は算定しない。(手技料についての最終判断は支払基金にお問い合わせください。)

	製品番号	ガイドワイヤー			ダイレター				外径(G)	包装単位	メーカー希望小売価格	償還価格	一般的名称・クラス分類など	
		総数 (本/セット)	タイプ	(inch×cm)	ピールアウェイシース付ダイレター		シングルダイレター							
					本数	内径(Fr)	総数(本)	外径(Fr)						
ピールアウェイシース付 交換セット	EX010AS*	1	Jチップセルディング	0.038×80	1	11	2	6.8	-	1 (セット/箱)	8,650円	8,650円	販売名 ボルジェス ネフロストミー カテーテルセット 短期的使用 腎瘻用カテーテル JMDNコード 10735002 クラス分類 II 医療機器承認番号 21600BZY00321000	
	EX010DS*		ストレートセルディング	0.035×150										
	EX010BS*		Jチップシューラー	0.035×100										
	EX010ES*		ストレートシューラー	0.035×100										
交換セット	EX010A3	1	Jチップセルディング	0.038×80	-	-	3	6.8、10	-	1 (セット/箱)	8,300円	8,300円	販売名 ボルジェス ネフロストミー カテーテルセット 短期的使用 腎瘻用カテーテル JMDNコード 10735002 クラス分類 II 医療機器承認番号 21600BZY00321000	
	EX010D3		ストレートセルディング	0.035×150										
	EX010B3		Jチップシューラー	0.035×100										
	EX010E3*		ストレートシューラー	0.035×100										
	EX014A		Jチップセルディング	0.038×80										
	EX014D		ストレートセルディング	0.035×150										
	EX014B		Jチップシューラー	0.035×100										
EX014E*	ストレートシューラー	0.035×100												
ピールアウェイシース付 ダイレター	RBC008	1	-	-	1	9	1	6	-	5 (セット/箱)	30,000円 (@6,000)	23,150円 (@4,630)	販売名 ボルジェス ネフロストミー カテーテルセット 短期的使用 腎瘻用カテーテル JMDNコード 11254000 クラス分類 II 医療機器承認番号 21600BZY00321000	
	RBC010										11	2		6.8
ダイレター	RBA008*	-	-	-	-	-	1	-	-	5 (セット/箱)	15,000円 (@3,000)	10,700円 (@2,140)	販売名 ボルジェス ネフロストミー カテーテルセット 短期的使用 腎瘻用カテーテル JMDNコード 11254000 クラス分類 II 医療機器承認番号 21600BZY00321000	
	RBA010*										8			
	RBA012*										10			
	RBB010										12			
	RBB014										3	6.8、10		45,000円 (@9,000)
チバニードル	RAC022	-	-	-	-	-	-	-	22	5 (本/箱)	25,000円 (@5,000)	9,550円 (@1,910)	販売名 ボルジェス ネフロストミー カテーテルセット 短期的使用 腎瘻用カテーテル JMDNコード 12727020 クラス分類 II 医療機器承認番号 21600BZY00321000	
	RAC018										18			
ガイドワイヤー	AEJ435	1	Jチップシューラー	0.035×100	-	-	-	-	-	5 (本/箱)	60,000円 (@12,000)	9,400円 (@1,880)	販売名 ボルジェス ネフロストミー カテーテルセット 短期的使用 腎瘻用カテーテル JMDNコード 35094022 クラス分類 II 医療機器承認番号 21600BZY00321000	
	AE0435*		ストレートシューラー								50,000円 (@10,000)			
	AE1138		Jチップセルディング	0.038×80							30,000円 (@6,000)	9,400円 (@1,880)		販売名 ボルジェス ネフロストミー カテーテルセット 短期的使用 腎瘻用カテーテル JMDNコード 35094022 クラス分類 II 医療機器承認番号 21600BZY00321000
	AE0C35		ストレートセルディング	0.035×150							25,000円 (@5,000)			

※受注発注品

	製品番号	長さ(cm)	包装単位	メーカー希望小売価格	一般的名称・クラス分類など		
接続チューブ	REA000	25	10 (個/箱)	30,000円 (@3,000)	一般的名称 JMDNコード	短期的使用 10735002	腎瘻用カテーテル クラス分類 II 医療機器承認番号 21600BZY00321000

シャイロ[®] ガイドワイヤー


- 独自のStranded Wire Technologyによりコシを持たせつつ自由自在なコントロールを可能にし、高トルク性を実現
- 先端部の親水性コーティングにより蛇行部位や屈曲尿管への挿入が容易
- シャフト部分のPTFEコーティングにより挿入性向上



シャイロガイドワイヤー

製品番号	先端形状	外径 (inch)	長さ (cm)	先端柔軟長 (cm)	包装単位 (本/箱)	メーカー希望小売価格	一般的名称・クラス分類など
GW35159S	ストレート	0.035	150	9	5	30,000円 (@6,000)	販売名 シャイロ ガイドワイヤー 一般的名称 非血管用ガイドワイヤ JMDNコード 35094022 償還区分 197ガイドワイヤー 償還価格 1,880円 クラス分類 II 医療機器認証番号 225ADBZX00017000

全体概略図



ポルジェス 親水性ガイドワイヤー

ダイヤモンドガイドワイヤーII


- 独自の親水性コーティング技術により、カテーテル内の摩擦抵抗を小さくし通過性と滑り易さが向上
- 加工硬化型Ni-Ti合金の芯線は優れた弾性ひずみ特性により、安定した操作が可能
- ラウンドタイプの先端形状が組織への損傷を抑え、透視下での視認性も向上



親水性ガイドワイヤー ダイヤモンドガイドワイヤーII

製品番号	先端形状	外径 (inch)	長さ (cm)	先端柔軟長 (cm)	包装単位 (本/箱)	メーカー希望小売価格	一般的名称・クラス分類など
GH32153S	ストレート	0.032	150	3	5	27,500円 (@5,500)	一般的名称 心臓・中心循環系用 カテーテルガイドワイヤ JMDNコード 35094114 クラス分類 IV 医療機器承認番号 21100BZZ00505A01 製造販売業者 シルックス株式会社
GH35153A	アングル	0.035					
GH35153S	ストレート	0.035					

サイズごとのカラーコード



ガイドワイヤー(セルディング)

- X線不透過性
- PTFEコーティング
- ストレートセルディングタイプ



ガイドワイヤー(セルディング)

製品番号	先端形状	外径 (inch)	長さ (cm)	先端柔軟長 (cm)	包装単位 (本/箱)	メーカー希望小売価格	一般的名称・クラス分類など
AE0032*	ストレート	0.032	150	5	5	25,000円 (@5,000)	販売名 セルディングガイドワイヤー 一般的名称 非血管用ガイドワイヤ JMDNコード 35094022 償還区分 197ガイドワイヤー 償還価格 1,880円 クラス分類 II 医療機器承認番号 231ADBZX00018000
AE0035		0.035					
AE0038*		0.038					
AE0E32*		0.032	90	-	16,000円 (@3,200)		
AE0E38*		0.038					

*受発注品

ポルジェス 尿管カテーテル

フラッシュカテーテル

- 結石のプッシュアップやガイドワイヤ挿入補助に適合
- メタルスタイレット、シリンジにフィットするルーアーロックコネクタが附属
- 推奨ガイドワイヤ径は0.038"
- X線不透過のPEBA(ポリエーテルブロックアミド)素材




逆行性尿管腎盂造影 (RUP) 用カテーテル

- 造影剤の漏れを防ぎ、効率的な造影が可能
- メタルスタイレット、シリンジにフィットするルーアーロックコネクタが附属
- X線不透過の塩化ビニール系のネオプレックス(NEOPLEX®)素材



ドレナージ用カテーテル

- 2側孔は通常のドレナージ用。
- 6側孔は特に効率の良いドレナージが要求される時に使用
- 装着済みスタイレットは、プラスチックあるいはより腰の強いメタルの2タイプ。
- シリンジに接続可能なコネクタが附属
- X線不透過の塩化ビニール系のネオプレックス(NEOPLEX®)素材
- 表面が滑らかで、肉厚が薄く内腔が広いので、最適なドレナージが可能
- 刺激が少なく、炎症などのトラブルを軽減
- カテーテル挿入時にはトルク性のある硬さを保ち、体内で徐々に柔軟性を増し、適度な硬さを維持するすぐれた温度順応性



ドレナージ用カテーテル

関連する手技料
 ●D318 尿管カテーテル法(ファイバースコープによるもの)(両側) 1,200点
 (注)膀胱尿道ファイバースコープ及び膀胱尿道鏡検査の費用は、所定点数に含まれるものとする。
 (実施上の留意事項)
 ◇尿管カテーテル法は、ファイバースコープを用いて尿管の通過障害、結石、腫瘍等の検
 索を行った場合に算定できるもので、同時に行うD317膀胱尿道ファイバースコープ及
 びD317-2膀胱尿道鏡検査を含む。なお、ファイバースコープ以外の膀胱鏡による場
 合には算定できない。
 (手技料についての最終判断は支払基金にお問い合わせください。)

	製品番号	球部外径 (Fr)	外径 (Fr)	長さ (cm)	側孔数 (ヶ)	スタイレット	包装単位 (本/箱)	メーカー希望小売価格	一般的名称・クラス分類など
フラッシュカテーテル オープンエンド	ACP205	-	4.8	73	-	メタル	5	15,000円 (@3,000)	販売名 ポルジェス尿管ステント 一般的名称 尿管向け泌尿器用カテーテル JMDNコード 34926012 クラス分類 II 医療機器承認番号 21000BZY00591000
	ACP206		6						
	ACP207		7						
	ACP208		8						
逆行性尿管腎盂造影 (RUP)用カテーテル オーバーバルブ	AC5904*	4	3	69	-	メタル	5	17,500円 (@3,500)	
	AC5905*	5	4						
	AC5906*	6	5						
	AC5907	7	6						
	AC5908*	8	7						
	AC5909	9	8						
	AC5910*	10	9						
ドレナージ用カテーテル ストレートホイッスル	AC5203*	-	3	70	2	プラスチック	10	25,000円 (@2,500)	販売名 ポルジェス尿管ステント 一般的名称 尿管向け泌尿器用カテーテル JMDNコード 34926012 クラス分類 II 医療機器承認番号 21000BZY00591000
	AC5204*		4						
	AC5205*		5						
	AC5206*		6						
	AC5207*		7						
	AC5208*		8						
	AC5503		3						
	AC5504		4						
	AC5505		5						
	AC5506		6						
	AC5507*		7						
	AC5508*		8						
	ACN603*		3						
	ACN604*		4						
	ACN605*		5						
	ACN606*		6						
ACN607*	7								
ACN608*	8								
ドレナージ用カテーテル ストレートオリーブ	AC5103*	-	3	70	2	プラスチック	10	25,000円 (@2,500)	販売名 ポルジェス尿管ステント 一般的名称 尿管向け泌尿器用カテーテル JMDNコード 34926012 クラス分類 II 医療機器承認番号 20300BZY00965000
	AC5104*		4						
	AC5105*		5						
	AC5106*		6						
	AC5107*		7						
	AC5108*		8						
	AC5403*		3						
	AC5404*		4						
	AC5405		5						
	AC5406		6						
AC5407*	7								
ドレナージ用カテーテル ストレートラウンド	AC5003*	-	3	70	2	プラスチック	10	25,000円 (@2,500)	
	AC5004*		4						
	AC5005*		5						
	AC5006*		6						
	AC5007*		7						
	AC5008*		8						
	AC5303		3						
	AC5304		4						
	AC5305		5						
	AC5306		6						
	AC5307		7						
	AC5308*		8						

*受注発注品

ユニバーサルコネクター


- ソフトラテックス素材
- 3~12Fr.までの尿管カテーテルに接続可能
- 造影剤の注入にも使用可能
(ルアーコネクターによるシリンジ接続が可能)
- カテーテルとウロバッグとの接続可能



ユニバーサルコネクター

K-Box®

- トレーニング用模擬モデル



K-Box®

製品番号	長さ (cm)	包装単位 (本/箱)	メーカー希望小売価格
AK3100	12.4	10	20,000円 (@2,000)

販売名: ポルジェ 泌尿器用カテーテル
 一般的名称: カテーテルコネクタ JMDNコード: 32339000 クラス分類: II
 医療機器承認番号: 20300BZY00965000

製品番号	長さ (cm)	横幅 (cm)	高さ (cm)	メーカー希望小売価格
000PKBOX01	23.5	17.5	22	800,000円

下部尿路系製品 消化器系カテーテル

下部尿路系製品


- ポルジェス 膀胱穿刺カテーテルセット
シストドレイン インテグラル(造設セット&交換セット)
シストドレイン(造設セット&交換セット)
ユリスティル(造設セット&交換セット)
- 膀胱留置用バルーンカテーテル
フォリシル®カテーテル
フォリシル®カテーテル 小児用
フォリシル®カテーテル
- ポルジェス エックスフロー カテーテル
前立腺カテーテル
ネオブラダー
- ボーニー
- Elephant®

消化器系カテーテル

- 胆道チューブ ペディネリ・アリアンカテーテル
- エスキャット胆嚢管カテーテル

シストドレイン インテグラルの特徴

カテーテル



スプリッタブル(分割式)トロッカー




ピールアウェイシース付きダイレーター



ポルジェス 膀胱穿刺カテーテルセット

シストドレイン インテグラル

ストレート型バルーンカテーテル



シストドレイン インテグラル 造設セット



造設セット セット内容

- カテーテル ● トロッカー ● マフ ● 栓 ● メス ● 固定シール

基本交換セット セット内容

- カテーテル ● 栓 ● 固定シール

	製品番号	トロッカー外径	カテーテル			ピールアウェイシースダイレーター		ガイドワイヤー		包装単位 (セット/箱)	メーカー希望小売価格	償還価格	一般的名称・クラス分類など
			外径 (Fr)	長さ (cm)	バルーン容量 (ml)	総数 (本/セット)	外径 (Fr)	総数 (本/セット)	(inch×cm)				
造設セット	CD1010	4.6mm (13.8Fr)	10	-	3	-	-	-	5	107,000円 (@21,400)	48,050円 (@9,610)	販売名 ポルジェス 膀胱穿刺カテーテルセット 短期的使用 恥骨上泌尿器用カテーテル JMDNコード 34924002 クラス分類 II 医療機器承認番号 21700BZY00148000	
	CD1012	5mm (15Fr)	12										
	CD1014	5.6mm (16.8Fr)	14										
ガイドワイヤー付ダイレーター付交換セット	CD1112	-	12	5	-	1	13	-	5	18,950円 (@3,790)	18,950円 (@3,790)		
	CD1114		14										15
ガイドワイヤー付交換セット	CD1A10*	-	10	3	-	1	ストレート セルティンガー 0.038×80	-	5	18,950円 (@3,790)	18,950円 (@3,790)		
	CD1A12		12										
	CD1A14		14										
	CD1A16		16										
	CD1B10		10										
	CD1B12		12										
基本交換セット	CD1B14	-	14	40	-	-	-	-	1	3,790円	3,790円		
	CD1B16		16										
	CD1B18		18										
	CD1B20		20										
	CD1C10*		10										
	CD1C12*		12										
	CD1C14		14										
	CD1C16		16										
	CD1C18		18										
	CD1C20		20										

※受発注品

償還価格

区分	償還価格 (1本あたり)
031腎瘻又は膀胱瘻用材料(2)膀胱瘻用カテーテル	3,790円
031腎瘻又は膀胱瘻用材料(5)膀胱瘻用穿孔針	5,820円

※トロッカー：膀胱瘻用穿孔針

算定の例【CD1014】

	本数	償還価格
腎瘻-膀胱瘻カテ膀胱瘻用	1	3,790円
腎瘻-膀胱-穿孔針	1	5,820円
計		9,610円

材料価格算定上の留意事項

31. 腎瘻又は膀胱瘻用材料
- (1) 膀胱瘻用カテーテルは、24時間以上体内留置した場合に算定できる。
 - (2) 膀胱瘻用カテーテルを交換した場合は、ダイレーター、ガイドワイヤー、穿刺針及び膀胱瘻用穿孔針は別に算定できない。
 - (3) 膀胱瘻用カテーテルを交換した場合は、ダイレーター、ガイドワイヤー、穿刺針及び膀胱瘻用穿孔針は別に算定できない。
 - (4) いずれの材料も、原則として1個を限度として算定する。2個以上算定する場合は、その詳細な理由を診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。

関連する手技料

- K805 膀胱瘻造設術 3,530点
(手技料についての最終判断は支払基金にお問い合わせください。)

在宅で使用する場合の償還区分


- O11 膀胱瘻用カテーテル 3,790円

シストドレインの特徴

カテーテル



スプリッタブル(分割式)ロッカー



ポルジェス 膀胱穿刺カテーテルセット

シストドレイン

Jチップバルーンカテーテル ストレート型バルーンカテーテル



シストドレイン Jチップバルーンカテーテル 造設セット

サイズごとのカラーコード (Fr)



スモールJチップカテーテル

- 小児や体の小さな患者さま向け

Jチップカテーテル



シストドレイン スモールJチップカテーテル 造設セット

	製品番号	ロッカー		カテーテル		バルーン容量 (ml)	ガイドワイヤー		包装単位 (セット/箱)	メーカー希望 小売価格	償還価格	一般的名称・クラス分類など
		外径 (Fr)	長さ (cm)	外径 (Fr)	長さ (cm)		総数 (本/セット)	(inch×cm)				
Jチップバルーンカテーテル 造設セット	AJ7112	12	12	10	42	5	-	-	5	107,000円 (@21,400)	48,050円 (@9,610)	販売名 ポルジェス 膀胱穿刺カテーテルセット 短期的使用 恥骨上泌尿器用カテーテル JMDNコード クラス分類 医療機器承認番号 34924002 II 21700BZY00148000
	AJ7115	15		13								
Jチップバルーンカテーテル 交換セット	AJ7B12*	-	-	10	-	-	1	0.032×90	1	3,790円	3,790円	
	AJ7B15*	-	-	13	-	-	-	0.038×90	-	-	-	
ストレート型バルーンカテーテル 造設セット	AJ7012	12	12	10	42	5	-	-	5	107,000円 (@21,400)	48,050円 (@9,610)	
	AJ7015	15		13								
ストレート型バルーンカテーテル 交換セット	AJ7A12*	-	-	10	-	-	1	0.032×90	1	3,790円	3,790円	
	AJ7A15*	-	-	13	-	-	-	0.038×90	-	-	-	
スモールJチップカテーテル 造設セット	AJ8609	9	8	8	50	-	-	-	5	107,000円 (@21,400)	48,050円 (@9,610)	
	AJ8709		5	40								
Jチップカテーテル 造設セット	AJ8509	9	12	8	42	-	-	-	5	107,000円 (@21,400)	48,050円 (@9,610)	
	AJ8512	12		11								
	AJ8515	15		14								-
Jチップカテーテル 交換セット	AJ8A09	-	-	8	42	1	0.038×90	1	3,790円	3,790円		
	AJ8A12*	-	-	11	-							
	AJ8A15	-	-	14	-							

※受発注品

償還価格

区分	償還価格(1本あたり)
031腎瘻又は膀胱瘻用材料(2)膀胱瘻用カテーテル	3,790円
031腎瘻又は膀胱瘻用材料(5)膀胱瘻用穿孔針	5,820円

※トロッカー：膀胱瘻用穿孔針

算定の例【AJ7112】

	本数	償還価格
腎瘻-膀胱瘻カテ膀胱瘻用	1	3,790円
腎瘻-膀胱-穿孔針	1	5,820円
計		9,610円

材料価格算定上の留意事項

31. 腎瘻又は膀胱瘻用材料
 (1)膀胱瘻用カテーテルは、24時間以上体内留置した場合に算定できる。
 (2)膀胱瘻用カテーテルを交換した場合は、ダイレーター、ガイドワイヤー、穿刺針及び膀胱瘻用穿孔針は別に算定できない。
 (3)膀胱瘻用カテーテルを交換した場合は、ダイレーター、ガイドワイヤー、穿刺針及び膀胱瘻用穿孔針は別に算定できない。
 (4)いずれの材料も、原則として1個を限度として算定する。2個以上算定する場合は、その詳細な理由を診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。

関連する手技料

- K805 膀胱瘻造設術 3,530点
(手技料についての最終判断は支払基金にお問い合わせください。)

在宅で使用する場合の償還区分

- 011 膀胱瘻用カテーテル 3,790円

造設セット セット内容 (Jチップバルーン及びストレート型バルーンカテーテルタイプ)

- カテーテル ● トロッカー
- マフ ● 栓 ● メス ● クランプ

造設セット セット内容(スモールJチップ、Jチップカテーテルタイプ)

- カテーテル ● トロッカー
- マフ ● メス ● クランプ
- 2000mlウロバッグ

交換セット セット内容(共通)

- カテーテル
- ガイドワイヤー(ストレートセルディンガー)
- マフ ● クランプ

膀胱瘻セット

クリスティル

- ステンレススチール製の非分割式トロッカー(穿刺針及びシース)
- シリコン製シングルループカテーテル(長さ50cm)



クリスティル 造設セット

造設セット セット内容

- ステンレススチール製非分割式トロッカー
- シングルループカテーテル ● マフ ● メス
- ルアーコネクター付三方活栓
- ラテックス製ウロバッグコネクター

	製品番号	トロッカー外径 (Fr)		カテーテル外径 (Fr)	カテーテル長さ (cm)	包装単位 (セット/箱)	メーカー希望小売価格	償還価格	一般的名称・クラス分類など
造設セット	AJ8909*	9		8	50	1	21,400円	9,610円	販売名 一般的名称 JMDNコード クラス分類 医療機器承認番号 ポルジェ 泌尿器用カテーテル 短期的使用 恥骨上泌尿器用カテーテル 34924002 II 20300BZY00965000
	AJ8912	12		11					
	AJ8915	15		14					
交換セット	AJ9A09*	-		8	50	1	3,790円	3,790円	
	AJ9A12*			11					
	AJ9A15			14					

*受注発注品

交換セット セット内容

- シングルループカテーテル ● マフ ● メス
- ルアーコネクター付三方活栓
- ラテックス製ウロバッグコネクター

償還価格

区分	償還価格(1本あたり)
031腎瘻又は膀胱瘻用材料(2)膀胱瘻用カテーテル	3,790円
031腎瘻又は膀胱瘻用材料(5)膀胱瘻用穿孔針	5,820円

*トロッカー：膀胱瘻用穿孔針

算定の例【AJ8912】

	本数	償還価格
腎瘻・膀胱瘻カテーテル膀胱瘻用	1	3,790円
腎瘻・膀胱 穿孔針	1	5,820円
計		9,610円

材料価格算定上の留意事項

31. 腎瘻又は膀胱瘻用材料
- (1)膀胱瘻用カテーテルは、24時間以上体内留置した場合に算定できる。
 - (2)膀胱瘻用カテーテルを交換した場合は、ダイレクター、ガイドワイヤー、穿刺針及び膀胱瘻用穿孔針は別に算定できない。
 - (3)膀胱瘻用カテーテルを交換した場合は、ダイレクター、ガイドワイヤー、穿刺針及び膀胱瘻用穿孔針は別に算定できない。
 - (4)いずれの材料も、原則として1個を限度として算定する。2個以上算定する場合は、その詳細な理由を診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。

関連する手技料

- K805 膀胱瘻造設術 3,530点
(手技料についての最終判断は支払基金にお問い合わせください。)

在宅で使用する場合の償還区分


011 膀胱瘻用カテーテル 3,790円

フォリシル®カテーテルの特徴

先端形状に特化した フォリシル®カテーテル

オーバーザガイド(先穴タイプ)

- 尿道狭窄などの挿入困難症例向け
- 他社にはない先端オープン型で、ドレナージカに優れ、ガイドワイヤーを用いての挿入、抜去が可能



チーマン

- 尿道狭窄などの挿入困難症例向け



ラウンド(スタンダードタイプ)

- 先端側孔2ヶ 一般的使用



膀胱留置用バルーンカテーテル

フォリシル® カテーテル

- 100%オールシリコン製による高い生体適合性
- 内腔が広く優れたドレナージカ
- X線不透過ライン付



フォリシル® カテーテル

	製品番号	外径(Fr)	長さ(cm)	バルーン容量(ml)	包装単位(本/箱)	メーカー希望小売価格	一般的名称・クラス分類など
スタンダード	AA6112	12	40	10	5	2,805円 (@561)	販売名 一般的名称 JMDNコード 償還区分 償還価格 略称 クラス分類 医療機器承認番号 在宅で使用する 場合の償還区分 ポルジェスフォリシルカテーテルⅢ 短期的使用泌尿器用 フォーリーカテーテル 34917002 039膀胱留置用 ディスプレイカテーテル (2)2管一般(Ⅱ)①標準型 561円 膀胱留置カテ2管一般(Ⅱ)-1 Ⅱ 21600BZY00275000 004在宅寝たきり患者処置用膀胱留置用 ディスプレイカテーテル (2)2管一般(Ⅱ)①標準型
	AA6114	14					
	AA6116	16					
	AA6118	18		15			
	AA6120	20					
	AA6122	22					
AA6124	24						

膀胱留置用バルーンカテーテル

フォリシル® カテーテル 小児用

- 小児用は6Frからの取り揃え(6~10Fr)
- 挿入をスムーズにするスタイレット付
- ガイドワイヤー使用可能な先穴タイプ(スタイレットなし)もあり



フォリシル® カテーテル 小児用


	製品番号	外径(Fr)	長さ(cm)	バルーン容量(ml)	推奨ガイドワイヤー径(inch)	包装単位(本/箱)	メーカー希望小売価格	一般的名称・クラス分類など
小児用スタンダード	AA6106	6	30	1.5	-	5	10,450円 (@2,090)	販売名 一般的名称 JMDNコード 償還区分 償還価格 略称 クラス分類 医療機器承認番号 在宅で使用する 場合の償還区分 ポルジェスフォリシルカテーテルⅢ 短期的使用泌尿器用 フォーリーカテーテル 34917002 039膀胱留置用 ディスプレイカテーテル (5)特定(Ⅱ) 2,090円 膀胱留置カテ特定(Ⅱ) Ⅱ 21600BZY00275000 004在宅寝たきり患者処置用膀胱留置用 ディスプレイカテーテル (5)特定(Ⅱ)
	AA6108	8		3				
	AA6110	10		35				
小児用チーマン	AA6308	8	29	3	-	5	10,450円 (@2,090)	販売名 一般的名称 JMDNコード 償還区分 償還価格 略称 クラス分類 医療機器承認番号 在宅で使用する 場合の償還区分 ポルジェスフォリシルカテーテルⅢ 短期的使用泌尿器用 フォーリーカテーテル 34917002 039膀胱留置用 ディスプレイカテーテル (5)特定(Ⅱ) 2,090円 膀胱留置カテ特定(Ⅱ) Ⅱ 21600BZY00275000 004在宅寝たきり患者処置用膀胱留置用 ディスプレイカテーテル (5)特定(Ⅱ)
	AA6310	10	34					
小児用オーバーザガイド (先穴タイプ)	AA6406	6	30	1.5	0.025	5	10,450円 (@2,090)	販売名 一般的名称 JMDNコード 償還区分 償還価格 略称 クラス分類 医療機器承認番号 在宅で使用する 場合の償還区分 ポルジェスフォリシルカテーテルⅢ 短期的使用泌尿器用 フォーリーカテーテル 34917002 039膀胱留置用 ディスプレイカテーテル (5)特定(Ⅱ) 2,090円 膀胱留置カテ特定(Ⅱ) Ⅱ 21600BZY00275000 004在宅寝たきり患者処置用膀胱留置用 ディスプレイカテーテル (5)特定(Ⅱ)
	AA6408	8			0.032			
	AA6410	10			35			

関連する手技料
 ●J063 留置カテーテル設置 40点
 注1)膀胱洗浄と同時に行う留置カテーテル設置の費用は、膀胱洗浄の所定点数に含まれるものとする。
 注2)区分番号C106に類する在宅自己導尿指導管理料又は区分番号C109に類する在宅寝たきり患者処置指導管理料を算定している患者に対して行った留置カテーテル設置の費用は算定しない。
 (実施上の留意事項)
 (1)長期間にわたり、バルーンカテーテルを留置するための挿入手技料は、留置カテーテル設置により算定する。この場合、必要があってカテーテルを交換したときの挿入手技料も留置カテーテル設置により算定する。
 (2)C106在宅自己導尿指導管理料又はC109在宅寝たきり患者処置指導管理料を算定している患者(これらに係る在宅療養指導管理材料加算、薬剤料又は特定保険医療材料のみを算定している者を含み、入院中の患者及び医療型短期入所サービス費又は医療型特定短期入所サービス費を算定している短期入所中の者を除く。)については、留置カテーテル設置の費用は算定できない。
 (3)留置カテーテル設置時に使用する注射用蒸留水又は生理食塩水等の費用は所定点数に含まれ別に算定できない。
 (手技料についての最終判断は支払基金にお問い合わせください。)

膀胱留置用バルーンカテーテル

フォリシル® カテーテル

- 100%オールシリコン製による高い生体適合性
- 内腔が広く優れたドレナージ力
- 様々な症例に応じたサイズと3種の先端形状
- X線不透過ライン付



フォリシルカテーテル オーバーザガイド

サイズごとのカラーコード (Fr)



	製品番号	外径 (Fr)	長さ (cm)	バルーン容量 (ml)	包装単位 (本/箱)	メーカー希望小売価格	一般的名称・クラス分類など
チーマン	AA6312	12	42	10	5	10,450円 (@2,090)	販売名 ポルジェスフォリシルカテーテルⅢ 一般的名称 短期的使用泌尿器用 フォーリーカテーテル JMDNコード 34917002 償還区分 039膀胱留置用 ディスポーザブルカテーテル (5) 特定 (Ⅱ) 償還価格 2,090円 略称 膀胱留置カテ特定 (Ⅱ) クラス分類 Ⅱ 医療機器承認番号 21600BZY00275000 在宅で使用する 場合の償還区分 ディスポーザブルカテーテル (5) 特定 (Ⅱ)
	AA6314	14					
	AA6316	16					
	AA6318	18		15			
	AA6320	20					
	AA6322	22					
	AA6324 *	24					
オーバーザガイド (先穴タイプ)	AA6412	12	40	10			
	AA6414	14					
	AA6416	16					
	AA6418	18		15			
	AA6420	20					
	AA6422	22					
	AA6424	24					
30mlバルーン	AA6C18	18	41	30			
	AA6C20	20					
	AA6C22	22					
	AA6C24 *	24					
女性用	AA6512 *	12	25	10	5	2,805円 (@561)	販売名 ポルジェスフォリシルカテーテルⅢ 一般的名称 短期的使用泌尿器用 フォーリーカテーテル JMDNコード 34917002 償還区分 039膀胱留置用 ディスポーザブルカテーテル (2) 2管一般 (Ⅱ) ①標準型 561円 略称 膀胱留置カテ2管一般 (Ⅱ)-1 クラス分類 Ⅱ 医療機器承認番号 21600BZY00275000 在宅で使用する 場合の償還区分 ディスポーザブルカテーテル (2) 2管一般 (Ⅱ) ①標準型
	AA6514	14					
	AA6516	16					
	AA6518	18		15			
	AA6520	20					
	AA6522 *	22					
	AA6524 *	24					
溝付き	AA6612 *	12	41	10			
	AA6614 *	14					
	AA6616	16					
	AA6618 *	18		15			
	AA6620	20					
	AA6622 *	22					
	AA6624 *	24					

※受注発注品

関連する手技料

●J063 留置カテーテル設置 40点

注1) 膀胱洗浄と同時に行う留置カテーテル設置の費用は、膀胱洗浄の所定点数に含まれるものとする。

注2) 区分番号C106に属する在宅自己導尿指導管理料又は区分番号C109に属する在宅寝たきり患者処置指導管理料を算定している患者に対して行った留置カテーテル設置の費用は算定しない。(実施上の留意事項)

- (1) 長期間にわたり、バルーンカテーテルを留置するための挿入手技料は、留置カテーテル設置により算定する。この場合、必要があつてカテーテルを交換したときの挿入手技料も留置カテーテル設置により算定する。
- (2) C106在宅自己導尿指導管理料又はC109在宅寝たきり患者処置指導管理料を算定している患者(これらに係る在宅療養指導管理材料加算、薬剤料又は特定保険医療材料料のみを算定している者を含み、入院中の患者及び医療型短期入所サービス費又は医療型特定短期入所サービス費を算定している短期入所中の者を除く。)については、留置カテーテル設置の費用は算定できない。
- (3) 留置カテーテル設置時に使用する注射用蒸留水又は生理食塩水等の費用は所定点数に含まれ別に算定できない。

◇(手技料についての最終判断は支払基金にお問い合わせください。)

ポルジェス エックスフロー カテーテル


前立腺カテーテル

- 大きな側孔が大きな血餅の通過を可能にし、目詰まりを回避
- 100%オールシリコン製による高い生体適合性



エックスフロー カテーテル クッディホイッスル

サイズごとのカラーコード (Fr)



ポルジェス エックスフロー カテーテル

ネオブラダー

- 100%オールシリコン製による高い生体適合性
- 先端開口タイプ
- 側孔の位置による選択も可能



フォリシルカテーテル ネオブラダー

ポルジェス エックスフロー カテーテルの特徴

豊富なバリエーションの先端形状

■ 前立腺カテーテルの先端形状



■ ネオブラダーの先端形状



バルーン容量	先端形状	管 (Way)	側孔数	外径				包装単位 (本/箱)	メーカー希望小売価格	一般的名称・クラス分類など
				18Fr	20Fr	22Fr	24Fr			
50ml	クッディホイッスル	3	3	AB6318	AB6320	AB6322	AB6324	5	23,050円 (@4,610)	販売名 ポルジェス エックスフローカテーテル 一般的名称 短期的使用泌尿器用フォーリーカテーテル JMDNコード 34917002 償還区分 039 膀胱留置用ディスポーザブルカテーテル(6)圧迫止血 償還価格 4,610円 略称 膀胱留置カテ圧迫止血 クラス分類 II 医療機器認証番号 227ADBZX00008000
	クッディラウンド	2	3	AB6418*	AB6420*	AB6422*	AB6424*			
	クッディホイッスルショートチップ	3	2	AB6218*	AB6220*	AB6222*	AB6224*			
	クッディホイッスル	3	3	AB6R18	AB6R20	AB6R22	AB6R24			
	クッディホイッスル	3	3	AB6118	AB6120	AB6122	AB6124			
	クッディホイッスル	2	3	AB6518*	AB6520*	AB6522*	AB6524*			
	クッディホイッスル	3	4	AB6018	AB6020	AB6022	AB6024			
クッディホイッスル	3	2	AB6H18	AB6H20	AB6H22	AB6H24				
クッディホイッスル	3	3	AB6G18	AB6G20	AB6G22	AB6G24				
30ml	クッディホイッスル	3	3	AB6A18*	AB6A20*	AB6A22*	AB6A24*			
	クッディラウンド	3	2	AB6E18*	AB6E20*	AB6E22*	AB6E24*			
	クッディホイッスルショートチップ	3	3	AB6S18	AB6S20	AB6S22*	AB6S24*			
	クッディホイッスル	3	3	AB6B18*	AB6B20*	AB6B22*	AB6B24*			
	クッディホイッスル	3	4	AB6C18*	AB6C20*	AB6C22*	AB6C24*			
	クッディホイッスル	3	2	AB6J18	AB6J20	AB6J22	AB6J24*			

※受発注品

関連する手技料

- K841 経尿道的前立腺手術
 - 1. 電解質溶液利用のもの 20,400点
 - 2. その他のもの 18,500点
- (手技料についての最終判断は支払基金にお問い合わせください。)

バルーン容量	先端形状	管 (Way)	外径			包装単位 (本/箱)	メーカー希望小売価格	一般的名称・クラス分類など
			18Fr	20Fr	22Fr			
30ml	スタンダード 先端6側孔	3	-	AA6820	AA6822	5	23,050円 (@4,610)	販売名 ポルジェス エックスフローカテーテル 一般的名称 短期的使用泌尿器用フォーリーカテーテル JMDNコード 34917002 償還区分 039 膀胱留置用ディスポーザブルカテーテル(6)圧迫止血 償還価格 4,610円 略称 膀胱留置カテ圧迫止血 クラス分類 II 医療機器認証番号 227ADBZX00008000
	ショート先端4側孔 バルーン下2側孔		AA6918	AA6920	AA6922			

サイズごとのカラーコード (Fr)



関連する手技料

- K801 膀胱単純摘除術【施設基準有】
 - 1. 腸管利用の尿路変更を行うもの 59,350点
 - ◇K931 超音波凝固切開装置等加算対象手術
- (手技料についての最終判断は支払基金にお問い合わせください。)

スタイレット



スタイレット

製品番号	包装単位 (本/箱)	メーカー希望小売価格
AL0000	1	6,500円

単回使用内視鏡用注射針

ポーニー

- 硬性及び軟性膀胱鏡の両方に対応
- 細径でフレキシブル
- 注射針長は4mmで最適な注入可能



ポーニー

製品番号	全長 (cm)		針長 (mm)	包装単位 (本/箱)	メーカー希望小売価格	一般的名称・クラス分類など
NBI035	35		4	1	10,000円	販売名 ポーニー 単回使用内視鏡用注射針 JMDNコード 38825000 クラス分類 II 医療機器承認番号 30100BZX00246000
NBI070	70					

関連する手技料

- K823-6 尿失禁手術(ボツリヌス毒素によるもの)9,680点
(実施上の留意事項)
- 1. 過活動性膀胱又は神経因性膀胱の患者であって、行動療法、各種抗コリン薬及びβ3作動薬を含む薬物療法を単独又は併用療法として、少なくとも12週間の継続治療を行っても効果が得られない又は継続が困難と医師が判断したものに對して行った場合に限り、算定できる。
- 2. 効果の減弱等により再手術が必要となった場合には、4月に1回に限り算定できる。
(手技料についての最終判断は支払基金にお問い合わせください。)

腹腔鏡下手術用 ディスポーザブル灌流吸引

Elefant®



Elefant®


製品番号	吸引洗浄カニューレ		チューブ長さ (m)	チューブの種類	包装単位 (本/箱)	メーカー希望小売価格	一般的名称・クラス分類など
	直径 (mm)	シャフト長 (cm)					
ASP165	5	35	3	シングル	5	100,000円 (@20,000)	販売名 エレファント サクシヨニリゲーションデバイス 内視鏡用灌流・吸入プローブ JMDNコード 70162000 クラス分類 II 医療機器承認番号 230ADBZX00041000
ASP170*	10	35					
ASP185	5	45					
ASP145*	5	35	なし	10	200,000円 (@20,000)		
ASP150*	10	35					
ASP180*	5	45					
ASP190	5	35					
ASP195	5	45	3	ダブル	5	100,000円 (@20,000)	

*ASP185/ASP180/ASP195はロボット(支援)手術用です。

胆道チューブ

(ベディネリ・アリアンカテーテル)


- 素材は塩化ビニール(PVC)
- ラテックスフリー
- ステンレススチール製スタイレット付



胆道チューブ(ベディネリ・アリアンカテーテル)

	製品番号	チューブ外径(Fr)		オリーブ外径(Fr)	長さ(cm)	包装単位(本/箱)	メーカー希望小売価格	一般的名称・クラス分類など
胆道チューブ	GD4105	5		7	40	5	10,000円 (@2,000)	販売名 一般的名称 JMDNコード 償還区分 償還価格 略称 クラス分類 医療機器承認番号 ボルジェ 消化器用カテーテル 短期的使用胆管用カテーテル 10696022 029吸引留置カテーテル (2)受動吸引型②胆管用 ア)胆管チューブ 2,000円 吸引留置カテ・胆管用I II 20500BZY00189000
	GD4106	6		8				
	GD4108*	8		10				

※受発注注品



エスキャット胆嚢管カテーテル

- 素材は塩化ビニール(PVC)
- ラテックスフリー



エスキャット胆嚢管カテーテル

	製品番号	チューブ外径(Fr)		オリーブ外径(Fr)	長さ(cm)	包装単位(本/箱)	メーカー希望小売価格	一般的名称・クラス分類など
エスキャット 胆嚢管カテーテル	GD4205*	5		7	154	5	63,500円 (@12,700)	販売名 一般的名称 JMDNコード 償還区分 償還価格 略称 クラス分類 医療機器承認番号 ボルジェ 消化器用カテーテル 短期的使用胆管用カテーテル 10696022 029吸引留置カテーテル (2)受動吸引型②胆管用 イ)胆嚢管チューブ 12,700円 吸引留置カテ・胆管用II II 20500BZY00189000
	GD4206	6		8				
	GD4208	8		10				
	GD4210*	10		12				

※受発注注品

