

ageLOC® Edition Nu Skin Galvanic Spa System® II

Quick Start Guide

RU



■ **Важная информация! Ознакомьтесь перед началом работы!**

► **Перед началом работы, ознакомьтесь со следующими важными предостережениями.**

1. Всегда проверяйте прибор и насадки перед началом проведения процедуры. Убедитесь, что на поверхности отсутствуют неровности, острые края или вспучивания. При обнаружении каких-либо дефектов не используйте прибор, обратитесь в местный офис компании NU SKIN. Во избежание отслаивания и вздутия покрытия, храните прибор в сухом месте при комнатной температуре не ниже 4°C.
2. Использование прибора имеет возрастные ограничения и подходит только для здоровой кожи. **Не используйте прибор** при наличии сыпи, лопнувших капилляров, воспалений или открытых ран. **Не используйте прибор** при розацеа, аллергии на металл, проблемной или очень чувствительной коже. Проконсультируйтесь со специалистом перед использованием системы Nu Skin Galvanic Spa System® II при чувствительной коже, острых заболеваниях кожи, беременности, использовании электронного кардиостимулятора или аналогичного устройства, эпилепсии, наличии металлических брекетов на зубах, металлического импланта или при обострении какого-либо заболевания.
3. Не применяйте прибор на коже губ или век. Прибор и сопутствующие продукты предназначены только для внешнего использования. В случае появления красноты или сильного раздражения немедленно прекратите использование. Храните прибор в недоступном для детей месте.
4. Люди, впервые использующие систему Nu Skin Galvanic Spa System® II, а также люди с чувствительной или предрасположенной к аллергии кожей, всегда должны сначала проводить тест на небольшом участке кожи перед использованием.
5. Используйте прибор только по назначению согласно Руководству по эксплуатации. **Не используйте прибор** дольше или чаще, чем рекомендуется. Рекомендованные значения указаны в краткой инструкции по эксплуатации.
6. Перед первым использованием прибора, удалите с него все защитные пленки.
7. Для предотвращения риска удара током, ожога, пожара или повреждения не погружайте прибор в воду, не помещайте и не храните его в месте, где он может упасть в воду. Никогда не пользуйтесь поврежденным прибором. Не используйте прибор образом, отличным от указанного в Руководстве по эксплуатации.
8. При снятии насадки не сжимайте и не держите ее за середину, так как это может затруднить работу расцепляющего механизма. Держите ее по бокам.
9. Настоящая краткая инструкция по эксплуатации не содержит полной информации, необходимой для использования прибора или проведения процедур с его использованием. Перед использованием системы Nu Skin Galvanic Spa System® II и продуктов, предназначенных для совместного использования, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с Руководством по эксплуатации на компакт-диске, поставляемом в комплекте.

■ Схемы и условные обозначения на приборе Nu Skin Galvanic Spa System® II

► Подробная информация, насадки и условные обозначения на приборе ageLOC® Edition Nu Skin Galvanic Spa System® II

Условные обозначения и пояснения к нижеуказанной информации представлены на странице 103.

Комплектующие прибора

- | | | |
|--------------------------------------|---------------------------------|---|
| (1) Разъем для присоединения насадки | (3) Экран | (6) Отсек для батареек (в комплекте идут 2 батарейки AAA) |
| (2) Кнопка для отсоединения насадки | (4) Кнопка выбора режима работы | (7) Указатель положения насадки (небольшой паз) |
| (5) Хромированная панель | | |

Насадки для прибора

- | | |
|---|------------------------------|
| (8) Насадка для лица | (10) Насадка для тела |
| (9) Насадка для направленного воздействия | (11) Насадка для кожи головы |

Обозначения на экране

- (12) Цифры 1, 2, 3, 4 или 5 обозначают соответствующий режим проведения процедуры и продукт, подходящий для использования.
- (13) Циферблат и цифры обозначают продолжительность процедуры (2, 3 или 5 минут).
- (14) Во время процедуры 2 (с использованием Геля для ухода за кожей лица Nu Skin Galvanic Spa System® II Facial Treatment Gel) в правом верхнем углу относительно цифры, обозначающей номер процедуры, появляется значок ageLOC®.
- (15) Если батарейки разряжены, то каждый раз при включении прибора в середине экрана появляется 0 и мигает четыре раза, до тех пор, пока батарейки не будут заменены.

► Номер процедуры, появляющийся на экране, соответствует предназначенному для совместного использования с прибором Nu Skin Galvanic Spa System® II продукту.

Насадка	Номер процедуры	Продукт*	Продолжительность**	Частота использования
	1	Гели для лица Nu Skin Galvanic Spa System® II с технологией ageLOC	2 минуты	2-3 раза в неделю
	2	Гели для лица Nu Skin Galvanic Spa System® II Facial Treatment Gel с технологией ageLOC	3 минуты	2-3 раза в неделю
	3	Корректирующий гель Tru Face® Line Corrector	5 минут***	Ежедневно, утром и вечером
	4	Шейпинг-гель ageLOC® Body Shaping Gel	5 минут***	2 раза в неделю (утром и вечером)
	5	Средство для ухода за волосами Nutriol® Hair Fitness Treatment	2 минуты	3 раза в неделю

* Продукты, не перечисленные в этой таблице, не предназначены для совместного использования с прибором ageLOC® Edition Nu Skin Galvanic Spa System® II.

** Те, кто впервые использует прибор Nu Skin Galvanic Spa System® II, должны сначала протестировать его на раздражение на небольшом малозаметном участке кожи. Возможно, людям с чувствительной кожей нужно ограничиться короткими процедурами.

*** Рекомендованное время процедуры для всего лица/тела составляет 5 минут. Возможно, Вам не понадобятся все 5 минут в зависимости от обрабатываемой области и ее размера. Осторожно проводите процедуру на чувствительных областях (таких, как область вокруг глаз, для которой рекомендованное время составляет 1-2 минуты).

Не проводите процедуру дольше или чаще, чем рекомендовано выше. Обратите внимание, что продукты, предназначенные для совместного использования с прибором ageLOC® Edition Nu Skin Galvanic Spa System® II продаются отдельно.

■ Пошаговая инструкция

► Как использовать прибор ageLOC® Edition Nu Skin Galvanic Spa System® II

1. Присоедините насадку

Убедитесь в том, что пластиковая пленка удалена как с передней, так и с задней панели прибора Nu Skin Galvanic Spa System® II, иначе Вы не сможете провести процедуру. Держите прибор экраном вверх, насадка с указателем положения должна смотреть на Вас. Слегка нажмите, чтобы насадка встала на место.

2. Нанесите соответствующий продукт

	Гели для лица Nu Skin Galvanic Spa System® II с технологией ageLOC	Отрежьте кончик ампулы с Очищающим гелем предварительного ухода за кожей лица (Pre-treat Gel) и выдавите все ее содержимое на руку. Осторожно нанесите его на лицо и шею. Не втирайте. Повторите процесс с использованием Геля для основного ухода за кожей лица (Treatment Gel).
	Корректирующий гель Tru Face® Line Corrector	Осторожно нанесите обильное количество средства на одну из областей, нуждающихся в целенаправленном воздействии (например, область вокруг глаз, лоб, нос или область вокруг рта). Не втирайте.
	Шейпинг-гель ageLOC® Body Shaping Gel	Осторожно нанесите обильное количество Шейпинг-геля на одну из областей, нуждающихся в обработке (например, нижняя часть рук, ноги, бедра или ягодицы). Не втирайте.
	Средство для ухода за волосами Nutriol® Hair Fitness Treatment	После активации продукта* равномерно нанесите его на всю поверхность кожи головы. Один флакон рассчитан на одну процедуру.

* Обратитесь к инструкциям, приложенным к Средству для ухода за волосами Nutriol® Hair Fitness Treatment чтобы узнать подробности использования.

3. Выбор процедуры

Нажмите на кнопку выбора режима работы один раз, чтобы включить прибор. Номер процедуры появляется в середине экрана, продолжительность процедуры появляется под номером процедуры. Нажимайте на кнопку выбора режима необходимое количество раз для получения желаемой процедуры.

4. Проведение процедуры

Держите прибор влажной рукой так, чтобы пальцы плотно прилегали к хромированной панели, и приложите головку насадки к лицу, коже головы или телу. Прибор издаст звуковой сигнал 1, 2 или 3 раза, тем самым информируя Вас о том, что он самонастроился на Вашу кожу. Начинать легко массировать только ту область, где был нанесен соответствующий продукт. Прибор подает сигналы каждые 10 секунд, информируя о том, что он включен и функционирует. Как только до окончания процедуры остается 30 секунд, он начинает подавать сигналы каждые 5 секунд до полного окончания процедуры. Не забывайте держать прибор в постоянном контакте с кожей Вашего тела или головы. Любая потеря контакта размыкает электрическую цепь, и процедура прерывается. В этом случае начнет мигать подсветка экрана, и прибор перестанет издавать звуковые сигналы до тех пор, пока цепь не замкнется снова. Прибор предназначен только для внешнего использования. Избегайте прямого контакта с глазами и губами. *Пожалуйста, обратите внимание на то, что процедура с использованием гелей для ухода за кожей лица Nu Skin Galvanic Spa System® II Facial Gels состоит из двух этапов. После проведения первого этапа с Очищающим гелем предварительного ухода удалите оставшийся гель и повторите шаги 2-4, используя Гель для ухода за кожей лица.*

5. Завершение процедуры:

В конце процедуры Вы услышите звуковой сигнал, обозначающий ее завершение, а изображение часов и цифра, указывающая количество минут, исчезнут с экрана. Выключите прибор, нажимая на кнопку выбора режима работы несколько раз до тех пор, пока экран не станет пустым. В случае если Вы используете Гели для ухода за кожей лица или Шейпинг-гель, удалите оставшийся продукт чистой влажной салфеткой. В случае если Вы используете Корректирующий гель Tru Face® Line Corrector или средство Nutriol®, необходимо втереть оставшийся продукт в кожу. Отсоедините насадку, слегка нажав на кнопку освобождения, мягко потянув в противоположную от прибора сторону. Протрите поверхность прибора и насадку влажной салфеткой. Храните прибор Nu Skin Galvanic Spa System® II в прохладном месте без присоединенных насадок. Для получения более детальной инструкции по проведению процедур обратитесь, пожалуйста, к Вашему Руководству по эксплуатации, поставляемому в комплекте с прибором Nu Skin Galvanic Spa System® II на компакт-диске. Используйте прибор строго в соответствии с инструкцией.

