

仪器描述

仪器说明

仪器标签

自动漩涡振荡混合器 SA8 自动压式启动或连续运行 可变速度,200~2500rpm 稳固的机身 结构坚固易清洗

混合速度可变, 200~2500rpm, 具备两种运行模式, 即"Touch"瞬时运行和连续运行模式, 集成的曲棍可将容器固定在混合器上, 以满足长时间运行, 并可选配多种附件, 满足多种应用。

技术参数与订货编号

产品编号 SA8 速度 可变速度, 250~2500rpm 圆周直径 4.2mm 工作模式 压式起动和连续运行 外形尺寸(W×D×H) 135×215×78mm 主机净重 3.2kg 电源供应 90-240V,50/60Hz,20W

订货信息

型号 产品描述

SA8 漩涡混合器, 可调速

SR2 曲棍, 300mm长x12.5mm直径

附件包

SA8附件包,包括:

- 1个塑料支架,用于标准微孔板
- 1个圆形泡沫,用于烧杯或烧瓶(最大500ml)
- 1个长方形泡沫,可容纳8x0.2ml,8x0.5ml和16x1.5ml微量离心管
- 1个固体长方形泡沫,用于用户自要求使用

订货信息

型号 产品描述 SA8/1 附件包,只适用于SA8

主要特点:

自动压式启动或连续运行 可变速度,200~2500rpm 稳固的机身

结构坚固易清洗

混合速度可变, 200~2500rpm, 具备两种运行模式, 即"Touch"瞬时运行和连续运行模式, 集成的曲棍可将容器固定在混合器上, 以满足长时间运行, 并可选配多种附件, 满足多种应用。

技术参数:

SA8 可变速度,250~2500rpm 4.2mm 压式起动和连续运行 135×215×78mm 3.2kg 90-240V,50/60Hz,20W

> © 2005-2009 必和国际贸易(香港)有限公司 版权所有,并保留所有权利。 上海市长乐路989号2006室,邮编: 200031,电话: 021-60896520,13661956095 http://www.bihec.cn, info@bihec.com