



精致影像 精“智”之美

飞利浦HD15高端智能彩色超声诊断系统

PHILIPS

面向临床 应您所需

随着病人数量的不断增加, 诊断要求的不断提高, 医生的压力与日俱增; 而检查时复杂的操作, 清晰度差的图像, 无形中增加了超声医生的工作负荷; 全科医院的复杂病种与专科检查的特殊需要, 难以在一台设备上得到满足, 让医生本就繁忙的工作更加忙碌。您是否期待有这样一台超声系统, 它操作简便, 图像清晰, 应用全面, 并可为您提供多种定量及科研工具?

飞利浦全新HD15彩色智能超声诊断系统, 既可以帮助您高效地扫查大量门诊病人, 又可以使您轻松自信地完成对疑难病例的诊断及评估。它拥有您所期待的卓越成像品质和临床性能, 具有您日常工作所需的各种临床设置。多种智能优化工具及清晰的图像质量提高了工作效率, 而多种定量工具及先进成像技术提供了更多的诊断信息。

HD15拥有不断拓展的科研能力, 为您提供敏感的造影成像以及造影定量分析工具, 与介入相结合, 带来超声诊断及治疗的新境界。先进的容积成像技术为您提供全新的三维及四维诊断视野, 为腹部、胎儿、妇科等诊断提供更多信息和数据。



优异的图像质量和

HD15的设计宗旨是为了让您的超声检查更加轻松便捷,同时为您提供高水平的图像信息,使您的诊断更加准确。针对技术上更有挑战性的困难病人和复杂疾病,多种先进成像技术及定量工具为您的诊断提供更多信息。作为一个全新的平台,HD15集飞利浦多年实践验证的先进技术于一身,拥有革命性的主机架构、领先的技术性能以及卓越的图像质量,为您带来更多的诊断信息及更高的检查效率。

精于技术 智于应用

飞利浦的技术复杂精密,使用却十分简单,二者在HD15上达到了完美的结合,为您提供强大而稳固的系统用于疾病诊断及定量。

为了达到绝佳的影像锐利度和图像均一性,**微细灰阶聚焦技术**提供了多达5倍的聚焦性能。

为了减少图像的噪音和伪像,**SonoCT**作为真正的实时复合成像,发射并接收多达九条声束,以获取不规则边界病变的清晰图像。

为了实现组织边缘清晰度的极致,高级的**XRES**自适应

图像处理技术采用了飞利浦磁共振图像的专有算法,大大减低噪声,同时不影响帧频。

为了有效地检查更多的患者,多功能的S5-2探头选用了40年来探头技术的最大突破——**PureWave纯净波探头技术**。S5-2探头具有超宽的频带,可覆盖以前两个探头的频率,以适应不同类型病人的检查应用。

iSCAN智能优化技术,可以自动调整二维、彩色及多普勒模式下的多个参数,可使您在检查中迅速获得最佳的图像质量。



面面俱到

HD15拥有全面的临床应用性能及多种智能优化工具, 同时, 还为您提供了用于困难病人的诊断及临床科研拓展的能力。

- HD15可根据临床需要扩展性能, 它可用于多专业系统的全科医院和医疗中心, 也可为专科医院提供特殊临床应用
- 组织特异性成像可自动根据检查类型优化探头设置, 瞬时得到清晰精细的图像
- 敏感的造影成像与介入相结合, 带来超声诊断及治疗新境界
- 先进的容积成像为您提供胎儿、腹部及妇科的更多信息
- 飞利浦QLAB软件, 提供自动化和客观方法量化超声数据

应用

- 腹部
- 小器官和表浅组织
- 乳腺
- 儿科
- 肌骨
- 妇产科
- 前列腺
- 血管
- 容积成像
- 造影
- 术中
- 经颅多普勒
- 心脏
- 经食道超声
- 负荷超声
- 急诊医学
- 重症监护
- 局部麻醉



精益求精

超声造影成像

HD15拥有不断拓展的科研能力, 在SonoCT/xRES成像技术支持下, 为您提供清晰而敏感的造影成像。友好的用户界面使造影检查更加简便快捷。ROI感兴趣区定量分析工具可为您提供更多数据信息。

容积成像

容积成像技术为您提供全新的诊断视野, 三维及四维成像可为您提供清晰的胎儿面部、脊柱、胎儿心脏、妇科子宫及卵巢病变的图像。同时我们还为您提供了丰富的可供选择的显示模式。



飞利浦(中国)投资有限公司 医疗保健事业部

北京办事处

地址: 北京朝阳区光华路9号
世贸天阶大厦10层
邮编: 100020
电话: (010) 85273888
传真: (010) 85273965

上海办事处

地址: 上海市田林路888弄10号
飞利浦上海创新科技园1号楼
邮编: 200233
电话: (021) 24115888
传真: (021) 54452671

广州办事处

地址: 广州市越秀区中山三路33号
中华国际中心B塔18楼
邮编: 510055
电话: (020) 83141888
传真: (020) 83777550

沈阳办事处

地址: 沈阳市沈河区北站路59号
财富中心E座11层
邮编: 110013
电话: (024) 31289988
传真: (024) 31286084

成都办事处

地址: 成都市人民南路二段18号
川信大厦21楼
邮编: 610016
电话: (028) 86199799
传真: (028) 86199618

西安办事处

地址: 西安市南二环西段88号
老三届世纪星大厦30层
邮编: 710065
电话: (029) 88360921
传真: (029) 88360939

济南办事处

地址: 济南市泺源大街229号
金龙大厦26层
邮编: 250012
电话: (0531) 81672288
传真: (0531) 81672289

福州办事处

地址: 福州市五四路158号
环球广场36楼3602室
邮编: 350003
电话: (0591) 87381068
传真: (0591) 87800985

长沙办事处

地址: 长沙市劳动西路386号
佳程酒店1302房
邮编: 410007
电话: (0731) 5171838
传真: (0731) 5159714

武汉办事处

地址: 武汉市汉口建设大道568号
新世界国贸大厦1座47楼
邮编: 430022
电话: (027) 85565988
传真: (027) 68850628

杭州办事处

地址: 杭州市环城北路63号
云天财富中心16楼1605室
邮编: 310004
电话: (0571) 85197018
传真: (0571) 85096871

南京办事处

地址: 南京市汉中路2号
金陵饭店世界贸易中心6楼
邮编: 210005
电话: (025) 86556588
传真: (025) 84723251

哈尔滨办事处

地址: 哈尔滨市香坊区赣水路68号
万达索菲特酒店302室
邮编: 150019
电话: (0451) 87717426
传真: (0451) 87717438

乌鲁木齐办事处

地址: 乌鲁木齐市新民西街85号
红山宾馆3号楼6102室
邮编: 830000
电话: (0991) 8863507
传真: (0991) 8868727

香港办事处

地址: 香港湾仔皇后大道东1号
太古广场3座7楼
电话: (852) 28215888
传真: (852) 25277136

7天24小时免费售后服务热线

800 810 0038 400 810 0038(手机可拨打)

飞利浦(中国)投资有限公司在全国共有近20个办事处, 由于版面关系, 无法将所有办事处的联系方式逐一列上。
最新的联络地址电话请参考<http://www.healthcare.philips.com/cn/about/officelocator/index.wpd>



© 2009飞利浦(中国)投资有限公司
版权所有。

飞利浦(中国)投资有限公司保留随时修改产品规格和/或中止生产任何产品的权利, 而无须事先通知, 而且对使用此出版物引起的任何后果不负任何责任。

2009年3月中国印刷
4522 962 34627